検体検査採取容器一覧(A～B)

採取後検体の取扱い	
冷	冷蔵
遮	遮光
混	転倒混和
即	早め(約2hr以内)に検査室へ搬送
酸	酸性蓄尿

平日時間内の検体搬送先	
中検	中央検査室
遺伝子	遺伝子検査室
細胞	細胞分析室
尿検査室	尿検査室
微生物	微生物検査室
薬剤部	薬剤部TDM室
輸血	輸血検査室



検査材料


容器記号

詳細は14ページ

記号


内容物	表記
ｷｬｯﾌﾟ色・種	容量
保管	配置場所
注意事項	

A



EDTA-2K	[DK]
薄紫ｼｰﾙ	2 mL
室温	検査室1
[混和]	

A2




EDTA-2K	
薄紫ｺﾞﾑ	2 mL
室温	検査室1
[混和]	

A6




EDTA-2K	[GENE ANALYSIS]
濃紫ｵｰﾊﾞｰ	6 mL
室温	検査室1
[混和]	

A7




EDTA-2K	[BD Vacutainer]
濃紫ｵｰﾊﾞｰ	7 mL
室温	
[混和]	

B2




3.2%ｸｴﾝ酸Na	[CW] 1.8 mL
黒ｺﾞﾑ	1.8 mL
室温	検査室1
[混和][採取量]	

B2(1 mL)



3.2%ｸｴﾝ酸Na	[ｸｴﾝ酸Na]
水色ｵｰﾊﾞｰ	0.9 mL
室温	検査室1
[混和][採取量]	

B5




3.2%ｸｴﾝ酸Na	
黒ｼｰﾙ	4.5 mL
室温	血液検査室
[混和][採取量]	

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


検体検査採取容器一覧(C～D)

C3




凝固促進剤+分離剤	[SP] 3mL
茶色ｺﾞﾑ	3 mL
室温	検査室1
[混和]	

C5




高速凝固促進剤+分離剤	[SQ]
ｵﾚﾝｼﾞ色ｺﾞﾑ	5 mL
室温	検査室1
[混和]	

C6




凝固促進剤+分離剤	[SP] 6mL
ﾋﾟﾝｸｺﾞﾑ	6 mL
室温	検査室1
[混和]	

CM




酸洗浄済みﾎﾟﾘｽﾋﾟｯﾂ	[AZZ]
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	3 mL
室温	検査室1

CP




ﾌﾟﾚｰﾝ(凝固促進ﾌｨﾙﾑ)	[7mL P]
茶色ｼｰﾙ	7 mL
室温	検査室1

CS




血清分離剤	
ﾋﾟﾝｸｼｰﾙ	6 mL
室温	検査室1

D2



EDTA-2K	[血球検査用,EDTA-2K,2ml]
薄紫ｵｰﾊﾞｰ	2 mL
室温	検査室1
[混和]	

D5




EDTA-2K	[血球検査用,EDTA-2K,5ml]
黄ｵｰﾊﾞｰ	5 mL
室温	検査室1
[混和]	

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


検体検査採取容器一覧(E～S)

E4




ﾍﾊﾟﾘﾝNa	[HE] 4mL
緑ｺﾞﾑ	4 mL
室温	検査室1
[混和]	

E9




ﾍﾊﾟﾘﾝNa	[HE] 9mL
緑ｺﾞﾑ	9 mL
室温	
[混和]	

H5




ﾍﾊﾟﾘﾝNa	[5mL H]
黄緑ｼｰﾙ	5 mL
室温	検査室1
[混和]	

H9




ﾍﾊﾟﾘﾝNa	[10mL H]
黄緑ｼｰﾙ	10 mL
室温	検査室1
[混和]	

L3




ﾍﾊﾟﾘﾝLi+分離剤	[NIPRO HL 3.5ml]
黄緑ｵｰﾊﾞｰ	3 mL
室温	検査室1
[混和]	

M




EDTA-2Na+ｱﾌﾟﾛﾁﾆﾝ	[PAP]
薄紫ｺﾞﾑ	3 mL
室温	検査室1
[混和]	

N




ﾌｯ化Na+EDTA-2Na...	[FH]
灰色ｼｰﾙ	2 mL
室温	検査室1
[混和]	

P




EDTA-2Na	[NA]
薄紫ｼｰﾙ	7 mL
室温	検査室1
[混和]	

P5




EDTA-2Na	[EN]
薄紫ｺﾞﾑ	5 mL
室温	検査室1
[混和]	

R2



FBS+PBS+硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ	
水色ｵｰﾊﾞｰ	10 mL
室温	検査部外注ﾃﾞｽｸ

S




酸洗浄済みﾎﾟﾘｽﾋﾟｯﾂ	[AZZ]
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	10 mL
室温	検査室1

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


検体検査採取容器一覧(T～V)

T



EDTA-3Na...	
黄ｺﾞﾑ	4～8 mL
室温	検査室1
[混和]	

U




ﾌﾟﾚｲﾝ	
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	9 mL
室温	検査室1

UB




呼気採取ﾊﾞｯｸﾞ	
室温	

UN




ﾌﾟﾚｲﾝ	
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	10 mL
室温	検査室1

VF



血清分離剤	[S3F]
赤ｵｰﾊﾞｰ	3 mL
室温	検査室1
[開栓禁]	

VG




血清分離剤	[HCV/RNA BML]
ｵﾚﾝｼﾞ色ｺﾞﾑ	3 mL
室温	検査室1
[開栓禁]	

VH




血清分離剤	[HCV/HBV]
ｵﾚﾝｼﾞ色ｺﾞﾑ	5 mL
室温	検査室1
[開栓禁]	

VI




血清分離剤	[HIV BML]
黄ｵｰﾊﾞｰ	5 mL
室温	検査室1
[開栓禁]	

VP



EDTA-2K+分離剤	
薄紫ｺﾞﾑ	8 mL
室温	検査室1
[混和][開栓禁]	

VS



凝固促進剤+分離剤	[79]
ﾋﾟﾝｸｺﾞﾑ	8 mL
室温	検査室1
[混和][開栓禁]	

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


検体検査採取容器一覧(W～FC)

W

採取した結石に
応じた容器を選択
(問合せ：3764)


結石分析容器ﾗﾍﾞﾙ	

LF




EDTA+細胞保存剤	Roche
白ｵｰﾊﾞｰ	8.5 mL
室温	
[混和]	

LH




保存剤	STRECK
灰色ｺﾞﾑ	10 mL
室温	各病棟
[混和]	

LR



無細胞DNA保存剤	STRECK
黄土色ｺﾞﾑ	10 mL
室温	
[混和]	

FA



ﾌﾟﾚｲﾝ	
白ｽｸﾘｭｰ	
室温	検査室1

FC




便保存液	[FC]
黄緑	
室温	検査室1

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


検体検査採取容器一覧(ア～チ)

ア




0.8N過塩素酸	[M30]
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	1 mL
冷蔵	検査部外注ﾃﾞｽｸ
[混和]	

オ




骨髄保存液	[H]
青ｽｸﾘｭｰ	1 mL
冷凍	検査部外注ﾃﾞｽｸ
[混和]	

カ



骨髄保存液	[HE]
緑ｺﾞﾑ	1 mL
冷凍	検査部外注ﾃﾞｽｸ
[混和]	

ク




EDTA-2K	
薄紫ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	0.5 mL
室温	血液検査室
[混和]	

コ




EDTA-2Na	[EN 2mL]
薄紫ｺﾞﾑ	2 mL
室温	検査室1
[混和][遮光]	

サ



ﾍﾊﾟﾘﾝNa	[H]
赤ｼｰﾙ	3 mL
室温	微生物検査室
[混和]	

シ



ACD-A液	[AS]
黄ｺﾞﾑ	7.5 mL
室温	輸血検査室
[混和]	

ス



ﾍﾊﾟﾘﾝ加ｼﾘﾝｼﾞ	
	5 or 10 mL
室温	各病棟
[混和]	

タ



便溶解液	
室温	検査室1

チ


ラベル発行のみ
採血不要
(出血時間)

出血時間専用ﾗﾍﾞﾙ	

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光

検体検査採取容器一覧(ツ～ハ)

ツ




ACD-A液	[PAC]
水色ｺﾞﾑ	7.5 mL
室温	検査室1
[混和]	

テ




ﾌﾟﾚｲﾝ	
茶色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	10 mL
室温	検査室1

ト



ﾌﾟﾚｲﾝ	
黄ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	12 mL
室温	尿検査室

ネ



ﾌﾟﾚｲﾝ	
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	9 mL
室温	

ネ3

キムリア用
アフェレーシス産物
提出用容器
(CD3測定用)

ネ4

キムリア用
アフェレーシス産物
提出用容器
(WBC・像測定用)

ノ

応じた容器を選択
(問合せ)
(遺伝子：3664)
(細胞分析：3599)

ハ




ｽﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｽ+ｱｾﾄﾝ	
室温	検査室1

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


検体検査採取容器一覧(フ～ン)

フ




ﾌﾞﾚｲﾝ	
白ｽｸﾘｭｰ	20 mL
室温	検査室1

フ3




ﾌﾞﾚｲﾝ	SUMILON
黄ｽｸﾘｭｰ	3 mL
室温	検査室1

フ5




ﾌﾞﾚｲﾝ	CSF
青ｽｸﾘｭｰ	2.5 mL
室温	検査部外注ﾃﾞｽｸ

ミ2




保存液	
ｵﾚﾝｼﾞ色ｽｸﾘｭｰ	
冷凍	検査部外注ﾃﾞｽｸ
[混和]	

ラ



ｸﾞｱﾆｼﾞﾝ塩酸塩+綿棒	
黄ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	4.3 mL
室温	検査室1
[混和]	

リ



ｸﾞｱﾆｼﾞﾝ塩酸塩	
黄ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	4.3 mL
室温	検査室1
[混和]	

ル



採取用綿棒+検体抽出液	
白ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	
室温	検査室1

ワ

ラベル発行のみ

ヲ

ラベル発行のみ
患者持参分のみ採血
(外来採血室)

ン

ラベル発行のみ

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光

検体検査採取容器一覧(ガ～他)

ガ



ﾍﾊﾟﾘﾝLi	
	2.5 mL
室温	各病棟
[混和]	


ビ

病理検査

ケモ

化学療法前採血
検査部へ至急搬送
(外来採血室)

EDTA(新生児用)



EDTA-2K	[K2EDTA]
薄紫ｵｰﾊﾞｰ	0.5 mL
室温	血液検査室

酸性ユリメジャー･T



尿防腐剤	
室温	検査室1

尿C-ペプチド安定化剤



C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ安定化剤	
室温	検査室1

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光

微生物検査採取容器一覧

ジ(好気ボトル)



好気ﾎﾞﾄﾙ	Aerobic
青	8～10 mL
室温	微生物検査室

ジ(嫌気ボトル)



嫌気ﾎﾞﾄﾙ	Anaerobic
ｵﾚﾝｼﾞ色	8～10 mL
室温	微生物検査室

ジ(小児用ボトル)




小児用ﾎﾞﾄﾙ	Peds
ﾋﾟﾝｸ	1～3 mL
室温	微生物検査室

ゲ(抗酸菌ボトル)




抗酸菌ﾎﾞﾄﾙ	[NA]
薄紫ｼｰﾙ	7 mL
室温	微生物検査室
[混和]	

サ




ﾍﾊﾟﾘﾝNa	[H]
赤ｼｰﾙ	3 mL
室温	微生物検査室
[混和]	

C3(クリプトコッカス)



凝固促進剤+分離剤	[SP] 3mL
茶色ｺﾞﾑ	3 mL
室温	検査室1
[混和]	

P(抗酸菌直接PCR)



EDTA-2Na	[NA]
薄紫ｼｰﾙ	7 mL
室温	検査室1
[混和]	

サ0




赤ｽｸﾘｭｰ	6 mL
室温	微生物検査室

ザ(汎用滅菌容器)



汎用滅菌容器	
	微生物検査室

ザ(喀痰採取容器)




喀痰採取容器	
白ｽｸﾘｭｰ	
	微生物検査室

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光


微生物検査採取容器一覧

ザ(コニカルチューブ)




ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ	
	微生物検査室

ザ(ケンキポーターII)




ｹﾝｷﾎﾟｰﾀｰII	
	微生物検査室

ザ(滅菌スピッツ)



滅菌ｽﾋﾟｯﾂ	
白ｽｸﾘｭｰ	20 mL
	微生物検査室

ゾ(滅菌スピッツ)



滅菌ｽﾋﾟｯﾂ	
白ｽｸﾘｭｰ	20 mL
	微生物検査室

サ1



液体ｱﾐｰｽﾞ培地	
ﾋﾟﾝｸｽｸﾘｭｰ	
室温	微生物検査室

サ2



液体ｱﾐｰｽﾞ培地	
青ｽｸﾘｭｰ	
室温	微生物検査室

サ3




半流動ｷｬﾘｰﾌﾟﾚｱ培地	
緑ｽｸﾘｭｰ	
室温	微生物検査室

V3



ｳｲﾙｽ輸送培地	UTM-RT
赤ｽｸﾘｭｰ	3 mL
室温	微生物検査室

Vｷ



ｳｲﾙｽ輸送培地	UTM-RT
赤ｽｸﾘｭｰ	3 mL
室温	微生物検査室

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光

病理検査採取容器一覧

病理広口蓋付容器



室温	
(術中迅速用)	

病理広口蓋付容器



10%中性緩衝ﾎﾙﾏﾘﾝ	
	5/30/100 mL
室温	病理検査室

病理各種サイズのタッパー




室温	病理検査室

病理PP50ccネジコップ



	50 mL
室温	病理検査室
(喀痰用)	

病理滅菌スクリュースピッツ



滅菌ｽﾋﾟｯﾂ	
白ｽｸﾘｭｰ	20 mL
室温	検査室1
(穿刺液用)	

病理ThinPrepバイアル




ThinPrep保存液	
白ｽｸﾘｭｰ	
室温	病理検査室

病理遠沈管



細胞保存液	
白ｽｸﾘｭｰ	
室温	病理検査室


病理蓋付小瓶





2.5%ｸﾞﾙﾀﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	
	4 mL
冷蔵	病理検査室

[混和]要転倒混和 / [採取量]採取量厳守 / [開栓禁]開栓禁止 / [遮光]採取後検体は遮光

採取容器保管場所


中央診療棟2階
生化学・免疫
血液形態
中央検査室
血糖・HbA1c
微生物検査室
凝固
血液一般
検査室3
検査室2
検査室1
検体提出場所
外注
light court
病理診断科
EV
EV
EV
W.C.
細胞分析室
遺伝子検査室
W.C.
病理検査室
生理検査受付
筋電図
神経伝導
脳波
心電図
運動負荷
呼吸機能
感染制御部(ICT)
遺伝子
時間外検査室
中病棟
外来棟
治験サポートルーム
検査部会議室


尿検査室
外来棟2階
生理検査受付
時間外検査室
中病棟
中央診療棟
尿検査室
外来採血室


輸血検査室
中央診療棟3階
EV
EV
EV
W.C.
W.C.
輸血検査室
中病棟
外来棟

検体ラベルについて

ラベルの上端が採血管の蓋から5mm以内の位置に貼ってください.
シール栓の採血管の場合は, ラベルでシール栓を巻き込まないようにしてください.
貼付け不良があると, 自動検体検査搬送システムにてエラーとなり手作業が発生するため, 結果報告が遅延します.


正しいラベルの貼り方


貼り位置が低い


ラベルにしわがある


斜めに貼られている



バーコードにキズがある


横向きに貼られている


二重に貼られている


検体ラベルには, 採取後検体の保存方法が示されています.

記号	保存・搬送方法
冷	冷蔵保存
遮	遮光保存
混	転倒混和
即	早め(約2時間以内)に検査室へ搬送
酸	酸性蓄尿




採血管内に薬品が入っているものはすべて転倒混和が必要ですが, 混和するのを失念しそうな採血管にのみ「混」と印字しています.


【転倒混和】
ゆっくりと5往復程度
上下反転させます





検体の提出場所について

検体ラベルの左下枠囲み部分に従って検体を提出してください.



ラベル		検体の搬送先		
		平日昼間	休日昼間	夜間
		8:30~17:00	8:30~17:00	
中検 / 中検外		中央検査室	時間外検査室	
遺伝子		遺伝子検査室		
細胞		細胞分析室		
尿検		尿検査室		
微生物	ｺﾛﾅ/Flu/RS	微生物検査室	時間外検査室	時間外検査室
	血培	微生物検査室		時間外検査室
	他培養	微生物検査室		病棟に保管 翌朝 提出
薬剤部		薬剤部TDM室		
輸血 / 輸血外		輸血検査室		





薬剤部TDM室(外来棟地下)

