

クオンティフェロン検査からT-SPOT検査(結核菌特異的IFN- $\gamma$ 産生リンパ球数測定)への変更のお知らせ

2013年4月22日

検査部Alert

関係各位

検査部 部長 一山 智

クオンティフェロン検査からT-SPOT検査（結核菌特異的IFN- $\gamma$ 産生リンパ球数測定）への変更のお知らせ

平素は検査部検体検査業務に御理解・御協力を頂き有り難うございます。

この度、クオンティフェロン（QFT）検査（委託先：ファルコバイオシステムズ）について、専用採血管がメーカーから供給停止となった旨の報告があったため、急遽QFT検査を中止し、標記のT-SPOT検査に変更することになりました。

この検査はQFT検査同様に、血液を用いて結核免疫の有無を判定するものであり、検査精度についてはQFT検査と同等とされています。

下記の内容に沿って対応して頂きますようお願いいたします。

記

●検査項目

- ・T-SPOT検査（結核菌特異的IFN- $\gamma$ 産生リンパ球数測定）

●オーダー開始日時

- ・平成25年4月23日オーダー分から

先日付で入力されているQFT検査オーダーは検査部でT-SPOT検査へオーダー更新します。

●オーダー画面

- ・検体→検体検査→外注検査（一般）→結核菌特異的 I F N -  $\gamma$  [ELISPOT]→結核菌特異的IFN- $\gamma$

●委託業者

- ・SRL（エスアールエル）

●検体容器【注意】

- ・採血管は【容器記号：イ】（ヘパリンNa入り5ml）

●採血・検体搬送【注意】

## クオンティフェロン検査からT-SPOT検査(結核菌特異的IFN- $\gamma$ 産生リンパ球数測定)への変更のお知らせ

・祝祭日を除く平日の月曜日から金曜日まで、通常の外注検体と同様の提出時間となります。

### ●検体ラベル

・KINGラベルは検査部ホームページで確認下さい。

### ●検査報告内容

・判定結果は、陽性、陰性、判定保留、判定不能です。

\*判定不能の際にはラボレターとして主治医に直接持参します。再採血・提出をお願いすることがあります。

・参考として、陽性・陰性コントロール、A抗原、B抗原の各ウエルのスポット数を併せて報告します。

### ●判定基準

下記詳細ページをご覧ください

### ●問い合わせ先

検査部内SRL 内線3764

SRL京都営業所 803-6312

検査部前処理 内線3484

検査部サポートライン 2-2147

### ●検査項目の詳細

結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- $\gamma$  (旧)

結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- $\gamma$  (新)