

臨床検査基準値一覽

第19版



京都大学医学部附属病院
検査部・病理部・薬剤部

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
略語 (Abbreviations)		
測定法 (method)		
³ H-TdR uptake	³ H-サイミジン取り込み能	³ H-thymidine uptake
AAS	原子吸光分析法	atomic absorption spectrophotometry
BA	細菌凝集反応	bacterial agglutination
BCP	ブロモクレゾールパープル	bromocresol purple
BEAMing		Beads, Emulsions, Amplification and Magnetics
ACMIA		antibody-conjugated magnetic immunoassay
CE	キャピラリー電気泳動法	capillary electrophoresis
CEDIA		cloned enzyme donor immunoassay
CLEIA	化学発光酵素免疫測定法	chemiluminescent enzyme immunoassay
CLIA	化学発光免疫測定法	chemiluminescent immunoassay
CAT	カラム凝集法	column agglutination technology
CF	補体結合反応	complement fixation test
CIA		counting immunoassay
dRVVT	希釈ラッセル蛇毒時間法	dilute Russell's Viper Venom Time
ECLIA	電気化学発光免疫測定法	electrochemiluminescence immunoassay
EIA	酵素免疫測定法	enzyme immunoassay
ELISA	酵素免疫吸着測定法	enzyme-linked immunosorbent assay
EMIT	競合的酵素免疫分析法	enzyme multiplied immunoassay technique
FAT	蛍光抗体法	fluorescent antibody test
FEIA	蛍光酵素免疫測定法	fluorescence enzyme immunoassay
FISH	蛍光 <i>in situ</i> ハイブリダイゼーション	fluorescence <i>in situ</i> hybridization
FPIA	蛍光偏光免疫測定法	fluorescence polarization immunoassay
GC	ガスクロマトグラフィー	gas chromatography
GC/MS	ガスクロマトグラフィー質量分析法	gas chromatography-mass spectrometry
HA	赤血球凝集反応	haemagglutination
HI	赤血球凝集抑制試験	haemagglutination inhibition
HPLC	高速液体クロマトグラフィー	high performance liquid chromatography
	免疫阻害法	immunity inhibition
IHC	免疫組織化学染色	immunohistochemistry
ICA	イムノクロマトグラフィー法	immunochromatographic assay
IEP	免疫電気泳動	immunoelectrophoresis
IFA	間接蛍光抗体法	indirect fluorescent antibody technique
IR	赤外吸収スペクトロメトリー	infrared absorption spectrometry
IRMA	免疫放射定量法	immunoradiometric assay
KIMS		kinetic interaction of microparticles in a solution
LA	ラテックス凝集法	latex agglutination
LAIA	ラテックス凝集免疫法	latex agglutination immunoassay
	ラテックス凝集比濁法	latex agglutination turbidimetry
LAMP		loop-mediated isothermal amplification
LATIA	ラテックス凝集免疫比濁法	latex agglutination turbidimetric immunoassay
LBA-EATA		liquid-phase binding assay–electrokinetic analyte transport assay
LTIA	ラテックス免疫比濁法	latex turbidimetric immunoassay

略語 (Abbreviations)

測定法 (method)	
--------------	--

LPIA	ラテックス近赤外免疫比濁法	latex photometric immunoassay
LC/MS	液体クロマトグラフィー質量分析法	liquid chromatography-mass spectrometry
LIA	ラインプロット法	line immunoassay
MGIT		mycobacteria growth indicator tube
MPHA	混合受身凝集法	mixed passive haemagglutination test
	免疫比濁法	nephelometry
NT	中和反応	neutralization test
OCPC		o-cresolphthalein complexone
OSNA		one-step nucleic acid amplification
PA	粒子凝集反応	particle agglutination
PAGE	ポリアクリルアミドゲル電気泳動	polyacrylamide gel electrophoresis
PENTINIA	ラテックス免疫凝集阻害法	particle enhanced turbidimetric inhibition immunoassay
PCR	ポリメラーゼ連鎖反応	polymerase chain reaction
PNA-LNA PCR clamp		PNA(peptide nucleic acid)-LNA(locked nucleic acid) PCR clamping
RIA	ラジオイムノアッセイ	radio immunoassay
RRA	ラジオレセプターアッセイ	radioreceptor assay
rSSO		reverse-sequence specific oligonucleotide
RT-PCR		reverse transcriptase-polymerase chain reaction
SB	サザンプロットハイブリダイゼーション	southern blot
SSCP		single-strand conformation polymorphism
SSOP		sequence specific oligonucleotide probe technique
TMA		transcription-mediated amplification
MLPA		multiplex ligation-dependent amplification
TIA	免疫比濁法	t urbidimetric immunoassay
UV		ultraviolet absorption spectrometry

單位 (units)

k	10^3	kilo	L	リットル	litre
d	10^{-1}	deci	g	グラム	gram
m	10^{-3}	milli	mol	モル	mole
μ	10^{-6}	micro	U	ユニット	units
n	10^{-9}	nano	IU	国際単位	international units
p	10^{-12}	pico	Eq	当量	equivalent
f	10^{-15}	femto	Osm	浸透圧単位	osmole
			mmHg	水銀柱ミリメートル	millimetre of mercury
			HPF	強拡大	high power field
			LPF	弱拡大	low power field

検査項目名称	コード	ページ
1		
1,25-ジヒドロキシビタミンD3	3G070	143
1,5アンヒドログルシトール(1,5AG)	3D085	132
1;19転座(TCF3::PBX1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B314	368
(1→3)-β-Dグルカン	5E151	280
1p36欠失(CDK11B)	8B315	363
1q21増幅(CKS1B) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B317	369
I型コラーゲン架橋-C末端テロペプチド(I CTP)	5C124	259
I型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx)	5C123	258
I型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx) [随時尿]	5C123	258
I型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(インタクトP I NP)	5C120	257
I型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(トータルP I NP)	5C120	258
2		
2-5A合成酵素	3B290	117
2p23転座(ALK) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B323	369
2p24増幅(MYCN) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B324	369
3		
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B336	370
3q27転座(BCL6) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B333	369
4		
4;14転座(IGH::FGFR3) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B344	370
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B345	370
4染色体 Wolf-Hirschhorn症候群	8B343	363
IV型コラーゲン・7S	5C135	259
5		
5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸) [随時尿]	4E070	196
5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸) [蓄尿]	4E070	196
5q31欠失(EGR1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B356	371
5q31欠失(IRF1)(5q-症候群) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B353	370
5q32欠失(CSF1R)(5q-症候群) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B354	371
5q33転座(PDGFRB) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B357	371
5染色体 Sotos症候群	8B355	363
6		
7		
7q31欠失(FRA7G)(D7S486) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B374	371
7染色体 Williams症候群	8B373	363
8		

検査項目名称	コード	ページ
8;14転座(IGH::MYC) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B384	372
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B385	372
8p12転座(FGFR1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B386	372
8q24転座(MYC) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B383	372
8染色体 [末梢血][骨髓液][他材料]	8B380	372
9		
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体)) [骨髓液][他材料]	8B395	373
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体)) [末梢血]	8B396	373
9p21欠失(CDKN2A) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B393	373
10 ～		
11;14転座(IGH::CCND1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B414	374
11;18転座(BIRC3::MALT1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B416	374
11p15転座(NUP98) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B415	374
11q13転座(CCND1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B418	375
11q22.3欠失(ATM) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B417	374
11q23転座(KMT2A) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B413	373
12;21転座(ETV6::RUNX1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B424	375
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体 [末梢血][骨髓液][他材料]	8B424	368
12p13転座/欠失(ETV6) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B423	375
12染色体 [末梢血][骨髓液][他材料]	8B420	375
13C尿素呼気試験	6Z100	350
13q14.2欠失(RB1)	8B433	364
13q14.3欠失(D13S319) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B434	376
13染色体 Patau症候群	8B430	363
14;16転座(IGH::MAF) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B445	376
14;18転座(IGH::BCL2) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B443	376
14q32転座(IGH) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B444	376
15;17転座(PML::RARA) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B455	377
15染色体 Angelman症候群(AS)	8B454	364
15染色体 Prader-Willi症候群(PWS)	8B453	364
16;16転座/逆位(CBFB) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B463	377
17-KS(17-ケトステロイド) [蓄尿]	4D010	188
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画) [随時尿]	4D018	189
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画) [蓄尿]	4D018	190
17-OHCS(17-ヒドロキシコルチコステロイド) [蓄尿]	4D030	190
17p13欠失(TP53) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B475	377
17 α -OHP(17 α -ヒドロキシプロジェステロン)	4F050	198
17染色体 Miller-Dieker症候群	8B473	364
18q21転座(BCL2) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B484	377
18q21転座(MALT1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B483	377
18染色体 Edwards症候群	8B480	364
20q12欠失(D20S108) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B504	378

検査項目名称	コード	ページ
21q22転座(RUNX1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B513	378
21染色体 Down症候群	8B510	365
22q12転座(EWSR1) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B524	378
22染色体 22q11欠失症候群	8B523	365
24時間クレアチニークリアランス	8A025	355
25-ヒドロキシビタミンD(total)	3G065	143
50gブドウ糖負荷試験(50gGCT)〔負荷試験〕	3D010	356
A		
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: アキシチニブ)	_null	402
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: アピキサバン)	_null	402
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: イマチニブ)	_null	402
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: エルロチニブ)	_null	402
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: ゲフィチニブ)	_null	402
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: スニチニブ)	_null	402
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: ソラフェニブ)	_null	403
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: ロスバスタチン)	_null	403
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)	4A025	183
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)〔負荷試験〕	4A025	356
ADAMTS13	2B495	100
ADAMTS13インヒビター	2B496	100
AFP(α -フェトプロテイン) [血清]	5D015	264
AFP(α -フェトプロテイン) [腹水][胸水][他材料]	5D015	264
AFP(α -フェトプロテイン) [髄液]	5D015	264
AFP分画-LcA	5D018	265
ALK融合遺伝子 2p23転座(ALK)	8B323	379
ALK融合蛋白(D5F3) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D594	271
ALPアイソザイム(アルカリフォスファターゼアイソザイム)	3B080	112
ALT(GPT) [血清][血漿][臍帯血]	3B045	108
ALT(GPT) [腹水][胸水][他材料]	3B045	108
ALT(GPT) [髄液]	3B045	108
ANCA(抗好中球細胞質抗体)	5G550	327
APTTクロスミキシング試験(凝固インヒビター (APTT))	2B475	100
AR(球脊髄性筋萎縮症(SBMA)遺伝子)	8C834	397
ASO	5E035	273
AST(GOT) [血清][血漿][臍帯血]	3B035	108
AST(GOT) [腹水][胸水][他材料]	3B035	108
AST(GOT) [髄液]	3B035	108
B		
Bence Jones蛋白同定 [随時尿]	5A145	249
BMG(β 2マイクログロブリン) [血清]	5C065	253
BMG(β 2マイクログロブリン) [他材料]	5C065	254
BMG(β 2マイクログロブリン) [随時尿]	5C065	253

検査項目名称	コード	ページ
BMG(β 2マイクログロブリン) [蓄尿]	5C065	254
BRAF V600E変異蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D591	271
BRAF遺伝子変異(ダブラフェニブ・エンコラフェニブ) BRAF(B-raf) (MEBGEN TM BRAF 3)	8C155	385
BRAF遺伝子変異(ベムラフェニブ) BRAF(B-raf)	8C155	385
BRCA1/2遺伝子検査 BRCA1/BRCA2(BRACAnalysis CDx)	8C527	395
C		
C1インアクチベーター	5B045	250
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン) [血清][臍帯血]	5B023	250
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン) [他材料]	5B023	250
C4(β 1Eグロブリン) [血清][臍帯血]	5B024	250
C4(β 1Eグロブリン) [他材料]	5B024	250
CA125 [血清]	5D100	265
CA125 [腹水][胸水][他材料]	5D100	265
CA15-3 [血清]	5D120	265
CA15-3 [腹水][胸水][他材料]	5D120	266
CA19-9 [血清]	5D130	266
CA19-9 [腹水][胸水][他材料]	5D130	266
CBFB::MYH11 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C425	389
CCR4蛋白 [FCM][血液]	5D596	271
CD3 [アフェレーシス産物]	5I067	333
CD30 Ber-H2 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	7B100	352
CD34(ISHAGE法)	5I164	334
CEA [血清]	5D010	264
CEA [腹水][胸水][他材料]	5D010	264
CH50(血清補体価)	5B010	250
c-kit遺伝子変異 KIT(kit)	8C059	381
CK-MB [血清][血漿][臍帯血]	3B015	107
CKアイソザイム	3B025	107
CLDN18蛋白 胃癌 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D630	272
CRP(C反応性蛋白) [血清][血漿][臍帯血]	5C070	254
CRP(C反応性蛋白) [腹水][胸水][他材料]	5C070	254
CRP(C反応性蛋白)(高感度)	5C070	254
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (Ki-CONNECT専用)	8C921	398
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: エシタロプラム)	8C921	399
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: オメプラゾール)	8C921	399
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: クロバザム)	8C921	400
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: クロピドグレル)	8C921	399
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: セルトラリン)	8C921	399
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ポリコナゾール)	8C921	400
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ランソプラゾール)	8C921	399
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子) (薬理遺伝学的検査: フェニトイン)	8C911	398
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ホスフェニトイン)	8C911	398
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ワルファリン)	8C911	398

検査項目名称	コード	ページ
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: エリグルスタット)	8C926	400
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: コデイン)	8C926	400
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ترامadol)	8C926	400
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ベンラファキシン)	8C926	400
CYP3A5(チトクロームP450 3A5遺伝子) (薬理遺伝学的検査: アピキサバン)	8C929	401
CYP3A5(チトクロームP450 3A5遺伝子) (薬理遺伝学的検査: タクロリムス)	8C929	401
C-ペプチド [血清]	4G020	203
C-ペプチド [他材料]	4G020	203
C-ペプチド [随時尿]	4G020	203
C-ペプチド [蓄尿]	4G020	203
C-ペプチド [負荷試験]	4G020	359
D		
D-Dダイマー(FDP Dダイマー)	2B140	96
DEK::NUP214 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C481	394
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩)	4D090	191
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩) [負荷試験]	4D090	358
DPYD (薬理遺伝学的検査: カペシタビン)	_null	404
DPYD (薬理遺伝学的検査: テガフル)	_null	404
DPYD (薬理遺伝学的検査: フルオロウラシル)	_null	404
DU-PAN-2	5D170	266
E		
EBウイルス DNA定量 [PCR][胸水]	5F201	294
EBウイルス DNA定量 [PCR][血液]	5F201	294
EBウイルス DNA定量 [PCR][他材料]	5F201	295
EBウイルス DNA定量 [PCR][腹水]	5F201	294
EBウイルス EA IgG [EIA]	5F203	296
EBウイルス EA-DR IgA [FA]	5F203	296
EBウイルス EA-DR IgG [FA]	5F203	296
EBウイルス EBNA [FA]	5F204	296
EBウイルス EBNA IgG [EIA]	5F204	296
EBウイルス VCA IgA [FA]	5F202	295
EBウイルス VCA IgG [EIA]	5F202	295
EBウイルス VCA IgG [FA]	5F202	295
EBウイルス VCA IgM [EIA]	5F202	295
EBウイルス VCA IgM [FA]	5F202	295
EGFR遺伝子変異(erbB)[血漿] [アレル特異的リアルタイムPCR法]	8C051	380
EGFR遺伝子変異(erbB)[細胞] [PNA LNA PCR-Clamp法](外部委託)	8C051	380
EGFR遺伝子変異(erbB)[組織] [リアルタイムPCR法](院内検査)	8C051	380
EGFR蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D595	271
ETV6::RUNX1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C436	391
E-XDP(顆粒球エラスターゼによるフィブリン分解産物) (ICU)	_null	96
EZH2遺伝子変異解析(タゼメトスタット) [組織](外注)	8C935	404

検査項目名称	コード	ページ
F		
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物)	2B120	96
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物) [随時尿]	2B120	96
FENa [血清][随時尿]	_null	360
FEP [血清][随時尿]	_null	361
FEUA [血清][随時尿]	_null	360
FEUN [血清][随時尿]	_null	360
FLT3-ITD遺伝子変異検査 [末梢血][骨髓液][他材料]	8C071	381
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD) [末梢血][骨髓液]	8C071	381
FSH(卵胞刺激ホルモン) [血清]	4A035	183
FSH(卵胞刺激ホルモン) [他材料]	4A035	184
FSH(卵胞刺激ホルモン) [負荷試験]	4A035	357
FT3(遊離トリヨードサイロニン) [血清]	4B015	185
FT3(遊離トリヨードサイロニン) [他材料]	4B015	185
FT3(遊離トリヨードサイロニン) [負荷試験]	4B015	357
FT4(遊離サイロキシン) [血清]	4B035	185
FT4(遊離サイロキシン) [他材料]	4B035	186
FT4(遊離サイロキシン) [負荷試験]	4B035	358
FTA-ABS法	5E079	278
G		
GH(成長ホルモン) [血清]	4A010	177
GH(成長ホルモン) [他材料]	4A010	177
GH(成長ホルモン) [負荷試験]	4A010	356
H		
HAウイルス抗体 IgG	5F350	299
HAウイルス抗体 IgM	5F350	299
HBc抗体 [血清]	5F018	284
HBc抗体 [他材料]	5F018	285
HBc抗体(200倍希釈)	5F018	285
HBc抗体IgM [血清]	5F018	285
HBc抗体IgM [他材料]	5F018	285
HBe抗原 [血清]	5F019	286
HBe抗原 [他材料]	5F019	286
HBe抗体 [血清]	5F019	286
HBe抗体 [他材料]	5F019	286
HBs抗原(精密測定) [血清]	5F016	283
HBs抗原(精密測定) [他材料]	5F016	283
HBs抗原(定性) [血清]	5F016	282
HBs抗原(定性) [他材料]	5F016	283
HBs抗原(定性) (時間外検査室)	5F016	283
HBs抗体(定性) (時間外検査室)	5F016	283

検査項目名称	コード	ページ
HBs抗体定量 [血清]	5F016	284
HBs抗体定量 [他材料]	5F016	284
HBウイルス DNA定量 [TaqMan PCR]	5F015	282
HBウイルス DNA定量 [TMA]	5F015	282
HBウイルス 遺伝子型 [EIA]	5F015	282
HBウイルス-PreC/CP	5F037	287
HBコアウイルス関連抗原	5F020	284
HCウイルス RNA定量 [TaqMan PCR]	5F360	301
HCウイルス 遺伝子型(コアジェノタイプ)	5F360	300
HCウイルス 血清型(グルーピング)	5F360	300
HCウイルス コア蛋白質	5F360	301
HCウイルス抗体(定性) (時間外検査室)	5F360	300
HCウイルス抗体(定量) [血清]	5F360	300
HCウイルス抗体(定量) [他材料]	5F360	301
HDL-コレステロール(HDL-C) [血清][臍帯血]	3F070	136
HDL-コレステロール(HDL-C) [腹水][胸水][他材料]	3F070	136
HER2遺伝子(ERBB2(erbB-2/neu, HER2)) [DISH]	8C053	380
HER2遺伝子(ERBB2(erbB-2/neu, HER2)) [FISH]	8C053	380
HER2蛋白 [血清]	5D590	271
HER2蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D590	271
HHV-6 DNA定量	5F210	296
HHV-6 DNA定量 [髄液]	5F210	297
HIV-1 RNA定量	5F500	311
HIV-1 RNA定量(高感度法)	5F500	311
HIV-1 遺伝子型(ジェノタイプ薬剤耐性)	5F500	311
HIV-1+2抗体 (確認試験)[ICA]	5F560	313
HIV-1+2抗体・p24抗原 [血清]	5F560	312
HIV-1+2抗体・p24抗原 [他材料]	5F560	312
HIV-1+2抗体・p24抗原(定性) (時間外検査室)	5F560	313
HIV-1抗体 (確認試験)[WB]	5F500	310
HIV-2抗体 (確認試験)[WB]	5F550	312
HLAタイピング (ドナー)	5K010	343
HLAタイピング (レシピエント)	5K010	341
HPL(ヒト胎盤性ラクトジェン)	4F095	202
HTLV-1/ATL HAS-Flow解析TM [血液]	_null	338
HTLV-1/ATL HAS-Flow解析TM [骨髓液]	_null	338
HTLV-1+2抗体 [血清]	5F460	309
HTLV-1+2抗体 [他材料]	5F460	309
HTLV-1抗体 (確認試験)[LIA][血清]	5F460	309
HTLV-1抗体 (確認試験)[LIA][髄液]	5F460	310
HTLV-1プロウイルス定量 [末梢血][骨髓液][他材料]	5F455	308
HTT遺伝子CAG反復配列解析 HTT(Huntington病遺伝子)	8C833	397
HVA(ホモバニリン酸) [随時尿]	4E055	195

検査項目名称	コード	ページ
HVA(ホモバニリン酸) [蓄尿]	4E055	195
I		
ICG試験 停滞率(インドシアニンググリーン(停滞率))	8A010	355
IgA [血清][臍帯血]	5A015	211
IgA [他材料]	5A015	212
IgA [髄液]	5A015	211
IgD	5A025	212
IgE	5A090	213
IGF結合蛋白-3(IGFBP-3)	4A017	182
IgG [血清][臍帯血]	5A010	211
IgG [他材料]	5A010	211
IgG [髄液]	5A010	211
IgG [随時尿]	5A010	211
IgG4	5A058	212
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR] [末梢血][骨髓液][組織][他材料]	8C701	396
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB] [末梢血][骨髓液][組織][他材料]	8C703	396
IgM [血清][臍帯血]	5A020	212
IgM [他材料]	5A020	212
IgM [髄液]	5A020	212
J		
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査 [末梢血][骨髓液][他材料]	8C493	394
JAK2 V617F変異相対定量解析 [末梢血][骨髓液]	8C491	394
K		
KL-6 [血清][臍帯血]	5C210	261
KL-6 [他材料]	5C210	261
KMT2A::AFDN mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C444	392
KMT2A::AFF1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C443	391
KMT2A::MLLT1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C447	393
KMT2A::MLLT11 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C446	392
KMT2A::MLLT3 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C445	392
KRAS遺伝子 codon12,13変異解析	8C221	386
KRT19(サイトケラチン19遺伝子)	8C780	396
L		
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) [血清][臍帯血]	3B135	114
LCAT(レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ)	3F170	140
LD(乳酸脱水素酵素) [血清][血漿][臍帯血]	3B050	109
LD(乳酸脱水素酵素) [腹水][胸水][他材料]	3B050	110
LD(乳酸脱水素酵素) [髄液]	3B050	110
LDL-コレステロール [血清][臍帯血]	3F077	136
LDL-コレステロール [腹水][胸水][他材料]	3F077	136

検査項目名称	コード	ページ
LDアイソザイム(乳酸脱水素酵素アイソザイム)	3B055	110
LH(黄体形成ホルモン) [血清]	4A030	183
LH(黄体形成ホルモン) [他材料]	4A030	183
LH(黄体形成ホルモン) [負荷試験]	4A030	357
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP) [随時尿]	5C100	257
M		
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)	5C141	259
major BCR::ABL1 IS [末梢血]	8C125	382
major BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液]	8C125	383
major BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託) [末梢血][骨髓液]	8C125	383
major BCR::ABL1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液]	8C125	382
major BCR::ABL1(ABL比)(ALL) [末梢血][骨髓液]	8C125	382
micro BCR::ABL1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C128	385
micro BCR::ABL1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液]	8C128	384
minor BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液]	8C127	384
minor BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託) [末梢血][骨髓液]	8C127	384
minor BCR::ABL1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液]	8C127	383
MMR蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D615	272
MPO-ANCA(P-ANCA)	5G552	327
MTHFR DNA遺伝子多型	_null	405
myChoice CDx(BRCA1/2, HRD) BRCA1/BRCA2(myChoice CDx)	8C527	395
N		
NAG(N-アセチル β -D-グルコサミニダーゼ) [随時尿]	3B330	118
NAG(N-アセチル β -D-グルコサミニダーゼ) [蓄尿]	3B330	118
NAT2 (薬理遺伝学的検査: イソニアジド)	_null	403
NCC-ST-439	5D200	267
NMP22(核マトリックスプロテイン22) [随時尿]	5D570	270
NPM1遺伝子変異検査 [末梢血][骨髓液][他材料]	8C565	395
NSE(神経特異エノラーゼ) [血清]	5D410	269
NSE(神経特異エノラーゼ) [腹水][胸水][他材料]	5D410	269
NSE(神経特異エノラーゼ) [髄液]	5D410	269
NUDT15 (薬理遺伝学的検査: アザチオプリン)	8C955	401
NUDT15 (薬理遺伝学的検査: メルカプトプリン)	8C955	401
NUP98::HOXA9 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C450	393
O		
P		
P/C比(定量) [随時尿]	_null	360
PAP(前立腺性酸性ホスファターゼ)	5D405	269
PAS染色 [血液]	2A200	91
PAS染色 [骨髓液]	2A200	91

検査項目名称	コード	ページ
PD-L1蛋白(clone 22C3) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D597	272
PD-L1蛋白(clone 28-8) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D598	272
PD-L1蛋白(clone SP142) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D599	272
PD-L1蛋白(clone SP263) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	5D605	272
PFD試験(腓外分泌機能試験)	8A090	355
pH [胸水]	_null	83
pH [他材料]	_null	83
pH [腹水]	_null	82
PIVKA- II [血清]	5D520	270
PIVKA- II [他材料]	5D520	270
PIVKA- II (出血・凝固)	2B555	101
PML::RARA mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液]	8C421	389
PML::RARA mRNA定量(外部委託) [末梢血][骨髓液]	8C421	389
PML::RARA mRNA同定 [末梢血][骨髓液]	8C421	388
PNH型赤血球検査 [血液]	5I796	334
PNH型赤血球検査 [骨髓液]	5I796	334
PR3-ANCA(C-ANCA)	5G551	327
ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)	5D550	270
PSA F/T比 [血清]	5D308	268
PSA F/T比 [腹水][胸水][他材料]	5D308	268
PSTI(膵分泌性トリプシンインヒビター)	3B190	117
PTH-I(PTH-intact)	4C025	188
PTH-I(PTH-intact) [負荷試験]	4C025	358
PTH関連ペプチド-I	4C034	188
PTクロスミキシング試験(凝固インヒビター(PT))	2B476	100
Q		
R		
RAS-BRAF遺伝子変異 (KRAS/NRAS/BRAF)	8C241	387
RAS遺伝子変異 (KRAS/NRAS)	8C240	386
RAS遺伝子変異(OncoBEAM RAS CRC) (KRAS/NRAS)[血漿]	8C240	387
RET CDx遺伝子解析 RET変異(甲状腺髄様癌)	8C061	381
RET CDx遺伝子解析 RET融合遺伝子(甲状腺癌)	8C061	381
ROS1融合遺伝子 ROS1(ros)	8C055	380
RSウイルス抗体 [CF]	5F430	305
RSウイルス抗体 [CF][髄液]	5F430	305
RUNX1::MECOM mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C429	391
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液]	8C428	390
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(外部委託) [末梢血][骨髓液]	8C428	390
RUNX1::RUNX1T1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液]	8C428	390
S		
SARS-CoV-2 + インフルエンザA・B + RSウイルス	5F624	313

検査項目名称	コード	ページ
SARS-CoV-2 抗体	5F625	314
SARS-CoV-2核酸検出	5F625	314
SCC	5D300	267
SCC [胸水]	5D300	267
selectivity index(SI) [血清][随時尿]	_null	361
sFlt-1/PIGF比	4Z335	209
SLCO1B1 (薬理遺伝学的検査: アトルバスタチン)	_null	403
SLCO1B1 (薬理遺伝学的検査: シンバスタチン)	_null	403
SLCO1B1 (薬理遺伝学的検査: ロスバスタチン)	_null	403
SLX(シアリルLeX-i抗原)	5D175	266
SMN1(脊髄性筋萎縮症遺伝子)	8C836	398
STIL::TAL1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C465	393
T		
T3(トリヨードサイロニン) [血清]	4B010	185
T3(トリヨードサイロニン) [負荷試験]	4B010	357
T3摂取率(トリヨードサイロニン摂取率)	4B025	185
T4(サイロキシン) [血清]	4B030	185
T4(サイロキシン) [負荷試験]	4B030	358
TARC	5J228	340
TBG(サイロキシン結合グロブリン)	4B045	187
TCF3::HLF mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C395	388
TCF3::PBX1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C396	388
TPA(組織ポリペプチド抗原)	5D320	268
TPHA法	5E075	277
TPHA法 [髄液]	5E075	277
TRB(T細胞受容体 β 鎖) C β 1 DNA再構成解析[SB] [末梢血][骨髓液][組織][他材料]	8C652	395
TRB(T細胞受容体 β 鎖) DNA再構成解析[PCR] [末梢血][骨髓液][組織][他材料]	8C651	395
TRG(T細胞受容体 γ 鎖) DNA再構成解析[PCR] [末梢血][骨髓液][組織][他材料]	8C661	396
TRG(T細胞受容体 γ 鎖) J γ DNA再構成解析[SB] [末梢血][骨髓液][組織][他材料]	8C663	396
TSH(甲状腺刺激ホルモン) [血清]	4A055	184
TSH(甲状腺刺激ホルモン) [他材料]	4A055	184
TSH(甲状腺刺激ホルモン) [負荷試験]	4A055	357
TSHレセプター抗体(TBII)(定性)	5G310	322
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)	5G310	322
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代) [血清]	5G310	322
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代) [他材料]	5G310	322
TTR遺伝子変異解析 TTR(家族性アミロイドポリニューロパチー(FAP)遺伝子)	8C851	398
T波オルタナンス(TWA) 測定	_null	413
U		
UGT1A1(UDP-グルクロン酸転移酵素遺伝子) (薬理遺伝学的検査: イリノテカン)	8C933	401
V		

検査項目名称	コード	ページ
VKORC1 (薬理遺伝学的検査: ワルファリン)	8C950	401
VMA(バニールマンデル酸) [随時尿]	4E060	196
VMA(バニールマンデル酸) [蓄尿]	4E060	196
von Willebrand因子(フォン・ウィルレブランド因子)	2B480	100
W		
WT1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]	8C505	394
WT1 mRNA定量(外部委託) [末梢血][骨髓液]	8C505	395
X		
Xp22.3/Yp11.3欠失(SHOX)	8B551	366
Xp22.3欠失(STS)	8B531	365
X染色体(血液疾患) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B530	378
X染色体(先天性)	8B530	365
X染色体,Y染色体(異性間骨髓移植(BMT)) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B550	379
Y		
Yp11.3転座/欠失(SRY)	8B543	366
Yq11.23欠失(DAZ)	8B544	366
Y染色体(血液疾患) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B540	378
Y染色体(先天性)	8B540	365
Z		
α		
α 1-アンチトリプシン(α 1-AT)	5C020	251
α 1-マイクログロブリン(α 1-m)	5C015	251
α 1-マイクログロブリン(α 1-m) [随時尿]	5C015	251
α 1-マイクログロブリン(α 1-m) [蓄尿]	5C015	251
α 2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC)	2B280	97
α 2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC) (ICU)	2B280	98
β		
β -リポ蛋白	3F130	137
γ		
γ -GT(γ -グルタミルトランスぺプチダーゼ) [血清][血漿][臍帯血]	3B090	113
γ -GT(γ -グルタミルトランスぺプチダーゼ) [腹水][胸水][他材料]	3B090	113
γ -Sm(γ -セミノプロテイン)	5D310	268
δ		
δ -アミノレブリン酸(ALA) [随時尿]	3J075	158
δ -アミノレブリン酸(ALA) [蓄尿]	3J075	158
ω		

検査項目名称	コード	ページ
ア		
亜鉛(Zn) [血清][臍帯血]	3I030	155
亜鉛(Zn) [他材料]	3I030	155
アスペルギルス抗原	5E148	279
アダリムマブ	3L3M	173
アダリムマブ [ELISA]	3L3M	173
アディポネクチン	4Z401	209
アデノウイルス抗原 [ELISA]	5F150	288
アデノウイルス抗体 [CF]	5F150	288
アデノシンデアミナーゼ(ADA)	3B130	114
アデノシンデアミナーゼ(ADA) [胸水]	3B130	114
アデノシンデアミナーゼ(ADA) [髄液]	3B130	114
アデノシンデアミナーゼ(ADA) [腹水]	3B130	114
アポ蛋白A-Ⅰ	3F180	140
アポ蛋白A-Ⅱ	3F185	140
アポ蛋白B	3F190	140
アポ蛋白C-Ⅱ	3F195	141
アポ蛋白C-Ⅲ	3F200	141
アポ蛋白E	3F205	141
アミオダロン	3L800	164
アミカシン(AMK)	3M601	167
アミノ酸分画(総)	3C045	124
アミノ酸分画(総) [随時尿]	3C045	126
アミノ酸分画(総) [蓄尿]	3C045	128
アミラーゼ [血清][血漿][臍帯血]	3B160	114
アミラーゼ [腹水][胸水][他材料]	3B160	115
アミラーゼ [随時尿]	3B160	115
アミラーゼ [蓄尿]	3B160	115
アミラーゼアイソザイム	3B165	116
アミロイドA(SAA)	5C080	254
アメーバ検査 [便]	1B080	75
アルカリフォスファターゼ(ALP) [血清][血漿][臍帯血]	3B070	110
アルカリフォスファターゼ(ALP) [腹水][胸水][他材料]	3B070	110
アルカリフォスファターゼ染色(ALP染色) [血液]	2A180	91
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH))	4A070	184
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH)) 〔負荷試験〕	4A070	357
アルドステロン / 活性型レニン(PAC / PRC)	_null	192
アルドステロン / レニン活性(PAC / PRA)	_null	192
アルドステロン(ALD) [CLEIA]	4D115	192
アルドステロン(ALD) [CLEIA][随時尿]	4D115	192
アルドステロン(ALD) [CLEIA][蓄尿]	4D115	193
アルドステロン(ALD) [CLEIA] 〔負荷試験〕	4D115	359
アルドステロン(ALD) [RIA]	4D115	192

検査項目名称	コード	ページ
アルドステロン(ALD) [RIA]〔負荷試験〕	4D115	358
アルドラーゼ	3B100	113
アルブミン [血清][血漿][臍帯血]	3A015	104
アルブミン [腹水][胸水][他材料]	3A015	105
アルブミン [髄液]	3A015	105
アルブミン [随時尿]	3A015	104
アルブミン [蓄尿]	3A015	104
アルベカシン	3M613	168
アレルゲン特異IgE, Ara h2	5A100	233
アレルゲン特異IgE, Asp f1	5A100	221
アレルゲン特異IgE, Glym 4	5A100	232
アレルゲン特異IgE, Hev b 6.02	5A100	228
アレルゲン特異IgE, View アレルギー 39	5A100	245
アレルゲン特異IgE, α -ラクトアルブミン	5A100	239
アレルゲン特異IgE, β -ラクトグロブリン	5A100	240
アレルゲン特異IgE, ω -5グリアジン	5A100	231
アレルゲン特異IgE, アーモンド	5A100	233
アレルゲン特異IgE, アカシヤ	5A100	216
アレルゲン特異IgE, アキノキリンソウ	5A100	219
アレルゲン特異IgE, アサリ	5A100	241
アレルゲン特異IgE, アシ	5A100	218
アレルゲン特異IgE, アジ	5A100	242
アレルゲン特異IgE, アシナガバチ	5A100	227
アレルゲン特異IgE, アシフトコナダニ	5A100	213
アレルゲン特異IgE, アスペルギルス	5A100	221
アレルゲン特異IgE, アニサキス	5A100	227
アレルゲン特異IgE, アヒル羽毛	5A100	226
アレルゲン特異IgE, アボカド	5A100	236
アレルゲン特異IgE, アルテルナリア	5A100	221
アレルゲン特異IgE, 粟(アワ)	5A100	232
アレルゲン特異IgE, イカ	5A100	242
アレルゲン特異IgE, イクラ	5A100	243
アレルゲン特異IgE, イソシアネート HDI	5A100	229
アレルゲン特異IgE, イソシアネート MDI	5A100	229
アレルゲン特異IgE, イソシアネート TDI	5A100	229
アレルゲン特異IgE, イチゴ	5A100	234
アレルゲン特異IgE, 犬上皮	5A100	223
アレルゲン特異IgE, 犬皮屑	5A100	223
アレルゲン特異IgE, イラクサ	5A100	220
アレルゲン特異IgE, イワシ	5A100	243
アレルゲン特異IgE, インゲン	5A100	233
アレルゲン特異IgE, 牛皮屑	5A100	224
アレルゲン特異IgE, 馬皮屑	5A100	224

検査項目名称	コード	ページ
アレルギー特異IgE, エチレンオキシド	5A100	229
アレルギー特異IgE, エビ	5A100	241
アレルギー特異IgE, エンドウ	5A100	233
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンA	5A100	223
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンB	5A100	223
アレルギー特異IgE, オオアワガエリ	5A100	217
アレルギー特異IgE, オオスズメノテッポウ	5A100	217
アレルギー特異IgE, オート麦	5A100	231
アレルギー特異IgE, オオバコ種子	5A100	229
アレルギー特異IgE, オオブタクサ	5A100	219
アレルギー特異IgE, 大麦	5A100	231
アレルギー特異IgE, オボムコイド	5A100	230
アレルギー特異IgE, オリーブ	5A100	216
アレルギー特異IgE, オレンジ	5A100	235
アレルギー特異IgE, ガ	5A100	227
アレルギー特異IgE, カイチュウ	5A100	228
アレルギー特異IgE, カエデ	5A100	216
アレルギー特異IgE, カカオ	5A100	239
アレルギー特異IgE, カキ(貝)	5A100	242
アレルギー特異IgE, カシューナッツ	5A100	234
アレルギー特異IgE, カゼイン	5A100	240
アレルギー特異IgE, ガチョウ羽毛	5A100	226
アレルギー特異IgE, 家兎上皮	5A100	224
アレルギー特異IgE, カナムグラ	5A100	220
アレルギー特異IgE, カニ	5A100	241
アレルギー特異IgE, カボチャ	5A100	238
アレルギー特異IgE, カモガヤ	5A100	216
アレルギー特異IgE, カレイ	5A100	243
アレルギー特異IgE, カンジダ	5A100	221
アレルギー特異IgE, キウイ	5A100	235
アレルギー特異IgE, 絹	5A100	228
アレルギー特異IgE, 黍(キビ)	5A100	232
アレルギー特異IgE, 牛肉	5A100	240
アレルギー特異IgE, 牛乳	5A100	230
アレルギー特異IgE, ギョウギシバ	5A100	217
アレルギー特異IgE, クラドスポリウム	5A100	221
アレルギー特異IgE, グルテン	5A100	240
アレルギー特異IgE, クルミ	5A100	233
アレルギー特異IgE, クルミ花粉	5A100	216
アレルギー特異IgE, グレープフルーツ	5A100	235
アレルギー特異IgE, クワ	5A100	216
アレルギー特異IgE, ケナガコナダニ	5A100	214
アレルギー特異IgE, ゴキブリ	5A100	226

検査項目名称	コード	ページ
アレルゲン特異IgE, ココナッツ	5A100	234
アレルゲン特異IgE, コナヒョウヒダニ	5A100	213
アレルゲン特異IgE, コナラ	5A100	215
アレルゲン特異IgE, コヌカグサ	5A100	218
アレルゲン特異IgE, ゴマ	5A100	238
アレルゲン特異IgE, 小麦	5A100	231
アレルゲン特異IgE, 小麦花粉	5A100	218
アレルゲン特異IgE, 米	5A100	230
アレルゲン特異IgE, サケ	5A100	243
アレルゲン特異IgE, サツマイモ	5A100	237
アレルゲン特異IgE, サバ	5A100	242
アレルゲン特異IgE, サヤアシニクダニ	5A100	214
アレルゲン特異IgE, ジャガイモ	5A100	237
アレルゲン特異IgE, シラカンバ	5A100	215
アレルゲン特異IgE, シロザ	5A100	220
アレルゲン特異IgE, スイカ	5A100	237
アレルゲン特異IgE, スギ	5A100	214
アレルゲン特異IgE, スズメノヒエ	5A100	218
アレルゲン特異IgE, スズメバチ	5A100	227
アレルゲン特異IgE, セイバンモロコシ	5A100	217
アレルゲン特異IgE, セキセイインコ羽毛	5A100	225
アレルゲン特異IgE, セキセイインコ血清蛋白	5A100	225
アレルゲン特異IgE, セキセイインコのふん	5A100	225
アレルゲン特異IgE, ゼラチン	5A100	244
アレルゲン特異IgE, セロリ	5A100	236
アレルゲン特異IgE, ソバ	5A100	231
アレルゲン特異IgE, 大豆	5A100	232
アレルゲン特異IgE, タケノコ	5A100	238
アレルゲン特異IgE, タコ	5A100	242
アレルゲン特異IgE, タマネギ	5A100	237
アレルゲン特異IgE, タラ	5A100	243
アレルゲン特異IgE, タラコ	5A100	244
アレルゲン特異IgE, タンポポ	5A100	220
アレルゲン特異IgE, チェダーチーズ	5A100	239
アレルゲン特異IgE, トウモロコシ	5A100	232
アレルゲン特異IgE, トマト	5A100	236
アレルゲン特異IgE, トリコフィトン	5A100	222
アレルゲン特異IgE, 鶏肉	5A100	240
アレルゲン特異IgE, ナガハグサ	5A100	218
アレルゲン特異IgE, ニガヨモギ	5A100	219
アレルゲン特異IgE, ニレ	5A100	215
アレルゲン特異IgE, ニワトリ羽毛	5A100	226
アレルゲン特異IgE, ニンジン	5A100	237

検査項目名称	コード	ページ
アレルゲン特異IgE, ニンニク	5A100	238
アレルゲン特異IgE, 猫皮膚	5A100	223
アレルゲン特異IgE, ハウスダスト1(Greer)	5A100	213
アレルゲン特異IgE, ハウスダスト2(Hollister)	5A100	213
アレルゲン特異IgE, 麦芽	5A100	239
アレルゲン特異IgE, ハシバミの実	5A100	234
アレルゲン特異IgE, パセリ	5A100	236
アレルゲン特異IgE, ハトのふん	5A100	226
アレルゲン特異IgE, バナナ	5A100	235
アレルゲン特異IgE, ハムスター上皮	5A100	224
アレルゲン特異IgE, ハルガヤ	5A100	217
アレルゲン特異IgE, ハンノキ	5A100	214
アレルゲン特異IgE, ピーナッツ	5A100	233
アレルゲン特異IgE, ビール酵母	5A100	239
アレルゲン特異IgE, 稗(ヒエ)	5A100	232
アレルゲン特異IgE, ピキア精製酵母成分	5A100	244
アレルゲン特異IgE, ピキア粗抽出物	5A100	244
アレルゲン特異IgE, ピキア培養上清	5A100	244
アレルゲン特異IgE, 羊上皮	5A100	225
アレルゲン特異IgE, ヒトインスリン	5A100	244
アレルゲン特異IgE, ヒノキ	5A100	214
アレルゲン特異IgE, ヒメスイバ	5A100	221
アレルゲン特異IgE, ビャクシン	5A100	214
アレルゲン特異IgE, ヒロハウシノケグサ	5A100	218
アレルゲン特異IgE, ブタクサ	5A100	219
アレルゲン特異IgE, ブタクサモドキ	5A100	219
アレルゲン特異IgE, 豚上皮	5A100	225
アレルゲン特異IgE, 豚肉	5A100	240
アレルゲン特異IgE, ブナ	5A100	215
アレルゲン特異IgE, ブラジルナッツ	5A100	234
アレルゲン特異IgE, フランスギク	5A100	220
アレルゲン特異IgE, ペニシリウム	5A100	222
アレルゲン特異IgE, ヘラオオバコ	5A100	220
アレルゲン特異IgE, ヘルミントスポリウム	5A100	222
アレルゲン特異IgE, ホウチュウ	5A100	228
アレルゲン特異IgE, ホウレンソウ	5A100	238
アレルゲン特異IgE, ホソムギ	5A100	217
アレルゲン特異IgE, ホタテ	5A100	242
アレルゲン特異IgE, ホルマリン	5A100	230
アレルゲン特異IgE, マウス	5A100	224
アレルゲン特異IgE, マグロ	5A100	243
アレルゲン特異IgE, マスタード	5A100	238
アレルゲン特異IgE, マツ	5A100	215

検査項目名称	コード	ページ
アレルギー特異IgE, マラセチア(ピティロスポリウム)	5A100	222
アレルギー特異IgE, マラセチア属	5A100	222
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・イネ科	5A100	247
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・カビ	5A100	247
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・穀物	5A100	247
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・雑草	5A100	247
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・食物	5A100	247
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・動物上皮	5A100	247
アレルギー特異IgE, マンゴ	5A100	236
アレルギー特異IgE, ミツバチ	5A100	227
アレルギー特異IgE, ムコール	5A100	222
アレルギー特異IgE, 無水フタル酸	5A100	229
アレルギー特異IgE, ムラサキガイ	5A100	241
アレルギー特異IgE, メロン	5A100	235
アレルギー特異IgE, モールドチーズ	5A100	239
アレルギー特異IgE, 桃	5A100	235
アレルギー特異IgE, モルモット上皮	5A100	223
アレルギー特異IgE, ヤギ上皮	5A100	225
アレルギー特異IgE, ヤケヒョウヒダニ	5A100	213
アレルギー特異IgE, ヤナギ	5A100	215
アレルギー特異IgE, ヤブカ	5A100	227
アレルギー特異IgE, ヤマイモ	5A100	237
アレルギー特異IgE, ユスリカ成虫	5A100	226
アレルギー特異IgE, 洋梨	5A100	236
アレルギー特異IgE, 羊肉	5A100	241
アレルギー特異IgE, ヨモギ	5A100	219
アレルギー特異IgE, ライ麦	5A100	231
アレルギー特異IgE, ラット	5A100	224
アレルギー特異IgE, ラテックス	5A100	228
アレルギー特異IgE, 卵黄	5A100	230
アレルギー特異IgE, 卵白	5A100	230
アレルギー特異IgE, リンゴ	5A100	234
アレルギー特異IgE, ロブスター	5A100	241
アレルギー特異IgE, 綿	5A100	228
アレルギー特異IgG, セキセイインコ	5A110	248
アレルギー特異IgG, 鳥(セキセイインコ・ハト)	5A110	248
アレルギー特異IgG, ハト	5A110	248
アンギオテンシン1転換酵素(ACE)	3B325	117
アンギオテンシン1転換酵素(ACE) [髄液]	3B325	118
アンチトロンビン	2B200	96
アンチプラスミン(α 2-プラスミンインヒビター)	2B270	97
アンチプラスミン(α 2-プラスミンインヒビター) (ICU)	2B270	97
アンモニア [血漿][臍帯血]	3C040	123

検査項目名称	コード	ページ
イ		
イオン化カルシウム	3H035	148
イサブコナゾール	3L3M	170
イセパマイシン	3L3M	168
イトラコナゾール	3L3M	169
イヌリン	3Z050	176
イヌリン [随時尿]	3Z050	176
イブルチニブ	3L3M	170
イマチニブ	3M750	170
インスリン(インシュリン) [血清]	4G010	203
インスリン(インシュリン) [他材料]	4G010	203
インスリン(インシュリン) [負荷試験]	4G010	359
インターフェロン-λ3	5J053	339
インターロイキン-6(IL-6)	5J130	339
インターロイキン-6(IL-6) [髄液]	5J130	339
インタクトHCG($\alpha\beta$) [血清]	4F080	199
インタクトHCG($\alpha\beta$) [他材料]	4F080	199
インタクトHCG($\alpha\beta$) [髄液]	4F080	200
インタクトHCG($\alpha\beta$) [随時尿]	4F080	200
インタクトHCG($\alpha\beta$) [蓄尿]	4F080	200
インフリキシマブ(消化器内科)	3M820	172
インフリキシマブ(後続1)	3M820	173
インフリキシマブ(後続1)(消化器内科)	3M820	172
インフリキシマブ(レミケード)	3M820	173
インフルエンザウイルスA・B型抗原	5F399	302
インフルエンザウイルスA型抗体 [HI]	5F400	303
インフルエンザウイルスA型抗体 [HI][髄液]	5F400	303
インフルエンザウイルスB型抗体 [HI]	5F410	303
インフルエンザウイルスB型抗体 [HI][髄液]	5F410	303
ウ		
ウステキヌマブ(消化器内科)	3L3M	174
ウロポルフィリン [随時尿]	3J050	157
ウロポルフィリン [蓄尿]	3J050	157
エ		
エクオール [随時尿]	_null	210
エクオール産生能検査	_null	209
エクオール産生能検査 [随時尿]	_null	210
エコーウイルス11型抗体 [NT]	5F321	298
エコーウイルス11型抗体 [NT][髄液]	5F321	299
エコーウイルス13型抗体 [NT]	5F323	299
エコーウイルス13型抗体 [NT][髄液]	5F323	299

検査項目名称	コード	ページ
エステラーゼ染色〔血液〕	2A190	91
エステラーゼ染色〔骨髓液〕	2A190	91
エストラジオール(E2)〔血清〕	4F025	197
エストラジオール(E2)〔他材料〕	4F025	197
エストラジオール(E2)〔負荷試験〕	4F025	359
エストロジェンレセプター(ER) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	4H010	205
エタネルセプト	3L3M	174
エタノール	3Z040	176
エドキサバン	3L3M	174
エトサクシミド	3L135	159
エベロリムス(アフィニトール) (算定可)	3M815	172
エベロリムス(アフィニトール) (算定不可)	3M815	171
エベロリムス(サートィカン) (算定可)	3M815	172
エラスターゼ1(EL-1)	3B195	117
エリスロポエチン(EPO)	4Z275	208
エルゴメーター負荷心機能検査	9A340	413
エンドトキシン	5E046	274
オ		
オートタキシン	5C240	262
オステオカルシン(BGP)	4Z280	208
オリゴクローナルバンド〔髄液〕	5A150	249
カ		
核酸検出(一般細菌・ウイルス) (FilmArray呼吸器パネル)	6B653	347
核酸検出(一般細菌・ウイルス・真菌) (FilmArray髄膜炎・脳炎パネル)	6B654	348
核酸検出(グラム陽性菌・グラム陰性菌・酵母様真菌・薬剤耐性遺伝子) (FilmArray血液培養パネル)	6B652	347
核酸検出(結核菌群)	6B620	347
核酸検出(抗酸菌群)	6B619	347
核酸同定(クラミジア・トラコモティス)〔うがい液〕	5E021	273
核酸同定(クラミジア・トラコモティス)〔随時尿〕	5E021	273
核酸同定(クラミジア・トラコモティス)〔分泌物〕	5E021	273
核酸同定(淋菌)〔うがい液〕	6B610	347
核酸同定(淋菌)〔随時尿〕	6B610	346
核酸同定(淋菌)〔分泌物〕	6B610	347
ガストリン	4G040	204
活性型レニン(PRC)	4Z020	206
活性型レニン(PRC)〔負荷試験〕	4Z020	360
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	2B020	95
カテコールアミン3分画	4E016	194
カテコールアミン3分画〔随時尿〕	4E016	194
カテコールアミン3分画〔蓄尿〕	4E016	194
ガバペンチン	3L215	161
可溶性インターロイキン-2レセプター(可溶性IL-2レセプター)	5J095	339

検査項目名称	コード	ページ
可溶性インターロイキン-2レセプター(可溶性IL-2レセプター) [髄液]	5J095	339
可溶性フィブリンモノマー複合体(パラコアグレーションテスト) (ICU)	2B110	96
ガラス板法	5E071	277
カリウム(K) [血清][血漿][臍帯血]	3H015	145
カリウム(K) [腹水][胸水][他材料]	3H015	145
カリウム(K) [髄液]	3H015	145
カリウム(K) [随時尿]	3H015	145
カリウム(K) [蓄尿]	3H015	145
カルシウム(Ca) [血清][血漿][臍帯血]	3H030	147
カルシウム(Ca) [腹水][胸水][他材料]	3H030	148
カルシウム(Ca) [随時尿]	3H030	147
カルシウム(Ca) [蓄尿]	3H030	148
カルシトニン	4C035	188
カルニチン分画	3G055	142
カルバマゼピン	3L115	159
カルプロテクチン [便]	5C235	262
がんゲノムプロファイリング検査 (ヘムサイト解析プログラム)	8D026	410
がんゲノムプロファイリング検査 (FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル)	8D016	410
がんゲノムプロファイリング検査 (FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル)	8D016	410
がんゲノムプロファイリング検査 (GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム)	8D020	410
がんゲノムプロファイリング検査 (Guardant360 CDx がん遺伝子パネル)	8D025	410
がんゲノムプロファイリング検査 (OncoGuide NCC オンコパネルシステム)	8D001	409
肝細胞増殖因子(HGF)	4Z315	208
ガンシクロビル	3L3M	175
ガンシクロビル / イトラコナゾール	3L3M	169
カンジダ抗原	5E142	279
カンジダマンナン抗原	5E142	279
感染確認用輸血前・後検体保管	_null	330
癌胎児性フィブロネクチン	5C111	257
カンピロバクター抗原	5E114	279
寒冷凝集反応	5E105	278
キ		
キニジン	3L900	166
機能的残気量(FRC)	9C180	423
キメリズム解析 [末梢血][骨髓液][他材料]	8C981	404
筋緊張性ジストロフィー解析	_null	397
筋電図検査(咬筋筋電図検査)	9B600	415
筋電図検査(針筋電図検査)	9B600	415
ク		
クラミジア・トラコマティス抗体-IgA	5E017	273
クラミジア・トラコマティス抗体-IgG	5E018	273
クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA	5E032	273

検査項目名称	コード	ページ
クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG	5E031	273
クリオグロブリン	5A160	249
グリコアルブミン [血清][臍帯血]	3D055	131
グリコヘモグロビン分画	3D035	131
クリプトコッカス抗原	5E140	279
グルカゴン(膵グルカゴン) [ELISA]	4G030	204
グルカゴン(膵グルカゴン) [RIA]	4G030	204
グルコース [血清][血漿][臍帯血]	3D010	131
グルコース [腹水][胸水][他材料]	3D010	131
グルコース [血漿]	3D010	131
グルコース [負荷試験]	3D010	356
クレアチニン [血清][血漿][臍帯血]	3C015	120
クレアチニン [腹水][胸水][他材料]	3C015	121
クレアチニン [随時尿]	3C015	120
クレアチニン [蓄尿]	3C015	121
クレアチン [随時尿]	3C010	120
クレアチン [蓄尿]	3C010	120
クレアチンキナーゼ(CK) [血清][血漿][臍帯血]	3B010	107
クレアチンキナーゼ(CK) [腹水][胸水][他材料]	3B010	107
クレアチンキナーゼ(CK) [髄液]	3B010	107
クロージングボリューム(CV)	9C610	423
クロール(Cl) [血清][血漿][臍帯血]	3H020	146
クロール(Cl) [腹水][胸水][他材料]	3H020	146
クロール(Cl) [髄液]	3H020	146
クロール(Cl) [随時尿]	3H020	146
クロール(Cl) [蓄尿]	3H020	146
クロザピン [LC-MS/MS]	3L304	163
クロザピン [UPLC-MS/MS]	3L304	163
クロストリジオイデス・ディフィシル抗原	_null	279
クロナゼパム	3L125	159
クロバザム	3L145	160
ケ		
経食道心臓超音波検査	9F110	462
携帯型心電図検査	9A100	412
頸部超音波検査	9F100	425
血圧脈波検査(ABI/CAVI)	_null	413
血液ガス [静脈血]	3H080	152
血液ガス [動脈血]	3H080	150
血液型-ABO式	5H010	329
血液型-Rh(D) 因子	5H020	329
血液像(白血球分類) [アフェレーシス産物]	2A160	88
血液像(白血球分類)(鏡検法)	2A160	86
血液像(白血球分類)(自動機械法)	2A160	85

検査項目名称	コード	ページ
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- γ (IGRA) (T-SPOT)	5E301	281
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- γ (IGRA) (クオンティフェロンTB-3G)	5E301	281
血管超音波検査(下肢静脈)	9F120	462
血管超音波検査(下肢動脈)	9F120	462
血管超音波検査(簡易下肢静脈経過観察用)	9F120	462
血管超音波検査(胸腹部)	9F120	462
血管超音波検査(頸動脈)	9F120	462
血管超音波検査(その他末梢血管)	9F120	463
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体-IgG, IgM, IgA (HIT抗体-IgG, IgM, IgA)	5G530	326
血小板凝集能	2B810	102
血小板表面IgG(血小板関連IgG)	5G525	326
結石分析	3Z065	176
血沈	2Z010	103
ケトン体分画	3E045	133
ゲンタマイシン(GM)	3M606	168
コ		
抗ARS抗体	5G121	319
抗BP180抗体	5G398	324
抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)	5G167	320
抗DNA抗体	5G020	317
抗dsDNA抗体-IgG	5G036	317
抗GAD抗体(抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体)	5G340	323
抗GAD抗体(抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体) [髄液]	5G340	323
抗GM1抗体-IgG	5G803	328
抗GQ1b抗体-IgG	5G806	328
抗GM-CSF抗体	5G140	319
抗HLA抗体(臓器移植)	5G536	326
抗HLA抗体(造血幹細胞移植)	5G536	326
抗IA-2抗体(ICA512抗体)	5G342	323
抗Jo-1抗体 [CLEIA]	5G120	318
抗LKM-1抗体(抗肝/腎マイクログロブリン抗体)	5G555	327
抗MDA5抗体	5G122	319
抗Mi-2抗体	5G123	319
抗p53抗体	5D560	270
抗RNAポリメラーゼIII抗体	5G087	318
抗RNP抗体 [CLEIA]	5G066	317
抗Scl-70抗体(抗トポイソメラーゼ1抗体) [CLEIA]	5G085	318
抗Sm抗体 [CLEIA]	5G065	317
抗SS-A抗体 [CLEIA]	5G076	318
抗SS-B抗体 [CLEIA]	5G077	318
抗ssDNA抗体-IgG	5G026	317
抗TIF1- γ 抗体	5G124	319
抗アクアポリン4抗体	5G821	328

検査項目名称	コード	ページ
抗アセチルコリンレセプター抗体	5G385	323
抗インスリン抗体	5G360	323
抗核抗体(ANA)	5G010	317
抗核抗体(ANA) [CLEIA]	5G010	315
抗核抗体(ANA) [FA]	5G010	315
抗ガラクトース欠損IgG抗体	5G166	320
抗カルジオリピン β 2グリコプロテインⅠ複合体抗体	5G504	325
抗カルジオリピン抗体-IgG	5G508	325
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(MuSK抗体)	5G386	324
抗血小板抗体	5G520	326
抗抗酸菌抗体	5E069	275
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体)	5G285	321
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体) (マイクロゾームテスト)[PA]	5G285	321
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体) [髄液]	5G285	321
抗サイログロブリン抗体	5G290	321
抗サイログロブリン抗体 (サイロイドテスト)[PA]	5G290	322
抗サイログロブリン抗体 [髄液]	5G290	321
交差適合試験	5H160	329
抗酸菌同定	6B315	346
抗酸菌培養	6B305	346
抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)	5G420	324
甲状腺がん関連遺伝子 (オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx)	8D005	410
甲状腺刺激抗体(TSAb)	5G300	322
抗セントロメア抗体 [CLEIA]	5G090	318
抗体価測定(抗A, 抗B)	_null	329
抗体価測定(不規則抗体)	_null	330
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL) [随時尿]	5C230	262
抗デスモグレイン1抗体	5G396	324
抗デスモグレイン3抗体	5G397	324
抗ミトコンドリアM2抗体	5G176	321
抗ミトコンドリア抗体(AMA)	5G175	320
抗ミューラー管ホルモン(AMH/MIS)	4F100	202
抗リン脂質抗体検査 (APLパネル)	5G519	325
呼吸抵抗測定	9C520	423
コクサッキーウイルスA16型抗体 [NT]	5F296	298
コクサッキーウイルスA16型抗体 [NT][髄液]	5F296	298
コクサッキーウイルスB5型抗体 [NT]	5F305	298
コクサッキーウイルスB5型抗体 [NT][髄液]	5F305	298
コクリン-トモプロテイン(CTP)	5C260	263
骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)	3B072	111
骨髄像 [骨髄液]	2A170	89
骨髄微小残存病変量測定 [末梢血][骨髄液]	_null	408
骨髄微小残存病変量測定 [末梢血][骨髄液]	_null	408

検査項目名称	コード	ページ
コプロポルフィリン	3J040	156
コプロポルフィリン [随時尿]	3J040	156
コプロポルフィリン [蓄尿]	3J040	157
ゴリムマブ	3L3M	173
コリンエステラーゼ(ChE) [血清][血漿][臍帯血]	3B110	113
コリンエステラーゼ(ChE) [腹水][胸水][他材料]	3B110	113
コルチゾール [血清]	4D040	191
コルチゾール [他材料]	4D040	191
コルチゾール [随時尿]	4D040	191
コルチゾール [蓄尿]	4D040	191
コルチゾール [負荷試験]	4D040	358
コレステロール(TC) [血清][血漿][臍帯血]	3F050	135
コレステロール(TC) [腹水][胸水][他材料]	3F050	135
サ		
サイクリックAMP(c-AMP)	4Z255	206
サイクリックAMP(c-AMP) [随時尿]	4Z255	206
サイクリックAMP(c-AMP) [蓄尿]	4Z255	206
最大換気量(MVV)	9C420	423
サイトメガロウイルス DNA [新生児尿]	5F194	293
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][胸水]	5F194	294
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][血液]	5F194	293
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][他材料]	5F194	294
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][腹水]	5F194	293
サイトメガロウイルス抗原(pp65)	5F194	291
サイトメガロウイルス抗原(pp65.C10,C11)	5F194	291
サイトメガロウイルス抗原(pp65.C7-HRP)	5F194	291
サイトメガロウイルス抗体 IgG	5F194	291
サイトメガロウイルス抗体 IgG [髄液]	5F194	292
サイトメガロウイルス抗体 IgM	5F194	292
サイトメガロウイルス抗体 IgM [髄液]	5F194	292
細胞種類 [気管支・肺胞洗浄液]	1Z030	81
細胞種類 [胸水]	1Z030	80
細胞種類 [髄液]	1C035	77
細胞種類 [他材料]	1Z030	82
細胞種類 [腹水]	1Z035	79
細胞診	7A010	351
細胞診(術中迅速)	7A010	351
細胞数 [気管支・肺胞洗浄液]	1Z025	78
細胞数 [胸水]	1Z025	78
細胞数 [髄液]	1C030	76
細胞数 [他材料]	1Z025	78
細胞数 [腹水]	1Z025	78
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[血液]	_null	336

検査項目名称	コード	ページ
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[骨髓液]	_null	336
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[他材料]	_null	336
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[リンパ節]	_null	336
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[血液]	_null	336
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[骨髓液]	_null	336
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[他材料]	_null	337
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[リンパ節]	_null	337
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[血液]	_null	334
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[骨髓液]	_null	334
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[他材料]	_null	335
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[リンパ節]	_null	335
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[血液]	_null	335
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[骨髓液]	_null	335
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[他材料]	_null	335
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[リンパ節]	_null	335
サイログロブリン [血清]	4B040	186
サイログロブリン [他材料]	4B040	187
サリチル酸	3M205	167
三環系抗うつ剤	3L3M	163
シ		
ジアゼパム	3L130	159
シアリルTn抗原(STN)	5D153	266
視覚誘発電位(VEP)	9B210	414
ジギトキシン	3L760	163
シクロスポリン	3M805	171
ジゴキシン	3L765	164
ジゴキシン急速飽和	3L765	164
シスタチンC	3C016	121
ジストロフィン遺伝子解析 DMD(Duchenne型/Becker型筋ジストロフィー遺伝子)[PCR]	8C831	397
ジストロフィン遺伝子シーケンス DMD(Duchenne型/Becker型筋ジストロフィー遺伝子)	8C831	396
ジソピラミド	3L865	165
シフラ(サイトケラチン19フラグメント) [血清]	5D325	269
シフラ(サイトケラチン19フラグメント) [腹水][胸水][他材料]	5D325	269
脂肪酸4分画	3F040	135
酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ5b(TRACP-5b)	3B222	117
出血時間	2B010	95
小児免疫不全検査 [血液]	5I027	332
シロリムス	3M814	171
神経伝導検査(NCS)	9B625	416
心室遅延電位検査	9A230	412
心臓超音波検査	9F110	426
心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP) (緊急検査室)	5C091	255
迅速凍結組織検査	7C010	353

検査項目名称	コード	ページ
浸透圧	3H045	149
浸透圧 [随時尿]	3H045	149
浸透圧 [蓄尿]	3H045	149
心肺運動負荷試験(CPX, エルゴメーター)	9A350	413
心肺運動負荷試験(CPX, トレッドミル)	9A350	413
ス		
推算GFRcreat(eGFR) [血清]	8A065	355
水痘. 帯状ヘルペスウイルス DNA定量	5F190	290
水痘. 帯状ヘルペスウイルス DNA定量 [髄液]	5F190	290
水痘. 帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA]	5F193	289
水痘. 帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液]	5F193	290
水痘. 帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA]	5F193	290
水痘. 帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液]	5F193	290
睡眠脳波検査	9B110	414
睡眠ポリグラフィー	9B170	414
スチリペントール	3L235	162
セ		
赤痢アメーバ抗体	5E158	281
赤血球抵抗試験 (Parpart法)	2Z110	101
セルロプラスミン(Cp)	5C045	252
セレン	3I035	155
線維芽細胞増殖因子23(FGF-23)	4Z323	208
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ALL) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	367
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ANLL(AML)) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	367
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(BMT) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	367
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(CLL) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	367
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(lymphoid系他) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	368
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MDS) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	366
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ML) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	367
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MM/PCL) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	368
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MPN) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	366
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(myeloid系他) [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	367
染色体検査(血液疾患) SKY [末梢血][骨髓液][他材料]	8B220	368
染色体検査(脆弱X)	8B260	362
染色体検査(先天性) C-Band	8B200	362
染色体検査(先天性) G-Band	8B200	362
染色体検査(先天性) Q-Band	8B200	362
染色体検査(先天性) SKY	8B200	362
染色体検査(先天性) 高精度分染法	8B200	362
前立腺特異抗原(PSA) [血清]	5D305	267
前立腺特異抗原(PSA) [腹水][胸水][他材料]	5D305	267
前立腺特異抗原・ α 1アンチキモトリプシン複合体(PSA-ACT)	5D306	268

検査項目名称	コード	ページ
ソ		
造影超音波検査	9F100	425
造血器悪性腫瘍細胞検査 [胸水]	5I020	332
造血器悪性腫瘍細胞検査 [血液]	5I020	331
造血器悪性腫瘍細胞検査 [骨髄液]	5I695	332
造血器悪性腫瘍細胞検査 [髄液]	5I695	332
造血器悪性腫瘍細胞検査 [他材料]	5I020	332
造血器悪性腫瘍細胞検査 [腹水]	2C100	331
総蛋白(TP) [血清][血漿][臍帯血]	3A010	104
総蛋白(TP) [腹水][胸水][他材料]	3A010	104
総ビリルビン(TB) [血清][血漿][臍帯血]	3J010	156
総ビリルビン(TB) [腹水][胸水][他材料]	3J010	156
総分岐鎖アミノ酸/チロシン モル比	3C047	130
総ホモシステイン	3C070	130
総ヨード [随時尿]	3I040	155
組織因子経路インヒビター-2(TFPI2) tissue factor pathway inhibitor 2	5D115	265
ソタロール	3L801	164
ゾニサミド	3L210	161
ソマトメジンC(IGF-1)	4A015	178
タ		
第Ⅱ因子	2B350	98
第Ⅴ因子	2B370	98
第Ⅶ因子	2B380	98
第Ⅷ因子	2B390	99
第Ⅷ因子インヒビター	2B460	100
第Ⅸ因子	2B400	99
第Ⅹ因子	2B410	99
第ⅩⅠ因子	2B420	99
第ⅩⅡ因子	2B430	99
第ⅩⅢ因子(活性)	2B440	100
第ⅩⅢ因子(抗原)	2B440	99
体性感覚誘発電位(SEP)	9B400	415
大腸菌O157抗原	5E116	279
タウ蛋白 [髄液]	5C200	260
タクロリムス	3M810	171
多発性骨髄腫パネル解析 (院内測定)[血液]	_null	337
多発性骨髄腫パネル解析 (院内測定)[骨髄液]	_null	337
多発性骨髄腫パネル解析 (院内測定)[他材料]	_null	337
多発性骨髄腫マルチカラー10 [骨髄液]	_null	337
胆汁酸(総胆汁酸) [血清][臍帯血]	3F110	136
胆汁酸(総胆汁酸) [腹水][胸水][他材料]	3F110	137
単純ヘルペスウイルスDNA定量	5F190	289

検査項目名称	コード	ページ
単純ヘルペスウイルスDNA定量 [髄液]	5F190	289
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA]	5F190	288
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液]	5F190	288
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA]	5F190	289
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液]	5F190	289
単純ヘルペスウイルス特異抗原 [FA][組織]	5F190	288
蛋白定量 [髄液]	1C010	76
蛋白定量 [随時尿]	1A015	72
蛋白定量 [他材料]	_null	83
蛋白定量 [蓄尿]	1A015	72
蛋白分画	3A020	105
蛋白分画 [随時尿]	3A020	106
蛋白分画 [他材料]	3A020	106
チ		
知覚神経検査(電流知覚閾値測定)	9B620	415
虫卵(塗抹) [便]	1B010	75
超音波検査(甲状腺FNA)	9F100	425
聴性脳幹反応(ABR)	9B310	415
聴性脳幹反応(ABR) (出張)	9B310	415
直接Coombs試験(直接クームス試験)	5H121	329
直接ビリルビン(DB) [血清][血漿][臍帯血]	3J015	156
直接ビリルビン(DB) [腹水][胸水][他材料]	3J015	156
沈渣 [随時尿]	1A105	73
ツ		
テ		
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)	4Z282	208
テイコプラニン(TEIC)	3M532	167
デオキシピリジノリン [随時尿]	5C146	260
テオフィリン	3M070	167
テストステロン [血清]	4F065	198
テストステロン [他材料]	4F065	198
テストステロン [負荷試験]	4F065	359
鉄(Fe) [血清][臍帯血]	3I010	154
鉄(Fe) [腹水][胸水][他材料]	3I010	154
鉄染色 [血液]	2A240	92
鉄染色 [骨髓液]	2A240	92
デングウイルスNS1抗原・IgG+IgM抗体	5F390	301
電子顕微鏡検査	7D010	354
ト		
銅(Cu)	3I025	154

検査項目名称	コード	ページ
銅(Cu) [随時尿]	3I025	154
銅(Cu) [蓄尿]	3I025	155
糖定量 [髄液]	1C015	76
糖定量 [随時尿]	1A025	72
糖定量 [随時尿] (負荷試験)	1A025	356
糖定量 [蓄尿]	1A025	72
トータルHCG(α β +free β) [血清]	4F080	200
トータルHCG(α β +free β) [他材料]	4F080	201
トータルHCG(α β +free β) [血漿] (時間外検査室)	4F080	201
トータルHCG(α β +free β) [髄液]	4F080	201
トキソプラズマ抗体	5E155	280
トキソプラズマ抗体-IgG [CLIA]	5E156	280
トキソプラズマ抗体-IgM [CLIA]	5E157	281
トシリズマブ	3L3M	174
トピラマート	3L225	161
トブラマイシン(TOB)	3M602	168
塗抹鏡検(一般細菌)	6A010	345
塗抹鏡検(抗酸菌)	6A205	345
トランスフェリン(Tf) [血清][臍帯血]	5C060	253
トランスフェリン(Tf) [他材料]	5C060	253
トランスフェリン(Tf) [随時尿]	5C060	253
トリグリセリド(TG) [血清][血漿][臍帯血]	3F015	134
トリグリセリド(TG) [腹水][胸水][他材料]	3F015	134
トリコスポロン・アサヒ抗体	5E154	280
トリプシン	3B185	117
努力肺活量(FVC)	9C310	423
トレッドミル負荷心機能検査	9A320	413
トロポニンI	5C094	256
トロポニンT (外注)	5C093	256
トロポニンT [血漿]	5C093	256
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	2B210	97
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) (ICU)	2B210	97
トロンボテスト	2B035	95
トロンボモジュリン	2B730	101
トロンボモジュリン (ICU)	2B730	101
ナ		
ナトリウム(Na) [血清][血漿][臍帯血]	3H010	144
ナトリウム(Na) [腹水][胸水][他材料]	3H010	144
ナトリウム(Na) [髄液]	3H010	144
ナトリウム(Na) [随時尿]	3H010	144
ナトリウム(Na) [蓄尿]	3H010	144
ニ		

検査項目名称	コード	ページ
ニトラゼパム	3L165	160
乳酸	3E010	133
尿一般物質定性半定量検査 [随時尿]	1A990	74
尿酸(UA) [血清][血漿][臍帯血]	3C020	121
尿酸(UA) [腹水][胸水][他材料]	3C020	122
尿酸(UA) [随時尿]	3C020	121
尿酸(UA) [蓄尿]	3C020	122
尿素窒素(UN) [血清][血漿][臍帯血]	3C025	122
尿素窒素(UN) [腹水][胸水][他材料]	3C025	123
尿素窒素(UN) [随時尿]	3C025	122
尿素窒素(UN) [蓄尿]	3C025	122
ヌ		
ネ		
ノ		
脳波検査	9B100	414
脳波検査(出張)	9B100	414
ノロウイルス	5F630	314
ハ		
肺炎球菌抗原	5E042	274
肺拡散能力検査(DLco)	9C700	424
肺活量(VC)	_null	423
肺癌BRAF遺伝子変異(オンコマイン) BRAF(B-raf)[生組織・FFPEスライドガラス]	8C155	385
がんゲノムプロファイリング検査 (AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル)	8D100	411
肺がん関連遺伝子 (オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)	8D002	409
肺サーファクタント蛋白A(SP-A)	3F250	141
肺サーファクタント蛋白D(SP-D)	3F253	141
梅毒TP抗体定性 [血清][臍帯血]	5E075	276
梅毒TP抗体定性 [他材料]	5E075	276
梅毒TP抗体定性 (緊急検査室)	5E075	276
梅毒TP抗体定量 [血清][臍帯血]	5E075	277
梅毒TP抗体定量 [他材料]	5E075	277
梅毒脂質抗体定性 [血清][臍帯血]	5E074	275
梅毒脂質抗体定性 [他材料]	5E074	275
梅毒脂質抗体定性 (緊急検査室)	5E074	275
梅毒脂質抗体定量 [血清][臍帯血]	5E074	276
梅毒脂質抗体定量 [他材料]	5E074	276
培養同定(一般細菌)	6B010	346
培養同定(一般細菌)(嫌気培養)	6B010	346
白血病キメラ遺伝子スクリーニング [末梢血][骨髓液]	_null	406
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)DNA同定	5F101	287

検査項目名称	コード	ページ
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)遺伝子型	5F101	287
ハプトグロビン(Hp) [血清][臍帯血]	5C040	252
ハプトグロビン(Hp) [他材料]	5C040	252
パラインフルエンザウイルス1型抗体 [HI]	5F421	304
パラインフルエンザウイルス1型抗体 [HI][髄液]	5F421	304
パラインフルエンザウイルス2型抗体 [HI]	5F422	304
パラインフルエンザウイルス2型抗体 [HI][髄液]	5F422	304
パラインフルエンザウイルス3型抗体 [HI]	5F423	304
パラインフルエンザウイルス3型抗体 [HI][髄液]	5F423	304
バルプロ酸	3L195	161
パルボウイルスB19-IgM	5F011	282
ハロペリドール	3L300	162
バンコマイシン(VCM)	3M530	167
反復睡眠潜時試験	_null	414
ヒ		
ヒアルロン酸	3D080	131
ヒアルロン酸 [胸水]	3D080	132
ヒアルロン酸 [腹水]	3D080	132
光トポグラフィー	_null	422
ビタミンB1(チアミン)	3G025	142
ビタミンB2(リボフラビン)	3G030	142
ビタミンB12	3G040	142
ビタミンC(アスコルビン酸)	3G060	142
ヒト心房性Na利尿ペプチド(ANP)	4Z270	207
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP) [血漿]	4Z271	207
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP) [他材料]	4Z271	207
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP) (ICU)	4Z271	207
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) [血清]	4Z272	207
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) [他材料]	4Z272	207
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) [血漿](時間外検査室)	4Z272	208
百日咳抗体 [EIA]	5E054	274
百日咳抗体 [細菌凝集反応]	5E054	274
標準12誘導心電図	9A110	412
病理組織検査	7B010	352
ピルシカイニド	3L896	166
ピルビン酸	3E015	133
フ		
フィブリノゲン	2B100	96
風疹ウイルス抗体 [HI]	5F395	301
風疹ウイルス抗体 IgG [EIA]	5F395	301
風疹ウイルス抗体 IgG [EIA][髄液]	5F395	302
風疹ウイルス抗体 IgM [EIA]	5F395	302

検査項目名称	コード	ページ
風疹ウイルス抗体 IgM [EIA][髄液]	5F395	302
フェニトイン	3L185	160
フェノバルビタール	3L175	160
フェリチン [血清][臍帯血]	5C095	256
フェリチン [他材料]	5C095	257
不規則性抗体	5H180	329
腹部超音波検査	9F130	463
福山型筋ジストロフィーDNA挿入 FKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子)[PCR]	8C832	397
福山型筋ジストロフィーシーケンス FKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子)	8C832	397
不飽和鉄結合能(UIBC) [血清][臍帯血]	3I020	154
不飽和鉄結合能(UIBC) [腹水][胸水][他材料]	3I020	154
プラスミノゲン	2B260	97
プラスミノゲンアクチベータインヒビター-1(PAI-1)	2B310	98
プラスミノゲンアクチベータインヒビター-1(PAI-1) (ICU)	2B310	98
プリミドン	3L190	160
プレアルブミン [血清][臍帯血]	5C010	251
プレアルブミン [他材料]	5C010	251
フレカイニド	3L905	166
プレセプシン (ICU)	5C216	262
プロカインアミド	3L890	165
プロカルシトニン(PCT) [血清]	5C215	261
プロカルシトニン(PCT) [他材料]	5C215	261
プロカルシトニン(PCT) [血漿](時間外検査室)	5C215	261
プロコラーゲン-III-ペプチド(P-III-P)	5C130	259
プロジェステロン [血清]	4F045	197
プロジェステロン [他材料]	4F045	197
プロジェステロン [負荷試験]	4F045	359
プロジェステロンレセプター(PR) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	4H015	205
プロテインC	2B700	101
プロテインC (ICU)	2B700	101
プロテインS	2B710	101
プロトポルフィリン	3J055	157
プロトロンビン時間(PT)	2B030	95
プロラクチン [血清]	4A020	182
プロラクチン [他材料]	4A020	182
プロラクチン [負荷試験]	4A020	356
⤴		
ベネトクラクス	3L3M	170
ヘパプラスチンテスト	2B045	95
ペプシノゲン	3B339	118
ペプリジル	3L802	165
ヘモグロビン [胸水]	_null	83
ヘモグロビン [他材料]	_null	83

検査項目名称	コード	ページ
ヘモグロビン [腹水]	_null	82
ヘモグロビン [便]	1B040	75
ペランパネル	3L245	162
ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG	5E065	275
ペルオキシダーゼ染色 [血液]	2A230	92
ペルオキシダーゼ染色 [骨髄液]	2A230	92
ベルモスジル	3L3M	175
便保菌培養同定	6B010	346
ホ		
ポサコナゾール	3L3M	169
ポリオウイルス1型抗体 [NT]	5F251	297
ポリオウイルス1型抗体 [NT][髄液]	5F251	297
ポリオウイルス2型抗体 [NT]	5F252	297
ポリオウイルス2型抗体 [NT][髄液]	5F252	297
ポリオウイルス3型抗体 [NT]	5F253	297
ポリオウイルス3型抗体 [NT][髄液]	5F253	298
ポリコナゾール	3M698	169
ホルター型心電図検査	9A150	412
ホルター型心電図検査 (外部委託)	9A150	412
ポルフォビリノーゲン [随時尿]	3J065	157
ポルフォビリノーゲン [蓄尿]	3J065	157
マ		
マイクロサテライト不安定性検査(MSI) (免疫チェックポイント阻害剤)	8C986	404
マイコプラズマ抗体 [CF]	5E106	278
マイコプラズマ抗体 [CF][髄液]	5E106	278
マイコプラズマ抗体 [PA]	5E106	278
マイコプラズマ抗体 [PA][髄液]	5E106	278
マグネシウム(Mg) [血清][血漿][臍帯血]	3H025	147
マグネシウム(Mg) [腹水][胸水][他材料]	3H025	147
マグネシウム(Mg) [随時尿]	3H025	147
マグネシウム(Mg) [蓄尿]	3H025	147
麻疹ウイルス抗体 [HI]	5F431	305
麻疹ウイルス抗体 [HI][髄液]	5F431	305
麻疹ウイルス抗体 [PA]	5F431	306
麻疹ウイルス抗体 IgG [EIA]	5F431	305
麻疹ウイルス抗体 IgG [EIA][髄液]	5F431	306
麻疹ウイルス抗体 IgM [EIA]	5F431	306
麻疹ウイルス抗体 IgM [EIA][髄液]	5F431	306
マスター2段階負荷試験	9A300	412
末梢血液一般検査	2A990	93
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3) [血清][臍帯血]	3B503	119
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3) [他材料]	3B503	119

検査項目名称	コード	ページ
ミ		
ミエリンベーシック蛋白(MBP) [髄液]	5G410	324
ミオグロビン	5C090	255
ミオグロビン [随時尿]	5C090	255
ミオグロビン [蓄尿]	5C090	255
ミオシン軽鎖 I (ミオシンLC I)	5C092	255
ミコフェノール酸	3M818	172
ム		
無機リン(IP) [血清][血漿][臍帯血]	3H040	148
無機リン(IP) [腹水][胸水][他材料]	3H040	149
無機リン(IP) [随時尿]	3H040	148
無機リン(IP) [蓄尿]	3H040	149
ムンプスウイルス抗体 IgG [EIA]	5F432	307
ムンプスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液]	5F432	307
ムンプスウイルス抗体 IgM [EIA]	5F432	307
ムンプスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液]	5F432	307
メ		
メキシレチン	3L880	165
メタネフリン分画 [随時尿]	4E040	195
メタネフリン分画 [蓄尿]	4E040	195
メトトレキサート (MTX)	3M725	170
免疫電気泳動(抗ヒト全血清による同定)	5A135	248
免疫電気泳動(特異抗血清による同定) [免疫固定法]	5A136	248
免疫電気泳動[免疫固定法](ADIRA) ダラツムマブ用	5A136	249
免疫複合体-C1q固相法	5G610	327
モ		
網赤血球数(網状赤血球数)	2A110	84
ヤ		
薬剤感受性検査(一般細菌)	6C010	349
薬剤感受性検査(抗酸菌)	6C105	349
薬剤感受性検査(酵母様真菌)	6C050	349
ユ		
遊離L鎖 κ/λ 比	5A141	249
遊離 β -HCG [血清]	4F090	201
遊離 β -HCG [随時尿]	4F090	202
遊離 β -HCG [蓄尿]	4F090	202
遊離型コレステロール	3F065	135
遊離脂肪酸(NEFA)	3F035	134

検査項目名称	コード	ページ
遊離テストステロン	4F070	199
ヨ		
葉酸(FA)	3G105	143
ラ		
ラコサミド	3L248	162
ラモトリギン	3L220	161
リ		
リウマトイド因子(リウマトイド) [血清][臍帯血]	5G160	319
リウマトイド因子(リウマトイド) [他材料]	5G160	320
リウマトイド因子-IgG	5G161	320
リチウム(Li)	3L320	163
リドカイン	3L875	165
リパーゼ [血清][血漿][臍帯血]	3B180	116
リパーゼ [腹水][胸水][他材料]	3B180	116
リバーロキサバン	3L3M	174
リポ蛋白(a)(Lp(a))	3F156	139
リポ蛋白分画	3F135	138
リポ蛋白分画精密測定	3F140	139
リポ蛋白リパーゼ(LPL)	3F160	139
リン酸化タウ蛋白 [髄液]	5C201	260
リン脂質	3F025	134
リンパ球交差適合試験 (ドナー)	5K210	344
リンパ球交差適合試験 (レシピエント)	5K210	344
リンパ球サブセット検査 [血液]	5I695	333
リンパ球サブセット検査 [肺胞洗浄液][他材料]	5I695	333
リンパ球刺激試験-ConA	5I011	331
リンパ球刺激試験-PHA	5I010	331
リンパ球刺激試験-薬剤(DLST)	5I014	331
ル		
ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法)	5G501	325
ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法)	5G502	325
ルキシソリチニブ	3L3M	171
レ		
レジオネラ抗原	5E056	274
レチノール結合蛋白(RBP) [血清][臍帯血]	5C030	252
レチノール結合蛋白(RBP) [他材料]	5C030	252
レテルモビル	3L3M	175
レニン活性(PRA)	4Z010	206
レニン活性(PRA) [負荷試験]	4Z010	360

[illegible]

Test Name	Code	Page
1		
1,25-dihydroxy vitamin D3	3G070	143
(1,3)-beta-D-glucan	5E151	280
1,5-anhydroglucitol	3D085	132
2		
2-5-oligoadenylate synthetase	3B290	117
5		
5-hydroxyindole acetic acid [pooled urine]	4E070	196
5-hydroxyindole acetic acid [urine]	4E070	196
10 -		
13C-urea breath test	6Z100	350
17alpha-hydroxyprogesterone	4F050	198
17-hydroxycorticosteroids [pooled urine]	4D030	190
17-ketosteroids [pooled urine]	4D010	188
17-ketosteroids, 7 fractionation [pooled urine]	4D018	190
17-ketosteroids, 7 fractionation [urine]	4D018	189
25-hydroxy vitamin D(total)	3G065	143
50% hemolytic complement activity	5B010	250
50g glucose challenge test (50gGCT)	3D010	356
A		
ABCG2 (Pharmacogenomics: Apixaban)	_null	402
ABCG2 (Pharmacogenomics: Axitinib)	_null	402
ABCG2 (Pharmacogenomics: Erlotinib)	_null	402
ABCG2 (Pharmacogenomics: Gefitinib)	_null	402
ABCG2 (Pharmacogenomics: Imatinib)	_null	402
ABCG2 (Pharmacogenomics: Rosuvastatin)	_null	403
ABCG2 (Pharmacogenomics: Sorafenib)	_null	403
ABCG2 (Pharmacogenomics: Sunitinib)	_null	402
abdominal ultrasonography	9F130	463
activated partial thromboplastin time	2B020	95
active renin concentration	4Z020	206
active renin concentration [tolerance test]	4Z020	360
adalimumab	3L3M	173
adalimumab [ELISA]	3L3M	173
ADAMTS13	2B495	100
ADAMTS13 inhibitor	2B496	100
adenosine 3'5-cyclic monophosphate	4Z255	206
adenosine 3'5-cyclic monophosphate [pooled urine]	4Z255	206
adenosine 3'5-cyclic monophosphate [urine]	4Z255	206

Test Name	Code	Page
adenosine deaminase	3B130	114
adenosine deaminase [cerebrospinal fluid]	3B130	114
adenosine deaminase [peritoneal fluid]	3B130	114
adenosine deaminase [pleural fluid]	3B130	114
adenovirus, viral antibodies [CF]	5F150	288
adenovirus, viral antigen [ELISA]	5F150	288
adiponectin	4Z401	209
adrenocorticotrophic hormone	4A025	183
adrenocorticotrophic hormone (tolerance test)	4A025	356
alanine aminotransferase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B045	108
alanine aminotransferase [serum][plasma][cord blood]	3B045	108
alanine aminotransferase [cerebrospinal fluid]	3B045	108
albumin [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3A015	105
albumin [serum][plasma][cord blood]	3A015	104
albumin [cerebrospinal fluid]	3A015	105
albumin [pooled urine]	3A015	104
albumin [urine]	3A015	104
albumin, glycated [serum][cord blood]	3D055	131
aldolase	3B100	113
aldosterone / active renin concentration(PAC / PRC)	_null	192
aldosterone / plasma renin activity(PAC / PRA)	_null	192
aldosterone [CLEIA]	4D115	192
aldosterone [CLEIA][pooled urine]	4D115	193
aldosterone [CLEIA][urine]	4D115	192
aldosterone [CLEIA] (tolerance test)	4D115	359
aldosterone [RIA]	4D115	192
aldosterone [RIA] (tolerance test)	4D115	358
ALK fusion gene t(2p23) : <i>ALK</i>	8B323	379
ALK fusion protein(D5F3) (preparation for immunohistochemistry)	5D594	271
alkaline phosphatase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B070	110
alkaline phosphatase [serum][plasma][cord blood]	3B070	110
alkaline phosphatase isoenzymes	3B080	112
alpha1-antitrypsin	5C020	251
alpha1-microglobulin	5C015	251
alpha1-microglobulin [pooled urine]	5C015	251
alpha1-microglobulin [urine]	5C015	251
alpha2 plasmin inhibitor, plasmin complex	2B280	97
alpha2 plasmin inhibitor, plasmin complex	2B280	98
alpha-fetoprotein [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D015	264
alpha-fetoprotein [serum]	5D015	264
alpha-fetoprotein [cerebrospinal fluid]	5D015	264
alpha-fetoprotein, LcA-binding fraction	5D018	265
ambulatory electrocardiogram; cardiac event monitoring	9A100	412

Test Name	Code	Page
ambulatory electrocardiogram; Holter monitoring	9A150	412
ambulatory electrocardiogram; Holter monitoring (outsourcing)	9A150	412
amikacin	3M601	167
amino acids, fractionation	3C045	124
amino acids, fractionation [pooled urine]	3C045	128
amino acids, fractionation [urine]	3C045	126
amiodarone	3L800	164
ammonia [plasma][cord blood]	3C040	123
amoeba, microscopic [feces]	1B080	75
amp(1q21): CKS1B [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B317	369
amp(2p24): MYCN [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B324	369
amylase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B160	115
amylase [serum][plasma][cord blood]	3B160	114
amylase [pooled urine]	3B160	115
amylase [urine]	3B160	115
amylase isoenzymes	3B165	116
angiotensin 1 converting enzyme	3B325	117
angiotensin 1 converting enzyme [cerebrospinal fluid]	3B325	118
ankle-brachial index(ABI) / cardio ankle vascular index(CAVI)	_null	413
anti acetylcholine receptor antibody	5G385	323
anti lymphocyte antibody (hematopoietic stem cell transplantation)	5G536	326
anti lymphocyte antibody (organ transplantation)	5G536	326
anti neutrophil cytoplasmic antibody	5G550	327
anti nuclear antibody [CLEIA]	5G010	315
anti nuclear antibody [FA]	5G010	315
anti nuclear antibody(lupus erythematosus factor)	5G010	317
anti platelet antibody	5G520	326
anti-aquaporin 4 antibody	5G821	328
anti-ARS antibody	5G121	319
antibody titer(anti-A, anti-B)	_null	329
antibody titer(irregular antibody)	_null	330
anti-BP180 antibody	5G398	324
anti-cardiolipin antibody-IgG	5G508	325
anti-cardiolipin-beta2 glycoprotein 1 complex antibody	5G504	325
anti-CCP antibody	5G167	320
anti-centromere antibody [CLEIA]	5G090	318
anti-desmoglein 1 antibody	5G396	324
anti-desmoglein 3 antibody	5G397	324
anti-double stranded DNA antibody-IgG	5G036	317
anti-galactosyl IgG antibody	5G166	320
anti-glomerular basement membrane antibody	5G420	324
anti-glutamic acid decarboxylase antibody	5G340	323
anti-glutamic acid decarboxylase antibody [cerebrospinal fluid]	5G340	323

Test Name	Code	Page
anti-GM1 antibody-IgG	5G803	328
anti-GQ1b antibody-IgG	5G806	328
anti-granulocyte-macrophage colony stimulating factor antibody	5G140	319
anti-IA-2/ICA512 antibody	5G342	323
anti-Jo-1 antibody [CLEIA]	5G120	318
anti-liver kidney microsomal type 1 antibodies	5G555	327
anti-MDA5 antibody	5G122	319
anti-Mi-2 antibody	5G123	319
anti-mitochondria antibody	5G175	320
anti-mitochondria M2 antibody	5G176	321
anti-Mullerian hormone/Mullerian inhibiting substance	4F100	202
anti-muscle-specific tyrosine kinase antibody	5G386	324
anti-mycobacteria antibody	5E069	275
anti-native DNA antibody	5G020	317
anti-phospholipid antibodies(aCL and a β 2GP1)	5G519	325
antiplasmin	2B270	97
antiplasmin	2B270	97
anti-RNA polymerase 3 antibody	5G087	318
anti-RNP antibody [CLEIA]	5G066	317
anti-Scl-70 antibody [CLEIA]	5G085	318
anti-single stranded DNA antibody-IgG	5G026	317
anti-Sm antibody [CLEIA]	5G065	317
anti-SS-A/Ro antibody [CLEIA]	5G076	318
anti-SS-B/La antibody [CLEIA]	5G077	318
antistreptolysin-O	5E035	273
antithrombin	2B200	96
anti-thyroglobulin antibody	5G290	321
anti-thyroglobulin antibody [cerebrospinal fluid]	5G290	321
anti-thyroglobulin antibody [PA]	5G290	322
anti-thyroid peroxidase antibody	5G285	321
anti-thyroid peroxidase antibody [cerebrospinal fluid]	5G285	321
anti-thyroid peroxidase antibody [PA]	5G285	321
anti-TIF1- γ antibody	5G124	319
apolipoprotein A-1	3F180	140
apolipoprotein A-2	3F185	140
apolipoprotein B	3F190	140
apolipoprotein C-2	3F195	141
apolipoprotein C-3	3F200	141
apolipoprotein E	3F205	141
APTT cross mixing test	2B475	100
AR(androgen receptor) (spinal and bulbar muscular atrophy related gene)	8C834	397
arbakacin	3M613	168
arginine vasopressin	4A070	184

Test Name	Code	Page
arginine vasopressin (tolerance test)	4A070	357
aspartate aminotransferase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B035	108
aspartate aminotransferase [serum][plasma][cord blood]	3B035	108
aspartate aminotransferase [cerebrospinal fluid]	3B035	108
Aspergillus antigen	5E148	279
atrial natriuretic polypeptide	4Z270	207
auditory brainstem response(ABR)	9B310	415
auditory brainstem response(portable device)	9B310	415
autotaxin	5C240	262
B		
belumosudil	3L3M	175
Bence-Jones protein identification [urine]	5A145	249
bepidil	3L802	165
beta2-microglobulin [other specimen]	5C065	254
beta2-microglobulin [serum]	5C065	253
beta2-microglobulin [pooled urine]	5C065	254
beta2-microglobulin [urine]	5C065	253
beta-lipoprotein	3F130	137
bile acids [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3F110	137
bile acids [serum][cord blood]	3F110	136
bilirubin, conjugated [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3J015	156
bilirubin, conjugated [serum][plasma][cord blood]	3J015	156
bilirubins, total [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3J010	156
bilirubins, total [serum][plasma][cord blood]	3J010	156
bleeding time	2B010	95
blood gas analysis [arterial blood]	3H080	150
blood gas analysis [venous blood]	3H080	152
blood typing, ABO blood group system	5H010	329
blood typing, Rho(D) factor	5H020	329
bone-specific alkaline phosphatase	3B072	111
Bordetella antibody [bacteria agglutination]	5E054	274
Bordetella antibody [EIA]	5E054	274
BRAF V600E mutant protein (preparation for immunohistochemistry)	5D591	271
BRAF(B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase)	8C155	385
BRAF(B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) (dabrafenib / encorafenib)(MEBGEN ™ BRAF 3)	8C155	385
BRAF(B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) (vemurafenib)	8C155	385
brain natriuretic polypeptide	4Z271	207
brain natriuretic polypeptide [other specimen]	4Z271	207
brain natriuretic polypeptide [plasma]	4Z271	207
branched-chain amino acids/tyrosine ratio	3C047	130
BRCA1/BRCA2(BRACAnalysis CDx)	8C527	395
BRCA1/BRCA2(myChoice CDx)	8C527	395

Test Name	Code	Page
C		
C1 inactivator	5B045	250
CA125 [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D100	265
CA125 [serum]	5D100	265
CA15-3 [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D120	266
CA15-3 [serum]	5D120	265
CA19-9 [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D130	266
CA19-9 [serum]	5D130	266
calcitonin	4C035	188
calcium [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3H030	148
calcium [serum][plasma][cord blood]	3H030	147
calcium [pooled urine]	3H030	148
calcium [urine]	3H030	147
calcium, ionized	3H035	148
calculus	3Z065	176
calprotectin [feces]	5C235	262
Campylobacter antigen	5E114	279
Cancer Genomic Profiling (FoundationOne CDx Cancer Genomic Profile)	8D016	410
Cancer Genomic Profiling (FoundationOne Liquid CDx Cancer Genomic Profile)	8D016	410
Cancer Genomic Profiling (GenMineTOP Cancer Genomic Profiling System)	8D020	410
Cancer Genomic Profiling (Guardant360 CDx Oncogene Panel)	8D025	410
HemeSight Analysis Program	8D026	410
Cancer Genomic Profiling (OncoGuide NCC Oncopanel System)	8D001	409
Candida antigen	5E142	279
Candida mannan antigen	5E142	279
carbamazepine	3L115	159
carcinoembryonic antigen [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D010	264
carcinoembryonic antigen [serum]	5D010	264
cardiopulmonary exercise-test (CPX, bicycle ergometer method)	9A350	413
cardiopulmonary exercise-test (CPX, treadmill method)	9A350	413
carnitines, fractionation	3G055	142
catecholamines, 3 fractionation	4E016	194
catecholamines, 3 fractionation [pooled urine]	4E016	194
catecholamines, 3 fractionation [urine]	4E016	194
CBC(complete blood count)	2A990	93
CBFB::MYH11 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C425	389
CCR4 protein [FCM][blood]	5D596	271
CD3 [apheresis products]	5I067	333
CD30 Ber-H2	7B100	352
CD34(ISHAGE)	5I164	334
cell count [BALF]	1Z025	78
cell count [cerebrospinal fluid]	1C030	76
cell count [other specimen]	1Z025	78

Test Name	Code	Page
cell count [peritoneal fluid]	1Z025	78
cell count [pleural fluid]	1Z025	78
ceruloplasmin	5C045	252
chimerism analysis [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8C981	404
Chlamydia trachomatis antibody-IgA	5E017	273
Chlamydia trachomatis antibody-IgG	5E018	273
Chlamydophila pneumoniae antibody-IgA	5E032	273
Chlamydophila pneumoniae antibody-IgG	5E031	273
chloride [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3H020	146
chloride [serum][plasma][cord blood]	3H020	146
chloride [cerebrospinal fluid]	3H020	146
chloride [pooled urine]	3H020	146
chloride [urine]	3H020	146
cholesterol, non-esterified	3F065	135
cholesterol, total [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3F050	135
cholesterol, total [serum][plasma][cord blood]	3F050	135
cholinesterase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B110	113
cholinesterase [serum][plasma][cord blood]	3B110	113
chorionic gonadotropin beta-subunit(free beta-subunit) [pooled urine]	4F090	202
chorionic gonadotropin beta-subunit(free beta-subunit) [serum]	4F090	201
chorionic gonadotropin beta-subunit(free beta-subunit) [urine]	4F090	202
chorionic gonadotropin beta-subunit(total) [other specimen]	4F080	201
chorionic gonadotropin beta-subunit(total) [serum]	4F080	200
chorionic gonadotropin beta-subunit(total) [cerebrospinal fluid]	4F080	201
chorionic gonadotropin beta-subunit(total) [plasma]	4F080	201
chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) [other specimen]	4F080	199
chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) [cerebrospinal fluid]	4F080	200
chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) [pooled urine]	4F080	200
chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) [urine]	4F080	200
chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) [serum]	4F080	199
chromosome 12 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B420	375
chromosome 13: Patau syndrome	8B430	363
chromosome 15: Angelman syndrome critical region	8B454	364
chromosome 15: Prader-Willi syndrome critical region	8B453	364
chromosome 17: Miller-Dieker syndrome critical region	8B473	364
chromosome 18: Edwards syndrome	8B480	364
chromosome 21: Down syndrome	8B510	365
chromosome 22: 22q11 deletion syndrome	8B523	365
chromosome 4: Wolf-Hirschhorn syndrome critical region	8B343	363
chromosome 5: Sotos syndrome critical region	8B355	363
chromosome 7: Williams syndrome critical region	8B373	363
chromosome 8 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B380	372
chromosome X(congenital)	8B530	365

Test Name	Code	Page
chromosome X(hematologic) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B530	378
chromosome X, chromosome Y assessment of sex-mismatched BMT [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B550	379
chromosome Y(congenital)	8B540	365
chromosome Y(hematologic) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B540	378
chromosome(congenital) by high accurate technique	8B200	362
chromosome(congenital) C-Band	8B200	362
chromosome(congenital) G-Band	8B200	362
chromosome(congenital) Q-Band	8B200	362
chromosome(congenital) SKY(spectral karyotyping)	8B200	362
chromosome(fragile X)	8B260	362
chromosome(hematologic) G-band(ALL) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	367
chromosome(hematologic) G-band(ANLL(AML)) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	367
chromosome(hematologic) G-band(BMT) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	367
chromosome(hematologic) G-band(CLL) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	367
chromosome(hematologic) G-band(MDS) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	366
chromosome(hematologic) G-band(ML) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	367
chromosome(hematologic) G-band(MM/PCL) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	368
chromosome(hematologic) G-band(MPN) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	366
chromosome(hematologic) G-band(other(lymphoid series)) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	368
chromosome(hematologic) G-band(other(myeloid series)) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	367
chromosome(hematologic) SKY(spectral karyotyping) [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B220	368
ciclosporin	3M805	171
Claudin18 protein (preparation for immunohistochemistry)	5D630	272
clobazam	3L145	160
clonazepam	3L125	159
closing volume(CV)	9C610	423
Clostridioides difficile GDH antigen/toxin	_null	279
clozapine [LC-MS/MS]	3L304	163
clozapine [UPLC-MS/MS]	3L304	163
coagulation factor 10	2B410	99
coagulation factor 11	2B420	99
coagulation factor 12	2B430	99
coagulation factor 13(activity)	2B440	100
coagulation factor 13(antigen)	2B440	99
coagulation factor 2	2B350	98
coagulation factor 5	2B370	98
coagulation factor 7	2B380	98
coagulation factor 8	2B390	99
coagulation factor 8 inhibitor	2B460	100
coagulation factor 9	2B400	99
Cochlin-tomoprotein(CTP)	5C260	263
cold agglutination	5E105	278
complement C3 [other specimen]	5B023	250

Test Name	Code	Page
complement C3 [serum][cord blood]	5B023	250
complement C4 [other specimen]	5B024	250
complement C4 [serum][cord blood]	5B024	250
contrast enhanced ultrasonography	9F100	425
copper	3I025	154
copper [pooled urine]	3I025	155
copper [urine]	3I025	154
coproporphyrin	3J040	156
coproporphyrin [pooled urine]	3J040	157
coproporphyrin [urine]	3J040	156
cortisol [other specimen]	4D040	191
cortisol [serum]	4D040	191
cortisol [pooled urine]	4D040	191
cortisol [urine]	4D040	191
cortisol (tolerance test)	4D040	358
coxsackie virus type A16, viral antibodies [NT]	5F296	298
coxsackie virus type A16, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F296	298
coxsackie virus type B5, viral antibodies [NT]	5F305	298
coxsackie virus type B5, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F305	298
C-peptide [other specimen]	4G020	203
C-peptide [serum]	4G020	203
C-peptide [pooled urine]	4G020	203
C-peptide [urine]	4G020	203
C-peptide (tolerance test)	4G020	359
C-reactive protein [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5C070	254
C-reactive protein [serum][plasma][cord blood]	5C070	254
C-reactive protein(high-sensitive method)	5C070	254
creatinine [pooled urine]	3C010	120
creatinine [urine]	3C010	120
creatinine kinase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B010	107
creatinine kinase [serum][plasma][cord blood]	3B010	107
creatinine kinase [cerebrospinal fluid]	3B010	107
creatinine kinase isoenzymes	3B025	107
creatinine kinase-MB [serum][plasma][cord blood]	3B015	107
creatinine [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3C015	121
creatinine [serum][plasma][cord blood]	3C015	120
creatinine [pooled urine]	3C015	121
creatinine [urine]	3C015	120
creatinine clearance, 24hrs	8A025	355
crossmatching	5H160	329
cryoglobulin	5A160	249
Cryptococcus antigen	5E140	279
culture and identification [faeces]	6B010	346

Test Name	Code	Page
culture and identification(general bacteria)	6B010	346
culture and identification(general bacteria)(anaerobic culture)	6B010	346
current perception threshold(CPT) measurement	9B620	415
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics)	8C921	398
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Clobazam)	8C921	400
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Clopidogrel)	8C921	399
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Escitalopram)	8C921	399
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Lansoprazole)	8C921	399
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Omeprazole)	8C921	399
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Sertraline)	8C921	399
CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) (Pharmacogenomics: Voriconazole)	8C921	400
CYP2C9(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) (Pharmacogenomics: Fosphenytoin)	8C911	398
CYP2C9(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) (Pharmacogenomics: Phenytoin)	8C911	398
CYP2C9(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) (Pharmacogenomics: Warfarin)	8C911	398
CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) (Pharmacogenomics: Codeine)	8C926	400
CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) (Pharmacogenomics: Eliglustat)	8C926	400
CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) (Pharmacogenomics: Tramadol)	8C926	400
CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) (Pharmacogenomics: Venlafaxine)	8C926	400
CYP3A5(cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5) (Pharmacogenomics: Apixaban)	8C929	401
CYP3A5(cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5) (Pharmacogenomics: Tacrolimus)	8C929	401
cystatin-C	3C016	121
cytodiagnosis	7A010	351
cytodiagnosis(intraoperative diagnosis)	7A010	351
cytokeratin 19 fragment [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D325	269
cytokeratin 19 fragment [serum]	5D325	269
cytomegalovirus, viral antibody IgG	5F194	291
cytomegalovirus, viral antibody IgG [cerebrospinal fluid]	5F194	292
cytomegalovirus, viral antibody IgM	5F194	292
cytomegalovirus, viral antibody IgM [cerebrospinal fluid]	5F194	292
cytomegalovirus, viral antigen(pp65)	5F194	291
cytomegalovirus, viral antigen(pp65.C10,C11)	5F194	291
cytomegalovirus, viral antigen(pp65.C7-HRP)	5F194	291
cytomegalovirus, viral DNA [newborn urine]	5F194	293
cytomegalovirus, viral DNA quantitative [PCR][blood]	5F194	293
cytomegalovirus, viral DNA quantitative [PCR][other specimen]	5F194	294
cytomegalovirus, viral DNA quantitative [PCR][peritoneal fluid]	5F194	293
cytomegalovirus, viral DNA quantitative [PCR][pleural fluid]	5F194	294
D		
D-D dimer	2B140	96
dehydroepiandrosterone sulfate	4D090	191
dehydroepiandrosterone sulfate [tolerance test]	4D090	358
DEK::NUP214 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C481	394
del(11q22.3): ATM [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B417	374

Test Name	Code	Page
del(13q14.2): RB1	8B433	364
del(13q14.3): D13S319 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B434	376
del(17p13): TP53 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B475	377
del(1p36): CDK11B	8B315	363
del(20q12): D20S108 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B504	378
del(4q12): FIP1L1::PDGFRA fusion [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B345	370
del(5q31): EGR1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B356	371
del(5q31): IRF1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B353	370
del(5q32): CSF1R [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B354	371
del(7q31): FRA7G [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B374	371
del(9p21): CDKN2A [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B393	373
del(Xp22.3): STS	8B531	365
del(Xp22.3/Yp11.3): SHOX	8B551	366
del(Yq11.23): DAZ	8B544	366
delta-aminolevulinic acid [pooled urine]	3J075	158
delta-aminolevulinic acid [urine]	3J075	158
dengue virus, NS1 antigen/IgG, IgM antibodies	5F390	301
deoxypyridinoline [urine]	5C146	260
diazepam	3L130	159
differential, cell [BALF]	1Z030	81
differential, cell [cerebrospinal fluid]	1C035	77
differential, cell [other specimen]	1Z030	82
differential, cell [peritoneal fluid]	1Z035	79
differential, cell [pleural fluid]	1Z030	80
digitoxin	3L760	163
digoxin	3L765	164
digoxin	3L765	164
direct antiglobulin test	5H121	329
disopyramide	3L865	165
DPYD (Pharmacogenomics: Capecitabine)	_null	404
DPYD (Pharmacogenomics: Fluorouracil)	_null	404
DPYD (Pharmacogenomics: Tegafur)	_null	404
drug susceptibility test, general bacteria	6C010	349
drug susceptibility test, mycobacteria	6C105	349
drug susceptibility test, yeast form fungi	6C050	349
drug-induced lymphocyte stimulation test	5I014	331
DU-PAN-2	5D170	266
dystrophin gene(DMD)	8C831	396
dystrophin gene(DMD) [PCR]	8C831	397
E		
E. coli O157 antigen	5E116	279
ECHO virus type 11, viral antibodies [NT]	5F321	298
ECHO virus type 11, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F321	299

Test Name	Code	Page
ECHO virus type 13, viral antibodies [NT]	5F323	299
ECHO virus type 13, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F323	299
edoxaban	3L3M	174
EGFR protein (preparation for immunohistochemistry)	5D595	271
EGFR(epidermal growth factor receptor) [allele-specific real-time PCR][plasma]	8C051	380
EGFR(epidermal growth factor receptor) [PNA LNA PCR-Clamp](cytodiagnosis)	8C051	380
EGFR(epidermal growth factor receptor) [realtime PCR](histopathological tests)(inhouse)	8C051	380
elastase 1	3B195	117
electro myogram(masseter electromyography)	9B600	415
electro myogram(needle electromyography)	9B600	415
electroencephalography	9B100	414
electroencephalography(portable device)	9B100	414
electron microscopy	7D010	354
endotoxin	5E046	274
Entamoeba histolytica antibody	5E158	281
Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative [PCR][blood]	5F201	294
Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative [PCR][other specimen]	5F201	295
Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative [PCR][peritoneal fluid]	5F201	294
Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative [PCR][pleural fluid]	5F201	294
Epstein-Barr virus. early antigen. diffuse type and restricted type, viral antibody IgA [FA]	5F203	296
Epstein-Barr virus. early antigen. diffuse type and restricted type, viral antibody IgG [FA]	5F203	296
Epstein-Barr virus. early antigen. viral antibody IgG [EIA]	5F203	296
Epstein-Barr virus. nuclear antigen, viral antibodies [FA]	5F204	296
Epstein-Barr virus. nuclear antigen, viral antibody IgG [EIA]	5F204	296
Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgA [FA]	5F202	295
Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgG [EIA]	5F202	295
Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgG [FA]	5F202	295
Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgM [EIA]	5F202	295
Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgM [FA]	5F202	295
equol [urine]	_null	210
equol productivity	_null	209
equol productivity [urine]	_null	210
ERBB2(erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) [DISH]	8C053	380
ERBB2(erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) [FISH]	8C053	380
erythrocyte sedimentation rate	2Z010	103
erythropoietin	4Z275	208
esterase stain [blood]	2A190	91
esterase stain [bone marrow aspirate]	2A190	91
estimated GFR based on creatinine [serum]	8A065	355
estradiol [other specimen]	4F025	197
estradiol [serum]	4F025	197
estradiol [tolerance test]	4F025	359
estrogen receptor (preparation for immunohistochemistry)	4H010	205

Test Name	Code	Page
etanercept	3L3M	174
ethanol	3Z040	176
ethosuximide	3L135	159
ETV6::RUNX1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C436	391
everolimus (covered by insurance)	3M815	172
everolimus (covered by insurance)	3M815	172
everolimus (not covered by insurance)	3M815	171
E-XDP	_null	96
exercise test(bicycle ergometer method)	9A340	413
exercise test(treadmill method)	9A320	413
EZH2(Tazemetostat)	8C935	404
F		
fatty acid, 4-fractionation	3F040	135
ferritin [other specimen]	5C095	257
ferritin [serum][cord blood]	5C095	256
fibrin and fibrinogen degradation products	2B120	96
fibrin and fibrinogen degradation products [urine]	2B120	96
fibrinogen	2B100	96
fibroblast growth factor 23	4Z323	208
flecainide	3L905	166
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (CD45 gating)[blood]	_null	335
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (CD45 gating)[bone marrow]	_null	335
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (CD45 gating)[lymph node]	_null	335
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (CD45 gating)[other specimen]	_null	335
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (FSC-SSC)[blood]	_null	334
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (FSC-SSC)[bone marrow]	_null	334
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (FSC-SSC)[lymph node]	_null	335
flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma (FSC-SSC)[other specimen]	_null	335
flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma (CD45 gating)[blood]	_null	336
flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma (CD45 gating)[bone marrow]	_null	336
flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma (CD45 gating)[lymph node]	_null	336
flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma (CD45 gating)[other specimen]	_null	336
flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma (CD38 gating)[blood]	_null	336
flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma (CD38 gating)[bone marrow]	_null	336
flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma (CD38 gating)[lymph node]	_null	337
flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma (CD38 gating)[other specimen]	_null	337
FLT3 mutation analysis(FLT3 ITD/TKD) [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C071	381
flt3-itd mutation [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8C071	381
fluorescent treponemal antibody absorption test	5E079	278
folic acid	3G105	143
follicle-stimulating hormone [other specimen]	4A035	184
follicle-stimulating hormone [serum]	4A035	183
follicle-stimulating hormone (tolerance test)	4A035	357

Test Name	Code	Page
forced vital capacity(FVC)	9C310	423
fractional excretion of phosphate [serum][urine]	_null	361
fractional excretion of sodium [serum][urine]	_null	360
fractional excretion of urea nitrogen [serum][urine]	_null	360
fractional excretion of uric acid [serum][urine]	_null	360
free light chains kappa/lambda ratio	5A141	249
free testosterone	4F070	199
free thyroxine [other specimen]	4B035	186
free thyroxine [serum]	4B035	185
free thyroxine (tolerance test)	4B035	358
free triiodothyronine [other specimen]	4B015	185
free triiodothyronine [serum]	4B015	185
free triiodothyronine (tolerance test)	4B015	357
free/total PSA ratio [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D308	268
free/total PSA ratio [serum]	5D308	268
frozen section histodiagnosis	7C010	353
Fukuyama congenital muscular dystrophy related gene(FKTN(fukutin))	8C832	397
Fukuyama congenital muscular dystrophy related gene(FKTN(fukutin)) [PCR]	8C832	397
functional residual capacity(FRC)	9C180	423
G		
gabapentin	3L215	161
gamma glutamyl transpeptidase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B090	113
gamma glutamyl transpeptidase [serum][plasma][cord blood]	3B090	113
gamma-seminoprotein	5D310	268
ganciclovir	3L3M	175
ganciclovir / itraconazole	3L3M	169
gastrin	4G040	204
genetic detection, Chlamydia trachomatis [gargle liquid]	5E021	273
genetic detection, Chlamydia trachomatis [urine]	5E021	273
genetic detection, Chlamydia trachomatis [vaginal secretion]	5E021	273
genetic detection, common bacteria/virus	6B653	347
genetic detection, common bacteria/virus/fungi	6B654	348
genetic detection, Gram-positive or Gram-negative bacteria/yeast form fungi/drug resistance gene	6B652	347
genetic detection, mycobacteria	6B619	347
genetic detection, Mycobacterium tuberculosis complex	6B620	347
genetic detection, Neisseria gonorrhoeae [gargle liquid]	6B610	347
genetic detection, Neisseria gonorrhoeae [urine]	6B610	346
genetic detection, Neisseria gonorrhoeae [vaginal secretion]	6B610	347
gentamicin	3M606	168
glucose [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3D010	131
glucose [serum][plasma][cord blood]	3D010	131
glucose [plasma]	3D010	131
glucose (tolerance test)	3D010	356

Test Name	Code	Page
glucose, quantitative [cerebrospinal fluid]	1C015	76
glucose, quantitative [pooled urine]	1A025	72
glucose, quantitative [urine]	1A025	72
glucose, quantitative (tolerance test) [urine]	1A025	356
golimumab	3L3M	173
growth hormone [other specimen]	4A010	177
growth hormone [serum]	4A010	177
growth hormone (tolerance test)	4A010	356
H		
haloperidol	3L300	162
haptoglobin [other specimen]	5C040	252
haptoglobin [serum][cord blood]	5C040	252
HBc, viral antibodies [other specimen]	5F018	285
HBc, viral antibodies [serum]	5F018	284
HBc, viral antibodies (200 fold dilution)	5F018	285
HBc, viral antibody IgM [other specimen]	5F018	285
HBc, viral antibody IgM [serum]	5F018	285
HBc, viral antigen	5F020	284
HBe, viral antibodies [other specimen]	5F019	286
HBe, viral antibodies [serum]	5F019	286
HBe, viral antigen [other specimen]	5F019	286
HBe, viral antigen [serum]	5F019	286
HBs, viral antibodies, quantitative [other specimen]	5F016	284
HBs, viral antibodies, quantitative [serum]	5F016	284
HBs, viral antigen(precise measurement) [other specimen]	5F016	283
HBs, viral antigen(precise measurement) [serum]	5F016	283
HBs, viral antigen(qualitative) [other specimen]	5F016	283
HBs, viral antigen(qualitative) [serum]	5F016	282
HBs, viral antigen(qualitative) (qualitative)	5F016	283
HBs, viral antigen(qualitative) (qualitative)	5F016	283
HDL-cholesterol [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3F070	136
HDL-cholesterol [serum][cord blood]	3F070	136
heart type fatty acid-binding protein	5C091	255
Helicobacter pylori antibody-IgG	5E065	275
hematopoietic malignancy test [peritoneal fluid]	2C100	331
hematopoietic malignancy test [blood]	5I020	331
hematopoietic malignancy test [bone marrow aspirate]	5I695	332
hematopoietic malignancy test [cerebrospinal fluid]	5I695	332
hematopoietic malignancy test [other specimen]	5I020	332
hematopoietic malignancy test [pleural fluid]	5I020	332
hemoglobin [feces]	1B040	75
hemoglobin [other specimen]	_null	83
hemoglobin [peritoneal fluid]	_null	82

Test Name	Code	Page
hemoglobin [pleural fluid]	_null	83
hemoglobin, glycated, fractionation	3D035	131
hemogram [apheresis products]	2A160	88
hemogram(The automatic analyser method)	2A160	85
hemogram(The microscope method)	2A160	86
hepaplantin test(Normo test)	2B045	95
hepatitis A virus, viral antibody IgG	5F350	299
hepatitis A virus, viral antibody IgM	5F350	299
hepatitis B virus, viral DNA quantitative [TaqMan PCR]	5F015	282
hepatitis B virus, viral DNA quantitative [TMA]	5F015	282
hepatitis B virus, viral genotype [EIA]	5F015	282
hepatitis B virus-preC/Core promotor	5F037	287
hepatitis C virus, core protein	5F360	301
hepatitis C virus, viral antibodies, quantitative (qualitative)	5F360	300
hepatitis C virus, viral antibodies, quantitative [other specimen]	5F360	301
hepatitis C virus, viral antibodies, quantitative [serum]	5F360	300
hepatitis C virus, viral genotype	5F360	300
hepatitis C virus, viral RNA quantitative [TaqMan PCR]	5F360	301
hepatitis C virus, viral serotype	5F360	300
hepatocyte growth factor	4Z315	208
HER2/neu protein (preparation for immunohistochemistry)	5D590	271
HER2/neu protein [serum]	5D590	271
herpes simplex virus, viral antibody IgG [EIA]	5F190	288
herpes simplex virus, viral antibody IgG [EIA][cerebrospinal fluid]	5F190	288
herpes simplex virus, viral antibody IgM [EIA]	5F190	289
herpes simplex virus, viral antibody IgM [EIA][cerebrospinal fluid]	5F190	289
herpes simplex virus, viral DNA, quantitative	5F190	289
herpes simplex virus, viral DNA, quantitative [cerebrospinal fluid]	5F190	289
herpes simplex virus, viral specific antigen [FA][tissues]	5F190	288
histopathology	7B010	352
HIV-1 & 2 antibody·p24 antigen [other specimen]	5F560	312
HIV-1 & 2 antibody·p24 antigen [serum]	5F560	312
HIV-1 & 2 antibody·p24 antigen (qualitative)	5F560	313
HIV-1 & 2, viral antibodies (antibody confirmation)[WB]	5F560	313
HIV-1, viral antibodies (antibody confirmation)[WB]	5F500	310
HIV-1, viral genotype	5F500	311
HIV-1, viral RNA quantitative	5F500	311
HIV-1, viral RNA quantitative(high-sensitive method)	5F500	311
HIV-2, viral antibodies (antibody confirmation)[WB]	5F550	312
HLA (donor)	5K010	343
HLA (recipient)	5K010	341
homocysteine, total	3C070	130
homovanillic acid [pooled urine]	4E055	195

Test Name	Code	Page
homovanillic acid [urine]	4E055	195
HTLV-1 & 2, viral antibodies [other specimen]	5F460	309
HTLV-1 & 2, viral antibodies [serum]	5F460	309
HTLV-1 analysis system by flow cytometry [blood]	_null	338
HTLV-1 analysis system by flow cytometry [bone marrow]	_null	338
HTLV-1 provirus, viral DNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	5F455	308
HTLV-1, viral antibodies (antibody confirmation)[LIA][cerebrospinal fluid]	5F460	310
HTLV-1, viral antibodies (antibody confirmation)[LIA][serum]	5F460	309
human herpes virus type 6 DNA quantitative	5F210	296
human herpes virus type 6 DNA quantitative [cerebrospinal fluid]	5F210	297
human papilloma virus-high risk type, DNA identification	5F101	287
human papilloma virus-high risk type, viral genotype	5F101	287
huntingtin gene(HTT)	8C833	397
hyaluronate	3D080	131
hyaluronate [peritoneal fluid]	3D080	132
hyaluronate [pleural fluid]	3D080	132
ibrutinib	3L3M	170
ICG retention rate	8A010	355
IgA [other specimen]	5A015	212
IgA [serum][cord blood]	5A015	211
IgA [cerebrospinal fluid]	5A015	211
IgD	5A025	212
IgE	5A090	213
IgE, allergen-specific(acacia)	5A100	216
IgE, allergen-specific(Acarus siro)	5A100	213
IgE, allergen-specific(almond)	5A100	233
IgE, allergen-specific(alpha-lactalbumin)	5A100	239
IgE, allergen-specific(Alternaria)	5A100	221
IgE, allergen-specific(Anisakis)	5A100	227
IgE, allergen-specific(apple)	5A100	234
IgE, allergen-specific(Ara h2)	5A100	233
IgE, allergen-specific(Ascaris)	5A100	228
IgE, allergen-specific(Asp f1)	5A100	221
IgE, allergen-specific(Aspergillus)	5A100	221
IgE, allergen-specific(avocado)	5A100	236
IgE, allergen-specific(bahia grass)	5A100	218
IgE, allergen-specific(bamboo shoot)	5A100	238
IgE, allergen-specific(banana)	5A100	235
IgE, allergen-specific(barley)	5A100	231
IgE, allergen-specific(beef)	5A100	240
IgE, allergen-specific(beer yeast(Saccharomyces cerevisiae))	5A100	239
IgE, allergen-specific(Bermuda grass)	5A100	217

Test Name	Code	Page
IgE, allergen-specific(beta-lactoglobulin)	5A100	240
IgE, allergen-specific(Brazil nut)	5A100	234
IgE, allergen-specific(buckwheat)	5A100	231
IgE, allergen-specific(budgerigar droppings)	5A100	225
IgE, allergen-specific(budgerigar feathers)	5A100	225
IgE, allergen-specific(budgerigar serum proteins)	5A100	225
IgE, allergen-specific(cacao)	5A100	239
IgE, allergen-specific(Candida)	5A100	221
IgE, allergen-specific(carrot)	5A100	237
IgE, allergen-specific(casein)	5A100	240
IgE, allergen-specific(cashew nut)	5A100	234
IgE, allergen-specific(cat dander)	5A100	223
IgE, allergen-specific(cattle dander)	5A100	224
IgE, allergen-specific(celery)	5A100	236
IgE, allergen-specific(Cheddar cheese)	5A100	239
IgE, allergen-specific(chicken feathers)	5A100	226
IgE, allergen-specific(chicken meat)	5A100	240
IgE, allergen-specific(Chinese plantain)	5A100	229
IgE, allergen-specific(chironomid)	5A100	226
IgE, allergen-specific(Cladosporium)	5A100	221
IgE, allergen-specific(cockroach)	5A100	226
IgE, allergen-specific(orchard grass)	5A100	216
IgE, allergen-specific(coconut)	5A100	234
IgE, allergen-specific(cod roe)	5A100	244
IgE, allergen-specific(cod)	5A100	243
IgE, allergen-specific(common bean)	5A100	233
IgE, allergen-specific(common ragweed)	5A100	219
IgE, allergen-specific(common reed)	5A100	218
IgE, allergen-specific(corn)	5A100	232
IgE, allergen-specific(cotton)	5A100	228
IgE, allergen-specific(crab)	5A100	241
IgE, allergen-specific(dandelion)	5A100	220
IgE, allergen-specific(Dermatophagoides farinae)	5A100	213
IgE, allergen-specific(Dermatophagoides pteronyssinus)	5A100	213
IgE, allergen-specific(dog dander)	5A100	223
IgE, allergen-specific(dog epithelium)	5A100	223
IgE, allergen-specific(duck feathers)	5A100	226
IgE, allergen-specific(Echinococcus)	5A100	228
IgE, allergen-specific(egg white)	5A100	230
IgE, allergen-specific(egg yolk)	5A100	230
IgE, allergen-specific(elm)	5A100	215
IgE, allergen-specific(ethylene oxide)	5A100	229
IgE, allergen-specific(formalin)	5A100	230

Test Name	Code	Page
IgE, allergen-specific(foxtail millet)	5A100	232
IgE, allergen-specific(garlic)	5A100	238
IgE, allergen-specific(gelatin)	5A100	244
IgE, allergen-specific(giant ragweed)	5A100	219
IgE, allergen-specific(gluten)	5A100	240
IgE, allergen-specific(Glym 4)	5A100	232
IgE, allergen-specific(goat epithelium)	5A100	225
IgE, allergen-specific(golden rod)	5A100	219
IgE, allergen-specific(goose feathers)	5A100	226
IgE, allergen-specific(grapefruit)	5A100	235
IgE, allergen-specific(guinea pig epithelium)	5A100	223
IgE, allergen-specific(hamster epithelium)	5A100	224
IgE, allergen-specific(hazelnut)	5A100	234
IgE, allergen-specific(Helminthosporium)	5A100	222
IgE, allergen-specific(Hev b 6.02)	5A100	228
IgE, allergen-specific(honey bee venom)	5A100	227
IgE, allergen-specific(hornet venom)	5A100	227
IgE, allergen-specific(horse dander)	5A100	224
IgE, allergen-specific(house dust 1(Greer labs.))	5A100	213
IgE, allergen-specific(house dust 2(Hollister-Stier labs.))	5A100	213
IgE, allergen-specific(ikra)	5A100	243
IgE, allergen-specific(insulin)	5A100	244
IgE, allergen-specific(isosyanate, hexamethylene diisocyanate)	5A100	229
IgE, allergen-specific(isosyanate, methylene diphenyl diisocyanate)	5A100	229
IgE, allergen-specific(isosyanate, toluene diisocyanate)	5A100	229
IgE, allergen-specific(Jack mackerel)	5A100	242
IgE, allergen-specific(Japanese alder)	5A100	214
IgE, allergen-specific(Japanese barnyard millet)	5A100	232
IgE, allergen-specific(Japanese beech)	5A100	215
IgE, allergen-specific(Japanese cedar)	5A100	214
IgE, allergen-specific(Japanese cypress)	5A100	214
IgE, allergen-specific(Japanese hop)	5A100	220
IgE, allergen-specific(Japanese littleneck clam)	5A100	241
IgE, allergen-specific(Johnson grass)	5A100	217
IgE, allergen-specific(juniper)	5A100	214
IgE, allergen-specific(Kentucky bluegrass)	5A100	218
IgE, allergen-specific(kiwifruit)	5A100	235
IgE, allergen-specific(latex)	5A100	228
IgE, allergen-specific(Lepidoglyphus destructor)	5A100	214
IgE, allergen-specific(lobster)	5A100	241
IgE, allergen-specific(mackerel)	5A100	242
IgE, allergen-specific(Malassezia(Pityrosporum))	5A100	222
IgE, allergen-specific(Malassezia spp.)	5A100	222

Test Name	Code	Page
IgE, allergen-specific(malt)	5A100	239
IgE, allergen-specific(mango)	5A100	236
IgE, allergen-specific(maple)	5A100	216
IgE, allergen-specific(marguerite)	5A100	220
IgE, allergen-specific(meadow fescue)	5A100	218
IgE, allergen-specific(meadow foxtail)	5A100	217
IgE, allergen-specific(mediterranean mussel)	5A100	241
IgE, allergen-specific(melon)	5A100	235
IgE, allergen-specific(milk)	5A100	230
IgE, allergen-specific(mold cheese)	5A100	239
IgE, allergen-specific(moth)	5A100	227
IgE, allergen-specific(mouse)	5A100	224
IgE, allergen-specific(Mucor)	5A100	222
IgE, allergen-specific(mugwort)	5A100	219
IgE, allergen-specific(mulberry)	5A100	216
IgE, allergen-specific(multi allergen(animal epithelium))	5A100	247
IgE, allergen-specific(multi allergen(cereals))	5A100	247
IgE, allergen-specific(multi allergen(foods))	5A100	247
IgE, allergen-specific(multi allergen(grasses(Gramineae))	5A100	247
IgE, allergen-specific(multi allergen(moulds))	5A100	247
IgE, allergen-specific(multi allergen(weeds))	5A100	247
IgE, allergen-specific(mustard)	5A100	238
IgE, allergen-specific(mutton)	5A100	241
IgE, allergen-specific(nettle)	5A100	220
IgE, allergen-specific(oak)	5A100	215
IgE, allergen-specific(oat)	5A100	231
IgE, allergen-specific(octopus)	5A100	242
IgE, allergen-specific(olive)	5A100	216
IgE, allergen-specific(omega-5 gliadin)	5A100	231
IgE, allergen-specific(onion)	5A100	237
IgE, allergen-specific(orange)	5A100	235
IgE, allergen-specific(ovomuroid)	5A100	230
IgE, allergen-specific(oyster)	5A100	242
IgE, allergen-specific(paper wasp venom)	5A100	227
IgE, allergen-specific(parsley)	5A100	236
IgE, allergen-specific(pea)	5A100	233
IgE, allergen-specific(peach)	5A100	235
IgE, allergen-specific(peanut)	5A100	233
IgE, allergen-specific(pear)	5A100	236
IgE, allergen-specific(Penicillium)	5A100	222
IgE, allergen-specific(phthalic anhydride)	5A100	229
IgE, allergen-specific(Pichia pastoris-crude extracts)	5A100	244
IgE, allergen-specific(Pichia pastoris-purified products)	5A100	244

Test Name	Code	Page
IgE, allergen-specific(Pichia pastoris-unpurified culture extracts)	5A100	244
IgE, allergen-specific(pigeon droppings)	5A100	226
IgE, allergen-specific(pine)	5A100	215
IgE, allergen-specific(plaice)	5A100	243
IgE, allergen-specific(pork)	5A100	240
IgE, allergen-specific(potato)	5A100	237
IgE, allergen-specific(proso millet)	5A100	232
IgE, allergen-specific(pumpkin)	5A100	238
IgE, allergen-specific(rabbit epithelium)	5A100	224
IgE, allergen-specific(rat)	5A100	224
IgE, allergen-specific(redtop)	5A100	218
IgE, allergen-specific(ribwort plantain)	5A100	220
IgE, allergen-specific(rice)	5A100	230
IgE, allergen-specific(rye grass)	5A100	217
IgE, allergen-specific(rye)	5A100	231
IgE, allergen-specific(salmon)	5A100	243
IgE, allergen-specific(sardine)	5A100	243
IgE, allergen-specific(scalloper)	5A100	242
IgE, allergen-specific(sesame)	5A100	238
IgE, allergen-specific(sheep epithelium)	5A100	225
IgE, allergen-specific(sheep sorrel)	5A100	221
IgE, allergen-specific(shrimp)	5A100	241
IgE, allergen-specific(silk)	5A100	228
IgE, allergen-specific(soy bean)	5A100	232
IgE, allergen-specific(spinach)	5A100	238
IgE, allergen-specific(squid)	5A100	242
IgE, allergen-specific(Staphylococcal enterotoxin A)	5A100	223
IgE, allergen-specific(Staphylococcal enterotoxin B)	5A100	223
IgE, allergen-specific(strawberry)	5A100	234
IgE, allergen-specific(striped mosquito)	5A100	227
IgE, allergen-specific(sweet potato)	5A100	237
IgE, allergen-specific(sweet vernal grass)	5A100	217
IgE, allergen-specific(swine epithelium)	5A100	225
IgE, allergen-specific(timothy)	5A100	217
IgE, allergen-specific(tomato)	5A100	236
IgE, allergen-specific(Trichophyton)	5A100	222
IgE, allergen-specific(tuna)	5A100	243
IgE, allergen-specific(Tyrophagus putrescentiae)	5A100	214
IgE, allergen-specific(View allergy 39)	5A100	245
IgE, allergen-specific(walnut)	5A100	216
IgE, allergen-specific(walnut)	5A100	233
IgE, allergen-specific(watermelon)	5A100	237
IgE, allergen-specific(western ragweed)	5A100	219

Test Name	Code	Page
IgE, allergen-specific(wheat)	5A100	218
IgE, allergen-specific(wheat)	5A100	231
IgE, allergen-specific(white birch)	5A100	215
IgE, allergen-specific(white goosefoot)	5A100	220
IgE, allergen-specific(willow)	5A100	215
IgE, allergen-specific(worm wood)	5A100	219
IgE, allergen-specific(yam)	5A100	237
IgG [other specimen]	5A010	211
IgG [serum][cord blood]	5A010	211
IgG [cerebrospinal fluid]	5A010	211
IgG [urine]	5A010	211
IgG, allergen-specific(bird(budgerigar, pigeon))	5A110	248
IgG, allergen-specific(budgerigar)	5A110	248
IgG, allergen-specific(pigeon)	5A110	248
IgG4	5A058	212
IGH(immunoglobulin heavy locus) DNA rearrangement analysis[PCR] [peripheral blood][bone marrow aspirate][tissue][other specimen]	8C701	396
IGH(immunoglobulin heavy locus) JH DNA rearrangement analysis[SB] [peripheral blood][bone marrow aspirate][tissue][other specimen]	8C703	396
IgM [other specimen]	5A020	212
IgM [serum][cord blood]	5A020	212
IgM [cerebrospinal fluid]	5A020	212
imatinib	3M750	170
immune complex, C1q solid phase assay	5G610	327
immunoelectrophoresis (ADIRA: antibody-drug-specific immunofixation reflex assay)	5A136	249
immunoelectrophoresis(identification with anti-human whole serum)	5A135	248
immunoelectrophoresis(identification with anti-specific antiserum) [immunofixation electrophoresis]	5A136	248
Infliximab (Gastroenterology)	3M820	172
Infliximab(biosimilar)	3M820	173
Infliximab(biosimilar) (Gastroenterology)	3M820	172
Infliximab(REMICADE)	3M820	173
influenza virus type A & B, viral antigen	5F399	302
influenza virus type A, viral antibodies [HI]	5F400	303
influenza virus type A, viral antibodies [HI][cerebrospinal fluid]	5F400	303
influenza virus type B, viral antibodies [HI]	5F410	303
influenza virus type B, viral antibodies [HI][cerebrospinal fluid]	5F410	303
inorganic phosphate [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3H040	149
inorganic phosphate [serum][plasma][cord blood]	3H040	148
inorganic phosphate [pooled urine]	3H040	149
inorganic phosphate [urine]	3H040	148
insulin [other specimen]	4G010	203
insulin [serum]	4G010	203
insulin [tolerance test]	4G010	359
insulin autoantibody	5G360	323
insulin-like growth factor-binding protein-3	4A017	182

Test Name	Code	Page
interferon-gamma release assay (QuantiFERON®; TB-3G)	5E301	281
interferon-gamma release assay (T-SPOT)	5E301	281
interferon-lambda 3	5J053	339
interleukin-6	5J130	339
interleukin-6 [cerebrospinal fluid]	5J130	339
inulin	3Z050	176
inulin [urine]	3Z050	176
inv(16): CBFB [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B463	377
inv(3): GATA2::MECOM [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B336	370
iodine, total [urine]	3I040	155
iron [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3I010	154
iron [serum][cord blood]	3I010	154
iron stain [blood]	2A240	92
iron stain [bone marrow aspirate]	2A240	92
irregular antibody	5H180	329
isavuconazole	3L3M	170
isepamicin	3L3M	168
itraconazole	3L3M	169
J		
JAK2 V617F mutation allele burden [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C491	394
JAK2(Janus kinase 2) / CALR(calreticulin) mutation analysis [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8C493	394
K		
ketone bodies, fractionation	3E045	133
KIT(KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase)	8C059	381
KL-6 [other specimen]	5C210	261
KL-6 [serum][cord blood]	5C210	261
KMT2A::AFDN mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C444	392
KMT2A::AFF1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C443	391
KMT2A::MLLT1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C447	393
KMT2A::MLLT11 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C446	392
KMT2A::MLLT3 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C445	392
KRAS(KRAS proto-oncogene, GTPase)	8C221	386
KRAS/NRAS	8C240	386
KRAS/NRAS(OncoBEAM RAS CRC) [plasma]	8C240	387
KRAS/NRAS/BRAF	8C241	387
KRT19(keratin19)	8C780	396
L		
lacosamide	3L248	162
lactate	3E010	133
lactate dehydrogenase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B050	110
lactate dehydrogenase [serum][plasma][cord blood]	3B050	109

Test Name	Code	Page
lactate dehydrogenase [cerebrospinal fluid]	3B050	110
lactate dehydrogenase isoenzymes	3B055	110
lamotrigine	3L220	161
LDL-cholesterol [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3F077	136
LDL-cholesterol [serum][cord blood]	3F077	136
lecithin cholesterol acyltransferase	3F170	140
Legionella antigen	5E056	274
leptin	4Z400	209
letermovir	3L3M	175
leucine aminopeptidase [serum][cord blood]	3B135	114
leukemia translocation panel screen [peripheral blood][bone marrow aspirate]	_null	406
leukocyte alkaline phosphatase stain [blood]	2A180	91
levetiracetam	3L230	162
lidocaine	3L875	165
lipase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3B180	116
lipase [serum][plasma][cord blood]	3B180	116
lipoprotein fractionation[agarose gel electrophoresis]	3F135	138
lipoprotein fractionation[PAGE]	3F140	139
lipoprotein lipase	3F160	139
lipoprotein(a)	3F156	139
lithium	3L320	163
liver type fatty acid-binding protein [urine]	5C100	257
lung cancer related genes (AmoyDx lung cancer PCR panel)	8D100	411
lung cancer related genes (Oncomine Dx Target Test multi CDx system)	8D002	409
lupus anticoagulant(diluted Russell's viper venom time test)	5G501	325
lupus anticoagulant(phospholipid neutralization test)	5G502	325
luteinizing hormone [other specimen]	4A030	183
luteinizing hormone [serum]	4A030	183
luteinizing hormone (tolerance test)	4A030	357
lymphocyte cross-matching (donor)	5K210	344
lymphocyte cross-matching (recipient)	5K210	344
lymphocyte stimulation test, concanavalin A(ConA)	5I011	331
lymphocyte stimulation test, phytohemagglutinin(PHA)	5I010	331
lymphocyte subpopulation [blood]	5I695	333
lymphocyte subpopulation [bronchoalveolar lavage fluid][other specimen]	5I695	333
lymphocyte subpopulation(childhood immunodeficiency) [blood]	5I027	332
M		
Mac-2 binding protein glycosylation isomer	5C141	259
magnesium [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3H025	147
magnesium [serum][plasma][cord blood]	3H025	147
magnesium [pooled urine]	3H025	147
magnesium [urine]	3H025	147
major BCR::ABL1 IS [peripheral blood]	8C125	382

Test Name	Code	Page
major BCR::ABL1, mRNA quantitative(ratio BCR::ABL1/GAPDH) [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C125	383
major BCR::ABL1(ratio BCR::ABL1/ABL1)(ALL) [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C125	382
major BCR::ABL1, mRNA identification [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C125	382
major BCR::ABL1, mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C125	383
master 2 step test	9A300	412
matrix metalloproteinase-3 [other specimen]	3B503	119
matrix metalloproteinase-3 [serum][cord blood]	3B503	119
maximum voluntary ventilation(MVV)	9C420	423
measles virus, viral antibodies [HI]	5F431	305
measles virus, viral antibodies [HI][cerebrospinal fluid]	5F431	305
measles virus, viral antibodies [PA]	5F431	306
measles virus, viral antibody IgG [EIA]	5F431	305
measles virus, viral antibody IgG [EIA][cerebrospinal fluid]	5F431	306
measles virus, viral antibody IgM [EIA]	5F431	306
measles virus, viral antibody IgM [EIA][cerebrospinal fluid]	5F431	306
metanephrines, fractionation [pooled urine]	4E040	195
metanephrines, fractionation [urine]	4E040	195
methotrexate	3M725	170
methylenetetrahydrofolate reductase(MTFHR) gene polymorphism	_null	405
mexiletine	3L880	165
micro BCR::ABL1, mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C128	385
micro BCR::ABL1, mRNA identification [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C128	384
microsatellite instability (immune checkpoint inhibitor)	8C986	404
microscopic examination(general bacteria)	6A010	345
microscopic examination(mycobacteria)	6A205	345
minimal residual disease(MRD) diagnostics [peripheral blood][bone marrow aspirate]	_null	408
minimal residual disease(MRD) diagnostics [peripheral blood][bone marrow aspirate]	_null	408
minor BCR::ABL1, mRNA quantitative(ratio BCR::ABL1/GAPDH) [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C127	384
minor BCR::ABL1, mRNA identification [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C127	383
minor BCR::ABL1, mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C127	384
mismatch repair(MMR) protein (preparation for immunohistochemistry)	5D615	272
multicolor flow cytometry panel(multiple myeloma) [blood]	_null	337
multicolor flow cytometry panel(multiple myeloma) [bone marrow aspirate]	_null	337
multicolor flow cytometry panel(multiple myeloma) [other specimen]	_null	337
multiparameter immunophenotyping by flow cytometry in multiple myeloma [bone marrow]	_null	337
multiple sleep latency test(MSLT)	_null	414
mumps virus, viral antibody IgG [EIA]	5F432	307
mumps virus, viral antibody IgG [EIA][cerebrospinal fluid]	5F432	307
mumps virus, viral antibody IgM [EIA]	5F432	307
mumps virus, viral antibody IgM [EIA][cerebrospinal fluid]	5F432	307
mycobacteria culture	6B305	346
mycobacteria identification	6B315	346
mycophenolate	3M818	172

Test Name	Code	Page
Mycoplasma pneumoniae antibody [CF]	5E106	278
Mycoplasma pneumoniae antibody [CF][cerebrospinal fluid]	5E106	278
Mycoplasma pneumoniae antibody [PA]	5E106	278
Mycoplasma pneumoniae antibody [PA][cerebrospinal fluid]	5E106	278
myelin basic protein [cerebrospinal fluid]	5G410	324
myelogram [bone marrow aspirate]	2A170	89
myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibody	5G552	327
myoglobin	5C090	255
myoglobin [pooled urine]	5C090	255
myoglobin [urine]	5C090	255
myosin light chain 1	5C092	255
myotonic dystrophy-related gene	_null	397
N		
N-acetyl-beta-glucosaminidase [pooled urine]	3B330	118
N-acetyl-beta-glucosaminidase [urine]	3B330	118
NAT2 (Pharmacogenomics: Isoniazid)	_null	403
NCC-ST-439	5D200	267
neck ultrasonography	9F100	425
nerve conduction velocity	9B625	416
neuron-specific enolase [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D410	269
neuron-specific enolase [serum]	5D410	269
neuron-specific enolase [cerebrospinal fluid]	5D410	269
neutrophil gelatinase-associated lipocalin [urine]	5C230	262
nitrazepam	3L165	160
non-esterified fatty acids	3F035	134
norovirus	5F630	314
NPM1(nucleophosmin 1) DNA mutation analysis [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8C565	395
N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide [other specimen]	4Z272	207
N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide [serum]	4Z272	207
N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide [plasma]	4Z272	208
nuclear matrix protein 22 [urine]	5D570	270
NUDT15(Nudix hydrolase 15) (Pharmacogenomics: Azathioprine)	8C955	401
NUDT15(Nudix hydrolase 15) (Pharmacogenomics: Mercaptopurine)	8C955	401
NUP98::HOXA9 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C450	393
O		
oligoclonal bands [cerebrospinal fluid]	5A150	249
oncofetal fibronectin	5C111	257
optical topography	_null	422
osmotic fragility test of erythrocytes (Parpart method)	2Z110	101
osmotic pressure	3H045	149
osmotic pressure [pooled urine]	3H045	149
osmotic pressure [urine]	3H045	149

Test Name	Code	Page
osteocalcin	4Z280	208
ova, parasites(smear) [feces]	1B010	75
P		
p53-autoantibodies	5D560	270
pancreatic functional diagnostant test	8A090	355
pancreatic glucagon [ELISA]	4G030	204
pancreatic glucagon [RIA]	4G030	204
pancreatic secretory trypsin inhibitor	3B190	117
parainfluenza virus type 1, viral antibodies [HI]	5F421	304
parainfluenza virus type 1, viral antibodies [HI][cerebrospinal fluid]	5F421	304
parainfluenza virus type 2, viral antibodies [HI]	5F422	304
parainfluenza virus type 2, viral antibodies [HI][cerebrospinal fluid]	5F422	304
parainfluenza virus type 3, viral antibodies [HI]	5F423	304
parainfluenza virus type 3, viral antibodies [HI][cerebrospinal fluid]	5F423	304
parathyroid hormone, intact	4C025	188
parathyroid hormone, intact (tolerance test)	4C025	358
parathyroid hormone-related protein, intact	4C034	188
parvovirus B19-IgM	5F011	282
PD-L1 protein(clone 22C3) (preparation for immunohistochemistry)	5D597	272
PD-L1 protein(clone 28-8) (preparation for immunohistochemistry)	5D598	272
PD-L1 protein(clone SP142) (preparation for immunohistochemistry)	5D599	272
PD-L1 protein(clone SP263) (preparation for immunohistochemistry)	5D605	272
pepsinogen	3B339	118
perampanel	3L245	162
percent of vital capacity(VC)	_null	423
periodic acid-Schiff stain [blood]	2A200	91
periodic acid-Schiff stain [bone marrow aspirate]	2A200	91
peroxidase stain [blood]	2A230	92
peroxidase stain [bone marrow aspirate]	2A230	92
pH [other specimen]	_null	83
pH [peritoneal fluid]	_null	82
pH [pleural fluid]	_null	83
phenobarbital	3L175	160
phenytoin	3L185	160
phospholipid	3F025	134
phosphorylated tau protein [cerebrospinal fluid]	5C201	260
pilsicainide	3L896	166
PIVKA-2 [other specimen]	5D520	270
PIVKA-2 [serum]	5D520	270
PIVKA-2(coagulation marker)	2B555	101
placental lactogen	4F095	202
plasma renin activity	4Z010	206
plasma renin activity (tolerance test)	4Z010	360

Test Name	Code	Page
plasminogen	2B260	97
plasminogen activator inhibitor 1	2B310	98
plasminogen activator inhibitor 1	2B310	98
platelet aggregation	2B810	102
platelet associated IgG	5G525	326
platelet factor 4-heparin complex antibody-IgG, IgM, IgA	5G530	326
PML::RARA mRNA identification [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C421	388
PML::RARA mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C421	389
PML::RARA mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C421	389
PNH(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) clone size assessment [blood]	5I796	334
PNH(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) clone size assessment [bone marrow aspirate]	5I796	334
polio virus type 1, viral antibodies [NT]	5F251	297
polio virus type 1, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F251	297
polio virus type 2, viral antibodies [NT]	5F252	297
polio virus type 2, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F252	297
polio virus type 3, viral antibodies [NT]	5F253	297
polio virus type 3, viral antibodies [NT][cerebrospinal fluid]	5F253	298
porphobilinogen [pooled urine]	3J065	157
porphobilinogen [urine]	3J065	157
posaconazole	3L3M	169
potassium [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3H015	145
potassium [serum][plasma][cord blood]	3H015	145
potassium [cerebrospinal fluid]	3H015	145
potassium [pooled urine]	3H015	145
potassium [urine]	3H015	145
presepsin	5C216	262
primidone	3L190	160
procainamide	3L890	165
procalcitonin [other specimen]	5C215	261
procalcitonin [serum]	5C215	261
procalcitonin [plasma]	5C215	261
procollagen-3-peptide	5C130	259
pro-gastrin releasing peptide	5D550	270
progesterone [other specimen]	4F045	197
progesterone [serum]	4F045	197
progesterone (tolerance test)	4F045	359
progesterone receptor (preparation for immunohistochemistry)	4H015	205
prolactin [other specimen]	4A020	182
prolactin [serum]	4A020	182
prolactin (tolerance test)	4A020	356
prostate specific antigen [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	5D305	267
prostate specific antigen [serum]	5D305	267
prostate specific antigen-alpha1 antichymotrypsin complex	5D306	268

Test Name	Code	Page
prostatic acid phosphatase	5D405	269
protein / creatinine ratio(quantitative) [urine]	_null	360
protein C	2B700	101
protein C	2B700	101
protein S	2B710	101
protein, quantitative [cerebrospinal fluid]	1C010	76
protein, quantitative [other specimen]	_null	83
protein, quantitative [pooled urine]	1A015	72
protein, quantitative [urine]	1A015	72
proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic antibody	5G551	327
proteins, fractionation	3A020	105
proteins, fractionation [other specimen]	3A020	106
proteins, fractionation [urine]	3A020	106
prothrombin time	2B030	95
protoporphyrin	3J055	157
PT cross mixing test	2B476	100
pulmonary diffusing capacity test(DLco)	9C700	424
pulmonary surfactant protein A	3F250	141
pulmonary surfactant protein D	3F253	141
pyruvate	3E015	133
Q		
quinidine	3L900	166
R		
remnant like particles-cholesterol	3F078	136
respiratory resistance measurement	9C520	423
respiratory syncytial virus, viral antibodies [CF]	5F430	305
respiratory syncytial virus, viral antibodies [CF][cerebrospinal fluid]	5F430	305
RET(ret proto-oncogene) <i>RET</i> fusion gene(thyroid cancer)	8C061	381
RET(ret proto-oncogene) <i>RET</i> mutation(medullary thyroid cancer)	8C061	381
reticulocytes	2A110	84
retinol binding protein [other specimen]	5C030	252
retinol binding protein [serum][cord blood]	5C030	252
rheumatoid factor [other specimen]	5G160	320
rheumatoid factor [serum][cord blood]	5G160	319
rheumatoid factor-IgG	5G161	320
ribaroxaban	3L3M	174
ROS1(ROS proto-oncogene 1, receptor tyrosine kinase)	8C055	380
rotavirus	5F610	313
rubella virus, viral antibodies [HI]	5F395	301
rubella virus, viral antibody IgG [EIA]	5F395	301
rubella virus, viral antibody IgG [EIA][cerebrospinal fluid]	5F395	302
rubella virus, viral antibody IgM [EIA]	5F395	302

Test Name	Code	Page
rubella virus, viral antibody IgM [EIA][cerebrospinal fluid]	5F395	302
RUNX1::MECOM mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C429	391
RUNX1::RUNX1T1 mRNA identification [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C428	390
RUNX1::RUNX1T1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C428	390
RUNX1::RUNX1T1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C428	390
ruxolitinib	3L3M	171
S		
salicylic acid	3M205	167
SARS-CoV-2 & influenza virus type A • B & respiratory cyncytial virus	5F624	313
SARS-CoV-2, viral antibody	5F625	314
SARS-CoV-2, viral RNA detection	5F625	314
sediment [urine]	1A105	73
selectivity index(SI) [serum][urine]	_null	361
selenium	3I035	155
sensory evoked potential(SEP)	9B400	415
serologic test for syphilis, slide precipitation test	5E071	277
serum amyloid A	5C080	254
sFlt-1/PIGF ratio	4Z335	209
sialyl Lewis X-i antigen	5D175	266
sialyl Tn antigen	5D153	266
sirolimus	3M814	171
SLCO1B1 (Pharmacogenomics: Atorvastatin)	_null	403
SLCO1B1 (Pharmacogenomics: Rosuvastatin)	_null	403
SLCO1B1 (Pharmacogenomics: Simvastatin)	_null	403
sleep activation electroencephalography	9B110	414
sleep polygraphy	9B170	414
SMN1(spinal muscular atrophy related gene)	8C836	398
sodium [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3H010	144
sodium [serum][plasma][cord blood]	3H010	144
sodium [cerebrospinal fluid]	3H010	144
sodium [pooled urine]	3H010	144
sodium [urine]	3H010	144
soluble fibrin monomer complex	2B110	96
soluble interleukin-2 receptor	5J095	339
soluble interleukin-2 receptor [cerebrospinal fluid]	5J095	339
somatomedin-C	4A015	178
sotalol	3L801	164
specimen material saved for virus infection test	_null	330
squamous cell carcinoma-related antigen	5D300	267
squamous cell carcinoma-related antigen [pleural fluid]	5D300	267
standard 12 lead electrocardiogram	9A110	412
STIL::TAL1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C465	393
stiripentol	3L235	162

Test Name	Code	Page
Streptococcus pneumoniae-specific antigen	5E042	274
syphilis serology test, qualitative	5E074	275
syphilis serology test, qualitative [other specimen]	5E074	275
syphilis serology test, qualitative [serum][cord blood]	5E074	275
syphilis serology test, quantitative [other specimen]	5E074	276
syphilis serology test, quantitative [serum][cord blood]	5E074	276
syphilis serology test, TP, qualitative	5E075	276
syphilis serology test, TP, qualitative [other specimen]	5E075	276
syphilis serology test, TP, qualitative [serum][cord blood]	5E075	276
syphilis serology test, TP, quantitative [other specimen]	5E075	277
syphilis serology test, TP, quantitative [serum][cord blood]	5E075	277
T		
T wave alternance(TWA) measurement	_null	413
t(1;19): TCF3::PBX1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B314	368
t(11;14): IGH::CCND1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B414	374
t(11;18): BIRC3::MALT1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B416	374
t(11p15): NUP98 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B415	374
t(11q13): CCND1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B418	375
t(11q23): KMT2A [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B413	373
t(12;21): ETV6::RUNX1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B424	375
chromosome(hematologic) hyperdiploidy [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B424	368
t(12p13) or del(12p13): ETV6 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B423	375
t(14;16): IGH::MAF [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B445	376
t(14;18): IGH::BCL2 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B443	376
t(14q32): IGH [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B444	376
t(15;17): PML::RARA [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B455	377
t(18q21): BCL2 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B484	377
t(18q21): MALT1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B483	377
t(21q22): RUNX1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B513	378
t(22q12): EWSR1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B524	378
t(2p23): ALK [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B323	369
t(3q27): BCL6 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B333	369
t(4;14): IGH::FGFR3 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B344	370
t(5q33): PDGFRB [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B357	371
t(8;14): IGH::MYC [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B384	372
t(8;21): RUNX1::RUNX1T1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B385	372
t(8p12): FGFR1 [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B386	372
t(8q24): MYC [peripheral blood][bone marrow aspirate][other specimen]	8B383	372
t(9;22): BCR::ABL1 [bone marrow aspirate][other specimen]	8B395	373
t(9;22): BCR::ABL1(neutrophil) [peripheral blood]	8B396	373
t(Yp11.3) or del(Yp11.3): SRY	8B543	366
tacrolimus	3M810	171
tartrate-resistant acid phosphatase 5b	3B222	117

Test Name	Code	Page
tau protein [cerebrospinal fluid]	5C200	260
TCF3::HLF mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C395	388
TCF3::PBX1 mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C396	388
teicoplanin	3M532	167
testosterone [other specimen]	4F065	198
testosterone [serum]	4F065	198
testosterone (tolerance test)	4F065	359
theophylline	3M070	167
thrombin-antithrombin complex	2B210	97
thrombin-antithrombin complex	2B210	97
thrombomodulin	2B730	101
thrombomodulin	2B730	101
thrombotest	2B035	95
thymus and activation-regulated chemokine	5J228	340
thyroglobulin [other specimen]	4B040	187
thyroglobulin [serum]	4B040	186
thyroid cancer related genes (Oncomine Dx Target Test multi CDx system)	8D005	410
thyroid ultrasonography, thyroid fine needle aspiration biopsy	9F100	425
thyroid-stimulating antibody	5G300	322
thyroid-stimulating hormone [other specimen]	4A055	184
thyroid-stimulating hormone [serum]	4A055	184
thyroid-stimulating hormone (tolerance test)	4A055	357
thyroxine [serum]	4B030	185
thyroxine (tolerance test)	4B030	358
thyroxine-binding globulin	4B045	187
tissue factor pathway inhibitor 2	5D115	265
tissue polypeptide antigen	5D320	268
tobramycin	3M602	168
tocilizumab	3L3M	174
topiramate	3L225	161
total proteins [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3A010	104
total proteins [serum][plasma][cord blood]	3A010	104
Toxoplasma antibody	5E155	280
Toxoplasma antibody-IgG [CLIA]	5E156	280
Toxoplasma antibody-IgM [CLIA]	5E157	281
transesophageal echocardiogram	9F110	462
transferrin [other specimen]	5C060	253
transferrin [serum][cord blood]	5C060	253
transferrin [urine]	5C060	253
transthoracic echocardiogram	9F110	426
transthyretin [other specimen]	5C010	251
transthyretin [serum][cord blood]	5C010	251
transthyretin gene(TTR)	8C851	398

Test Name	Code	Page
TRB(T-cell receptor beta locus) C beta 1 DNA rearrangement analysis[SB] [peripheral blood][bone marrow aspirate][tissue][other specimen]	8C652	395
TRB(T-cell receptor beta locus) DNA rearrangement analysis[PCR] [peripheral blood][bone marrow aspirate][tissue][other specimen]	8C651	395
Treponema pallidum antibody, hemagglutination test	5E075	277
Treponema pallidum antibody, hemagglutination test [cerebrospinal fluid]	5E075	277
TRG(T-cell receptor gamma locus) DNA rearrangement analysis[PCR] [peripheral blood][bone marrow aspirate][tissue][other specimen]	8C661	396
TRG(T-cell receptor gamma locus) J gamma DNA rearrangement analysis[SB] [peripheral blood][bone marrow aspirate][tissue][other specimen]	8C663	396
Trichosporon asahii antibody	5E154	280
tricyclic antidepressant drug	3L3M	163
triglyceride [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3F015	134
triglyceride [serum][plasma][cord blood]	3F015	134
triiodothyronine [serum]	4B010	185
triiodothyronine (tolerance test)	4B010	357
triiodothyronine uptake	4B025	185
troponin I	5C094	256
troponin T (outsourcing)	5C093	256
troponin T [plasma]	5C093	256
trypsin	3B185	117
TSH receptor antibody(qualitative)	5G310	322
TSH receptor antibody(quantitative)	5G310	322
TSH receptor antibody(quantitative)(third generation) [other specimen]	5G310	322
TSH receptor antibody(quantitative)(third generation) [serum]	5G310	322
type 1 collagen cross-linked C-terminal telopeptide	5C124	259
type 1 collagen cross-linked N-terminal telopeptide	5C123	258
type 1 collagen cross-linked N-terminal telopeptide [urine]	5C123	258
type 1 procollagen N-terminal propeptide(intact)	5C120	257
type 1 procollagen N-terminal propeptide(total)	5C120	258
type 4 collagen·7S domain	5C135	259
U		
UGT1A1(UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1) (Pharmacogenomics: Irinotecan)	8C933	401
undercarboxylated osteocalcin	4Z282	208
unsaturated iron binding capacity [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3I020	154
unsaturated iron binding capacity [serum][cord blood]	3I020	154
urea nitrogen [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3C025	123
urea nitrogen [serum][plasma][cord blood]	3C025	122
urea nitrogen [pooled urine]	3C025	122
urea nitrogen [urine]	3C025	122
uric acid [peritoneal fluid][pleural fluid][other specimen]	3C020	122
uric acid [serum][plasma][cord blood]	3C020	121
uric acid [pooled urine]	3C020	122
uric acid [urine]	3C020	121
urinalysis, qualitative/semiquantitative [urine]	1A990	74
uroporphyrin [pooled urine]	3J050	157
uroporphyrin [urine]	3J050	157

Test Name	Code	Page
ustekinumab (Gastroenterology)	3L3M	174
V		
valproic acid	3L195	161
vancomycin	3M530	167
vanillylmandelic acid [pooled urine]	4E060	196
vanillylmandelic acid [urine]	4E060	196
varicella-zoster virus, viral antibody IgG [EIA]	5F193	289
varicella-zoster virus, viral antibody IgG [EIA][cerebrospinal fluid]	5F193	290
varicella-zoster virus, viral antibody IgM [EIA]	5F193	290
varicella-zoster virus, viral antibody IgM [EIA][cerebrospinal fluid]	5F193	290
varicella-zoster virus, viral DNA quantitative	5F190	290
varicella-zoster virus, viral DNA quantitative [cerebrospinal fluid]	5F190	290
vascular ultrasonography(carotid artery)	9F120	462
vascular ultrasonography(leg artery)	9F120	462
vascular ultrasonography(leg vein)	9F120	462
vascular ultrasonography(leg vein) (screening)	9F120	462
vascular ultrasonography(peripheral vessel)	9F120	463
vascular ultrasonography(thoraco-abdominal vessel)	9F120	462
venetoclax	3L3M	170
ventricular delayed potential	9A230	412
visual evoked potential(VEP)	9B210	414
vitamin B1	3G025	142
vitamin B12	3G040	142
vitamin B2	3G030	142
vitamin C(L-ascorbic acid)	3G060	142
VKORC1(vitamin K epoxide reductase complex subunit 1) (Pharmacogenomics: Warfarin)	8C950	401
von Willebrand factor	2B480	100
voriconazole	3M698	169
W		
WT1(Wilms tumor 1) mRNA quantitative [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C505	394
WT1(Wilms tumor 1) mRNA quantitative(outsource) [peripheral blood][bone marrow aspirate]	8C505	395
X		
Y		
Z		
zinc [other specimen]	3I030	155
zinc [serum][cord blood]	3I030	155
zonisamide	3L210	161

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1. 一般検査						
1A. 一般検査 - 尿一般検査						
0477	1A015-001		当日報告		U	遠心
蛋白定量 [随時尿] protein, quantitative 1A015-0000-001-271		随時尿			尿	尿上清
		PR法			2 mL	冷蔵
			D001(1)	7 点	尿上清	
			*** mg/dL			
7477	1A015-002		当日報告			遠心
蛋白定量 [蓄尿] protein, quantitative 1A015-0000-004-271		蓄尿				蓄尿上清
		PR法				冷蔵
			D001(1)	7 点		
濃度		*** mg/dL				
1日排泄量		0.1 以下 g/d				
0476	1A025-001	2022/08/01～	当日報告		U	遠心
糖定量 [随時尿] glucose, quantitative 1A025-0000-001-272		随時尿			尿	尿上清
		GLDH法			2 mL	冷蔵
			D001(2)	9 点	尿上清	
			2 - 20 mg/dL			
7476	1A025-002		当日報告			遠心
糖定量 [蓄尿] glucose, quantitative 1A025-0000-004-272		蓄尿				蓄尿上清
		GLDH法				冷蔵
			D001(2)	9 点		
濃度		2 - 20 mg/dL				
1日排泄量		0.1 以下 g/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0107	1A105-001		当日報告			
沈渣 [随時尿] sediment 1A105-0000-003-735 1A105-0000-006-735		随時尿/早朝尿				翌日
		フローサイトメトリー法 顕微鏡による目視	D002-2	24 点		保存不可
			D002	27 点		
赤血球 (RBC)		*** /μL				
赤血球 (RBC) (/HPF)		1〜4 以下 /HPF				
白血球 (WBC)		*** /μL				
白血球 (WBC) (/HPF)		1〜4 以下 /HPF				
扁平上皮細胞		*** /μL				
扁平上皮細胞 (/HPF)		*** /HPF				
硝子円柱		*** /μL				
硝子円柱 (/LPF)		*** /LPF				
細菌		*** /μL				
細菌 (/HPF)		1+ 未満 /HPF				
赤血球由来情報		***				
総粒子数		***				
尿導電度		***				
封入物を含む円柱 (Path.CAST)		-				
酵母様真菌 (YLC)		-				
結晶 (CRYSTAL)		-				
精子 (SPERM)		-				
上皮細胞 (扁平上皮細胞を除く)		*** /HPF				
円柱 (硝子円柱を除く)(LPF)		- /LPF				
通常結晶		*** /HPF				
異常結晶		- /HPF				
真菌		- /HPF				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0101	1A990-001		当日報告			
尿一般物質定性半定量検査 [随時尿] urinalysis, qualitative/semiquantitative 1A990-0000-003-000		随時尿/早朝尿				翌日
		試験紙（多波長反射光測定法）	D000	26 点		保存不可
		吸光度法				
		屈折率法				4 時間
比重		1.002 - 1.045				
pH		4.5 - 8.5				
蛋白 定性		(-)				
糖 定性		(-)				
ウロビリノーゲン 定性		(Normal)				
ビリルビン 定性		(-)				
ケトン体 定性		(-)				
潜血 定性		(-)				
白血球数（試験紙法）定性		(-)				
アルブミン 定性		***				
亜硝酸塩		(-)				
クレアチニン		***				
		mg/dL				
蛋白 半定量		***				
		mg/dL				
糖 半定量		***				
		mg/dL				
ウロビリノーゲン 半定量		***				
		mg/dL				
ビリルビン 半定量		***				
		mg/dL				
ケトン体 半定量		***				
		mg/dL				
白血球数（試験紙法）半定量		***				
		個/μL				
アルブミン 半定量		***				
		mg/L				
蛋白/クレアチニン比		0.15 未満				
		g/g・Cr				
アルブミン/クレアチニン比		30 未満				
		mg/g・Cr				
色調		淡黄色 ～ 黄褐色				
混濁		(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1B. 一般検査 - 糞便検査						
sp0001	1B010-001		2～3日			
虫卵(塗抹) [便] ova, parasites(smear) 1B010-0000-015-701 外注		便				便
		直接塗抹法(無染色標本検査)				冷蔵
			D003(2)	20 点		
		(-)				
0104	1B040-001		当日報告		夕	
ヘモグロビン [便] hemoglobin 1B040-0000-015-062		便			便	便
		LATIA				冷蔵
			D003(7)	41 点		
						10 日
定量値		100 未満 ng/mL				
判定		(-)				
0109	1B080-001		2～3日		ナ	
アメーバ検査 [便] amoeba, microscopic 1B080-0000-015-723 外注		便			便	便
		直接塗抹法(ヨード法)			3～5 g	室温
			D017(3)	67 点		
					親指頭大	
		(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1C. 一般検査 - 髄液検査						
5430	1C010-001		当日報告			遠心
蛋白定量 [髄液] protein, quantitative 1C010-0000-041-271		髄液				髄液上清
		PR法				冷蔵
			D007(1)	11 点		
		10 - 40 mg/dL				
5443	1C015-001	2018/12/14～	当日報告			遠心
糖定量 [髄液] glucose, quantitative 1C015-0000-041-272		髄液				髄液上清
		酵素法 (HK)				冷蔵
			D007(1)	11 点		
		50 - 75 mg/dL				
5191count	1C030-001		当日報告			
細胞数 [髄液] cell count 1C030-0000-041-662		髄液				翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
			D004(4)	62 点		
白血球		5 以下 /μL				
赤血球		*** /μL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5191diff	1C035-001		当日報告			
細胞種類 [髄液] differential, cell 1C035-0000-041-662		髄液				翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
			D004(4)	62 点		
単核球 (/ μ L)		*** / μ L				
多形核球 (/ μ L)		*** / μ L				
単核球 (%)		*** %				
多形核球 (%)		*** %				
好中球 (neutrophil)		*** %				
リンパ球 (lymphocyte)		*** %				
単球 (monocyte)		*** %				
好酸球 (eosinophil)		*** %				
好塩基球 (basophil)		*** %				
形質細胞 (plasma cell)		*** %				
その他 (others)		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1Z. 一般検査 - その他						
0192count	1Z025-001		当日報告			
細胞数 [腹水] cell count 1Z025-0000-043-662	腹水 フローサイトメトリー法 *** /μL					翌日
						保存不可
		D419(2)	220 点			
0193count	1Z025-002		当日報告			
細胞数 [胸水] cell count 1Z025-0000-042-662	胸水 フローサイトメトリー法 *** /μL					翌日
						保存不可
		D419(2)	220 点			
0198count	1Z025-003		当日報告			
細胞数 [気管支・肺胞洗浄液] cell count 1Z025-0000-091-662	気管支・肺胞洗浄液 フローサイトメトリー法 *** /μL					翌日
						保存不可
0197count	1Z025-004		当日報告			
細胞数 [他材料] cell count 1Z025-0000-099-662	他材料 フローサイトメトリー法 *** /μL					翌日
						保存不可

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0192diff	1Z030-001		当日～1週			
細胞種類 [腹水] differential, cell 1Z035-0000-043-662		腹水				翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
			D419(2)	220 点		
白血球		*** / μ L				
赤血球		*** X10*3/ μ L				
単核球 (/ μ L)		*** / μ L				
多形核球 (/ μ L)		*** / μ L				
単核球 (%)		*** %				
多形核球 (%)		*** %				
好中球 (neutrophil)		*** %				
リンパ球 (lymphocyte)		*** %				
単球 (monocyte)		*** %				
好酸球 (eosinophil)		*** %				
好塩基球 (basophil)		*** %				
形質細胞 (plasma cell)		*** %				
その他 (others)		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0193diff	1Z030-002		当日～1週			
細胞種類 [胸水] differential, cell 1Z030-0000-042-662		胸水				翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
			D419(2)	220 点		
白血球		*** / μ L				
赤血球		*** X10*3/ μ L				
単核球 (/ μ L)		*** / μ L				
多形核球 (/ μ L)		*** / μ L				
単核球 (%)		*** %				
多形核球 (%)		*** %				
好中球 (neutrophil)		*** %				
リンパ球 (lymphocyte)		*** %				
単球 (monocyte)		*** %				
好酸球 (eosinophil)		*** %				
好塩基球 (basophil)		*** %				
形質細胞 (plasma cell)		*** %				
その他 (others)		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0198diff	1Z030-003		当日～1週			
細胞種類 [気管支・肺胞洗浄液] differential, cell 1Z030-0000-091-662		気管支・肺胞洗浄液				翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
白血球		*** /μL				
赤血球		*** X10*3/μL				
単核球 (/μL)		*** /μL				
多形核球 (/μL)		*** /μL				
単核球 (%)		*** %				
多形核球 (%)		*** %				
好中球 (neutrophil)		*** %				
リンパ球 (lymphocyte)		*** %				
単球 (monocyte)		*** %				
好酸球 (eosinophil)		*** %				
好塩基球 (basophil)		*** %				
形質細胞 (plasma cell)		*** %				
その他 (others)		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0197diff	1Z030-004		当日～1週			
細胞種類 [他材料] differential, cell 1Z030-0000-099-662		他材料				翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
白血球		*** /μL				
赤血球		*** X10*3/μL				
単核球 (/μL)		*** /μL				
多形核球 (/μL)		*** /μL				
単核球 (%)		*** %				
多形核球 (%)		*** %				
好中球 (neutrophil)		*** %				
リンパ球 (lymphocyte)		*** %				
単球 (monocyte)		*** %				
好酸球 (eosinophil)		*** %				
好塩基球 (basophil)		*** %				
形質細胞 (plasma cell)		*** %				
その他 (others)		*** %				
0221	1Z999-004		当日報告			
ヘモグロビン [腹水] hemoglobin -0000-043-309		腹水				翌日
		SLS-ヘモグロビン法				保存不可
		*** g/dL				
0222	1Z999-007		当日報告			
pH [腹水] pH -0000-043-270		腹水				翌日
		イオン選択電極				保存不可

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0223	1Z999-005		当日報告			
ヘモグロビン [胸水] hemoglobin -0000-042-309		胸水				翌日
		SLS-ヘモグロビン法				保存不可
		*** g/dL				
0224	1Z999-008		当日報告			
pH [胸水] pH -0000-042-270		胸水				翌日
		イオン選択電極				保存不可
		*** g/dL				
0225	1Z999-006		当日報告			
ヘモグロビン [他材料] hemoglobin -0000-099-309		他材料				翌日
		SLS-ヘモグロビン法				保存不可
		*** g/dL				
0226	1Z999-009		当日報告			
pH [他材料] pH -0000-099-270		他材料				翌日
		イオン選択電極				保存不可
		*** g/dL				
3590	1Z999-010		当日報告			
蛋白定量 [他材料] protein, quantitative -0000-099-271		他材料				
		PR法				
		*** mg/dL	D007(1)	11 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2. 血液学的検査						
2A. 血液学的検査 - 血液一般・形態検査						
0207000	2A110-001		当日報告		A	
網赤血球数(網状赤血球数) reticulocytes 2A110-0000-019-000		血液			血液	翌日
		フローサイトメトリー法			2 mL	保存不可
			D005(2)	12 点	全血	
男性						
比率		6.7 - 18.1 ‰				
絶対数		0.02 - 0.10 X10*12/L				
RET-He		*** pg				
FRC%		*** %				
女性						
比率		7.0 - 20.0 ‰				
絶対数		0.02 - 0.10 X10*12/L				
RET-He		*** pg				
FRC%		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0206800	2A160-001		当日報告		A	
血液像(白血球分類)(自動機械法) hemogram(The automatic analyser method) 2A160-0000-019-301		血液			血液	翌日
		フローサイトメトリー法			2 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(3)	15 点	全血	
好中球 (%)		46.0 - 62.0 %				
リンパ球 (%)		30.0 - 40.0 %				
単球 (%)		4.0 - 7.0 %				
好酸球 (%)		3.0 - 5.0 %				
好塩基球 (%)		0.0 - 1.0 %				
好中球 (絶対数)		1.10 - 8.80 X10 ⁹ /L				
リンパ球 (絶対数)		0.40 - 3.70 X10 ⁹ /L				
単球 (絶対数)		*** X10 ⁹ /L				
好酸球 (絶対数)		*** X10 ⁹ /L				
好塩基球 (絶対数)		*** X10 ⁹ /L				
幼若顆粒球 (%)		*** %				
幼若顆粒球 (絶対数)		*** X10 ⁹ /L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0206000	2A160-003		当日報告		A	
血液像(白血球分類)(鏡検法) hemogram(The microscope method) 2A160-0000-019-310		血液			血液	翌日
			D005(6)	25 点	2 mL 全血	保存不可
好中球 (neutrophil)		46.0 - 62.0 %				
好中球分葉核 (segmented)		43.0 - 55.0 %				
好中球桿状核 (band)		3.0 - 7.0 %				
リンパ球 (lymphocyte)		30.0 - 40.0 %				
単球 (monocyte)		4.0 - 7.0 %				
好酸球 (eosinophil)		3.0 - 5.0 %				
好塩基球 (basophil)		0.0 - 1.0 %				
有核赤血球 (NRBC)		0.0 - 1.0 %				
異型リンパ球 (atypical lymphocyte)		*** %				
後骨髄球 (metamyelocyte)		*** %				
骨髄球 (myelocyte)		*** %				
前骨髄球 (promyelocyte)		*** %				
骨髄芽球 (blast)		*** %				
形質細胞 (plasme cell)		*** %				
赤芽球 (erythroblast)		*** %				
好中球絶対数 (NEUT#)		1.10 - 8.80 X10*9/L				
リンパ球絶対数 (LYMPH#)		0.40 - 3.70 X10*9/L				
大小不同赤血球 (anisocytosis)		***				
淡染性赤血球 (hypochromasia)		***				
中毒性顆粒 (toxic granulation)		***				
デーレ小体		***				
ファゴット細胞 (faggot cell)		***				
アウエル小体 (Auer body)		***				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
過分葉 (hypersegmentation)	***				
破碎 (破片)赤血球 (RBC fragmentation)	***				
破碎赤血球%	***				
橢円赤血球 (RBC elliptocytosis)	***				
涙滴赤血球 (RBC tear-drop cell)	***				
パッペンハイマー小体 (Pappenheimer body)	***				
球状赤血球	***				
奇形赤血球 (poikilocytosis)	***				
連銭形成 (rouleaux formation)	***				
ハウエルジョリー小体 (Howell-Jolly bodies)	***				
多染性赤血球 (polychromasia)	***				
標的赤血球 (target cell)	***				
好塩基斑性斑点 (basophilic stippling)	***				
有棘赤血球 (acanthocytosis)	***				
巨大血小板 (giant platelet)	***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0288	2A160-009		当日報告		ネ4	
血液像(白血球分類) [アフェレーシス産物] hemogram 2A160-0000-026-310		血液			血球浮遊液	翌日
		フローサイトメトリー法				保存不可
		顕微鏡による目視			全血	
細胞数		*** X10*9/L				
顆粒球		*** %				
リンパ球		*** %				
単球		*** %				
芽球細胞		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0274	2A170-001		約1週		ク	
骨髄像 [骨髄液] myelogram 2A170-0000-046-604		骨髄液			骨髄液	翌日
		メイ・グリュンワルド・ギムザ染色			0.5 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(14)	788 点		
			D026	240 点		
白血球系						
骨髄芽球		1.8 %				
前骨髄球		4.2 %				
骨髄球		5.7 %				
後骨髄球		8.2 %				
好中球桿状核		16.9 %				
好中球分葉核		20.2 %				
好中球系小計		57.0 %				
好酸球		2.5 %				
好塩基球		0.3 %				
赤血球系						
正球性前赤芽球		0.1 %				
正赤芽球 好塩基性		3.1 %				
正赤芽球 多染性		13.1 %				
正赤芽球 正染性		2.7 %				
核分裂像/赤芽球系		0.4 %				
赤芽球系小計		19.4 %				
リンパ球		16.8 %				
形質細胞		0.8 %				
単球		3.1 %				
マクロファージ		0.1 %				
組織肥満細胞		%				
M/E比		3:1				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
骨髓有核細胞数	10 - 25 X10*4/ μ L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0210	2A180-001		約1週		A	
アルカリフォスファターゼ染色(ALP染色) [血液] leukocyte alkaline phosphatase stain 2A180-0000-019-612		血液			血液	翌日
		朝長法			2 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(6)	25 点	全血	
			D005(6)	37 点		
男性						
陽性率		61.0 - 99.5 %				
NAPスコア		170 - 335				
女性						
陽性率		68.0 - 99.5 %				
NAPスコア		189 - 367				
0215	2A190-001		約1週		A	
エステラーゼ染色 [血液] esterase stain 2A190-0000-019-614		血液			血液	翌日
		α-NBキット法とN-ASD法の二重染色			2 mL	保存不可
			D005(6)	25 点	全血	
			D005(6)	37 点		

0281	2A190-002		約1週		ク	
エステラーゼ染色 [骨髄液] esterase stain 2A190-0000-046-614		骨髄液			骨髄液	翌日
		α-NBキット法とN-ASD法の二重染色			0.5 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(14)	788 点		
			D005(14)	60 点		
			D026	240 点		

0211	2A200-001		約1週		A	
PAS染色 [血液] periodic acid-Schiff stain 2A200-0000-019-477		血液			血液	翌日
		PAS反応を利用した染色法			2 mL	保存不可
			D005(6)	25 点	全血	
			D005(6)	37 点		

0279	2A200-002		約1週		ク	
PAS染色 [骨髄液] periodic acid-Schiff stain 2A200-0000-046-477		骨髄液			骨髄液	翌日
		PAS反応を利用した染色法			0.5 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(14)	788 点		
			D005(14)	60 点		
			D026	240 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0209	2A230-001		約1週		A	
ペルオキシダーゼ染色 [血液] peroxidase stain 2A230-0000-019-615		血液			血液	翌日
		DABキット法			2 mL	保存不可
			D005(6)	25 点	全血	
			D005(6)	37 点		

0278	2A230-002		約1週		ク	
ペルオキシダーゼ染色 [骨髄液] peroxidase stain 2A230-0000-046-615		骨髄液			骨髄液	翌日
		DABキット法			0.5 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(14)	788 点		
			D005(14)	60 点		
		***	D026	240 点		
0212	2A240-001		約1週		A	
鉄染色 [血液] iron stain 2A240-0000-019-529		血液			血液	翌日
		ベルリン青法			2 mL	保存不可
			D005(6)	25 点	全血	
			D005(6)	37 点		

0280	2A240-002		約1週		ク	
鉄染色 [骨髄液] iron stain 2A240-0000-046-529		骨髄液			骨髄液	翌日
		ベルリン青法			0.5 mL	保存不可
		顕微鏡による目視	D005(14)	788 点		
			D005(14)	60 点		
		***	D026	240 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0270	2A990-001		当日報告		A	
末梢血液一般検査 CBC(complete blood count) 2A990-0000-019-309		血液			血液	翌日
		自動機械法			2 mL	保存不可
			D005(5)	21 点	全血	
男性						
白血球数		3.30 - 8.60 X10*9/L				
赤血球数		4.35 - 5.55 X10*12/L				
ヘモグロビン		13.7 - 16.8 g/dL				
ヘマトクリット		40.7 - 50.1 %				
MCV		83.6 - 98.2 fL				
MCH		27.5 - 33.2 pg				
MCHC		31.7 - 35.3 g/dL				
血小板数		158 - 348 X10*9/L				
RDW-SD		*** fL				
RDW-CV		*** %				
PDW		*** fL				
MPV		*** fL				
P-LCR		*** %				
IPF%		*** %				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
女性					
白血球数	3.30 - 8.60 X10 ⁹ /L				
赤血球数	3.86 - 4.92 X10 ¹² /L				
ヘモグロビン	11.6 - 14.8 g/dL				
ヘマトクリット	35.1 - 44.4 %				
MCV	83.6 - 98.2 fL				
MCH	27.5 - 33.2 pg				
MCHC	31.7 - 35.3 g/dL				
血小板数	158 - 348 X10 ⁹ /L				
RDW-SD	*** fL				
RDW-CV	*** %				
PDW	*** fL				
MPV	*** fL				
P-LCR	*** %				
IPF%	*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2B. 血液学的検査 - 凝固・線溶関連検査						
0214	2B010-001		当日報告		チ	
出血時間					 	
bleeding time		デューク法			 	
2B010-0000-000-999			D006(1)	15 点		
		1 - 5				
		min				
0260	2B020-001	2017/05/23～	当日報告		B2	凝固遠心
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)		血液			血液	血漿 C-Na
activated partial thromboplastin time		凝固時間測定			2 mL	凍結
2B020-0000-022-311			D006(7)	29 点	血漿	
		24.0 - 39.0				
		s				
0261	2B030-001		当日報告		B2	凝固遠心
プロトロンビン時間(PT)		血液			血液	血漿 C-Na
prothrombin time		凝固時間測定			2 mL	凍結
2B030-0000-022-311			D006(2)	18 点	血漿	
被験血漿PT時間 (秒)		***				
		s				
PT活性 (%)		80 - 100				
		%				
INR値		***				
0251	2B035-001		受託終了			
トロンボテスト		血液				中止
thrombotest		凝固時間測定				項目
2B035-0000-022-311						
		70 - 130				
		%				
0252	2B045-001		受託終了		B2	
ヘパプラスチンテスト		血液			血液	中止
hepaplantin test(Normo test)		透過光法			2 mL	項目
2B045-0000-022-311					血漿	
		70 - 130				
		%				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0265	2B100-001	2012/01/04～	当日報告		B2	凝固遠心
フィブリノゲン fibrinogen 2B100-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		トロンビン時間法			2 mL	凍結
			D006(4)	23 点	血漿	
		200 - 400 mg/dL				
7601	2B110-001		受託終了		B2	#N/A
可溶性フィブリンモノマー複合体(パラコアグレーションテスト) (ICU) soluble fibrin monomer complex 2B110-0000-022-062		血液			血液	#N/A
		LPIA			2 mL	#N/A
			D006(28)	215 点	血漿	#N/A
						#N/A
		7 未満 μg/mL				#N/A
6240	2B120-001	2022/01/01～	当日報告		B2	凝固遠心
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物) fibrin and fibrinogen degradation products 2B120-0000-022-062		血液			血液	血漿 C-Na
		LPIA			2 mL	凍結
			D006(10)	80 点	血漿	
		5 未満 μg/mL				
外注						
6248	2B120-002		検査中止			
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物) [随時尿] fibrin and fibrinogen degradation products 2B120-0000-001-000		随時尿				中止 項目
			D001(7)	72 点		
		100 以下 ng/mL				
外注						
0249	2B140-001	2012/01/04～	当日報告		B2	凝固遠心
D-Dダイマー(FDP Dダイマー) D-D dimer 2B140-0000-022-062		血液			血液	血漿 C-Na
		LA			2 mL	凍結
			D006(15)	127 点	血漿	
		1.0 未満 μg/mL				
7608	2B141-001		受託終了		B2	#N/A
E-XDP(顆粒球エラスターゼによるフィブリン分解産物) (ICU) E-XDP -0000-022-062		血液			血液	#N/A
		LA			2 mL	#N/A
					血漿	#N/A
						#N/A
		*** U/mL				#N/A
0266	2B200-001	2022/01/01～	当日報告		B2	凝固遠心
アンチトロンビン antithrombin 2B200-0000-022-315		血液			血液	血漿 C-Na
		合成基質法 (IIa法)			2 mL	凍結
			D006(9)	70 点	血漿	

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
	83.0 - 118.0 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6076	2B210-001	2012/02/01～	当日報告		B2	凝固遠心
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) thrombin-antithrombin complex 2B210-0000-022-052		血液			血液	血漿 C-Na
		CLEIA			2 mL	凍結
			D006(24)	171 点	血漿	
		4.0 未満 ng/mL				
7602	2B210-002		受託終了		B2	#N/A
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) (ICU) thrombin-antithrombin complex 2B210-0000-022-052		血液			血液	#N/A
		CLEIA			2 mL	#N/A
			D006(24)	171 点	血漿	#N/A
						#N/A
		4.0 未満 ng/mL				#N/A
0239	2B260-001	2021/10/01～	2～3日		B2	凝固遠心
プラスミノゲン plasminogen 2B260-0000-022-315		血液			血液	血漿 C-Na
		合成基質法			2 mL	凍結
			D006(12)	100 点	血漿	
						2 週
		71 - 128 %				
外注						
0241	2B270-001	2019/04/01～	2～3日		B2	凝固遠心
アンチプラスミン(α 2-プラスミンインヒビター) antiplasmin 2B270-0000-022-315		血液			血液	血漿 C-Na
		合成基質法			2 mL	凍結
			D006(16)	128 点	血漿	
					0.5 mL	
		85 - 118 %				2 週
外注						
7603	2B270-002		受託終了		B2	#N/A
アンチプラスミン(α 2-プラスミンインヒビター) (ICU) antiplasmin 2B270-0000-022-315		血液			血液	#N/A
		合成基質法			2 mL	#N/A
			D006(16)	128 点	血漿	#N/A
						#N/A
		85 - 118 %				#N/A
6075	2B280-001		当日報告		B2	凝固遠心
α 2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC) alpha2 plasmin inhibitor, plasmin complex 2B280-0000-022-052		血液			血液	血漿 C-Na
		CLEIA			2 mL	凍結
			D006(21)	150 点	血漿	
		0.8 未満 μ g/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7604	2B280-002		受託終了		B2	#N/A
α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC) (ICU) alpha2 plasmin inhibitor, plasmin complex 2B280-0000-022-062		血液			血液	#N/A
		LPIA			2 mL	#N/A
			D006(21)	150 点	血漿	#N/A
						#N/A
		0.8 未満 μg/mL				#N/A
6930	2B310-001		2～5日		B2	凝固遠心
プラスミノゲンアクチベーターインヒビター1(PAI-1) plasminogen activator inhibitor 1 2B310-0000-022-062		血液			血液	血漿 C-Na
		LPIA			2 mL	凍結
			D006(32)	240 点	血漿	
					0.3 mL	
		50 以下 ng/mL				2 週
外注						
7605	2B310-002		受託終了		B2	#N/A
プラスミノゲンアクチベーターインヒビター1(PAI-1) (ICU) plasminogen activator inhibitor 1 2B310-0000-022-062		血液			血液	#N/A
		LPIA			2 mL	#N/A
			D006(32)	240 点	血漿	#N/A
						#N/A
		50 以下 ng/mL				#N/A
6231	2B350-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第Ⅱ因子 coagulation factor 2 2B350-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		PT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
		74 - 146 %				2 週
外注						
6232	2B370-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第Ⅴ因子 coagulation factor 5 2B370-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		PT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
		70 - 152 %				2 週
外注						
6233	2B380-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第Ⅶ因子 coagulation factor 7 2B380-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		PT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
		63 - 143 %				2 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6234	2B390-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第Ⅷ因子 coagulation factor 8 2B390-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		APTT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
外注		62 - 145 %				
6235	2B400-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第Ⅸ因子 coagulation factor 9 2B400-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		APTT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
外注		74 - 149 %				
6236	2B410-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第 X 因子 coagulation factor 10 2B410-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		PT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
外注		71 - 128 %				
6237	2B420-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第 X I 因子 coagulation factor 11 2B420-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		APTT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
外注		73 - 136 %				
6290	2B430-001	2019/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第 X II 因子 coagulation factor 12 2B430-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		APTT法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
外注		46 - 156 %				
6238	2B440-001	2015/04/01～	2～5日		B2	凝固遠心
第 X III 因子(抗原) coagulation factor 13(antigen) 2B440-0000-022-062		血液			血液	血漿 C-Na
		ラテックス凝集比濁法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
					0.4 mL	
外注		70 以上 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6242	2B440-002		4～6日		B2	凝固遠心
第XIII因子(活性) coagulation factor 13(activity) 2B440-0000-022-315		血液			血液	血漿 C-Na
		合成基質法			2 mL	凍結
			D006(29)	223 点	血漿	
外注		70 - 140 %				
6239	2B460-001		2～5日		B2	凝固遠心
第VIII因子インヒビター coagulation factor 8 inhibitor 2B460-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		Bethesda法			2 mL	凍結
			D006(19)	144 点	血漿	
外注		検出せず BU/mL				2 週
0253	2B475-001		当日報告		B5	
APTTクロスミキシング試験(凝固インヒビター (APTT)) APTT cross mixing test 2B475-0000-022-311		血液			血液	翌日
		凝固時間測定			5 mL	保存不可
			D006(12)	100 点	血漿	

0240	2B476-001		当日報告		B5	
PTクロスミキシング試験(凝固インヒビター (PT)) PT cross mixing test 2B476-0000-022-311		血液			血液	翌日
		凝固時間測定			5 mL	保存不可
			D006(12)	100 点	血漿	

6535	2B480-001		2～5日		B2	凝固遠心
von Willebrand因子(フォン・ウィルレブランド因子) von Willebrand factor 2B480-0000-022-062		血液			血液	血漿 C-Na
		ラテックス凝集比濁法			2 mL	凍結
			D006(14)	126 点	血漿	
					0.5 mL	
外注						2 週
血液型 O型		48.2 - 201.9 %				
血液型 A・B・AB型		60.8 - 239.8 %				
6243	2B495-001		3～5日		B2	凝固遠心
ADAMTS13 ADAMTS13 2B495-0000-022-023		血液			血液	血漿 C-Na
		EIA (IEMA)			2 mL	凍結
			D006(33)	400 点	血漿	
					0.2 mL	
外注						3 月
国際単位表示		0.10 以上 IU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
活性表示		10 以上 %				
6244	2B496-001		3～5日		B2	凝固遠心
ADAMTS13インヒビター		血液			血液	血漿 C-Na
ADAMTS13 inhibitor 2B496-0000-022-311		Bethesda法			2 mL	凍結
			D006(35)	1,000 点	血漿	
					0.5 mL	
					3 月	
外注		0.5 未満 BU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6287	2B555-001		受託終了			
PIVKA- II (出血・凝固)		血液				中止
PIVKA-2(coagulation marker)			D006(18)	143 点		項目
2B555-0000-022-000						
1 未満						
外注		μg/mL				
6932	2B700-001	2019/04/01～	2～3日		B2	凝固遠心
プロテインC		血液			血液	血漿 C-Na
protein C		合成基質法			2 mL	凍結
2B700-0000-022-315			D006(31)	227 点	血漿	
					0.4 mL	
						2 週
64 - 135						
外注		%				
7606	2B700-002		受託終了		B2	#N/A
プロテインC		血液			血液	#N/A
(ICU)		LPIA			2 mL	#N/A
protein C			D006(30)	226 点	血漿	#N/A
2B700-0000-022-062						#N/A
						#N/A
69 - 144						
		%				
6418	2B710-001	2016/10/03～	3～6日		B2	凝固遠心
プロテインS		血液			血液	血漿 C-Na
protein S		EIA			2 mL	凍結
2B710-0000-022-000			D006(22)	154 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
70 - 140						
外注		%				
6942	2B730-001	2016/10/03～	2～5日		C6	遠心
トロンボモジュリン		血液			血液	血清
thrombomodulin		CLEIA			6 mL	凍結
2B730-0000-023-000			D006(27)	204 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
12.1 - 24.9						
外注		U/mL				
7607	2B730-002		受託終了		B2	#N/A
トロンボモジュリン		血液			血液	#N/A
(ICU)		CLEIA			2 mL	#N/A
thrombomodulin			D006(27)	204 点	血漿	#N/A
2B730-0000-022-052						#N/A
						#N/A
12.1 - 24.9						
		U/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0256	2B810-001		当日報告		B5	
血小板凝集能 platelet aggregation 2B810-0000-022-316		血液			血液	翌日
					5 mL × 3	保存不可
					血漿	
			D006(34)	450 点		
			D006(34)	50 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2Z. 血液学的検査 - その他						
0291	2Z010-001		当日報告		A2	
血沈 erythrocyte sedimentation rate 2Z010-0000-019-096	血液 沈降反応				血液	全血 E-2K
					2 mL	冷蔵
		D005(1)	9 点		全血	
						24 時間
男性						
1時間値	2 - 10 mm					
女性						
1時間値	3 - 15 mm					
0292	2Z110-001		当日報告		E9	
赤血球抵抗試験 (Parpart法) osmotic fragility test of erythrocytes 2Z110-0000-019-271	血液				血液	翌日
					9 mL	保存不可
		D005(8)	45 点		全血	
					0.75 mL	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3. 生化学的検査						
3A. 生化学的検査 - 蛋白・膠漆反応						
0430	3A010-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
総蛋白(TP) [血清][血漿][臍帯血] total proteins 3A010-0000-023-271 3A010-0000-029-271		血液			血液	血清
		ビュレット法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		6.6 - 8.1 g/dL				
3507	3A010-008		当日報告			遠心
総蛋白(TP) [腹水][胸水][他材料] total proteins 3A010-0000-043-271 3A010-0000-042-271 3A010-0000-099-271		他材料				腹水上清
		ビュレット法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** g/dL				
0447	3A015-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
アルブミン [血清][血漿][臍帯血] albumin 3A015-0000-023-271 3A015-0000-029-271		血液			血液	血清
		BCP改良法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		4.1 - 5.1 g/dL				1 年
6408	3A015-004		当日報告		U	遠心
アルブミン [随時尿] albumin 3A015-0000-001-061		随時尿			尿	尿上清
		TIA			2 mL	冷蔵
			D001(9)	99 点	尿上清	
アルブミン・クレアチニン補正值		30.0 未満 mg/g・Cr				
濃度		*** mg/L				
6409	3A015-005		当日報告			遠心
アルブミン [蓄尿] albumin 3A015-0000-004-061		蓄尿				蓄尿上清
		TIA				冷蔵
			D001(9)	99 点		
1日排泄量		3.1 - 8.3 mg/d				
クレアチニン補正值		*** mg/g・Cr				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6410	3A015-010		2～3日			
アルブミン [髄液] albumin 3A015-0000-041-061		髄液				髄液
		TIA				冷蔵
		D007(1)	11 点			
						4 週
外注		*** mg/L				
3508	3A015-011		当日報告			遠心
アルブミン [腹水][胸水][他材料] albumin 3A015-0000-043-271 3A015-0000-042-271 3A015-0000-099-271		他材料				腹水上清
		BCP改良法				凍結
		D007(1)	11 点			
		*** g/dL				
0431	3A020-001		3～5日		C6	遠心
蛋白分画 proteins, fractionation 3A020-0000-023-237		血液			血液	血清
		キャピラリー電気泳動			6 mL	冷蔵
		D007(4)	18 点		血清	
				0.4 mL		1 週
外注						
アルブミン分画		55.8 - 66.1 %				
α1グロブリン分画		2.9 - 4.9 %				
α2グロブリン分画		7.1 - 11.8 %				
β1グロブリン分画		4.7 - 7.2 %				
β2グロブリン分画		3.2 - 6.5 %				
γグロブリン分画		11.1 - 18.8 %				
A/G比		1.3 - 1.9				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0440	3A020-002		3～5日		U	
蛋白分画 [随時尿] proteins, fractionation 3A020-0000-001-233	随時尿 アガロースゲル電気泳動				尿	尿
					10 mL	冷蔵
			D007(4)	18 点		
					1.0 mL	
						1 週
外注						
アルブミン分画		*** %				
α1グロブリン分画		*** %				
α2グロブリン分画		*** %				
βグロブリン分画		*** %				
γグロブリン分画		*** %				
A/G比		***				
0441	3A020-003		3～5日		U	
蛋白分画 [他材料] proteins, fractionation 3A020-0000-099-233	他材料 アガロースゲル電気泳動				尿	
					3 mL	
			D007(4)	18 点		
外注						
アルブミン分画		*** %				
α1グロブリン分画		*** %				
α2グロブリン分画		*** %				
βグロブリン分画		*** %				
γグロブリン分画		*** %				
A/G比		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3B. 生化学的検査 - 酵素および関連物質						
0480	3B010-001		当日報告		C5	遠心
クレアチンキナーゼ(CK) [血清][血漿][臍帯血] creatine kinase 3B010-0000-023-272 3B010-0000-029-272		血液			血液	血清
		JSCC準拠法			5 mL	凍結
		D007(1)	11 点	血清		
					1 月	
男性		59 - 248				
女性		41 - 153				
		U/L				
5480	3B010-008		当日報告			遠心
クレアチンキナーゼ(CK) [髄液] creatine kinase 3B010-0000-041-272		髄液				髄液上清
		JSCC準拠法				冷蔵
		D007(1)	11 点			
		***	U/L			
3520	3B010-009		当日報告			遠心
クレアチンキナーゼ(CK) [腹水][胸水][他材料] creatine kinase 3B010-0000-043-272 3B010-0000-042-272 3B010-0000-099-272		他材料				腹水上清
		JSCC準拠法				凍結
		D007(1)	11 点			
		***	U/L			
0508	3B015-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
CK-MB [血清][血漿][臍帯血] creatine kinase-MB 3B015-0000-023-272 3B015-0000-029-272		血液			血液	血清
		免疫阻害法			5 mL	凍結
		D007(22)	90 点	血清		
		6 以下	U/L			
6158	3B025-001		2～3日		C6	遠心
CKアイソザイム creatine kinase isoenzymes 3B025-0000-023-233		血液			血液	血清
		アガロースゲル電気泳動			6 mL	冷蔵
		D007(17)	55 点	血清		
				0.3 mL		
						1 週
外注						
BB		0 - 2 %				
MB		0 - 3 %				
MM		96 - 100 %				
BAND		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0419	3B035-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
AST(GOT) [血清][血漿][臍帯血] aspartate aminotransferase 3B035-0000-023-272 3B035-0000-029-272		血液			血液	血清
		JSCC標準化対応法			5 mL	凍結-80℃
			D007(3)	17 点	血清	
						1 月
		13 - 30 U/L				
5419	3B035-008		当日報告			遠心
AST(GOT) [髄液] aspartate aminotransferase 3B035-0000-041-272		髄液				髄液上清
		JSCC標準化対応法				冷蔵
			D007(3)	17 点		
		*** U/L				
3501	3B035-009		当日報告			遠心
AST(GOT) [腹水][胸水][他材料] aspartate aminotransferase 3B035-0000-043-272 3B035-0000-042-272 3B035-0000-099-272		他材料				腹水上清
		JSCC標準化対応法				凍結-80℃
						-80℃
			D007(3)	17 点		
		*** U/L				
0401	3B045-001		当日報告		C5	遠心
ALT(GPT) [血清][血漿][臍帯血] alanine aminotransferase 3B045-0000-023-272 3B045-0000-029-272		血液			血液	血清
		JSCC標準化対応法			5 mL	凍結-80℃
			D007(3)	17 点	血清	
						1 月
男性		10 - 42				
		7 - 23				
		U/L				
5401	3B045-008		当日報告			遠心
ALT(GPT) [髄液] alanine aminotransferase 3B045-0000-041-272		髄液				髄液上清
		JSCC標準化対応法				冷蔵
			D007(3)	17 点		
		*** U/L				
3502	3B045-009		当日報告			遠心
ALT(GPT) [腹水][胸水][他材料] alanine aminotransferase 3B045-0000-043-272 3B045-0000-042-272 3B045-0000-099-272		他材料				腹水上清
		JSCC標準化対応法				凍結-80℃
						-80℃
			D007(3)	17 点		
		*** U/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0403	3B050-001	2020/08/01～	当日報告		C5	遠心
LD(乳酸脱水素酵素) [血清][血漿][臍帯血] lactate dehydrogenase 3B050-0000-023-279 3B050-0000-029-279		血液			血液	血清
		IFCC対応法			5 mL	凍結-80℃
			D007(1)	11 点	血清	
		124 - 222 U/L				長期

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5403	3B050-008	2020/08/01～	当日報告			遠心
LD(乳酸脱水素酵素) [髄液] lactate dehydrogenase 3B050-0000-041-279		髄液				髄液上清
		IFCC対応法				冷蔵
			D007(1)	11 点		
		25 以下 U/L				
3503	3B050-009	2020/08/01～	当日報告			遠心
LD(乳酸脱水素酵素) [腹水][胸水][他材料] lactate dehydrogenase 3B050-0000-043-279 3B050-0000-042-279 3B050-0000-099-279		他材料				腹水上清
		IFCC対応法				凍結-80℃
						-80℃
			D007(1)	11 点		
		*** U/L				
6467	3B055-001		2～3日		C6	遠心
LDアイソザイム(乳酸脱水素酵素アイソザイム) lactate dehydrogenase isoenzymes 3B055-0000-023-233		血液			血液	血清
		アガロースゲル電気泳動			6 mL	冷蔵
			D007(14)	48 点	血清	凍結不可
					0.3 mL	
						4 日
外注						
LD1		20.0 - 31.0 %				
LD2		28.8 - 37.0 %				
LD3		21.5 - 27.6 %				
LD4		6.3 - 12.4 %				
LD5		5.4 - 13.2 %				
BAND		*** %				
0421	3B070-001	2020/08/01～	当日報告		C5	遠心
アルカリフォスファターゼ(ALP) [血清][血漿][臍帯血] alkaline phosphatase 3B070-0000-023-275 3B070-0000-029-275		血液			血液	血清
		IFCC対応法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						6 月
		38 - 113 U/L				
3504	3B070-008	2020/08/01～	当日報告			遠心
アルカリフォスファターゼ(ALP) [腹水][胸水][他材料] alkaline phosphatase 3B070-0000-043-275 3B070-0000-042-275 3B070-0000-099-275		他材料				腹水上清
		IFCC対応法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** U/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6207	3B072-001		2～3日		C6	遠心
骨型アルカリフォスファターゼ(BAP) bone-specific alkaline phosphatase 3B072-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(26)	157 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
男性						
男性		3.7 - 20.9				
女性						
閉経前		2.9 - 14.5				
閉経後		3.8 - 22.6 μg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6469	3B080-001		2～3日		C6	遠心
ALPアイソザイム(アルカリフォスファターゼアイソザイム) alkaline phosphatase isoenzymes 3B080-0000-023-233		血液			血液	血清
		アガロースゲル電気泳動			6 mL	冷蔵
			D007(14)	48 点	血清	
					0.3 mL	
						1 週
外注						
ALP1		0.0 - 5.3 %				
ALP2		36.6 - 69.2 %				
ALP3		25.2 - 54.2 %				
ALP4		*** %				
ALP5		0.0 - 18.1 %				
ALP6		*** %				
ALP2 + ALP3		*** %				
ALP3 + ALP4		*** %				
BAND		*** %				
fast α 1		*** %				
α 1		*** %				
α 1 α 2		*** %				
α 2		*** %				
α 2 β		*** %				
β		*** %				
fast γ		*** %				
β γ		*** %				
γ		*** %				
分画不可		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0462	3B090-001		当日報告		C5	遠心
γ-GT(γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ) [血清][血漿][臍帯血] gamma glutamyl transpeptidase 3B090-0000-023-271 3B090-0000-029-271		血液			血液	血清
		JSCC標準化対応法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						6 月
男性		13 - 64				
女性		9 - 32				
		U/L				
3505	3B090-008		当日報告			遠心
γ-GT(γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ) [腹水][胸水][他材料] gamma glutamyl transpeptidase 3B090-0000-043-271 3B090-0000-042-271 3B090-0000-099-271		他材料				腹水上清
		JSCC標準化対応法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** U/L				
0481	3B100-001	2019/04/01～	1～2日		C6	遠心
アルドラーゼ aldolase 3B100-0000-023-272		血液			血液	血清
		UV法			6 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	血清	
					0.5 mL	
		2.7 - 5.9 IU/L				3～4 日
外注						
0405	3B110-001		当日報告		C5	遠心
コリンエステラーゼ(ChE) [血清][血漿][臍帯血] cholinesterase 3B110-0000-023-272 3B110-0000-029-272		血液			血液	血清
		JSCC準拠法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						3 月
男性		240 - 486				
女性		201 - 421				
		U/L				
3510	3B110-008		当日報告			遠心
コリンエステラーゼ(ChE) [腹水][胸水][他材料] cholinesterase 3B110-0000-043-272 3B110-0000-042-272 3B110-0000-099-272		他材料				腹水上清
		JSCC準拠法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** U/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6171	3B130-001	2019/04/01～	2～4日		C6	遠心
アデノシンデアミナーゼ(ADA) adenosine deaminase 3B130-0000-023-000		血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	冷蔵
			D007(11)	32 点	血清	
					0.4 mL	
						1 週
外注		8.6 - 20.5 U/L				
4675	3B130-003					
アデノシンデアミナーゼ(ADA) [腹水] adenosine deaminase 3B130-0000-043-000		腹水				腹水
		酵素法				冷蔵
			D007(11)	32 点		1 週
		*** U/L				
外注						
4775	3B130-002					
アデノシンデアミナーゼ(ADA) [胸水] adenosine deaminase 3B130-0000-042-000		胸水				胸水
		酵素法				冷蔵
			D007(11)	32 点		
		*** U/L				
外注						
5475	3B130-004					
アデノシンデアミナーゼ(ADA) [髄液] adenosine deaminase 3B130-0000-041-000		他材料				髄液
		酵素法				冷蔵
			D007(11)	32 点		
		*** U/L				
外注						
0461	3B135-001		受託終了			
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ) [血清][臍帯血] leucine aminopeptidase 3B135-0000-023-271 3B135-0000-029-271		血液				中止
		酵素法 (L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質)				項目
			D007(1)	11 点		
		37 - 65 U/L				
0417	3B160-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
アミラーゼ [血清][血漿][臍帯血] amylase 3B160-0000-023-271 3B160-0000-029-271		血液			血液	血清
		JSCC標準化対応法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		44 - 132 U/L				長期

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0416	3B160-004	2022/08/01～	当日報告		U	遠心
アミラーゼ [随時尿] amylase 3B160-0000-001-271		随時尿			尿	尿上清
		Gal-G5-pNP法			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	
		50 - 500 U/L				
7416	3B160-005	2022/08/01～	当日報告			遠心
アミラーゼ [蓄尿] amylase 3B160-0000-004-271		蓄尿				蓄尿上清
		Gal-G5-pNP法				冷蔵
			D007(1)	11 点		
		50 - 500 U/L				
3524	3B160-010		当日報告			遠心
アミラーゼ [腹水][胸水][他材料] amylase 3B160-0000-043-271 3B160-0000-042-271 3B160-0000-099-271		他材料				腹水上清
		JSCC標準化対応法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** U/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6472	3B165-001		5～7日		C6	遠心
アミラーゼアイソザイム amylase isoenzymes 3B165-0000-023-232		血液			血液	血清
		アガロースゲル電気泳動			6 mL	冷蔵
			D007(14)	48 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
P1		*** %				
P2		*** %				
S1		*** %				
P3		*** %				
S2		*** %				
P4		*** %				
S3		*** %				
P5		*** %				
S4		*** %				
P (%)		15.7 - 64.0 %				
S (%)		36.0 - 84.3 %				
P/S比		0.19 - 1.79				
BAND		*** %				
0418	3B180-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
リパーゼ [血清][血漿][臍帯血] lipase 3B180-0000-023-271 3B180-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素法			5 mL	凍結
			D007(6)	24 点	血清	
						1 年
		13 - 55 U/L				
3525	3B180-008		当日報告			遠心
リパーゼ [腹水][胸水][他材料] lipase 3B180-0000-043-271 3B180-0000-042-271 3B180-0000-099-271		他材料				腹水上清
		酵素法				凍結
			D007(6)	24 点		
		*** U/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1202	3B185-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
トリプシン trypsin 3B185-0000-023-001		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D007(49)	189 点	血清	
					0.4 mL	
		100 - 550 ng/mL				3 週
外注						
1208	3B190-001		受託終了		C6	
PSTI(膵分泌性トリプシンインヒビター) pancreatic secretory trypsin inhibitor 3B190-0000-023-006		血液			血液	中止
		IRMA (ビーズ)			6 mL	項目
					血清	
		5.9 - 22.7 ng/mL				
外注						
1206	3B195-001	2004/04/01～	2～3日		C6	遠心
エラスターゼ1(EL-1) elastase 1 3B195-0000-023-062		血液			血液	血清
		LA			6 mL	冷蔵
			D009(8)	120 点	血清	
					0.5 mL	
		300 以下 ng/dL				12 週
外注						
6474	3B222-001		2～3日		C6	遠心
酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ5b(TRACP-5b) tartrate-resistant acid phosphatase 5b 3B222-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D008(25)	156 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
男性		170 - 590				
女性		120 - 420(YAM)				
		mU/dL				
1205	3B290-001		受託終了		C6	
2-5A合成酵素 2-5-oligoadenylate synthetase 3B290-0000-023-001		血液			血液	中止
		RIA (二抗体法)			6 mL	項目
					血清	
		10 - 100 pmol/dL				
外注						
6166	3B325-001	2019/04/01～	1～2日		C6	遠心
アンギオテンシン1転換酵素(ACE) angiotensin 1 converting enzyme 3B325-0000-023-271		血液			血液	血清
		笠原法			6 mL	冷蔵
			D007(39)	136 点	血清	
					0.5 mL	
		7.7 - 29.4 U/L				4 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5488	3B325-002					
アンギオテンシン1転換酵素(ACE) [髄液] angiotensin 1 converting enzyme 3B325-0000-041-271		髄液				髄液
		笠原法				冷蔵
			D007(39)	136 点		
外注		*** U/L				
0478	3B330-001		当日報告		U	遠心
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ) [随時尿] N-acetyl-beta-glucosaminidase 3B330-0000-001-272		随時尿			尿	尿上清
		MPT-NAG			2 mL	冷蔵
			D001(5)	41 点	尿上清	
男性		0.9 - 6.2				
女性		0.7 - 4.9				
		U/L				
7478	3B330-002		当日報告			遠心
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ) [蓄尿] N-acetyl-beta-glucosaminidase 3B330-0000-004-272		蓄尿				蓄尿上清
		MPT-NAG				冷蔵
			D001(5)	41 点		
男性						
酵素活性		0.9 - 6.2 U/L				
一日量		1.9 - 8.7 U/d				
女性						
酵素活性		0.7 - 4.9 U/L				
一日量		1.3 - 4.5 U/d				
0561	3B339-001		2～3日		C6	遠心
ペプシノゲン pepsinogen 3B339-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
					血清	
					0.3 mL	
外注						4 週
ペプシノーゲン1		*** ng/mL				
ペプシノーゲン2		*** ng/mL				
ペプシノーゲン1/2比		***				
判定		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6673	3B503-001		当日または翌日		C5	遠心
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3) [血清][臍帯血] matrix metalloproteinase-3 3B503-0000-023-062 3B503-0000-029-062		血液			血液	血清
		LTIA			5 mL	凍結
			D014(9)	116 点	血清	
						1 年
男性		36.9 - 121.0				
女性		17.3 - 59.7				
		ng/mL				
3613	3B503-003		当日または翌日			遠心
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3) [他材料] matrix metalloproteinase-3 3B503-0000-099-062		他材料				検体上清
		LTIA				凍結

		ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3C. 生化学的検査 - 低分子窒素化合物						
0414	3C010-001		2～3日		U	
クレアチン [随時尿] creatine 3C010-0000-001-000		随時尿			尿	尿
		酵素法			10 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点		
					1.0 mL	

外注		mg/dL				
7414	3C010-002		2～3日			遠心
クレアチン [蓄尿] creatine 3C010-0000-004-000		蓄尿				蓄尿上清
		酵素法				冷蔵
			D007(1)	11 点		

外注						
男性						
濃度		***				
		mg/dL				
1日排泄量		180.0 以下				
		mg/d				
女性						
濃度		***				
		mg/dL				
1日排泄量		330.0 以下				
		mg/d				
0452	3C015-001		当日報告		C5	遠心
クレアチニン [血清][血漿][臍帯血] creatinine 3C015-0000-023-271 3C015-0000-029-271		血液			血液	血清
		ザルコシンオキシダーゼ法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	

男性		0.65 - 1.07				
女性		0.46 - 0.79				
		mg/dL				
0413	3C015-004		当日報告		U	遠心
クレアチニン [随時尿] creatinine 3C015-0000-001-271		随時尿			尿	尿上清
		ザルコシンオキシダーゼ法			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	

		mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7413	3C015-005		当日報告			遠心
クレアチニン [蓄尿] creatinine 3C015-0000-004-271		蓄尿				蓄尿上清
		ザルコシンオキシダーゼ法				冷蔵
			D007(1)	11 点		
濃度		*** mg/dL				
1日排泄量		0.5 - 1.5 g/d				
3513	3C015-010		当日報告			遠心
クレアチニン [腹水][胸水][他材料] creatinine 3C015-0000-043-271 3C015-0000-042-271 3C015-0000-099-271		他材料				腹水上清
		ザルコシンオキシダーゼ法				凍結
			D007(1)	11 点		
			*** mg/dL			
6428	3C016-001		2～3日		C6	遠心
シスタチンC cystatin-C 3C016-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D007(30)	112 点	血清	
				0.3 mL		
						1 週
外注						
男性		0.61 - 1.00				
女性		0.51 - 0.82				
		mg/L				
0410	3C020-001		当日報告		C5	遠心
尿酸(UA) [血清][血漿][臍帯血] uric acid 3C020-0000-023-271 3C020-0000-029-271		血液			血液	血清
		ウリカーゼ・POD法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						長期
男性		3.7 - 7.0				
女性		2.6 - 5.5				
		mg/dL				
0411	3C020-004		当日報告		U	遠心
尿酸(UA) [随時尿] uric acid 3C020-0000-001-271		随時尿			尿	尿上清
		ウリカーゼ・POD法			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	
			*** mg/dL			

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7411	3C020-005		当日報告			遠心
尿酸(UA) [蓄尿] uric acid 3C020-0000-004-271		蓄尿				蓄尿上清
		ウリカーゼ・POD法				冷蔵
		D007(1)	11 点			
濃度		*** mg/dL				
1日排泄量		0.4 - 0.8 g/d				
3514	3C020-010		当日報告			遠心
尿酸(UA) [腹水][胸水][他材料] uric acid 3C020-0000-043-271 3C020-0000-042-271 3C020-0000-099-271		他材料				腹水上清
		ウリカーゼ・POD法				凍結
		D007(1)	11 点			
		*** mg/dL				
0409	3C025-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
尿素窒素(UN) [血清][血漿][臍帯血] urea nitrogen 3C025-0000-023-272 3C025-0000-029-272		血液			血液	血清
		ウレアーゼ・GLDH法			5 mL	凍結
		D007(1)	11 点	血清		
						長期
		8 - 20 mg/dL				
0475	3C025-004		当日報告		U	遠心
尿素窒素(UN) [随時尿] urea nitrogen 3C025-0000-001-272		随時尿			尿	尿上清
		ウレアーゼ・GLDH法			2 mL	冷蔵
		D007(1)	11 点	尿上清		
		*** mg/dL				
7475	3C025-005		当日報告			遠心
尿素窒素(UN) [蓄尿] urea nitrogen 3C025-0000-004-272		蓄尿				蓄尿上清
		ウレアーゼ・GLDH法				冷蔵
		D007(1)	11 点			
濃度		*** mg/dL				
1日排泄量		6.5 - 13.0 g/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3515	3C025-010		当日報告			遠心
尿素窒素(UN) [腹水][胸水][他材料] urea nitrogen 3C025-0000-043-272 3C025-0000-042-272 3C025-0000-099-272		他材料				腹水上清
		ウレアーゼ・GLDH法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** mg/dL				
0456	3C040-001	2022/01/01～	当日報告		A	
アンモニア [血漿][臍帯血] ammonia 3C040-0000-022-272 3C040-0000-029-272		血液			血液	翌日
		酵素法			2 mL	保存不可
			D007(16)	50 点	血漿	
		12 - 66 μg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6163	3C045-001		4～5日		E4	遠心
アミノ酸分画(総) amino acids, fractionation 3C045-0000-022-205		血液			血液	血漿 H-Na
		LC/MS/MS			4 mL	凍結
			D010(4)	1,107 点	血漿	
					0.5 mL	
外注						2 週
タウリン (Tau)		34.5 - 80.6 nmol/mL				
ホスフォエタノールアミン (PEA)		5.0 以下 nmol/mL				
アスパラギン酸 (Asp)		5.7 以下 nmol/mL				
ヒドロキシプロリン (Hyp)		19.7 以下 nmol/mL				
トレオニン (Thr)		89.2 - 241.6 nmol/mL				
セリン (Ser)		78.4 - 200.1 nmol/mL				
アスパラギン (Asn)		37.7 - 78.5 nmol/mL				
グルタミン酸 (Glu)		13.3 - 86.7 nmol/mL				
グルタミン (Gln)		503.4 - 851.4 nmol/mL				
サルコシン (Sarco)		5.0 以下 nmol/mL				
α-アミノアジピン酸 (α-AAA)		5.0 以下 nmol/mL				
プロリン (Pro)		89.8 - 304.7 nmol/mL				
グリシン (Gly)		136.8 - 397.7 nmol/mL				
アラニン (Ala)		253.6 - 601.9 nmol/mL				
シトルリン (Cit)		18.2 - 50.1 nmol/mL				
α-アミノ-n-酪酸 (α-AnBA)		11.2 - 40.1 nmol/mL				
バリン (Val)		162.9 - 351.4 nmol/mL				
シスチン (Cys)		34.9 - 77.7 nmol/mL				
メチオニン (Met)		18.1 - 43.5 nmol/mL				
シスタチオニン (Cystthio)		5.0 以下 nmol/mL				
イソロイシン (Ile)		44.9 - 120.3 nmol/mL				
ロイシン (Leu)		84.4 - 200.2 nmol/mL				
チロシン (Tyr)		46.7 - 103.6 nmol/mL				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
β -アラニン (β -Ala)	8.0 以下 nmol/mL				
フェニルアラニン (Phe)	49.0 - 90.8 nmol/mL				
β -アミノイソ酪酸 (BAIBA)	6.7 以下 nmol/mL				
ホモシスチン (Homocys)	5.0 以下 nmol/mL				
γ -アミノ酪酸 (GABA)	5.0 以下 nmol/mL				
モノエタノールアミン (MEA)	6.7 - 12.2 nmol/mL				
ヒドロキシリジン (Hyl)	5.0 以下 nmol/mL				
オルニチン (Orn)	50.8 - 137.4 nmol/mL				
1-メチルヒスチジン (1-Me-His)	26.5 以下 nmol/mL				
ヒスチジン (His)	68.0 - 116.6 nmol/mL				
リジン (Lys)	138.6 - 294.2 nmol/mL				
3-メチルヒスチジン (3-Me-His)	7.2 以下 nmol/mL				
トリプトファン (Trp)	46.7 - 92.0 nmol/mL				
アンセリン (Ans)	5.0 以下 nmol/mL				
カルノシン (Carno)	5.0 以下 nmol/mL				
アルギニン (Arg)	44.1 - 115.2 nmol/mL				
アロイソロイシン (Allo-Ile)	5.0 以下 nmol/mL				
グリシルプロリン (Gly-Pro)	5.0 以下 nmol/mL				
ホモシトルリン (hCit)	5.0 以下 nmol/mL				
S-スルホシステイン (SSC)	5.0 以下 nmol/mL				
キヌレニン (Kyn)	5.0 以下 nmol/mL				
アルギノコハク酸 (ASA)	5.0 以下 nmol/mL				
Fischer比	2.36 - 4.69				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6164	3C045-002		4～5日		U	
アミノ酸分画(総) [随時尿] amino acids, fractionation 3C045-0000-001-205		随時尿			尿	尿
		LC/MS/MS			10 mL	凍結
			D010(4)	1,107 点	0.5 mL	
						2 週
外注						
タウリン (Tau)		23.3 - 2349 μmol/L				
ホスフォエタノールアミン (PEA)		65.5 以下 μmol/L				
アスパラギン酸 (Asp)		13.8 以下 μmol/L				
ヒドロキシプロリン (Hyp)		20.2 以下 μmol/L				
トレオニン (Thr)		28.7 - 788.8 μmol/L				
セリン (Ser)		56.4 - 1062 μmol/L				
アスパラギン (Asn)		20.6 - 361.8 μmol/L				
グルタミン酸 (Glu)		33.6 以下 μmol/L				
グルタミン (Gln)		57.8 - 1439 μmol/L				
サルコシン (Sarco)		12.7 以下 μmol/L				
α-アミノアジピン酸 (α-AAA)		117.2 以下 μmol/L				
プロリン (Pro)		42.0 以下 μmol/L				
グリシン (Gly)		277.7 - 4443 μmol/L				
アラニン (Ala)		38.4 - 956.7 μmol/L				
シトルリン (Cit)		34.4 以下 μmol/L				
α-アミノ-n-酪酸 (α-AnBA)		33.7 以下 μmol/L				
バリン (Val)		5.1 - 94.4 μmol/L				
シスチン (Cys)		221.8 以下 μmol/L				
メチオニン (Met)		25.1 以下 μmol/L				
シスタチオニン (Cystio)		58.4 以下 μmol/L				
イソロイシン (Ile)		30.9 以下 μmol/L				
ロイシン (Leu)		77.5 以下 μmol/L				
チロシン (Tyr)		10.0 - 263.6 μmol/L				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
β -アラニン (β -Ala)	84.6 以下 $\mu\text{mol/L}$				
フェニルアラニン (Phe)	7.9 - 135.5 $\mu\text{mol/L}$				
β -アミノイソ酪酸 (BAIBA)	7.8 - 3013 $\mu\text{mol/L}$				
ホモシスチン (Homocys)	5.0 以下 $\mu\text{mol/L}$				
γ -アミノ酪酸 (GABA)	5.0 以下 $\mu\text{mol/L}$				
モノエタノールアミン (MEA)	73.6 - 1076 $\mu\text{mol/L}$				
ヒドロキシリジン (Hyl)	46.0 以下 $\mu\text{mol/L}$				
オルニチン (Orn)	76.1 以下 $\mu\text{mol/L}$				
1-メチルヒスチジン (1-Me-His)	23.2 - 1990 $\mu\text{mol/L}$				
ヒスチジン (His)	86.1 - 2375 $\mu\text{mol/L}$				
リジン (Lys)	20.2 - 1500 $\mu\text{mol/L}$				
3-メチルヒスチジン (3-Me-His)	26.2 - 755.8 $\mu\text{mol/L}$				
トリプトファン (Trp)	8.4 - 186.7 $\mu\text{mol/L}$				
アンセリン (Ans)	85.4 以下 $\mu\text{mol/L}$				
カルノシン (Carno)	51.9 以下 $\mu\text{mol/L}$				
アルギニン (Arg)	77.4 以下 $\mu\text{mol/L}$				
アロイソロイシン (Allo-Ile)	5.0 以下 $\mu\text{mol/L}$				
グリシルプロリン (Gly-Pro)	32.8 以下 $\mu\text{mol/L}$				
ホモシトルリン (hCit)	43.0 以下 $\mu\text{mol/L}$				
S-スルホシステイン (SSC)	27.0 以下 $\mu\text{mol/L}$				
キノレニン (Kyn)	16.9 以下 $\mu\text{mol/L}$				
アルギニノコハク酸 (ASA)	22.8 以下 $\mu\text{mol/L}$				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6165	3C045-003		4～5日			
アミノ酸分画(総) [蓄尿] amino acids, fractionation 3C045-0000-004-205		蓄尿				蓄尿
		LC/MS/MS				凍結
			D010(4)	1,107 点		
						2 週
外注						
タウリン (Tau)		*** μ mol/d				
ホスフォエタノールアミン (PEA)		*** μ mol/d				
アスパラギン酸 (Asp)		*** μ mol/d				
ヒドロキシプロリン (Hyp)		*** μ mol/d				
トレオニン (Thr)		*** μ mol/d				
セリン (Ser)		*** μ mol/d				
アスパラギン (Asn)		*** μ mol/d				
グルタミン酸 (Glu)		*** μ mol/d				
グルタミン (Gln)		*** μ mol/d				
サルコシン (Sarco)		*** μ mol/d				
α-アミノアジピン酸 (α-AAA)		*** μ mol/d				
プロリン (Pro)		*** μ mol/d				
グリシン (Gly)		*** μ mol/d				
アラニン (Ala)		*** μ mol/d				
シトルリン (Cit)		*** μ mol/d				
α-アミノ-n-酪酸 (α-AnBA)		*** μ mol/d				
バリン (Val)		*** μ mol/d				
シスチン (Cys)		*** μ mol/d				
メチオニン (Met)		*** μ mol/d				
シスタチオニン (Cysthio)		*** μ mol/d				
イソロイシン (Ile)		*** μ mol/d				
ロイシン (Leu)		*** μ mol/d				
チロシン (Tyr)		*** μ mol/d				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
β -アラニン (β -Ala)	*** $\mu\text{mol/d}$				
フェニルアラニン (Phe)	*** $\mu\text{mol/d}$				
β -アミノイソ酪酸 (BAIBA)	*** $\mu\text{mol/d}$				
ホモシスチン (Homocys)	*** $\mu\text{mol/d}$				
γ -アミノ酪酸 (GABA)	*** $\mu\text{mol/d}$				
モノエタノールアミン (MEA)	*** $\mu\text{mol/d}$				
ヒドロキシリジン (Hyl)	*** $\mu\text{mol/d}$				
オルニチン (Orn)	*** $\mu\text{mol/d}$				
1-メチルヒスチジン (1-Me-His)	*** $\mu\text{mol/d}$				
ヒスチジン (His)	*** $\mu\text{mol/d}$				
リジン (Lys)	*** $\mu\text{mol/d}$				
3-メチルヒスチジン (3-Me-His)	*** $\mu\text{mol/d}$				
トリプトファン (Trp)	*** $\mu\text{mol/d}$				
アンセリン (Ans)	*** $\mu\text{mol/d}$				
カルノシン (Carno)	*** $\mu\text{mol/d}$				
アルギニン (Arg)	*** $\mu\text{mol/d}$				
アロイソロイシン (Allo-Ile)	*** $\mu\text{mol/d}$				
グリシルプロリン (Gly-Pro)	*** $\mu\text{mol/d}$				
ホモシトルリン (hCit)	*** $\mu\text{mol/d}$				
S-スルホシステイン (SSC)	*** $\mu\text{mol/d}$				
キノレニン (Kyn)	*** $\mu\text{mol/d}$				
アルギニノコハク酸 (ASA)	*** $\mu\text{mol/d}$				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6209	3C047-001		2～3日		C6	遠心
総分岐鎖アミノ酸/チロシン モル比 branched-chain amino acids/tyrosine ratio 3C047-0000-023-000		血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	凍結
			D010(5)	283 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
BCAA/TYR RATIO		4.41 - 10.05				
BCAA		344 - 713 μmol/L				
TYR		51 - 98 μmol/L				
6421	3C070-001	2015/04/01～	3～4日		P5	遠心
総ホモシステイン homocysteine, total 3C070-0000-022-210		血液			血液	血漿 E-2Na
		LC/MS/MS			5 mL	冷蔵
					血漿	
			D010(4)	279 点	0.3 mL	
外注		5 - 15 nmol/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3D. 生化学的検査 - 糖質および関連物質						
0443	3D010-001		当日報告		N	遠心
グルコース [血漿] glucose 3D010-0000-019-262		血液			血液	血漿 NaF
		GOD酵素電極			2 mL	凍結
			D007(1)	11 点	全血	
		65 - 105 mg/dL				
0506	3D010-002	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
グルコース [血清][血漿][臍帯血] glucose 3D010-0000-023-272 3D010-0000-029-272		血液			血液	血清
		酵素法 (HK)			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		73 - 109 mg/dL				
3523	3D010-009		当日報告			遠心
グルコース [腹水][胸水][他材料] glucose 3D010-0000-043-272 3D010-0000-042-272 3D010-0000-099-272		他材料				腹水上清
		酵素法 (HK)				凍結
				D007(1)	11 点	
		*** mg/dL				
0474	3D035-001		当日報告		N	
グリコヘモグロビン分画 hemoglobin, glycated, fractionation 3D035-0000-019-204		血液			血液	全血 NaF
		HPLC			2 mL	冷蔵
			D005(9)	49 点	全血	
ヘモグロビンA1c (NGSP)		4.9 - 6.0 %				
ヘモグロビンF		*** %				
6079	3D055-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
グリコアルブミン [血清][臍帯血] albumin, glycated 3D055-0000-023-271 3D055-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素法			5 mL	凍結-80℃
			D007(17)	55 点	血清	
		11 - 16 %				
6211	3D080-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
ヒアルロン酸 hyaluronate 3D080-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D007(46)	179 点	血清	
						0.3 mL
外注		50.0 以下 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4676	3D080-003					
ヒアルロン酸 [腹水] hyaluronate 3D080-0000-043-062	3D080-0000-043-062	腹水				腹水
		ラテックス凝集比濁法				冷蔵
			D007(46)	179 点		
		*** ng/mL				
外注						
4776	3D080-002					
ヒアルロン酸 [胸水] hyaluronate 3D080-0000-042-062	3D080-0000-042-062	胸水				胸水
		ラテックス凝集比濁法				冷蔵
			D007(46)	179 点		
		*** ng/mL				
外注						
0562	3D085-001		1～2日		C6	遠心
1,5アンヒドログルシトール(1,5AG) 1,5-anhydroglucitol 3D085-0000-023-000	3D085-0000-023-000	血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	冷蔵
			D007(21)	80 点	血清	
					0.4 mL	
		14.0 以上 μg/mL				4 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3E. 生化学的検査 - 有機酸						
6138	3E010-001	2019/04/01～	2～3日		ア	遠心
乳酸 lactate 3E010-0000-031-000		血液			血液	除蛋白上清
		酵素法			1 mL	凍結
			D007(13)	47 点	除蛋白液混合上清	
					0.5 mL	
			3.7 - 16.3 mg/dL			
外注						
6167	3E015-001	2019/04/01～	2～3日		ア	遠心
ピルビン酸 pyruvate 3E015-0000-031-000		血液			血液	除蛋白上清
		酵素法			1 mL	凍結
			D007(13)	47 点	除蛋白液混合上清	
					0.5 mL	
			0.30 - 0.90 mg/dL			
外注						
6195	3E045-001		2～3日		C6	遠心
ケトン体分画 ketone bodies, fractionation 3E045-0000-023-000		血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	凍結
			D007(19)	59 点	血清	
						4 週
外注						
アセト酢酸		13 - 69 μmol/L				
3-ヒドロキシ酪酸		76 以下 μmol/L				
総ケトン体		26 - 122 μmol/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3F. 生化学的検査 - 脂質および関連物質						
0425	3F015-001		当日報告		C5	遠心
トリグリセリド(TG) [血清][血漿][臍帯血] triglyceride 3F015-0000-023-271 3F015-0000-029-271		血液			血液	血清
		グリセロール消去法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						長期
男性		40 - 149				
女性		30 - 149				
		mg/dL				
3519	3F015-008		当日報告			遠心
トリグリセリド(TG) [腹水][胸水][他材料] triglyceride 3F015-0000-043-271 3F015-0000-042-271 3F015-0000-099-271		他材料				腹水上清
		グリセロール消去法				凍結
			D007(1)	11 点		

		mg/dL				
0464	3F025-001	2019/04/01～	1～2日		C6	遠心
リン脂質 phospholipid 3F025-0000-023-000		血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	冷蔵
			D007(2)	15 点	血清	
					0.5 mL	
						1 週
外注		150 - 280 mg/dL				
0470	3F035-001	2008/04/01～	受託終了		C6	
遊離脂肪酸(NEFA) non-esterified fatty acids 3F035-0000-023-272		血液			血液	中止
		酵素-UV法			6 mL	項目
					血清	
外注		140 - 850 μEq/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6181	3F040-001		4～5日		E4	遠心
脂肪酸4分画 fatty acid, 4-fractionation 3F040-0000-022-210	血液 LC/MS/MS				血液	血漿 H-Na
					4 mL	凍結
			D010(7)	393 点	血漿	
					0.5 mL	
外注						
ジホモγリノレン酸 (20:3)		23 - 72 μg/mL				
アラキドン酸 (20:4)		142 - 307 μg/mL				
エイコサペンタエン酸 (20:5)		12 - 112 μg/mL				
ドコサヘキサエン酸 (22:6)		51 - 185 μg/mL				
EPA/AA比		0.06 - 0.44				
DHA/AA		0.25 - 0.81				
(EPA+DHA)/AA		0.30 - 1.11				
0463	3F050-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
コレステロール(TC) [血清][血漿][臍帯血] cholesterol, total 3F050-0000-023-271 3F050-0000-029-271	血液 コレステロールオキシダーゼ法				血液	血清
					5 mL	凍結
			D007(3)	17 点	血清	
						長期
		142 - 248 mg/dL				
3516	3F050-008		当日報告			遠心
コレステロール(TC) [腹水][胸水][他材料] cholesterol, total 3F050-0000-043-271 3F050-0000-042-271 3F050-0000-099-271	他材料 コレステロールオキシダーゼ法					腹水上清
						凍結
			D007(3)	17 点		
		*** mg/dL				
0427	3F065-001	2019/04/01～	1～2日		C6	遠心
遊離型コレステロール cholesterol, non-esterified 3F065-0000-023-000	血液 酵素法				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	血清	
					0.5 mL	
						1 週
外注		34 - 66 mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0468	3F070-001		当日または翌日		C5	遠心
HDL-コレステロール(HDL-C) [血清][臍帯血] HDL-cholesterol 3F070-0000-023-271 3F070-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素法 (阻害法)			5 mL	凍結
			D007(3)	17 点	血清	
						長期
男性		40 - 90				
女性		48 - 103				
		mg/dL				
3517	3F070-003		当日または翌日			遠心
HDL-コレステロール(HDL-C) [腹水][胸水][他材料] HDL-cholesterol 3F070-0000-043-271 3F070-0000-042-271 3F070-0000-099-271		他材料				腹水上清
		酵素法 (阻害法)				凍結
			D007(3)	17 点		

		mg/dL				
0510	3F077-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
LDL-コレステロール [血清][臍帯血] LDL-cholesterol 3F077-0000-023-271 3F077-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素法			5 mL	凍結
			D007(4)	18 点	血清	
		65 - 139				長期
		mg/dL				
3518	3F077-003		当日または翌日			遠心
LDL-コレステロール [腹水][胸水][他材料] LDL-cholesterol 3F077-0000-043-271 3F077-0000-042-271 3F077-0000-099-271		他材料				腹水上清
		酵素法				凍結
			D007(4)	18 点		

6213	3F078-001	2015/04/01～	2～3日		C6	遠心
レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLPコレステロール) remnant like particles-cholesterol 3F078-0000-023-000		血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	冷蔵
			D007(44)	174 点	血清	凍結不可
					0.4 mL	
		7.5 以下				5 日
外注		mg/dL				
0483	3F110-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
胆汁酸(総胆汁酸) [血清][臍帯血] bile acids 3F110-0000-023-271 3F110-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素サイクリング法			5 mL	凍結
			D007(13)	47 点	血清	
		10 以下				3 年
		μ mol/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3522	3F110-003		当日または翌日			遠心
胆汁酸(総胆汁酸) [腹水][胸水][他材料] bile acids 3F110-0000-043-271 3F110-0000-042-271 3F110-0000-099-271		他材料				腹水上清
		酵素サイクリング法				凍結
			D007(13)	47 点		
		*** μ mol/L				
0428	3F130-001		受託終了			
β - リポ蛋白 beta-lipoprotein 3F130-0000-023-061		血液				中止
		TIA				項目
		242 - 590 mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6140	3F135-001		2～3日		C6	遠心
リポ蛋白分画 lipoprotein fractionation[agarose gel electrophoresis] 3F135-0000-023-233		血液			血液	血清
		アガロースゲル電気泳動			6 mL	冷蔵
			D007(15)	49 点	血清	凍結不可
					0.3 mL	
						4 日
外注						
男性						
α リポ蛋白		26.9 - 50.5 %				
pre-β リポ蛋白		7.9 - 23.8 %				
β リポ蛋白		35.3 - 55.5 %				
pre-β + β		*** %				
OTHER		*** %				
BAND		*** %				
TAILING		*** %				
塗布点		*** %				
アルブミン		*** %				
女性						
α リポ蛋白		32.6 - 52.5 %				
pre-β リポ蛋白		6.6 - 20.8 %				
β リポ蛋白		33.6 - 52.0 %				
pre-β + β		*** %				
OTHER		*** %				
BAND		*** %				
TAILING		*** %				
塗布点		*** %				
アルブミン		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6141	3F140-001		受託終了		C6	遠心
リポ蛋白分画精密測定 lipoprotein fractionation[PAGE] 3F140-0000-023-235		血液 PAGE			血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D007(21)	80 点	血清	凍結不可
					0.5 mL	
外注						
男性						
HDL		22 - 50 %				
LDL		44 - 69 %				
VLDL		5 - 20 %				
MIDBAND		*** %				
BAND		*** %				
女性						
HDL		26 - 53 %				
LDL		42 - 65 %				
VLDL		4 - 17 %				
MIDBAND		*** %				
BAND		*** %				
6212	3F156-001	2017/04/01～	2～4日		C6	遠心
リポ蛋白(a)(Lp(a)) lipoprotein(a) 3F156-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D007(27)	107 点	血清	
					0.5 mL	
外注		30.0 以下 mg/dL				2 週
6215	3F160-001		4～8日		E4	遠心
リポ蛋白リパーゼ(LPL) lipoprotein lipase 3F160-0000-022-000		血液			血液	血漿 H-Na
		ELISA			4 mL	凍結
			D007(53)	219 点	血漿	
					0.3 mL	
外注		164 - 284 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6188	3F170-001		受託終了		C6	
LCAT(レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ)		血液			血液	中止
lecithin cholesterol acyltransferase			D007(20)	70 点	6 mL	項目
3F170-0000-023-000					血清	
外注						
男性		67.3 - 108.2				
女性		53.3 - 95.5				
		U (nmol/mL/hr/37°C)				
6495	3F180-001		1～2日		C6	遠心
アポ蛋白A- I		血液			血液	血清
apolipoprotein A-1		TIA			6 mL	冷蔵
3F180-0000-023-061			D007(10)	31 点	血清	
			D007(10)	62 点	0.5 mL	
外注						2～3 日
男性		119 - 155				
女性		126 - 165				
		mg/dL				
6496	3F185-001		1～2日		C6	遠心
アポ蛋白A- II		血液			血液	血清
apolipoprotein A-2		TIA			6 mL	冷蔵
3F185-0000-023-061			D007(10)	31 点	血清	
			D007(10)	62 点	0.5 mL	
外注						2～3 日
男性		25.9 - 35.7				
女性		24.6 - 33.3				
		mg/dL				
6497	3F190-001		1～2日		C6	遠心
アポ蛋白B		血液			血液	血清
apolipoprotein B		TIA			6 mL	冷蔵
3F190-0000-023-061			D007(10)	31 点	血清	
			D007(10)	62 点	0.5 mL	
外注						2～3 日
男性		73 - 109				
女性		66 - 101				
		mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6498	3F195-001		1～2日		C6	遠心
アポ蛋白C-II apolipoprotein C-2 3F195-0000-023-061		血液			血液	血清
		TIA			6 mL	冷蔵
					血清	
			D007(10)	31 点	0.5 mL	
			D007(10)	62 点		2～3 日
外注						
男性		1.8 - 4.6				
女性		1.5 - 3.8				
		mg/dL				
6499	3F200-001		1～2日		C6	遠心
アポ蛋白C-III apolipoprotein C-3 3F200-0000-023-061		血液			血液	血清
		TIA			6 mL	冷蔵
					血清	
			D007(10)	31 点	0.5 mL	
			D007(10)	62 点		2～3 日
外注						
男性		5.8 - 10.0				
女性		5.4 - 9.0				
		mg/dL				
6500	3F205-001		1～2日		C6	遠心
アポ蛋白E apolipoprotein E 3F205-0000-023-061		血液			血液	血清
		TIA			6 mL	冷蔵
					血清	
			D007(10)	31 点	0.5 mL	
			D007(10)	62 点		2～3 日
外注						
男性		2.7 - 4.3				
女性		2.8 - 4.6				
		mg/dL				
6591	3F250-001		2～4日		C6	遠心
肺サーファクタント蛋白A(SP-A) pulmonary surfactant protein A 3F250-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D007(35)	130 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		43.8 未満 ng/mL				
6411	3F253-001	2024/04/01～	2～3日		C6	遠心
肺サーファクタント蛋白D(SP-D) pulmonary surfactant protein D 3F253-0000-023-052		血液			血液	血清
		LA			6 mL	凍結
			D007(39)	136 点	血清	
					0.3 mL	
外注		110 未満 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3G. 生化学的検査 - ビタミンおよび関連物質						
6185	3G025-001	2024/05/01～	3～5日		コ	
ビタミンB1(チアミン)		血液			血液	全血 E-2Na
vitamin B1		LC/MS			2 mL	凍結
3G025-0000-019-210			D007(56)	239 点	血液	
					1.0 mL	遮光
						20 日
外注		26 - 58 ng/mL				
6186	3G030-001	2015/04/01～	3～4日		コ	
ビタミンB2(リボフラビン)		血液			血液	全血 E-2Na
vitamin B2		HPLC			2 mL	凍結
3G030-0000-019-204			D007(55)	235 点	血液	
					1.0 mL	遮光
						20 日
外注		128 - 276 ng/mL				
1328	3G040-001	2025/04/01～	1～3日		C6	遠心
ビタミンB12		血液			血液	血清
vitamin B12		CLEIA			6 mL	冷蔵
3G040-0000-023-051			D007(39)	136 点	血清	
					0.6 mL	
						14 日
外注		180 - 914 pg/mL				
6194	3G055-001		2～3日		C6	遠心
カルニチン分画		血液			血液	血清
carnitines, fractionation		酵素サイクリング法			6 mL	冷蔵
3G055-0000-023-271			D007(23)	95 点	血清	
					0.5 mL	
			D007(23)	95 点		
外注						
総カルニチン		45 - 91 μmol/L				
遊離カルニチン		36 - 74 μmol/L				
アシルカルニチン		6 - 23 μmol/L				
6187	3G060-001		検査中止			
ビタミンC(アスコルビン酸)		血液				中止
vitamin C(L-ascorbic acid)						項目
3G060-0000-023-000			D007(60)	296 点		
外注		5.5 - 16.8 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1077	3G070-001		2～3日		C6	遠心
25-ヒドロキシビタミンD(total) 25-hydroxy vitamin D(total) 3G065-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D007(31)	117 点	血清	
					0.5 mL	
						8 週
外注						
ビタミンD欠乏判定のカットオフ		20 ng/mL				
1075	3G070-002		3～6日		C6	遠心
1,25-ジヒドロキシビタミンD3 1,25-dihydroxy vitamin D3 3G070-0000-023-001		血液			血液	血清
		RIA (二抗体法)			6 mL	凍結
			D007(63)	388 点	血清	
					1.0 mL	
		20 - 60 pg/mL				
外注						
1324	3G105-001	2025/04/01～	1～3日		C6	遠心
葉酸(FA) folic acid 3G105-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D007(41)	146 点	血清	
					0.6 mL	
		4.0 以上 ng/mL				14 日
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3H. 生化学的検査 - 電解質・血液ガス						
0487	3H010-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
ナトリウム(Na) [血清][血漿][臍帯血] sodium 3H010-0000-023-261 3H010-0000-029-261		血液			血液	血清
		イオン選択電極			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
			138 - 145 mmol/L			
0435	3H010-004	2022/01/01～	当日報告		U	遠心
ナトリウム(Na) [随時尿] sodium 3H010-0000-001-261		随時尿			尿	尿上清
		イオン選択電極			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	
			*** mmol/L			
7435	3H010-005		当日報告			遠心
ナトリウム(Na) [蓄尿] sodium 3H010-0000-004-261		蓄尿				蓄尿上清
		イオン選択電極				冷蔵
			D007(1)	11 点		
濃度		*** mmol/L				
1日排泄量 (g/d)		*** g/d				
1日排泄量 (mmol/d)		70 - 250 mmol/d				
5487	3H010-010	2022/01/01～	当日報告			遠心
ナトリウム(Na) [髄液] sodium 3H010-0000-041-261		髄液				髄液上清
		イオン選択電極				冷蔵
			D007(1)	11 点		
			*** mmol/L			
3526	3H010-011	2022/01/01～	当日報告			遠心
ナトリウム(Na) [腹水][胸水][他材料] sodium 3H010-0000-043-261 3H010-0000-042-261 3H010-0000-099-261		他材料				腹水上清
		イオン選択電極				凍結
			*** mmol/L	D007(1)	11 点	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0433	3H015-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
カリウム(K) [血清][血漿][臍帯血] potassium 3H015-0000-023-261 3H015-0000-029-261		血液			血液	血清
		イオン選択電極			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		3.6 - 4.8 mmol/L				1 年
0436	3H015-004	2022/01/01～	当日報告		U	遠心
カリウム(K) [随時尿] potassium 3H015-0000-001-261		随時尿			尿	尿上清
		イオン選択電極			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	
		*** mmol/L				
7436	3H015-005		当日報告			遠心
カリウム(K) [蓄尿] potassium 3H015-0000-004-261		蓄尿				蓄尿上清
		イオン選択電極				冷蔵
			D007(1)	11 点		
濃度	*** mmol/L					
1日排泄量 (g/d)	*** g/d					
1日排泄量 (mmol/d)	25 - 100 mmol/d					
5433	3H015-010	2022/01/01～	当日報告			遠心
カリウム(K) [髄液] potassium 3H015-0000-041-261		髄液				髄液上清
		イオン選択電極				冷蔵
			D007(1)	11 点		
		*** mmol/L				
3527	3H015-011	2022/01/01～	当日報告			遠心
カリウム(K) [腹水][胸水][他材料] potassium 3H015-0000-043-261 3H015-0000-042-261 3H015-0000-099-261		他材料				腹水上清
		イオン選択電極				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** mmol/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0434	3H020-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
クロール(Cl) [血清][血漿][臍帯血] chloride 3H020-0000-023-261 3H020-0000-029-261		血液			血液	血清
		イオン選択電極			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		101 - 108 mmol/L				1 年
0437	3H020-004	2022/01/01～	当日報告		U	遠心
クロール(Cl) [随時尿] chloride 3H020-0000-001-261		随時尿			尿	尿上清
		イオン選択電極			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点		
		*** mmol/L				
7437	3H020-005		当日報告			遠心
クロール(Cl) [蓄尿] chloride 3H020-0000-004-261		蓄尿				蓄尿上清
		イオン選択電極				冷蔵
			D007(1)	11 点		
濃度		*** mmol/L				
1日排泄量 (g/d)		2.5 - 8.9 g/d				
1日排泄量 (mmol/d)		70 - 250 mmol/d				
5434	3H020-010	2022/01/01～	当日報告			遠心
クロール(Cl) [髄液] chloride 3H020-0000-041-261		髄液				髄液上清
		イオン選択電極				冷蔵
			D007(1)	11 点		
		120 - 125 mmol/L				
3528	3H020-011	2022/01/01～	当日報告			遠心
クロール(Cl) [腹水][胸水][他材料] chloride 3H020-0000-043-261 3H020-0000-042-261 3H020-0000-099-261		他材料				腹水上清
		イオン選択電極				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** mmol/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0489	3H025-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
マグネシウム(Mg) [血清][血漿][臍帯血] magnesium 3H025-0000-023-272 3H025-0000-029-272		血液			血液	血清
		酵素法 (グルコキナーゼ・G6PDH法)			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		1.8 - 2.4 mg/dL				
0479	3H025-004		当日報告		U	遠心
マグネシウム(Mg) [随時尿] magnesium 3H025-0000-001-272		随時尿			尿	尿上清
		酵素法 (グルコキナーゼ・G6PDH法)			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	
		*** mg/dL				
7479	3H025-005		当日報告			遠心
マグネシウム(Mg) [蓄尿] magnesium 3H025-0000-004-272		蓄尿				蓄尿上清
		酵素法 (グルコキナーゼ・G6PDH法)				冷蔵
			D007(1)	11 点		
濃度	*** mg/dL					
1日排泄量	0.02 - 0.16 g/d					
3529	3H025-010		当日報告			遠心
マグネシウム(Mg) [腹水][胸水][他材料] magnesium 3H025-0000-043-272 3H025-0000-042-272 3H025-0000-099-272		他材料				腹水上清
		酵素法 (グルコキナーゼ・G6PDH法)				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** mg/dL				
0448	3H030-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
カルシウム(Ca) [血清][血漿][臍帯血] calcium 3H030-0000-023-271 3H030-0000-029-271		血液			血液	血清
		アルセナゾⅢ法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		8.8 - 10.1 mg/dL				長期
0450	3H030-004		当日報告		U	遠心
カルシウム(Ca) [随時尿] calcium 3H030-0000-001-271		随時尿			尿	尿上清
		G3-α-CNP法			2 mL	冷蔵
			D007(1)	11 点	尿上清	
		*** mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7450	3H030-005		当日報告			遠心
カルシウム (Ca) [蓄尿] calcium 3H030-0000-004-271		蓄尿				蓄尿上清
		G3-α-CNP法				冷蔵
		D007(1)	11 点			
濃度		*** mg/dL				
1日排泄量		0.10 - 0.20 g/d				
3530	3H030-010		当日報告			遠心
カルシウム (Ca) [腹水][胸水][他材料] calcium 3H030-0000-043-271 3H030-0000-042-271 3H030-0000-099-271		他材料				腹水上清
		アルセナゾⅢ法				凍結
		D007(1)	11 点			
		*** mg/dL				
1360	3H035-001		5～8日		C6	遠心
イオン化カルシウム calcium, ionized 3H035-0000-023-261		血液			血液	血清
		イオン選択電極			6 mL	凍結
		D007(7)	26 点	血清		
				1.0 mL		
外注						
イオン化カルシウム (当量)		2.41 - 2.72 mEq/L				
イオン化カルシウム (濃度)		1.21 - 1.36 mmol/L				
0449	3H040-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
無機リン (IP) [血清][血漿][臍帯血] inorganic phosphate 3H040-0000-023-272 3H040-0000-029-272		血液			血液	血清
		酵素法			5 mL	凍結
		D007(3)	17 点	血清		
					長期	
		2.7 - 4.6 mg/dL				
0451	3H040-004		当日報告		U	遠心
無機リン (IP) [随時尿] inorganic phosphate 3H040-0000-001-272		随時尿			尿	尿上清
		酵素法			2 mL	冷蔵
		D007(3)	17 点	尿上清		
		*** mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7451	3H040-005		当日報告			遠心
無機リン(IP) [蓄尿] inorganic phosphate 3H040-0000-004-272		蓄尿				蓄尿上清
		酵素法				冷蔵
			D007(3)	17 点		
濃度		*** mg/dL				
1日排泄量		0.40 - 0.80 g/d				
3531	3H040-010		当日報告			遠心
無機リン(IP) [腹水][胸水][他材料] inorganic phosphate 3H040-0000-043-272 3H040-0000-042-272 3H040-0000-099-272		他材料				腹水上清
		酵素法				凍結
			D007(3)	17 点		
			*** mg/dL			
0420	3H045-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
浸透圧 osmotic pressure 3H045-0000-023-902		血液			血液	血清
		氷点降下法			6 mL	冷蔵
			D005(3)	15 点	血清	
					1.0 mL	
						4 週
外注		275 - 290 mOsm/Kg・H2O				
0485	3H045-002	2015/11/27～	当日報告		U	遠心
浸透圧 [随時尿] osmotic pressure 3H045-0000-001-902		随時尿			尿	尿上清
		氷点降下法			2 mL	冷蔵
			D001(3)	16 点	尿上清	
	50 - 1300 mOsm/Kg・H2O					
7485	3H045-003	2015/11/27～	当日報告			遠心
浸透圧 [蓄尿] osmotic pressure 3H045-0000-004-902		蓄尿				蓄尿上清
		氷点降下法				冷蔵
			D001(3)	16 点		
	50 - 1300 mOsm/Kg・H2O					

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0961	3H080-001		当日報告		ガ	
血液ガス [動脈血] blood gas analysis 3H080-0000-020-270		動脈血			動脈血	翌日
		電位差測定			3 mL	保存不可
		電流測定	D007(36)	131 点		
		電導度測定				
pH		7.350 - 7.450				
二酸化炭素分圧 (pCO2)		35.0 - 45.0 mmHg				
酸素分圧 (pO2)		80.0 - 100.0 mmHg				
重炭酸イオン (HCO3- act)		22.0 - 26.0 mmol/L				
スタンダード・バイカーボネート (HCO3- std)		22.0 - 26.0 mmol/L				
base excess (BE)		-2.0 ~ 2.0 mmol/L				
細胞外液base excess [BE(ecf)]		-2.0 ~ 2.0 mmol/L				
総二酸化炭素量 (TCO2) (ctCO2)		24.0 - 30.0 mmol/L				
男性						
ヘマトクリット (Hct)		39 - 50 %				
女性						
ヘマトクリット (Hct)		35 - 46 %				
男性						
ヘモグロビン (tHb)		13.0 - 17.0 g/dL				
女性						
ヘモグロビン (tHb)		12.0 - 15.0 g/dL				
酸素飽和度 (SO2)		92.0 - 98.5 %				
酸化ヘモグロビン (O2Hb)		94.0 - 97.0 %				
カルボキシヘモグロビン (COHb)		0.5 - 1.5 %				
メトヘモグロビン (MetHb)		0.0 - 1.5 %				
還元ヘモグロビン (HHb)		0.0 - 5.0 %				
総ビリルビン, 成人		0.2 - 1.0 mg/dL				
総ビリルビン, 新生児 (0~1日)		2.0 - 6.0 mg/dL				
総ビリルビン, 新生児 (2~2日)		6.0 - 10.0 mg/dL				
総ビリルビン, 新生児 (3~5日)		4.0 - 8.0 mg/dL				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
新生児ビリルビン (nBil)	*** mg/dL				
ヘモグロビン酸素容量 (BO2)	16.0 - 24.0 mL/dL				
動脈血酸素含量 [ctO2(a)]	15.0 - 23.0 mL/dL				
Na+	135.0 - 148.0 mmol/L				
K+	3.50 - 5.30 mmol/L				
Cl-	98 - 106 mmol/L				
Mg2+	1.09 - 1.45 mmol/L				
Mg2+, pH補正(7.4)	*** mmol/L				
Ca2+	1.13 - 1.32 mmol/L				
Ca2+, pH補正(7.4)	*** mmol/L				
Ca2+/Mg2+比	***				
アニオンギャップ (AnGap)	10.0 - 18.0 mmol/L				
浸透圧	275 - 295 mOsm/Kg・H2O				
グルコース	70 - 109 mg/dL				
乳酸 (濃度)	4.5 - 18.0 mg/dL				
乳酸 (モル濃度)	0.5 - 2.0 mmol/L				
男性					
クレアチニン	0.7 - 1.3 mg/dL				
女性					
クレアチニン	0.6 - 1.1 mg/dL				
尿素窒素	7 - 18 mg/dL				
大気圧 (BP, Baro) (pAtm)	*** mmHg				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0982	3H080-002		当日報告			
血液ガス [静脈血] blood gas analysis 3H080-0000-019-270		静脈血				翌日
		電位差測定				保存不可
		電流測定	D007(36)	131 点		
		電導度測定				
pH		***				
二酸化炭素分圧 (pCO2)		*** mmHg				
酸素分圧 (pO2)		*** mmHg				
重炭酸イオン (HCO3- act)		*** mmol/L				
スタンダード・バイカーボネート (HCO3- std)		*** mmol/L				
base excess (BE)		*** mmol/L				
細胞外液base excess [BE(ecf)]		*** mmol/L				
総二酸化炭素量 (TCO2) (ctCO2)		*** mmol/L				
ヘマトクリット (Hct)		*** %				
ヘモグロビン (tHb)		*** g/dL				
酸素飽和度 (SO2)		*** %				
酸化ヘモグロビン (O2Hb)		*** %				
カルボキシヘモグロビン (COHb)		*** %				
メトヘモグロビン (MetHb)		*** %				
還元ヘモグロビン (HHb)		*** %				
総ビリルビン, 成人		*** mg/dL				
総ビリルビン, 新生児 (0～1日)		*** mg/dL				
総ビリルビン, 新生児 (2～2日)		*** mg/dL				
総ビリルビン, 新生児 (3～5日)		*** mg/dL				
新生児ビリルビン (nBil)		*** mg/dL				
ヘモグロビン酸素容量 (BO2)		*** mL/dL				
動脈血酸素含量 [ctO2(a)]		*** mL/dL				
Na+		*** mmol/L				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
K+	*** mmol/L				
Cl-	*** mmol/L				
Mg2+	*** mmol/L				
Mg2+, pH補正(7.4)	*** mmol/L				
Ca2+	*** mmol/L				
Ca2+, pH補正(7.4)	*** mmol/L				
Ca2+/Mg2+比	***				
アニオンギャップ (AnGap)	*** mmol/L				
浸透圧	*** mOsm/Kg・H2O				
グルコース	*** mg/dL				
乳酸 (濃度)	*** mg/dL				
乳酸 (モル濃度)	*** mmol/L				
クレアチニン	*** mg/dL				
尿素窒素	*** mg/dL				
大気圧 (BP, Baro) (pAtm)	*** mmHg				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3I. 生化学的検査 - 生体微量元素						
0438	3I010-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
鉄(Fe) [血清][臍帯血] iron 3I010-0000-023-271 3I010-0000-029-271		血液			血液	血清
		キレート結合法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
		40 - 188 μg/dL				6 月
3532	3I010-008		当日または翌日			遠心
鉄(Fe) [腹水][胸水][他材料] iron 3I010-0000-043-271 3I010-0000-042-271 3I010-0000-099-271		他材料				腹水上清
		キレート結合法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** μg/dL				
0490	3I020-001		当日または翌日		C5	遠心
不飽和鉄結合能(UIBC) [血清][臍帯血] unsaturated iron binding capacity 3I020-0000-023-271 3I020-0000-029-271 男性 女性		血液			血液	血清
		キレート結合法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						6 月
		170 - 250				
		180 - 270				
		μg/dL				
3533	3I020-008		当日または翌日			遠心
不飽和鉄結合能(UIBC) [腹水][胸水][他材料] unsaturated iron binding capacity 3I020-0000-043-271 3I020-0000-042-271 3I020-0000-099-271		他材料				腹水上清
		キレート結合法				凍結
			D007(1)	11 点		
		*** μg/dL				
0439	3I025-001	2019/04/01～	1～2日		C6	遠心
銅(Cu) copper 3I025-0000-023-000		血液			血液	血清
		比色法			6 mL	冷蔵
			D007(5)	23 点	血清	
					0.4 mL	
		70 - 132 μg/dL				
外注						
6329	3I025-002	2015/07/01～	2～4日		U	
銅(Cu) [随時尿] copper 3I025-0000-001-274		随時尿			尿	尿
		FAAS			10 mL	冷蔵
			D007(5)	23 点		
					5.0 mL	
		18 以下 μg/L				4 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6328	3I025-003	2015/07/01～	2～4日			
銅(Cu) [蓄尿] copper 3I025-0000-004-274		蓄尿				蓄尿
		FAAS				冷蔵
			D007(5)	23 点		
		13 以下 μg/d				4 週
外注						
0512	3I030-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
亜鉛(Zn) [血清][臍帯血] zinc 3I030-0000-023-271 3I030-0000-029-271		血液			血液	血清
		直接法			5 mL	凍結
			D007(37)	132 点	血清	
		80 - 130 μg/dL				1 月
3611	3I030-003		当日または翌日			遠心
亜鉛(Zn) [他材料] zinc 3I030-0000-099-271		他材料				検体上清
		直接法				凍結
			D007(37)	132 点		
		*** μg/dL				
6130	3I035-001		3～4日		X3	遠心
セレン selenium 3I035-0000-023-299		血液			血液	金属用血清
		ICP-MS			3 mL	冷蔵
			D007(40)	144 点	血清	開封禁止
					0.5 mL	
		10.0 - 16.0 μg/dL				
外注						
6157	3I040-001		7～13日		U	
総ヨード [随時尿] iodine, total 3I040-0000-001-000		随時尿			尿	尿
		比色法			10 mL	凍結
			D001(16)	186 点		
					1.0 mL	
外注						
ヨウ素濃度		*** μg/L				
クレアチニン補正值		*** μg/g・Cr				
一日排泄量		*** μg/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3J. 生化学的検査 - 生体色素関連物質						
0422	3J010-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
総ビリルビン(TB) [血清][血漿][臍帯血] bilirubins, total 3J010-0000-023-271 3J010-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素法			5 mL	凍結
			D007(1)	11 点	血清	
						遮光
			0.4 - 1.5 mg/dL			
3511	3J010-008		当日報告			遠心
総ビリルビン(TB) [腹水][胸水][他材料] bilirubins, total 3J010-0000-043-271 3J010-0000-042-271 3J010-0000-099-271		他材料				腹水上清
		酵素法				凍結
						遮光
			D007(1)	11 点		
			*** mg/dL			
0423	3J015-001	2016/01/20～	当日報告		C5	遠心
直接ビリルビン(DB) [血清][血漿][臍帯血] bilirubin, conjugated 3J015-0000-023-271 3J015-0000-029-271		血液			血液	血清
		酵素法 (ビリルビンオキシダーゼ)			5 mL	凍結-80℃
			D007(1)	11 点	血清	
						遮光
			0.2 以下 mg/dL			
3512	3J015-008		当日報告			遠心
直接ビリルビン(DB) [腹水][胸水][他材料] bilirubin, conjugated 3J015-0000-043-271 3J015-0000-042-271 3J015-0000-099-271		他材料				腹水上清
		酵素法 (ビリルビンオキシダーゼ)				凍結-80℃
						-80℃
						遮光
			*** mg/dL	D007(1)	11 点	
6476	3J040-001		5～10日		E5	
コプロポルフィリン coproporphyrin 3J040-0000-019-204		血液			血液	全血 H-Na
		HPLC			5 mL	冷蔵
			D007(52)	210 点	全血	
					1.5 mL	遮光
			1 以下 μg/dL赤血球			
6477	3J040-002		3～6日		テ	
コプロポルフィリン [随時尿] coproporphyrin 3J040-1352-001-204		随時尿			尿	尿
		HPLC			5 mL	冷蔵
			D001(14)	131 点		
					3.0 mL	遮光
			170 以下 μg/g・Cr			
外注						
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6478	3J040-003		3～6日			
コプロポルフィリン [蓄尿] coproporphyrin 3J040-1352-004-204		蓄尿				蓄尿
		HPLC				冷蔵
		D001(14)	131 点			
						遮光 1 週
外注		170 以下 μg/g・Cr				
6479	3J050-001		3～6日		テ	
ウロポルフィリン [随時尿] uroporphyrin 3J050-0000-001-204		随時尿			尿	尿
		HPLC			5 mL	冷蔵
		D001(10)	105 点			
					3.0 mL	遮光 2 週
外注		36 以下 μg/g・Cr				
6480	3J050-002		3～6日			
ウロポルフィリン [蓄尿] uroporphyrin 3J050-0000-004-204		蓄尿				蓄尿
		HPLC				冷蔵
		D001(10)	105 点			
						遮光 2 週
外注		36 以下 μg/g・Cr				
6481	3J055-001		4～10日		E5	
プロトポルフィリン [蓄尿] protoporphyrin 3J055-0000-019-204		血液			血液	全血 H-Na
		HPLC			5 mL	冷蔵
		D007(58)	272 点		全血	
					1.0 mL	遮光 3 週
外注		30 - 86 μg/dL赤血球				
6446	3J065-001		7～13日		テ	
ポルフォビリノーゲン [随時尿] porphobilinogen 3J065-0000-001-271		随時尿			尿	尿
		比色法 (Mauzerall-Granick変法)			5 mL	冷蔵
		D001(16)	186 点			
					3.0 mL	遮光 10 日
外注		*** mg/L				
6416	3J065-002		7～13日			
ポルフォビリノーゲン [蓄尿] porphobilinogen 3J065-0000-004-271		蓄尿				蓄尿
		比色法 (Mauzerall-Granick変法)				冷蔵
		D001(16)	186 点			
						遮光 10 日
外注		2.0 以下 mg/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6419	3J075-001	2015/04/01～	4～5日		テ	
δ-アミノレブリン酸(ALA) [随時尿] delta-aminolevulinic acid 3J075-0000-001-204		随時尿			尿	尿
		HPLC			5 mL	冷蔵
			D001(11)	106 点		
					1.0 mL	遮光 4 週
		2.2 以下 mg/L				
外注						
6420	3J075-002	2015/04/01～	4～5日			
δ-アミノレブリン酸(ALA) [蓄尿] delta-aminolevulinic acid 3J075-0000-004-204		蓄尿				蓄尿
		HPLC				冷蔵
			D001(11)	106 点		
						遮光 4 週
		2.2 以下 mg/L				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3L. 生化学的検査 - 薬物						
7104	3L115-001		当日または翌日		C5	遠心
カルバマゼピン carbamazepine 3L115-0000-023-062		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	血清	
						7 日
有効治療域		4.0 - 12.0 μg/mL				
7110	3L125-001		3～4日		C5	遠心
クロナゼパム clonazepam 3L125-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
				0.5 mL		
外注						
有効治療域		10.0 - 70.0 ng/mL				
7142	3L130-001		3～5日		C5	遠心
ジアゼパム diazepam 3L130-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
				0.5 mL		
外注						
有効治療域		*** ng/mL				
中毒濃度		1000.0 以上 ng/mL				
7108	3L135-001		2～3日		C5	遠心
エトサクシミド ethosuximide 3L135-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
				0.5 mL		
外注						
有効治療域		40 - 100 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7111	3L145-001		3～4日		C5	遠心
クロバザム clobazam 3L145-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域(トラフ) クロバザム		30 - 300 ng/mL				
有効治療域(トラフ) デスメチルクロバザム		300 - 3000 ng/mL				
7140	3L165-001		3～4日		C5	遠心
ニトラゼパム nitrazepam 3L165-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域		20.0 - 100.0 ng/mL				
7106	3L175-001		当日または翌日		C5	遠心
フェノバルビタール phenobarbital 3L175-0000-023-062		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	冷蔵
					血清	
			B001(2)	470 点		7 日
有効治療域		10.0 - 40.0 μg/mL				
7103	3L185-001		当日または翌日		C5	遠心
フェニトイン phenytoin 3L185-0000-023-062		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	冷蔵
					血清	
			B001(2)	470 点		4 日
有効治療域		10.0 - 20.0 μg/mL				
7107	3L190-001		2～3日		C5	遠心
プリミドン primidone 3L190-0000-023-024		血液			血液	血清
		EMIT			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域		5.0 - 12.0 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7105	3L195-001		当日または翌日		C5	遠心
バルプロ酸 valproic acid 3L195-0000-023-062		血液			血液	血清
		HEIA			5 mL	冷蔵
					血清	
		B001(2)	470 点			
					7 日	
有効治療域		50.0 - 100.0 μg/mL				
7109	3L210-001		2～3日		C5	遠心
ゾニサミド zonisamide 3L210-0000-023-062		血液			血液	血清
		LA			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点	0.5 mL		
外注						
有効治療域(トラフ)		10.0 - 30.0 μg/mL				
7143	3L215-001		3～5日		C5	遠心
ガバペンチン gabapentin 3L215-0000-023-000		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点	0.5 mL		
外注						
有効治療域		*** μg/mL				
7145	3L220-001		3～4日		C5	遠心
ラモトリギン lamotrigine 3L220-0000-023-000		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点	0.5 mL		
外注						
有効治療域(トラフ)		2.5 - 15 μg/mL				
7144	3L225-001		3～4日		C5	遠心
トピラマート topiramate 3L225-0000-023-000		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点	0.5 mL		
外注						
有効治療域(トラフ)		5 - 20 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7146	3L230-001		3～4日		C5	遠心
レベチラセタム levetiracetam 3L230-0000-023-000		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域(トラフ)		12 - 46 μg/mL				
7165	3L235-001		3～5日		C5	遠心
スチリペントール stiripentol 3L235-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域		*** μg/mL				
7157	3L245-001		3～4日		C5	遠心
ペランパネル perampanel 3L245-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	1 月
外注						
有効治療域		*** ng/mL				
7158	3L248-001		3～4日		C5	遠心
ラコサミド lacosamide 3L248-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域		*** μg/mL				
7132	3L300-001		2～3日		C5	遠心
ハロペリドール haloperidol 3L300-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域		3.0 - 17.0 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7173	3L304-001		3～4日		C5	遠心
クロザピン [LC-MS/MS] clozapine 3L304-0000-023-205		血液			血液	血清
		LC/MS			5 mL	冷蔵
					血清	
			B001(2)	470 点	0.3 mL	
外注						
有効治療域 クロザピン		*** ng/mL				
有効治療域 N-デスメチルクロザピン		*** ng/mL				
7154	3L304-002		受託終了			
クロザピン [UPLC-MS/MS] clozapine 3L304-0000-023-000		血液				中止
		UPLC-MS/MS				項目
有効治療域		350 - 500 ng/mL				
7131	3L320-001		当日または翌日		C5	遠心
リチウム(Li) lithium 3L320-0000-023-271		血液			血液	血清
		比色定量法			5 mL	冷蔵
					血清	
			B001(2)	470 点		
						7 日
有効治療域		0.3 - 1.2 mmol/L				
中毒濃度		2.0 以上 mmol/L				
7133	3L321-001		受託終了			
三環系抗うつ剤 tricyclic antidepressant drug 3L/3M-0000-023-041		血液				中止
		FPIA				項目
有効治療域		*** ng/mL				
7121	3L760-001		受託終了			
ジギトキシン digitoxin 3L760-0000-023-041		血液				中止
		FPIA				項目
有効治療域		15 - 25 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7119	3L765-001		当日または翌日		C5	遠心
ジゴキシン digoxin 3L765-0000-023-000		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点			
					1～2 週	
有効治療域		0.5 - 1.5 ng/mL				
女性						
有効治療域 胎児不整脈の治療で妊婦に使用時		1.5 - 2.0 ng/mL				
7120	3L765-002		当日または翌日		C5	遠心
ジゴキシン急速飽和 digoxin 3L765-0000-023-000		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点			
					1～2 週	
有効治療域		0.5 - 1.5 ng/mL				
女性						
有効治療域 胎児不整脈の治療で妊婦に使用時		1.5 - 2.0 ng/mL				
7128	3L800-001		3～4日		C5	遠心
アミオダロン amiodarone 3L800-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点	0.5 mL		
外注						
有効治療域 アミオダロン		500 - 2000 ng/mL				
有効治療域 モノデスエチルアミオダロン		*** ng/mL				
7155	3L801-001		3～6日		E4	遠心
ソタロール sotalol 3L801-0000-022-210		血液			血液	血漿 H-Na
		LC/MS/MS			4 mL	凍結
					血漿	
		B001(2)	470 点	0.5 mL		
外注						
有効治療域		*** μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7149	3L802-001		3～4日		E4	遠心
ベプリジル bepridil 3L802-0000-022-210		血液			血液	血漿 H-Na
		LC/MS/MS			4 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血漿	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域		*** ng/mL				
7124	3L865-001		2～3日		C5	遠心
ジソピラミド disopyramide 3L865-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域		2.0 - 5.0 μg/mL				
7122	3L875-001		受託終了			
リドカイン lidocaine 3L875-0000-023-000		血液				中止
		EIA				項目
外注						
有効治療域		1.2 - 5 μg/mL				
7126	3L880-001		検査中止			
メキシレチン mexiletine 3L880-0000-023-204		血液				中止
		HPLC				項目
外注						
有効治療域		0.5 - 2 μg/mL				
7125	3L890-001		検査中止			
プロカインアミド procainamide 3L890-0000-023-000		血液				中止
		EIA				項目
外注						
有効治療域		4 - 10 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7127	3L896-001		3～4日		C5	遠心
ピルシカイニド pilsicainide 3L896-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域		0.20 - 0.90 μg/mL				
7123	3L900-001		受託終了			
キニジン quinidine 3L900-0000-023-000		血液				中止
		KIMS				項目
外注						
有効治療域		2 - 6 μg/mL				
7141	3L905-001		3～4日		C5	遠心
フレカイニド flecainide 3L905-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域		200 - 1000 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3M. 生化学的検査 - 薬物						
7129	3M070-001		当日または翌日		C5	遠心
テオフィリン theophylline 3M070-0000-023-062		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	冷蔵
					血清	
		B001(2)	470 点			
					7 日	
有効治療域		5.0 - 20.0 μg/mL				
7134	3M205-001		検査中止			
サリチル酸 salicylic acid 3M205-0000-023-204		血液				中止
		HPLC				項目
外注						
有効治療域		150 - 250 μg/mL				
7112	3M530-001		当日または翌日		C5	遠心
バンコマイシン(VCM) vancomycin 3M530-0000-023-062		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	冷蔵
					血清	
		B001(2)	470 点			
					14 日	
有効治療域		10.0 - 20.0 μg/mL				
7113	3M532-001		当日または翌日		C5	遠心
テイコプラニン(TEIC) teicoplanin 3M532-0000-023-062		血液			血液	血清
		LA			5 mL	冷蔵
					血清	
		B001(2)	470 点			
					7 日	
有効治療域		15.0 - 40.0 μg/mL				
7115	3M601-001		当日または翌日		C5	遠心
アミカシン(AMK) amikacin 3M601-0000-023-000		血液			血液	血清
		KIMS			5 mL	凍結
					血清	
		B001(2)	470 点			
					4 週	
有効治療域(トラフ)		4.0 未満 μg/mL				
有効治療域(ピーク)		41.0 - 60.0 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7117	3M602-001		当日または翌日		C5	遠心
トブラマイシン(TOB) tobramycin 3M602-0000-023-025		血液			血液	血清
		HEIA			5 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	血清	
						3 日
有効治療域(トラフ)		1.00 未満 μg/mL				
有効治療域(ピーク)		8.00 - 20.00 μg/mL				
7116	3M606-001		当日または翌日		C5	遠心
ゲンタマイシン(GM) gentamicin 3M606-0000-023-025		血液			血液	血清
		HEIA			5 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	血清	
						6 週
有効治療域(トラフ) 1日1回投与法		1.0 未満 μg/mL				
有効治療域(ピーク) 1日1回投与法		8.0 - 20.0 μg/mL				
有効治療域(トラフ) グラム陽性球菌感染性心内膜炎に他剤と併用時		1.0 未満 μg/mL				
有効治療域(ピーク) グラム陽性球菌感染性心内膜炎に他剤と併用時		3.0 - 5.0 μg/mL				
7114	3M613-001		2～3日		C5	遠心
アルベカシン arbekacin 3M613-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			5 mL	凍結
			B001(2)	470 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
有効治療域(トラフ)		1 - 2 未満 μg/mL				
有効治療域(ピーク)		15 - 20 μg/mL				
7118	3M614-001		受託終了			
イセパマイシン isepamicin 3L/3M-0000-023-041		血液				中止
		FPIA				項目
有効治療域(トラフ)		10 未満 μg/mL				
有効治療域(ピーク)		35 未満 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7136	3M698-001		3～4日		C5	遠心
ポリコナゾール voriconazole 3M698-0000-023-204		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域(トラフ)		1 - 2 以上 μg/mL				
7135	3M699-001		2～5日		C5	遠心
イトラコナゾール itraconazole 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域 イトラコナゾール		*** ng/mL				
有効治療域 ヒドロキシイトラコナゾール		*** ng/mL				
7167	3M699-002		1ヶ月		C5	遠心
ポサコナゾール posaconazole 3L/3M-0000-023-210		血液			血液	血清
		UPLC-MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** μg/mL				
7170	3M990-009		2～5日		C5	遠心
ガンシクロビル / イトラコナゾール ganciclovir / itraconazole 3L/3M-0000-023-210		血液			血液	血清
		UPLC-MS/MS			5 mL	冷蔵
					血清	
有効治療域 ガンシクロビル		*** ng/mL				
有効治療域 イトラコナゾール		*** ng/mL				
有効治療域 ヒドロキシイトラコナゾール		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7174	3M699-003		2～5日		C5	遠心
イサブコナゾール isavuconazole 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** μg/mL				
7130	3M725-001		当日または翌日		C5	遠心
メトトレキサート(MTX) methotrexate 3M725-0000-023-025		血液			血液	血清
		HEIA			5 mL	冷蔵
					血清	
			B001(2)	470 点		
						7 日
有効治療域 24hr		10.00 未満 μmol/L				
有効治療域 48hr		1.00 未満 μmol/L				
有効治療域 72hr		0.10 未満 μmol/L				
7147	3M750-001		3～6日		C5	遠心
イマチニブ imatinib 3M750-0000-023-210		血液			血液	血清
		LC/MS/MS			5 mL	凍結
					血清	
			B001(2)	470 点	0.5 mL	
外注						
有効治療域		*** ng/mL				
7176	3M750-002		2～5日		C5	遠心
イブルチニブ ibrutinib 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** ng/mL				
7171	3M751-001		1ヶ月		C5	遠心
ベネトクラクス venetoclax 3L/3M-0000-023-210		血液			血液	血清
		UPLC-MS/MS			5 mL	冷蔵
					血清	
有効治療域		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7175	3M751-002		2～5日		C5	遠心
ルキソリチニブ ruxolitinib 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** ng/mL				
7102	3M805-001		当日または翌日		D2	
シクロスポリン ciclosporin 3M805-0000-019-000		血液			血液	全血 E-2K
		ECLIA			2 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	全血	
						7 日
有効治療域(トラフ)		350 未満 ng/mL				
有効治療域(ピーク)		600 - 1200 ng/mL				
7101	3M810-001		当日または翌日		D2	
タクロリムス tacrolimus 3M810-0000-019-053		血液			血液	全血 E-2K
		ECLIA			2 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	全血	
						7 日
有効治療域		20.0 未満 ng/mL				
7138	3M814-001		当日報告		D2	
シロリムス sirolimus 3M814-0000-019-205		血液			血液	全血 E-2K
		LC/MS/MS			2 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	全血	
					0.5 mL	
外注		*** ng/mL				
有効治療域						
7139	3M815-001		受託終了		A	
エベロリムス(アフィニトール) (算定不可) everolimus 3M815-0000-019-062		血液			血液	中止
		LTIA			2 mL	項目
					全血	
有効治療域		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7148	3M815-002		当日または翌日		D2	
エベロリムス(サーティカン) (算定可) everolimus 3M815-0000-019-053		血液			血液	全血 E-2K
		ECLIA			2 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	全血	
						7 日
有効治療域		3.0 - 8.0 ng/mL				
7151	3M815-003		当日または翌日		D2	
エベロリムス(アフィニートール) (算定可) everolimus 3M815-0000-019-053		血液			血液	全血 E-2K
		ECLIA			2 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	全血	
						7 日
有効治療域(トラフ)		5.0 - 15.0 ng/mL				
7137	3M816-001		当日または翌日		C5	遠心
ミコフェノール酸 mycophenolate 3M818-0000-023-000		血液			血液	血清
		酵素法			5 mL	冷蔵
			B001(2)	470 点	血清	
						96 時間
有効治療域(トラフ)		1.0 - 3.0 μg/mL				
AUC(0-12)		30 - 60 μg・hr/mL				
7152	3M820-001		受託終了			遠心
インフリキシマブ (消化器内科) Infliximab 3M820-0000-023-000		血液				血清
		ELISA				凍結
有効治療域		2 超 μg/mL				
7159	3M820-002		受託終了			遠心
インフリキシマブ(後続1) (消化器内科) Infliximab(biosimilar) 3M820-0000-023-000		血液				血清
		ELISA				凍結
有効治療域		2 超 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7160	3M820-003		受託終了			遠心
インフリキシマブ(レミケード) Infliximab(REMICADE) 3M820-0000-023-000		血液				血清
		UPLC-MS/MS				凍結
有効治療域		1 超 μg/mL				
7161	3M820-004		受託終了			遠心
インフリキシマブ(後続1) Infliximab(biosimilar) 3M820-0000-023-000		血液				血清
		UPLC-MS/MS				凍結
有効治療域		1 超 μg/mL				
7153	3M990-001		受託終了			遠心
アダリムマブ [ELISA] adalimumab 3L/3M-0000-023-000		血液				血清
		ELISA				凍結
有効治療域		*** μg/mL				
7164	3M990-002		受託終了			遠心
アダリムマブ adalimumab 3L/3M-0000-023-000		血液				血清
		UPLC-MS/MS				凍結
有効治療域		*** μg/mL				
7162	3M990-003		受託終了			遠心
ゴリムマブ golimumab 3L/3M-0000-023-023		血液				血清
		ELISA				凍結
有効治療域		*** μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7163	3M990-004		受託終了			遠心
トシリズマブ tocilizumab 3L/3M-0000-023-210		血液				血清
		UPLC-MS/MS				凍結
有効治療域		*** μg/mL				
7166	3M990-005		受託終了			遠心
エタネルセプト etanercept 3L/3M-0000-023-210		血液				血清
		UPLC-MS/MS				凍結
有効治療域		*** μg/mL				
7168	3M990-006		受託終了			遠心
ウステキヌマブ (消化器内科) ustekinumab 3L/3M-0000-023-210		血液				血清
		UPLC-MS/MS				凍結
有効治療域		*** μg/mL				
7179	3M990-007		1ヶ月		B2	
リバーロキサバン ribaroxaban 3L/3M-0000-019-210		血液			血液	全血 C-Na
		UPLC-MS/MS			2 mL	冷蔵
					全血	
有効治療域		*** ng/mL				
7172	3M990-008		1ヶ月		B2	
エドキサバン edoxaban 3L/3M-0000-019-210		血液			血液	全血 C-Na
		UPLC-MS/MS			2 mL	冷蔵
					全血	
有効治療域		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7170	3M990-009		2～5日		C5	遠心
ガンシクロビル / イトラコナゾール ganciclovir / itraconazole 3L/3M-0000-023-210		血液			血液	血清
		UPLC-MS/MS			5 mL	冷蔵
					血清	
有効治療域 ガンシクロビル		*** ng/mL				
7177	3M990-010		2～5日		C5	遠心
ガンシクロビル ganciclovir 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** ng/mL				
7178	3M990-011		2～5日		C5	遠心
レテルモビル letermovir 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** ng/mL				
7180	3M990-012		2～5日		C5	遠心
ベルモスジル belumosudil 3L/3M-0000-023-204		血液			血液	血清
		HPLC			5 mL	冷蔵
					血清	
					0.1 mL	
有効治療域		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3Z. 生化学的検査 - その他						
6473	3Z040-001		6～7日		E4	
エタノール ethanol 3Z040-0000-019-202 外注		血液			血液	全血 H-Na
		GC			4 mL	凍結
			D007(26)	105 点	血液	
					1.0 mL	
			0.1 未満 mg/mL			
6444	3Z050-001		4～10日		C6	遠心
イヌリン inulin 外注		血液			血液	血清
		酵素法			6 mL	冷蔵
			D007(33)	120 点	血清	凍結不可
					0.7 mL	
			*** mg/dL			
6445	3Z050-002		4～10日		U	
イヌリン [随時尿] inulin 3Z050-0000-001-000 外注		随時尿			尿	尿
		酵素法			10 mL	冷蔵
			D007(33)	120 点		凍結不可
					0.7 mL	
			*** mg/dL			
6189	3Z065-001		5～7日		W	
結石分析 calculus 外注		結石			結石	結石
		KBr Wafer法			10 mg	室温
			D010(2)	117 点		
					10.0 mg	
			*** %			

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4. 内分泌学的検査						
4A. 内分泌学的検査 - 視床下部・下垂体ホルモン						
1100	4A010-001		当日または翌日		C6	遠心
GH(成長ホルモン) [血清] growth hormone 4A010-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(12)	105 点	血清	
						60 日
男性		4.40 以下				
女性		7.65 以下				
		ng/mL				
3848	4A010-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
GH(成長ホルモン) [他材料] growth hormone 4A010-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(12)	105 点		
*** ng/mL						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1102	4A015-001		3～5日		C6	遠心
ソマトメジンC(IGF-1)		血液			血液	血清
somatomedin-C		ECLIA			6 mL	凍結
4A015-0000-023-006			D008(42)	212 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注						
男性						
0歳		11 - 149				
1歳		14 - 148				
2歳		18 - 154				
3歳		24 - 164				
4歳		32 - 176				
5歳		44 - 193				
6歳		55 - 215				
7歳		63 - 247				
8歳		72 - 292				
9歳		84 - 350				
10歳		99 - 423				
11歳		113 - 499				
12歳		125 - 557				
13歳		133 - 579				
14歳		138 - 570				
15歳		141 - 552				
16歳		142 - 543				
17歳		142 - 540				
18歳		142 - 526				
19歳		143 - 501				
20歳		142 - 470				
21歳		139 - 436				
22歳		135 - 405				
23歳		131 - 379				
24歳		128 - 356				
25歳		125 - 337				
26歳		119 - 329				
27歳		116 - 322				
28歳		114 - 315				
29歳		111 - 309				
30歳		109 - 303				
31歳		107 - 297				
32歳		105 - 292				
33歳		103 - 287				
34歳		102 - 283				
35歳		100 - 279				
36歳		99 - 275				
37歳		97 - 272				
38歳		96 - 269				
39歳		95 - 266				
40歳		94 - 263				
41歳		94 - 261				
42歳		93 - 259				
43歳		92 - 257				
44歳		92 - 255				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
45歳	91 - 253				
46歳	90 - 250				
47歳	90 - 250				
48歳	89 - 248				
49歳	88 - 246				
50歳	87 - 245				
51歳	87 - 243				
52歳	86 - 242				
53歳	85 - 240				
54歳	84 - 239				
55歳	84 - 238				
56歳	83 - 237				
57歳	82 - 236				
58歳	81 - 235				
59歳	80 - 233				
60歳	79 - 232				
61歳	77 - 230				
62歳	76 - 228				
63歳	75 - 226				
64歳	73 - 224				
65歳	72 - 221				
66歳	70 - 219				
67歳	68 - 216				
68歳	66 - 213				
69歳	65 - 209				
70歳	63 - 206				
71歳	61 - 202				
72歳	58 - 198				
73歳	56 - 194				
74歳	54 - 190				
75歳	52 - 185				
76歳	50 - 181				
77歳	48 - 177				
78歳	45 - 172				
79歳	43 - 167				
80歳以上	41 - 163				

女性	検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0歳		15 - 154				
1歳		23 - 186				
2歳		32 - 213				
3歳		40 - 227				
4歳		48 - 238				
5歳		56 - 252				
6歳		69 - 287				
7歳		89 - 357				
8歳		111 - 438				
9歳		133 - 517				
10歳		155 - 588				
11歳		175 - 638				
12歳		188 - 654				
13歳		193 - 643				
14歳		193 - 625				
15歳		192 - 614				
16歳		192 - 611				
17歳		191 - 599				
18歳		188 - 574				
19歳		182 - 539				
20歳		175 - 499				
21歳		168 - 459				
22歳		161 - 425				
23歳		155 - 397				
24歳		151 - 375				
25歳		147 - 358				
26歳		146 - 336				
27歳		141 - 328				
28歳		137 - 320				
29歳		133 - 312				
30歳		129 - 304				
31歳		126 - 297				
32歳		122 - 290				
33歳		119 - 283				
34歳		115 - 277				
35歳		112 - 271				
36歳		109 - 265				
37歳		106 - 260				
38歳		103 - 254				
39歳		100 - 250				
40歳		98 - 245				
41歳		95 - 240				
42歳		93 - 236				
43歳		90 - 233				
44歳		88 - 229				
45歳		87 - 226				
46歳		85 - 224				
47歳		83 - 221				
48歳		82 - 219				
49歳		81 - 218				
50歳		80 - 216				
51歳		79 - 215				
52歳		78 - 213				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
53歳	77 - 212				
54歳	76 - 211				
55歳	75 - 210				
56歳	74 - 208				
57歳	73 - 207				
58歳	72 - 205				
59歳	71 - 203				
60歳	70 - 201				
61歳	69 - 198				
62歳	68 - 196				
63歳	66 - 194				
64歳	65 - 191				
65歳	64 - 188				
66歳	62 - 186				
67歳	61 - 183				
68歳	60 - 180				
69歳	59 - 177				
70歳	57 - 175				
71歳	56 - 172				
72歳	55 - 170				
73歳	54 - 167				
74歳	53 - 165				
75歳	52 - 163				
76歳	50 - 160				
77歳	49 - 158				
78歳	48 - 155				
79歳	44 - 152				
80歳以上	43 - 149 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1104	4A017-001		受託終了		C6	
IGF結合蛋白-3(IGFBP-3) insulin-like growth factor-binding protein-3 4A017-0000-023-001		血液			血液	中止
		RIA (二抗体法)			6 mL	項目
			D008(50)	280 点	血清	
外注						
男性						
0歳		0.91 - 2.12				
1 - 2歳		1.02 - 2.50				
3 - 4歳		1.25 - 2.56				
5 - 6歳		1.50 - 2.98				
7 - 8歳		1.76 - 3.62				
9 - 10歳		1.99 - 3.41				
11 - 12歳		2.01 - 4.31				
13 - 14歳		2.69 - 4.16				
15 - 16歳		2.55 - 4.59				
17 - 19歳		2.62 - 3.51				
20歳以上		1.90 - 3.89				
女性						
0歳		0.83 - 2.24				
1 - 2歳		1.33 - 2.19				
3 - 4歳		1.41 - 3.25				
5 - 6歳		1.66 - 2.91				
7 - 8歳		1.90 - 3.20				
9 - 10歳		1.86 - 4.70				
11 - 12歳		2.30 - 4.39				
13 - 14歳		2.62 - 4.96				
15 - 16歳		2.47 - 4.52				
17 - 19歳		2.44 - 5.20				
20歳以上		1.99 - 3.20				
		μg/mL				
1120	4A020-001		当日または翌日		C6	遠心
プロラクチン [血清] prolactin 4A020-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(6)	98 点	血清	
						60 日
男性		3.0 - 17.3				
女性		1.6 - 21.9				
		ng/mL				
3846	4A020-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
プロラクチン [他材料] prolactin 4A020-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(6)	98 点		

		ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1110	4A025-001		2～3日		P5	冷却遠心
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)		血液			血液	血漿 E-2Na
adrenocorticotrophic hormone		ECLIA			5 mL	凍結
4A025-0000-022-053			D008(37)	184 点	血漿	
					0.3 mL	
						10 週
外注						
早朝安静時		7.2 - 63.3 pg/mL				
1150	4A030-001		当日または翌日		C6	遠心
LH(黄体形成ホルモン)		血液			血液	血清
[血清]		CLEIA			6 mL	凍結
luteinizing hormone			D008(12)	105 点	血清	
4A030-0000-023-052						
						60 日
男性						
男性		0.5 - 7.8				
女性						
成人卵胞期		1.1 - 12.1				
成人排卵期		2.0 - 39.7				
成人黄体期		0.7 - 21.6				
成人閉経後		8.4 - 67.7 mIU/mL				
3866	4A030-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
LH(黄体形成ホルモン)		他材料				検体上清
[他材料]		CLEIA				凍結
luteinizing hormone						
4A030-0000-099-052			D008(12)	105 点		

		mIU/mL				
1160	4A035-001		当日または翌日		C6	遠心
FSH(卵胞刺激ホルモン)		血液			血液	血清
[血清]		CLEIA			6 mL	凍結
follicle-stimulating hormone			D008(12)	105 点	血清	
4A035-0000-023-052						
						60 日
男性						
男性		1.3 - 17.0				
女性						
成人卵胞期		2.6 - 11.9				
成人排卵期		2.8 - 15.6				
成人黄体期		1.4 - 9.6				
成人閉経後		13.3 - 157.1 mIU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3867	4A035-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
FSH(卵胞刺激ホルモン) [他材料] follicle-stimulating hormone 4A035-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(12)	105 点		
		*** mIU/mL				
1040	4A055-001	2023/08/23～	当日または翌日		C6	遠心
TSH(甲状腺刺激ホルモン) [血清] thyroid-stimulating hormone 4A055-0000-023-052		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D008(6)	98 点	血清	
		0.500 - 5.000 μIU/mL				24 月
3860	4A055-003	2023/08/23～	当日または翌日			遠心
TSH(甲状腺刺激ホルモン) [他材料] thyroid-stimulating hormone 4A055-0000-099-052		他材料				検体上清
		ECLIA				凍結
			D008(6)	98 点		
		*** μIU/mL				
1156	4A070-001		4～7日		P5	冷却遠心
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH)) arginine vasopressin 4A070-0000-022-001		血液			血液	血漿 E-2Na
		RIA (二抗体法)			5 mL	凍結
			D008(47)	224 点	血漿	
					1.2 mL	
外注						
水制限		4.0 以下 pg/mL				
自由飲水		2.8 以下 pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4B. 内分泌学的検査 - 甲状腺ホルモンおよび結合蛋白						
1020	4B010-001	2021/03/10～	2～3日		C6	遠心
T3(トリヨードサイロニン) [血清] triiodothyronine 4B010-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D008(7)	99 点	血清	
					0.3 mL	
外注		0.80 - 1.60 ng/mL				12 週
1021	4B015-001	2023/08/23～	当日または翌日		C6	遠心
FT3(遊離トリヨードサイロニン) [血清] free triiodothyronine 4B015-0000-023-052		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D008(14)	121 点	血清	
		2.33 - 4.00 pg/mL				30 日
3862	4B015-003	2023/08/23～	当日または翌日			遠心
FT3(遊離トリヨードサイロニン) [他材料] free triiodothyronine 4B015-0000-099-052		他材料				検体上清
		ECLIA				凍結
			D008(14)	121 点		
		*** pg/mL				
1000	4B025-001	2005/04/18～	受託終了		C6	
T3摂取率(トリヨードサイロニン摂取率) triiodothyronine uptake 4B025-0000-023-051		血液			血液	中止
		CLIA			6 mL	項目
					血清	
外注		24.4 - 34.5 %				
1010	4B030-001	2021/03/10～	2～3日		C6	遠心
T4(サイロキシン) [血清] thyroxine 4B030-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D008(11)	105 点	血清	
					0.4 mL	
外注		6.10 - 12.40 μg/dL				12 週
1011	4B035-001	2023/08/23～	当日または翌日		C6	遠心
FT4(遊離サイロキシン) [血清] free thyroxine 4B035-0000-023-052		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D008(14)	121 点	血清	
		0.88 - 1.62 ng/dL				30 日

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3861	4B035-003	2023/08/23～	当日または翌日			遠心
FT4(遊離サイロキシン) [他材料] free thyroxine 4B035-0000-099-052		他材料				検体上清
		ECLIA				凍結
			D008(14)	121 点		
		*** ng/dL				
1003	4B040-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
サイログロブリン [血清] thyroglobulin 4B040-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(16)	128 点	血清	
		2.0 - 37.7 ng/mL				60 日

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3865	4B040-003	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
サイログロブリン [他材料] thyroglobulin 4B040-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(16)	128 点		
		*** ng/mL				
1001	4B045-001	2020/07/01～	2～5日		C6	遠心
TBG(サイロキシン結合グロブリン) thyroxine-binding globulin 4B045-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(18)	130 点	血清	
					0.3 mL	
		14 - 31 μg/mL				2 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4C. 内分泌学的検査 - 副甲状腺ホルモン						
1081	4C025-001	2017/03/27～	2～3日		C6	遠心
PTH-I(PTH-intact)		血液			血液	血清
parathyroid hormone, intact		ECLIA			6 mL	冷蔵
4C025-0000-023-053			D008(29)	161 点	血清	
					0.5 mL	
		10 - 65				5 日
外注		pg/mL				
1083	4C034-001		4～7日		M	冷却遠心
PTH関連ペプチド-I		血液			血液	血漿 Ap
parathyroid hormone-related protein, intact		IRMA (ビーズ)			3 mL	凍結
4C034-0000-022-006			D008(38)	186 点	血漿	
					0.5 mL	
		1.1 未満				4 月
外注		pmol/L				
1071	4C035-001		3～5日		C6	遠心
カルシトニン		血液			血液	血清
calcitonin		ECLIA			6 mL	凍結
4C035-0000-023-053			D008(18)	130 点	血清	
					0.3 mL	
						24 月
外注						
男性		5.15 以下				
女性		3.91 以下				
		pg/mL				
4D. 内分泌学的検査 - 副腎皮質ホルモンおよび結合蛋白						
6347	4D010-001		受託終了			
17-KS(17-ケトステロイド)		蓄尿				中止
[蓄尿]						項目
17-ketosteroids						
4D010-0000-004-000						
外注						
男性		4.6 - 18.0				
女性		2.4 - 11.0				
		mg/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6352	4D018-001		受託終了		U	
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画) [随時尿] 17-ketosteroids, 7 fractionation 4D018-0000-001-203		随時尿 GC-MS/MS			尿 10 mL	尿 冷蔵
			D008(43)	213 点		
					5.0 mL	
						4 週
外注						
アンドロステロン		*** mg/L				
エチオコラノロン		*** mg/L				
デヒドロエピアンドロステロン		*** mg/L				
11-ケトアンドロステロン		*** mg/L				
11-ケトエチオコラノロン		*** mg/L				
11-ヒドロキシアンドロステロン		*** mg/L				
11-ヒドロキシエチオコラノロン		*** mg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6353	4D018-002		受託終了			
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画) [蓄尿] 17-ketosteroids, 7 fractionation 4D018-0000-004-203		蓄尿				蓄尿
		GC-MS/MS				冷蔵
			D008(43)	213 点		
						4 週
外注						
男性						
アンドロステロン		1.12 - 4.71 mg/d				
エチオコラノロン		0.43 - 3.23 mg/d				
デヒドロエピアンドロステロン		2.92 以下 mg/d				
11-ケトアンドロステロン		0.50 以下 mg/d				
11-ケトエチオコラノロン		0.08 - 0.63 mg/d				
11-ヒドロキシアンドロステロン		0.39 - 2.04 mg/d				
11-ヒドロキシエチオコラノロン		0.54 以下 mg/d				
女性						
アンドロステロン		0.22 - 2.78 mg/d				
エチオコラノロン		0.10 - 2.39 mg/d				
デヒドロエピアンドロステロン		1.49 以下 mg/d				
11-ケトアンドロステロン		0.48 以下 mg/d				
11-ケトエチオコラノロン		0.62 以下 mg/d				
11-ヒドロキシアンドロステロン		0.19 - 1.17 mg/d				
11-ヒドロキシエチオコラノロン		0.75 以下 mg/d				
6348	4D030-001		受託終了			
17-OHCS(17-ヒドロキシコルチコステロイド) [蓄尿] 17-hydroxycorticosteroids 4D030-0000-004-000		蓄尿				中止
						項目
外注						
男性		3.4 - 12.0				
女性		2.2 - 7.3				
		mg/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1210	4D040-001	2022/02/01～	当日または翌日		C6	遠心
コルチゾール [血清] cortisol 4D040-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(14)	121 点	血清	
						60 日
		5.00 - 18.00 μg/dL				
6204	4D040-002	2022/04/01～	2～4日		U	遠心
コルチゾール [随時尿] cortisol 4D040-0000-001-051		随時尿			尿	尿上清
		CLIA			10 mL	冷蔵
			D008(14)	121 点	尿上清	
					2.0 mL	
		*** μg/L				14 日
6205	4D040-003	2022/04/01～	2～4日			遠心
コルチゾール [蓄尿] cortisol 4D040-0000-004-051		蓄尿				蓄尿上清
		CLIA				冷蔵
			D008(14)	121 点		
						14 日
		5.5 - 66.7 μg/d				
3847	4D040-004	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
コルチゾール [他材料] cortisol 4D040-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(14)	121 点		
		*** μg/dL				
1111	4D090-001		1～3日		C6	遠心
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩) dehydroepiandrosterone sulfate 4D090-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D008(31)	164 点	血清	
					0.3 mL	
						3 週
外注						
男性						
20 - 29歳		159 - 538				
30 - 39歳		125 - 475				
40 - 49歳		123 - 422				
50 - 59歳		76 - 386				
60歳 以上		***				
女性						
20 - 29歳		92 - 399				
30 - 39歳		58 - 327				
40 - 49歳		41 - 218				
50 - 59歳		30 - 201				
60歳 以上		*** μg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1220	4D115-001		受託終了		C6	遠心
アルドステロン(ALD) [RIA] aldosterone 4D115-0000-023-005	血液 RIA (固相法 (チューブ))				血液	血清
					6 mL	凍結
			D008(15)	122 点	血清	
						12 週
外注						
随時		36 - 240 pg/mL				
1228	4D115-002	2022/03/01～	2～3日		C6	遠心
アルドステロン(ALD) [CLEIA] aldosterone 4D115-0000-023-052	血液 CLEIA				血液	血清
					6 mL	凍結
			D008(15)	122 点	血清	
					0.5 mL	
外注		4.0 - 82.1 pg/mL				
1229000	4D115-005		3～4日		C6	
アルドステロン / レニン活性(PAC / PRA) aldosterone / plasma renin activity(PAC / PRA)	血液 計算法				血液	
					6 mL	
					血清	
		200 未満				
外注						
1229010	4D115-006		2～3日		C6	
アルドステロン / 活性型レニン(PAC / PRC) aldosterone / active renin concentration(PAC / PRC) -0000-000-919	血液 計算法				血液	
					6 mL	
					血清	
		40 未満				
外注						
1222	4D115-003	2022/02/01～	3～5日		U	遠心
アルドステロン(ALD) [CLEIA][随時尿] aldosterone 4D115-0000-001-052	随時尿 CLEIA				尿	尿上清
					6 mL	凍結
			D008(15)	122 点	尿上清	
					2.0 mL	
						12 週
外注		*** μg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3222	4D115-004		3～5日			遠心
アルドステロン(ALD) [CLEIA][蓄尿] aldosterone 4D115-0000-004-052		蓄尿				蓄尿上清
		CLEIA				凍結
			D008(15)	122 点		
						12 週
外注						
1日排泄量		1.0 - 19.3 μg/d				
濃度		*** μg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4E. 内分泌学的検査 - 副腎髄質ホルモン						
6152	4E016-001		3～4日		P5	遠心
カテコールアミン3分画 catecholamines, 3 fractionation 4E016-0000-022-204		血液			血液	血漿 E-2Na
		HPLC			5 mL	凍結
			D008(29)	161 点	血漿	
					1.0 mL	
外注						10 日
アドレナリン		100 以下 pg/mL				
ノルアドレナリン		100 - 450 pg/mL				
ドーパミン		20 以下 pg/mL				
6154	4E016-002		3～4日		U	
カテコールアミン3分画 [随時尿] catecholamines, 3 fractionation 4E016-0000-001-204		随時尿			尿	尿
		HPLC			9 mL	冷蔵
			D008(29)	161 点		
					1.0 mL	
外注						10 日
アドレナリン		*** μg/L				
ノルアドレナリン		*** μg/L				
ドーパミン		*** μg/L				
6153	4E016-003		3～4日			
カテコールアミン3分画 [蓄尿] catecholamines, 3 fractionation 4E016-0000-004-204		蓄尿				蓄尿
		HPLC				冷蔵
			D008(29)	161 点		
外注						4 週
アドレナリン 1日排泄量		3.4 - 26.9 μg/d				
ノルアドレナリン 1日排泄量		48.6 - 168.4 μg/d				
ドーパミン 1日排泄量		365.0 - 961.5 μg/d				
アドレナリン 濃度		*** μg/L				
ノルアドレナリン 濃度		*** μg/L				
ドーパミン 濃度		*** μg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1223	4E040-001		4～5日		U	遠心
メタネフリン分画 [随時尿] metanephrines, fractionation 4E040-0000-001-210		随時尿			尿	尿上清
		LC/MS/MS			9 mL	冷蔵
			D008(45)	220 点	尿上清	
					2.0 mL	
外注						4 週
メタネフリン		*** mg/L				
ノルメタネフリン		*** mg/L				
3223	4E040-002		4～5日			遠心
メタネフリン分画 [蓄尿] metanephrines, fractionation 4E040-0000-004-210		蓄尿				蓄尿上清
		LC/MS/MS				冷蔵
			D008(45)	220 点		
						4 週
外注						
メタネフリン 1日排泄量		0.05 - 0.20 mg/d				
ノルメタネフリン 1日排泄量		0.10 - 0.28 mg/d				
メタネフリン 濃度		*** mg/L				
ノルメタネフリン 濃度		*** mg/L				
メタネフリン総排泄量		0.15 - 0.41 mg/d				
6151	4E055-001	2017/04/01～	3～4日		U	
HVA(ホモバニリン酸) [随時尿] homovanillic acid 4E055-0000-001-210		随時尿			尿	尿
		LC/MS/MS			9 mL	冷蔵
			D008(3)	69 点		
					1.0 mL	
外注		*** mg/L				
6150	4E055-002		3～4日			
HVA(ホモバニリン酸) [蓄尿] homovanillic acid 4E055-0000-004-210		蓄尿				蓄尿
		LC/MS/MS				冷蔵
			D008(3)	69 点		
						4 週
外注						
1日排泄量		1.6 - 5.5 mg/d				
濃度		*** mg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6147	4E060-001	2017/04/01～	3～4日		U	
VMA(バニールマンデル酸) [随時尿] vanillylmandelic acid 4E060-0000-001-210		随時尿			尿	尿
		LC/MS/MS			9 mL	冷蔵
			D008(4)	90 点		
					1.0 mL	
		*** mg/L				
外注						
6145	4E060-002		3～4日			
VMA(バニールマンデル酸) [蓄尿] vanillylmandelic acid 4E060-0000-004-210		蓄尿				蓄尿
		LC/MS/MS				冷蔵
			D008(4)	90 点		
						4 週
外注						
1日排泄量		1.4 - 4.9 mg/d				
濃度		*** mg/L				
6148	4E070-001		検査中止			
5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸) [随時尿] 5-hydroxyindole acetic acid 4E070-0000-001-000		随時尿				中止
						項目
			D008(5)	95 点		
		*** mg/L				
外注						
6146	4E070-002		検査中止			
5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸) [蓄尿] 5-hydroxyindole acetic acid 4E070-0000-004-000		蓄尿				中止
						項目
			D008(5)	95 点		
		1.0 - 6.0 mg/d				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4F. 内分泌学的検査 - 性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白						
1161	4F025-001		当日または翌日		C6	遠心
エストラジオール(E2) [血清] estradiol 4F025-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(33)	167 点	血清	
						60 日
男性						
男性		8.5 - 48.0				
女性						
卵胞期		15.6 - 186.4				
排卵期		20.9 - 267.7				
黄体期		14.6 - 512.6				
閉経後		< 2.0 - 47.3				
妊娠初期 (4週0日-13週6日)		448 - 3,028				
妊娠中期 (14週0日-27週6日)		707 - 26,743				
妊娠後期 (28週0日-38週)		9,500 - 40,542 pg/mL				
3868	4F025-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
エストラジオール(E2) [他材料] estradiol 4F025-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(33)	167 点		
		*** pg/mL				
1164	4F045-001		当日または翌日		C6	遠心
プロゲステロン [血清] progesterone 4F045-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(22)	143 点	血清	
						60 日
男性						
男性		0.88 以下				
女性						
卵胞期		1.00 以下				
黄体期		15.50 以下				
閉経後		0.73 以下				
妊娠前期		2.16 - 54.89				
妊娠中期		18.01 - 82.26				
妊娠後期		60.00 - 316.52 ng/mL				
3869	4F045-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
プロゲステロン [他材料] progesterone 4F045-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(22)	143 点		
		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1213	4F050-001		受託終了		C6	
17α-OHP(17α-ヒドロキシプロジェステロン) 17alpha-hydroxyprogesterone 4F050-0000-023-005		血液			血液	中止
		RIA (固相法 (チューブ))			6 mL	項目
			D008(43)	213 点	血清	
外注						
男性						
男性		0.5 - 2.9				
女性						
卵胞期		0.2 - 2.8				
黄体期		0.4 - 3.1 ng/mL				
1165	4F065-001		当日または翌日		C6	遠心
テストステロン [血清] testosterone 4F065-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(13)	119 点	血清	
						60 日
男性		242.0 - 972.0				
女性		10.0 - 75.0				
		ng/dL				
3870	4F065-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
テストステロン [他材料] testosterone 4F065-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(13)	119 点		
		*** ng/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1236	4F070-001		3～5日		C6	遠心
遊離テストステロン free testosterone 4F070-0000-023-000		血液			血液	血清
		RIA (固相法 (チューブ))			6 mL	凍結
			D008(27)	159 点	血清	
					0.3 mL	
						2 月
外注						
男性						
20 - 29歳		7.6 - 23.8				
30 - 39歳		6.5 - 17.7				
40 - 49歳		4.7 - 21.6				
50 - 59歳		4.6 - 19.6				
60 - 69歳		5.3 - 11.5				
70歳以上		4.6 - 16.9				
女性						
20 - 29歳		0.4 - 2.3				
30 - 39歳		0.6 - 2.5				
40 - 49歳		0.3 - 1.8				
50 - 59歳		0.8 - 1.7				
60 - 69歳		0.8 - 1.7				
70歳以上		0.8 - 1.7				
		pg/mL				
1170	4F080-001		受託終了		C6	遠心
インタクトHCG($\alpha\beta$) [血清] chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) 4F080-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(18)	130 点	血清	
						60 日
男性						
男性		0.5 未満				
女性						
非妊婦		0.5 未満				
妊婦4 - 7週		2,150.0 - 167,000				
妊婦8 - 11週		25,600 - 180,000				
妊婦12 - 20週		7,310.0 - 136,000				
妊婦21 - 40週		1,170.0 - 143,000				
		mIU/mL				
3849	4F080-005	2022/01/01～	受託終了			遠心
インタクトHCG($\alpha\beta$) [他材料] chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) 4F080-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(18)	130 点		

		mIU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1172	4F080-002		受託終了		U	遠心
インタクトHCG($\alpha\beta$) [随時尿] chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) 4F080-0000-001-052		随時尿			尿	尿上清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D008(18)	130 点	尿上清	
						30 日
男性						
男性		2.5 未満				
女性						
非妊婦		2.5 未満				
妊婦4 - 7週		10.0 - 33,400				
妊婦8 - 11週		11,700 - 326,000				
妊婦12 - 20週		1,100.0 - 81,100				
妊婦21 - 40週		927.0 - 46,200 mIU/mL				
3172	4F080-003	2022/01/01～	受託終了			遠心
インタクトHCG($\alpha\beta$) [蓄尿] chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) 4F080-0000-004-052		蓄尿				蓄尿上清
		CLEIA				凍結
			D008(18)	130 点		
						30 日
		*** mIU/mL				
5449	4F080-004		受託終了			遠心
インタクトHCG($\alpha\beta$) [髄液] chorionic gonadotropin(intact(alpha- and beta- subunit)) 4F080-0000-041-000		髄液				髄液上清
		CLEIA				凍結
			D008(18)	130 点		
		*** mIU/mL				
1171	4F080-006		当日または翌日		C6	遠心
トータルHCG($\alpha\beta$ + free β) [血清] chorionic gonadotropin beta-subunit(total) 4F080-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(18)	130 点	血清	
						60 日
男性						
男性		0.5 未満				
女性						
非妊婦		0.5 未満				
妊婦4 - 7週		1,930.0 - 167,000				
妊婦8 - 11週		25,200 - 181,000				
妊婦12 - 20週		6,780.0 - 142,000				
妊婦21 - 40週		1,130.0 - 142,000 mIU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3850	4F080-009	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β) [他材料] chorionic gonadotropin beta-subunit(total) 4F080-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(18)	130 点		
		*** mIU/mL				
5450	4F080-008		当日または翌日			遠心
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β) [髄液] chorionic gonadotropin beta-subunit(total) 4F080-0000-041-000		髄液				髄液上清
		CLEIA				凍結
			D008(18)	130 点		
		*** mIU/mL				
9186	4F080-007		当日報告		L3	遠心
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β) [血漿](時間外検査室) chorionic gonadotropin beta-subunit(total) 4F080-0000-022-053		血液			血液	血漿 H-Li
		ECLIA			3 mL	凍結
			D008(18)	130 点	血漿	
						12 月
男性						
男性		2.0 未満				
女性						
非妊婦		1.0 以下				
妊婦3週		5.8 - 71.2				
妊婦4週		9.5 - 750				
妊婦5週		217 - 7138				
妊婦6週		158 - 31795				
妊婦7週		3697 - 163563				
妊婦8週		32065 - 149571				
妊婦9週		63803 - 151410				
妊婦10週		46509 - 186977				
妊婦12週		27832 - 210612				
妊婦14週		13950 - 62530				
妊婦15週		12039 - 70971				
妊婦16週		9040 - 56451				
妊婦17週		8175 - 55868				
妊婦18週		8099 - 58176				
閉経後		7.0 以下 mIU/mL				
1174	4F090-005	2023/07/03～	2～4日		C6	遠心
遊離 β -HCG [血清] chorionic gonadotropin beta-subunit(free beta-subunit) 4F090-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D008(17)	129 点	血清	
					0.4 mL	
		1.00 未満 ng/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1175	4F090-006		受託終了		U	遠心
遊離β-HCG [随時尿] chorionic gonadotropin beta-subunit(free beta-subunit) 4F090-0000-001-006		随時尿			尿	尿上清
		IRMA (ビーズ)			6 mL	凍結
			D008(17)	129 点	尿上清	
					1.0 mL	
		0.1 以下 ng/mL				12 週
外注						
3175	4F090-007		受託終了			遠心
遊離β-HCG [蓄尿] chorionic gonadotropin beta-subunit(free beta-subunit) 4F090-0000-004-006		蓄尿				蓄尿上清
		IRMA (ビーズ)				凍結
			D008(17)	129 点		
						12 週
		0.1 以下 ng/mL				
外注						
1163	4F095-001		受託終了		C6	
HPL(ヒト胎盤性ラクトジェン) placental lactogen 4F095-0000-023-062		血液			血液	中止
		LA			6 mL	項目
			D008(20)	136 点	血清	
外注						
男性						
男性		***				
女性						
妊婦 5 - 8週		0.3 以下				
妊婦16 - 20週		0.5 - 2.3				
妊婦24 - 28週		1.5 - 5.3				
妊婦36 - 40週		3.3 - 8.5 μg/mL				
1241	4F100-001		2～5日		C6	遠心
抗ミューラー管ホルモン(AMH/MIS) anti-Mullerian hormone/Mullerian inhibiting substance 4F100-0000-023-052		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D008(52)	597 点	血清	
					0.5 mL	
						6 月
外注						
男性						
男性		***				
女性						
女性 20 - 24歳		2.00 - 12.5				
女性 25 - 29歳		1.95 - 10.7				
女性 30 - 32歳		0.64 - 14.2				
女性 33 - 35歳		0.89 - 8.31				
女性 36 - 38歳		0.40 - 6.92				
女性 39 - 41歳		0.11 - 7.26				
女性 42 - 44歳		0.07 - 4.13				
女性 45 - 49歳		1.52 以下 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4G. 内分泌学的検査 - 膵・消化管ホルモン						
1135	4G010-001		当日または翌日		C6	遠心
インスリン(インシュリン) [血清] insulin 4G010-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
		D008(8)	100 点	血清		
					60 日	
空腹時		2.1 - 19.0 μU/mL				
3844	4G010-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
インスリン(インシュリン) [他材料] insulin 4G010-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
		D008(8)	100 点			
		*** μU/mL				
1140	4G020-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
C-ペプチド [血清] C-peptide 4G020-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
		D008(12)	105 点	血清		
					60 日	
		0.74 - 3.18 ng/mL				
1141	4G020-002	2022/01/01～	当日または翌日		U	遠心
C-ペプチド [随時尿] C-peptide 4G020-0000-001-052		随時尿			尿	尿上清
		CLEIA			3 mL	凍結
		D008(12)	105 点	尿上清		
					60 日	
		*** ng/mL				
3141	4G020-003		当日または翌日			遠心
C-ペプチド [蓄尿] C-peptide 4G020-0000-004-052		蓄尿				蓄尿上清
		CLEIA				凍結
		D008(12)	105 点			
					60 日	
1日排泄量		24 - 97 μg/d				
3845	4G020-004	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
C-ペプチド [他材料] C-peptide 4G020-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
		D008(12)	105 点			
		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1131	4G030-001		検査中止		M	
グルカゴン(膵グルカゴン) [RIA] pancreatic glucagon 4G030-0000-022-001		血液			血液	中止
		RIA (二抗体法)			3 mL	項目
			D008(23)	150 点	血漿	
		70 - 174 pg/mL				
外注						
1132	4G030-002		5～8日		M	冷却遠心
グルカゴン(膵グルカゴン) [ELISA] pancreatic glucagon 4G030-0000-022-000		血液			血液	血漿 Ap
		ELISA			3 mL	凍結
			D008(23)	150 点	血漿	
					0.4 mL	
		5.4 - 55.0 pg/mL				
外注						
1203	4G040-001	2023/10/02～	3～9日		C6	遠心
ガストリン gastrin 4G040-0000-023-002		血液			血液	血清
		RIA (PEG)			6 mL	凍結
			D008(9)	101 点	血清	
					0.4 mL	
		11.9 - 46.9 pmol/L				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4H. 内分泌学的検査 - ホルモン受容体						
tc13_4h010	4H010-001				病理	
エストロゲンレセプター(ER) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 estrogen receptor 4H010-0000-070-666		IHC			組織	
			N002(1)	720 点		

tc13_4h015	4H015-001				病理	
プロジェステロンレセプター(PR) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 progesterone receptor 4H015-0000-070-666		IHC			組織	
			N002(2)	690 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
4Z. 内分泌学的検査 - その他						
1230	4Z010-001		2～3日		P5	冷却遠心
レニン活性(PRA) plasma renin activity 4Z010-0000-022-023		血液			血液	血漿 E-2Na
		EIA			5 mL	凍結
		D008(8)	100 点	血漿		
				0.6 mL		
					4 週	
外注						
座位		0.2 - 3.9 ng/mL/h				
臥位		0.2 - 2.3 ng/mL/h				
立位		0.2 - 4.1 ng/mL/h				
1231	4Z020-001	2022/02/01～	2～3日		P5	冷却遠心
活性型レニン(PRC) active renin concentration 4Z020-0000-022-052		血液			血液	血漿 E-2Na
		CLEIA			5 mL	凍結
		D008(10)	102 点	血漿		
				0.5 mL		
外注		2.21 - 39.49 pg/mL				
1469	4Z255-001		検査中止		P5	
サイクリックAMP(c-AMP) adenosine 3'5-cyclic monophosphate 4Z255-0000-022-004		血液			血液	中止
		RIA (DCC)			5 mL	項目
		D008(32)	165 点	血漿		
外注		6.4 - 20.8 pmol/mL				
1470	4Z255-002		検査中止		U	
サイクリックAMP(c-AMP) [随時尿] adenosine 3'5-cyclic monophosphate 4Z255-0000-001-004		随時尿			尿	中止
		RIA (DCC)			5 mL	項目
		D008(32)	165 点			
外注		***				
3470	4Z255-003		検査中止			
サイクリックAMP(c-AMP) [蓄尿] adenosine 3'5-cyclic monophosphate 4Z255-0000-004-004		蓄尿				中止
		RIA (DCC)				項目
		D008(32)	165 点			
外注		3.3 - 6.1 μmol/d				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1158	4Z270-001	2015/04/01～	2～3日		M	冷却遠心
ヒト心房性Na利尿ペプチド(ANP) atrial natriuretic polypeptide 4Z270-0000-022-000		血液			血液	血漿 Ap
		FEIA			3 mL	凍結
			D008(46)	221 点	血漿	
					0.3 mL	
		43.0 以下 pg/mL				12 週
外注						
1159	4Z271-001	2022/01/01～	当日または翌日		P5	遠心
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP) [血漿] brain natriuretic polypeptide 4Z271-0000-022-052		血液			血液	血漿 E-2Na
		CLEIA			5 mL	凍結
			D008(18)	130 点	血漿	
		18.4 以下 pg/mL				
3841	4Z271-002	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP) [他材料] brain natriuretic polypeptide 4Z271-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(18)	130 点		
		*** pg/mL				
7609	4Z271-003		受託終了		B2	#N/A
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP) (ICU) brain natriuretic polypeptide 4Z271-0000-022-052		血液			血液	#N/A
		CLEIA			2 mL	#N/A
					血漿	#N/A
						#N/A
						#N/A
		18.4 未満 pg/mL				
1180	4Z272-001		当日または翌日		C6	遠心
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) [血清] N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide 4Z272-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(20)	136 点	血清	
						24 週
心不全除外カットオフ値		125 pg/mL				
3872	4Z272-003	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) [他材料] N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide 4Z272-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D008(20)	136 点		
		*** pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
9185	4Z272-002		当日報告		L3	遠心
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) [血漿](時間外検査室) N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide 4Z272-0000-022-053		血液			血液	血漿 H-Li
		ECLIA			3 mL	凍結
			D008(20)	136 点	血漿	
						24 月
心不全除外カットオフ値		125 pg/mL				
1221	4Z275-001	2016/03/29～	2～3日		C6	遠心
エリスロポエチン(EPO) erythropoietin 4Z275-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D008(41)	209 点	血清	
					0.7 mL	
		4.2 - 23.7 mIU/mL				28 日
外注						
1076	4Z280-001	2021/10/01～	3～5日		C6	遠心
オステオカルシン(BGP) osteocalcin 4Z280-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	凍結
			D008(26)	157 点	血清	
					0.3 mL	
		8.3 - 32.7 ng/mL				4 週
外注						
6442	4Z282-001	2024/09/02～	3～5日		C6	遠心
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) undercarboxylated osteocalcin 4Z282-0000-023-053		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D008(24)	154 点	血清	
					0.3 mL	
		4.50 未満 ng/mL				4 週
外注						
6221	4Z315-001	2015/04/01～	2～8日		C6	遠心
肝細胞増殖因子(HGF) hepatocyte growth factor 4Z315-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D007(54)	227 点	血清	
					0.3 mL	
		0.39 以下 ng/mL				
外注						
6197	4Z323-001		3～5日		C6	遠心
線維芽細胞増殖因子23(FGF-23) fibroblast growth factor 23 4Z323-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D007(65)	788 点	血清	
					0.5 mL	
		30 未満 pg/mL				30 日
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1242	4Z335-001		2～5日		C6	遠心
sFlt-1/PIGF比		血液			血液	血清
sFlt-1/PIGF ratio		ECLIA			6 mL	凍結
4Z335-0000-023-053			D015(28)	340 点	血清	
					0.6 mL	
外注						
sFlt-1濃度		*** pg/mL				
PIGF濃度		*** pg/mL				
sFlt-1/PIGF比（1週間以内のPE非発症予測）		38.0 以下				
sFlt-1/PIGF比（4週間以内のPE発症予測）		38.0 超				
1243	4Z400-001		4～10日		C6	遠心
レプチン		血液			血液	血清
leptin		EIA (IEMA)			6 mL	冷蔵
4Z400-0000-023-023			D008(53)	1,000 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
男性		0.6 - 8.9				
女性		1.9 - 26.6				
		ng/mL				
1240	4Z401-001		受託終了		C6	
アディポネクチン		血液			血液	中止
adiponectin		ラテックス凝集比濁法			6 mL	項目
4Z401-0000-023-062					血清	
外注		4.0 以上 μg/mL				
0513	4Z990-001		受託終了		C6	
エクオール産生能検査		血液			血液	中止
equol productivity		LC/MS/MS			6 mL	項目
-0000-023-210					血清	
外注						
エクオール		*** ng/mL				
ゲニステイン		*** ng/mL				
ダイゼイン		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0514	4Z990-002		受託終了		U	
エクオール産生能検査 [随時尿] equol productivity -0000-001-210		随時尿			尿	中止
		LC/MS/MS			9 mL	項目
外注						
エクオール		*** ng/mL				
ゲニステイン		*** ng/mL				
ダイゼイン		*** ng/mL				
0515	4Z990-003					
エクオール [随時尿] equol -0000-001-000		随時尿				
外注		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5. 免疫学的検査						
5A. 免疫学的検査 - 免疫グロブリン						
0391	5A010-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
IgG [血清][臍帯血] IgG 5A010-0000-023-061 5A010-0000-029-061		血液			血液	血清
		TIA			5 mL	凍結
		D015(4)	38 点	血清		
		861 - 1747 mg/dL				長期
0375	5A010-003		2～3日		U	
IgG [随時尿] IgG 5A010-0000-001-061		尿			尿	尿
		TIA			10 mL	冷蔵
		D015(4)	38 点	尿		
				0.4 mL		
		*** mg/dL				2 週
外注						
5391	5A010-004		当日報告			遠心
IgG [髄液] IgG 5A010-0000-041-063		髄液				髄液上清
		TIA				冷蔵
		D015(4)	38 点			
		1.0 - 3.0 mg/dL				
3605	5A010-005		当日または翌日			遠心
IgG [他材料] IgG 5A010-0000-099-061		他材料				検体上清
		TIA				凍結
		*** mg/dL				
0392	5A015-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
IgA [血清][臍帯血] IgA 5A015-0000-023-061 5A015-0000-029-061		血液			血液	血清
		TIA			5 mL	凍結
		D015(4)	38 点	血清		
		93 - 393 mg/dL				長期
5392	5A015-003	2021/12/03～	2～16日			遠心
IgA [髄液] IgA 5A015-0000-041-063		髄液				髄液上清
		免疫比濁法				冷蔵
		D015(4)	38 点			
		*** mg/dL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3606	5A015-004		当日または翌日			遠心
IgA [他材料] IgA 5A015-0000-099-061		他材料				検体上清
		TIA				凍結
		*** mg/dL				
0393	5A020-001		当日または翌日		C5	遠心
IgM [血清][臍帯血] IgM 5A020-0000-023-061 5A020-0000-029-061		血液			血液	血清
		TIA			5 mL	凍結
			D015(4)	38 点	血清	
						長期
男性	33 - 183					
女性	50 - 269					
	mg/dL					
5393	5A020-003	2021/12/03～	2～16日			遠心
IgM [髄液] IgM 5A020-0000-041-063		髄液				髄液上清
		免疫比濁法				冷蔵
			D015(4)	38 点		
		*** mg/dL				
外注						
3607	5A020-004		当日または翌日			遠心
IgM [他材料] IgM 5A020-0000-099-061		他材料				検体上清
		TIA				凍結
		*** mg/dL				
6631	5A025-001	2015/04/01～	受託終了		C6	
IgD IgD 5A025-0000-023-000		血液			血液	中止
		LATIA			6 mL	項目
			D015(4)	38 点	血清	
		9.0 以下 mg/dL				
外注						
6934	5A058-001	2020/04/01～	2～4日		C6	遠心
IgG4 IgG4 5A058-0000-023-063		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D014(41)	377 点	血清	
					0.4 mL	
						2 週
外注		11 - 121 mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1300	5A090-001	2010/05/01～	2～3日		C6	遠心
IgE IgE 5A090-0000-023-000 外注		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(11)	100 点	血清	
					0.3 mL	
		170 以下 IU/mL				12 週
2015	5A100-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ハウスダスト1(Greer) IgE, allergen-specific(house dust 1(Greer labs.)) 5A100-2701-023-000 外注		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
2016	5A100-002	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ハウスダスト2(Hollister) IgE, allergen-specific(house dust 2(Hollister-Stier labs.)) 5A100-2702-023-000 外注		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
2001	5A100-003	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヤケヒョウヒダニ IgE, allergen-specific(Dermatophagoides pteronyssinus) 5A100-2651-023-000 外注		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
2002	5A100-004	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, コナヒョウヒダニ IgE, allergen-specific(Dermatophagoides farinae) 5A100-2652-023-000 外注		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
2350	5A100-005	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アシブトコナダニ IgE, allergen-specific(Acarus siro) 5A100-2653-023-000 外注		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2351	5A100-006	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, サヤアシニクダニ IgE, allergen-specific(Lepidoglyphus destructor) 5A100-2654-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2352	5A100-007	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ケナガコナダニ IgE, allergen-specific(Tyrophagus putrescentiae) 5A100-2655-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2022	5A100-008	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, スギ IgE, allergen-specific(Japanese cedar) 5A100-2216-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2864	5A100-009	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヒノキ IgE, allergen-specific(Japanese cypress) 5A100-2228-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2826	5A100-010	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ビャクシン IgE, allergen-specific(juniper) 5A100-2206-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2822	5A100-011	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ハンノキ IgE, allergen-specific(Japanese alder) 5A100-2202-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2021	5A100-012	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, シラカンバ IgE, allergen-specific(white birch) 5A100-2203-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2827	5A100-013	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, コナラ IgE, allergen-specific(oak) 5A100-2207-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2825	5A100-014	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ブナ IgE, allergen-specific(Japanese beech) 5A100-2205-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2836	5A100-015	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マツ IgE, allergen-specific(pine) 5A100-2215-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2828	5A100-016	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ニレ IgE, allergen-specific(elm) 5A100-2208-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2832	5A100-017	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヤナギ IgE, allergen-specific(willow) 5A100-2212-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2821	5A100-018	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カエデ IgE, allergen-specific(maple) 5A100-2201-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2830	5A100-019	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, クルミ花粉 IgE, allergen-specific(walnut) 5A100-2210-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2850	5A100-020	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, クワ IgE, allergen-specific(mulberry) 5A100-2220-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2839	5A100-021	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アカシヤ IgE, allergen-specific(acacia) 5A100-2218-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2829	5A100-022	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オリーブ IgE, allergen-specific(olive) 5A100-2209-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2014	5A100-023	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カモガヤ IgE, allergen-specific(orchard grass) 5A100-2003-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2626	5A100-024	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オオアワガエリ IgE, allergen-specific(timothy) 5A100-2006-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2013	5A100-025	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ハルガヤ IgE, allergen-specific(sweet vernal grass) 5A100-2001-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2622	5A100-026	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ギョウギシバ IgE, allergen-specific(Bermuda grass) 5A100-2002-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2636	5A100-027	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オオスズメノテッポウ IgE, allergen-specific(meadow foxtail) 5A100-2016-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2630	5A100-028	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, セイバンモロコシ IgE, allergen-specific(Johnson grass) 5A100-2010-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2625	5A100-029	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ホソムギ IgE, allergen-specific(rye grass) 5A100-2005-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2628	5A100-030	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ナガハグサ IgE, allergen-specific(Kentucky bluegrass) 5A100-2008-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2624	5A100-031	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヒロハウシノケグサ IgE, allergen-specific(meadow fescue) 5A100-2004-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2627	5A100-032	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アシ IgE, allergen-specific(common reed) 5A100-2007-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2635	5A100-033	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 小麦花粉 IgE, allergen-specific(wheat) 5A100-2015-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2637	5A100-034	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, スズメノヒエ IgE, allergen-specific(bahia grass) 5A100-2017-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2629	5A100-035	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, コヌカグサ IgE, allergen-specific(redtop) 5A100-2009-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2023	5A100-036	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ブタクサ IgE, allergen-specific(common ragweed) 5A100-2101-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2893	5A100-037	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オオブタクサ IgE, allergen-specific(giant ragweed) 5A100-2103-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2892	5A100-038	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ブタクサモドキ IgE, allergen-specific(western ragweed) 5A100-2102-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2902	5A100-039	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アキノキリンソウ IgE, allergen-specific(golden rod) 5A100-2112-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2024	5A100-040	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヨモギ IgE, allergen-specific(mugwort) 5A100-2106-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2895	5A100-041	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ニガヨモギ IgE, allergen-specific(worm wood) 5A100-2105-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2897	5A100-042	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, フランスギク IgE, allergen-specific(marguerite) 5A100-2107-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2898	5A100-043	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, タンポポ IgE, allergen-specific(dandelion) 5A100-2108-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2912	5A100-044	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カナムグラ IgE, allergen-specific(Japanese hop) 5A100-2125-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2899	5A100-045	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヘラオオバコ IgE, allergen-specific(ribwort plantain) 5A100-2109-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2900	5A100-046	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, シロザ IgE, allergen-specific(white goosefoot) 5A100-2110-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2910	5A100-047	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イラクサ IgE, allergen-specific(nettle) 5A100-2119-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2908	5A100-048	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヒメスイバ IgE, allergen-specific(sheep sorrel) 5A100-2117-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2020	5A100-049	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アルテルナリア IgE, allergen-specific(Alternaria) 5A100-2506-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2019	5A100-050	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カンジダ IgE, allergen-specific(Candida) 5A100-2505-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2018	5A100-051	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アスペルギルス IgE, allergen-specific(Aspergillus) 5A100-2503-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2935	5A100-052		2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, Asp f1 IgE, allergen-specific(Asp f1) 5A100-2523-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2017	5A100-053	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, クラドスポリウム IgE, allergen-specific(Cladosporium) 5A100-2502-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2741	5A100-054	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ペニシリウム IgE, allergen-specific(Penicillium) 5A100-2501-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2744	5A100-055	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ムコール IgE, allergen-specific(Mucor) 5A100-2504-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2748	5A100-056	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヘルミントスポリウム IgE, allergen-specific(Helminthosporium) 5A100-2508-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2740	5A100-057	2019/04/01～	受託終了		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マラセチア(ピティロスポリウム) IgE, allergen-specific(Malassezia(Pityrosporum)) 5A100-2517-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2742	5A100-058	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マラセチア属 IgE, allergen-specific(Malassezia spp.) 5A100-2522-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2757	5A100-059	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, トリコフィトン IgE, allergen-specific(Trichophyton) 5A100-2519-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2930	5A100-060	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンA IgE, allergen-specific(Staphylococcal enterotoxin A) 5A100-2541-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2931	5A100-061	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンB IgE, allergen-specific(Staphylococcal enterotoxin B) 5A100-2542-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2003	5A100-062	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 猫皮膚 IgE, allergen-specific(cat dander) 5A100-2657-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2005	5A100-063	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 犬皮膚 IgE, allergen-specific(dog dander) 5A100-2305-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2004	5A100-064		受託終了		C6	
アレルギー特異IgE, 犬上皮 IgE, allergen-specific(dog epithelium) 5A100-2302-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						
2366	5A100-065	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, モルモット上皮 IgE, allergen-specific(guinea pig epithelium) 5A100-2306-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2384	5A100-066	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ハムスター上皮 IgE, allergen-specific(hamster epithelium) 5A100-2322-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2388	5A100-067	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マウス IgE, allergen-specific(mouse) 5A100-2330-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2387	5A100-068	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ラット IgE, allergen-specific(rat) 5A100-2329-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2382	5A100-069	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 家兎上皮 IgE, allergen-specific(rabbit epithelium) 5A100-2320-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2363	5A100-070	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 馬皮膚 IgE, allergen-specific(horse dander) 5A100-2303-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2364	5A100-071	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 牛皮屑 IgE, allergen-specific(cattle dander) 5A100-2304-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2383	5A100-072	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 豚上皮 IgE, allergen-specific(swine epithelium) 5A100-2321-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2380	5A100-073	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヤギ上皮 IgE, allergen-specific(goat epithelium) 5A100-2318-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2381	5A100-074	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 羊上皮 IgE, allergen-specific(sheep epithelium) 5A100-2319-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2378	5A100-075	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, セキセイインコ羽毛 IgE, allergen-specific(budgerigar feathers) 5A100-2316-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2377	5A100-076	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, セキセイインコのふん IgE, allergen-specific(budgerigar droppings) 5A100-2315-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2379	5A100-077		受託終了		C6	
アレルゲン特異IgE, セキセイインコ血清蛋白 IgE, allergen-specific(budgerigar serum proteins) 5A100-2317-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2385	5A100-078	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ニワトリ羽毛 IgE, allergen-specific(chicken feathers) 5A100-2323-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2386	5A100-079	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アヒル羽毛 IgE, allergen-specific(duck feathers) 5A100-2324-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2370	5A100-080	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ガチョウ羽毛 IgE, allergen-specific(goose feathers) 5A100-2308-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2367	5A100-081		受託終了		C6	
アレルゲン特異IgE, ハトのふん IgE, allergen-specific(pigeon droppings) 5A100-2307-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						
2686	5A100-082	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ゴキブリ IgE, allergen-specific(cockroach) 5A100-2554-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2687	5A100-083	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ユスリカ成虫 IgE, allergen-specific(chironomid) 5A100-2557-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2684	5A100-084	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アシナガバチ IgE, allergen-specific(paper wasp venom) 5A100-2553-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2681	5A100-085	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ミツバチ IgE, allergen-specific(honey bee venom) 5A100-2551-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2683	5A100-086	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, スズメバチ IgE, allergen-specific(hornet venom) 5A100-2552-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2691	5A100-087	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヤブカ IgE, allergen-specific(striped mosquito) 5A100-2555-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2688	5A100-088	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ガ IgE, allergen-specific(moth) 5A100-2558-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2784	5A100-089	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アニサキス IgE, allergen-specific(Anisakis) 5A100-2604-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2781	5A100-090	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カイチウ IgE, allergen-specific(Ascaris) 5A100-2601-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2782	5A100-091		受託終了		C6	
アレルゲン特異IgE, ホウチュウ IgE, allergen-specific(Echinococcus) 5A100-2602-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						
2714	5A100-092	2019/04/01～	受託終了		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 絹 IgE, allergen-specific(silk) 5A100-2751-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2871	5A100-093	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 綿 IgE, allergen-specific(cotton) 5A100-2750-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2702	5A100-094	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ラテックス IgE, allergen-specific(latex) 5A100-2760-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2933	5A100-095	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, Hev b 6.02 IgE, allergen-specific(Hev b 6.02) 5A100-2764-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2712	5A100-096	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オオバコ種子 IgE, allergen-specific(Chinese plantain) 5A100-2754-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2715	5A100-097	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イソシアネート TDI IgE, allergen-specific(isosyanate, toluene diisocyanate) 5A100-2755-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2716	5A100-098	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イソシアネート MDI IgE, allergen-specific(isosyanate, methylene diphenyl diisocyanate) 5A100-2756-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2717	5A100-099	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イソシアネート HDI IgE, allergen-specific(isosyanate, hexamethylene diisocyanate) 5A100-2757-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2719	5A100-100	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 無水フタル酸 IgE, allergen-specific(phthalic anhydride) 5A100-2759-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2718	5A100-101	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, エチレンオキサイド IgE, allergen-specific(ethylene oxide) 5A100-2758-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2720	5A100-102	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ホルマリン IgE, allergen-specific(formalin) 5A100-2763-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2007	5A100-103	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 牛乳 IgE, allergen-specific(milk) 5A100-2402-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2006	5A100-104	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 卵白 IgE, allergen-specific(egg white) 5A100-2401-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2495	5A100-105	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 卵黄 IgE, allergen-specific(egg yolk) 5A100-2436-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2503	5A100-106	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オボムコイド IgE, allergen-specific(ovomuroid) 5A100-2491-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2009	5A100-107	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 米 IgE, allergen-specific(rice) 5A100-2409-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2010	5A100-108	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ソバ IgE, allergen-specific(buckwheat) 5A100-2411-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2008	5A100-109	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 小麦 IgE, allergen-specific(wheat) 5A100-2404-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2309	5A100-110	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ω-5グリアジン IgE, allergen-specific(omega-5 gliadin) 5A100-2399-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2426	5A100-111	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 大麦 IgE, allergen-specific(barley) 5A100-2406-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2427	5A100-112	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, オート麦 IgE, allergen-specific(oat) 5A100-2407-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2425	5A100-113	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ライ麦 IgE, allergen-specific(rye) 5A100-2405-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2556	5A100-114	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 粟(アワ) IgE, allergen-specific(foxtail millet) 5A100-2480-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2557	5A100-115	2019/04/01～	受託終了		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 稗(ヒエ) IgE, allergen-specific(Japanese barnyard millet) 5A100-2481-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2555	5A100-116	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 黍(キビ) IgE, allergen-specific(proso millet) 5A100-2482-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2428	5A100-117	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, トウモロコシ IgE, allergen-specific(corn) 5A100-2408-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2011	5A100-118	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 大豆 IgE, allergen-specific(soy bean) 5A100-2414-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2932	5A100-119	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, Glym 4 IgE, allergen-specific(Glym 4) 5A100-2398-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2435	5A100-120	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, インゲン IgE, allergen-specific(common bean) 5A100-2415-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2432	5A100-121	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, エンドウ IgE, allergen-specific(pea) 5A100-2412-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2433	5A100-122	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ピーナッツ IgE, allergen-specific(peanut) 5A100-2413-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2934	5A100-123	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, Ara h2 IgE, allergen-specific(Ara h2) 5A100-2500-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2440	5A100-124	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アーモンド IgE, allergen-specific(almond) 5A100-2418-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2307	5A100-125	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, クルミ IgE, allergen-specific(walnut) 5A100-2458-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2456	5A100-126	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ココナッツ IgE, allergen-specific(coconut) 5A100-2427-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2438	5A100-127	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ブラジルナッツ IgE, allergen-specific(Brazil nut) 5A100-2417-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2310	5A100-128	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カシューナッツ IgE, allergen-specific(cashew nut) 5A100-2499-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2437	5A100-129	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ハシバミの実 IgE, allergen-specific(hazelnut) 5A100-2416-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2464	5A100-130	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イチゴ IgE, allergen-specific(strawberry) 5A100-2431-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2469	5A100-131	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, リンゴ IgE, allergen-specific(apple) 5A100-2435-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2515	5A100-132	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 桃 IgE, allergen-specific(peach) 5A100-2456-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2512	5A100-133	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, バナナ IgE, allergen-specific(banana) 5A100-2452-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2507	5A100-134	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, メロン IgE, allergen-specific(melon) 5A100-2447-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2453	5A100-135	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, オレンジ IgE, allergen-specific(orange) 5A100-2425-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2450	5A100-136	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, グレープフルーツ IgE, allergen-specific(grapefruit) 5A100-2462-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2504	5A100-137	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, キウイ IgE, allergen-specific(kiwifruit) 5A100-2444-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2511	5A100-138	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, マンゴ IgE, allergen-specific(mango) 5A100-2451-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2516	5A100-139	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, アボカド IgE, allergen-specific(avocado) 5A100-2457-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2514	5A100-140	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 洋梨 IgE, allergen-specific(pear) 5A100-2455-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2445	5A100-141	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, トマト IgE, allergen-specific(tomato) 5A100-2421-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2505	5A100-142	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, セロリ IgE, allergen-specific(celery) 5A100-2445-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2506	5A100-143	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, パセリ IgE, allergen-specific(parsley) 5A100-2446-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2468	5A100-144	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, タマネギ IgE, allergen-specific(onion) 5A100-2434-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2308	5A100-145	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, スイカ IgE, allergen-specific(watermelon) 5A100-2498-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2451	5A100-146	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ニンジン IgE, allergen-specific(carrot) 5A100-2424-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2311	5A100-147	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ヤマイモ IgE, allergen-specific(yam) 5A100-2497-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2455	5A100-148	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ジャガイモ IgE, allergen-specific(potato) 5A100-2426-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2474	5A100-149	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, サツマイモ IgE, allergen-specific(sweet potato) 5A100-2483-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2466	5A100-150	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, カボチャ IgE, allergen-specific(pumpkin) 5A100-2487-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2454	5A100-151	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ホウレンソウ IgE, allergen-specific(spinach) 5A100-2486-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2471	5A100-152	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, タケノコ IgE, allergen-specific(bamboo shoot) 5A100-2484-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2467	5A100-153	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ニンニク IgE, allergen-specific(garlic) 5A100-2433-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2430	5A100-154	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ゴマ IgE, allergen-specific(sesame) 5A100-2410-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2509	5A100-155	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, マスタード IgE, allergen-specific(mustard) 5A100-2449-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2510	5A100-156	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 麦芽 IgE, allergen-specific(malt) 5A100-2450-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2465	5A100-157	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ビール酵母 IgE, allergen-specific(beer yeast(Saccharomyces cerevisiae)) 5A100-2432-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2513	5A100-158	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カカオ IgE, allergen-specific(cacao) 5A100-2454-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2501	5A100-159	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, チェダーチーズ IgE, allergen-specific(Cheddar cheese) 5A100-2442-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2502	5A100-160	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, モールドチーズ IgE, allergen-specific(mold cheese) 5A100-2453-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2496	5A100-161	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, α-ラクトアルブミン IgE, allergen-specific(alpha-lactalbumin) 5A100-2437-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2497	5A100-162	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, β -ラクトグロブリン IgE, allergen-specific(beta-lactoglobulin) 5A100-2438-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2498	5A100-163	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, カゼイン IgE, allergen-specific(casein) 5A100-2439-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2499	5A100-164	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, グルテン IgE, allergen-specific(gluten) 5A100-2440-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2447	5A100-165	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 牛肉 IgE, allergen-specific(beef) 5A100-2423-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2446	5A100-166	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 豚肉 IgE, allergen-specific(pork) 5A100-2422-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2012	5A100-167	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, 鶏肉 IgE, allergen-specific(chicken meat) 5A100-2443-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2508	5A100-168	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, 羊肉 IgE, allergen-specific(mutton) 5A100-2448-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2444	5A100-169	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, エビ IgE, allergen-specific(shrimp) 5A100-2420-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2500	5A100-170	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ロブスター IgE, allergen-specific(lobster) 5A100-2441-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2443	5A100-171	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カニ IgE, allergen-specific(crab) 5A100-2419-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2457	5A100-172	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ムラサキガイ IgE, allergen-specific(mediterranean mussel) 5A100-2428-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2305	5A100-173	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, アサリ IgE, allergen-specific(Japanese littleneck clam) 5A100-2495-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2306	5A100-174	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, カキ(貝) IgE, allergen-specific(oyster) 5A100-2496-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2302	5A100-175	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, ホタテ IgE, allergen-specific(scalloper) 5A100-2494-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2488	5A100-176	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, イカ IgE, allergen-specific(squid) 5A100-2478-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2479	5A100-177	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, タコ IgE, allergen-specific(octopus) 5A100-2479-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2470	5A100-178	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, サバ IgE, allergen-specific(mackerel) 5A100-2475-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2480	5A100-179	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, アジ IgE, allergen-specific(Jack mackerel) 5A100-2476-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2481	5A100-180	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イワシ IgE, allergen-specific(sardine) 5A100-2477-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2423	5A100-181	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, タラ IgE, allergen-specific(cod) 5A100-2403-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2462	5A100-182	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, カレイ IgE, allergen-specific(plaice) 5A100-2488-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2461	5A100-183	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, サケ IgE, allergen-specific(salmon) 5A100-2430-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2460	5A100-184	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マグロ IgE, allergen-specific(tuna) 5A100-2429-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2303	5A100-185	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, イクラ IgE, allergen-specific(ikra) 5A100-2492-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2304	5A100-186	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, タラコ IgE, allergen-specific(cod roe) 5A100-2493-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2321	5A100-187	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ヒトインスリン IgE, allergen-specific(insulin) 5A100-2790-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2322	5A100-188	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, ゼラチン IgE, allergen-specific(gelatin) 5A100-2791-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2323	5A100-189		受託終了		C6	
アレルゲン特異IgE, ピキア精製酵母成分 IgE, allergen-specific(Pichia pastoris-purified products) 5A100-2780-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						
2324	5A100-190		受託終了		C6	
アレルゲン特異IgE, ピキア粗抽出物 IgE, allergen-specific(Pichia pastoris-crude extracts) 5A100-2781-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						
2325	5A100-191		受託終了		C6	
アレルゲン特異IgE, ピキア培養上清 IgE, allergen-specific(Pichia pastoris-unpurified culture extracts) 5A100-2782-023-000		血液			血液	中止
		FEIA			6 mL	項目
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.34 以下 UA/mL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2991	5A100-192		2～3日		C6	遠心
アレルギー特異IgE, View アレルギー 39 IgE, allergen-specific(View allergy 39) 5A100-2808-023-000		血液 FEIA			血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
ヤケヒョウヒダニ		0.27 未満				
ハウスダスト1		0.27 未満				
ネコ皮膚		0.27 未満				
イヌ皮膚		0.27 未満				
カイコガ		0.27 未満				
ゴキブリ		0.27 未満				
スギ花粉		0.27 未満				
ヒノキ花粉		0.27 未満				
ハンノキ (属) 花粉		0.27 未満				
シラカンバ (属) 花粉		0.27 未満				
カモガヤ花粉		0.27 未満				
オオアワガエリ		0.27 未満				
ブタクサ花粉		0.27 未満				
ヨモギ花粉		0.27 未満				
アルテルナリア		0.27 未満				
アスペルギルス		0.27 未満				
カンジダ		0.27 未満				
マラセチア (属)		0.27 未満				
ラテックス		0.27 未満				
卵白		0.27 未満				
オボムコイド		0.27 未満				
ミルク		0.27 未満				
小麦		0.27 未満				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
ソバ	0.27 未満				
ピーナッツ	0.27 未満				
エビ	0.27 未満				
カニ	0.27 未満				
大豆	0.27 未満				
ゴマ	0.27 未満				
リンゴ	0.27 未満				
キウイ	0.27 未満				
バナナ	0.27 未満				
サケ	0.27 未満				
サバ	0.27 未満				
鶏肉	0.27 未満				
牛肉	0.27 未満				
豚肉	0.27 未満				
マグロ	0.27 未満				
米	0.27 未満				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2028	5A100-193	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マルチアレルゲン・イネ科 IgE, allergen-specific(multi allergen(grasses(Gramineae))) 5A100-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2030	5A100-194	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マルチアレルゲン・雑草 IgE, allergen-specific(multi allergen(weeds)) 5A100-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2025	5A100-195	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マルチアレルゲン・動物上皮 IgE, allergen-specific(multi allergen(animal epithelium)) 5A100-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2029	5A100-196	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マルチアレルゲン・カビ IgE, allergen-specific(multi allergen(moulds)) 5A100-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2026	5A100-197	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マルチアレルゲン・食物 IgE, allergen-specific(multi allergen(foods)) 5A100-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						
2027	5A100-198	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
アレルゲン特異IgE, マルチアレルゲン・穀物 IgE, allergen-specific(multi allergen(cereals)) 5A100-0000-023-000		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D015(13)	110 点	血清	
					0.3 mL	
		0.35 未満 UA/mL				12 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
2031	5A110-002		受託終了			遠心
アレルゲン特異IgG, ハト IgG, allergen-specific(pigeon) 5A110-0000-023-000		血液				血清
		FEIA				凍結
		*** mgA/L				
2032	5A110-003		受託終了			遠心
アレルゲン特異IgG, セキセイインコ IgG, allergen-specific(budgerigar) 5A110-0000-023-000		血液				血清
		FEIA				凍結
		*** mgA/L				
2033	5A110-001		3～6日		C6	遠心
アレルゲン特異IgG, 鳥(セキセイインコ・ハト) IgG, allergen-specific(bird(budgerigar, pigeon)) 5A110-0000-023-023		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D012(65)	873 点	血清	
					0.5 mL	
						21 日
外注						
判定		陰性(-)				
セキセイインコ		8 未満 mgA/L				
ハト		24 未満 mgA/L				
6636	5A135-001		受託終了		C6	遠心
免疫電気泳動(抗ヒト全血清による同定) immunoelectrophoresis(identification with anti-human whole serum) 5A135-0000-023-081		血液			血液	血清
		抗ヒト全血清による免疫電気泳動			6 mL	冷蔵
			D015(17)	170 点	血清	
					0.5 mL	

外注						
6637	5A136-001		4～7日		C6	遠心
免疫電気泳動(特異抗血清による同定) [免疫固定法] immunoelectrophoresis(identification with anti-specific antiserum) 5A136-0000-023-086		血液			血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D015(24)	218 点	血清	
					0.3 mL	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6638	5A136-002	2024/11/01～	4～6日		C6	遠心
免疫電気泳動[免疫固定法](ADIRA) ダラムマブ用 immunoelectrophoresis 5A136-0000-023-086		血液			血液	血清
		ADIRA			6 mL	冷蔵
			D015(29)	388×2 点	血清	
					0.4 mL	
		***				28 日
外注SRL						
6396	5A141-001		2～3日		C6	遠心
遊離L鎖 κ/λ 比 free light chains kappa/lambda ratio 5A141-0000-023-063		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D015(29)	388 点	血清	
					0.4 mL	
外注						
κ 鎖		3.3 - 19.4 mg/L				
λ 鎖		5.7 - 26.3 mg/L				
κ/λ 比		0.26 - 1.65				
6020	5A145-001	2015/04/01～	3～5日		U	
Bence Jones蛋白同定 [随時尿] Bence-Jones protein identification 5A145-0000-001-000		随時尿			尿	尿
		免疫固定電気泳動法			10 mL	冷蔵
			D015(22)	201 点		
					5.0 mL	

外注						
5436	5A150-001		7～10日			遠心
オリゴクローナルバンド [随液] oligoclonal bands 5A150-0000-098-236		随液				随液上清
		等電点電気泳動				冷蔵
			D004(11)	522 点		
						4 週
外注						
バンド数		0 - 1, 陰性				
6626	5A160-001	2015/04/01～	4～5日		C3	遠心
クリオグロブリン cryoglobulin 5A160-0000-023-920		血液			血液	血清
		ゲル内拡散法			3 mL	冷蔵
			D015(5)	42 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5B. 免疫学的検査 - 補体および関連物質						
0369	5B010-001	2022/01/01～	2～3日		C6	遠心
CH50(血清補体価)		血液			血液	血清
50% hemolytic complement activity			D015(4)	38 点	6 mL	凍結-20℃以下
5B010-0000-023-061					血清	
					0.4 mL	
※注LSIM		30 - 46 CH50/mL				
0365c3	5B023-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
C3(β1C/β1Aグロブリン)		血液			血液	血清
[血清][臍帯血]		TIA			5 mL	凍結-70℃
complement C3			D015(8)	70 点	血清	
5B023-0000-023-061						
5B023-0000-029-061						1 年
		73 - 138 mg/dL				
3601c3	5B023-003		当日または翌日			遠心
C3(β1C/β1Aグロブリン)		他材料				検体上清
[他材料]		TIA				凍結-70℃
complement C3						
5B023-0000-099-061						
		*** mg/dL				
0365c4	5B024-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
C4(β1Eグロブリン)		血液			血液	血清
[血清][臍帯血]		TIA			5 mL	凍結-70℃
complement C4			D015(8)	70 点	血清	
5B024-0000-023-061						
5B024-0000-029-061						1 年
		11.0 - 31.0 mg/dL				
3601c4	5B024-003		当日または翌日			遠心
C4(β1Eグロブリン)		他材料				検体上清
[他材料]		TIA				凍結-70℃
complement C4						
5B024-0000-099-061						
		*** mg/dL				
6241	5B045-001		2～8日		B2	凝固遠心
C1インアクチベーター		血液			血液	血漿 C-Na
C1 inactivator		合成基質法			2 mL	凍結
5B045-0000-022-315			D015(25)	253 点	血漿	
					0.5 mL	
						1 月
外注		70 - 130 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5C. 免疫学的検査 - 血漿蛋白						
0373	5C010-001		当日または翌日		C5	遠心
プレアルブミン [血清][臍帯血] transthyretin 5C010-0000-023-061 5C010-0000-029-061		血液			血液	血清
		TIA			5 mL	凍結
			D015(12)	101 点	血清	
						長期
男性		23 - 42				
女性		22 - 34				
		mg/dL				
3609	5C010-003		当日または翌日			遠心
プレアルブミン [他材料] transthyretin 5C010-0000-099-061		他材料				検体上清
		TIA				凍結

		mg/dL				
1361	5C015-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
α1-マイクログロブリン(α1-m) alpha1-microglobulin 5C015-0000-023-062		血液			血液	血清
		LA			6 mL	冷蔵
			D015(14)	129 点	血清	
					0.5 mL	
		9.1 - 18.4				12 週
外注		mg/L				
1363	5C015-002	2019/04/01～	2～3日		U	遠心
α1-マイクログロブリン(α1-m) [随時尿] alpha1-microglobulin 5C015-0000-001-062		随時尿			尿	尿上清
		LA			10 mL	冷蔵
			D015(14)	129 点	尿上清	
					1.0 mL	
		8.3 以下				3 週
外注		mg/L				
3363	5C015-003	2019/04/01～	2～3日			遠心
α1-マイクログロブリン(α1-m) [蓄尿] alpha1-microglobulin 5C015-0000-004-062		蓄尿				蓄尿上清
		LA				冷蔵
			D015(14)	129 点		
						3 週
		8.3 以下				
外注		mg/L				
6530	5C020-001		2～3日		C6	遠心
α1-アンチトリプシン(α1-AT) alpha1-antitrypsin 5C020-0000-023-063		血液			血液	血清
		免疫比濁法			6 mL	冷蔵
			D006(10)	80 点	血清	
					0.4 mL	
		94 - 150				
外注		mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0374	5C030-001		当日または翌日		C5	遠心
レチノール結合蛋白(RBP) [血清][臍帯血] retinol binding protein 5C030-0000-023-062 5C030-0000-029-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			5 mL	凍結
			D015(15)	132 点	血清	
						1 月
男性		2.7 - 6.0				
女性		1.9 - 4.6				
		mg/dL				
3610	5C030-003		当日または翌日			遠心
レチノール結合蛋白(RBP) [他材料] retinol binding protein 5C030-0000-099-062		他材料				検体上清
		ラテックス凝集比濁法				凍結
		*** mg/dL				
0371	5C040-001	2022/01/01～	当日または翌日		C5	遠心
ハプトグロビン(Hp) [血清][臍帯血] haptoglobin 5C040-0000-023-061 5C040-0000-029-061		血液			血液	血清
		TIA			5 mL	凍結
			D015(14)	129 点	血清	
						長期
		19 - 170 mg/dL				
3604	5C040-003		当日または翌日			遠心
ハプトグロビン(Hp) [他材料] haptoglobin 5C040-0000-099-061		他材料				検体上清
		TIA				凍結
		*** mg/dL				
6532	5C045-001		2～3日		C6	遠心
セルロプラスミン(Cp) ceruloplasmin 5C045-0000-023-063		血液			血液	血清
		免疫比濁法			6 mL	冷蔵
			D015(9)	90 点	血清	
					0.4 mL	
		21 - 37 mg/dL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0372	5C060-001		当日または翌日		C5	遠心
トランスフェリン(Tf) [血清][臍帯血] transferrin 5C060-0000-023-061 5C060-0000-029-061		血液			血液	血清
		TIA			5 mL	凍結
			D015(7)	60 点	血清	
						長期
男性		190 - 300				
女性		200 - 340				
		mg/dL				
0376	5C060-002		2～3日		U	
トランスフェリン(Tf) [随時尿] transferrin 5C060-0000-001-061		尿			尿	尿
		ラテックス凝集比濁法			10 mL	冷蔵
			D001(8)	98 点	尿	凍結不可
					1.0 mL	
外注						
トランスフェリン濃度		*** μg/dL				
クレアチニン濃度		*** mg/dL				
クレアチニン補正值		1.0 以下 mg/g・Cr				
3608	5C060-004		当日または翌日			遠心
トランスフェリン(Tf) [他材料] transferrin 5C060-0000-099-061		他材料				検体上清
		TIA				凍結
		*** mg/dL				
1356	5C065-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
BMG(β2マイクログロブリン) [血清] beta2-microglobulin 5C065-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D015(10)	98 点	血清	
		0.90 - 1.84 mg/L				60 日
1357	5C065-002	2022/01/01～	当日または翌日		U	遠心
BMG(β2マイクログロブリン) [随時尿] beta2-microglobulin 5C065-0000-001-052		随時尿			尿	尿上清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D015(10)	98 点	尿上清	
		0.014 - 0.221 mg/L				60 日

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3357	5C065-003	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
BMG(β2マイクログロブリン) [蓄尿] beta2-microglobulin 5C065-0000-004-052		蓄尿				蓄尿上清
		CLEIA				凍結
			D015(10)	98 点		
		***				60 日
		mg/L				
3843	5C065-005	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
BMG(β2マイクログロブリン) [他材料] beta2-microglobulin 5C065-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結

		mg/L				
0351	5C070-001	2022/01/01～	当日報告		C5	遠心
CRP(C反応性蛋白) [血清][血漿][臍帯血] C-reactive protein 5C070-0000-023-062 5C070-0000-029-062		血液			血液	血清
		LTIA			5 mL	凍結
			D015(1)	16 点	血清	
		0.14 以下				長期
		mg/dL				
3534	5C070-008		当日報告			遠心
CRP(C反応性蛋白) [腹水][胸水][他材料] C-reactive protein 5C070-0000-043-062 5C070-0000-042-062 5C070-0000-099-062		他材料				腹水上清
		LTIA				凍結

		mg/dL				
6113	5C070-010		受託終了		C6	
CRP(C反応性蛋白)(高感度) C-reactive protein(high-sensitive method) 5C070-0000-023-063		血液			血液	中止
		免疫比濁法			6 mL	項目
			D015(1)	16 点	血清	

外注		mg/dL				
6426	5C080-001	2022/04/01～	2～3日		C6	遠心
アミロイドA(SAA) serum amyloid A 5C080-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D015(6)	47 点	血清	
					0.5 mL	
外注		3 以下				
		mg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1358	5C090-001		2～3日		C6	遠心
ミオグロビン myoglobin 5C090-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	凍結
			D007(36)	131 点	血清	
					0.3 mL	
						1 週
外注						
男性		154.9 以下				
女性		106.0 以下				
		ng/mL				
1359	5C090-002	2022/04/01～	2～3日			
ミオグロビン [随時尿] myoglobin 5C090-0000-001-052		随時尿				尿
		CLEIA				冷蔵
			D007(36)	131 点		
		2.0 未満				10 日
外注		ng/mL				
3359	5C090-003	2022/04/01～	2～3日			
ミオグロビン [蓄尿] myoglobin 5C090-0000-004-052		蓄尿				蓄尿
		CLEIA				冷蔵
			D007(36)	131 点		
		2.0 未満				10 日
外注		ng/mL				
9182	5C091-001		受託終了			#N/A
心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP) (緊急検査室) heart type fatty acid-binding protein 5C091-0000-019-190		血液				#N/A
		ICA				#N/A
			D007(36)	131 点		#N/A
						#N/A
						#N/A
		陰性(-)				#N/A
1365	5C092-001		2～4日		C6	遠心
ミオシン軽鎖Ⅰ(ミオシンLCⅠ) myosin light chain 1 5C092-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D007(48)	184 点	血清	
					0.4 mL	
		2.5 以下				12 週
外注		ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
9181	5C093-001		当日報告		L3	遠心
トロポニンT [血漿] troponin T 5C093-0000-022-053		血液			血液	血漿 H-Li
		ECLIA			3 mL	凍結
			D007(29)	109 点	血漿	
						12 月
基準値		0.014 以下 ng/mL				
急性心筋梗塞診断のカットオフ値		0.100 ng/mL				
6699	5C093-002		受託終了		C6	
トロポニンT (外注) troponin T 5C093-0000-023-053		血液			血液	中止
		ECLIA			6 mL	項目
			D007(29)	109 点	血清	
外注						
基準値		0.014 以下 ng/mL				
急性心筋梗塞診断のカットオフ値		0.100 ng/mL				
6700	5C094-001		2～3日		C6	遠心
トロポニンI troponin I 5C094-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	凍結
			D007(29)	109 点	血清	
					0.5 mL	31 日
外注						
基準値		26.2 以下 pg/mL				
急性心筋梗塞診断のカットオフ値		26.2 pg/mL				
1355	5C095-001		当日または翌日		C5	遠心
フェリチン [血清][臍帯血] ferritin 5C095-0000-023-062 5C095-0000-029-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			5 mL	凍結
			D007(25)	102 点	血清	
						1 月
男性		50 - 200				
女性		12 - 60				
		ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3842	5C095-003	2022/01/01～	当日または翌日			遠心
フェリチン [他材料] ferritin 5C095-0000-099-062		他材料				検体上清
		ラテックス凝集比濁法				凍結
			D007(25)	102 点		
		*** ng/mL				
0367	5C100-001		2～3日		U	
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP) [随時尿] liver type fatty acid-binding protein 5C100-0000-001-062		尿			尿	尿
		ラテックス凝集比濁法			10 mL	凍結
			D001(19)	210 点	尿	
					1.0 mL	
外注						
NGAL（濃度）		*** ng/mL				
クレアチニン補正值		8.4 以下 μg/g・Cr				
6540	5C111-001		2～3日		ル	
癌胎児性フィブロネクチン oncofetal fibronectin 5C111-0000-067-000		ぬぐい液			膣からの分泌液	抽出液
		EIA			 	凍結
			D015(23)	204 点		
						4 週
外注						
定量値		***				
判定		陰性(-)				
6208	5C120-001		2～8日		C6	遠心
Ⅰ型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(インタクトPINP) type 1 procollagen N-terminal propeptide(intact) 5C120-0000-023-001		血液			血液	血清
		RIA（二抗体法）			6 mL	冷蔵
			D008(30)	163 点	血清	
					0.3 mL	5 日
外注						
男性						
男性		19.0 - 83.5				
女性						
閉経前		17.1 - 64.7				
閉経後		21.9 - 79.1 μg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6219	5C120-002		2～3日		C6	遠心
I 型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(トータルP I NP) type 1 procollagen N-terminal propeptide(total) 5C120-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D008(28)	160 点	血清	
					0.3 mL	
						5 日
外注						
男性						
男性 (30 - 83歳)		18.1 - 74.1				
女性						
閉経前 (30 - 44歳)		16.8 - 70.1				
閉経後 (45 - 79歳)		26.4 - 98.2 μg/L				
6429	5C123-001		受託終了		C6	遠心
I 型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx) type 1 collagen cross-linked N-terminal telopeptide 5C123-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D008(25)	156 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
男性						
男性		9.5 - 17.7				
女性						
閉経前		7.5 - 16.5				
閉経後		10.7 - 24.0 nmol BCE/L				
6201	5C123-002		3～4日		U	
I 型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx) [随時尿] type 1 collagen cross-linked N-terminal telopeptide 5C123-0000-001-000		随時尿			尿	尿
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D008(25)	156 点		
					1.5 mL	
						14 日
外注						
男性						
クレアチニン補正值		13.0 - 66.2 nmolBCE/mmol・Cr				
NTx濃度		*** nmol BCE/L				
クレアチニン濃度		*** mg/dL				
女性						
クレアチニン補正值 閉経前		9.3 - 54.3 nmolBCE/mmol・Cr				
クレアチニン補正值 閉経後		14.3 - 89.0 nmolBCE/mmol・Cr				
NTx濃度		*** nmol BCE/L				
クレアチニン濃度		*** mg/dL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1073	5C124-001	2005/09/01～	2～3日		C6	遠心
Ⅰ型コラーゲン架橋-C末端テロペプチド(ⅠCTP) type 1 collagen cross-linked C-terminal telopeptide 5C124-0000-023-001		血液			血液	血清
		RIA (二抗体法)			6 mL	冷蔵
			D009(23)	170 点	血清	
					0.5 mL	
		5.5 未満 ng/mL				4 週
外注						
1345	5C130-001		2～5日		C6	遠心
プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P) procollagen-3-peptide 5C130-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D007(39)	136 点	血清	
					0.4 mL	
						14 日
外注						
男性						
基準値		3.62 - 9.52 ng/mL				
肝線維化疾患のカットオフ		6.95 ng/mL				
1204	5C135-001	2021/01/04～	2～4日		C6	遠心
Ⅳ型コラーゲン・7S type 4 collagen・7S domain 5C135-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D007(42)	148 点	血清	
					0.5 mL	
		4.4 以下 ng/mL				
外注						
6941	5C141-001	2025/04/01～	2～3日		C6	遠心
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi) Mac-2 binding protein glycosylation isomer 5C141-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D007(50)	194 点	血清	
					0.3 mL	
		0.84 未満 AU/mL				8 日
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6206	5C146-001		2～4日		U	
デオキシピリジノリン [随時尿] deoxyypyridinoline 5C146-0000-001-052		随時尿			尿	尿
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D008(39)	191 点		
					1.5 mL	7 日
外注						
男性						
濃度		*** nmol/L				
クレアチニン換算値		2.1 - 5.4 nmol/mmol・Cr				
クレアチニン濃度		*** mg/dL				
女性						
濃度		*** nmol/L				
クレアチニン換算値		2.8 - 7.6 nmol/mmol・Cr				
クレアチニン濃度		*** mg/dL				
5394	5C200-001				フ4	遠心
タウ蛋白 [髄液] tau protein 5C200-0000-041-000		髄液			髄液	髄液上清
		EIA			1 mL	凍結
			D004(13)	622 点	髄液	
					0.3 mL	
外注						
基準値		*** pg/mL				
クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD)の診断基準		1200 超 pg/mL				
5395	5C201-001	2023/12/20～	2～8日		フ5	遠心
リン酸化タウ蛋白 [髄液] phosphorylated tau protein 5C201-0000-041-000		髄液			髄液	髄液上清
		CLEIA			3 mL	冷蔵
			D004(14)	641 点	髄液	
					2.5 mL	15 日
外注		50.0 - pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6077	5C210-001		当日または翌日		C5	遠心
KL-6 [血清][臍帯血] KL-6 5C210-0000-023-062 5C210-0000-029-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			5 mL	凍結-80℃
			D007(28)	108 点	血清	
カットオフ		500 U/mL				
3612	5C210-003		当日または翌日			遠心
KL-6 [他材料] KL-6 5C210-0000-099-062		他材料				検体上清
		ラテックス凝集比濁法				凍結-80℃
			D007(28)	108 点		
		*** U/mL				
6439	5C215-001		当日または翌日		C6	遠心
プロカルシトニン(PCT) [血清] procalcitonin 5C215-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D007(59)	276 点	血清	
						13 月
参考基準値		0.05 未満 ng/mL				
敗血症（細菌性）鑑別診断のカットオフ値		0.50 ng/mL				
敗血症（細菌性）重症度判定のカットオフ値		2.00 ng/mL				
9184	5C215-002		当日報告		L3	遠心
プロカルシトニン(PCT) [血漿](時間外検査室) procalcitonin 5C215-0000-022-053		血液			血液	血漿 H-Li
		ECLIA			3 mL	凍結
			D007(59)	276 点	血漿	
						13 月
参考基準値		0.05 未満 ng/mL				
敗血症（細菌性）鑑別診断のカットオフ値		0.50 ng/mL				
敗血症（細菌性）重症度判定のカットオフ値		2.00 ng/mL				
3871	5C215-003		当日または翌日			遠心
プロカルシトニン(PCT) [他材料] procalcitonin 5C215-0000-099-053		他材料				検体上清
		ECLIA				凍結
			D007(59)	276 点		
		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7610	5C216-001		受託終了		B2	#N/A
プレセプシン (ICU) presepsin 5C216-0000-022-052		血液			血液	#N/A
		CLEIA			2 mL	#N/A
					血漿	#N/A
						#N/A
		500 pg/mL				#N/A
0366	5C230-001		2～4日		U	遠心
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL) [随時尿] neutrophil gelatinase-associated lipocalin 5C230-0000-001-051		尿			尿	尿上清
		CLIA			10 mL	冷蔵
			D001(19)	210 点	尿上清	
					1.0 mL	
外注						
NGAL（濃度）		30.5 以下 ng/mL				
クレアチニン補正值		21.7 以下 μg/g・Cr				
クレアチニン濃度		*** mg/dL				
6542	5C235-001		3～6日		FC	
カルプロテクチン [便] calprotectin 5C235-0000-015-023		便			便	便
		FEIA			1 g	凍結
			D003(9)	268 点		
					1.0 g	
外注						
炎症性腸疾患（IBD）の診断補助の指標		50 mg/kg				
潰瘍性大腸炎（UC）の病態把握の指標		300 mg/kg				
クローン病（CD）の病態把握の指標		80 mg/kg				
6196	5C240-001		2～4日		C6	遠心
オートタキシン autotaxin 5C240-0000-023-023		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	冷蔵
			D007(50)	194 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
男性						
線維化進展例判定のカットオフ		0.910 mg/L				
肝硬変判定のカットオフ		1.690 mg/L				
女性						
線維化進展例判定のカットオフ		1.270 mg/L				
肝硬変判定のカットオフ		2.120 mg/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3791	5C260-001		要確認		フ3	
コクリン-トモプロテイン(CTP) Cochlin-tomoprotein(CTP) 5C260-0000-091-023 外注SRL		中耳洗浄液			中耳洗浄液	中耳洗浄液
		EIA (IEMA)			0.3 mL	凍結
			D007(64)	460 点		
						28 日
		30.0 未満 ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5D. 免疫学的検査 - 腫瘍関連抗原						
1350	5D010-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
CEA [血清] carcinoembryonic antigen 5D010-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(3)	99 点	血清	
			3.4 以下 ng/mL			
3852	5D010-006		当日または翌日			遠心
CEA [腹水][胸水][他材料] carcinoembryonic antigen 5D010-0000-043-053 5D010-0000-043-053 5D010-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(3)	99 点		
			*** ng/mL			
1340	5D015-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
AFP(α-フェトプロテイン) [血清] alpha-fetoprotein 5D015-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(2)	98 点	血清	
			7.0 以下 ng/mL			
5451	5D015-005		当日または翌日			遠心
AFP(α-フェトプロテイン) [髄液] alpha-fetoprotein 5D015-0000-041-053		髄液				髄液上清
		ECLIA				凍結
			D009(2)	98 点		
			*** ng/mL			
3851	5D015-006		当日または翌日			遠心
AFP(α-フェトプロテイン) [腹水][胸水][他材料] alpha-fetoprotein 5D015-0000-043-053 5D015-0000-042-053 5D015-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(2)	98 点		
			*** ng/mL			

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6193	5D018-001		3～6日		C6	遠心
AFP分画-LcA alpha-fetoprotein, LcA-binding fraction 5D018-0000-023-024		血液			血液	血清
		LBA (LBA-EATA)			6 mL	冷蔵
			D009(26)	185 点	血清	
					0.4 mL	
						3 週
外注						
AFP-L3		10.0 未満 %				
AFP-L1		*** %				
総AFP量		*** ng/mL				
1341	5D100-001		当日または翌日		C6	遠心
CA125 [血清] CA125 5D100-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(11)	136 点	血清	
						24 週
基準範囲		35.0 以下 U/mL				
良性婦人科疾患対象カットオフ		150.0 U/mL				
3854	5D100-006		当日または翌日			遠心
CA125 [腹水][胸水][他材料] CA125 5D100-0000-043-053 5D100-0000-042-053 5D100-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(11)	136 点		
		*** U/mL				
1449	5D115-001		2～4日		C6	遠心
組織因子経路インヒビター2(TFPI2) tissue factor pathway inhibitor 2 tissue factor pathway inhibitor 2 5D115-0000-023-023		血液			血液	血清
		FEIA			6 mL	凍結
			D009(27)	190 点	血清	
					0.3 mL	
		191 未満 pg/mL				14 日
外注						
1343	5D120-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
CA15-3 [血清] CA15-3 5D120-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(6)	112 点	血清	
						90 日
		25.0 以下 U/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3855	5D120-006		当日または翌日			遠心
CA15-3 [腹水][胸水][他材料] CA15-3 5D120-0000-043-053 5D120-0000-042-053 5D120-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(6)	112 点		
		*** U/mL				
1209	5D130-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
CA19-9 [血清] CA19-9 5D130-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(9)	121 点	血清	
		37.0 以下 U/mL				3 月
3853	5D130-006		当日または翌日			遠心
CA19-9 [腹水][胸水][他材料] CA19-9 5D130-0000-043-053 5D130-0000-042-053 5D130-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(9)	121 点		
		*** U/mL				
1353	5D153-001	2015/04/01～	3～8日		C6	遠心
シアリルTn抗原(STN) sialyl Tn antigen 5D153-0000-023-005 外注		血液			血液	血清
		RIA (固相法 (ビーズ))			6 mL	凍結
			D009(16)	146 点	血清	
					0.3 mL	
		45.0 以下 U/mL				12 週
6199	5D170-001		3～5日		C6	遠心
DU-PAN-2 DU-PAN-2 5D170-0000-023-000 外注		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D009(7)	115 点	血清	
					0.4 mL	
		150 以下 U/mL				1 週
1347	5D175-001	2015/04/01～	3～5日		C6	遠心
SLX(シアリルLeX-i抗原) sialyl Lewis X-i antigen 5D175-0000-023-006 外注		血液			血液	血清
		IRMA (ビーズ)			6 mL	冷蔵
			D009(13)	140 点	血清	
					0.3 mL	
		38.0 以下 U/mL				21 日

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1366	5D200-001		2～3日		C6	遠心
NCC-ST-439		血液			血液	血清
NCC-ST-439		EIA			6 mL	冷蔵
5D200-0000-023-000			D009(6)	112 点	血清	
					0.4 mL	
						2 週
外注						
男性						
男性		4.5 未満				
女性						
49歳以下		7.0 未満				
50歳以上		4.5 未満				
		U/mL				
1339	5D300-001		1～3日		C6	遠心
SCC		血液			血液	血清
squamous cell carcinoma-related antigen		CLIA			6 mL	冷蔵
5D300-0000-023-051			D009(4)	101 点	血清	
					0.3 mL	
						12 週
外注		1.5 以下 ng/mL				
4777	5D300-002					
SCC		胸水				胸水
[胸水]		CLIA				冷蔵
squamous cell carcinoma-related antigen						
5D300-0000-042-051			D009(4)	101 点		

外注		ng/mL				
6403	5D305-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
前立腺特異抗原(PSA)		血液			血液	血清
[血清]		ECLIA			6 mL	凍結
prostate specific antigen			D009(9)	121 点	血清	
5D305-0000-023-053						
						24 週
		3.530 以下 ng/mL				
3858	5D305-006		当日または翌日			遠心
前立腺特異抗原(PSA)		他材料				腹水上清
[腹水][胸水][他材料]		ECLIA				凍結
prostate specific antigen						
5D305-0000-043-053						
5D305-0000-042-053			D009(9)	121 点		
5D305-0000-099-053		***				
		ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1383	5D306-001	2008/10/04～	2～3日		C6	遠心
前立腺特異抗原・α1アンチキモトリプシン複合体(PSA-ACT) prostate specific antigen-alpha1 antichymotrypsin complex 5D306-0000-023-051 外注		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	凍結
			D009(9)	121 点	血清	
					0.3 mL	
		3.4 以下 ng/mL				12 週
6404	5D308-001		当日または翌日		C6	遠心
PSA F/T比 [血清] free/total PSA ratio 5D308-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(17)	150 点	血清	
						12 週
総PSA		3.530 以下 ng/mL				
遊離型PSA		*** ng/mL				
F/T比		25 以上 %				
3859	5D308-006		当日または翌日			遠心
PSA F/T比 [腹水][胸水][他材料] free/total PSA ratio 5D308-0000-043-053 5D308-0000-042-053 5D308-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(17)	150 点		
		*** ng/mL				
1379	5D310-001		4～5日		C6	遠心
γ-Sm(γ-セミノプロテイン) gamma-seminoprotein 5D310-0000-023-052 外注		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D009(28)	192 点	血清	
					0.4 mL	
		4.00 以下 ng/mL				8 週
1338	5D320-001	2019/04/01～	受託終了		C6	遠心
TPA(組織ポリペプチド抗原) tissue polypeptide antigen 5D320-0000-023-051 外注		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D009(5)	110 点	血清	
					0.4 mL	
		75 未満 U/L				12 週

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1354	5D325-001		当日または翌日		C6	遠心
シフラ(サイトケラチン19フラグメント) [血清] cytokeratin 19 fragment 5D325-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D009(18)	154 点	血清	
						6 月
基準値		2.8 以下 ng/mL				
良性肺疾患対象カットオフ		3.5 ng/mL				
3856	5D325-006		当日または翌日			遠心
シフラ(サイトケラチン19フラグメント) [腹水][胸水][他材料] cytokeratin 19 fragment 5D325-0000-043-053 5D325-0000-042-053 5D325-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結
			D009(18)	154 点		
		*** ng/mL				
1351	5D405-001		受託終了		C6	
PAP(前立腺性酸性ホスファターゼ) prostatic acid phosphatase 5D405-0000-023-052		血液			血液	中止
		CLEIA			6 mL	項目
					血清	
					0.3 mL	
		3.0 以下 ng/mL				
外注						
1346	5D410-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
NSE(神経特異エノラーゼ) [血清] neuron-specific enolase 5D410-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結-70℃以下
			D009(14)	142 点	血清	
		12.00 以下 ng/mL				3 月
5457	5D410-005		当日または翌日			遠心
NSE(神経特異エノラーゼ) [髄液] neuron-specific enolase 5D410-0000-041-053		髄液				髄液上清
		ECLIA				凍結-70℃以下
			D009(14)	142 点		
		*** ng/mL				
3857	5D410-006		当日または翌日			遠心
NSE(神経特異エノラーゼ) [腹水][胸水][他材料] neuron-specific enolase 5D410-0000-043-053 5D410-0000-042-053 5D410-0000-099-053		他材料				腹水上清
		ECLIA				凍結-70℃以下
						-70℃以下
			D009(14)	142 点		
		*** ng/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6286	5D520-001	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
PIVKA- II [血清] PIVKA-2 5D520-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D009(10)	131 点	血清	
						60 日
		33.3 以下 mAU/mL				
3901	5D520-002		当日または翌日			遠心
PIVKA- II [他材料] PIVKA-2 5D520-0000-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
			D009(10)	131 点		
		*** mAU/mL				
6536	5D550-001	2015/04/01～	2～3日		A2	遠心
ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体) pro-gastrin releasing peptide 5D550-0000-022-051		血液			血液	血漿 E-2K
		CLIA			2 mL	冷蔵
			D009(24)	175 点	血漿	
					0.3 mL	
外注		81.0 pg/mL				10 日
6447	5D560-001	2019/04/01～	3～6日		C6	遠心
抗p53抗体 p53-autoantibodies 5D560-0000-023-000		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D009(22)	163 点	血清	
					0.4 mL	
外注		1.30 以下 U/mL				1 週
6438	5D570-001	2016/10/03～	受託終了		ネ	
NMP22(核マトリックスプロテイン22) [随時尿] nuclear matrix protein 22 5D570-0000-001-000		随時尿			尿	尿 安定化剤
		EIA			10 mL	冷蔵
			D009(12)	139 点		凍結不可
					5.0 mL	
外注		12.0 以下 U/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6406	5D590-001		2～5日		C6	遠心
HER2蛋白 [血清] HER2/neu protein 5D590-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	凍結
			D009(34)	320 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
濃度		15.2 以下 ng/mL				
判定		陰性(-)				
tc13_5d590	5D590-002				病理	
HER2蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 HER2/neu protein 5D590-0000-070-666		IHC			組織	
			N002(3)	690 点		

tc13_5d591	5D591-001				病理	
BRAF V600E変異蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 BRAF V600E mutant protein 5D591-0000-075-666		IHC			生検・手術材料	組織(10%NBF)
						室温
			N002(7)	400×times;4 点		

tc13_5d594	5D594-001	2015/04/01～	5～8日		病理	
ALK融合蛋白(D5F3) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 ALK fusion protein(D5F3) 5D594-0000-070-666		IHC			組織	
			N002(6)	2,700 点		

tc13_5d595	5D595-001	2015/04/01～	約3週		病理	
EGFR蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 EGFR protein 5D595-0000-070-666		IHC			組織	
			N002(4)	690 点		
			0 %			
0763	5D596-001		2～3日		E4	
CCR4蛋白 [FCM][血液] CCR4 protein 5D596-0000-019-662		血液			血液	全血 H-Na
		フローサイトメトリー法	D006-10	10,000 点	4 mL	室温
					4.0 mL	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc13_5d597	5D597-001		6～8日		病理	
PD-L1蛋白(clone 22C3) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 PD-L1 protein(clone 22C3) 5D597-0000-075-666 ↓注LSIM					未染スライド	
		IHC	N005-3	2,700 点	5枚 (4～5 μ m厚)	

tc13_5d598	5D598-001		6～8日		病理	
PD-L1蛋白(clone 28-8) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 PD-L1 protein(clone 28-8) 5D598-0000-075-666 ↓注LSIM					未染スライド	
		IHC	N005-3	2,700 点	5枚 (4～5 μ m厚)	

tc13_5d599	5D599-001		5～10日		病理 組織	
PD-L1蛋白(clone SP142) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 PD-L1 protein(clone SP142) 5D599-0000-070-666						
		IHC	N005-3	2,700 点	 	

tc13_5d605	5D605-001		受託終了		病理 組織	
PD-L1蛋白(clone SP263) 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 PD-L1 protein(clone SP263) 5D605-0000-070-666						
		IHC	N005-3	2,700 点		

tc13_5d615	5D615-001				病理	
MMR蛋白 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 mismatch repair(MMR) protein 5D615-0000-075-666					生検・手術材料	組織(10%NBF)
		IHC	N005-3	2,700 点	 	室温

tc13_5d630	5D630-002					
CLDN18蛋白 胃癌 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 Claudin18 protein 5D630-0000-070-666						組織(10%NBF)
		IHC	N005-3	2,700 点		室温

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5E. 免疫学的検査 - 感染症(非ウイルス)関連検査						
6537	5E017-001		3～5日		C6	遠心
クラミジア・トラコマティス抗体-IgA Chlamydia trachomatis antibody-IgA 5E017-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
		D012(43)	200 点	血清		
				0.3 mL		
外注						
C.O.I.		0.900 未満				
判定		陰性(-)				
6527	5E018-001		3～5日		C6	遠心
クラミジア・トラコマティス抗体-IgG Chlamydia trachomatis antibody-IgG 5E018-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
		D012(43)	200 点	血清		
				0.3 mL		
外注						
C.O.I.		0.900 未満				
判定		陰性(-)				
6083	5E021-001	2019/04/01～	2～3日		リ	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス) [随時尿] genetic detection, Chlamydia trachomatis 5E021-0000-001-862		随時尿				尿
		リアルタイムPCR			5 mL	冷蔵
		D023(1)	188 点		凍結不可	
				4.5 mL	1 年	
外注		検出せず				
6071	5E021-002	2019/04/01～	2～3日		ラ	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス) [分泌物] genetic detection, Chlamydia trachomatis 5E021-0000-085-862		分泌物			膣からの分泌液	浮遊液
		リアルタイムPCR			1本	冷蔵
		D023(1)	188 点		凍結不可	
					1 年	
外注		検出せず				
6073	5E021-003	2019/04/01～	2～3日			
核酸同定(クラミジア・トラコマティス) [うがい液] genetic detection, Chlamydia trachomatis 5E021-0000-079-862		うがい液				うがい液
		リアルタイムPCR				冷蔵
		D023(1)	188 点		凍結不可	
					1 年	
外注		検出せず				
6538	5E031-001	2014/05/28～	2～4日		C6	遠心
クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG Chlamydophila pneumoniae antibody-IgG 5E031-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
		D012(9)	70 点	血清		
					0.4 mL	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
外注		30 未満, 陰性 EIU				
6539	5E032-001	2014/05/28～	2～4日		C6	遠心
クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA Chlamydophila pneumoniae antibody-IgA 5E032-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
			D012(10)	75 点	血清	
					0.4 mL	
外注		8 未満, 陰性 EIU				
0352	5E035-001	2019/04/01～	1～2日		C6	遠心
ASO antistreptolysin-O 5E035-0000-023-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			6 mL	冷蔵
			D012(1)	15 点	血清	
					0.5 mL	
						4 週
外注		200 以下 IU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1640200	5E042-001		当日報告		サ0	
肺炎球菌抗原						詳細は
Streptococcus pneumoniae-specific antigen		ICA			1 mL 以上	Web参照
5E042-0000-001-190			D012(26)	146 点	尿	
		陰性(-)				
1630100	5E046-001		当日報告		サ	
エンドトキシン					血液	詳細は
endotoxin		比濁時間分析法			3 mL	Web参照
5E046-0000-022-297			D012(52)	229 点	血漿	
		5 pg/mL				
6210	5E054-001		受託終了		C6	
百日咳抗体		血液			血液	中止
[細菌凝集反応]		細菌凝集反応			6 mL	項目
Bordetella antibody			D012(12)	80 点	血清	
5E054-0000-023-121						
外注						
K-1, 2 (東浜株)		10 未満 倍				
K-1, 3 (山口株)		10 未満 倍				
6437	5E054-002		2～4日		C6	遠心
百日咳抗体		血液			血液	血清
[EIA]		EIA			6 mL	冷蔵
Bordetella antibody			D012(54)	257 点	血清	
5E054-0000-023-000					0.3 mL	
外注						4 週
PT		10 未満 EU/mL				
FHA		10 未満 EU/mL				
1640100	5E056-001		当日報告			
レジオネラ抗原						詳細は
Legionella antigen		ICA				Web参照
5E056-0000-001-190			D012(46)	205 点		
		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6423	5E065-001		1～2日		C6	遠心
ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG Helicobacter pylori antibody-IgG 5E065-0000-023-062		血液			血液	血清
		LA			6 mL	冷蔵
			D012(12)	80 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
濃度		10 未満 U/mL				
判定		陰性(-)				
6939	5E069-001		4～6日		C6	遠心
抗抗酸菌抗体 anti-mycobacteria antibody 5E069-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(18)	116 点	血清	
					0.2 mL	
外注						
判定		(-)				
抗体濃度 (参考値)		0.70 未満 U/mL				
0354	5E074-001	2012/01/04～	当日または翌日		C5	遠心
梅毒脂質抗体定性 [血清][臍帯血] syphilis serology test, qualitative 5E074-0000-023-000 5E074-0000-029-000		血液			血液	血清
		ラテックス比濁法			5 mL	冷蔵
			D012(1)	15 点	血清	
		陰性(-)				7 日
3614	5E074-004	1900/01/04～	当日または翌日			遠心
梅毒脂質抗体定性 [他材料] syphilis serology test, qualitative 5E074-0000-099-000		他材料				検体上清
		ラテックス比濁法				冷蔵
		*** RU				
9301	5E074-002		検査中止			
梅毒脂質抗体定性 (緊急検査室) syphilis serology test, qualitative 5E074-0000-023-000		血液				中止
						項目
			D012(1)	15 点		
		(-)				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0356	5E075-001	2021/04/01～	当日または翌日		C5	遠心
梅毒TP抗体定性 [血清][臍帯血] syphilis serology test, TP, qualitative 5E075-0000-023-062 5E075-0000-029-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			5 mL	凍結
			D012(4)	32 点	血清	
		陰性(-)				長期
3615	5E075-004	1900/01/04～	当日または翌日			遠心
梅毒TP抗体定性 [他材料] syphilis serology test, TP, qualitative 5E075-0000-099-062		他材料				検体上清
		ラテックス凝集比濁法				凍結
		*** COI				
9302	5E075-002		検査中止			
梅毒TP抗体定性 (緊急検査室) syphilis serology test, TP, qualitative 5E075-0000-023-000		血液				中止
						項目
			D012(4)	32 点		
外注		(-)				
0357	5E074-005		当日または翌日		C5	遠心
梅毒脂質抗体定量 [血清][臍帯血] syphilis serology test, quantitative 5E074-0000-023-000 5E074-0000-029-000		血液			血液	血清
		ラテックス比濁法			5 mL	冷蔵
			D012(5)	34 点	血清	
						7 日
定量値		1.0 未満 RU				
判定		陰性(-)				
3616	5E074-007	1900/01/04～	当日または翌日			遠心
梅毒脂質抗体定量 [他材料] syphilis serology test, quantitative 5E074-0000-099-000		他材料				検体上清
		ラテックス比濁法				冷蔵
		*** RU				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0359	5E075-005		当日または翌日		C5	遠心
梅毒TP抗体定量 [血清][臍帯血] syphilis serology test, TP, quantitative 5E075-0000-023-062 5E075-0000-029-062		血液			血液	血清
		ラテックス凝集比濁法			5 mL	凍結
			D012(6)	53 点	血清	
						長期
カットオフインデックス		0.5 未満				
判定		陰性(-)				
3617	5E075-007	1900/01/04～	当日または翌日			遠心
梅毒TP抗体定量 [他材料] syphilis serology test, TP, quantitative 5E075-0000-099-062		他材料				検体上清
		ラテックス凝集比濁法				凍結
		*** COI				
6354	5E071-001		受託終了		C6	
ガラス板法 serologic test for syphilis, slide precipitation test 5E071-0000-023-000 外注		血液			血液	中止
					6 mL	項目
					血清	
		1 未満 倍				
6355	5E075-008		2～4日		C6	遠心
TPHA法 Treponema pallidum antibody, hemagglutination test 5E075-0000-023-117 外注		血液			血液	血清
		PA			6 mL	冷蔵
			D012(6)	53 点	血清	
抗体価		80 未満 倍				
判定		陰性(-)				
5355	5E075-009		2～4日			
TPHA法 [髄液] Treponema pallidum antibody, hemagglutination test 5E075-0000-041-117 外注		髄液				髄液
		PA				冷蔵
			D012(6)	53 点		
抗体価		10 未満 倍				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6652	5E079-001		2～4日		C6	遠心
FTA-ABS法		血液			血液	血清
fluorescent treponemal antibody absorption test		FAT			6 mL	冷蔵
5E079-0000-023-162			D012(23)	134 点	血清	
					0.4 mL	
外注						
抗体価		20 未満 倍				
判定		陰性(-)				
6217	5E105-001		3～5日		C6	遠心
寒冷凝集反応		血液			血液	血清
cold agglutination		HA			6 mL	冷蔵
5E105-0000-023-102			D014(1)	11 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		256 未満 倍				
6528	5E106-001		3～5日		C6	遠心
マイコプラズマ抗体		血液			血液	血清
[CF]		CF			6 mL	冷蔵
Mycoplasma pneumoniae antibody			D012(4)	32 点	血清	
5E106-0000-023-141					0.3 mL	
						4 週
外注		4 未満 倍				
5528	5E106-002		3～5日			
マイコプラズマ抗体		髄液				髄液
[CF][髄液]		CF				凍結
Mycoplasma pneumoniae antibody			D012(4)	32 点		
5E106-0000-041-141						
						4 週
外注		1 未満 倍				
6102	5E106-003		2～3日		C6	遠心
マイコプラズマ抗体		血液			血液	血清
[PA]		PA			6 mL	冷蔵
Mycoplasma pneumoniae antibody			D012(4)	32 点	血清	
5E106-0000-023-117					0.3 mL	
						4 週
外注		40 未満 倍				
5573	5E106-004		2～3日			
マイコプラズマ抗体		髄液				髄液
[PA][髄液]		PA				冷蔵
Mycoplasma pneumoniae antibody			D012(4)	32 点		
5E106-0000-041-117						
						4 週
外注		2 未満 倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1620100	5E110-001		当日報告			
クロストリジオイデス・ディフィシル抗原 Clostridioides difficile GDH antigen/toxin -0000-015-190		 ICA				詳細は Web参照
			D012(12)	80 点		
		陰性(-)				
1620600	5E114-001		当日報告			
カンピロバクター抗原 Campylobacter antigen 5E114-0000-015-190		便 ICA				詳細は Web参照
			D012(40)	184 点		
		陰性(-)				
1620300	5E116-001		受託終了			
大腸菌O157抗原 E. coli O157 antigen 5E116-0000-015-190		ICA				詳細は Web参照
			D012(33)	161 点		
		陰性(-)				
1630900	5E140-001		当日報告			
クリプトコッカス抗原 Cryptococcus antigen 5E140-0000-023-062		LA				詳細は Web参照
			D012(35)	169 点		
		陰性(-)				
6630	5E142-001		受託終了		C6	遠心
カンジダ抗原 Candida antigen 5E142-0000-023-062		血液 LA			血液 6 mL	血清 凍結
			D012(23)	134 点	血清	
		2 未満, 陰性 倍				4 週
外注						
6632	5E142-002		3~5日		C6	遠心
カンジダマンナン抗原 Candida mannan antigen 5E142-0000-023-023		血液 EIA			血液 6 mL	血清 冷蔵
			D012(23)	134 点	血清 0.8 mL	
		0.05 未満 U/mL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6425	5E148-001		2～5日		C6	遠心
アスペルギルス抗原		血液			血液	血清
Aspergillus antigen		ELISA			6 mL	凍結
5E148-0000-023-000			D012(30)	157 点	血清	
					0.7 mL	
						5 週
外注						
C.O.I.		0.5 未満				
判定		陰性(-)				
1620400	5E151-001	2023/02/24～	当日報告		サ	
(1→3)-β-Dグルカン					血液	詳細は
(1,3)-beta-D-glucan		発色性合成基質法			3 mL	Web参照
5E151-0000-022-297			D012(42)	195 点	血漿	
		11 pg/mL				
6940	5E154-001		8～17日		C6	遠心
トリコスポロン・アサヒ抗体		血液			血液	血清
Trichosporon asahii antibody		Antigen-Captured ELISA			6 mL	凍結
5E154-0000-023-000			D012(64)	822 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
CAI		0.15 未満				
判定		陰性(-)				
6368	5E155-001		受託終了		C6	
トキソプラズマ抗体		血液			血液	中止
Toxoplasma antibody					6 mL	項目
5E155-0000-023-000			D012(2)	26 点	血清	
		160 未満 倍				
外注						
6062	5E156-002		2～3日		C6	遠心
トキソプラズマ抗体-IgG		血液			血液	血清
[CLIA]		CLIA			6 mL	冷蔵
Toxoplasma antibody-IgG			D012(14)	93 点	血清	
5E156-0000-023-051					0.3 mL	
						2 週
外注						
濃度		1.6 未満 IU/mL				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6063	5E157-002		2～3日		C6	遠心
トキソプラズマ抗体-IgM [CLIA] Toxoplasma antibody-IgM 5E157-0000-023-051		血液 CLIA			血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D012(15)	95 点	血清	
					0.3 mL	
						2 週
外注						
S/CO		0.83 未満				
判定		陰性(-)				
6427	5E158-001		受託終了		C6	
赤痢アメーバ抗体 Entamoeba histolytica antibody 5E158-0000-023-162		血液 IFA			血液	中止
					6 mL	項目
			D012(49)	223 点	血清	
外注		100 未満 倍				
6935	5E301-001		受託終了		HT	
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- γ (IGRA) (クオンティフェロンTB-3G) interferon-gamma release assay 5E301-0000-019-000		血液 ELISA			血液	中止
					1 mL	項目
			D015(30)	593 点		
外注		陰性(-)				
6938	5E301-002		3～4日		E9	
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- γ (IGRA) (T-SPOT) interferon-gamma release assay 5E301-0000-019-031		血液 ELISPOT			血液	全血 H-Na
					9 mL	室温
			D015(30)	593 点	全血	
					9.0 mL	
						16 時間
外注						
判定結果		陰性(-)				
陰性コントロール		***				
A抗原 (ESAT-6)		***				
B抗原 (CFP10)		***				
陽性コントロール		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5F. 免疫学的検査 - ウイルス感染症検査						
6225	5F011-001		2～4日		C6	遠心
パルボウイルスB19-IgM parvovirus B19-IgM 5F011-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
6226	5F015-001		受託終了		VS	
HBウイルス DNA定量 [TMA] hepatitis B virus, viral DNA quantitative 5F015-1441-023-886		血液			血液	中止
		TMA			8 mL	項目
			D023(4)	256 点	血清	
外注		3.7 未満 LGE/mL				
0835	5F015-002		3～4日		VS	遠心
HBウイルス DNA定量 [TaqMan PCR] hepatitis B virus, viral DNA quantitative 5F015-1441-023-862		血液			血液	血清
		リアルタイムPCR			8 mL	凍結
			D023(4)	256 点	血清	開封禁止
					2.1 mL	
外注						
定量結果		1.0 未満 LogIU/mL				
増幅反応シグナル		検出せず				
6395	5F015-003		3～9日		C6	遠心
HBウイルス 遺伝子型 [EIA] hepatitis B virus, viral genotype 5F015-1405-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D013(14)	340 点	血清	
					0.5 mL	
外注		*** 型				
0991	5F016-001		当日または翌日		C6	遠心
HBs抗原(定性) [血清] HBs, viral antigen(qualitative) 5F016-1410-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(1)	29 点	血清	
定量値		0.005 未満 IU/mL				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3902	5F016-003		当日または翌日			遠心
HBs抗原(定性) [他材料] HBs, viral antigen(qualitative) 5F016-1410-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
定量値		*** IU/mL				
判定		***				
9311	5F016-002		当日報告		C6	遠心
HBs抗原(定性) (時間外検査室) HBs, viral antigen(qualitative) 5F016-1410-023-000		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D013(1)	29 点	血清	
			(-)			
0381	5F016-004		当日または翌日		C6	遠心
HBs抗原(精密測定) [血清] HBs, viral antigen(precise measurement) 5F016-1410-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(3)	88 点	血清	
定量値		0.005 未満 IU/mL				
判定		陰性(-)				
3903	5F016-005		当日または翌日			遠心
HBs抗原(精密測定) [他材料] HBs, viral antigen(precise measurement) 5F016-1410-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
定量値		*** IU/mL				
判定		***				
9312	5F016-006		当日報告		C6	遠心
HBs抗体(定性) (時間外検査室) HBs, viral antigen(qualitative) 5F016-1430-023-000		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D013(2)	32 点	血清	
			(-)			

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0382	5F016-007		当日または翌日		C6	遠心
HBs抗体定量 [血清] HBs, viral antibodies, quantitative 5F016-1492-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(3)	88 点	血清	
定量値		10.0 未満 mIU/mL				
判定		陰性(-)				
3904	5F016-008		当日または翌日			遠心
HBs抗体定量 [他材料] HBs, viral antibodies, quantitative 5F016-1492-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
定量値		*** mIU/mL				
判定		***				
6933	5F020-001		3～6日		C6	遠心
HBコアウイルス関連抗原 HBc, viral antigen 5F020-1410-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(12)	252 点	血清	
					0.5 mL	
外注		3.0 未満 LogU/mL				
0383	5F018-002		当日または翌日		C6	遠心
HBc抗体 [血清] HBc, viral antibodies 5F018-1430-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(6)	130 点	血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3905	5F018-003		当日または翌日			遠心
HBc抗体 [他材料] HBc, viral antibodies 5F018-1430-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
カットオフインデックス		***				
判定		***				
0384	5F018-004		当日または翌日		C6	遠心
HBc抗体IgM [血清] HBc, viral antibody IgM 5F018-1432-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(8)	146 点	血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
判定		陰性(-)				
3906	5F018-005		当日または翌日			遠心
HBc抗体IgM [他材料] HBc, viral antibody IgM 5F018-1432-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
カットオフインデックス		***				
判定		***				
0390	5F018-006		受託終了			
HBc抗体(200倍希釈) HBc, viral antibodies 5F018-1490-023-052		血液				中止
		CLEIA				項目
			D013(6)	130 点		
		70.0 未満 INH%				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0385	5F019-001		当日または翌日		C6	遠心
HBe抗原 [血清] HBe, viral antigen 5F019-1410-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(4)	98 点	血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
判定		陰性(-)				
3907	5F019-002		当日または翌日			遠心
HBe抗原 [他材料] HBe, viral antigen 5F019-1410-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
カットオフインデックス		***				
判定		***				
0386	5F019-003		当日または翌日		C6	遠心
HBe抗体 [血清] HBe, viral antibodies 5F019-1430-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(4)	98 点	血清	
抑制率		60.0 未満 INH%				
判定		陰性(-)				
3908	5F019-004		当日または翌日			遠心
HBe抗体 [他材料] HBe, viral antibodies 5F019-1430-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
抑制率		*** INH%				
判定		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6405	5F037-001		8～12日		VS	遠心
HBウイルス-PreC/CP hepatitis B virus-preC/Core promotor 5F037-1440-023-849		血液			血液	血清
		PCR-ミニシーケンス法			8 mL	凍結
		特異プローブ法	D023(17)	450 点	血清	
					0.5 mL	
外注						
HBV-DNA検出		検出せず				
プレコア野生型比率		*** %				
プレコア変異型比率		*** %				
コアプロモーター判定		***				
6458	5F101-001		3～6日			
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)遺伝子型 human papilloma virus-high risk type, viral genotype 5F101-1405-085-898		ぬぐい液				浮遊液
		PCR-rSSO				冷蔵
			D023(25)	2,000 点		凍結不可
外注						
判定		検出せず				
検出型1		*** 型				
検出型2		*** 型				
検出型3		*** 型				
検出型4		*** 型				
検出型5		*** 型				
6457	5F101-002		3～5日		ビ	
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)DNA同定 human papilloma virus-high risk type, DNA identification 5F101-1440-085-842		他材料			細胞浮遊液	浮遊液
		ハイブリッドキャプチャー法			6 mL	冷蔵
			D023(10)	347 点		凍結不可
					6.0 mL	3 週
外注						
判定		検出せず				
index値		1.00 未満				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6085	5F150-001	2015/04/01～	受託終了		マ	
アデノウイルス抗原 [ELISA] adenovirus, viral antigen 5F150-1410-085-000		ぬぐい液			ぬぐい液	中止
		EIA			1本	項目
			D012(38)	179 点		
外注		陰性(-)				
6084	5F150-002		3～5日		C6	遠心
アデノウイルス抗体 [CF] adenovirus, viral antibodies 5F150-1430-023-141		血液			血液	血清
		CF			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注		4 未満				4 週
		倍				
6685	5F190-001		2～5日		ハ	
単純ヘルペスウイルス特異抗原 [FA][組織] herpes simplex virus, viral specific antigen 5F190-1420-094-161		組織			組織	塗抹標本
		FAT [定性]			 	凍結
			D012(39)	180 点		
外注						
HSV-1抗原		陰性(-)				
HSV-2抗原		陰性(-)				
6098	5F190-002		2～4日		C6	遠心
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA] herpes simplex virus, viral antibody IgG 5F190-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注						4 週
EIA価		2.0 未満				
判定		陰性(-)				
5569	5F190-003		2～4日			
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液] herpes simplex virus, viral antibody IgG 5F190-1431-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
外注						4 週
EIA価		0.20 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6097	5F190-004		2～4日		C6	遠心
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA] herpes simplex virus, viral antibody IgM 5F190-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
5568	5F190-005		2～4日			
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液] herpes simplex virus, viral antibody IgM 5F190-1432-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
6114	5F190-006		2～4日		VS	遠心
単純ヘルペスウイルスDNA定量 herpes simplex virus, viral DNA, quantitative 5F190-1441-023-862		血液			血液	血清
		リアルタイムPCR			8 mL	凍結
			D023(17)	450 点	血清	
					0.4 mL	
			100 未満 copies/mL			
外注						
5520	5F190-007		2～4日			
単純ヘルペスウイルスDNA定量 [髄液] herpes simplex virus, viral DNA, quantitative 5F190-1441-041-862		髄液				髄液
		リアルタイムPCR				凍結
			100 未満 copies/mL			
外注						
6096	5F193-001		2～4日		C6	遠心
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA] varicella-zoster virus, viral antibody IgG 5F193-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
EIA価		2.0 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5567	5F193-002		2～4日			
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液] varicella-zoster virus, viral antibody IgG 5F193-1431-041-000	髄液 EIA					髄液
						冷蔵
		D012(44)	200 点			
						4 週
	外注					
EIA価		0.20 未満				
判定		陰性(-)				
6095	5F193-003		2～4日		C6	遠心
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA] varicella-zoster virus, viral antibody IgM 5F193-1432-023-000	血液 EIA			血液	血清	
				6 mL	冷蔵	
		D012(44)	200 点	血清		
				0.3 mL		
	外注					4 週
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
5566	5F193-004		2～4日			
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液] varicella-zoster virus, viral antibody IgM 5F193-1432-041-000	髄液 EIA					髄液
						冷蔵
		D012(44)	200 点			
						4 週
	外注					
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
6115	5F193-005		2～4日		VS	遠心
水痘、帯状ヘルペスウイルス DNA定量 varicella-zoster virus, viral DNA quantitative 5F190-1441-023-862	血液 リアルタイムPCR			血液	血清	
				8 mL	凍結	
		D023(17)	450 点	血清		
				0.4 mL		
	外注	100 未満 copies/mL				
5521	5F193-006		2～4日			
水痘、帯状ヘルペスウイルス DNA定量 [髄液] varicella-zoster virus, viral DNA quantitative 5F190-1441-041-862	髄液 リアルタイムPCR					髄液
						凍結
		D023(17)	450 点			
	外注	100 未満 copies/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0243	5F194-001		受託終了		Z	
サイトメガロウイルス抗原(pp65) cytomegalovirus, viral antigen(pp65) 5F194-1410-019-662		血液			血液	中止
		フローサイトメトリー法			4 mL	項目
			D012(57)	356 点		
		陰性(-)				
6687	5F194-002		2～4日		P5	
サイトメガロウイルス抗原(pp65.C7-HRP) cytomegalovirus, viral antigen(pp65.C7-HRP) 5F194-1422-019-174		血液			血液	翌日
		直接酵素抗体法			5 mL	保存不可
			D012(57)	356 点	血液	
					5.0 mL	
外注						
ウイルス抗原		陰性(-)				
陽性細胞数		0 個				
全細胞数		0 個				
6688	5F194-003		2～3日		P5	
サイトメガロウイルス抗原(pp65.C10,C11) cytomegalovirus, viral antigen(pp65.C10,C11) 5F194-1421-019-173		血液			血液	翌日
		間接酵素抗体法			5 mL	保存不可
			D012(57)	356 点	血液	
					5.0 mL	
外注						
ウイルス抗原		陰性(-)				
陽性細胞数1		0 個				
陽性細胞数2		0 個				
6683	5F194-004		2～3日		C6	遠心
サイトメガロウイルス抗体 IgG cytomegalovirus, viral antibody IgG 5F194-1431-023-000		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注						2 週
濃度		6.0 未満 AU/mL				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5683	5F194-005		2～3日			
サイトメガロウイルス抗体 IgG [髄液] cytomegalovirus, viral antibody IgG 5F194-1431-041-000	髄液 CLIA					髄液
						冷蔵
		D012(44)	200 点			
						2 週
外注						
濃度		*** AU/mL				
判定		陰性(-)				
6483	5F194-006		2～3日		C6	遠心
サイトメガロウイルス抗体 IgM cytomegalovirus, viral antibody IgM 5F194-1432-023-000	血液 CLIA				血液	血清
					6 mL	冷蔵
		D012(44)	200 点		血清	
					0.3 mL	
						2 週
外注						
S/CO		0.85 未満				
判定		陰性(-)				
5483	5F194-007		2～3日			
サイトメガロウイルス抗体 IgM [髄液] cytomegalovirus, viral antibody IgM 5F194-1432-041-000	髄液 CLIA					髄液
						冷蔵
		D012(44)	200 点			
						2 週
外注						
S/CO		***				
判定		陰性(-)				
6683	5F194-004	2021/12/15～	2～3日		C6	遠心
サイトメガロウイルス抗体 IgG cytomegalovirus, viral antibody IgG 5F194-1431-023-000	血液 CLIA				血液	血清
					6 mL	冷蔵
		D012(44)	200 点		血清	
					0.3 mL	
						2 週
外注		6.0 未満 AU/mL				
5683	5F194-005	2021/12/15～	2～3日			
サイトメガロウイルス抗体 IgG [髄液] cytomegalovirus, viral antibody IgG 5F194-1431-041-000	髄液 CLIA					髄液
						冷蔵
		D012(44)	200 点			
						2 週
外注		*** AU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6483	5F194-006	2021/12/15～	2～3日		C6	遠心
サイトメガロウイルス抗体 IgM cytomegalovirus, viral antibody IgM 5F194-1432-023-000		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
		0.85 未満				2 週
外注						
5483	5F194-007	2021/12/15～	2～3日			
サイトメガロウイルス抗体 IgM [髄液] cytomegalovirus, viral antibody IgM 5F194-1432-041-000		髄液				髄液
		CLIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						2 週

外注						
6074	5F194-008		3～9日		ネ2	
サイトメガロウイルス DNA [新生児尿] cytomegalovirus, viral DNA 5F194-1440-001-890		新生児尿			新生児尿	尿
		等温核酸増幅法			5 mL	凍結
			D023(20)	801 点	新生児尿	
					0.2 mL	
		検出せず				6 週
外注						
0844	5F194-009		2～3日		D2	
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][血液] cytomegalovirus, viral DNA quantitative 5F194-1441-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵
			D023(17)	450 点	DNA	
						3 日
検出感度		10 copies/μgDNA				
0845	5F194-010		2～3日			
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][腹水] cytomegalovirus, viral DNA quantitative 5F194-1441-043-862		腹水				
		リアルタイムPCR				
検出感度		10 copies/μgDNA				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0846	5F194-011		2～3日			
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][胸水] cytomegalovirus, viral DNA quantitative 5F194-1441-042-862		胸水				
		リアルタイムPCR				
検出感度		10 copies/ μ gDNA				
0847	5F194-012		2～3日			
サイトメガロウイルス DNA定量 [PCR][他材料] cytomegalovirus, viral DNA quantitative 5F194-1441-099-862		他材料				
		リアルタイムPCR				
検出感度		10 copies/ μ gDNA				
0832	5F201-001		2～3日		D2	
EBウイルス DNA定量 [PCR][血液] Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative 5F201-1441-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵
			D023(8)	310 点	DNA	
						3 日
検出感度		10 copies/ μ gDNA				
0842	5F201-002		2～3日			
EBウイルス DNA定量 [PCR][腹水] Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative 5F201-1441-043-862		腹水				
		リアルタイムPCR				
			D023(8)	310 点		
検出感度		10 copies/ μ gDNA				
0843	5F201-003		2～3日			
EBウイルス DNA定量 [PCR][胸水] Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative 5F201-1441-042-862		胸水				
		リアルタイムPCR				
			D023(8)	310 点		
検出感度		10 copies/ μ gDNA				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0848	5F201-004		2～3日			
EBウイルス DNA定量 [PCR][他材料] Epstein-Barr virus, viral DNA quantitative 5F201-1441-099-862		他材料				
		リアルタイムPCR				
			D023(8)	310 点		
検出感度		10 copies/ μ gDNA				
6086	5F202-001	2007/12/07～	4～6日		C6	遠心
EBウイルス VCA IgG [EIA] Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgG 5F202-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注		0.5 未満				
6107	5F202-002		3～4日		C6	遠心
EBウイルス VCA IgG [FA] Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgG 5F202-1431-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注		10 未満 倍				4 週
6087	5F202-003	2007/12/07～	4～6日		C6	遠心
EBウイルス VCA IgM [EIA] Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgM 5F202-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注		0.5 未満				
6108	5F202-004		3～4日		C6	遠心
EBウイルス VCA IgM [FA] Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgM 5F202-1432-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
外注		10 未満 倍				4 週
6522	5F202-005		3～4日		C6	遠心
EBウイルス VCA IgA [FA] Epstein-Barr virus. viral capsid antigen, viral antibody IgA 5F202-1433-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注		10 未満 倍				4 週

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6089	5F203-001	2007/12/07～	4～6日		C6	遠心
EBウイルス EA IgG [EIA] Epstein-Barr virus. early antigen. viral antibody IgG 5F203-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
		0.5 未満				
外注						
6109	5F203-002		3～4日		C6	遠心
EBウイルス EA-DR IgG [FA] Epstein-Barr virus. early antigen. diffuse type and restricted type, viral antibody IgG 5F203-1431-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
		10 未満				4 週
外注		倍				
6110	5F203-003		3～4日		C6	遠心
EBウイルス EA-DR IgA [FA] Epstein-Barr virus. early antigen. diffuse type and restricted type, viral antibody IgA 5F203-1433-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		10 未満				4 週
外注		倍				
6524	5F204-001		3～4日		C6	遠心
EBウイルス EBNA [FA] Epstein-Barr virus. nuclear antigen, viral antibodies 5F204-1430-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		10 未満				4 週
外注		倍				
6088	5F204-002	2007/12/07～	4～6日		C6	遠心
EBウイルス EBNA IgG [EIA] Epstein-Barr virus. nuclear antigen, viral antibody IgG 5F204-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
		0.5 未満				
外注						
6398	5F210-001		2～4日		VS	遠心
HHV-6 DNA定量 human herpes virus type 6 DNA quantitative 5F210-1441-023-862		血液			血液	血清
		リアルタイムPCR			8 mL	凍結
					血清	
					0.4 mL	
		100 未満				
外注		copies/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6399	5F210-002		2～4日			遠心
HHV-6 DNA定量 [髄液] human herpes virus type 6 DNA quantitative 5F210-1441-041-862		髄液				血清
		リアルタイムPCR				凍結
		100 未満 copies/mL				
外注						
6099	5F251-001		受託終了		C6	
ポリオウイルス1型抗体 [NT] polio virus type 1, viral antibodies 5F251-1430-023-151		血液			血液	中止
		NT			6 mL	項目
			D012(11)	79 点	血清	
		4 未満 倍				
外注						
5570	5F251-002		受託終了			
ポリオウイルス1型抗体 [NT][髄液] polio virus type 1, viral antibodies 5F251-1430-041-151		髄液				中止
		NT				項目
			D012(11)	79 点		
		1 未満 倍				
外注						
6100	5F252-001		受託終了		C6	
ポリオウイルス2型抗体 [NT] polio virus type 2, viral antibodies 5F252-1430-023-151		血液			血液	中止
		NT			6 mL	項目
			D012(11)	79 点	血清	
		4 未満 倍				
外注						
5571	5F252-002		受託終了			
ポリオウイルス2型抗体 [NT][髄液] polio virus type 2, viral antibodies 5F252-1430-041-151		髄液				中止
		NT				項目
			D012(11)	79 点		
		1 未満 倍				
外注						
6101	5F253-001		受託終了		C6	
ポリオウイルス3型抗体 [NT] polio virus type 3, viral antibodies 5F253-1430-023-151		血液			血液	中止
		NT			6 mL	項目
			D012(11)	79 点	血清	
		4 未満 倍				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5572	5F253-002		受託終了			
ポリオウイルス3型抗体 [NT][髄液] polio virus type 3, viral antibodies 5F253-1430-041-151	髄液 NT					中止
						項目
			D012(11)	79 点		
外注	1 未満	倍				
6512	5F296-001	2019/04/01～	7～13日		C6	遠心
コクサッキーウイルスA16型抗体 [NT] coxsackie virus type A16, viral antibodies 5F296-1430-023-151	血液 NT				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注	8 未満	倍				
5512	5F296-002		7～13日			
コクサッキーウイルスA16型抗体 [NT][髄液] coxsackie virus type A16, viral antibodies 5F296-1430-041-151	髄液 NT					髄液
						凍結
			D012(11)	79 点		
外注	1 未満	倍				
6094	5F305-001	2019/04/01～	11～23日		C6	遠心
コクサッキーウイルスB5型抗体 [NT] coxsackie virus type B5, viral antibodies 5F305-1430-023-151	血液 NT				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注	8 未満	倍				
5565	5F305-002		11～23日			
コクサッキーウイルスB5型抗体 [NT][髄液] coxsackie virus type B5, viral antibodies 5F305-1430-041-151	髄液 NT					髄液
						凍結
			D012(11)	79 点		
外注	1 未満	倍				
6092	5F321-001	2019/04/01～	11～23日		C6	遠心
エコーウイルス11型抗体 [NT] ECHO virus type 11, viral antibodies 5F321-1430-023-151	血液 NT				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注	8 未満	倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5563	5F321-002		11～23日			
エコーウイルス11型抗体 [NT][髄液] ECHO virus type 11, viral antibodies 5F321-1430-041-151		髄液				髄液
		NT				凍結
			D012(11)	79 点		
		1 未満 倍				
外注						
6093	5F323-001	2019/04/01～	7～11日		C6	遠心
エコーウイルス13型抗体 [NT] ECHO virus type 13, viral antibodies 5F323-1430-023-151		血液			血液	血清
		NT			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		8 未満 倍				
外注						
5564	5F323-002		7～11日			
エコーウイルス13型抗体 [NT][髄液] ECHO virus type 13, viral antibodies 5F323-1430-041-151		髄液				髄液
		NT				凍結
			D012(11)	79 点		
		1 未満 倍				
外注						
0388	5F350-001		2～3日		C6	遠心
HAウイルス抗体 IgG hepatitis A virus, viral antibody IgG 5F350-1431-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D013(8)	146 点	血清	
					0.3 mL	
						12 週
外注						
S/CO		1.00 未満 S/CO				
判定		陰性(-)				
0387	5F350-002		2～3日		C6	遠心
HAウイルス抗体 IgM hepatitis A virus, viral antibody IgM 5F350-1432-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D013(8)	146 点	血清	
					0.3 mL	
						12 週
外注						
S/CO		0.80 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6081	5F360-001		3～5日		VS	
HCウイルス 遺伝子型(コアジェノタイプ) hepatitis C virus, viral genotype 5F360-1405-023-866		血液			血液	
		RT-PCR			8 mL	
					血清	
外注SRL						
1a型		検出せず				
1b型		検出せず				
2a型		検出せず				
2b型		検出せず				
3a型		検出せず				
3b型		検出せず				
6223	5F360-002		2～3日		C6	遠心
HCウイルス 血清型(グルーピング) hepatitis C virus, viral serotype 5F360-1406-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D013(11)	215 点	血清	
					0.3 mL	
外注		*** グループ				
9313	5F360-003		当日報告		C6	遠心
HCウイルス抗体(定性) (時間外検査室) hepatitis C virus, viral antibodies, quanlitative 5F360-1430-023-000		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D013(5)	102 点	血清	
		(-)				14 日
0389	5F360-004		当日または翌日		C6	遠心
HCウイルス抗体(定量) [血清] hepatitis C virus, viral antibodies, quantitative 5F360-1492-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D013(5)	102 点	血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3909	5F360-005		当日または翌日			遠心
HCウイルス抗体(定量) [他材料] hepatitis C virus, viral antibodies, quantitative 5F360-1492-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
カットオフインデックス		***				
判定		***				
0836	5F360-006		3～4日		VS	遠心
HCウイルス RNA定量 [TaqMan PCR] hepatitis C virus, viral RNA quantitative 5F360-1453-023-862		血液			血液	血清
		リアルタイムPCR			8 mL	凍結
			D023(15)	412 点	血清	開封禁止
					2.1 mL	
外注						
定量結果		1.2 未満 LogIU/mL				
増幅反応シグナル		検出せず				
0399	5F360-007	2021/12/03～	1～2日		C6	遠心
HCウイルス コア蛋白質 hepatitis C virus, core protein 5F360-1500-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D013(5)	102 点	血清	
					0.5 mL	
外注		3.0 未満 fmol/L				
8371	5F390-001		当日報告		C3	遠心
デングウイルスNS1抗原・IgG+IgM抗体 dengue virus, NS1 antigen/IgG, IgM antibodies 5F390-0000-023-190		血液			血液	血清
		ICA			3 mL	冷蔵
			D012(53)	233 点	血清	
					110 μL	
						2 週
NS1抗原		陰性(-)				
IgG		陰性(-)				
IgM		陰性(-)				
6518	5F395-001		3～4日		C6	遠心
風疹ウイルス抗体 [HI] rubella virus, viral antibodies 5F395-1430-023-111		血液			血液	血清
		HI			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注		8 未満 倍				4 週

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6659	5F395-002		2～4日		C6	遠心
風疹ウイルス抗体 IgG [EIA] rubella virus, viral antibody IgG 5F395-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
EIA価		2.0 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5659	5F395-003		2～4日			
風疹ウイルス抗体 IgG [EIA][髄液] rubella virus, viral antibody IgG 5F395-1431-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
EIA価		0.20 未満				
判定		陰性(-)				
6660	5F395-004		2～4日		C6	遠心
風疹ウイルス抗体 IgM [EIA] rubella virus, viral antibody IgM 5F395-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
5660	5F395-005		2～4日			
風疹ウイルス抗体 IgM [EIA][髄液] rubella virus, viral antibody IgM 5F395-1432-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
9183	5F399-001		受託終了		ヌ	
インフルエンザウイルスA・B型抗原 influenza virus type A & B, viral antigen 5F399-1410-063-190		鼻腔ぬぐい液			鼻腔スワブ	中止
		TRF				項目
			D012(22)	132 点	検体浮遊液	
A型		-				
B型		-				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6090	5F400-001		3～5日		C6	遠心
インフルエンザウイルスA型抗体 [HI] influenza virus type A, viral antibodies 5F400-1430-023-111		血液 HI			血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.4 mL	
外注						
A型 (H1N1)		10 未満 倍				
A型 (H3N2)		10 未満 倍				
5561	5F400-002		3～5日			
インフルエンザウイルスA型抗体 [HI][髄液] influenza virus type A, viral antibodies 5F400-1430-041-111		髄液 HI				髄液
						冷蔵
			D012(11)	79 点		
						4 週
外注						
A型 (H1N1)		10 未満 倍				
A型 (H3N2)		10 未満 倍				
6091	5F410-001		3～5日		C6	遠心
インフルエンザウイルスB型抗体 [HI] influenza virus type B, viral antibodies 5F410-1430-023-111		血液 HI			血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.4 mL	
外注						
B型 (B-1)		10 未満 倍				
B型 (B-2)		10 未満 倍				
5562	5F410-002		3～5日			
インフルエンザウイルスB型抗体 [HI][髄液] influenza virus type B, viral antibodies 5F410-1430-041-111		髄液 HI				髄液
						冷蔵
			D012(11)	79 点		
						4 週
外注						
B型 (B-1)		10 未満 倍				
B型 (B-2)		10 未満 倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6515	5F421-001		3～5日		C6	遠心
パラインフルエンザウイルス1型抗体 [HI] parainfluenza virus type 1, viral antibodies 5F421-1430-023-111		血液			血液	血清
		HI			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		10 未満				4 週
外注		倍				
5515	5F421-002		3～5日			
パラインフルエンザウイルス1型抗体 [HI][髄液] parainfluenza virus type 1, viral antibodies 5F421-1430-041-111		髄液				髄液
		HI				冷蔵
			D012(11)	79 点		
		10 未満				4 週
外注		倍				
6516	5F422-001		3～5日		C6	遠心
パラインフルエンザウイルス2型抗体 [HI] parainfluenza virus type 2, viral antibodies 5F422-1430-023-111		血液			血液	血清
		HI			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		10 未満				4 週
外注		倍				
5516	5F422-002		3～5日			
パラインフルエンザウイルス2型抗体 [HI][髄液] parainfluenza virus type 2, viral antibodies 5F422-1430-041-111		髄液				髄液
		HI				冷蔵
			D012(11)	79 点		
		10 未満				4 週
外注		倍				
6517	5F423-001		3～5日		C6	遠心
パラインフルエンザウイルス3型抗体 [HI] parainfluenza virus type 3, viral antibodies 5F423-1430-023-111		血液			血液	血清
		HI			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		10 未満				4 週
外注		倍				
5517	5F423-002		3～5日			
パラインフルエンザウイルス3型抗体 [HI][髄液] parainfluenza virus type 3, viral antibodies 5F423-1430-041-111		髄液				髄液
		HI				冷蔵
			D012(11)	79 点		
		10 未満				4 週
外注		倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6514	5F430-001		3～5日		C6	遠心
RSウイルス抗体 [CF] respiratory syncytial virus, viral antibodies 5F430-1430-023-141		血液			血液	血清
		CF			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		4 未満				4 週
外注	倍					
5514	5F430-002		3～5日			
RSウイルス抗体 [CF][髄液] respiratory syncytial virus, viral antibodies 5F430-1430-041-141		髄液				髄液
		CF				凍結
			D012(11)	79 点		
						4 週
		1 未満				
外注	倍					
6519	5F431-001		受託終了		C6	遠心
麻疹ウイルス抗体 [HI] measles virus, viral antibodies 5F431-1430-023-111		血液			血液	血清
		HI			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
		8 未満				4 週
外注	倍					
5519	5F431-002		受託終了			
麻疹ウイルス抗体 [HI][髄液] measles virus, viral antibodies 5F431-1430-041-111		髄液				髄液
		HI				凍結
			D012(11)	79 点		
						4 週
		1 未満				
外注	倍					
6104	5F431-003		2～4日		C6	遠心
麻疹ウイルス抗体 IgG [EIA] measles virus, viral antibody IgG 5F431-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
EIA価		2.0 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5575	5F431-004		2～4日			
麻疹ウイルス抗体 IgG [EIA][髄液] measles virus, viral antibody IgG 5F431-1431-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
EIA価		0.20 未満				
判定		陰性(-)				
6103	5F431-005		2～4日		C6	遠心
麻疹ウイルス抗体 IgM [EIA] measles virus, viral antibody IgM 5F431-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
5574	5F431-006		2～4日			
麻疹ウイルス抗体 IgM [EIA][髄液] measles virus, viral antibody IgM 5F431-1432-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
6541	5F431-007		受託終了		C6	遠心
麻疹ウイルス抗体 [PA] measles virus, viral antibodies 5F431-1430-023-117		血液			血液	血清
		PA			6 mL	冷蔵
			D012(11)	79 点	血清	
					0.3 mL	
外注		16 未満 倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6106	5F432-001		2～4日		C6	遠心
ムンプスウイルス抗体 IgG [EIA] mumps virus, viral antibody IgG 5F432-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
EIA価		2.0 未満				
判定		陰性(-)				
5577	5F432-002		2～4日			
ムンプスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液] mumps virus, viral antibody IgG 5F432-1431-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
EIA価		***				
判定		陰性(-)				
6105	5F432-003		2～4日		C6	遠心
ムンプスウイルス抗体 IgM [EIA] mumps virus, viral antibody IgM 5F432-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				
5576	5F432-004		2～4日			
ムンプスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液] mumps virus, viral antibody IgM 5F432-1432-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
						4 週
外注						
index		0.80 未満				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6106	5F432-001	2021/12/15～	2～4日		C6	遠心
ムンプスウイルス抗体 IgG [EIA] mumps virus, viral antibody IgG 5F432-1431-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
				2.0 未満		
外注						
5577	5F432-002	2023/04/01～	2～4日			
ムンプスウイルス抗体 IgG [EIA][髄液] mumps virus, viral antibody IgG 5F432-1431-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		

外注						
6105	5F432-003	2021/12/15～	2～4日		C6	遠心
ムンプスウイルス抗体 IgM [EIA] mumps virus, viral antibody IgM 5F432-1432-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D012(44)	200 点	血清	
					0.3 mL	
				0.80 未満		
外注						
5576	5F432-004	2021/12/15～	2～4日			
ムンプスウイルス抗体 IgM [EIA][髄液] mumps virus, viral antibody IgM 5F432-1432-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D012(44)	200 点		
				0.80 未満		
外注						
0834	5F455-001		2～3日		D5	
HTLV-1プロウイルス定量 [末梢血][骨髓液][他材料] HTLV-1 provirus, viral DNA quantitative 5F455-1441-019-862 5F455-1441-046-862 5F455-1441-099-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR	D006-2	2,100 点	5 mL	冷蔵
					DNA	
検出感度		2 copies/10ngDNA				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0396	5F460-001		当日または翌日		C6	遠心
HTLV-1+2抗体 [血清] HTLV-1 & 2, viral antibodies 5F460-1430-041-052		血液・髄液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D012(13)	85 点	血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
判定		陰性(-)				
3911	5F460-002		当日または翌日			遠心
HTLV-1+2抗体 [他材料] HTLV-1 & 2, viral antibodies 5F460-1430-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
カットオフインデックス		***				
判定		***				
6710	5F460-003		3～9日		C6	遠心
HTLV-1抗体 (確認試験)[LIA][血清] HTLV-1, viral antibodies 5F460-1430-023-833		血液			血液	血清
		LIA			6 mL	冷蔵
					血清	
					0.6 mL	
外注						
判定		陰性(-)				
gag p19 I/II		***				
gag p24 I/II		***				
env gp46 I / II		***				
env gp21 I / II		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5685	5F460-004		3～9日			
HTLV-1抗体 (確認試験)[LIA][髄液] HTLV-1, viral antibodies 5F460-1430-041-833	髄液 LIA					髄液
						冷蔵
						開封禁止
外注						
判定	陰性(-)					
gag p19 I/II	***					
gag p24 I/II	***					
env gp46 I/II	***					
env gp21 I/II	***					
6711	5F500-001		受託終了		VS	遠心
HIV-1抗体 (確認試験)[WB] HIV-1, viral antibodies 5F500-1430-023-833	血液 WB				血液	血清
					8 mL	冷蔵
		D012(55)	280 点		血清	開封禁止
					0.6 mL	
外注						
判定	陰性(-)					
GP160 (ENV)	***					
GP110/120 (ENV)	***					
P68/66 (POL)	***					
P55 (GAG)	***					
P52/51 (POL)	***					
GP41 (ENV)	***					
P40 (GAG)	***					
P34/31 (POL)	***					
P24/25 (GAG)	***					
P18/17 (GAG)	***					

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6402	5F500-002		受託終了			
HIV-1 RNA定量 HIV-1, viral RNA quantitative 5F500-1453-023-000		血液				中止 項目
			D023(18)	520 点		
外注						
定量下限値		4.0×10^2 未満 copies/mL				
6415	5F500-003		3～4日		VP	遠心
HIV-1 RNA定量(高感度法) HIV-1, viral RNA quantitative(high-sensitive method) 5F500-1453-022-875		血液			血液	血漿 E-2K
		リアルタイムRT-PCR			8 mL	冷蔵
			D023(18)	520 点	血漿	開封禁止
					2.1 mL	
外注						
定量下限値		2.0×10^1 copies/mL				
増幅反応シグナル		検出せず				
6430	5F500-004	2015/04/01～	7～12日		VS	遠心
HIV-1 遺伝子型(ジェノタイプ薬剤耐性) HIV-1, viral genotype 5F500-1453-022-867		血液			血液	血清
		nested RT-PCR			8 mL	凍結
		ダイレクトシーケンス	D023(26)	6,000 点	血清	
					2.0 mL	
外注		*** 型				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6712	5F550-001		受託終了		VS	遠心
HIV-2抗体 (確認試験)[WB] HIV-2, viral antibodies 5F550-1430-023-833		血液			血液	血清
		WB			8 mL	冷蔵
			D012(58)	380 点	血清	開封禁止
					0.6 mL	
外注						
判定		陰性(-)				
GP140 (ENV)		***				
GP105 (ENV)		***				
P68 (POL)		***				
P56 (GAG)		***				
GP36 (ENV)		***				
P34 (POL)		***				
P26 (GAG)		***				
P16 (GAG)		***				
0395	5F560-001		当日または翌日		C6	遠心
HIV-1+2抗体・p24抗原 [血清] HIV-1 & 2 antibody・p24 antigen 5F560-1550-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D012(16)	109 点	血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
判定		陰性(-)				
3912	5F560-003		当日または翌日			遠心
HIV-1+2抗体・p24抗原 [他材料] HIV-1 & 2 antibody・p24 antigen 5F560-1550-099-052		他材料				検体上清
		CLEIA				凍結
カットオフインデックス		***				
判定		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6713	5F560-002		3～6日		VS	遠心
HIV-1+2抗体 (確認試験)[ICA] HIV-1 & 2, viral antibodies 5F560-1430-023-190		血液			血液	血清
		ICA			8 mL	冷蔵
			D012(63)	660 点	血清	開封禁止
					0.6 mL	
外注						
HIV-1抗体-判定		陰性(-)				
p31		***				
gp160		***				
p24		***				
gp41		***				
HIV-2抗体-判定		陰性(-)				
gp36		***				
gp140		***				
9314	5F560-004		当日報告		C6	遠心
HIV-1+2抗体・p24抗原(定性) (時間外検査室) HIV-1 & 2 antibody・p24 antigen 5F560-1550-023-000		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D012(16)	109 点	血清	
						4 週
(-)						
1620200	5F610-001		当日報告			
ロタウイルス rotavirus 5F610-1410-015-190						詳細は
		ICA				Web参照
			D012(8)	65 点		
陰性(-)						
1660300	5F624-001		1～2日		Vキ	
SARS-CoV-2 + インフルエンザA・B + RSウイルス SARS-CoV-2 & influenza virus type A・B & respiratory cyncytial virus 5F624-1410-063-875					鼻咽頭スワブ	詳細は
		リアルタイムRT-PCR				Web参照
			D023(19)	700 点		
陰性(-)						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0397	5F625-001		当日報告		C6	遠心
SARS-CoV-2 抗体 SARS-CoV-2, viral antibody 5F625-1430-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
					血清	
カットオフインデックス		1.0 未満				
1660910	5F625-002		1～2日		V3	
SARS-CoV-2核酸検出 SARS-CoV-2, viral RNA detection 5F625-1450-063-875					前鼻孔スワブ	詳細は
		リアルタイムRT-PCR				Web参照
			D023(19)	700 点		
		陰性(-)				
1620500	5F630-001	2018/05/15～	当日報告			
ノロウイルス norovirus 5F630-1410-015-190		便				詳細は
		ICA				Web参照
			D012(28)	150 点		
		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5G. 免疫学の検査 - 自己免疫関連検査						
6950	5G010-001	2017/02/01～	2～4日		C6	遠心
抗核抗体(ANA) [CLEIA] anti nuclear antibody 5G010-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(7)	110 点	血清	
					0.4 mL	
			10.0 未満			
外注						
0364	5G010-002		2～4日		C6	遠心
抗核抗体(ANA) [FA] anti nuclear antibody 5G010-0000-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D014(5)	99 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注						
抗体価		40 未満 倍				
均質型		40 未満 倍				
稠密微細斑紋型		***				
セントロメア/散在斑点型		40 未満 倍				
斑紋型		40 未満 倍				
散在核内斑点/顆粒型		40 未満 倍				
核小体型		40 未満 倍				
核膜型		40 未満 倍				
多形型		40 未満 倍				
PCNA様		***				
CENP-F様		***				
細胞質型		40 未満 倍				
細胞質線維型		***				
細胞質散在斑紋型		***				
細胞質網状型/AMA		***				
極性型/ゴルジ様		***				
桿状および輪状型		***				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
有糸分裂型	40 未満 倍				
中心体型	***				
紡錘糸型	***				
NuMA様	***				
細胞間架橋型	***				
有糸分裂期染色体外膜型	***				
辺縁型	40 未満 倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6621	5G010-003		受託終了		C6	
抗核抗体(ANA) anti nuclear antibody(lupus erythematosus factor) 5G010-0000-023-062		血液			血液	中止
		LA			6 mL	項目
					血清	
		陰性(-)				
外注						
1310	5G020-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
抗DNA抗体 anti-native DNA antibody 5G020-0000-023-002		血液			血液	血清
		RIA (硫安法)			6 mL	冷蔵
			D014(17)	159 点	血清	
					0.3 mL	
						12 週
外注		6 未満 U/mL				
6678	5G026-001	2007/12/07～	2～4日		C6	遠心
抗ssDNA抗体-IgG anti-single stranded DNA antibody-IgG 5G026-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
			D014(17)	159 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		25 以下 AU/mL				
6679	5G036-001	2007/12/07～	2～4日		C6	遠心
抗dsDNA抗体-IgG anti-double stranded DNA antibody-IgG 5G036-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
			D014(17)	159 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		12 以下 IU/mL				
6953	5G065-001	2017/02/01～	2～3日		C6	遠心
抗Sm抗体 [CLEIA] anti-Sm antibody 5G065-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(14)	147 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注		10.0 未満 U/mL				
6954	5G066-002	2021/04/01～	2～3日		C6	遠心
抗RNP抗体 [CLEIA] anti-RNP antibody 5G066-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(13)	144 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注		10.0 未満 U/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6955	5G076-001	2017/02/01～	2～3日		C6	遠心
抗SS-A抗体 [CLEIA] anti-SS-A/Ro antibody 5G076-0000-023-052	血液 CLEIA	D014(18)	161 点	血液	6 mL	血清 冷蔵
					血清	
					0.4 mL	
						4 週
		10.0 未満 U/mL				
外注						
6956	5G077-001	2017/02/01～	2～3日		C6	遠心
抗SS-B抗体 [CLEIA] anti-SS-B/La antibody 5G077-0000-023-052	血液 CLEIA	D014(16)	157 点	血液	6 mL	血清 冷蔵
					血清	
					0.4 mL	
						4 週
		10.0 未満 U/mL				
外注						
6957	5G085-001	2017/02/01～	2～3日		C6	遠心
抗Scl-70抗体(抗トポイソメラーゼ1抗体) [CLEIA] anti-Scl-70 antibody 5G085-0000-023-052	血液 CLEIA	D014(16)	157 点	血液	6 mL	血清 冷蔵
					血清	
					0.4 mL	
						4 週
		10.0 未満 U/mL				
外注						
6668	5G087-001		3～9日		C6	遠心
抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 anti-RNA polymerase 3 antibody 5G087-0000-023-000	血液 ELISA	D014(19)	170 点	血液	6 mL	血清 凍結
					血清	
					0.3 mL	
外注						
index		28 未満				
判定		陰性(-)				
6958	5G090-001	2017/02/01～	2～3日		C6	遠心
抗セントロメア抗体 [CLEIA] anti-centromere antibody 5G090-0000-023-052	血液 CLEIA	D014(20)	174 点	血液	6 mL	血清 冷蔵
					血清	
					0.4 mL	
		10.0 未満 U/mL				
外注						
6959	5G120-001	2017/02/01～	2～4日		C6	遠心
抗Jo-1抗体 [CLEIA] anti-Jo-1 antibody 5G120-0000-023-052	血液 CLEIA	D014(12)	140 点	血液	6 mL	血清 冷蔵
					血清	
					0.4 mL	
						1 月
		10.0 未満 U/mL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6641	5G121-001		3～9日		C6	遠心
抗ARS抗体 anti-ARS antibody 5G121-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
			D014(23)	190 点	血清	
					0.3 mL	
						18 日
外注						
INDEX		25.0 未満				
判定		陰性(-)				
6644	5G122-001		2～5日		C6	遠心
抗MDA5抗体 anti-MDA5 antibody 5G122-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D014(37)	270 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
INDEX		32 未満				
判定		陰性(-)				
6645	5G123-001		2～5日		C6	遠心
抗Mi-2抗体 anti-Mi-2 antibody 5G123-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D014(37)	270 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
INDEX		53 未満				
判定		陰性(-)				
6646	5G124-001		2～5日		C6	遠心
抗TIF1- γ 抗体 anti-TIF1- γ antibody 5G124-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D014(37)	270 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
INDEX		32 未満				
判定		陰性(-)				
8372	5G140-001		当日報告		C3	遠心
抗GM-CSF抗体 anti-granulocyte-macrophage colony stimulating factor antibody 5G140-0000-023-190		血液			血液	血清
		ICA			3 mL	凍結-20℃以下
			D014(43)	460×2 点	血清	
					5 μL	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
		陰性(-)				
0370	5G160-001	2016/01/20～	当日または翌日		C5	遠心
リウマトイド因子(リウマトイド) [血清][臍帯血] rheumatoid factor 5G160-0000-023-062 5G160-0000-029-062		血液			血液	血清
		LTIA			5 mL	凍結
			D014(2)	30 点	血清	
						3 月
		15.0 未満 IU/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
3603	5G160-003		当日または翌日			遠心
リウマトイド因子(リウマトイド) [他材料] rheumatoid factor 5G160-0000-099-062		他材料				検体上清
		LTIA				凍結
		*** IU/mL				
8372	5G140-001		当日報告		C3	遠心
抗GM-CSF抗体 anti-granulocyte-macrophage colony stimulating factor antibody 5G140-0000-023-190		血液			血液	血清
		ICA			3 mL	凍結-20℃以下
			D014(43)	460×2 点	血清	
					5 μL	
		陰性(-)				
6680	5G161-001		2～4日		C6	遠心
リウマトイド因子-IgG rheumatoid factor-IgG 5G161-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
			D014(26)	198 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
C.O.I.		2.0 未満				
判定		陰性(-)				
6640	5G166-001	2024/09/02～	3～5日		C6	遠心
抗ガラクトース欠損IgG抗体 anti-galactosyl IgG antibody 5G166-0000-023-053		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
			D014(8)	111 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		6.0 未満 AU/mL				
6440	5G167-001	2017/04/01～	2～3日		C6	遠心
抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体) anti-CCP antibody 5G167-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	冷蔵
			D014(24)	193 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注		4.5 未満 U/mL				
6650	5G175-001		2～3日		C6	遠心
抗ミトコンドリア抗体(AMA) anti-mitochondria antibody 5G175-0000-023-162		血液			血液	血清
		IFA			6 mL	冷蔵
			D014(21)	181 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注		20 未満, 陰性 倍				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6649	5G176-001		2～3日		C6	遠心
抗ミトコンドリアM2抗体 anti-mitochondria M2 antibody 5G176-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(22)	189 点	血清	
					0.4 mL	
外注						
判定		陰性(-)				
Index値		7.0 未満				
1063	5G285-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体) anti-thyroid peroxidase antibody 5G285-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D014(11)	138 点	血清	
					0.5 mL	
		16 未満 IU/mL				
外注						
5496	5G285-002					
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体) [髄液] anti-thyroid peroxidase antibody 5G285-0000-041-053		髄液				髄液
		ECLIA				冷蔵
		*** IU/mL				
外注						
1060	5G285-003		受託終了		C6	遠心
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体) (マイクロゾームテスト)[PA] anti-thyroid peroxidase antibody 5G285-0000-023-117		血液			血液	血清
		PA			6 mL	冷蔵
			D014(3)	37 点	血清	
					0.3 mL	
		100 未満 倍				4 週
外注						
1062	5G290-001	2019/04/01～	2～3日		C6	遠心
抗サイログロブリン抗体 [髄液] anti-thyroglobulin antibody 5G290-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D014(10)	136 点	血清	
					0.5 mL	
		28 未満 IU/mL				
外注						
5497	5G290-002					
抗サイログロブリン抗体 [髄液] anti-thyroglobulin antibody 5G290-0000-041-053		髄液				髄液
		ECLIA				冷蔵
		*** IU/mL				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1050	5G290-003		受託終了		C6	遠心
抗サイログロブリン抗体 (サイロイドテスト)[PA] anti-thyroglobulin antibody 5G290-0000-023-117	血液 PA				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D014(3)	37 点	血清	
					0.3 mL	
		100 未満 倍				4 週
外注						
1042	5G300-001	2023/04/01～	3～5日		C6	遠心
甲状腺刺激抗体(TSAb) thyroid-stimulating antibody 5G300-0000-023-905	血液 バイオアッセイ法				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D014(40)	330 点	血清	
					0.5 mL	
		110 未満 %				4 週
外注						
1041	5G310-001		受託終了		C6	遠心
TSHレセプター抗体(TBII)(定性) TSH receptor antibody(qualitative) 5G310-0000-023-811	血液 RRA (PEG法)				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D014(27)	214 点	血清	
					0.3 mL	
		-10.0 ～ 10.0 %				
外注						
1045	5G310-002		受託終了		C6	遠心
TSHレセプター抗体(TBII)(定量) TSH receptor antibody(quantitative) 5G310-1352-023-811	血液 RRA				血液	血清
					6 mL	冷蔵
			D014(27)	214 点	血清	
					0.4 mL	
		1.0 未満 IU/L				
外注						
1046	5G310-003	2022/01/01～	当日または翌日		C6	遠心
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代) [血清] TSH receptor antibody(quantitative)(third generation) 5G310-1352-023-052	血液 CLEIA				血液	血清
					6 mL	凍結
			D014(27)	214 点	血清	
		2.0 未満 IU/L				60 日
3704	5G310-004		当日または翌日			遠心
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代) [他材料] TSH receptor antibody(quantitative)(third generation) 5G310-1352-099-052	他材料 CLEIA					検体上清
						凍結
		*** IU/L				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1137	5G340-001	2015/11/04～	2～3日		C6	遠心
抗GAD抗体(抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体) anti-glutamic acid decarboxylase antibody 5G340-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D008(19)	134 点	血清	
					0.3 mL	
		5.0 未満 U/mL				2 週
外注						
5495	5G340-002					
抗GAD抗体(抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体) [髄液] anti-glutamic acid decarboxylase antibody 5G340-0000-041-000		髄液				髄液
		EIA				冷蔵
			D008(19)	134 点		
		*** U/mL				
外注						
6397	5G342-001	2018/10/01～	3～9日		C6	遠心
抗IA-2抗体(ICA512抗体) anti-IA-2/ICA512 antibody 5G342-0000-023-000		血液			血液	血清
		ELISA			6 mL	冷蔵
			D008(43)	213 点	血清	
					0.4 mL	
		0.6 未満 U/mL				
外注						
1130	5G360-001		4～7日		C6	遠心
抗インスリン抗体 insulin autoantibody 5G360-0000-023-000		血液			血液	血清
		RIA			6 mL	冷蔵
			D014(6)	107 点	血清	
					0.3 mL	
						12 週
外注						
濃度		0.4 未満 U/mL				
濃度 (nU/mL換算)		*** nU/mL				
6820	5G385-001		3～6日		C6	遠心
抗アセチルコリンレセプター抗体 anti acetylcholine receptor antibody 5G385-0000-023-007		血液			血液	血清
		RIA (抗ヒトIgG)			6 mL	凍結
			D014(45)	775 点	血清	
					0.3 mL	
外注						
濃度		0.2 以下 nmol/L				
判定		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6643	5G386-001		3～9日		C6	遠心
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(MuSK抗体) anti-muscle-specific tyrosine kinase antibody 5G386-0000-023-000		血液			血液	血清
		RIA			6 mL	凍結
			D014(47)	1,000 点	血清	
					0.3 mL	
		0.02 未満 nmol/L				
外注						
6413	5G396-001	2013/12/06～	2～4日		C6	遠心
抗デスモグレイン1抗体 anti-desmoglein 1 antibody 5G396-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(39)	300 点	血清	
					0.4 mL	
		20.0 未満 U/mL				2 週
外注						
6414	5G397-001	2013/12/06～	2～4日		C6	遠心
抗デスモグレイン3抗体 anti-desmoglein 3 antibody 5G397-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(36)	270 点	血清	
					0.4 mL	
		20.0 未満 U/mL				2 週
外注						
6441	5G398-001	2013/12/06～	2～3日		C6	遠心
抗BP180抗体 anti-BP180 antibody 5G398-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(36)	270 点	血清	
					0.4 mL	
		9.0 未満 U/mL				1 週
外注						
5801	5G410-001		不定期			
ミエリンベースック蛋白(MBP) [髄液] myelin basic protein 5G410-0000-041-023		髄液				髄液
		ELISA				凍結
			D004(12)	570 点		
		102 以下 pg/mL				
外注						
6424	5G420-001	2012/12/07～	2～3日		C6	遠心
抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) anti-glomerular basement membrane antibody 5G420-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(34)	262 点	血清	
					0.4 mL	
		3.0 未満 U/mL				2 週
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6675	5G501-001		2～3日		B2	凝固遠心
ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法) lupus anticoagulant(diluted Russell's viper venom time test) 5G501-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		dRVVT			2 mL	凍結
			D014(35)	265 点	血漿	
					0.5 mL	
						2 週
外注						
Normalized Ratio (NR)		1.2 以下				
T1 (ループス中和前)		*** s				
T2 (ループス中和後)		*** s				
6698	5G502-001		2～5日		B2	凝固遠心
ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法) lupus anticoagulant(phospholipid neutralization test) 5G502-0000-022-311		血液			血液	血漿 C-Na
		リン脂質中和法			2 mL	凍結
			D014(35)	265 点	血漿	
					0.6 mL	
						2 週
外注		1.16 未満				
6690	5G504-001	2025/04/01～	2～4日		C6	遠心
抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体 anti-cardiolipin-beta2 glycoprotein 1 complex antibody 5G504-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D014(29)	223 点	血清	
					0.3 mL	
外注		3.5 未満 U/mL				
6417	5G508-001	2022/02/01～	3～6日		C6	遠心
抗カルジオリピン抗体-IgG anti-cardiolipin antibody-IgG 5G508-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D014(30)	226 点	血清	
					0.4 mL	
外注		12.3 以下 U/mL				
6701	5G50X-001		3～5日		C6	遠心
抗リン脂質抗体検査 (APLパネル) anti-phospholipid antibodies(aCL and aβ2GP1) 5G519-0000-023-051		血液			血液	血清
		CLIA			6 mL	凍結
			D014(30)	226 点	血清	
			D014(30)	226 点	0.6 mL	
			D014(30)	226 点		
外注						
抗CL IgG		20.0 以下 U/mL				
抗CL IgM		20.0 以下 U/mL				
抗β2GPⅠ IgG		20.0 以下 U/mL				
抗β2GPⅠ IgM		20.0 以下 U/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6651	5G520-001		3～5日		C6	遠心
抗血小板抗体 anti platelet antibody 5G520-0000-023-103		血液			血液	血清
		MPHA			6 mL	凍結
			D011(8)	261 点	血清	
					0.5 mL	
		陰性(-)				8 週
外注						
6431	5G525-001	2015/10/01～	2～3日		ツ	
血小板表面IgG(血小板関連IgG) platelet associated IgG 5G525-0000-019-000		血液			血液	翌日
		EIA			7.5 mL	保存不可
			D011(6)	190 点	全血	
					7.0 mL	
		30.2 以下 ng/10*7cells				
外注						
6245	5G530-001		2～3日		B2	凝固遠心
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体-IgG, IgM, IgA (HIT抗体-IgG, IgM, IgA) platelet factor 4-heparin complex antibody-IgG, IgM, IgA 5G530-0000-022-062		血液			血液	血漿 C-Na
		LA			2 mL	凍結
			D011(10)	390 点	血漿	
					0.5 mL	
		1.0 未満 U/mL				
外注						
7070000hsct	5G536-001		1～14日		C5	
抗HLA抗体 (造血幹細胞移植) anti lymphocyte antibody 5G536-0000-023-000 5G537-0000-023-000		血液			血液	全血
		ルミネックス法			5 mL	冷蔵
			K922	4,000 点	血清, 凝固血	
抗HLA class I 抗体		***				
抗HLA class II 抗体		***				
7070000ot	5G536-002		1～14日		C5	
抗HLA抗体 (臓器移植) anti lymphocyte antibody 5G536-0000-023-000 5G537-0000-023-000		血液			血液	全血
		ルミネックス法			5 mL	冷蔵
			D014(48)	1,000 点	血清, 凝固血	
抗HLA class I 抗体		***				
抗HLA class II 抗体		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6401	5G550-001		5～7日		C6	遠心
ANCA(抗好中球細胞質抗体) anti neutrophil cytoplasmic antibody 5G550-0000-023-161		血液			血液	血清
		IFA [定性]			6 mL	凍結
			D014(38)	290 点	血清	
					0.3 mL	
						4 週
外注						
C-ANCA		陰性(-)				
P-ANCA		陰性(-)				
6692	5G551-001	2012/12/07～	2～3日		C6	遠心
PR3-ANCA(C-ANCA) proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic antibody 5G551-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(33)	252 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注		3.5 未満 U/mL				
6629	5G552-001	2012/12/07～	2～3日		C6	遠心
MPO-ANCA(P-ANCA) myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibody 5G552-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D014(32)	251 点	血清	
					0.4 mL	
						4 週
外注		3.5 未満 U/mL				
6078	5G555-001		3～9日		C6	遠心
抗LKM-1抗体(抗肝/腎マイクロゾーム抗体) anti-liver kidney microsomal type 1 antibodies 5G555-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	冷蔵
			D014(28)	215 点	血清	
					0.4 mL	
外注						
index		17.0 未満				
判定		陰性(-)				
6676	5G610-001	2015/04/01～	受託終了		C6	遠心
免疫複合体-C1q固相法 immune complex, C1q solid phase assay 5G610-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA (C1q固相法)			6 mL	凍結
			D014(15)	153 点	血清	
					0.3 mL	
						8 週
外注		3.0 以下 μg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6702	5G803-001		8～17日		C6	遠心
抗GM1抗体-IgG anti-GM1 antibody-IgG 5G803-0000-023-000		血液			血液	血清
		Antigen-Captured ELISA			6 mL	凍結-40℃以下
			D014(43)	460 点	血清	
					0.1 mL	
						13 月
外注						
カットオフインデックス		0.70 未満				
判定		陰性(-)				
6703	5G806-001		8～17日		C6	遠心
抗GQ1b抗体-IgG anti-GQ1b antibody-IgG 5G806-0000-023-000		血液			血液	血清
		Antigen-Captured ELISA			6 mL	凍結-40℃以下
			D014(43)	460 点	血清	
					0.1 mL	
						13 月
外注						
カットオフインデックス		0.70 未満				
判定		陰性(-)				
6642	5G821-001	2017/04/01～	3～6日		C6	遠心
抗アクアポリン4抗体 anti-aquaporin 4 antibody 5G821-0000-023-000		血液			血液	血清
		EIA			6 mL	凍結
			D014(47)	1,000 点	血清	
					0.3 mL	
						2 週
外注		3.0 未満 U/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5H. 免疫学的検査 - 免疫血液学的検査						
7022abo	5H010-001		1～2日		P	
血液型-ABO式 blood typing, ABO blood group system 5H010-0000-024, 022-101		血液			血液	全血
		カラム凝集法			7 mL	冷蔵
			D011(1)	24 点	血球浮遊液	

7022rh	5H020-001		1～2日		P	
血液型-Rh(D) 因子 blood typing, Rho(D) factor 5H020-0000-024, 022-101		血液			血液	全血
		カラム凝集法			7 mL	冷蔵
			D011(1)	24 点	血球浮遊液	

7024	5H121-001		1～2日		P	
直接Coombs試験(直接クームス試験) direct antiglobulin test 5H121-0000-024, 022-101		血液			血液	全血
		カラム凝集法			7 mL	冷蔵
		試験管法			血球浮遊液	
			D011(2)	34 点		

7001	5H160-001		当日報告		P	
交差適合試験 crossmatching 5H160-0000-024, 022-000		血液			血液	全血
		カラム凝集法			7 mL	冷蔵
		試験管法	K920	30 点	血球浮遊液	

7033	5H180-001		1～5日		P	
不規則性抗体 irregular antibody 5H180-0000-022-101		血液			血液	全血
		カラム凝集法			7 mL	冷蔵
			D011(4)	159 点	血漿	

7025	5H990-001	2022/03/01～	1～2日		P	
抗体価測定(抗A, 抗B) antibody titer(anti-A, anti-B) -0000-022-000		血液			血液	全血
		カラム凝集法			7 mL	冷蔵
					血漿	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7029	5H990-002		1～5日		P	
抗体価測定(不規則抗体) antibody titer(irregular antibody) -0000-022-000		血液			血液	全血
		試験管法			7 mL	冷蔵
					血漿	

7028	5H990-003		1～2日		C3	
感染確認用輸血前・後検体保管 specimen material saved for virus infection test -0000-023-000		血液			血液	全血
					3 mL	冷蔵
					血清, 凝固血	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5I. 免疫学的検査 - 細胞性免疫検査						
6647	5I010-001		5～7日		R9	
リンパ球刺激試験-PHA lymphocyte stimulation test, phytohemagglutinin(PHA) 5I010-0000-019-814		血液			血液	翌日
		3H-サイミジン取り込み能			10 mL	保存不可
			D016(7)	345 点	血液	
					5.0 mL	
外注						
PHA+		41,000 - 79,900 cpm				
CONTROL		180 - 660 cpm				
6648	5I011-001		5～7日		R9	
リンパ球刺激試験-ConA lymphocyte stimulation test, concanavalin A(ConA) 5I011-0000-019-814		血液			血液	翌日
		3H-サイミジン取り込み能			10 mL	保存不可
			D016(7)	345 点	血液	
外注						
CON-A+		34,400 - 62,300 cpm				
CONTROL		180 - 660 cpm				
6664	5I014-001		8～10日		R9	
リンパ球刺激試験-薬剤(DLST) drug-induced lymphocyte stimulation test 5I014-0000-019-814		血液			血液	翌日
		3H-サイミジン取り込み能			10 mL	保存不可
			D016(7)	345 点	血液 (リンパ球保存液)	
			D016(7)	425 点		
			D016(7)	515 点		
		陰性(-)				
0802010	5I020-001		1～2日		D5	
造血器悪性腫瘍細胞検査 [血液] hematopoietic malignancy test 5I020-0000-019-662		血液			血液	要相談
		フローサイトメトリー法			5 mL	電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0802100	5I020-002		1～2日			
造血器悪性腫瘍細胞検査 [腹水] hematopoietic malignancy test 5I020-0000-043-662		腹水				要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0802120	5I020-003		1～2日			
造血器悪性腫瘍細胞検査 [胸水] hematopoietic malignancy test 5I020-0000-042-662		胸水				要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0802130	5I020-004		1～2日			
造血器悪性腫瘍細胞検査 [髄液] hematopoietic malignancy test 5I020-0000-041-662		髄液				要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0802200	5I020-006		1～2日			
造血器悪性腫瘍細胞検査 [他材料] hematopoietic malignancy test 5I020-0000-099-662		他材料				要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0802240	5I020-005		1～2日		ス	
造血器悪性腫瘍細胞検査 [骨髄液] hematopoietic malignancy test 5I020-0000-046-662		骨髄液			骨髄液	要相談
		フローサイトメトリー法			2 mL	電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0804010	5I020-007		1～2日		D5	
小児免疫不全検査 [血液] lymphocyte subpopulation(childhood immunodeficiency) 5I020-0000-019-662		血液			血液	要相談
		フローサイトメトリー法			5 mL	電話連絡
			D016(1)	155 点		
			D016(2)	185 点		
			D016(3)	193 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0803010	5I020-008		1～2日		D2	
リンパ球サブセット検査 [血液] lymphocyte subpopulation 5I020-0000-019-662		血液			血液	要相談
		フローサイトメトリー法			2 mL	電話連絡
			D016(2)	185 点		
			D016(3)	193 点		
CD3 T細胞		61 - 80 %				
CD4 T H/I 細胞		34 - 54 %				
CD8 T S/C 細胞		22 - 39 %				
CD56 NK細胞		5 - 23 %				
CD19 B細胞		9 - 22 %				
CD20 B細胞		9 - 22 %				
CD25		*** %				
CD4（絶対数）		*** /μL				
0803200	5I020-009		1～2日			
リンパ球サブセット検査 [肺胞洗浄液][他材料] lymphocyte subpopulation 5I020-0000-099-662		他材料				要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
			D016(2)	185 点		
			D016(3)	193 点		
CD3 T細胞		*** %				
CD4 T H/I 細胞		*** %				
CD8 T S/C 細胞		*** %				
CD56 NK細胞		*** %				
CD19 B細胞		*** %				
CD20 B細胞		*** %				
CD25		*** %				
0809	5I067-001		当日報告		ネ3	
CD3 [アフレーシス産物] CD3 5I067-0000-026-662		血液			血球浮遊液	要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
					全血	
		*** %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7066	5I164-001		1～2日		A	
CD34(ISHAGE法) CD34(ISHAGE) 5I164-0000-019-662		血液			血液	全血
		ISHAGE			2 mL	冷蔵
					血液	
CD34 (%)		*** %				
CD34 (/μL)		*** /μL				
0801010	5I796-001		1～2日		D2	
PNH型赤血球検査 [血液] PNH(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) clone size assessment 5I796-0000-019-662		血液			血液	要相談
		フローサイトメトリー法			2 mL	電話連絡
			D016(6)	320 点		
赤血球		0.004 %				
顆粒球		0.002 %				
0801240	5I796-003		1～2日		ス	
PNH型赤血球検査 [骨髄液] PNH(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria) clone size assessment 5I796-0000-046-662		骨髄液			骨髄液	要相談
		フローサイトメトリー法			2 mL	電話連絡
			D016(6)	320 点		
赤血球		0.004 %				
顆粒球		0.002 %				
0711	5I990-001		2～3日		E9	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[血液] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-019-662 外注		血液			血液	翌日
		フローサイトメトリー法			9 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					5.0 mL	

0712	5I990-002		2～3日		カ	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[骨髄液] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-046-662 外注		骨髄液			骨髄液	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					1.0 mL	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0713	5I990-003		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[リンパ節] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-220-662		リンパ節			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			 	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0714	5I990-004		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (FSC-SSC)[他材料] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-099-662		他材料			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0721	5I990-005		2～3日		E9	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[血液] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-019-662		血液			血液	翌日
		フローサイトメトリー法			9 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					5.0 mL	

外注						
0722	5I990-006		2～3日		カ	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[骨髓液] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-046-662		骨髓液			骨髓液	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					1.0 mL	

外注						
0723	5I990-007		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[リンパ節] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-220-662		リンパ節			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			 	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0724	5I990-008		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析) (LLA CD45ゲーティング法)[他材料] flow cytometric immunophenotyping for leukaemia/lymphoma -0000-099-662		他材料			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0731	5I990-009		2～3日		E9	
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[血液] flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma -0000-019-662		血液			血液	翌日
		フローサイトメトリー法			9 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					5.0 mL	

外注						
0732	5I990-010		2～3日		カ	
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[骨髄液] flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma -0000-046-662		骨髄液			骨髄液	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					1.0 mL	

外注						
0733	5I990-011		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[リンパ節] flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma -0000-220-662		リンパ節			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			 	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0734	5I990-012		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析) (MLA CD45ゲーティング法)[他材料] flow cytometric immunophenotyping for malignant lymphoma -0000-099-662		他材料			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0741	5I990-013		2～3日		E9	
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[血液] flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma -0000-019-662		血液			血液	翌日
		フローサイトメトリー法			9 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					5.0 mL	

外注						
0742	5I990-014		2～3日		カ	
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[骨髄液] flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma -0000-046-662		骨髄液			骨髄液	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		
					1.0 mL	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0743	5I990-015		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[リンパ節] flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma -0000-220-662		リンパ節			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			 	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0744	5I990-016		2～3日		ミ2	
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析) (MMA CD38ゲーティング法)[他材料] flow cytometric immunophenotyping for multiple myeloma -0000-099-662		他材料			その他材料	翌日
		フローサイトメトリー法			1 mL	保存不可
			D005(15)	1,940 点		

外注						
0808010	5I990-017		1～2日		D5	
多発性骨髄腫パネル解析 (院内測定)[血液] multicolor flow cytometry panel(multiple myeloma) -0000-019-662		血液			血液	要相談
		フローサイトメトリー法			5 mL	電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0808200	5I990-019		1～2日			
多発性骨髄腫パネル解析 (院内測定)[他材料] multicolor flow cytometry panel(multiple myeloma) -0000-099-662		他材料				要相談
		フローサイトメトリー法				電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0808240	5I990-018		1～2日		D2	
多発性骨髄腫パネル解析 (院内測定)[骨髄液] multicolor flow cytometry panel(multiple myeloma) -0000-046-662		骨髄液			血液	要相談
		フローサイトメトリー法			2 mL	電話連絡
			D005(13)	250 点		
			D005(15)	1,940 点		

0751	5I990-020		2～4日		A	
多発性骨髄腫マルチカラー10 [骨髄液] multiparameter immunophenotyping by flow cytometry in multiple myeloma -0000-046-662		骨髄液			血液	骨髄液
		MFC法			2 mL	室温
			D005(15)	1,940 点		
					2.0 mL	
		***				24 時間
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0761	5I990-021		2～3日		E4	
HTLV-1/ATL HAS-Flow解析TM [血液] HTLV-1 analysis system by flow cytometry -0000-019-662		血液			血液	全血 H-Na
		フローサイトメトリー法			4 mL	室温
			D005(15)	1,940 点		
					2.0 mL	
						24 時間
外注		***				
0762	5I990-022		2～3日		力	
HTLV-1/ATL HAS-Flow解析TM [骨髓液] HTLV-1 analysis system by flow cytometry -0000-046-662		骨髓液			骨髓液	骨髓液
		フローサイトメトリー法			1 mL	室温
			D005(15)	1,940 点		
						24 時間
外注		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5J. 免疫学的検査 - サイトカイン						
1065	5J053-001		2～8日		C6	遠心
インターフェロン-λ3 interferon-lambda 3 5J053-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D015(28)	340 点	血清	
					0.3 mL	
外注		13.6 未満 pg/mL				7 日
6696	5J095-001	2016/10/03～	2～3日		C6	遠心
可溶性インターロイキン-2レセプター(可溶性IL-2レセプター) soluble interleukin-2 receptor 5J095-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			6 mL	冷蔵
			D009(36)	438 点	血清	
					0.4 mL	
外注		121 - 613 U/mL				14 日
5486	5J095-002					
可溶性インターロイキン-2レセプター(可溶性IL-2レセプター) [髄液] soluble interleukin-2 receptor 5J095-0000-041-052		髄液				髄液
		CLEIA				冷蔵
			D009(36)	438 点		
外注		*** U/mL				
6482	5J130-001		2～3日		C6	遠心
インターロイキン-6(IL-6) interleukin-6 5J130-0000-023-053		血液			血液	血清
		ECLIA			6 mL	凍結
			D015(17)	170 点	血清	
					0.5 mL	
外注		7.0 以下 pg/mL				24 月
5485	5J130-002					
インターロイキン-6(IL-6) [髄液] interleukin-6 5J130-0000-041-053		髄液				髄液
		ECLIA				凍結
外注		*** pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6475	5J228-001		当日報告		C3	遠心
TARC thymus and activation-regulated chemokine 5J228-0000-023-052		血液			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D015(18)	179 点	血清	
小児 (6～11ヶ月)		1367 未満 pg/mL				
小児 (1歳～1歳11ヶ月)		998 未満 pg/mL				
小児 (2歳以上)		743 未満 pg/mL				
成人		450 未満 pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
5K. 免疫学的検査 - HLA						
7071000	5K010-001		1～5日		A	
HLAタイピング (レシピエント) HLA 5K010-0000-000-843		血液			血液	全血
		SSOP			2 mL	冷蔵
			K920	1,000 点	DNA	
HLA_A Sero1		***				
HLA_A Sero2		***				
HLA_B Sero1		***				
HLA_B Sero2		***				
HLA_C Sero1		***				
HLA_C Sero2		***				
HLA_DR Sero1		***				
HLA_DR Sero2		***				
HLA_DQ Sero1		***				
HLA_DQ Sero2		***				
HLA_DP Sero1		***				
HLA_DP Sero2		***				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
HLA_A Allele1	***				
HLA_A Allele2	***				
HLA_B Allele1	***				
HLA_B Allele2	***				
HLA_C Allele1	***				
HLA_C Allele2	***				
HLA_DR Allele1	***				
HLA_DR Allele2	***				
HLA_DQ Allele1	***				
HLA_DQ Allele2	***				
HLA_DP Allele1	***				
HLA_DP Allele2	***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7076000	5K010-002		1～5日		A	
HLAタイピング (ドナー) HLA 5K010-0000-000-843		血液 SSOP			血液 2 mL	全血
			K920	1,000 点	DNA	冷蔵
HLA_A Sero1		***				
HLA_A Sero2		***				
HLA_B Sero1		***				
HLA_B Sero2		***				
HLA_C Sero1		***				
HLA_C Sero2		***				
HLA_DR Sero1		***				
HLA_DR Sero2		***				
HLA_DQ Sero1		***				
HLA_DQ Sero2		***				
HLA_DP Sero1		***				
HLA_DP Sero2		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
HLA_A Allele1		***				
HLA_A Allele2		***				
HLA_B Allele1		***				
HLA_B Allele2		***				
HLA_C Allele1		***				
HLA_C Allele2		***				
HLA_DR Allele1		***				
HLA_DR Allele2		***				
HLA_DQ Allele1		***				
HLA_DQ Allele2		***				
HLA_DP Allele1		***				
HLA_DP Allele2		***				
7072000ih	5K210-001		1～5日		C5	
リンパ球交差適合試験 (レシピエント) lymphocyte cross-matching 5K210-0000-000-000		血液			血液	全血
		LCT, AHG-LCT法, FCM法			5 mL	冷蔵
					血清, 凝固血	

7077000ih	5K210-002		1～5日		シ	
リンパ球交差適合試験 (ドナー) lymphocyte cross-matching 5K210-0000-000-000		血液			血液	全血
		LCT, AHG-LCT法, FCM法			10 mL	冷蔵
					全血	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6. 微生物学的検査						
6A. 微生物学的検査 - 塗抹・形態検査						
1610100	6A010-001		当日報告		サ0	
塗抹鏡検(一般細菌) microscopic examination(general bacteria) 6A010-0000-000-704						詳細は
		グラム染色				Web参照
			D017(3)	67 点		
		無菌材料は陰性				
1630200	6A205-001		当日報告		サ1	
塗抹鏡検(抗酸菌) microscopic examination(mycobacteria) 6A205-0000-000-717						詳細は
		蛍光法 (アクリステイン染色)				Web参照
		抗酸菌染色法 (Ziehl-Neelsen法)	D017(1)	50 点		
			D017(1)	35 点		
		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6B. 微生物学的検査 - 培養同定検査						
1610200	6B010-001	2024/12/02～	2～6日		サ0	
培養同定(一般細菌) culture and identification(general bacteria) 6B010-0000-000-741		質量分析法				詳細は Web参照
			D018(1)	180 点		
			D018(2)	200 点		
			D018(3)	225 点		
		no growth, normal flora				
1610400	6B010-002	2024/12/02～	3～6日		サ0	
培養同定(一般細菌)(嫌気培養) culture and identification(general bacteria)(anaerobic culture) 6B010-0000-000-743		質量分析法	D018	122 点		詳細は Web参照
				no growth, normal flora		
1610206	6B010-003	2024/12/02～	3～4日		サ3	
便保菌培養同定 culture and identification [faeces] 6B010-0000-000-741		質量分析法			便	詳細は Web参照
			D018(2)	200 点		
				陰性(-)		
1630300c	6B305-001		42日		サ1	
抗酸菌培養 mycobacteria culture 6B305-0000-000-747		MGIT法 (液体培養法)				詳細は Web参照
			D020(1)	300 点		
			D020(2)	209 点		
				陰性(-)		
1630300i	6B315-001	2024/03/01～	培養陽性日から数週		サ1	
抗酸菌同定 mycobacteria identification 6B315-0000-000-000		質量分析法 リアルタイムPCR法	D021	361 点		詳細は Web参照
				陰性(-)		
6082	6B610-001	2019/04/01～	2～3日			
核酸同定(淋菌) [随時尿] genetic detection, Neisseria gonorrhoeae 6B610-0000-001-862		随時尿				尿
		リアルタイムPCR				冷蔵
			D023(2)	198 点		凍結不可
		検出せず ^a				1 年
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6070	6B610-002	2019/04/01～	2～3日		ラ	
核酸同定(淋菌) [分泌物] genetic detection, Neisseria gonorrhoeae 6B610-0000-085-862		分泌物			膣からの分泌液	浮遊液
		リアルタイムPCR			1本	冷蔵
			D023(2)	198 点		凍結不可
		検出せず				1 年
外注						
6072	6B610-003	2019/04/01～	2～3日			
核酸同定(淋菌) [うがい液] genetic detection, Neisseria gonorrhoeae 6B610-0000-079-862		うがい液				うがい液
		リアルタイムPCR				冷蔵
			D023(2)	198 点		凍結不可
		検出せず				1 年
外注						
1630600m	6B619-001	2024/12/02～	1～3日		サ1	
核酸検出(抗酸菌群) genetic detection, mycobacteria 6B619-0000-000-862					 	詳細は
		リアルタイムPCR				Web参照
			D023(14)	410 点		
		陰性(-)				
1630600t	6B620-001		1～3日		サ1	
核酸検出(結核菌群) genetic detection, Mycobacterium tuberculosis complex 6B620-0000-000-862					 	詳細は
		リアルタイムPCR				Web参照
			D023(14)	410 点		
		陰性(-)				
mb_6b652	6B652-001		1～2日			
核酸検出(グラム陽性菌・グラム陰性菌・酵母様真菌・薬剤耐性遺伝子) (FilmArray血液培養パネル) genetic detection, Gram-positive or Gram-negative bacteria/yeast form fungi/drug resistance gene 6B652-0000-097-961						詳細は
						Web参照
			D023(24)	1,700 点		
		陰性(-)				
1670100	6B653-001		1～2日		Vキ	
核酸検出(一般細菌・ウイルス) (FilmArray呼吸器パネル) genetic detection, common bacteria/virus 6B653-0000-063-961					鼻咽頭スワブ	詳細は
						Web参照
			D023(23)	1,350 点		
		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1670200	6B654-001		1～2日			
核酸検出(一般細菌・ウイルス・真菌) (FilmArray髄膜炎・脳炎パネル) genetic detection, common bacteria/virus/fungi 6B654-0000-041-961						詳細は
						Web参照
			D023(24)	1,700 点		
		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6C. 微生物学的検査 - 薬剤感受性検査						
1610300g	6C010-001		3～6日		サ0	
薬剤感受性検査(一般細菌) drug susceptibility test, general bacteria 6C010-0000-000-762		液体培地希釈法 (CLSI準拠)				詳細は
						Web参照
			D019(1)	185 点		
		D019(2)	240 点			
		D019(3)	310 点			

1610300y	6C050-001		4～8日		サ0	
薬剤感受性検査(酵母様真菌) drug susceptibility test, yeast form fungi 6C050-0000-000-762		液体培地希釈法 (CLSI準拠)				詳細は
			D019-2	150 点		Web参照

1630500	6C105-001		検査実施日より21～		サ1	
薬剤感受性検査(抗酸菌) drug susceptibility test, mycobacteria 6C105-0000-000-762		比率法 絶対濃度法 微量液体希釈法				詳細は
			D022	400 点		Web参照

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
6Z. 微生物学的検査 - その他						
6051	6Z100-001	2022/04/01～	2～3日		UB	
13C尿素呼気試験 13C-urea breath test 6Z100-0000-990-273		呼気			呼気	呼気
		IR			250 mL	室温
			D023-2(2)	70 点		
					250 mL	
2.5 未満						
外注		‰				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7. 病理学的検査						
7A. 病理学的検査 - 細胞診検査						
tc13_7a010	7A010-001		約4日		病理	
細胞診 cytodiagnosis 7A010-0000-070-000					体腔液等	
		顕微鏡による目視			 	
			N004(1)	150 点		
			N004(1)	45 点		
		N004(2)	190 点			

tc13_7a010ope	7A010-002		1時間		病理	
細胞診(術中迅速) cytodiagnosis(intraoperative diagnosis) 7A010-0000-070-000					組織	
		顕微鏡による目視			 	
			N003-2(1)	450 点		
			N003-2(2)	450 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7B. 病理学的検査 - 病理組織検査						
tc13_7b010	7B010-001		約1週		病理	
病理組織検査					生検・手術材料	組織(10%NBF)
histopathology		顕微鏡による目視			 	室温
7B010-0000-070-000			N000(1)	860 点		
			N000(2)	860 点		
						48 時間

tc13_7b100	7B100-001				病理	
CD30 Ber-H2					組織	
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		IHC				
CD30 Ber-H2			N002(7)	400 点		
7B100-0000-070-666						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬	容器	保存
7C. 病理学的検査 - 迅速凍結組織検査					
tc13_7c010	7C010-001		1時間		病理組織
迅速凍結組織検査		顕微鏡による目視	N003	1,990 点	
frozen section histodiagnosis					
7C010-0000-070-000					

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
7D. 病理学的検査 - 電子顕微鏡検査						
tc13_7d010	7D010-001				病理	
電子顕微鏡検査 electron microscopy 7D010-0000-070-000		顕微鏡による目視	N001	2,000 点		

外注BMI						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8. その他の検体検査						
8A. その他の検体検査 - 負荷試験・機能検査						
0424000	8A010-001		当日報告		C3	
ICG試験 停滞率(インドシアニンググリーン(停滞率))		血液			血液	
ICG retention rate		IR	D289(2)	100 点	3 mL×4 血清	
8A010-0000-023-273						
ICG消失率		0.168 - 0.206				
ICG15停滞率		10 以下 %				
0511	8A025-001		当日報告			
24時間クレアチニンクリアランス		血液・蓄尿				中止
creatinine clearance, 24hrs		腎クリアランス24時間法	D286	150 点		項目
8A025-0000-098-919						
24時間クレアチニンクリアランス		*** mL/min				
24時間クレアチニンクリアランス（体表面積補正）		*** mL/min/1.73m*2				
身長		*** cm				
体重		*** kg				
体表面積		*** m*2				
0452010egfr	8A065-001	2022/11/01～	当日報告		C5	
推算GFRcreat(eGFR)		血液			血液	
[血清]		計算法			5 mL	
estimated GFR based on creatinine					血清	
8A065-0000-023-919						
		60.0 以上 mL/min/1.73m*2				
sp0002	8A090-001		受託終了			
PFD試験(膵外分泌機能試験)		時間尿				尿
pancreatic functional diagnostant test		ジアゾカップリング法				凍結
8A090-0000-005-000			D289(1)	100 点		
		73.4 - 90.4 %				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0444000	8A990-001		当日報告		N	遠心
グルコース 〔負荷試験〕 glucose 3D010-0000-019-262		血液〔負荷試験〕			血液	血漿 NaF
		GOD酵素電極			2 mL	凍結
			D288(1)	200 点	全血	
			D288(2)	900 点		

		mg/dL				
0482	8A990-002		当日報告		U	遠心
糖定量 〔随時尿〕〔負荷試験〕 glucose, quantitative 1A025-0000-001-272		随時尿			尿	尿上清
		GLDH法			2 mL	冷蔵
			D288(1)	200 点	尿上清	

		mg/dL				
0445	8A990-003		当日報告		N	遠心
50gブドウ糖負荷試験(50gGCT) 〔負荷試験〕 50g glucose challenge test 3D010-1060-019-262		血液〔負荷試験〕			血液	血漿 NaF
		GOD酵素電極			2 mL	凍結
			D288(1)	200 点	全血	
男性		***				
女性		140 未満				
		mg/dL				
1100000	8A990-004	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
GH(成長ホルモン) 〔負荷試験〕 growth hormone 4A010-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
					血清	
			D287(1)	1,200 点		
		***				60 日
		ng/mL				
1120000	8A990-005	1900/01/05～	当日または翌日		C3	遠心
プロラクチン 〔負荷試験〕 prolactin 4A020-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
					血清	
			D287(1)	1,200 点		
		***				60 日
		ng/mL				
1110000	8A990-006	2010/04/01～	2～3日		P5	冷却遠心
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン) 〔負荷試験〕 adrenocorticotrophic hormone 4A025-0000-022-053		血液〔負荷試験〕			血液	血漿 E-2Na
		ECLIA			5 mL	凍結
					血漿	
			D287(1)	1,200 点	0.3 mL	

外注		pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1150000	8A990-007	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
LH(黄体形成ホルモン) 〔負荷試験〕 luteinizing hormone 4A030-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
					血清	
			D287(1)	1,600 点		60 日

		mIU/mL				
1160000	8A990-008	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
FSH(卵胞刺激ホルモン) 〔負荷試験〕 follicle-stimulating hormone 4A035-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
					血清	
			D287(1)	1,600 点		60 日

		mIU/mL				
1040000	8A990-009	2023/08/23～	当日または翌日		C3	遠心
TSH(甲状腺刺激ホルモン) 〔負荷試験〕 thyroid-stimulating hormone 4A055-0000-023-053		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		ECLIA			3 mL	凍結
					血清	
			D287(1)	1,200 点		24 月

		μIU/mL				
1156000	8A990-010	2016/09/26～	4～7日		P5	冷却遠心
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH)) 〔負荷試験〕 arginine vasopressin 4A070-0000-022-001		血液〔負荷試験〕			血液	血漿 E-2Na
		RIA(二抗体法)			5 mL	凍結
			D287(2)	1,200 点	血漿	
					1.2 mL	

外注		pg/mL				
1020000	8A990-011	2021/03/10～	2～3日		C6	遠心
T3(トリヨードサイロニン) 〔負荷試験〕 triiodothyronine 4B010-0000-023-053		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D287(3)	1,200 点	血清	
					0.3 mL	12 週

		ng/mL				
1021000	8A990-012	2023/08/23～	当日または翌日		C3	遠心
FT3(遊離トリヨードサイロニン) 〔負荷試験〕 free triiodothyronine 4B015-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		ECLIA			3 mL	凍結
			D287(3)	1,200 点	血清	
						30 日

		pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1010000	8A990-013	2021/03/10～	2～3日		C6	遠心
T4(サイロキシン) 〔負荷試験〕 thyroxine 4B030-0000-023-053		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D287(3)	1,200 点	血清	
					0.4 mL	
		***				12 週
		μg/dL				
1011000	8A990-014	2023/08/23～	当日または翌日		C3	遠心
FT4(遊離サイロキシン) 〔負荷試験〕 free thyroxine 4B035-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		ECLIA			3 mL	凍結
			D287(3)	1,200 点	血清	
		***				30 日
		ng/dL				
1081000	8A990-015	2017/03/27～	2～3日		C6	遠心
PTH-I(PTH-intact) 〔負荷試験〕 parathyroid hormone, intact 4C025-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		ECLIA			6 mL	冷蔵
			D287(4)	1,200 点	血清	
					0.5 mL	
		***				5 日
外注		pg/mL				
1210000	8A990-016	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
コルチゾール 〔負荷試験〕 cortisol 4D040-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			5 mL	凍結
					血清	
			D287(5)	1,200 点		
		***				60 日
		μg/dL				
1111000	8A990-017		1～3日		C6	遠心
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩) 〔負荷試験〕 dehydroepiandrosterone sulfate 4D090-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
					血清	
			D287(5)	1,200 点	0.3 mL	
		***				3 週
外注		μg/dL				
1220000	8A990-018		受託終了		C6	遠心
アルドステロン(ALD) 〔RIA〕〔負荷試験〕 aldosterone 4D115-0000-023-005		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		RIA (固相法 (チューブ))			6 mL	凍結
					血清	
			D287(5)	1,200 点		
		***				12 週
外注		pg/mL				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1228000	8A990-019	2022/03/01～	2～3日		C6	遠心
アルドステロン(ALD) 〔CLEIA〕〔負荷試験〕 aldosterone 4D115-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			6 mL	凍結
					血清	
			D287(5)	1,200 点	0.5 mL	
		*** pg/mL				
外注						
1161000	8A990-020	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
エストラジオール(E2) 〔負荷試験〕 estradiol 4F025-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D287(6)	1,200 点	血清	
		*** pg/mL				60 日
1164000	8A990-021	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
プロジェステロン 〔負荷試験〕 progesterone 4F045-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D287(6)	1,200 点	血清	
		*** ng/mL				60 日
1165000	8A990-022	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
テストステロン 〔負荷試験〕 testosterone 4F065-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D287(6)	1,200 点	血清	
		*** ng/dL				60 日
1135000	8A990-023	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
インスリン(インシュリン) 〔負荷試験〕 insulin 4G010-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D288(2)	900 点	血清	
		*** μU/mL				60 日
1140000	8A990-024	2022/01/01～	当日または翌日		C3	遠心
C-ペプチド 〔負荷試験〕 C-peptide 4G020-0000-023-052		血液〔負荷試験〕			血液	血清
		CLEIA			3 mL	凍結
			D288(2)	900 点	血清	
		*** ng/mL				60 日

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1230000	8A990-025		2～3日		P5	冷却遠心
レニン活性(PRA) 〔負荷試験〕 plasma renin activity 4Z010-0000-022-005		血液〔負荷試験〕			血液	血漿 E-2Na
		RIA (固相法 (ビーズ))			5 mL	凍結
					血漿	
		D287(5)	1,200 点	0.6 mL		
					4 週	
外注		*** ng/mL/h				
1231000	8A990-026	2021/04/01～	2～3日		P5	冷却遠心
活性型レニン(PRC) 〔負荷試験〕 active renin concentration 4Z020-0000-022-052		血液			血液	血漿 E-2Na
		CLEIA			5 mL	凍結
					血漿	
		D287(5)	1,200 点	0.5 mL		
外注		*** pg/mL				
0477020	8A990-027	2019/11/11～	当日報告		U	
P/C比(定量) 〔随時尿〕 protein / creatinine ratio(quantitative) -0000-001-919		随時尿			尿	
		計算法			2 mL	
		0.15 未満 g/g・Cr				
0411010	8A990-028		当日報告		U	
FEUA 〔血清〕〔随時尿〕 fractional excretion of uric acid -0000-001-919		随時尿			尿	
		計算法			5 mL	
		7 - 14 %				
0475010	8A990-029		当日報告		U	
FEUN 〔血清〕〔随時尿〕 fractional excretion of urea nitrogen -0000-001-919		随時尿			尿	
		計算法			5 mL	
		40 - 60 %				
0435010	8A990-030	2022/01/01～	当日報告		U	
FENa 〔血清〕〔随時尿〕 fractional excretion of sodium -0000-001-919		随時尿			尿	
		計算法			5 mL	
		1 - 2 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0451010	8A990-031		当日報告		U	
FEP [血清][随時尿] fractional excretion of phosphate -0000-001-919		随時尿			尿	
		計算法			5 mL	
		10 - 20 %				
0377000	8A990-032		2～3日		U	
selectivity index(SI) [血清][随時尿] selectivity index(SI) -0000-919		血清 / 尿			尿	
		計算法			9 mL	
					尿	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8B. その他の検体検査 - 遺伝子関連検査(染色体)						
0651	8BC200-001				E4	
染色体検査(先天性) G-Band chromosome(congenital) G-Band 8B200-0000-019-403		血液			血液	全血 H-Na
		Gバンド染色法, 分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

外注						
0652	8BC200-002				E4	
染色体検査(先天性) C-Band chromosome(congenital) C-Band 8B200-0000-019-406		血液			血液	全血 H-Na
		Cバンド染色法, 分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

外注						
0653	8BC200-003				E4	
染色体検査(先天性) Q-Band chromosome(congenital) Q-Band 8B200-0000-019-404		血液			血液	全血 H-Na
		Qバンド染色法, 分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

外注						
0655	8BC200-004				E4	
染色体検査(先天性) 高精度分染法 chromosome(congenital) by high accurate technique 8B200-0000-019-417		血液			血液	全血 H-Na
		高精度分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

外注						
0674	8BC200-005				E4	
染色体検査(先天性) SKY chromosome(congenital) SKY(spectral karyotyping) 8B200-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0654	8BC200-006		受託終了		E4	
染色体検査(脆弱X) chromosome(fragile X) 8B260-0000-019-401		血液			血液	全血 H-Na
		一般染色, 分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0661	8BC315-001				E4	
1p36欠失(CDK11B) del(1p36): CDK11B 8B315-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0662	8BC343-001				E4	
4染色体 Wolf-Hirschhorn症候群 chromosome 4: Wolf-Hirschhorn syndrome critical region 8B343-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0663	8BC355-001				E4	
5染色体 Sotos症候群 chromosome 5: Sotos syndrome critical region 8B355-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0664	8BC373-001				E4	
7染色体 Williams症候群 chromosome 7: Williams syndrome critical region 8B373-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0656	8BC430-001				E4	
13染色体 Patau症候群 chromosome 13: Patau syndrome 8B430-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ（モノソミー）		2.2				
		%				
カットオフ（トリソミー）		2.4				
		%				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0665	8BC433-001				E4	
13q14.2欠失(RB1) del(13q14.2): RB1 8B433-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0666	8BC453-001				E4	
15染色体 Prader-Willi症候群(PWS) chromosome 15: Prader-Willi syndrome critical region 8B453-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0667	8BC454-001				E4	
15染色体 Angelman症候群(AS) chromosome 15: Angelman syndrome critical region 8B454-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0668	8BC473-001				E4	
17染色体 Miller-Dieker症候群 chromosome 17: Miller-Dieker syndrome critical region 8B473-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0657	8BC480-001				E4	
18染色体 Edwards症候群 chromosome 18: Edwards syndrome 8B480-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ（モノソミー）		4.3 %				
カットオフ（トリソミー）		2.3 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0658	8BC510-001				E4	
21染色体 Down症候群 chromosome 21: Down syndrome 8B510-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ（モノソミー）		3.1 %				
カットオフ（トリソミー）		1.6 %				
0669	8BC523-001				E4	
22染色体 22q11欠失症候群 chromosome 22: 22q11 deletion syndrome 8B523-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0659	8BC530-001				E4	
X染色体(先天性) chromosome X(congenital) 8B530-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0673	8BC531-001				E4	
Xp22.3欠失(STS) del(Xp22.3): STS 8B531-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0660	8BC540-001				E4	
Y染色体(先天性) chromosome Y(congenital) 8B540-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0671	8BC543-001				E4	
Yp11.3転座/欠失(SRY) t(Yp11.3) or del(Yp11.3): SRY 8B543-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0670	8BC544-001		受託終了		E4	
Yq11.23欠失(DAZ) del(Yq11.23): DAZ 8B544-0000-019-841		血液			血液	中止
		FISH			4 mL	項目
			D006-5(1)	2,477 点		
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
0672	8BC551-001				E4	
Xp22.3/Yp11.3欠失(SHOX) del(Xp22.3/Yp11.3): SHOX 8B551-0000-019-841		血液			血液	全血 H-Na
		FISH			4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
外注						
カットオフ		***				
1901	8BH220-001		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MDS) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(MDS) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403		血液 / 骨髓液 / 他			血液	骨髓液
		Gバンド染色法, 分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	
外注		***				
1902	8BH220-005		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MPN) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(MPN) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403		血液 / 骨髓液 / 他			血液	骨髓液
		Gバンド染色法, 分染法			4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	
外注		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1903	8BH220-009		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ANLL(AML)) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(ANLL(AML)) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1904	8BH220-013		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(BMT) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(BMT) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1905	8BH220-017		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(myeloid系他) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(other(myeloid series)) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1906	8BH220-021		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ALL) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(ALL) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1907	8BH220-025		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(CLL) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(CLL) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1908	8BH220-029		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ML) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(ML) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1909	8BH220-033		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MM/PCL) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(MM/PCL) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1910	8BH220-037		13～18日		E4	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(lymphoid系他) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) G-band(other(lymphoid series)) 8B220-0000-019-403 8B220-0000-046-403 8B220-0000-099-403 外注		血液 / 骨髓液 / 他 Gバンド染色法, 分染法			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(3)	2,477 点		凍結不可
			D006-5	397 点	3.0 mL	

1948	8BH424-005				E4	
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体 [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) hyperdiploidy 8B424-0000-019-841 8B424-0000-046-841 8B424-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		***				
1989	8BH220-045		21～28日		E4	
染色体検査(血液疾患) SKY [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome(hematologic) SKY(spectral karyotyping) 8B220-0000-019-841 8B220-0000-046-841 8B220-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		***				
1947	8BH314-001		5～7日		E4	
1;19転座(TCF3::PBX1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(1;19): TCF3::PBX1 8B314-0000-019-841 8B314-0000-046-841 8B314-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.4 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1969	8BH317-001		5～7日		E4	
1q21増幅(CKS1B) [末梢血][骨髓液][他材料] amp(1q21): CKS1B 8B317-0000-019-841 8B317-0000-046-841 8B317-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ(gain)		1.8 以下 %				
カットオフ(amplification)		0.3 以下 %				
1965	8BH323-001		5～7日		E4	
2p23転座(ALK) [末梢血][骨髓液][他材料] t(2p23): ALK 8B323-0000-019-841 8B323-0000-046-841 8B323-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.7 以下 %				
1988	8BH324-001		5～7日		E4	
2p24増幅(MYCN) [末梢血][骨髓液][他材料] amp(2p24): MYCN 8B324-0000-019-841 8B324-0000-046-841 8B324-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ (0個)		0.5 以下 %				
カットオフ (1個)		2.0 以下 %				
カットオフ (3個)		4.0 以下 %				
カットオフ (4個)		4.0 以下 %				
カットオフ (5～9個)		1.0 以下 %				
カットオフ (10個以上)		0.5 以下 %				
1962	8BH333-001		5～7日		E4	
3q27転座(BCL6) [末梢血][骨髓液][他材料] t(3q27): BCL6 8B333-0000-019-841 8B333-0000-046-841 8B333-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.9 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1933	8BH336-001		5～7日		E4	
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM) [末梢血][骨髓液][他材料] inv(3): GATA2::MECOM 8B336-0000-019-841 8B336-0000-046-841 8B336-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.3 以下 %				
1970	8BH344-001		5～7日		E4	
4;14転座(IGH::FGFR3) [末梢血][骨髓液][他材料] t(4;14): IGH::FGFR3 8B344-0000-019-841 8B344-0000-046-841 8B344-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.8 以下 %				
1915	8BH345-001		5～7日		E4	
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合) [末梢血][骨髓液][他材料] del(4q12): FIP1L1::PDGFRA fusion 8B345-0000-019-841 8B345-0000-046-841 8B345-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
			D006-11	3,105 点	4 mL	冷蔵
						凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（欠失）		0.3 以下 %				
カットオフ（挿入）		1.1 以下 %				
1921	8BH353-001		5～7日		E4	
5q31欠失(IRF1)(5q-症候群) [末梢血][骨髓液][他材料] del(5q31): IRF1 8B353-0000-019-000 8B353-0000-046-000 8B353-0000-099-000 外注		血液 / 骨髓液 / 他			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（ヘテロ欠失）		4.8 以下 %				
カットオフ（ホモ欠失）		0.5 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1922	8BH354-001				E4	
5q32欠失(CSF1R)(5q-症候群) [末梢血][骨髓液][他材料] del(5q32): CSF1R 8B354-0000-019-841 8B354-0000-046-841 8B354-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（ヘテロ欠失）		3.3 以下 %				
カットオフ（ホモ欠失）		0.9 以下 %				
1923	8BH356-001				E4	
5q31欠失(EGR1) [末梢血][骨髓液][他材料] del(5q31): EGR1 8B356-0000-019-841 8B356-0000-046-841 8B356-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		***				
1916	8BH357-001		5～7日		E4	
5q33転座(PDGFRB) [末梢血][骨髓液][他材料] t(5q33): PDGFRB 8B357-0000-019-841 8B357-0000-046-841 8B357-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.3 以下 %				
1924	8BH374-001		5～7日		E4	
7q31欠失(FRA7G)(D7S486) [末梢血][骨髓液][他材料] del(7q31): FRA7G 8B374-0000-019-841 8B374-0000-046-841 8B374-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（ヘテロ欠失）		1.5 以下 %				
カットオフ（モノソミー）		1.1 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1979	8BH380-001		5～7日		E4	
8染色体 [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome 8 8B380-0000-019-841 8B380-0000-046-841 8B380-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（トリソミー）		2.7 以下 %				
カットオフ（テトラソミー）		0.8 以下 %				
1956	8BH383-001		5～7日		E4	
8q24転座(MYC) [末梢血][骨髓液][他材料] t(8q24): MYC 8B383-0000-019-841 8B383-0000-046-841 8B383-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.9 以下 %				
1957	8BH384-001		5～7日		E4	
8;14転座(IGH::MYC) [末梢血][骨髓液][他材料] t(8;14): IGH::MYC 8B384-0000-019-841 8B384-0000-046-841 8B384-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.4 以下 %				
1929	8BH385-001		5～7日		E4	
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(8;21): RUNX1::RUNX1T1 8B385-0000-019-841 8B385-0000-046-841 8B385-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.5 以下 %				
1917	8BH386-001		5～7日		E4	
8p12転座(FGFR1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(8p12): FGFR1 8B386-0000-019-841 8B386-0000-046-841 8B386-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.5 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1980	8BH393-001		5～7日		E4	
9p21欠失(CDKN2A) [末梢血][骨髓液][他材料] del(9p21): CDKN2A 8B393-0000-019-841 8B393-0000-046-841 8B393-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（ヘテロ欠失）		3.3 以下 %				
カットオフ（ホモ欠失）		0.1 以下 %				
1911	8BH395-001		5～7日		カ	
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体)) [骨髓液][他材料] t(9;22): BCR::ABL1 8B395-0000-046-841 8B395-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			骨髓液	骨髓液
					1 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					0.5 mL	
カットオフ		0.7 以下 %				
1711	8BH396-004		5～7日		E4	
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体)) [末梢血] t(9;22): BCR::ABL1(neutrophil) 8B396-0000-019-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（分葉）		1.0 以下 %				
カットオフ（単核）		0.8 以下 %				
1937	8BH413-001		5～7日		E4	
11q23転座(KMT2A) [末梢血][骨髓液][他材料] t(11q23): KMT2A 8B413-0000-019-841 8B413-0000-046-841 8B413-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.0 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1961	8BH414-001		5～7日		E4	
11;14転座(IGH::CCND1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(11;14): IGH::CCND1 8B414-0000-019-841 8B414-0000-046-841 8B414-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.5 以下 %				
1932	8BH415-001				E4	
11p15転座(NUP98) [末梢血][骨髓液][他材料] t(11p15): NUP98 8B415-0000-019-841 8B415-0000-046-841 8B415-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.1 以下 %				
1964	8BH416-001		5～7日		E4	
11;18転座(BIRC3::MALT1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(11;18): BIRC3::MALT1 8B416-0000-019-841 8B416-0000-046-841 8B416-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.6 以下 %				
1942	8BH417-001		5～7日		E4	
11q22.3欠失(ATM) [末梢血][骨髓液][他材料] del(11q22.3): ATM 8B417-0000-019-841 8B417-0000-046-841 8B417-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ (ヘテロ欠失)		2.6 以下 %				
カットオフ (ホモ欠失)		0.3 以下 %				
カットオフ (モノソミー)		2.3 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1960	8BH418-001		5～7日		E4	
11q13転座(CCND1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(11q13): CCND1 8B418-0000-019-841 8B418-0000-046-841 8B418-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.8 以下 %				
1941	8BH420-001		5～7日		E4	
12染色体 [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome 12 8B420-0000-019-841 8B420-0000-046-841 8B420-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（トリソミー）		1.9 以下 %				
カットオフ（テトラソミー）		0.9 以下 %				
1977	8BH423-001		5～7日		E4	
12p13転座/欠失(ETV6) [末梢血][骨髓液][他材料] t(12p13) or del(12p13): ETV6 8B423-0000-019-841 8B423-0000-046-841 8B423-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.2 以下 %				
1946	8BH424-001		5～7日		E4	
12;21転座(ETV6::RUNX1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(12;21): ETV6::RUNX1 8B424-0000-019-841 8B424-0000-046-841 8B424-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.3 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1971	8BH434-001		5～7日		E4	
13q14.3欠失(D13S319) [末梢血][骨髓液][他材料] del(13q14.3): D13S319 8B434-0000-019-841 8B434-0000-046-841 8B434-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ（ヘテロ欠失）		3.9 以下 %				
カットオフ（ホモ欠失）		0.4 以下 %				
カットオフ（モノソミー）		2.0 以下 %				
1959	8BH443-001		5～7日		E4	
14;18転座(IGH::BCL2) [末梢血][骨髓液][他材料] t(14;18): IGH::BCL2 8B443-0000-019-841 8B443-0000-046-841 8B443-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.6 以下 %				
1952	8BH444-001		5～7日		E4	
14q32転座(IGH) [末梢血][骨髓液][他材料] t(14q32): IGH 8B444-0000-019-841 8B444-0000-046-841 8B444-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		2.1 以下 %				
1972	8BH445-001		5～7日		E4	
14;16転座(IGH::MAF) [末梢血][骨髓液][他材料] t(14;16): IGH::MAF 8B445-0000-019-841 8B445-0000-046-841 8B445-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.0 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1931	8BH455-001		5～7日		E4	
15;17転座(PML::RARA) [末梢血][骨髓液][他材料] t(15;17): PML::RARA 8B455-0000-019-841 8B455-0000-046-841 8B455-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.5 以下 %				
1930	8BH463-001		5～7日		E4	
16;16転座/逆位(CBFB) [末梢血][骨髓液][他材料] inv(16): CBFB 8B463-0000-019-841 8B463-0000-046-841 8B463-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.9 以下 %				
1978	8BH475-001		5～7日		E4	
17p13欠失(TP53) [末梢血][骨髓液][他材料] del(17p13): TP53 8B475-0000-019-841 8B475-0000-046-841 8B475-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ (ヘテロ欠失)		2.6 以下 %				
カットオフ (ホモ欠失)		0.5 以下 %				
カットオフ (モノソミー)		3.0 以下 %				
1963	8BH483-001		5～7日		E4	
18q21転座(MALT1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(18q21): MALT1 8B483-0000-019-841 8B483-0000-046-841 8B483-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		0.9 以下 %				
1958	8BH484-001		5～7日		E4	
18q21転座(BCL2) [末梢血][骨髓液][他材料] t(18q21): BCL2 8B484-0000-019-841 8B484-0000-046-841 8B484-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.0 以下 %				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1925	8BH504-001		5～7日		E4	
20q12欠失(D20S108) [末梢血][骨髓液][他材料] del(20q12): D20S108 8B504-0000-019-841 8B504-0000-046-841 8B504-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		3.4 以下 %				
1976	8BH513-001		5～7日		E4	
21q22転座(RUNX1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(21q22): RUNX1 8B513-0000-019-841 8B513-0000-046-841 8B513-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		1.1 以下 %				
1987	8BH524-001		5～7日		E4	
22q12転座(EWSR1) [末梢血][骨髓液][他材料] t(22q12): EWSR1 8B524-0000-019-841 8B524-0000-046-841 8B524-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		2.5 以下 %				
1984	8BH530-001				E4	
X染色体(血液疾患) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome X(hematologic) 8B530-0000-019-841 8B530-0000-046-841 8B530-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		***				
1985	8BH540-001				E4	
Y染色体(血液疾患) [末梢血][骨髓液][他材料] chromosome Y(hematologic) 8B540-0000-019-841 8B540-0000-046-841 8B540-0000-099-841 外注		血液 / 骨髓液 / 他 FISH			血液	骨髓液
					4 mL	冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1986	8BH550-001		5～7日		E4	
X染色体,Y染色体(異性間骨髄移植(BMT)) [末梢血][骨髄液][他材料] chromosome X, chromosome Y assessment of sex-mismatched BMT 8B550-0000-019-841 8B550-0000-046-841 8B550-0000-099-841 外注		血液 / 骨髄液 / 他 FISH			血液 4 mL	骨髄液 冷蔵
			D006-5(1)	2,477 点		凍結不可
					3.0 mL	
カットオフ		***				
tc13_8b323	8BS323-001		5～8日		病理	
ALK融合遺伝子 2p23転座(ALK) ALK fusion gene 8B323-0000-075-841 ※注LSIM		FISH			組織	
			N005-2	6,520 点	 	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8C. その他の検体検査 - 遺伝子関連検査						
tc13_8c051clamp	8C051-001	2016/03/29～	受託終了		病理	
EGFR遺伝子変異(erbB)[細胞] [PNA LNA PCR-Clamp法](外部委託) EGFR(epidermal growth factor receptor) 8C051-0000-070-953					組織	
		PNA LNA PCR-Clamp				

tc13_8c051pcr	8C051-002	2017/04/01～	受託終了		病理	
EGFR遺伝子変異(erbB)[組織] [リアルタイムPCR法](院内検査) EGFR(epidermal growth factor receptor) 8C051-0000-070-862					組織	中止
		リアルタイムPCR				項目
		D004-2(1)	2,500 点			

tc13_8c051plasma	8C051-003		5～7日		P	
EGFR遺伝子変異(erbB)[血漿] [アレル特異的リアルタイムPCR法] EGFR(epidermal growth factor receptor) 8C051-9951-022-862		血漿			血液	
		アレル特異的リアルタイムPCR	D006-12	2,100 点	7 mL×2	
					血漿	

※注LSIM						
tc13_8c053dish	8C053-001				病理	
HER2遺伝子(ERBB2(erbB-2/neu, HER2)) [DISH] ERBB2(erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) 8C053-0000-070-845 8C053-0000-070-846					組織	
			N005(1)	2,700 点		

tc13_8c053fish	8C053-002		9～13日		病理	
HER2遺伝子(ERBB2(erbB-2/neu, HER2)) [FISH] ERBB2(erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) 8C053-0000-075-841 8C053-0000-075-841					未染スライド	
		FISH			5枚(4μm厚)	
			N005(1)	2,700 点		

※注LSIM						
tc13_8c055	8C055-001		4～10日		病理	
ROS1融合遺伝子 ROS1(ros) ROS1(ROS proto-oncogene 1, receptor tyrosine kinase) 8C055-0000-075-875 8C055-0000-070-875 8C055-0000-040-875					未染スライド	
		リアルタイムRT-PCR			5枚(5μm厚)	
			D004-2(1)	2,500 点		

※注LSIM						
8C055-0000-084-875						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc13_8c059	8C059-001	2017/04/01～	11～17日		病理	
c-kit遺伝子変異 KIT(kit) KIT(KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase) 8C059-0000-075-848 8C059-0000-070-848 ※注LSIM		ダイレクトシーケンス法			未染スライド	
					5枚 (5μm厚)	
			D004-2(1)	2,100 点		
		検出せず				
tc13_8c061fusion	8C061-001		10～14日		病理	
RET CDx遺伝子解析 RET融合遺伝子(甲状腺癌) RET(ret proto-oncogene) 8C061-9951-019-848 ※注LSIM		NGS			未染スライド	
					5～10枚 (5μm厚)	
			D004-2(1)	5,000 点		

tc13_8c061mutation	8C061-002		11～17日		病理	
RET CDx遺伝子解析 RET変異(甲状腺髄様癌) RET(ret proto-oncogene) 8C061-9957-075-966 8C061-9957-070-966 ※注LSIM		ダイレクトシーケンス法			未染スライド	
			D006-4(2)	5,000 点		

0878	8C071-001	2017/04/25～	2～3日		P	
FLT3-ITD遺伝子変異検査 [末梢血][骨髓液][他材料] flt3-itd mutation 8C071-0000-019-000 8C071-0000-046-000 8C071-0000-099-000		末梢血/骨髓液/他材料 PCR-PAGE			血液	全血 E-2Na
			D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					DNA	
		検出せず				
1550	8C071-002		4～10日		E9	
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD) [末梢血][骨髓液] FLT3 mutation analysis(FLT3 ITD/TKD) 8C071-0000-019-899 8C071-0000-046-899 外注		末梢血/骨髓液 PCR・キャピラリー電気泳動法			血液	骨髓液
			D006-14	4,200 点	9 mL	冷蔵
					全血	
					9.0 mL	
FLT3 ITD 判定		検出せず				
FLT3 ITD SR値 カットオフ		0.05				
FLT3 TKD 判定		検出せず				
FLT3 TKD SR値 カットオフ		0.05				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1501	8C125-001		3～6日		P	
major BCR::ABL1 IS [末梢血] major BCR::ABL1 IS 8C125-9911-019-875		血液			血液	全血 E-2Na
		リアルタイムRT-PCR			7 mL	冷蔵
			D006-3(1)	2,520 点	7.0 mL	
			D006-3(1)	2,520 点		
外注						
IS% BCR-ABL1		検出せず %				
BCR-ABL実測値		*** copies/test				
ABL1実測値		*** copies/test				
1558	8C125-002		3～6日		P	
major BCR::ABL1(ABL比)(ALL) [末梢血][骨髓液] major BCR::ABL1(ratio BCR::ABL1/ABL1)(ALL) 8C125-9962-019-875 8C125-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR			7 mL	冷蔵
			D006-3(2)	2,520 点	7.0 mL	
			D006-3(2)	2,520 点		24 時間
外注						
%BCR::ABL1/ABL1		検出せず %				
Major BCR::ABL1実測値		*** copies/assay				
ABL1実測値		*** copies/assay				
0863	8C125-004		受託終了		P	
major BCR::ABL1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液] major BCR::ABL1, mRNA identification 8C125-9961-019-866 8C125-9961-046-866		末梢血/骨髓液			血液	中止
		RT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		陰性(-)				
検出感度		1/10^5				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0853	8C125-005		受託終了		P	
major BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液] major BCR::ABL1, mRNA quantitative 8C125-9962-019-875 8C125-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	翌日
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	保存不可
					RNA	
基準値		検出せず				
検出感度		50 copies/ μ gRNA				
検出感度 (ABL比%)		0.001 %				
検出感度 (ABL比Log)		-5.3				
ABL (内部標準)		***				
1532	8C125-003		4～7日		P	
major BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託) [末梢血][骨髓液] major BCR::ABL1, mRNA quantitative(ratio BCR::ABL1/GAPDH) 8C125-9962-019-875 8C125-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (major BCR-ABL1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (major BCR-ABL1) 実測値		*** copies				
0864	8C127-003		受託終了		P	
minor BCR::ABL1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液] minor BCR::ABL1, mRNA identification 8C127-9961-019-866 8C127-9961-046-866		末梢血/骨髓液			血液	中止
		RT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		陰性(-)				
検出感度		1/10 ⁵				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0868	8C127-004		受託終了		P	
minor BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液] minor BCR::ABL1, mRNA quantitative 8C127-9962-019-875 8C127-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	中止
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		検出せず				
検出感度		50 copies/ μ gRNA				
検出感度 (ABL比%)		0.001 %				
検出感度 (ABL比Log)		-5.3				
ABL (内部標準)		***				
1533	8C127-002		4～7日		P	
minor BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託) [末梢血][骨髓液] minor BCR::ABL1, mRNA quantitative(ratio BCR::ABL1/GAPDH) 8C127-9962-019-875 8C127-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (minor BCR-ABL1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (minor BCR-ABL1) 実測値		*** copies				
0876	8C128-001		受託終了		P	
micro BCR::ABL1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液] micro BCR::ABL1, mRNA identification 8C128-9961-019-866 8C128-9961-046-866		末梢血/骨髓液			血液	中止
		RT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		検出せず				
検出感度		1/10 ⁵				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1534	8C128-002		4～7日		P	
micro BCR::ABL1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] micro BCR::ABL1, mRNA quantitative 8C128-9962-019-875 8C128-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (micro BCR-ABL1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (micro BCR-ABL1) 実測値		*** copies				
tc13_8c155vem	8C155-001	2017/04/01～	4～10日		病理	
BRAF遺伝子変異(ベムラフェニブ) BRAF(B-raf) BRAF(B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) 8C155-9951-075-862		未染スライド・皮膚組織			未染スライド	
		リアルタイムPCR			5枚 (5 μ m厚)	
			D004-2(1)	5,000 点		
注LSIM		検出せず				
tc13_8c155dab	8C155-002	2023/09/01～	4～10日		病理	
BRAF遺伝子変異(ダブラフェニブ・エンコラフェニブ) BRAF(B-raf) (MEBGEN TM BRAF 3) BRAF(B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) 8C155-9951-075-898		未染スライド・皮膚組織			未染スライド	
		PCR-rSSO			5枚 (5 μ m厚)	
			D004-2(1)	5,000 点		
SIM(臨時		検出せず				
tc13_8c155oncomine	8C155-003		受託終了		病理	
肺癌BRAF遺伝子変異(オンコマイン) BRAF(B-raf)[生組織・FFPEスライドガラス] BRAF(B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) 8C155-9951-070-966					組織	
		NGS			 	
外注		変異陰性				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc13_8c221	8C221-001		受託終了		病理	
KRAS遺伝子 codon12,13変異解析 KRAS(KRAS proto-oncogene, GTPase) 8C221-9951-070-952		Scorpion ARMS			病理 組織	
					 	
外注						
KRAS遺伝子 codon12,13変異解析		***				
codon12変異		***				
codon13変異		***				
codon12配列		***				
codon13配列		***				
tc13_8c240	8C240-001		受託終了		病理	
RAS遺伝子変異 (KRAS/NRAS) KRAS/NRAS 8C240-9951-070-898		PCR-rSSO			病理 組織	
					 	
外注						
判定		変異陰性				
KRAS codon12		***				
KRAS codon13		***				
KRAS codon59		***				
KRAS codon61		***				
KRAS codon117		***				
KRAS codon146		***				
NRAS codon12		***				
NRAS codon13		***				
NRAS codon59		***				
NRAS codon61		***				
NRAS codon117		***				
NRAS codon146		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8202	8C240-002		5～7日		LR	
RAS遺伝子変異(OncoBEAM RAS CRC) (KRAS/NRAS)[血漿] KRAS/NRAS(OncoBEAM RAS CRC) 8C240-9951-022-863		血漿			血液	全血 保存液
		デジタルPCR法			10 mL	室温
					血漿	
			D004-2(1)	5,000 点	10.0 mL	

外注						
tc13_8c241	8C241-001		4～7日		病理	
RAS-BRAF遺伝子変異 (KRAS/NRAS/BRAF) KRAS/NRAS/BRAF 8C241-9951-075-898 8C241-9951-070-898					未染スライド	
		PCR-rSSO			5枚 (5μm厚)	
			D004-2(1)	4,000 点		
※注LSIM						
RAS判定		変異陰性				
KRAS codon12		変異陰性				
KRAS codon13		変異陰性				
KRAS codon59		変異陰性				
KRAS codon61		変異陰性				
KRAS codon117		変異陰性				
KRAS codon146		変異陰性				
NRAS codon12		変異陰性				
NRAS codon13		変異陰性				
NRAS codon59		変異陰性				
NRAS codon61		変異陰性				
NRAS codon117		変異陰性				
NRAS codon146		変異陰性				
BRAF判定		変異陰性				
BRAF codon600		変異陰性				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1535	8C395-001		4～7日		P	
TCF3::HLF mRNA定量 [末梢血][骨髓液] TCF3::HLF mRNA quantitative 8C395-9962-019-875 8C395-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (TCF3-HLF / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (TCF3-HLF) 実測値		*** copies				
1536	8C396-001		4～7日		P	
TCF3::PBX1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] TCF3::PBX1 mRNA quantitative 8C396-9962-019-875 8C396-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (TCF3-PBX1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (TCF3-PBX1) 実測値		*** copies				
0866	8C421-001		受託終了		P	
PML::RARA mRNA同定 [末梢血][骨髓液] PML::RARA mRNA identification 8C421-9961-019-866 8C421-9961-046-866		末梢血/骨髓液			血液	中止
		RT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		陰性(-)				
検出感度		1/10 ⁴				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0877	8C421-002		受託終了		P	
PML::RARA mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液] PML::RARA mRNA quantitative 8C421-9962-019-875 8C421-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	中止
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		検出せず				
検出感度		100 copies/ μ gRNA				
検出感度 (ABL比%)		0.002 %				
検出感度 (ABL比Log)		-4.7				
ABL (内部標準)		***				
1537	8C421-003		4～7日		P	
PML::RARA mRNA定量(外部委託) [末梢血][骨髓液] PML::RARA mRNA quantitative 8C421-9962-019-875 8C421-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (PML-RARA / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (PML-RARA BCR-ABL1) 実測値		*** copies				
1538	8C425-001		4～7日		P	
CBFB::MYH11 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] CBFB::MYH11 mRNA quantitative 8C425-9962-019-875 8C425-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (CBFB-MYH11 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (CBFB-MYH11) 実測値		*** copies				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
0865	8C428-001		受託終了		P	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA同定 [末梢血][骨髓液] RUNX1::RUNX1T1 mRNA identification 8C428-9961-019-866 8C428-9961-046-866		末梢血/骨髓液			血液	中止
		RT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		陰性(-)				
検出感度		1/10^5				
0867	8C428-002		受託終了		P	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(院内測定) [末梢血][骨髓液] RUNX1::RUNX1T1 mRNA quantitative 8C428-9962-019-875 8C428-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	中止
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目
					RNA	
基準値		検出せず				
検出感度		50 copies/ μ gRNA				
検出感度 (ABL比%)		0.001 %				
検出感度 (ABL比Log)		-5.0				
ABL (内部標準)		***				
1539	8C428-003		4～7日		P	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(外部委託) [末梢血][骨髓液] RUNX1::RUNX1T1 mRNA quantitative 8C428-9962-019-875 8C428-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (RUNX1-RUNX1T1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (RUNX1-RUNX1T1 BCR-ABL1) 実測値		*** copies				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1540	8C429-001		4～7日		P	
RUNX1::MECOM mRNA定量 [末梢血][骨髓液]		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
RUNX1::MECOM mRNA quantitative 8C429-9962-019-875 8C429-9962-046-875		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (RUNX1-MECOM / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (RUNX1-MECOM) 実測値		*** copies				
1541	8C436-001		4～7日		P	
ETV6::RUNX1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
ETV6::RUNX1 mRNA quantitative 8C436-9962-019-875 8C436-9962-046-875		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (ETV6-RUNX1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (ETV6-RUNX1) 実測値		*** copies				
1542	8C443-001		4～7日		P	
KMT2A::AFF1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液]		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
KMT2A::AFF1 mRNA quantitative 8C443-9962-019-875 8C443-9962-046-875		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (KMT2A-AFF1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (KMT2A-AFF1) 実測値		*** copies				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1543	8C444-001		4～7日		P	
KMT2A::AFDN mRNA定量 [末梢血][骨髓液] KMT2A::AFDN mRNA quantitative 8C444-9962-019-875 8C444-9962-046-875	末梢血/骨髓液 リアルタイムRT-PCR				血液	骨髓液
			D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (KMT2A-AFDN / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (KMT2A-AFDN) 実測値		*** copies				
1544	8C445-001		4～7日		P	
KMT2A::MLLT3 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] KMT2A::MLLT3 mRNA quantitative 8C445-9962-019-875 8C445-9962-046-875	末梢血/骨髓液 リアルタイムRT-PCR				血液	骨髓液
			D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (KMT2A-MLLT3 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (KMT2A-MLLT3) 実測値		*** copies				
1545	8C446-001		4～7日		P	
KMT2A::MLLT11 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] KMT2A::MLLT11 mRNA quantitative 8C446-9962-019-875 8C446-9962-046-875	末梢血/骨髓液 リアルタイムRT-PCR				血液	骨髓液
			D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (KMT2A-MLLT11 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (KMT2A-MLLT11) 実測値		*** copies				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1546	8C447-001		4～7日		P	
KMT2A::MLLT1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] KMT2A::MLLT1 mRNA quantitative 8C447-9962-019-875 8C447-9962-046-875	末梢血/骨髓液 リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点		血液	骨髓液
					7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (KMT2A-MLLT1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (KMT2A-MLLT2) 実測値		*** copies				
1547	8C450-001		4～7日		P	
NUP98::HOXA9 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] NUP98::HOXA9 mRNA quantitative 8C450-9962-019-875 8C450-9962-046-875	末梢血/骨髓液 リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点		血液	骨髓液
					7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (NUP98-HOXA9 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (NUP98-HOXA9) 実測値		*** copies				
1548	8C465-001		4～7日		P	
STIL::TAL1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] STIL::TAL1 mRNA quantitative 8C465-9962-019-875 8C465-9962-046-875	末梢血/骨髓液 リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点		血液	骨髓液
					7 mL	冷蔵
					7.0 mL	
外注						
換算値 (STIL-TAL1 / GAPDH)		検出せず copies/ μ gRNA				
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies				
標的遺伝子 (STIL-TAL1) 実測値		*** copies				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存	
1549	8C481-001		4～7日		P		
DEK::NUP214 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] DEK::NUP214 mRNA quantitative 8C481-9962-019-875 8C481-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液	
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵	
				7.0 mL			
外注							
換算値 (DEK-NUP214 / GAPDH)		検出せず [※] copies/ μ gRNA					
内部標準 (GAPDH) 実測値		*** copies					
標的遺伝子 (DEK-NUP214) 実測値		*** copies					
0879	8C491-001		2～3日		P		
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査 [末梢血][骨髓液][他材料] JAK2(Janus kinase 2) / CALR(calreticulin) mutation analysis 8C491-9951-019-000 8C491-9951-046-000 8C491-9951-099-000 8C493-9951-019-000		末梢血/骨髓液/他材料			血液	全血 E-2Na	
		Q-probe法	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵	
					DNA		
JAK2 V617F変異		検出せず					
CALR変異		検出せず					
1551	8C491-002		4～10日		P		
JAK2 V617F変異相対定量解析 [末梢血][骨髓液] JAK2 V617F mutation allele burden 8C491-0000-019-859 8C491-0000-046-859		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液	
		アレル特異的PCR	D006-16	2,504 点	7 mL	冷蔵	
				7.0 mL			
外注							
変異結果		陰性(-)					
相対比率		1.000 以下 %					
0850	8C505-001		受託終了		P		
WT1 mRNA定量 [末梢血][骨髓液] WT1(Wilms tumor 1) mRNA quantitative 8C505-9962-019-875 8C505-9962-046-875		末梢血/骨髓液			血液	中止	
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	項目	
					RNA		
検出感度		50 copies/ μ gRNA					
検出感度 (ABL比%)		0.003 %					
検出感度 (ABL比Log)		-4.5					
ABL (内部標準)		***					

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1552	8C505-002		3～5日		P	
WT1 mRNA定量(外部委託) [末梢血][骨髓液] WT1(Wilms tumor 1) mRNA quantitative(outsource) 8C505-0000-019-875 8C505-0000-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-9	2,520 点	7 mL	冷蔵
					7.0 mL	

外注		copies/μgRNA				
tc13_8c527	8C527-001		10～18日		A7	
BRCA1/2遺伝子検査 BRCA1/BRCA2(BRACAnalysis CDx) BRCA1/BRCA2(BRACAnalysis CDx) 8C527-0000-019-920					血液	
		PCR			7 mL	
		サンガー	D006-18(2)	20,200 点		

外注SRL						
tc13_8c527mychoice	8C527-002		18～23日		病理	
myChoice CDx(BRCA1/2, HRD) BRCA1/BRCA2(myChoice CDx) BRCA1/BRCA2(myChoice CDx) 8C527-0000-075-966					未染スライド	
		NGS	D006-23	32,200 点	8枚 (5μm厚)	

外注SRL						
0880	8C565-001	2017/04/25～	2～3日		P	
NPM1遺伝子変異検査 [末梢血][骨髓液][他材料] NPM1(nucleophosmin 1) DNA mutation analysis 8C565-0000-019-000 8C565-0000-046-000 8C565-0000-099-000		末梢血/骨髓液/他材料			血液	全血 E-2Na
		Q-probe法	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
					DNA	
		検出せず				
1692	8C651-001	2017/04/01～	10～13日		P	
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR] [末梢血][骨髓液][組織][他材料] TRB(T-cell receptor beta locus) DNA rearrangement analysis[PCR] 8C651-9931-019-851 / 237 8C651-9931-070-851 / 237 8C651-9931-046-851 / 237 8C651-9931-099-851 / 237		末梢血・組織・骨髓液・他			血液	骨髓液
		PCR・キャピラリー電気泳動法	D006-6	2,373 点	7 mL	冷蔵
					血液	凍結不可
					3.0 mL	
		再構成を認めない				
外注						
1682	8C652-001	2017/04/01～	14～20日		P	
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB] [末梢血][骨髓液][組織][他材料] TRB(T-cell receptor beta locus) C beta 1 DNA rearrangement analysis[SB] 8C652-9931-019-831 8C652-9931-070-831 8C652-9931-046-831 8C652-9931-099-831		末梢血・組織・骨髓液・他			血液	骨髓液
		SB	D006-6	2,373 点	7 mL	冷蔵
					血液	凍結不可
					7.0 mL	
		再構成を認めない				
外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1693	8C661-001	2017/04/01～	10～13日		P	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR] [末梢血][骨髓液][組織][他材料] TRG(T-cell receptor gamma locus) DNA rearrangement analysis[PCR] 8C661-9931-019-851 / 237 8C661-9931-070-851 / 237 8C661-9931-046-851 / 237 外注 8C661-9931-099-851 / 237		末梢血・組織・骨髓液・他			血液	骨髓液
		PCR・キャピラリー電気泳動法	D006-6	2,373 点	7 mL	冷蔵
					血液	凍結不可
					3.0 mL	
		再構成を認めない				
1683	8C663-001	2017/04/01～	14～20日		P	
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB] [末梢血][骨髓液][組織][他材料] TRG(T-cell receptor gamma locus) J gamma DNA rearrangement analysis[SB] 8C663-9931-019-831 8C663-9931-070-831 8C663-9931-046-831 外注 8C663-9931-099-831		末梢血・組織・骨髓液・他			血液	骨髓液
		SB	D006-6	2,373 点	7 mL	冷蔵
					血液	凍結不可
					7.0 mL	
		再構成を認めない				
1691	8C701-001	2017/04/01～	10～13日		P	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR] [末梢血][骨髓液][組織][他材料] IGH(immunoglobulin heavy locus) DNA rearrangement analysis[PCR] 8C701-9931-019-851 / 237 8C701-9931-070-851 / 237 8C701-9931-046-851 / 237 外注 8C701-9931-099-851 / 237		末梢血・組織・骨髓液・他			血液	骨髓液
		PCR・キャピラリー電気泳動法	D006-6	2,373 点	7 mL	冷蔵
					血液	凍結不可
					3.0 mL	
		再構成を認めない				
1681	8C703-001	2017/04/01～	14～20日		P	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB] [末梢血][骨髓液][組織][他材料] IGH(immunoglobulin heavy locus) JH DNA rearrangement analysis[SB] 8C703-9931-019-831 8C703-9931-070-831 8C703-9931-046-831 外注 8C703-9931-099-831		末梢血・組織・骨髓液・他			血液	骨髓液
		SB	D006-6	2,373 点	7 mL	冷蔵
					血液	凍結不可
					7.0 mL	
		再構成を認めない				
tc13_8c780	8C780-001		受託終了		病理	
KRT19(サイトケラチン19遺伝子) KRT19(keratin19) 8C780-0000-070-884					組織	
		RT-LAMP			 	

sp0003	8C831-001		受託終了		P5	
ジストロフィン遺伝子シーケンス DMD(Duchenne型/Becker型筋ジストロフィー遺伝子) dystrophin gene(DMD) 8C831-0000-019-848 外注		血液			血液	
		Sanger法			5 mL	
			D006-4(1)	3,880 点	血液	

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
sp0004	8C831-002		受託終了		P5	
ジストロフィン遺伝子解析 DMD(Duchenne型/Becker型筋ジストロフィー遺伝子)[PCR] dystrophin gene(DMD) 8C831-0000-019-851		血液			血液	
		PCR			5 mL	
			D006-4(1)	3,880 点	血液	

外注						
sp0005	8C832-001		受託終了		P	
福山型筋ジストロフィーシーケンス FKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子) Fukuyama congenital muscular dystrophy related gene(FKTN(fukutin)) 8C832-0000-019-000		血液			血液	
		シーケンス解析			7 mL	
			D006-4(1)	3,880 点	血液	
		変異を認めず				
外注						
sp0006	8C832-002		12～16日		P	
福山型筋ジストロフィーDNA挿入 FKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子)[PCR] Fukuyama congenital muscular dystrophy related gene(FKTN(fukutin)) 8C832-9936-019-851		血液			血液	全血 E-2Na
		PCR			7 mL	冷蔵
			D006-4(1)	3,880 点	血液	
		挿入を認めず				
外注						
sp0007	8C832-003	2017/04/01～	21～30日		P5	
筋緊張性ジストロフィー解析 myotonic dystrophy-related gene -0000-019-831		血液			血液	全血 E-2Na
		SB			5 mL	冷蔵
			D006-4(1)	3,880 点	血液	
		リピート数の増加を認めない				
外注						
sp0008	8C833-001		12～16日		P	
HTT遺伝子CAG反復配列解析 HTT(Huntington病遺伝子) huntingtin gene(HTT) 8C833-0000-019-851		血液			血液	全血 E-2Na
		PCR			5 mL	冷蔵
			D006-4(1)	3,880 点	血液	

外注						
sp0010	8C834-001		10～16日		D5	
AR(球脊髄性筋萎縮症(SBMA)遺伝子) AR(androgen receptor) 8C834-0000-019-851		血液			血液	全血 E-2Na
		PCR			5 mL	冷蔵
			D006-4(1)	3,880 点	血液	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
sp0014	8C836-001		14～22日		D5	
SMN1(脊髄性筋萎縮症遺伝子) SMN1(spinal muscular atrophy related gene) 8C836-0000-019-889		血液			血液	全血 E-2Na
		MLPA			5 mL	冷蔵
			D006-4(2)	5,000 点	血液	
		*** copies				
外注						
sp0009	8C851-001	2017/04/01～	14～25日		P5	
TTR遺伝子変異解析 TTR(家族性アミロイドポリニューロパチー(FAP)遺伝子) transthyretin gene(TTR) 8C851-9951-019-848		血液			血液	全血 E-2Na
		PCR, ダイレクトシーケンス			5 mL	冷蔵
			D006-4(1)	3,880 点	血液	
		変異を認めない				
外注						
8921	8CPG911-001		1～2週		D2	
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子) (薬理遺伝学的検査: フェニトイン) CYP2C9(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) 8C911-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8924	8CPG911-002		1～2週		D2	
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ホスフェニトイン) CYP2C9(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) 8C911-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8928cyp2c9	8CPG911-003		1～2週		D2	
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ワルファリン) CYP2C9(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9) 8C911-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8821	8CPG921-001		4～10日		P5	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (Ki-CONNECT専用) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-9956-019-862		血液			血液	
		リアルタイムPCR			5 mL	
					血液	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8821	8CPG921-001		4～10日		P5	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (Ki-CONNECT専用) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-9956-019-862		血液			血液	
		リアルタイムPCR			5 mL	
					血液	
外注						
CYP2C19 genotype		***				
CYP2C19 phenotype		***				
8909	8CPG921-002		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: オメプラゾール) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8926	8CPG921-003		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ランソプラゾール) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8906	8CPG921-004		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: エスタロプラム) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8916	8CPG921-005		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: セルトラリン) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8911	8CPG921-006		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: クロピドグレル) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8925	8CPG921-007		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ポリコナゾール) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8929	8CPG921-008		1～2週		D2	
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子) (薬理遺伝学的検査: クロバザム) CYP2C19(cytochrome P450 family 2 subfamily C member 19) 8C921-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8907	8CPG926-001		1～2週		D2	
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: エリグルスタット) CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) 8C926-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8920	8CPG926-002		1～2週		D2	
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ترامドール) CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) 8C926-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8923	8CPG926-003		1～2週		D2	
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: ベンラファキシン) CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) 8C926-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8913	8CPG926-004		1～2週		D2	
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子) (薬理遺伝学的検査: コデイン) CYP2D6(cytochrome P450 family 2 subfamily D member 6) 8C926-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8903cyp3a5	8CPG929-001		1～2週		D2	
CYP3A5(チトクロームP450 3A5遺伝子) (薬理遺伝学的検査: アピキサバン) CYP3A5(cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5) 8C929-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8918	8CPG929-002		1～2週		D2	
CYP3A5(チトクロームP450 3A5遺伝子) (薬理遺伝学的検査: タクロリムス) CYP3A5(cytochrome P450 family 3 subfamily A member 5) 8C929-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8951	8CPG933-001		5～9日		P5	
UGT1A1(UDP-グルクロン酸転移酵素遺伝子) (薬理遺伝学的検査: イリノテカン) UGT1A1(UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1) 8C933-0000-019-951		血液			血液	全血 E-2Na
		Invader	D006-7	2,004 点	5 mL	冷蔵
					全血	

外注						
8928vkorc1	8CPG950-003		1～2週		D2	
VKORC1 (薬理遺伝学的検査: ワルファリン) VKORC1(vitamin K epoxide reductase complex subunit 1) 8C950-0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8952	8CPG955-001		5～11日		P5	
NUDT15 (薬理遺伝学的検査: アザチオプリン) NUDT15(Nudix hydrolase 15) 8C955-9956-019-862		血液			血液	全血 E-2Na
		リアルタイムPCR	D006-17	2,100 点	5 mL	冷蔵
					血液	

外注						
8953	8CPG955-002		5～11日		P5	
NUDT15 (薬理遺伝学的検査: メルカプトプリン) NUDT15(Nudix hydrolase 15) 8C955-9956-019-862		血液			血液	全血 E-2Na
		リアルタイムPCR	D006-17	2,100 点	5 mL	冷蔵
					血液	

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8903abcg2	8CPG999-001		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: アピキサバン) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8905	8CPG999-002		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: イマチニブ) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8912	8CPG999-003		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: ゲフィチニブ) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8908	8CPG999-004		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: エルロチニブ) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8901	8CPG999-005		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: アキシチニブ) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8915	8CPG999-006		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: スニチニブ) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8917	8CPG999-007		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: ソラフェニブ) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8927abcg2	8CPG999-008		1～2週		D2	
ABCG2 (薬理遺伝学的検査: ロスバスタチン) ABCG2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8914	8CPG999-011		1～2週		D2	
SLCO1B1 (薬理遺伝学的検査: シンバスタチン) SLCO1B1 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8902	8CPG999-012		1～2週		D2	
SLCO1B1 (薬理遺伝学的検査: アトルバスタチン) SLCO1B1 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8927slco1b1	8CPG999-013		1～2週		D2	
SLCO1B1 (薬理遺伝学的検査: ロスバスタチン) SLCO1B1 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8904	8CPG999-021		1～2週		D2	
NAT2 (薬理遺伝学的検査: イソニアジド) NAT2 -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8922	8CPG999-031		1～2週		D2	
DPYD (薬理遺伝学的検査: フルオロウラシル) DPYD -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8910	8CPG999-032		1～2週		D2	
DPYD (薬理遺伝学的検査: カペシタビン) DPYD -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

8919	8CPG999-033		1～2週		D2	
DPYD (薬理遺伝学的検査: テガフル) DPYD -0000-019-862		血液			血液	全血 E-2K
		リアルタイムPCR			2 mL	冷蔵

0872	8C981-001		2～3日		P	
キメリズム解析 [末梢血][骨髓液][他材料] chimerism analysis 8C981-9901-019-000 8C981-9901-046-000 8C981-9901-099-000	末梢血/骨髓液 PCR-PAGE				血液	中止
					7 mL	項目
					DNA	
検出感度		5 %				
tc13_8c935	8C935-001		4～7日		病理	
EZH2遺伝子変異解析(タゼメトスタット) [組織](外注) EZH2(Tazemetostat) 8C935-9951-075-862 ※注LSIM	リアルタイムPCR				未染スライド	
					5枚 (5μm厚)	
		D004-2(1)	2,500 点			

tc13_8c986	8C986-001		5～7日		病理	
マイクロサテライト不安定性検査(MSI) (免疫チェックポイント阻害剤) microsatellite instability 8C986-0000-075-955 ※注LSIM	マルチプレックスPCR-フラグメント解析法				組織	
					 	
		D004-2(1)	2,500 点			
		陰性(-)				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
sp0011	8C990-001		受託終了		P	
MTHFR DNA遺伝子多型 methylenetetrahydrofolate reductase(MTFHR) gene polymorphism -9956-019-894		血液			血液	
		PCR-RFLP			7 mL	
			D006-4(1)	3,880 点	血液	
外注		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1559	8C999-001		3～5日		P	
白血病キメラ遺伝子スクリーニング [末梢血][骨髓液] leukemia translocation panel screen -9961-019-875 -9961-046-875		末梢血/骨髓液			血液	骨髓液
		リアルタイムRT-PCR	D006-2	2,100 点	7 mL	冷蔵
外注						
major BCR-ABL1		検出せず				
micro BCR-ABL1		検出せず				
RUNX1-MECOM		検出せず				
RUNX1-RUNX1T1		検出せず				
CBFB-MYH11		検出せず				
DEK-NUP214		検出せず				
PML-RARA		検出せず				
ZBTB16-RARA		検出せず				
NPM1-RARA		検出せず				
FUS-ERG		検出せず				
ETV6-PDGFRB		検出せず				
ETV6-MN1		検出せず				
ETV6-ABL1		検出せず				
NPM1-MLF1		検出せず				
KMT2A-MLLT3		検出せず				
KMT2A-AFF1		検出せず				
KMT2A-MLLT1		検出せず				
KMT2A-MLLT10		検出せず				
KMT2A-ELL		検出せず				
KMT2A-AFDN		検出せず				
KMT2A-EPS15		検出せず				
KMT2A-MLLT11		検出せず				
KMT2A-MLLT6		検出せず				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
KMT2A-FOXO4	検出せず				
STIL-TAL1	検出せず				
SET-NUP214	検出せず				
ETV6-RUNX1	検出せず				
TCF3-PBX1	検出せず				
TCF3-HLF	検出せず				
minor BCR-ABL1	検出せず				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
1591	8C999-003		28～35日		P	
骨髓微小残存病変量測定 [末梢血][骨髓液] minimal residual disease(MRD) diagnostics -9931-019-966 / 862 -9911-046-966 / 862		末梢血 / 骨髓液			血液	全血 E-2Na
		NGS			7 mL	冷蔵
		リアルタイムPCR	D006-13(1)	3,395 点		

外注						
1592	8C999-004		10～14日		P	
骨髓微小残存病変量測定 [末梢血][骨髓液] minimal residual disease(MRD) diagnostics -9931-019-862 -9911-046-862		末梢血 / 骨髓液			血液	全血 E-2Na
		リアルタイムPCR			7 mL	冷蔵
			D006-13(2)	2,100 点		凍結不可

外注						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
8D. その他の検体検査 - 遺伝子関連パネル検査						
tc13_8d001	8D001-001		15～25日		病理	
がんゲノムプロファイリング検査 (OncoGuide NCC オンコパネルシステム) Cancer Genomic Profiling 8D001-9957-098-966 8D001-9957-019-966 ※注LSIM		NGS			未染スライド	
			D006-19	44,000 点	 	

tc13_8d002	8D002-001		7～11日		病理	
肺がん関連遺伝子 (オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム) lung cancer related genes 8D002-9957-070-966 ※注LSIM		組織			未染スライド	検体
		NGS			5～10枚 (5μm厚)	室温
			D004-2(1)	6,000 点		
			D004-2(1)	12,000 点		
BRAF V600E		検出せず				
ALK Fusion		検出せず				
ROS1 Fusion		検出せず				
EGFR Ex19 deletion		検出せず				
EGFR Ex21 L858R		検出せず				
EGFR G719X		検出せず				
EGFR L861Q		検出せず				
EGFR S768I		検出せず				
EGFR E709X		検出せず				
EGFR L861R		検出せず				
EGFR T790M		検出せず				
RET Fusion		検出せず				
ERBB2(HER2)		検出せず				
MET Ex 14 Skipping		検出せず				
EGFR Ex20 Insertion		検出せず				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc13_8d005	8D005-001		7～11日		病理	
甲状腺がん関連遺伝子 (オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx) thyroid cancer related genes 8D005-9957-075-966 8D005-9957-070-966		組織			未染スライド	
		NGS				
			D004-2(1)	6,000 点		
			D004-2(1)	8,000 点		
※注LSIM		***				
tc13_8d016	8D016-001		16～19日		病理	
がんゲノムプロファイリング検査 (FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル) Cancer Genomic Profiling 8D016-9957-075-966					未染スライド	
		NGS	D006-19	44,000 点	10枚 (4～5μm厚)	
			B011-5	12,000 点		
外注SRL		***				
tc13_8d016liquid	8D016-002		12～15日		LF	
がんゲノムプロファイリング検査 (FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル) Cancer Genomic Profiling 8D016-9957-019-966					血液	
		NGS	D006-19	44,000 点	8.5 mL × 2	
			B011-5	12,000 点		
外注SRL		***				
tc13_8d020	8D020-001		22～27日		病理	
がんゲノムプロファイリング検査 (GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム) Cancer Genomic Profiling 8D020-9957-098-966 8D020-9957-019-966		組織			未染スライド	
		NGS	D006-19	44,000 点	 	
			B011-5	12,000 点		
※注LSIM		***				
tc13_8d025	8D025-001		16～18日		LR	
がんゲノムプロファイリング検査 (Guardant360 CDx がん遺伝子パネル) Cancer Genomic Profiling 8D025-9957-019-966		組織			血液	
		NGS	D006-19	44,000 点	10 mL × 2	
			B011-5	12,000 点		
SRL		***				
tc13_8d026	8D026-001		8～18日		病理	
がんゲノムプロファイリング検査 (ヘムサイト解析プログラム) HemeSight Analysis Program 8D026-9957-019-966 8D026-9957-046-966 8D026-9957-070-966					未染スライド	
		NGS	B011-5	12,000 点	 	
			D006-19	44,000 点		
外注SRL		***				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc13_8d100	8D100-001	2023/05/01～	4～5日		病理	
がんゲノムプロファイリング検査 (AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル) lung cancer related genes 8D100-9957-075-966 8D100-9957-070-862 ※注LSIM		リアルタイムPCR			未染スライド	
			D006-24	12,500 点	7～10枚 (5μm厚)	
		検出せず				
EGFR G719X		検出せず				
EGFR del 19		検出せず				
EGFR S768I		検出せず				
EGFR T790M		検出せず				
EGFR C797S		検出せず				
EGFR ins 20		検出せず				
EGFR L858R		検出せず				
EGFR L861Q		検出せず				
BRAF V600E		検出せず				
ALK fusion		検出せず				
ROS1 fusion		検出せず				
MET ex14 skipping		検出せず				
KRAS G12C		検出せず				
RET fusion		検出せず				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
9. 生理機能検査						
9A. 生理機能検査 - 循環器機能検査						
tc14_326100	9A100-001		次回診察日に報告			
携帯型心電図検査						
ambulatory electrocardiogram; cardiac event monitoring			D208(3)	150 点		
9A100-0000-000-000						

tc14_131100	9A110-001		10分～当日			
標準12誘導心電図						
standard 12 lead electrocardiogram			D208(1)	130 点		
9A110-0000-000-000						

tc14_143100	9A150-001		1週間			
ホルター型心電図検査						
ambulatory electrocardiogram; Holter monitoring			D210(2)	1,750 点		
9A150-0000-000-000						

tc14_143310	9A150-002		1週間			
ホルター型心電図検査 (外部委託)						
ambulatory electrocardiogram; Holter monitoring			D210(2)	1,750 点		
9A150-0000-000-000						

tc14_165100	9A230-001		当日報告			
心室遅延電位検査						
ventricular delayed potential		加算平均心電図 ベクトルマグニチュード法	D208(4)	200 点		
9A230-0000-000-000						

tc14_132100	9A300-001		20分			
マスター2段階負荷試験						
master 2 step test			D209(1)	380 点		
9A300-0000-000-000						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc14_154100	9A320-001		60分～当日			
トレッドミル負荷心機能検査 exercise test(treadmill method) 9A320-0000-000-000						
			D211	1,600 点		

tc14_154200	9A340-001		60分～当日			
エルゴメーター負荷心機能検査 exercise test(bicycle ergometer method) 9A340-0000-000-000						
			D211	1,600 点		

tc14_154300	9A350-001		当日報告			
心肺運動負荷試験(CPX, トレッドミル) cardiopulmonary exercise-test 9A350-0000-000-000						
			D211	1,600 点		
			D211	520 点		

tc14_154400	9A350-002		当日報告			
心肺運動負荷試験(CPX, エルゴメーター) cardiopulmonary exercise-test 9A350-0000-000-000						
			D211	1,600 点		
			D211	520 点		

tc14_154500	9A990-001		受託終了			
T波オルタナンス(TWA) 測定 T wave alternance(TWA) measurement -0000-000-000						
			D210-4	1,100 点		

tc14_211100	9A990-002		30分			
血圧脈波検査(ABI/CAVI) ankle-brachial index(ABI) / cardio ankle vascular index(CAVI) -0000-000-000						
			D214(6)	100 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
9B. 生理機能検査 - 神経機能検査						
tc14_031100	9B100-001		80分			
脳波検査						
electroencephalography			D235	720 点		
9B100-0000-000-000						

tc14_031300	9B100-002		120分			
脳波検査(出張)						
electroencephalography(portable device)			D235	720 点		
9B100-0000-000-000						

tc14_031200	9B110-001		90分			
睡眠脳波検査						
sleep activation electroencephalography			D235	250 点		
9B110-0000-000-000						

tc14_095900	9B170-001		7～21日			
睡眠ポリグラフィー						
sleep polygraphy						
9B170-0000-000-000						

tc14_095F00	9B170-002		7～21日			
反復睡眠潜時試験						
multiple sleep latency test(MSLT)			D237-2	5,000 点		
-0000-000-000						

tc14_101300	9B210-001		当日報告			
視覚誘発電位(VEP)						
visual evoked potential(VEP)			D236(2)	850 点		
9B210-0000-000-000						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc14_101100	9B310-001		当日報告			
聴性脳幹反応(ABR) auditory brainstem response(ABR) 9B310-0000-000-000						
			D236(3)	850 点		

tc14_031400	9B310-002		当日報告			
聴性脳幹反応(ABR) (出張) auditory brainstem response(portable device) 9B310-0000-000-000						
			D236(3)	850 点		

tc14_101200	9B400-001		当日報告			
体性感覚誘発電位(SEP) sensory evoked potential(SEP) 9B400-0000-000-000						
			D236(1)	850 点		

tc14_111100	9B600-001		当日報告			
筋電図検査(針筋電図検査) electro myogram(needle electromyography) 9B600-0000-000-000						
			D239(1)	320 点		

tc14_111300	9B600-002		受託終了			
筋電図検査(咬筋筋電図検査) electro myogram(masseter electromyography) 9B600-0000-000-000						
			D239(1)	320 点		

tc14_111400	9B620-001		受託終了			
知覚神経検査(電流知覚閾値測定) current perception threshold(CPT) measurement 9B620-0000-000-000						
			D239-2	200 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc14_111200	9B625-001		当日報告			
神経伝導検査(NCS) nerve conduction velocity 9B625-0000-000-000						
			D239(2)	200 点		
10 ～ 35 歳						
正中神経						
SCV (手指 - 手関節)		67.5 ± 4.7 ms				
SCV (手関節 - 肘関節)		67.7 ± 4.4 ms				
SCV (肘関節 - 腋窩)		70.4 ± 4.8 ms				
MCV (手関節 - 筋肉) (潜時)		3.2 ± 0.3 ms				
MCV (手関節 - 肘関節)		59.3 ± 3.5 ms				
MCV (肘関節 - 腋窩)		65.9 ± 5.0 ms				
尺骨神経						
SCV (手指 - 手関節)		64.7 ± 3.8 ms				
SCV (手関節 - 肘関節)		64.8 ± 3.8 ms				
SCV (肘関節 - 腋窩)		69.1 ± 4.3 ms				
MCV (手関節 - 筋肉) (潜時)		2.7 ± 0.3 ms				
MCV (手関節 - 肘関節)		58.9 ± 2.2 ms				
MCV (肘関節 - 腋窩)		64.4 ± 2.6 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
総腓骨神経					
SCV (足関節 - 膝関節)	53.0 ± 5.9 ms				
MCV (足関節 - 筋肉) (潜時)	4.3 ± 0.9 ms				
MCV (足関節 - 膝関節)	49.5 ± 5.6 ms				
後脛骨神経					
SCV (足関節 - 膝関節)	56.9 ± 4.4 ms				
MCV (足関節 - 筋肉) (潜時)	5.9 ± 1.3 ms				
MCV (足関節 - 膝関節)	45.3 ± 3.8 ms				
腓腹神経					
SCV (外踝 - 腓腹)	41.3 - 60.9 ms				
神経活動電位 (腓腹部)	3.1 - 15.1 μV				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
36 ～ 50 歳					
正中神経					
SCV (手指 - 手関節)	65.8 ± 5.7 ms				
SCV (手関節 - 肘関節)	65.8 ± 3.1 ms				
SCV (肘関節 - 腋窩)	70.4 ± 3.4 ms				
MCV (手関節 - 筋肉) (潜時)	3.7 ± 0.3 ms				
MCV (手関節 - 肘関節)	55.9 ± 2.6 ms				
MCV (肘関節 - 腋窩)	65.0 ± 4.2 ms				
尺骨神経					
SCV (手指 - 手関節)	60.5 ± 3.4 ms				
SCV (手関節 - 肘関節)	67.1 ± 4.7 ms				
SCV (肘関節 - 腋窩)	70.6 ± 2.1 ms				
MCV (手関節 - 筋肉) (潜時)	2.7 ± 0.3 ms				
MCV (手関節 - 肘関節)	57.8 ± 2.1 ms				
MCV (肘関節 - 腋窩)	63.3 ± 2.0 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
総腓骨神経					
SCV (足関節 - 膝関節)	50.4 ± 1.0 ms				
MCV (足関節 - 筋肉) (潜時)	4.8 ± 0.5 ms				
MCV (足関節 - 膝関節)	43.6 ± 5.1 ms				
後脛骨神経					
SCV (足関節 - 膝関節)	49.0 ± 3.8 ms				
MCV (足関節 - 筋肉) (潜時)	7.3 ± 1.7 ms				
MCV (足関節 - 膝関節)	42.9 ± 4.9 ms				
腓腹神経					
SCV (外踝 - 腓腹)	41.3 - 60.9 ms				
神経活動電位 (腓腹部)	3.1 - 15.1 μV				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
51 ～ 80 歳					
正中神経					
SCV (手指 - 手関節)	59.4 ± 4.9 ms				
SCV (手関節 - 肘関節)	62.8 ± 5.4 ms				
SCV (肘関節 - 腋窩)	65.0 ± 4.2 ms				
MCV (手関節 - 筋肉) (潜時)	3.5 ± 0.2 ms				
MCV (手関節 - 肘関節)	54.5 ± 4.0 ms				
MCV (肘関節 - 腋窩)	63.6 ± 4.4 ms				
尺骨神経					
SCV (手指 - 手関節)	57.5 ± 6.6 ms				
SCV (手関節 - 肘関節)	56.7 ± 3.7 ms				
SCV (肘関節 - 腋窩)	64.4 ± 3.0 ms				
MCV (手関節 - 筋肉) (潜時)	3.0 ± 0.35 ms				
MCV (手関節 - 肘関節)	53.3 ± 3.2 ms				
MCV (肘関節 - 腋窩)	59.9 ± 0.7 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
総腓骨神経					
SCV (足関節 - 膝関節)	46.1 ± 4.0 ms				
MCV (足関節 - 筋肉) (潜時)	4.6 ± 0.6 ms				
MCV (足関節 - 膝関節)	43.9 ± 4.3 ms				
後脛骨神経					
SCV (足関節 - 膝関節)	48.9 ± 2.6 ms				
MCV (足関節 - 筋肉) (潜時)	0.0 ± 1.2 ms				
MCV (足関節 - 膝関節)	41.8 ± 5.1 ms				
腓腹神経					
SCV (外踝 - 腓腹)	41.3 - 60.9 ms				
神経活動電位 (腓腹部)	3.1 - 15.1 μV				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc14_201100	9B990-001		受託終了			
光トポグラフィー optical topography -0000-000-000						

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
9C. 生理機能検査 - 呼吸機能検査						
tc14_049400	9C180-001		60分～当日			
機能的残気量(FRC) functional residual capacity(FRC) 9C180-0000-000-000						
		He閉鎖回路法				
		ボディープレチスモグラフ法	D200(3)	140 点		

tc14_049200	9C310-001		60分～当日			
努力肺活量(FVC) forced vital capacity(FVC) 9C310-0000-000-000						
		ローリングシール式				
		リリー型ニューモタコセンサー	D200(2)	100 点		
		70 以上 %				
tc14_049100	9C380-001		60分～当日			
肺活量(VC) percent of vital capacity(VC) -0000-000-000						
		ローリングシール式				
		リリー型ニューモタコセンサー	D200(1)	90 点		
		予測値の80% 以上				
tc14_049300	9C420-001		60分～当日			
最大換気量(MVV) maximum voluntary ventilation(MVV) 9C420-0000-000-000						
		ローリングシール式				
			D200(1)	90 点		

tc14_049700	9C520-001		60分～当日			
呼吸抵抗測定 respiratory resistance measurement 9C520-0000-000-000						
		forced oscillation法				
			D201(1)	150 点		
			D201(1)	60 点		

tc14_049600	9C610-001		60分～当日			
クロージングボリューム(CV) closing volume(CV) 9C610-0000-000-000						
		単一呼吸法				
			D202(1)	135 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc14_049500	9C700-001		60分～当日			
肺拡散能力検査(DLco) pulmonary diffusing capacity test(DLco) 9C700-0000-000-000						
		一回呼吸法				
			D203(1)	180 点		
		予測値の80% 以上				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
9F. 生理機能検査 - 超音波検査						
tc15_808000	9F100-001		30分			
頸部超音波検査		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
neck ultrasonography						
9F100-0000-000-000						
			D215(2)	350 点		

tc15_801000	9F100-002					
超音波検査(甲状腺FNA)		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
thyroid ultrasonography, thyroid fine needle aspiration biopsy						
9F100-0000-000-000						
			D215(2)	350 点		

tc15_908000	9F100-003		60分			
造影超音波検査		ソナゾイド造影超音波法				
contrast enhanced ultrasonography						
9F100-0000-000-000						
			D215(2)	530 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc15_811000	9F110-001		90分～当日			
心臓超音波検査 transthoracic echocardiogram 9F110-0000-000-000		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(3)	880 点		
20 ～ 29 歳						
男性						
大動脈径 (2D法)						
大動脈弁輪径		2.2 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径		2.9 ± 0.3 cm				
ST接合部径		2.4 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)						
中隔壁厚		0.8 ± 0.1 cm				
後壁壁厚		0.8 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径		4.9 ± 0.4 cm				
左室収縮末期径		3.1 ± 0.4 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積		2.7 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積		1.8 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)						
左室拡張期容量		102 ± 22 mL				
左室収縮期容量		38 ± 11 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積		58 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積		21 ± 6 mL/m*2				
左室駆出率		64 ± 4 %				
左室心筋重量 (area-length法)		130 ± 26 g				
左室心筋重量 / 体表面積		74 ± 14 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	3.2 ± 0.6 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	18 ± 5 cm				
右室収縮期面積	10 ± 3 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	10 ± 3 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	6 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	46 ± 10 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.6 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.8 ± 0.8 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.1 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.7 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.5 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	43 ± 15 mL				
最小左房容量	20 ± 9 mL				
最大左房容量 / 体表面積	24 ± 8 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 5 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	77 ± 15 cm/s				
A波	40 ± 10 cm/s				
E/A	2.0 ± 0.5				
E波減衰時間 (DT)	185 ± 34 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	12.6 ± 2.2 cm/s				
A' sept	7.9 ± 1.8 cm/s				
E/E' sept	6.3 ± 1.6				
側壁側					
E' lateral	16.9 ± 3.4 cm/s				
A' lateral	7.9 ± 2.9 cm/s				
E/E' lateral	4.8 ± 1.5				
左室TEI index	0.32 ± 0.08				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
20 ～ 29 歳					
女性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	1.9 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	2.6 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.2 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.7 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.7 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.4 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	2.8 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	3.0 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.9 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	80 ± 18 mL				
左室収縮期容量	28 ± 7 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	53 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	18 ± 4 mL/m*2				
左室駆出率	66 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	99 ± 20 g				
左室心筋重量 / 体表面積	66 ± 11 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.9 ± 0.5 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.9 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	14 ± 3 cm				
右室収縮期面積	8 ± 2 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	10 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	46 ± 12 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.5 ± 0.4 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.5 ± 0.6 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	2.9 ± 0.3 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.1 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.1 ± 0.5 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	37 ± 12 mL				
最小左房容量	17 ± 8 mL				
最大左房容量 / 体表面積	25 ± 8 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 5 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	91 ± 13 cm/s				
A波	42 ± 9 cm/s				
E/A	2.2 ± 0.9				
E波減衰時間 (DT)	176 ± 33 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	13.1 ± 2.4 cm/s				
A' sept	7.0 ± 1.9 cm/s				
E/E' sept	7.1 ± 1.6				
側壁側					
E' lateral	17.3 ± 3.4 cm/s				
A' lateral	6.9 ± 2.2 cm/s				
E/E' lateral	5.5 ± 1.3				
左室TEI index	0.32 ± 0.10				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
30 ～ 39 歳					
男性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.2 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	3.1 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.5 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.8 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	3.1 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.7 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.7 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	95 ± 17 mL				
左室収縮期容量	34 ± 8 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	53 ± 9 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	19 ± 4 mL/m*2				
左室駆出率	64 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	134 ± 28 g				
左室心筋重量 / 体表面積	76 ± 16 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	3.0 ± 0.4 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.7 ± 0.2 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	16 ± 3 cm				
右室収縮期面積	9 ± 3 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 1 cm/m*2				
右室面積変化率	45 ± 12 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.6 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.9 ± 0.7 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.2 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.4 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.5 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	44 ± 13 mL				
最小左房容量	20 ± 9 mL				
最大左房容量 / 体表面積	25 ± 7 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 5 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	71 ± 13 cm/s				
A波	45 ± 10 cm/s				
E/A	1.6 ± 0.4				
E波減衰時間 (DT)	188 ± 34 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	10.9 ± 2.2 cm/s				
A' sept	9.1 ± 2.1 cm/s				
E/E' sept	6.7 ± 1.5				
側壁側					
E' lateral	15.2 ± 2.9 cm/s				
A' lateral	8.5 ± 2.8 cm/s				
E/E' lateral	4.9 ± 1.4				
左室TEI index	0.36 ± 0.10				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
30 ～ 39 歳					
女性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	1.9 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	2.6 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.2 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.7 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.4 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	2.8 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.9 ± 0.3 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.9 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	76 ± 17 mL				
左室収縮期容量	26 ± 7 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	50 ± 10 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	17 ± 4 mL/m*2				
左室駆出率	67 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	103 ± 21 g				
左室心筋重量 / 体表面積	68 ± 12 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.9 ± 0.4 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.9 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	14 ± 3 cm				
右室収縮期面積	7 ± 2 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 1 cm/m*2				
右室面積変化率	46 ± 11 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.5 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.5 ± 0.7 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.0 ± 0.3 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.2 ± 0.4 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.2 ± 0.5 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	38 ± 11 mL				
最小左房容量	17 ± 7 mL				
最大左房容量 / 体表面積	24 ± 8 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 5 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	85 ± 13 cm/s				
A波	47 ± 13 cm/s				
E/A	1.9 ± 0.6				
E波減衰時間 (DT)	174 ± 32 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	12.8 ± 2.4 cm/s				
A' sept	7.5 ± 2.0 cm/s				
E/E' sept	6.8 ± 1.5				
側壁側					
E' lateral	16.2 ± 2.8 cm/s				
A' lateral	7.5 ± 2.3 cm/s				
E/E' lateral	5.4 ± 1.1				
左室TEI index	0.32 ± 0.08				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
40 ～ 49 歳					
男性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.2 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	3.2 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.7 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.8 ± 0.4 cm				
左室収縮末期径	3.0 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.7 ± 0.3 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.7 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	90 ± 20 mL				
左室収縮期容量	32 ± 9 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	51 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	18 ± 5 mL/m*2				
左室駆出率	65 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	130 ± 26 g				
左室心筋重量 / 体表面積	74 ± 13 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	3.0 ± 0.4 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.7 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	15 ± 4 cm				
右室収縮期面積	9 ± 3 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	41 ± 18 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.6 ± 0.4 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.8 ± 0.7 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.3 ± 0.5 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.3 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.5 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	41 ± 13 mL				
最小左房容量	19 ± 9 mL				
最大左房容量 / 体表面積	23 ± 7 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 5 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	71 ± 14 cm/s				
A波	53 ± 12 cm/s				
E/A	1.4 ± 0.4				
E波減衰時間 (DT)	191 ± 32 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	9.9 ± 2.1 cm/s				
A' sept	9.4 ± 2.0 cm/s				
E/E' sept	7.4 ± 1.7				
側壁側					
E' lateral	13.3 ± 2.9 cm/s				
A' lateral	9.1 ± 2.8 cm/s				
E/E' lateral	5.6 ± 1.6				
左室TEI index	0.35 ± 0.10				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
40 ～ 49 歳					
女性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.0 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	2.8 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.4 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.5 ± 0.4 cm				
左室収縮末期径	2.8 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.9 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.8 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	76 ± 17 mL				
左室収縮期容量	26 ± 7 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	50 ± 10 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	17 ± 5 mL/m*2				
左室駆出率	66 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	106 ± 23 g				
左室心筋重量 / 体表面積	70 ± 14 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.7 ± 0.5 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	13 ± 3 cm				
右室収縮期面積	7 ± 3 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	46 ± 11 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.4 ± 0.4 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.6 ± 0.6 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.0 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.0 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.1 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	39 ± 12 mL				
最小左房容量	18 ± 7 mL				
最大左房容量 / 体表面積	25 ± 7 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	12 ± 4 mL/m*2				
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	81 ± 15 cm/s				
A波	53 ± 11 cm/s				
E/A	1.6 ± 0.3				
E波減衰時間 (DT)	181 ± 26 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	10.9 ± 2.7 cm/s				
A' sept	8.3 ± 2.2 cm/s				
E/E' sept	7.7 ± 1.7				
側壁側					
E' lateral	13.1 ± 2.9 cm/s				
A' lateral	8.1 ± 2.5 cm/s				
E/E' lateral	6.4 ± 1.6				
左室TEI index	0.34 ± 0.08				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
50 ～ 59 歳					
男性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.3 ± 0.3 cm				
Valsalva洞径	3.3 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.8 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.7 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	2.9 ± 0.4 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.7 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.7 ± 0.3 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	89 ± 18 mL				
左室収縮期容量	32 ± 10 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	52 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	19 ± 5 mL/m*2				
左室駆出率	64 ± 6 %				
左室心筋重量 (area-length法)	136 ± 32 g				
左室心筋重量 / 体表面積	79 ± 20 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	3.1 ± 0.5 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	15 ± 5 cm				
右室収縮期面積	9 ± 3 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 3 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	44 ± 11 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.6 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	5.0 ± 0.7 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.3 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.4 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.6 ± 0.5 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	42 ± 14 mL				
最小左房容量	20 ± 9 mL				
最大左房容量 / 体表面積	24 ± 7 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	12 ± 5 mL/m*2				
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	66 ± 16 cm/s				
A波	59 ± 12 cm/s				
E/A	1.2 ± 0.3				
E波減衰時間 (DT)	200 ± 53 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	8.4 ± 2.2 cm/s				
A' sept	9.6 ± 2.0 cm/s				
E/E' sept	8.2 ± 2.0				
側壁側					
E' lateral	11.3 ± 2.8 cm/s				
A' lateral	9.2 ± 2.5 cm/s				
E/E' lateral	6.1 ± 1.6				
左室TEI index	0.35 ± 0.12				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
50 ～ 59 歳					
女性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.0 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	2.9 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.5 ± 0.2 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.4 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	2.7 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.9 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.8 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	69 ± 14 mL				
左室収縮期容量	23 ± 6 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	46 ± 9 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	16 ± 4 mL/m*2				
左室駆出率	66 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	108 ± 24 g				
左室心筋重量 / 体表面積	73 ± 16 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.7 ± 0.4 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	12 ± 3 cm				
右室収縮期面積	7 ± 2 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	8 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	4 ± 1 cm/m*2				
右室面積変化率	47 ± 11 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.5 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.5 ± 0.8 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.1 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.0 ± 0.4 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.2 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	39 ± 14 mL				
最小左房容量	18 ± 8 mL				
最大左房容量 / 体表面積	26 ± 9 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	12 ± 5 mL/m*2				
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	71 ± 14 cm/s				
A波	60 ± 14 cm/s				
E/A	1.2 ± 0.3				
E波減衰時間 (DT)	192 ± 28 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	9.0 ± 2.3 cm/s				
A' sept	8.7 ± 2.1 cm/s				
E/E' sept	8.3 ± 2.5				
側壁側					
E' lateral	11.0 ± 2.5 cm/s				
A' lateral	9.1 ± 2.6 cm/s				
E/E' lateral	6.8 ± 2.2				
左室TEI index	0.35 ± 0.09				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
60 ～ 69 歳					
男性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.3 ± 0.4 cm				
Valsalva洞径	3.3 ± 0.4 cm				
ST接合部径	2.9 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.6 ± 0.4 cm				
左室収縮末期径	2.8 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.8 ± 0.3 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.6 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	89 ± 19 mL				
左室収縮期容量	31 ± 8 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	53 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	18 ± 5 mL/m*2				
左室駆出率	66 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	135 ± 31 g				
左室心筋重量 / 体表面積	80 ± 17 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.9 ± 0.4 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.7 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	15 ± 3 cm				
右室収縮期面積	8 ± 2 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 1 cm/m*2				
右室面積変化率	44 ± 10 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.5 ± 0.6 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.7 ± 0.8 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.3 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.2 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.6 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	39 ± 11 mL				
最小左房容量	20 ± 9 mL				
最大左房容量 / 体表面積	23 ± 7 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	12 ± 5 mL/m*2				
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	63 ± 14 cm/s				
A波	67 ± 14 cm/s				
E/A	1.0 ± 0.2				
E波減衰時間 (DT)	217 ± 44 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	7.3 ± 1.8 cm/s				
A' sept	10.1 ± 1.8 cm/s				
E/E' sept	9.0 ± 2.6				
側壁側					
E' lateral	9.6 ± 2.7 cm/s				
A' lateral	10.7 ± 3.3 cm/s				
E/E' lateral	7.0 ± 2.4				
左室TEI index	0.35 ± 0.08				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
60 ～ 69 歳					
女性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.0 ± 0.3 cm				
Valsalva洞径	3.0 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.6 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.8 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.5 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	2.7 ± 0.3 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	3.1 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.8 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	71 ± 19 mL				
左室収縮期容量	24 ± 7 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	48 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	16 ± 5 mL/m*2				
左室駆出率	65 ± 6 %				
左室心筋重量 (area-length法)	113 ± 21 g				
左室心筋重量 / 体表面積	76 ± 13 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.7 ± 0.3 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	12 ± 3 cm				
右室収縮期面積	7 ± 2 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	8 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 1 cm/m*2				
右室面積変化率	43 ± 11 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.4 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.7 ± 0.6 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.3 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.1 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.4 ± 0.5 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	38 ± 12 mL				
最小左房容量	18 ± 7 mL				
最大左房容量 / 体表面積	26 ± 8 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	12 ± 5 mL/m*2				
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	69 ± 13 cm/s				
A波	73 ± 13 cm/s				
E/A	1.0 ± 0.2				
E波減衰時間 (DT)	210 ± 39 ms				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	6.8 ± 2.2 cm/s				
A' sept	9.7 ± 2.1 cm/s				
E/E' sept	10.6 ± 2.6				
側壁側					
E' lateral	9.1 ± 2.2 cm/s				
A' lateral	10.1 ± 2.0 cm/s				
E/E' lateral	7.8 ± 2.0				
左室TEI index	0.35 ± 0.08				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
70 ～ 79 歳					
男性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.3 ± 0.2 cm				
Valsalva洞径	3.5 ± 0.5 cm				
ST接合部径	2.9 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	1.0 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.5 ± 0.3 cm				
左室収縮末期径	2.7 ± 0.2 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	2.7 ± 0.2 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.6 ± 0.2 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	82 ± 17 mL				
左室収縮期容量	28 ± 9 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	49 ± 11 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	17 ± 6 mL/m*2				
左室駆出率	66 ± 6 %				
左室心筋重量 (area-length法)	138 ± 31 g				
左室心筋重量 / 体表面積	82 ± 17 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	3.1 ± 0.5 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	15 ± 3 cm				
右室収縮期面積	9 ± 3 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 2 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	42 ± 12 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.6 ± 0.6 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	5.1 ± 0.7 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.3 ± 0.6 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.3 ± 0.6 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.7 ± 0.6 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	41 ± 17 mL				
最小左房容量	19 ± 10 mL				
最大左房容量 / 体表面積	24 ± 9 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 5 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	60 ± 16 cm/s				
A波	74 ± 16 cm/s				
E/A	0.8 ± 0.2				
E波減衰時間 (DT)	221 ± 35 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	6.7 ± 2.1 cm/s				
A' sept	10.0 ± 1.8 cm/s				
E/E' sept	9.5 ± 3.3				
側壁側					
E' lateral	9.5 ± 1.9 cm/s				
A' lateral	11.6 ± 4.0 cm/s				
E/E' lateral	6.4 ± 1.7				
左室TEI index	0.37 ± 0.10				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
70 ～ 79 歳					
女性					
大動脈径 (2D法)					
大動脈弁輪径	2.1 ± 0.3 cm				
Valsalva洞径	2.9 ± 0.3 cm				
ST接合部径	2.6 ± 0.3 cm				
左室径 (2D法)					
中隔壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
後壁壁厚	0.9 ± 0.1 cm				
左室拡張末期径	4.3 ± 0.4 cm				
左室収縮末期径	2.6 ± 0.4 cm				
左室拡張末期径 / 体表面積	3.0 ± 0.4 cm/m*2				
左室収縮末期径 / 体表面積	1.8 ± 0.3 cm/m*2				
左室容量 (Simpson変法)					
左室拡張期容量	65 ± 18 mL				
左室収縮期容量	21 ± 6 mL				
左室拡張期容量 / 体表面積	45 ± 14 mL/m*2				
左室収縮期容量 / 体表面積	14 ± 5 mL/m*2				
左室駆出率	69 ± 5 %				
左室心筋重量 (area-length法)	110 ± 23 g				
左室心筋重量 / 体表面積	76 ± 16 g/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
右室径 (2D法)					
右室拡張期径	2.8 ± 0.8 cm				
右室拡張期径 / 体表面積	1.9 ± 0.6 cm/m*2				
右室面積 (2D法) (心尖四腔像)					
右室拡張期面積	12 ± 4 cm				
右室収縮期面積	7 ± 2 cm				
右室拡張期面積 / 体表面積	9 ± 3 cm/m*2				
右室収縮期面積 / 体表面積	5 ± 2 cm/m*2				
右室面積変化率	45 ± 10 %				
左房径 (2D法)					
左房横径 (心尖四腔像)	3.5 ± 0.5 cm				
左房縦径 (心尖四腔像)	4.9 ± 0.9 cm				
左房横径 (傍胸骨長軸像)	3.4 ± 0.4 cm				
右房径 (2D法)					
右房横径 (心尖四腔像)	3.1 ± 0.5 cm				
右房縦径 (心尖四腔像)	4.4 ± 0.8 cm				
左房容量 (Simpson変法)					
最大左房容量	3.8 ± 10 mL				
最小左房容量	16 ± 47 mL				
最大左房容量 / 体表面積	26 ± 6 mL/m*2				
最小左房容量 / 体表面積	11 ± 3 mL/m*2				

検査項目	検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
僧帽弁流入血流ドプラ波形					
E波	64 ± 11 cm/s				
A波	79 ± 18 cm/s				
E/A	0.9 ± 0.2				
E波減衰時間 (DT)	213 ± 35 ms				
僧帽弁輪部組織ドプラ波形					
中隔側					
E' sept	7.6 ± 1.7 cm/s				
A' sept	11.0 ± 3.9 cm/s				
E/E' sept	8.7 ± 2.2				
側壁側					
E' lateral	9.3 ± 3.0 cm/s				
A' lateral	12.4 ± 3.7 cm/s				
E/E' lateral	7.4 ± 2.3				
左室TEI index	0.35 ± 0.08				

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc15_841000	9F110-002		120分～当日			
経食道心臓超音波検査 transesophageal echocardiogram 9F110-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(3)	1,500 点		

tc15_831000	9F120-001		120分～当日			
血管超音波検査(胸腹部) vascular ultrasonography(thoraco-abdominal vessel) 9F120-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	530 点		

tc15_821000	9F120-002		120分～当日			
血管超音波検査(頸動脈) vascular ultrasonography(carotid artery) 9F120-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	350 点		

tc15_822000	9F120-003		120分～当日			
血管超音波検査(下肢動脈) vascular ultrasonography(leg artery) 9F120-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	350 点		

tc15_823000	9F120-004		120分～当日			
血管超音波検査(下肢静脈) vascular ultrasonography(leg vein) 9F120-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	350 点		

tc15_826000	9F120-005		120分～当日			
血管超音波検査(簡易下肢静脈経過観察用) vascular ultrasonography(leg vein) 9F120-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	350 点		

検査項目		検査法・基準範囲	日数・診療報酬		容器	保存
tc15_824000	9F120-006		120分～当日			
血管超音波検査(その他末梢血管) vascular ultrasonography(peripheral vessel) 9F120-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	350 点		

tc15_878200	9F130-001		60分			
腹部超音波検査 abdominal ultrasonography 9F130-0000-000-000						
		超音波断層法 超音波ドプラ法等				
			D215(2)	530 点		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
検体検査基準値一覧 第1版	
新規作成	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第2版		
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物)[随時尿]		96
受託終了		
5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸)[蓄尿]		196
受託終了		
5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸)[随時尿]		196
受託終了		
サイクリックAMP(c-AMP)		206
受託終了		
サイクリックAMP(c-AMP)[随時尿]		206
受託終了		
サイクリックAMP(c-AMP)[蓄尿]		206
受託終了		
メキシレチン		165
受託終了		
リドカイン		165
受託終了		
プロカインアミド		165
受託終了		
キニジン		166
受託終了		
サリチル酸		167
受託終了		
テストステロン[血清]		198
基準値(男性)	[131.0 - 871.0] ← [161 - 904]	
基準値(女性)	[(閉経前) 11.0 - 47.0,(閉経後) 4.0 - 43.0] ← [9.12 - 111]	
KRAS遺伝子 codon12,13変異解析		386
報告項目		
PNH型赤血球検査[血液]		334
新規追加		
PNH型赤血球検査[他材料]		
新規追加		
造血器悪性腫瘍細胞検査[血液]		331
新規追加		
造血器悪性腫瘍細胞検査[腹水]		331
新規追加		
造血器悪性腫瘍細胞検査[胸水]		332
新規追加		
造血器悪性腫瘍細胞検査[髄液]		332
新規追加		
造血器悪性腫瘍細胞検査[他材料]		332
新規追加		
造血器悪性腫瘍細胞検査[骨髓液]		332
新規追加		
リンパ球サブセット検査[血液]		333
新規追加		
LCAT(レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ)		140
受託終了		
癌胎児性フィブロネクチン		257
新規追加		
リンパ球刺激試験-薬剤(DLST)		331
新規追加		
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)遺伝子型		287
新規追加		
ヘモグロビン[便]		75
検査方法	[金コロイド発色法] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
HIV-1 RNA定量(高感度法)		311
最小検出感度	[20] ← [40]	
ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)		270
基準値	[小細胞肺癌に対するカットオフ 81] ← [70 未満]	
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[血液]		
新規追加		
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[他材料]		
新規追加		
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[骨髄液]		
新規追加		
HBウイルス 遺伝子型[EIA]		282
新規追加		
遊離L鎖 κ/λ 比		249
新規追加		
ビタミンB1(チアミン)		142
検査方法	[HPLC] ← []	
基準値	[24 - 66] ← [20 - 50]	
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代)[血清]		322
新規追加		
HBc抗体[血清]		284
検査機器	[ルミパルスG1200] ← []	
基準値	[1.0 未満] ← [50.0 未満]	
梅毒脂質抗体定性[血清][臍帯血]		275
検査機器	[TBA-2000FR] ← []	
基準値	[1.0 未満] ← [0.5未満]	
梅毒脂質抗体定量[血清][臍帯血]		276
検査機器	[TBA-2000FR] ← []	
基準値	[1.0 未満] ← [0.5未満]	
梅毒TP抗体定性[血清][臍帯血]		276
検査機器	[TBA-2000FR] ← []	
基準値	[0.5 未満] ← [10 未満]	
梅毒TP抗体定量[血清][臍帯血]		277
検査機器	[TBA-2000FR] ← []	
基準値	[0.5 未満] ← [10 未満]	
β -リボ蛋白		137
受託終了		
HBc抗体(200倍希釈)		285
受託終了		
網赤血球数(網状赤血球数)		84
新規追加		
IGF結合蛋白-3(IGFBP-3)		182
受託終了		
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH))		184
受託終了		
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH))〔負荷試験〕		357
受託終了		
2-5A合成酵素		117
受託終了		
PSTI(膵分泌性トリプシンインヒビター)		117
受託終了		
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体)		321
基準値	[16 未満] ← [0.3 未満]	
単位	[IU/mL] ← [U/mL]	
抗サイログロブリン抗体		321
基準値	[28 未満] ← [0.3 未満]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
FENa[血清][随時尿]		360
新規追加		
P/C比(定量)[随時尿]		360
新規追加		
LDL-コレステロール[血清][臍帯血]		136
基準値		[62 - 140] ← [140 以下]
HDL-コレステロール(HDL-C)[血清][臍帯血]		136
基準値(男性)		[40 - 91] ← [40 - 75]
基準値(女性)		[50 - 104] ← [50 - 87]
トリグリセリド(TG)[血清][血漿][臍帯血]		134
基準値		[40 - 150] ← [34 - 150]
アミラーゼ[血清][血漿][臍帯血]		114
基準値		[45 - 140] ← [36 - 129]
クレアチンキナーゼ(CK)[血清][血漿][臍帯血]		107
基準値(男性)		[61 - 257] ← [44 - 170]
基準値(女性)		[43 - 157] ← [35 - 141]
ALT(GPT)[血清][血漿][臍帯血]		108
基準値(男性)		[10 - 42] ← [8 - 42]
基準値(女性)		[7 - 27] ← [6 - 27]
AST(GOT)[血清][血漿][臍帯血]		108
基準値		[12 - 30] ← [13 - 33]
LD(乳酸脱水素酵素)[血清][血漿][臍帯血]		109
基準値		[124 - 226] ← [129 - 241]
クレアチニン[血清][血漿][臍帯血]		120
基準値(男性)		[0.7 - 1.1] ← [0.6 - 1.1]
基準値(女性)		[0.5 - 0.8] ← [0.4 - 0.8]
カルシウム(Ca)[血清][血漿][臍帯血]		147
基準値		[8.7 - 10.1] ← [8.5 - 9.9]
クロール(Cl)[血清][血漿][臍帯血]		146
基準値		[101 - 108] ← [99 - 109]
ナトリウム(Na)[血清][血漿][臍帯血]		144
基準値		[137 - 144] ← [136 - 144]
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)		97
検査場所		[院内測定] ← [外部委託]
アンチプラスミン(α2-プラスミンインヒビター)		97
基準値		[85 - 115] ← [84 - 126]
ヘパプラスチンテスト		95
基準値		[70 - 130] ← [61 - 128]
プラスミノゲン		97
基準値		[80 - 130] ← [73 - 123]
アンチトロンビン		96
基準値		[80 - 130] ← [87 - 115]
D-Dダイマー(FDP Dダイマー)		96
基準値		[1.0 未満] ← [0.9 以下]
フィブリノゲン		96
基準値		[200 - 400] ← [166 - 375]
トロンボテスト		95
基準値		[70 - 130] ← [60 以上]
プロトロンビン時間(PT)		95
基準値(PT時間)		[〔設定なし〕] ← [10.2 - 13.4]
基準値(PT活性)		[70 - 120] ← [66 - 115]
基準値(INR値)		[0.8 - 1.2] ← [0.91 - 1.24]
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)		95
基準値		[24.0 - 35.0] ← [26.2 - 39.3]
EGFR遺伝子変異(erbB)[組織][リアルタイムPCR法](院内検査)		380
新規追加		
UGT1A1(UDP-グルクロン酸転移酵素遺伝子)(薬理遺伝学的検査: イリノテカン)		401
新規追加		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
無機リン(IP)[血漿](緊急検査室)		
新規追加		
マグネシウム(Mg)[血漿](緊急検査室)		
新規追加		
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[血液]		
新規追加		
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[他材料]		
新規追加		
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[骨髓液]		
新規追加		
グリコヘモグロビン分画		131
報告項目追加	[NGSP値] ← [(報告なし)]	
PIVKA- II (出血・凝固)		101
受託終了		
CCR4蛋白[FCM][血液]		
新規追加		
CCR4蛋白[FCM][他材料]		
新規追加		
12:21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体[血液]		
新規追加		
12:21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体[他材料]		
新規追加		
12:21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体[骨髓液]		
新規追加		
c-kit遺伝子変異KIT(kit)		381
新規追加		
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ (IGRA)(クオンティフェロンTB-3G)		281
新規追加		
イマチニブ		170
新規追加		
5q31欠失(EGR1)[血液]		
新規追加		
5q31欠失(EGR1)[他材料]		
新規追加		
5q31欠失(EGR1)[骨髓液]		
新規追加		
抗体価測定(抗A, 抗B)		329
新規追加		
抗体価測定(不規則抗体)		330
新規追加		
ソマトメジンC(IGF-1)		178
基準値		
ALK融合遺伝子2p23転座(ALK)		379
新規追加		
ALK融合蛋白(D5F3)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		271
新規追加		
ペプリジル		165
新規追加		
抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)		320
検査方法		
抗ミトコンドリアM2抗体		
検査方法	[CLEIA] ← []	
基準値	[7.0 未満] ← [7 未満]	
MPO-ANCA(P-ANCA)		327
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
基準値	[3.5 未満] ← [20 未満]	
単位	[U/mL] ← [EU]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
PR3-ANCA(C-ANCA)		327
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
基準値	[3.5 未満] ← [10 未満]	
単位	[U/mL] ← [EU]	
抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)		324
検査方法	[CLEIA] ← []	
基準値	[3.0 未満] ← [10 未満]	
単位	[U/mL] ← [EU]	
検査所要日数		
脂肪酸4分画		135
検査方法	[GC-MSD] ← []	
基準値(ジホモγリノレン酸)	[22.6 - 72.5] ← [10.9 - 43.5]	
基準値(アラキドン酸)	[135.7 - 335.3] ← [85.1 - 207.8]	
基準値(エイコサペンタエン酸)	[10.2 - 142.3] ← [11.6 - 107.2]	
基準値(ドコサヘキサエン酸)	[54.8 - 240.3] ← [48.6 - 152.4]	
基準値(EPA/AA比)	[0.05 - 0.61] ← [0.09 - 0.75]	
シスタチンC		121
検査方法	[金コロイド発色法] ← []	
基準値	[0.63 - 0.95] ← [0.53 - 0.95]	
百日咳抗体[細菌凝集反応]		274
受託終了		
Ⅰ型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(インタクトPINP)		257
新規追加		
CA15-3[血清]		265
基準値	[25.0 未満] ← [30.0 未満]	
HBs抗体定量[血清]		284
基準値	[10.0 未満] ← [5.0 未満]	
リパーゼ[血漿](緊急検査室)		
新規追加		
抗BP180抗体		324
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
基準値	[9.0 未満] ← [9 未満]	
単位	[U/mL] ← [(単位なし)]	
抗デスモグレイン3抗体		324
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
基準値	[20.0 未満] ← [7 未満]	
単位	[U/mL] ← [(単位なし)]	
抗デスモグレイン1抗体		324
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
基準値	[20.0 未満] ← [14 未満]	
単位	[U/mL] ← [(単位なし)]	
Ⅰ型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(インタクトPINP)		257
基準値(閉経前女性)	[17.1 - 64.7] ← [14.9 - 68.8]	
基準値(閉経後女性)	[21.9 - 79.1] ← [27.0 - 109.3]	
ビタミンB1(チアミン)		142
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
プロカルシトニン(PCT)[血清]		261
検査方法	[ECLIA] ← []	
ヒト心房性Na利尿ペプチド(ANP)		207
検査方法	[FEIA] ← [CLEIA]	
トキソプラズマ抗体		280
受託終了		
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)遺伝子型		287
検査方法		
抗抗酸菌抗体		275
新規追加		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
HCウイルス 血清型(グルーピング)		300
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
検査所要日数	[4～6日] ← [2～4日]	
抗ARS抗体		319
新規追加		
抗アクアポリン4抗体		328
新規追加		
トリコスボロン・アサヒ抗体		280
新規追加		
NPM1遺伝子変異検査[血液]		
新規追加		
核酸同定(淋菌)[うがい液]		347
新規追加		
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[うがい液]		273
新規追加		
アレルゲン特異IgE, ホウチュウ		228
受託終了		
蛋白分画		105
検査方法	[キャピラリー電気泳動法] ← [セルロースアセテート膜電気泳動法]	
基準値(アルブミン分画)	[55.8 - 66.1] ← [60.2 - 71.4]	
基準値(α1グロブリン分画)	[2.9 - 4.9] ← [1.9 - 3.2]	
基準値(α2グロブリン分画)	[7.1 - 11.8] ← [5.8 - 9.6]	
基準値(βグロブリン分画)	[β1: 4.7 - 7.2, β2: 3.2 - 6.5] ← [7.0 - 10.5]	
基準値(γグロブリン分画)	[11.1 - 18.8] ← [10.6 - 20.5]	
基準値(A/G比)	[1.3 - 1.9] ← [1.5 - 2.5]	
アミラーゼアイソザイム		116
検査方法	[アガロース電気泳動法] ← [セルロースアセテート膜電気泳動法]	
基準値(total-S)	[36.0 - 84.3] ← [35 - 79]	
基準値(total-P)	[15.7 - 64.0] ← [21 - 65]	
Yq11.23欠失(DAZ)		366
受託終了		
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩)		191
検査方法	[CLEIA] ← []	
基準値(20 - 29歳)	[(M) 159 - 538,(F) 92 - 399] ← [(M) 138 - 519,(F) 73 - 322]	
基準値(30 - 39歳)	[(M) 125 - 475,(F) 58 - 327] ← [(M) 98 - 516,(F) 50 - 270]	
基準値(40 - 49歳)	[(M) 123 - 422,(F) 41 - 218] ← [(M) 68 - 429,(F) 33 - 262]	
基準値(50 - 59歳)	[(M) 76 - 386,(F) 30 - 201] ← [(M) 53 - 342,(F) 18 - 210]	
基準値(60歳 以上)	[(設定なし)] ← [(M) 13 - 264,(F) 13 - 154]	
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩)〔負荷試験〕		358
検査方法	[CLEIA] ← []	
甲状腺刺激抗体(TSAb)		322
検査方法	[EIA] ← []	
基準値	[120 以下] ← [180 未満]	
C-ペプチド[血清]		203
基準値	[0.69 - 2.45] ← [1.00 - 2.50]	
三環系抗うつ剤		163
受託終了		
HBs抗原(定性)[血清]		282
基準値	[0.005 未満] ← [1.0 未満]	
単位	[IU/mL] ← [C.O.I.]	
HBs抗原(精密測定)[血清]		283
基準値	[0.005 未満] ← [1.0 未満]	
単位	[IU/mL] ← [C.O.I.]	
トロポニンT[血漿]		256
検査方法	[ECLIA] ← [ICA]	
基準値	[0.014 以下, AMIのカットオフ: 0.100] ← [陰性]	
メトトレキサート(MTX)		170
検査方法	[CLIA] ← [FPIA]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第3版		
乳酸		133
検査所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
ピルビン酸		133
検査所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
ケトン体分画		133
検査所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
c-kit遺伝子変異KIT(kit)		381
検査所要日数	[11～17日] ← [約1ヶ月]	
ヘパラスチンテスト		95
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[透過光法] ← [凝固時間測定法]	
アンチプラスミン(α2-プラスミンインヒビター)		97
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
プラスミノゲンアクチベータインヒビター1(PAI-1)		98
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査項目名称	[プラスミノーゲンアクチベータインヒビター1(PAI-1)] ← [t-PA・PAI-1複合体]	
第Ⅱ因子		98
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第Ⅴ因子		98
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第Ⅶ因子		98
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第Ⅷ因子		99
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
第Ⅸ因子		99
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第Ⅹ因子		99
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第ⅩⅠ因子		99
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第ⅩⅡ因子		99
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
第ⅩⅢ因子(抗原)		99
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [LA]	
第Ⅷ因子インヒビター		100
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ヒ] ← []	
von Willebrand因子(フォン・ウィルレブランド因子)		100
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
プロテインC		101
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[合成基質法] ← [APTT凝固時間法]	
プロテインS		101
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～8日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
トロンボモジュリン		101
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
アルブミン[随時尿]		104
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アルブミン[蓄尿]		104
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アルブミン[髄液]		105
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
蛋白分画		105
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
CKアイソザイム		107
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
基準値(BB)	[0 - 2] ← [2 以下]	
基準値(MB)	[0 - 3] ← [6 以下]	
基準値(MM)	[96 - 100] ← [93 - 99]	
LDアイソザイム(乳酸脱水素酵素アイソザイム)		110
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
基準値(LD1)	[17.3 - 30.3] ← [21 - 31]	
基準値(LD2)	[30.0 - 39.7] ← [28 - 35]	
基準値(LD3)	[19.0 - 25.6] ← [21 - 26]	
基準値(LD4)	[6.2 - 12.3] ← [7 - 14]	
基準値(LD5)	[4.9 - 13.9] ← [5 - 13]	
骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)		111
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
ALPアイソザイム(アルカリフォスファターゼアイソザイム)		112
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
報告項目追加	[ALP4, ALP6, fast α 1, α 1, α 1 α 2, α 2, α 2 β , β , fast γ , β γ , γ ,] ← [(報告なし)]	
基準値(ALP1)	[0.0 - 2.0] ← [(設定なし)]	
基準値(ALP2)	[26.3 - 65.0] ← [36 - 74]	
基準値(ALP3)	[34.6 - 62.4] ← [25 - 59]	
基準値(ALP5)	[0.0 - 18.4] ← [0 - 16]	
アルドラーゼ		113
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
アデノシンデアミナーゼ(ADA)		114
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
アミラーゼアイソザイム		116
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
検査方法	[セルロース・アセテート膜電気泳動法] ← [アガロース電気泳動法]	
報告項目追加	[P5, P/S比, BAND] ← [(報告なし)]	
基準値(P)	[30 - 60] ← [36.0 - 84.3]	
基準値(S)	[40 - 70] ← [15.7 - 64.0]	
基準値(P/S ratio)	[0.40 - 1.50] ← [(報告なし)]	
トリプシン		117
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
エラスターゼ1(EL-1)		117
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ5b(TRACP-5b)	117
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
アンギオテンシン1転換酵素(ACE)	117
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[1～2日] ← []
クレアチン[随時尿]	120
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
クレアチン[蓄尿]	120
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[へ] ← []
検査所要日数	[2～3日] ← []
シスタチンC	121
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [金コロイド凝集法]
アミノ酸分画(総)	124
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[4～5日] ← []
検査方法	[HPLC] ← [LC/MS]
基準値	
アミノ酸分画(総)[随時尿]	126
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[4～5日] ← []
検査方法	[HPLC] ← [LC/MS]
基準値	
アミノ酸分画(総)[蓄尿]	128
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[へ] ← []
検査所要日数	[4～5日] ← []
検査方法	[HPLC] ← [LC/MS]
基準値	
総分岐鎖アミノ酸/チロシン モル比	130
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
総ホモシステイン	130
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～5日] ← []
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]
基準値	[5 - 15] ← [3.7 - 13.5]
ヒアルロン酸	131
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [LATIA]
乳酸	133
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[ア] ← []
ピルビン酸	133
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[ア] ← []
ケトン体分画	133
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
リン脂質	134
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[1～2日] ← []
遊離脂肪酸(NEFA)	134
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[1～2日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
脂肪酸4分画		135
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← []	
検査所要日数	[4～5日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [GC-MSD]	
基準値(ジホモγリノレン酸)	[23 - 72] ← [22.6 - 72.5]	
基準値(アラキドン酸)	[142 - 307] ← [135.7 - 335.3]	
基準値(エイコサペンタエン酸)	[12 - 112] ← [10.2 - 142.3]	
基準値(ドコサヘキサエン酸)	[51 - 185] ← [54.8 - 240.3]	
基準値(EPA/AA)	[0.06 - 0.44] ← [0.05 - 0.61]	
遊離型コレステロール		135
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLPコレステロール)		136
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[酵素法] ← [免疫吸着法]	
リポ蛋白分画		138
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検体保存条件		
検査所要日数	[2～3日] ← []	
報告項目追加	[BAND, TAILING, 塗布点, アルブミン] ← [(報告なし)]	
基準値(αリポ蛋白)	[31.5 - 51.5] ← [29 - 50]	
基準値(pre-βリポ蛋白)	[2.6 - 24.6] ← [8 - 29]	
基準値(βリポ蛋白)	[36.5 - 53.3] ← [30 - 55]	
リポ蛋白分画精密測定		139
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～8日] ← []	
基準値(HDL)	[22 - 50] ← [22 - 47]	
基準値(LDL)	[44 - 69] ← [46 - 68]	
基準値(VLDL)	[5 - 20] ← [3 - 19]	
リポ蛋白(a)(Lp(a))		139
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
リポ蛋白リパーゼ(LPL)		139
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← []	
検査所要日数	[4～8日] ← []	
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [LA]	
アポ蛋白A-Ⅰ		140
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
アポ蛋白A-Ⅱ		140
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
アポ蛋白B		140
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
アポ蛋白C-Ⅱ		141
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
アポ蛋白C-Ⅲ		141
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
アポ蛋白E		141
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
肺サーファクタント蛋白D(SP-D)		141
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
ビタミンB1(チアミン)		142
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[コ] ← [キ]	
基準値	[26 - 58] ← [24 - 66]	
ビタミンB2(リボフラビン)		142
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[コ] ← [キ]	
基準値	[128 - 276] ← [66.1 - 111.4]	
ビタミンB12		142
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[1～3日] ← []	
1,25-ジヒドロキシビタミンD3		143
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
葉酸(FA)		143
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[1～3日] ← []	
イオン化カルシウム		148
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[5～8日] ← []	
浸透圧		149
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
銅(Cu)		154
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[1～2日] ← []	
銅(Cu)[随時尿]		154
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
基準値	[33 以下] ← [(設定なし)]	
銅(Cu)[蓄尿]		155
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
基準値	[(設定なし)] ← [(M) 4.2 - 33.0,(F) 2.5 - 20.0]	
ポルフォビリノーゲン[随時尿]		157
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～8日] ← []	
ポルフォビリノーゲン[蓄尿]		157
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[5～8日] ← []	
δ-アミノレブリン酸(ALA)[随時尿]		158
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～5日] ← []	
基準値	[2.2 以下] ← [(設定なし)]	
δ-アミノレブリン酸(ALA)[蓄尿]		158
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[4～5日] ← []	
基準値	[2.2 以下] ← [(設定なし)]	
プリミドン		160
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[EMIT] ← [EIA]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
エトサクシミド		159
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [HPLC]	
ゾニサミド		161
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[ラテックス凝集法] ← [HPLC]	
クロナゼパム		159
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
クロバザム		160
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
ジアゼパム		159
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
ニトラゼパム		160
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
ジソピラミド		165
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
ピルシカイニド		166
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
アミオダロン		164
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
フレカイニド		166
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
ベプリジル		165
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
採取容器	[イ] ← []	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
リチウム(Li)		163
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
ハロペリドール		162
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[EIA(CEDIA法)] ← [金コロイド凝集法]	
イマチニブ		170
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
エタノール		176
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← []	
検査所要日数	[6～7日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
イヌリン		176
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～10日] ← []	
イヌリン[随時尿]		176
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～10日] ← []	
結石分析		176
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～8日] ← []	
ソマトメジンC(IGF-1)		178
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)		183
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH))		184
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～7日] ← []	
検査方法	[RIA(二抗体法)] ← [RIA(固相法)]	
TBG(サイロキシン結合グロブリン)		187
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
PTH-I(PTH-intact)		188
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査方法	[CLEIA] ← [ECLIA]	
PTH関連ペプチド-I		188
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～7日] ← []	
カルシトニン		188
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
17-KS7分画(17-ケステロイド7分画)[随時尿]		189
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
17-KS7分画(17-ケステロイド7分画)[蓄尿]		190
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
コルチゾール[随時尿]		191
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
コルチゾール[蓄尿]		191
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩)		191
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検体保存条件		
検査所要日数	[1～3日] ← []	
アルドステロン(ALD)[RIA]		192
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値(随時)	[35.7 - 240.0] ← [36 - 240]	
基準値(臥位)	[29.9 - 158.8] ← [30 - 159]	
基準値(立位)	[38.9 - 306.8] ← [39 - 307]	
アルドステロン(ALD)[CLEIA][随時尿]		192
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アルドステロン(ALD)[CLEIA][蓄尿]		193
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
カテコールアミン3分画		194
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
カテコールアミン3分画[随時尿]		194
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
カテコールアミン3分画[蓄尿]		194
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
メタネフリン分画[随時尿]		195
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
メタネフリン分画[蓄尿]		195
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
HVA(ホモバニリン酸)[随時尿]		195
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
HVA(ホモバニリン酸)[蓄尿]		195
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
VMA(バニールマンデル酸)[随時尿]		196
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
VMA(バニールマンデル酸)[蓄尿]		196
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[へ] ← []	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
遊離テストステロン		199
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
基準値(20 - 29歳)	[(M) 8.8 - 31.7,(F) 1.5 - 4.9] ← [(M) 8.5 - 27.9,(F) 2.7 以下]	
基準値(30 - 39歳)	[(M) 7.3 - 28.9,(F) 0.8 - 4.1] ← [(M) 7.6 - 23.1,(F) 1.9 以下]	
基準値(40 - 49歳)	[(M) 6.2 - 24.9,(F) 0.5 - 4.0] ← [(M) 7.7 - 21.6,(F) 1.1 以下]	
基準値(50 - 59歳)	[(M) 6.1 - 25.0,(F) (設定なし)] ← [(M) 6.9 - 18.4,(F) 1.0 以下]	
基準値(60 - 69歳)	[(M) 5.8 - 18.2,(F) (設定なし)] ← [(M) 5.4 - 16.7,(F) 設定なし]	
基準値(70歳 以上)	[(M) 5.8 - 18.2,(F) (設定なし)] ← [(M) 4.5 - 13.8,(F) 設定なし]	
遊離β-HCG[血清]		201
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値	[0.10 以下] ← [0.2 以下]	
遊離β-HCG[随時尿]		202
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
遊離β-HCG[蓄尿]		202
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
HPL(ヒト胎盤性ラクトジェン)		202
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
グルカゴン(豚グルカゴン)[RIA]		204
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～7日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ガストリン		204
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
レニン活性(PRA)		206
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
活性型レニン(PRC)		206
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
ヒト心房性Na利尿ペプチド(ANP)		207
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
基準値	[43.0 以下] ← [8.0 - 32.2]	
エリスロポエチン(EPO)		208
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
オステオカルシン(BGP)		208
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)		208
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
肝細胞増殖因子(HGF)		208
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～8日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
IgD		212
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[LATIA] ← [LAIA]	
IgG4		212
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
IgE		213
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハウスダスト1(Greer)		213
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハウスダスト2(Hollister)		213
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヤケヒョウヒダニ		213
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, コナヒョウヒダニ		213
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アシブトコナダニ		213
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, サヤアシニクダニ		214
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ケナガコナダニ		214
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, スギ		214
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヒノキ		214
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ビャクシン		214
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハンノキ		214
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, シラカンバ		215
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, コナラ		215
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ブナ		215
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マツ		215
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ニレ		215
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヤナギ		215
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カエデ		216
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, クルミ花粉		216
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, クワ		216
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アカシヤ		216
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オリーブ		216
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カモガヤ		216
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オオアワガエリ		217
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハルガヤ		217
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ギョウギシバ		217
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, オオスズメノテッポウ		217
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, セイバンモロコシ		217
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ホソムギ		217
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ナガハグサ		218
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヒロハウシノケグサ		218
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アシ		218
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 小麦花粉		218
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, スズメノヒエ		218
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, コヌカグサ		218
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ブタクサ		219
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オオブタクサ		219
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ブタクサモドキ		219
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アキノキリンソウ		219
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヨモギ		219
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ニガヨモギ		219
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, フランスギク		220
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, タンポポ		220
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カナムグラ		220
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヘラオオバコ		220
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, シロザ		220
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イラクサ		220
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヒメスイバ		221
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アルテルナリア		221
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カンジダ		221
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アスペルギルス		221
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, クラドスポリウム		221
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ペニシリウム		222
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ムコール		222
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヘルミントスポリウム		222
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マラセチア(ピティロスポリウム)		222
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マラセチア属		222
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, トリコフィトン		222
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンA		223
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンB		223
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 猫皮膚		223
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 犬皮膚		223
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, モルモット上皮		223
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハムスター上皮		224
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, マウス		224
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ラット		224
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 家兎上皮		224
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 馬皮膚		224
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 牛皮屑		224
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 豚上皮		225
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヤギ上皮		225
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 羊上皮		225
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, セキセイインコ羽毛		225
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, セキセイインコのふん		225
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ニワトリ羽毛		226
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アヒル羽毛		226
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ガチョウ羽毛		226
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハトのふん		226
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ゴキブリ		226
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ユスリカ成虫		226
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アシナガバチ		227
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ミツバチ		227
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, スズメバチ		227
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, ヤブカ		227
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
アレルギー特異IgE, ガ		227
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アニサキス		227
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カイチユウ		228
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 絹		228
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 綿		228
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ラテックス		228
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オオバコ種子		229
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イソシアネート TDI		229
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イソシアネート MDI		229
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イソシアネート HDI		229
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 無水フタル酸		229
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, エチレンオキサイド		229
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ホルマリン		230
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 牛乳		230
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 卵白		230
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 卵黄		230
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オボムコイド		230
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 米		230
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ソバ		231
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, 小麦		231
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ω-5グリアジン		231
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 大麦		231
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オート麦		231
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ライ麦		231
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 粟(アワ)		232
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 稗(ヒエ)		232
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 黍(キビ)		232
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, トウモロコシ		232
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 大豆		232
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, インゲン		233
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, エンドウ		233
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ピーナッツ		233
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アーモンド		233
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, クルミ		233
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ココナッツ		234
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ブラジルナッツ		234
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カシューナッツ		234
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ハシバミの実		234
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, イチゴ		234
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, リンゴ		234
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 桃		235
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, バナナ		235
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, メロン		235
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, オレンジ		235
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, グレープフルーツ		235
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, キウイ		235
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マンゴ		236
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アボカド		236
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 洋梨		236
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, トマト		236
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, セロリ		236
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, パセリ		236
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, タマネギ		237
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, スイカ		237
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ニンジン		237
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ヤマイモ		237
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ジャガイモ		237
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, サツマイモ		237
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カボチャ		238
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ホウレンソウ		238
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, タケノコ		238
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ニンニク		238
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ゴマ		238
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マスタード		238
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 麦芽		239
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ビール酵母		239
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カカオ		239
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, チェダーチーズ		239
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, モールドチーズ		239
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, α-ラクトアルブミン		239
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, β-ラクトグロブリン		240
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カゼイン		240
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, グルテン		240
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 牛肉		240
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 豚肉		240
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, 鶏肉		240
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, 羊肉		241
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, エビ		241
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ロブスター		241
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カニ		241
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ムラサキガイ		241
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アサリ		241
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カキ(貝)		242
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ホタテ		242
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イカ		242
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, タコ		242
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, サバ		242
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, アジ		242
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イワシ		243
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, タラ		243
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, カレイ		243
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, サケ		243
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マグロ		243
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, イクラ		243
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, タラコ		244
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, ヒトインスリン		244
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ゼラチン		244
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, ビキア精製酵母成分		244
受託終了		
アレルギー特異IgE, ビキア粗抽出物		244
受託終了		
アレルギー特異IgE, ビキア培養上清		244
受託終了		
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・イネ科		247
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・雑草		247
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・動物上皮		247
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・カビ		247
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・食物		247
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アレルギー特異IgE, マルチアレルギー・穀物		247
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
免疫電気泳動(抗ヒト全血清による同定)		248
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～7日] ← []	
免疫電気泳動(特異抗血清による同定)[免疫固定法]		248
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～7日] ← []	
遊離L鎖 κ/λ 比		249
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～7日] ← []	
Bence Jones蛋白同定[随時尿]		249
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査方法	[免疫固定電気泳動法] ← [免疫電気泳動法]	
オリゴクローナルバンド[髄液]		249
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[7～8日] ← []	
クリオグロブリン		249
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～5日] ← []	
検査方法	[ゲル内拡散法] ← [寒冷沈殿法]	
α 1-マイクログロブリン(α 1-m)		251
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
α 1-マイクログロブリン(α 1-m)[随時尿]		251
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
α 1-マイクログロブリン(α 1-m)[蓄尿]		251
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
α 1-アンチトリプシン(α 1-AT)		251
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
セルロプラスミン(Cp)		252
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
アミロイドA(SAA)		254
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [LAIA]	
ミオグロビン		255
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[RIA(二抗体法)] ← [IRMA(ビーズ固相法)]	
ミオグロビン[随時尿]		255
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検体保存条件		
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[RIA(二抗体法)] ← [IRMA(ビーズ固相法)]	
ミオグロビン[蓄尿]		255
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検体保存条件		
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[RIA(二抗体法)] ← [IRMA(ビーズ固相法)]	
基準値	[10 以下] ← [(設定なし)]	
ミオシン軽鎖Ⅰ(ミオシンLCⅠ)		255
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
癌胎児性フィブロネクチン		257
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ル] ← [エ]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
Ⅰ型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(インタクトPⅠNP)		257
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
Ⅰ型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx)		258
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
Ⅰ型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx)[随時尿]		258
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
Ⅰ型コラーゲン架橋-C末端テロペプチド(ⅠCTP)		259
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)		259
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
Ⅳ型コラーゲン・7S		259
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
デオキシピリジノリン[随時尿]		260
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
KL-6[血清][臍帯血]		261
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
AFP分画-LcA		265
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
基準値(AFP-L3)	[10.0 未満] ← [10.0 未満]	
基準値(AFP-L1)	[(報告なし)] ← [(設定なし)]	
基準値(総AFP量)	[(設定なし)] ← [10.0 以下]	
シアリルTn抗原(STN)		266
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[RIA(ビーズ固相法)] ← [RIA(二抗体法)]	
DU-PAN-2		266
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
SLX(シアリルLeX-i抗原)		266
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
NCC-ST-439		267
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [EIA]	
SCC		267
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[1～3日] ← []	
前立腺特異抗原・α1アンチキモトリプシン複合体(PSA-ACT)		268
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
γ-Sm(γ-セミノプロテイン)		268
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～5日] ← []	
TPA(組織ポリペプチド抗原)		268
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値	[70.0 以下] ← [70 以下]	
PAP(前立腺性酸性ホスファターゼ)		269
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[5～8日] ← []	
ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)		270
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[二] ← []	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[CLIA] ← [CLEIA]	
基準値	[カットオフ 81.0] ← [カットオフ 81]	
抗p53抗体		270
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
NMP22(核マトリックスプロテイン22) [随時尿]		270
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
HER2蛋白 [血清]		271
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
クラミジア・トラコマティス抗体-IgG		273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
基準値	[0.900 未満 陰性] ← [0.90 未満 陰性]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
クラミジア・トラコマティス抗体-IgA	273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～5日] ← []
検査方法	[EIA] ← [ELISA]
基準値	[0.900 未満 陰性] ← [0.90 未満 陰性]
クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgG	273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
クラミドフィラ・ニューモニエ抗体-IgA	273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
ASO	273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[1～2日] ← []
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [LAIA]
百日咳抗体[EIA]	274
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～4日] ← []
ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG	275
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
検査方法	[LA] ← [EIA]
基準値	[10 未満 陰性] ← [10 未満]
抗抗酸菌抗体	275
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検査所要日数	[4～6日] ← []
検査方法	[EIA] ← [ELISA]
基準値	[0.70 未満 陰性] ← [0.7 未満 陰性]
TPHA法	277
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
TPHA法[髄液]	277
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
FTA-ABS法	278
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
基準値	[20 未満 陰性] ← [陰性]
寒冷凝集反応	278
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
マイコプラズマ抗体[CF]	278
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
マイコプラズマ抗体[CF][髄液]	278
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
マイコプラズマ抗体[PA]	278
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
マイコプラズマ抗体[PA][髄液]	278
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
カンジダ抗原	279
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～3日] ← []
アスペルギルス抗原	279
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[2～5日] ← []
トリコスポロン・アサヒ抗体	280
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[8～17日] ← []
トキソプラズマ抗体-IgG[CLEIA]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査方法	[EIA] ← [ELISA]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
トキソプラズマ抗体-IgM[CLEIA]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
赤痢アメーバ抗体		281
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン- γ (IGRA) (T-SPOT)		281
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← []	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
パルボウイルスB19-IgM		282
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
HBウイルス DNA定量[TMA]		282
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ホ] ← []	
検査所要日数	[6～8日] ← []	
HBウイルス 遺伝子型[EIA]		282
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～9日] ← []	
HBコアウイルス関連抗原		284
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
HBウイルス-PreC/CP		287
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ホ] ← []	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)遺伝子型		287
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)DNA同定		287
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
アデノウイルス抗原[ELISA]		288
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～10日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [シェル・バイアル法]	
アデノウイルス抗体[CF]		288
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA]		288
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		288
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA]		289
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		289
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
単純ヘルペスウイルス特異抗原[FA][組織]		288
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ハ] ← []	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA]		289
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		290
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA]		290
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		290
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
サイトメガロウイルス抗原(pp65.C7-HRP)		291
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検体保存条件		
サイトメガロウイルス抗原(pp65.C10,C11)		291
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検体保存条件		
検査所要日数	[2～3日] ← []	
サイトメガロウイルス抗体 IgG		291
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
サイトメガロウイルス抗体 IgG[髄液]		292
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
サイトメガロウイルス抗体 IgM		292
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
サイトメガロウイルス抗体 IgM[髄液]		292
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
EBウイルス VCA IgG[EIA]		295
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
EBウイルス VCA IgG[FA]		295
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
EBウイルス VCA IgM[EIA]		295
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
EBウイルス VCA IgM[FA]		295
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
EBウイルス VCA IgA[FA]		295
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
EBウイルス EA IgG[EIA]		296
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
EBウイルス EA-DR IgG[FA]		296
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
EBウイルス EA-DR IgA[FA]		296
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
EBウイルス EBNA[FA]		296
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
EBウイルス EBNA IgG[EIA]		296
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[4～6日] ← []	
ポリオウイルス1型抗体[NT]		297
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[9～15日] ← []	
ポリオウイルス1型抗体[NT][髄液]		297
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[9～15日] ← []	
ポリオウイルス2型抗体[NT]		297
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[9～15日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ポリオウイルス2型抗体[NT][髄液]		297
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[9～15日] ← []	
ポリオウイルス3型抗体[NT]		297
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[9～15日] ← []	
ポリオウイルス3型抗体[NT][髄液]		298
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[9～15日] ← []	
コクサッキーウイルスA16型抗体[NT]		298
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
コクサッキーウイルスA16型抗体[NT][髄液]		298
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
コクサッキーウイルスB5型抗体[NT]		298
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
コクサッキーウイルスB5型抗体[NT][髄液]		298
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
エコーウイルス11型抗体[NT]		298
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
エコーウイルス11型抗体[NT][髄液]		299
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
エコーウイルス13型抗体[NT]		299
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
エコーウイルス13型抗体[NT][髄液]		299
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
HAウイルス抗体 IgG		299
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
HAウイルス抗体 IgM		299
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
HCウイルス 血清型(グルーピング)		300
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
風疹ウイルス抗体[HI]		301
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
風疹ウイルス抗体 IgG[EIA]		301
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
風疹ウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		302
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
風疹ウイルス抗体 IgM[EIA]		302
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
風疹ウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		302
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
インフルエンザウイルスA型抗体[HI]		303
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
インフルエンザウイルスA型抗体[HI][髄液]		303
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
インフルエンザウイルスB型抗体[HI]		303
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
インフルエンザウイルスB型抗体[HI][髄液]		303
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
パラインフルエンザウイルス1型抗体[HI]		304
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
パラインフルエンザウイルス1型抗体[HI][髄液]		304
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
パラインフルエンザウイルス2型抗体[HI]		304
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
パラインフルエンザウイルス2型抗体[HI][髄液]		304
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
パラインフルエンザウイルス3型抗体[HI]		304
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
パラインフルエンザウイルス3型抗体[HI][髄液]		304
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
RSウイルス抗体[CF]		305
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
RSウイルス抗体[CF][髄液]		305
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
麻疹ウイルス抗体[HI]		305
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
麻疹ウイルス抗体[HI][髄液]		305
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
麻疹ウイルス抗体 IgG[EIA]		305
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
麻疹ウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		306
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
麻疹ウイルス抗体 IgM[EIA]		306
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
麻疹ウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		306
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
ムンプスウイルス抗体 IgG[EIA]		307
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
ムンプスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		307
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～4日] ← []	
ムンプスウイルス抗体 IgM[EIA]		307
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
ムンプスウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		307
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
HIV-1 RNA定量(高感度法)		311
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採血容器	[×] ← []	
検査所要日数	[3～4日] ← []	
HIV-1 遺伝子型(ジェノタイプ薬剤耐性)		311
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[×] ← []	
検査所要日数	[7～12日] ← []	
検査方法	[nested RT-PCR/ダイレクトシーケンス] ← [サンガー法]	
抗核抗体(ANA)[CLEIA]		315
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗核抗体(ANA)[FA]		315
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗核抗体(ANA)		317
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗DNA抗体		317
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値	[6.0 以下] ← [6 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
抗ssDNA抗体-IgG		317
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗dsDNA抗体-IgG		317
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗Sm抗体[CLEIA]		317
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～6日] ← []	
抗RNP抗体[ELISA]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～6日] ← []	
抗SS-A抗体[CLEIA]		318
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
抗SS-B抗体[CLEIA]		318
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～5日] ← []	
抗Scl-70抗体(抗トポイソメラーゼ1抗体)[CLEIA]		318
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～8日] ← []	
抗RNAポリメラーゼⅢ抗体		318
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～9日] ← []	
抗セントロメア抗体[CLEIA]		318
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗Jo-1抗体[CLEIA]		318
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～8日] ← []	
抗ARS抗体		319
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～9日] ← []	
リウマトイド因子-IgG		320
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗ガラクトース欠損IgG抗体		320
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)		320
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗ミトコンドリア抗体(AMA)		320
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗ミトコンドリアM2抗体		321
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体)		321
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値	[16.0 未満] ← [16 未満]	
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体)(マイクロゾームテスト)[PA]		321
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
抗サイログロブリン抗体		321
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値	[28.0 未満] ← [28 未満]	
抗サイログロブリン抗体(サイロイドテスト)[PA]		322
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
甲状腺刺激抗体(TSAb)		322
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
TSHレセプター抗体(TBII)(定性)		322
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
基準値	[-10.0 ～ 10.0] ← [-10 ～ 10]	
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)		322
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代)[血清]		322
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査方法	[ECLIA] ← [EIA]	
基準値	[2.0 未満] ← [1.0 未満]	
抗GAD抗体(抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体)		323
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗IA-2抗体(ICA512抗体)		323
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗インスリン抗体		323
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～7日] ← []	
基準値(結合率)	[0.4 未満] ← [0.4 未満]	
基準値(濃度)	[125.0 未満] ← [125 未満]	
抗アセチルコリンレセプター抗体		323
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
抗デスモグレイン1抗体		324
検査所要日数	[2～4日] ← []	
抗デスモグレイン3抗体		324
検査所要日数	[2～4日] ← []	
抗BP180抗体		324
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検体保存条件		
検査所要日数	[2～3日] ← []	
ミエリンベースック蛋白(MBP)[髄液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)		324
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法)		325
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ヒ] ← []	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗カルジオリピン β 2グリコプロテインⅠ複合体抗体		325
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
抗カルジオリピン抗体-IgG		325
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～6日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
基準値	[10.0 未満] ← [10 未満]	
抗血小板抗体		326
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～5日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
血小板表面IgG(血小板関連IgG)		326
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ツ] ← [ヤ]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
基準値	[5.0 - 25.0] ← [46 以下]	
ANCA(抗好中球細胞質抗体)		327
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
PR3-ANCA(C-ANCA)		327
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
MPO-ANCA(P-ANCA)		327
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
抗LKM-1抗体(抗肝/腎マイクロゾーム抗体)		327
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～9日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
基準値	[17.0 未満 陰性] ← [17 未満]	
免疫複合体-C1q固相法		327
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
抗アクアポリン4抗体		328
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[3～9日] ← []	
検査方法	[EIA] ← [ELISA]	
リンパ球刺激試験-PHA		331
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[口] ← [ケ]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
基準値(PHA+)	[41,000 - 79,900] ← [20,500 - 56,800]	
基準値(CONTROL)	[180 - 660] ← [127 - 456]	
リンパ球刺激試験-ConA		331
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[口] ← [ケ]	
検査所要日数	[5～7日] ← []	
基準値(Con-A+)	[34,400 - 62,300] ← [20,300 - 65,700]	
基準値(CONTROL)	[180 - 660] ← [127 - 456]	
リンパ球刺激試験-薬剤(DLST)		331
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[E4] ← [イ]	
可溶性インターロイキン-2レセプター(可溶性IL-2レセプター)		339
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
TARC		340
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
核酸同定(淋菌)[随時尿]		346
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[リ] ← []	
検査所要日数	[2～3日] ← []	
核酸同定(淋菌)[分泌物]		347
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ラ] ← []	
検査所要日数	[2～3日] ← []	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
核酸同定(淋菌)[うがい液]		347
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[リ] ← □	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[随時尿]		273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[リ] ← □	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[分泌物]		273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[ラ] ← □	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[うがい液]		273
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[リ] ← □	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)〔負荷試験〕		356
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH))〔負荷試験〕		357
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[4～7日] ← □	
PTH-I(PTH-intact)〔負荷試験〕		358
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査方法	[CLEIA] ← [ECLIA]	
DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロン硫酸塩)〔負荷試験〕		358
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検体保存条件		
検査所要日数	[1～3日] ← □	
アルドステロン(ALD)[RIA]〔負荷試験〕		358
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
レニン活性(PRA)〔負荷試験〕		360
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
活性型レニン(PRC)〔負荷試験〕		360
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検査所要日数	[2～3日] ← □	
染色体検査(先天性) G-Band		362
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
染色体検査(先天性) C-Band		362
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
染色体検査(先天性) Q-Band		362
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
染色体検査(先天性) 高精度分染法		362
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
染色体検査(先天性) SKY		362
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
染色体検査(脆弱X)		362
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
1p36欠失(CDK11B)		363
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
4染色体 Wolf-Hirschhorn症候群		363
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
5染色体 Sotos症候群		363
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
7染色体 Williams症候群		363
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
13染色体 Patau症候群		363
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
13q14.2欠失(RB1)		364
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
15染色体 Prader-Willi症候群(PWS)		364
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
15染色体 Angelman症候群(AS)		364
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
17染色体 Miller-Dieker症候群		364
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
18染色体 Edwards症候群		364
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
21染色体 Down症候群		365
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
22染色体 22q11欠失症候群		365
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
X染色体(先天性)		365
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
Xp22.3欠失(STS)		365
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
Y染色体(先天性)		365
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
Yp11.3転座/欠失(SRY)		366
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
Xp22.3/Yp11.3欠失(SHOX)		366
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数		
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MDS)[血液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MDS)[他材料]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MDS)[骨髓液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[カ] ← [オ]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MPN)[血液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MPN)[他材料]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MPN)[骨髓液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[カ] ← [オ]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ANLL(AML))[血液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ANLL(AML))[他材料]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ANLL(AML))[骨髓液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[カ] ← [オ]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(BMT)[血液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[イ] ← □	
検査所要日数	[13～18日] ← □	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(BMT)[他材料]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[13～18日] ← □	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(BMT)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(myeloid系他)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(myeloid系他)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(myeloid系他)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ALL)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ALL)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ALL)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(CLL)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(CLL)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(CLL)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ML)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ML)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(ML)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MM/PCL)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MM/PCL)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[13～18日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(MM/PCL)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(lymphoid系他)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(lymphoid系他)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) Gバンド分染法(lymphoid系他)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[13～18日] ← []
染色体検査(血液疾患) SKY[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[21～28日] ← []
染色体検査(血液疾患) SKY[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[21～28日] ← []
染色体検査(血液疾患) SKY[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[21～28日] ← []
2p23転座(ALK)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
2p23転座(ALK)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
2p23転座(ALK)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
2p24増幅(MYCN)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
2p24増幅(MYCN)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
2p24増幅(MYCN)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[カ] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
3q27転座(BCL6)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
3q27転座(BCL6)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
3q27転座(BCL6)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
4;14転座(IGH::FGFR3)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
4;14転座(IGH::FGFR3)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
4;14転座(IGH::FGFR3)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
5q32欠失(CSF1R)(5q-症候群)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
5q32欠失(CSF1R)(5q-症候群)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
5q32欠失(CSF1R)(5q-症候群)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
5q31欠失(EGR1)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
5q31欠失(EGR1)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
5q31欠失(EGR1)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
7q31欠失(FRA7G)(D7S486)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
7q31欠失(FRA7G)(D7S486)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
7q31欠失(FRA7G)(D7S486)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
8染色体[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
8染色体[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
8染色体[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
8;14転座(IGH::MYC)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
8;14転座(IGH::MYC)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
8;14転座(IGH::MYC)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
9p21欠失(CDKN2A)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
9p21欠失(CDKN2A)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
9p21欠失(CDKN2A)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11q23転座(KMT2A)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
11q23転座(KMT2A)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11q23転座(KMT2A)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11;14転座(IGH::CCND1)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
11;14転座(IGH::CCND1)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11;14転座(IGH::CCND1)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11p15転座(NUP98)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
11p15転座(NUP98)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11p15転座(NUP98)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
11;18転座(BIRC3::MALT1)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
11;18転座(BIRC3::MALT1)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
11;18転座(BIRC3::MALT1) [骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
12染色体[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
12染色体[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
12染色体[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
12;21転座(ETV6::RUNX1) [血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
12;21転座(ETV6::RUNX1) [他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
12;21転座(ETV6::RUNX1) [骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体 [血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体 [他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体 [骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
13q14.3欠失(D13S319) [血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
13q14.3欠失(D13S319) [他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
13q14.3欠失(D13S319) [骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
14;18転座(IGH::BCL2) [血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
14;18転座(IGH::BCL2) [他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
14;18転座(IGH::BCL2)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
14;16転座(IGH::MAF)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
14;16転座(IGH::MAF)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
14;16転座(IGH::MAF)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
15;17転座(PML::RARA)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
15;17転座(PML::RARA)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
15;17転座(PML::RARA)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
16;16転座/逆位(CBFB)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
16;16転座/逆位(CBFB)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
16;16転座/逆位(CBFB)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
17p13欠失(TP53)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
17p13欠失(TP53)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
17p13欠失(TP53)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
20q12欠失(D20S108)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
20q12欠失(D20S108)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
20q12欠失(D20S108)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
22q12転座(EWSR1)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
22q12転座(EWSR1)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
22q12転座(EWSR1)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
X染色体(血液疾患)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
X染色体(血液疾患)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
X染色体(血液疾患)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
Y染色体(血液疾患)[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
Y染色体(血液疾患)[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
Y染色体(血液疾患)[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
X染色体,Y染色体(異性間骨髓移植(BMT))[血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[イ] ← []
検査所要日数	[3～7日] ← []
X染色体,Y染色体(異性間骨髓移植(BMT))[他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[3～7日] ← []
X染色体,Y染色体(異性間骨髓移植(BMT))[骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[3～7日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
採取容器	[力] ← [オ]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][組織]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
採取容器	[力] ← [オ]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][血液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][組織]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][他材料]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
検査所要日数	[14～21日] ← []
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][骨髓液]	
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]
採取容器	[力] ← [オ]
検査所要日数	[14～21日] ← []
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]	
外部委託先	[BML] ← [LSIM]
検体保存条件	
検査所要日数	[8～12日] ← []

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検体保存条件		
検査所要日数	[8～12日] ← []	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
検体保存条件		
検査所要日数	[8～12日] ← []	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髄液]		
外部委託先	[BML] ← [LSIM]	
採取容器	[カ] ← [オ]	
検体保存条件		
検査所要日数	[8～12日] ← []	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][血液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[14～21日] ← []	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][組織]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[14～21日] ← []	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][他材料]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
検査所要日数	[14～21日] ← []	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][骨髄液]		
外部委託先	[LSIM] ← [SRL]	
採取容器	[カ] ← [オ]	
検査所要日数	[14～21日] ← []	
サイログロブリン[血清]		186
基準値	[33.7 以下] ← [45.0 未満]	
インフリキシマブ(消化器内科)		172
新規追加		
アダリムマブ[ELISA]		173
新規追加		
クロザピン[UPLC-MS/MS]		163
新規追加		
ソタロール		164
新規追加		
KRAS遺伝子 codon12,13変異解析		386
受託終了		
RAS遺伝子変異(KRAS/NRAS)		386
新規追加		
銅(Cu)[随時尿]		154
基準値	[18 以下] ← [33 以下]	
銅(Cu)[蓄尿]		155
基準値	[13 以下] ← [(設定なし)]	
アルブミン[蓄尿]		104
報告項目追加	[クレアチニン換算値] ← [(報告なし)]	
報告項目追加	[濃度] ← [(報告なし)]	
アルドステロン(ALD)[CLEIA][蓄尿]		193
報告項目追加	[濃度] ← [(報告なし)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
メタネフリン分画[蓄尿]		195
報告項目追加	[濃度] ← [(報告なし)]	
HBウイルス DNA定量[TMA]		282
受託終了		
コプロポルフィリン		156
新規追加		
コプロポルフィリン[随時尿]		156
新規追加		
コプロポルフィリン[蓄尿]		157
新規追加		
ウロポルフィリン[随時尿]		157
新規追加		
ウロポルフィリン[蓄尿]		157
新規追加		
プロトポルフィリン		157
新規追加		
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)		259
新規追加		
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体(MuSK抗体)		324
新規追加		
エストラジオール(E2)[血清]		197
基準値(男性)	[14.6 - 48.8] ← [13.5 - 59.5]	
基準値(女性 卵胞期)	[28.8 - 196.8] ← [24.5 - 195.0]	
基準値(女性 排卵期)	[36.4 - 525.9] ← [66.1 - 411.0]	
基準値(女性 黄体期)	[44.1 - 491.9] ← [40.0 - 261.0]	
基準値(女性 閉経後)	[47.0 以下] ← [39.5 未満]	
基準値(妊娠初期)	[妊娠初期 208.5 - 4289] ← [妊娠第一期 786.0 - 4584.0]	
基準値(妊娠中期)	[妊娠中期 2808 - 28700] ← [妊娠第二期 801.0 - 5763.0]	
基準値(妊娠後期)	[妊娠後期 9875 - 31800] ← [妊娠第三期 1810.0 - 13890.0]	
TPA(組織ポリペプチド抗原)		268
基準値	[75.0 未満] ← [70.0 以下]	
検査方法	[CLIA] ← [IRMA]	
血小板表面IgG(血小板関連IgG)		326
基準値	[30.2 以下] ← [5.0 - 25.0]	
蛋白定量[蓄尿]		72
基準値	[0.1 以下] ← [(設定なし)]	
糖定量[蓄尿]		72
基準値	[0.1 以下] ← [(設定なし)]	
尿一般物質定性半定量検査[随時尿]		74
基準値(比重)	[1.005 - 1.045] ← [1.005 - 1.030]	
基準値(pH)	[4.5 - 8.0] ← [4.6 - 8.0]	
アルブミン[随時尿]		104
基準値	[30.0 以下] ← [10.0 以下]	
アルブミン[蓄尿]		104
基準値	[30.0 以下] ← [2 - 20]	
アミラーゼ[随時尿]		115
基準値	[76 - 738] ← [54 - 761]	
アミラーゼ[蓄尿]		115
基準値	[76 - 738] ← [54 - 761]	
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ)[随時尿]		118
基準値	[(M) 0.9 - 6.2,(F) 0.7 - 4.9] ← [0.5 - 9.1]	
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ)[蓄尿]		118
基準値	[(M) 0.9 - 6.2,(F) 0.7 - 4.9] ← [0.5 - 9.1]	
クレアチニン[蓄尿]		121
基準値	[0.5 - 1.5] ← [1.0 - 1.5]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
尿酸(UA)[蓄尿]		122
基準値	[0.4 - 1.2] ← [0.4 - 1.0]	
尿素窒素(UN)[蓄尿]		122
基準値	[6.5 - 13.0] ← [7.0 - 14.0]	
ナトリウム(Na)[蓄尿]		144
基準値	[1.6 - 5.8] ← [4.0 - 9.0]	
カリウム(K)[蓄尿]		145
基準値	[1.0 - 3.9] ← [2.0 - 2.5]	
クロール(Cl)[蓄尿]		146
基準値	[2.5 - 8.9] ← [6.0 - 12.0]	
マグネシウム(Mg)[蓄尿]		147
基準値	[0.02 - 0.13] ← [0.02 - 0.20]	
無機リン(IP)[蓄尿]		149
基準値	[0.50 - 1.00] ← [0.50 - 2.00]	
浸透圧[随時尿]		149
基準値	[50 - 1300] ← [(設定なし)]	
浸透圧[蓄尿]		149
基準値	[50 - 1300] ← [(設定なし)]	
24時間クレアチニンクリアランス		355
基準値	[91 - 130] ← [70 - 130]	
P/C比(定量)[随時尿]		360
基準値	[150 未満] ← [(設定なし)]	
抗GAD抗体(抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体)		323
検査方法	[EIA] ← [RIA]	
基準値	[5.0 未満] ← [1.5 未満]	
胆汁酸(総胆汁酸)[血清][臍帯血]		136
基準値	[2 - 11] ← [1 - 11]	
直接ビリルビン(DB)[血清][血漿][臍帯血]		156
基準値	[0.2 以下] ← [0.0 - 0.2]	
IgM[髄液]		212
基準値	[0.1 以下] ← [0.06 以下]	
リウマトイド因子(リウマトイド)[血清][臍帯血]		319
基準値	[15.0 未満] ← [11.7 以下]	
BRAF遺伝子変異(ベムラフェニブ) BRAF(B-raf)		385
新規追加		
ジストロフィン遺伝子シーケンスDMD(Duchenne型/Becker型筋ジストロフィー遺伝子)		396
新規追加		
ジストロフィン遺伝子解析DMD(Duchenne型/Becker型筋ジストロフィー遺伝子)[PCR]		397
新規追加		
福山型筋ジストロフィーシーケンスFKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子)		397
新規追加		
福山型筋ジストロフィーDNA挿入FKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子)[PCR]		397
新規追加		
筋緊張性ジストロフィー解析		397
新規追加		
HTT遺伝子CAG反復配列解析HTT(Huntington病遺伝子)		397
新規追加		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
TTR遺伝子変異解析TTR(家族性アミロイドポリニューロパチー(FAP)遺伝子)		398
新規追加		
AR(球脊髄性筋萎縮症(SBMA)遺伝子)		397
新規追加		
MTHFR DNA遺伝子多型		405
新規追加		
レニン活性(PRA)		206
検査方法	[EIA] ← [RIA(固相法)]	
基準値(早朝安静時)	[(設定なし)] ← [0.2 - 2.7]	
基準値(早朝2時間立位歩行)	[(設定なし)] ← [0.2 - 3.9]	
基準値(座位)	[0.2 - 3.9] ← [(設定なし)]	
基準値(臥位)	[0.2 - 2.3] ← [(設定なし)]	
基準値(立位)	[0.2 - 4.1] ← [(設定なし)]	
リチウム(Li)		163
院内測定開始	[薬剤部] ← [LSIM]	
検査方法	[イオン選択電極法] ← [原子吸光法]	
アミノ酸分画(総)		124
基準値(フィッシャー比)	[2.31 - 4.29] ← [2.3 - 4.3]	
遊離脂肪酸(NEFA)		134
受託終了		
リポ蛋白分画		138
基準値(α 分画)	[(M) 26.9 - 50.5,(F) 32.6 - 52.5] ← [31.5 - 51.5]	
基準値(pre- β 分画)	[(M) 7.9 - 23.8,(F) 6.6 - 20.8] ← [2.6 - 24.6]	
基準値(γ 分画)	[(M) 35.3 - 55.5,(F) 33.6 - 52.0] ← [36.5 - 53.3]	
カルシトニン		188
項目コード	[1071] ← [1070]	
検査方法	[ECLIA] ← [RIA(2抗体法)]	
検査所要日数	[3～5日] ← [4～6日]	
エリスロポエチン(EPO)		208
項目コード	[1221] ← [1219]	
検査方法	[CLEIA] ← [RIA(2抗体法)]	
オステオカルシン(BGP)		208
検査方法	[1076] ← [1072]	
検査方法	[ECLIA] ← [RIA(固相法)]	
トキソプラズマ抗体-IgG[CLEIA]		
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
基準値	[7.5 未満] ← [6 未満]	
トキソプラズマ抗体-IgM[CLEIA]		
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
基準値	[0.8 未満] ← [0.80 未満]	
単位	[S/CO] ← [C.O.I.]	
抗核抗体(ANA)		317
受託終了		
EGFR遺伝子変異(erbB)[細胞][PNA LNA PCR-Clamp法](外部委託)		380
外部委託先	[LSIM] ← [BML]	
サイトメガロウイルス抗原(pp65)		291
受託終了		
オリゴクローナルバンド[髄液]		249
検査所要日数	[7～10日] ← [7～8日]	
ペプシノゲン		118
新規追加		
1,5アンヒドログルシトール(1,5AG)		132
新規追加		
TRB(T細胞受容体 β 鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
TRB(T細胞受容体 β 鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
TRB(T細胞受容体 β 鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]		
検査所要日数	[10～13日] ← [8～12日]	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[血液]		
報告項目追加	[CALR変異] ← [(報告なし)]	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[他材料]		
報告項目追加	[CALR変異] ← [(報告なし)]	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[骨髓液]		
報告項目追加	[CALR変異] ← [(報告なし)]	
遊離脂肪酸(NEFA)		134
KINGオーダリング開始		
アディポネクチン		209
新規追加		
エクオール産生能検査		209
新規追加		
エクオール産生能検査[随時尿]		210
新規追加		
エクオール[随時尿]		210
新規追加		
CRP(C反応性蛋白)(高感度)		254
新規追加		
アレルゲン特異IgE, Hev b 6.02		228
新規追加		
アレルゲン特異IgE, Glym 4		232
新規追加		
アレルゲン特異IgE, Ara h2		233
新規追加		
ペランパネル		162
新規追加		
アルギニンバソプレッシン(抗利尿ホルモン(ADH))		184
基準値	[(水制限) 4.0 以下, (自由飲水) 2.8 以下] ← [4.2 以下]	
EGFR遺伝子変異(erbB)[組織][リアルタイムPCR法](院内検査)		380
検査受託再開, 検査方法変更		
KRT19(サイトケラチン19遺伝子)		396
受託終了		
光トポグラフィー		422
受託終了		
可溶性インターロイキン-2レセプター(可溶性IL-2レセプター)		339
基準値	[121 - 613] ← [145 - 519]	
トロンボモジュリン		101
項目コード	[6942] ← [6931]	
採取量	[3mL] ← [2mL]	
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
基準値	[12.1 - 24.9] ← [(M) 2.1 - 4.1,(F) 1.8 - 3.9]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ラコサミド		162
新規追加		
KL-6[血清][臍帯血]		261
検査方法		[CLEIA] ← [ECLIA]
NMP22(核マトリックスプロテイン22)[随時尿]		270
検査所要日数		[2～5日] ← [5～7日]
基準値		[12.0 以下] ← [12.0 未満]
プロテインS		101
検査所要日数		[2～5日] ← [4～8日]
基準値		[70 - 140] ← [65 - 135]
ビタミンB2(リボフラビン)		142
検査所要日数		[3～4日] ← [3～5日]
インフリキシマブ(後続1)(消化器内科)		172
新規追加		
抗MDA5抗体		319
新規追加		
抗Mi-2抗体		319
新規追加		
抗TIF1- γ 抗体		319
新規追加		
血液ガス[動脈血]		150
基準値		
血液ガス[動脈血](緊急検査室)		
基準値		
血液ガス[動脈血](救急外来・CCU・ICU・積貞棟5階・NICU・呼吸機能検査室)		
基準値		
アレルゲン特異IgE, ハトのふん		226
受託終了		
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)		259
検査所要日数		[2～3日] ← [2～5日]
TARC		340
検査所要日数		[2～3日] ← [2～4日]
抗核抗体(ANA)[CLEIA]		315
項目コード		[6950] ← [6407]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
抗Sm抗体[CLEIA]		317
項目コード		[6953] ← [6653]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
基準値		[10.0 未満] ← [7.0 未満, 陰性]
抗SS-A抗体[CLEIA]		318
項目コード		[6955] ← [6655]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
基準値		[10.0 未満] ← [10.0 未満, 陰性]
抗SS-B抗体[CLEIA]		318
項目コード		[6956] ← [6656]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
基準値		[10.0 未満] ← [15.0 未満, 陰性]
抗Scl-70抗体(抗トポイソメラーゼ1抗体)[CLEIA]		318
項目コード		[6957] ← [6657]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
基準値		[10.0 未満] ← [16.0 未満, 陰性]
抗セントロメア抗体[CLEIA]		318
項目コード		[6958] ← [6674]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
基準値		[10.0 未満] ← [10.0 未満, 陰性]
抗Jo-1抗体[CLEIA]		318
項目コード		[6959] ← [6658]
検査方法		[CLEIA] ← [ELISA]
基準値		[10.0 未満] ← [9.0 未満, 陰性]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
major BCR::ABL1 mRNA同定[血液]		
受託終了		
major BCR::ABL1 mRNA同定[骨髓液]		
受託終了		
minor BCR::ABL1 mRNA同定[血液]		
受託終了		
minor BCR::ABL1 mRNA同定[骨髓液]		
受託終了		
PML::RARA mRNA同定[血液]		
受託終了		
PML::RARA mRNA同定[骨髓液]		
受託終了		
RUNX1::RUNX1T1 mRNA同定[血液]		
受託終了		
RUNX1::RUNX1T1 mRNA同定[骨髓液]		
受託終了		
ジゴキシン		164
有効治療域	[0.5 - 1.5] ← [0.5 - 2]	
有効治療域	[(胎児不整脈の治療で妊婦に使用時) 1.5 - 2.0] ← [(設定なし)]	
ジゴキシン急速飽和		164
有効治療域	[0.5 - 1.5] ← [0.5 - 2]	
有効治療域	[(胎児不整脈の治療で妊婦に使用時) 1.5 - 2.0] ← [(設定なし)]	
テイコプラニン(TEIC)		167
有効治療域	[15 - 30] ← [15 - 25]	
アミカシン(AMK)		167
有効治療域	[peak 41 - 60] ← [peak 35 - 50]	
有効治療域	[trough 4 未満] ← [trough 1 以下]	
有効治療域	[(設定なし)] ← [分割投与時の濃度]	
トブラマイシン(TOB)		168
有効治療域	[peak 8 - 20] ← [peak 16 - 24]	
有効治療域	[(設定なし)] ← [分割投与時の濃度]	
ゲンタマイシン(GM)		168
有効治療域	[peak 8 - 20] ← [peak 16 - 24]	
有効治療域	[(設定なし)] ← [分割投与時の濃度]	
アルベカシン		168
有効治療域	[peak 15 - 20] ← [peak 16 - 24]	
有効治療域	[(設定なし)] ← [分割投与時の濃度]	
HLAタイピング(レシピエント)		341
報告項目追加	[DP] ← [(報告なし)]	
HLAタイピング(ドナー)		343
報告項目追加	[DP] ← [(報告なし)]	
総ヨード[随時尿]		155
新規追加		
#N/A		
#N/A		
血液ガス[動脈血](救急外来・CCU・ICU・積貞棟5階・NICU・呼吸機能検査室)		
新規追加		
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)[血漿](時間外検査室)		208
新規追加		
プロカルシトニン(PCT)[血漿](時間外検査室)		261
新規追加		
PTH-I(PTH-intact)		188
検査方法	[ECLIA] ← [CLEIA]	
メタネフリン分画[蓄尿]		195
基準値(MN (1日排泄量))	[0.04 - 0.18] ← [0.05 - 0.20]	
基準値(NMN (1日排泄量))	[0.10 - 0.28] ← [0.10 - 0.28]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
α1-マイクログロブリン(α1-m)		251
基準値	[9.7 - 19.9] ← [9.1 - 18.4]	
α1-マイクログロブリン(α1-m)[随時尿]		251
基準値(男性)	[0.8 - 14.1] ← [8.3 以下]	
基準値(女性)	[0.5 - 7.0] ← [8.3 以下]	
α1-マイクログロブリン(α1-m)[蓄尿]		251
基準値(男性)	[0.8 - 14.1] ← [8.3 以下]	
基準値(女性)	[0.5 - 7.0] ← [8.3 以下]	
Ⅰ型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(トータルPⅠNP)		258
新規追加		
トロポニンT(外注)		256
受託終了		
MTHFR DNA遺伝子多型		405
受託終了		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第4版		
抗CCP抗体(抗環状シトルリン化ペプチド抗体)		320
検査方法	[CLIA] ← [CLEIA]	
抗アクアポリン4抗体		328
基準値	[3.0 未満] ← [5.0 未満]	
報告項目削除	[(報告なし)] ← [判定]	
リポ蛋白(a)(Lp(a))		139
基準値	[30.0 以下] ← [40 以下]	
VMA(バニールマンデル酸)[蓄尿]		196
報告項目追加	[濃度] ← [(報告なし)]	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
基準値	[1.4 - 4.9] ← [1.5 - 4.3]	
HVA(ホモバニリン酸)[蓄尿]		195
報告項目追加	[濃度] ← [(報告なし)]	
検査方法	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
基準値	[1.6 - 5.5] ← [2.1 - 6.3]	
トロポニンI		256
新規追加		
PFD試験(腓外分泌機能試験)		355
検査所要日数	[2～4日] ← [2～3日]	
I型プロコラーゲン-N末端プロペプチド(インタクトPINP)		257
検査所要日数	[2～8日] ← [2～4日]	
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRB(T細胞受容体β鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][血液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][組織]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][他材料]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
TRB(T細胞受容体β鎖) Cβ1 DNA再構成解析[SB][骨髓液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][血液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][組織]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][他材料]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
TRG(T細胞受容体γ鎖) Jγ DNA再構成解析[SB][骨髓液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][血液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][組織]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][他材料]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) DNA再構成解析[PCR][骨髓液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][血液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][組織]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][他材料]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
IGH(免疫グロブリンH鎖) JH DNA再構成解析[SB][骨髓液]		
基準値	[再構成を認めない] ← [再構成を認めず]	
検査所要日数	[14～20日] ← [14～21日]	
筋緊張性ジストロフィー解析		397
検査項目名称	[筋強直性ジストロフィー DMPK解析] ← [筋強直性ジストロフィー解析]	
基準値	[リピート数の増加を認めない] ← [***]	
RAS遺伝子変異(KRAS/NRAS)		386
基準値	[変異陰性] ← [***]	
TTR遺伝子変異解析TTR(家族性アミロイドポリニューロパチー(FAP)遺伝子)		398
基準値	[変異を認めない] ← [変異を認めず]	
BRAF遺伝子変異(ベムラフェニブ) BRAF(B-raf)		385
基準値	[検出せず] ← [陰性]	
c-kit遺伝子変異KIT(kit)		381
基準値	[検出せず] ← [***]	
13染色体 Patau症候群		363
検査項目名称	[13染色体 Patau症候群] ← [13染色体]	
18染色体 Edwards症候群		364
検査項目名称	[18染色体 Edwards症候群] ← [18染色体]	
21染色体 Down症候群		365
検査項目名称	[21染色体 Down症候群] ← [21染色体]	
イオン化カルシウム		148
報告項目追加	[当量] ← [(報告なし)]	
プロジェステロン[血清]		197
基準値(男性)	[0.20 以下] ← [0.20 - 1.40]	
基準値(卵胞期)	[0.30 以下] ← [0.50 - 1.50]	
基準値(排卵期)	[5.70 以下] ← [0.80 - 3.00]	
基準値(黄体期)	[2.10 - 24.20] ← [1.70 - 27.00]	
基準値(閉経後)	[0.30 以下] ← [0.10 - 0.80]	
APTTクロスミキシング試験(凝固インヒビター (APTT))		100
新規追加		
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)		95
基準値	[24.0 - 39.0] ← [24.0 - 35.0]	
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)(緊急検査室)		
基準値	[24.0 - 39.0] ← [24.0 - 35.0]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
25-ヒドロキシビタミンD(total)		143
新規追加		
エストロゲンレセプター(ER)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		205
新規作成		
プロジェステロンレセプター(PR)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		205
新規作成		
HER2蛋白免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		271
新規作成		
PD-L1蛋白(clone 22C3)(clone 28-8)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		
新規作成		
HER2遺伝子(ERBB2(erbB-2/neu, HER2))[DISH]		380
新規作成		
インフリキシマブ(レミケード)		173
新規追加		
インフリキシマブ(後続1)		173
新規追加		
50gブドウ糖負荷試験(50gGCT)〔負荷試験〕		356
新規追加		
ゲンタマイシン(GM)		168
検査機器	[PENTINIA] ← [KIMS]	
HTLV-1+2抗体[血清]		309
検査項目名称		
標準コード	[5F460] ← [5F450]	
ROS1融合遺伝子ROS1(ros)		380
受託開始		
福山型筋ジストロフィーシーケンスFKTN(福山型先天性筋ジストロフィー遺伝子)		397
受託終了		
赤痢アメーバ抗体		281
受託終了		
CK-MB[血漿](緊急検査室)		
基準値	[7 - 25] ← [5 - 16]	
HBウイルス DNA定量[TaqMan PCR]		282
報告項目追加	[IU/mL・Log IU/mL・Log copies/mL] ← [Log copies/mL]	
アメーバ検査[便]		75
新規		
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物)		96
受託開始		
ゴリムマブ		173
受託開始		
トシリズマブ		174
受託開始		
エクオール産生能検査		209
受託終了		
エクオール産生能検査[随時尿]		210
受託終了		
EGFR遺伝子変異(erbB)[血漿][アレル特異的リアルタイムPCR法]		380
新規作成		
エベロリムス(サーティカン)(算定可)		172
検査方法	[ECLIA] ← [LA]	
検査所要日数	[1～4日] ← [2～5日]	
エベロリムス(アフィニートール)(算定可)		172
検査方法	[ECLIA] ← [LA]	
検査所要日数	[1～4日] ← [2～5日]	
CH50(血清補体価)		250
基準値	[30 - 46] ← [28 - 51]	
マグネシウム(Mg)[腹水][胸水][他材料]		147
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
無機リン(IP)[腹水][胸水][他材料]		149
新規作成		
トータルHCG(α β +free β)[血漿](時間外検査室)		201
受託開始		
麻疹ウイルス抗体[PA]		306
受託開始		
へパプラスチンテスト		95
受託終了		
実施料削除		
アミラーゼアイソザイム		116
検査方法		[アガロースゲル電気泳動] ← [セルロースアセテート膜電気泳動]
基準値(P%)		[15.7 - 64.0] ← [30 - 60]
基準値(S%)		[36.0 - 84.3] ← [40 - 70]
基準値(P/S)		[0.19 - 1.79] ← [0.40 - 1.50]
脂肪酸4分画		135
報告成分追加		[DHA/AA] ← [(報告なし)]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第5版		
グリコヘモグロビン分画		131
報告成分	[[削除]] ← [HbA1c(JDS)]	
CD34(ISHAGE法)		334
新規作成		
CD34(ISHAGE法)		334
報告成分	[CD34(/μL)] ← [(報告なし)]	
培養同定(一般細菌)		346
検査方法	[カラーメトリー法/比色法] ← [質量分析法/カラーメトリー法/比色法]	
便保菌培養同定		346
検査方法	[比色法] ← [質量分析法/カラーメトリー法]	
培養同定(一般細菌)(嫌気培養)		346
検査方法	[比色法] ← [質量分析法/比色法]	
アレルギー特異IgE, View アレルギー 39		245
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第6版		
ノロウイルス		314
新規作成		
アダリムマブ[ELISA]		173
有効濃度域	[[設定なし]] ← [6 超]	
アダリムマブ		173
新規作成		
スチリペントール		162
新規作成		
カルニチン分画		142
新規作成		
C1インアクチベーター		250
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第7版		
RAS遺伝子変異(KRAS/NRAS)		386
受託終了		
抗IA-2抗体(ICA512抗体)		323
項目コード	[6397] ← [6422]	
基準値	[0.6 未満] ← [0.4 未満]	
検査方法	[ELISA] ← [RIA]	
カテコールアミン3分画[蓄尿]		194
報告項目追加	[アドレナリン 濃度・ノルアドレナリン 濃度・ドーパミン 濃度] ← []	
総ホモステイン		130
検査所要日数	[3～4日] ← [3～5日]	
クロバザム		160
検査所要日数	[3～4日] ← [3～5日]	
ラコサミド		162
検査所要日数	[3～4日] ← [3～5日]	
フレカイニド		166
検査所要日数	[3～5日] ← [3～6日]	
エタネルセプト		174
新規追加		
HHV-6 DNA定量		296
新規追加		
HHV-6 DNA定量[髄液]		297
新規追加		
インフリキシマブ(消化器内科)		172
JLAC10コード	[3M820] ← []	
インフリキシマブ(後続1)(消化器内科)		172
JLAC10コード	[3M820] ← []	
インフリキシマブ(レミケード)		173
JLAC10コード	[3M820] ← []	
インフリキシマブ(後続1)		173
JLAC10コード	[3M820] ← []	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		288
検査方法	[EIA(固相法)] ← [EIA(捕捉法)]	
検査所要日数	[2～4日] ← [5～7日]	
基準値	[0.20 未満 陰性] ← [0.200 以下 陰性]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第8版		
アンモニア[血漿][臍帯血]		123
検査方法	[酵素法(NADS・G6PDH系)] ← [酵素法]	
AST(GOT)[臍帯血]		
新規作成		
ALT(GPT)[臍帯血]		
新規作成		
LD(乳酸脱水素酵素)[臍帯血]		
新規作成		
アルカリフォスファターゼ(ALP)[臍帯血]		
新規作成		
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[臍帯血]		
新規作成		
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)[臍帯血]		
新規作成		
総蛋白(TP)[臍帯血]		
新規作成		
アルブミン[臍帯血]		
新規作成		
グリオアルブミン[臍帯血]		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[臍帯血]		
新規作成		
総ビリルビン(TB)[臍帯血]		
新規作成		
直接ビリルビン(DB)[臍帯血]		
新規作成		
クレアチニン[臍帯血]		
新規作成		
尿酸(UA)[臍帯血]		
新規作成		
尿素窒素(UN)[臍帯血]		
新規作成		
コレステロール(TC)[臍帯血]		
新規作成		
HDL-コレステロール(HDL-C)[臍帯血]		
新規作成		
LDL-コレステロール[臍帯血]		
新規作成		
トリグリセリド(TG)[臍帯血]		
新規作成		
クレアチンキナーゼ(CK)[臍帯血]		
新規作成		
CK-MB[臍帯血]		
新規作成		
胆汁酸(総胆汁酸)[臍帯血]		
新規作成		
グルコース[臍帯血]		
新規作成		
アミラーゼ[臍帯血]		
新規作成		
リパーゼ[臍帯血]		
新規作成		
ナトリウム(Na)[臍帯血]		
新規作成		
カリウム(K)[臍帯血]		
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
クロール(Cl)[臍帯血]		
新規作成		
マグネシウム(Mg)[臍帯血]		
新規作成		
カルシウム(Ca)[臍帯血]		
新規作成		
無機リン(IP)[臍帯血]		
新規作成		
鉄(Fe)[臍帯血]		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[臍帯血]		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[臍帯血]		
新規作成		
アンモニア[臍帯血]		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水]		
新規作成		
トリグリセリド(TG)[腹水]		
新規作成		
マグネシウム(Mg)[腹水]		
新規作成		
無機リン(IP)[腹水]		
新規作成		
鉄(Fe)[腹水]		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[腹水]		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[腹水]		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[胸水]		
新規作成		
トリグリセリド(TG)[胸水]		
新規作成		
マグネシウム(Mg)[胸水]		
新規作成		
無機リン(IP)[胸水]		
新規作成		
鉄(Fe)[胸水]		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[胸水]		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[胸水]		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水][胸水][他材料]		113
新規作成		
トリグリセリド(TG)[腹水][胸水][他材料]		134
新規作成		
鉄(Fe)[腹水][胸水][他材料]		154
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[腹水][胸水][他材料]		154
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
CRP(C反応性蛋白)[腹水][胸水][他材料]		254
新規作成		
LD(乳酸脱水素酵素)[髄液]		110
基準範囲		[25 U/L 以下] ← [8 - 50 U/L]
クレアチンキナーゼ(CK)[髄液]		107
新規作成		
糖定量[髄液]		76
基準範囲		[50 - 75 mg/dL] ← [40 - 75 mg/dL]
検査方法		[酵素法(HK)] ← [G6-PDH法]
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[JSCC標準化対応法] ← [IFCC標準化対応法]
アルブミン[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[ブロムクレゾールパープル(BCP) 改良法] ← [ブロムクレゾールパープル(BCP) 法]
コリンエステラーゼ(ChE)[血漿](緊急検査室)		
新規作成		
総ビリルビン(TB)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[酵素法] ← [パナジン酸酸化法]
クレアチニン[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[ザルコシンオキシダーゼ法] ← [クレアチニナーゼ・F-DAOS法]
尿酸(UA)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[ウリカーゼ・POD法] ← [ウリカーゼ法]
コレステロール(TC)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[コレステロールオキシダーゼ法] ← [コレステロールオキシダーゼ・HDAOS法]
トリグリセリド(TG)[血漿](緊急検査室)		
新規作成		
クレアチンキナーゼ(CK)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[JSCC準拠法] ← [酵素法]
CK-MB[血漿](緊急検査室)		
基準範囲		[5 - 16 mg/dL] ← [7 - 25 U/L]
検査方法		[免疫阻害法] ← [酵素法]
グルコース[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[酵素法(HK)] ← [ヘキソキナーゼ・グルコース-6-リン酸脱水素酵素法]
アミラーゼ[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[JSCC標準化対応法] ← [G3-CNP法]
マグネシウム(Mg)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[酵素法(グルコキナーゼ・G6PDH法)] ← [メチルチモールブルー(MTB) 錯体測定法]
カルシウム(Ca)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[アルセナゾⅢ法] ← [o-クレゾールフタレイン法(OCPC)]
無機リン(IP)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[酵素法] ← [PNP・XDH法]
鉄(Fe)[血漿](緊急検査室)		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[血漿](緊急検査室)		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[ラテックス免疫比濁法(LTIA)] ← [PETIA法]
アンモニア[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[酵素法(NADS・G6PDH系)] ← []
AST(GOT)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
ALT(GPT)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
γ-GT(γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
総蛋白(TP)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
アルブミン[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
総ビリルビン(TB)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
直接ビリルビン(DB)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
尿酸(UA)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
尿素窒素(UN)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
コレステロール(TC)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
トリグリセリド(TG)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
クレアチンキナーゼ(CK)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
グルコース[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
アミラーゼ[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
リパーゼ[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
ナトリウム(Na)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
カリウム(K)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
クロール(Cl)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
マグネシウム(Mg)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
カルシウム(Ca)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
無機リン(IP)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
鉄(Fe)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[腹水](緊急検査室)		
新規作成		
AST(GOT)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
ALT(GPT)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
LD(乳酸脱水素酵素)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
アルカリフォスファターゼ(ALP)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
γ-GT(γ-グルタミルトランスぺプチダーゼ)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
総蛋白(TP)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
アルブミン[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
総ビリルビン(TB)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
直接ビリルビン(DB)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
クレアチニン[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
尿酸(UA)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
尿素窒素(UN)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
コレステロール(TC)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
トリグリセリド(TG)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
クレアチンキナーゼ(CK)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
グルコース[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
アミラーゼ[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
リパーゼ[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
ナトリウム(Na)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
カリウム(K)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
クロール(Cl)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
マグネシウム(Mg)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
カルシウム(Ca)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
無機リン(IP)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
鉄(Fe)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[胸水](緊急検査室)		
新規作成		
AST(GOT)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
ALT(GPT)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
総蛋白(TP)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
アルブミン[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
総ビリルビン(TB)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
直接ビリルビン(DB)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
クレアチニン[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
尿酸(UA)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
尿素窒素(UN)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
コレステロール(TC)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
トリグリセリド(TG)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
クレアチンキナーゼ(CK)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
グルコース[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
アミラーゼ[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
リパーゼ[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
ナトリウム(Na)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
カリウム(K)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
クロール(Cl)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
マグネシウム(Mg)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
カルシウム(Ca)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
無機リン(IP)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
鉄(Fe)[他材料]		
新規作成		
不飽和鉄結合能(UIBC)[他材料]		
新規作成		
CRP(C反応性蛋白)[腹水][胸水][他材料]		
新規作成		
糖定量[髄液](緊急検査室)		
検査方法	[酵素法(HK)] ← [G6-PDH法]	
血沈		103
報告項目	[1時間値] ← [30分値・1時間値・2時間値]	
心臓超音波検査		426
基準値追記		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第9版		
SMN1(脊髄性筋萎縮症遺伝子)		398
新規作成		
マイクロサテライト不安定性検査(MSI)(免疫チェックポイント阻害剤)		404
新規作成		
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ)[随時尿]		118
検査方法		[MPT-NAG] ← [G6-PDH法]
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ)[蓄尿]		118
検査方法		[MPT-NAG] ← [G6-PDH法]
肺癌BRAF遺伝子変異(オンコマイン)BRAF(B-raf)[生組織・FFPEスライドガラス]		385
新規作成		
アンチプラスミン(α2-プラスミンインヒビター)		97
基準範囲		[85 - 118 %] ← [85 - 115 %]
第Ⅱ因子		98
基準範囲		[74 - 146 %] ← [75 - 135 %]
第Ⅴ因子		98
基準範囲		[70 - 152 %] ← [70 - 135 %]
第Ⅶ因子		98
基準範囲		[63 - 143 %] ← [75 - 140 %]
第Ⅷ因子		99
基準範囲		[62 - 145 %] ← [60 - 150 %]
第Ⅸ因子		99
基準範囲		[74 - 149 %] ← [70 - 130 %]
第Ⅹ因子		99
基準範囲		[71 - 128 %] ← [70 - 130 %]
第ⅩⅠ因子		99
基準範囲		[73 - 136 %] ← [75 - 145 %]
第ⅩⅡ因子		99
基準範囲		[46 - 156 %] ← [50 - 150 %]
von Willebrand因子(フォン・ウィルレブランド因子)		100
基準範囲		[50 - 150 %] ← [60 - 170 %]
プロテインC		101
基準範囲		[64 - 135 %] ← [64 - 146 %]
アルドラーゼ		113
基準範囲		[2.7 - 5.9] ← [2.1 - 6.1]
単位		[U/L] ← [IU/L]
アデノシンデアミナーゼ(ADA)		114
基準範囲		[8.6 - 20.5 U/L] ← [5.0 - 20.0 U/L]
トリプシン		117
検査方法		[EIA] ← [RIA(二抗体法)]
アンギオテンシン1転換酵素(ACE)		117
基準範囲		[7.7 - 29.4 U/L] ← [8.3 - 21.4 IU/L]
シスタチンC		121
基準範囲		[M] 0.61 - 1.00 mg/L] ← [M] 0.63 - 0.95 mg/L]
基準範囲		[F] 0.51 - 0.82 mg/L] ← [F] 0.56 - 0.87 mg/L]
ヒアルロン酸		131
基準範囲		[50.0 ng/mL 以下] ← [50 ng/mL 以下]
乳酸		133
基準範囲		[3.7 - 16.3 mg/dL] ← [3.0 - 17.0 mg/dL]
ビルビン酸		133
基準範囲		[0.30 - 0.90 mg/dL] ← [0.30 - 0.94 mg/dL]
リン脂質		134
基準範囲		[150 - 280 mg/dL] ← [160 - 260 mg/dL]
遊離脂肪酸(NEFA)		134
受託終了		
遊離型コレステロール		135
基準範囲		[34 - 66 mg/dL] ← [30 - 60 mg/dL]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
浸透圧		149
基準範囲	[275 - 290 mOsm/kg・H2O] ← [276 - 292 mOsm/kg・H2O]	
銅(Cu)		154
基準範囲	[70 - 132 μg/dL] ← [68 - 128 μg/dL]	
ソマトメジンC(IGF-1)		178
検査方法	[ECLIA] ← [IRMA]	
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画)[蓄尿]		190
基準範囲(アンドロステロン)	[(M)1.12 - 4.71,(F) 0.22 - 2.78 mg/day] ← [(M) 1.10 - 4.20,(F) 0.40 - 3.00]	
基準範囲(エチコラロン)	[(M) 0.43 - 3.23,(F) 0.10 - 2.39 mg/day] ← [(M) 0.55 - 2.60,(F) 0.30 - 2.50]	
基準範囲(デヒドロコルチゾン)	[(M) 2.92 以下,(F) 1.49 mg/day 以下] ← [(M) 0.12 - 5.20,(F) 0.04 - 2.60]	
基準範囲(11-ケトアンドロステロン)	[(M) 0.50 以下,(F) 0.48 mg/day 以下] ← [(M) 0.12 以下,(F) 0.07 以下]	
基準範囲(11-ケトエチコラロン)	[(M) 0.08 - 0.63,(F) 0.62 mg/day 以下] ← [(M) 0.04 - 0.65,(F) 0.03 - 0.50]	
基準範囲(11-ヒドロコルチゾン)	[(M) 0.39 - 2.04,(F) 0.19 - 1.17 mg/day] ← [(M) 0.40 - 2.30,(F) 0.22 - 1.60]	
基準範囲(11-ヒドロコルチコラロン)	[(M) 0.54 以下,(F) 0.75 mg/day 以下] ← [(M) 0.03 - 0.65,(F) 0.02 - 0.65]	
アルドステロン(ALD)[RIA]		192
基準範囲(随時)	[36 - 240] ← [35.7 - 240.0]	
基準範囲(臥位)	[30 - 159] ← [29.9 - 158.8]	
基準範囲(立位)	[39 - 307] ← [38.9 - 306.8]	
アルドステロン(ALD)[CLEIA][蓄尿]		193
基準範囲	[10 以下 μg/day] ← [7.5 μg/day 以下]	
メタネフリン分画[蓄尿]		195
基準範囲(メタネフリン)	[0.05 - 0.20 mg/day] ← [0.04 - 0.18 mg/day]	
基準範囲(ホルメタネフリン)	[0.10 - 0.28 mg/day] ← [0.10 - 0.28 mg/day]	
基準範囲(メタネフリン総)	[0.15 - 0.41 mg/day] ← [(報告なし)]	
遊離テストステロン		199
基準範囲(20～29歳)	[(M) 7.6 - 23.8,(F) 0.4 - 2.3 pg/mL] ← [(M) 8.8 - 31.7,(F) 1.5 - 4.9]	
基準範囲(30～39歳)	[(M) 6.5 - 17.7,(F) 0.6 - 2.5 pg/mL] ← [(M) 7.3 - 28.9,(F) 0.8 - 4.1]	
基準範囲(40～49歳)	[(M) 4.7 - 21.6,(F) 0.3 - 1.8 pg/mL] ← [(M) 6.2 - 24.9,(F) 0.5 - 4.0]	
基準範囲(50～59歳)	[(M) 4.6 - 19.6,(F) 0.8 - 1.7 pg/mL] ← [(M) 6.1 - 25.0,(F) (設定なし)]	
基準範囲(60～69歳)	[(M) 5.3 - 11.5,(F) 0.8 - 1.7 pg/mL] ← [(M) 5.8 - 18.2,(F) (設定なし)]	
基準範囲(70歳～)	[(M) 4.6 - 16.9,(F) 0.8 - 1.7 pg/mL] ← [(M) 5.8 - 18.2,(F) (設定なし)]	
検査方法	[RIA(チューブ固相法)] ← [EIA]	
遊離β-HCG[血清]		201
基準範囲	[0.1 ng/mL 以下] ← [0.10 ng/mL 以下]	
HPL(ヒト胎盤性ラクトジェン)		202
受託終了		
肝細胞増殖因子(HGF)		208
基準範囲	[0.39 ng/mL 以下] ← [0.40 ng/mL 以下]	
アディポネクチン		209
受託終了		
エクオール[随時尿]		210
受託終了		
IgG4		212
基準範囲	[4.5 - 117 mg/dL] ← [4.8 - 105 mg/dL]	
検査方法	[LA(ラテックス凝集比濁法)] ← [免疫比濁法]	
アレルゲン特異IgE, ハウスダスト1(Greer)		213
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ハウスダスト2(Hollister)		213
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ヤケヒョウヒダニ		213
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, コナヒョウヒダニ		213
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, アシブトコナダニ		213
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, サヤアシニクダニ		214
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, ケナガコナダニ		214
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, スギ		214
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヒノキ		214
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ビャクシン		214
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ハンノキ		214
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, シラカンバ		215
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, コナラ		215
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ブナ		215
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マツ		215
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ニレ		215
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヤナギ		215
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, カエデ		216
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, クルミ花粉		216
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, クワ		216
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アカシヤ		216
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オリーブ		216
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, カモガヤ		216
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オオアワガエリ		217
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ハルガヤ		217
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ギョウギシバ		217
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オオスズメノテッポウ		217
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, セイバンモロコシ		217
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ホソムギ		217
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ナガハグサ		218
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヒロハウシノケグサ		218
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アシ		218
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 小麦花粉		218
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, スズメノヒエ		218
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, コヌカグサ		218
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, ブタクサ		219
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オオブタクサ		219
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ブタクサモドキ		219
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アキノキリンソウ		219
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヨモギ		219
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ニガヨモギ		219
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, フランスギク		220
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, タンポポ		220
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, カナムグラ		220
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヘラオオバコ		220
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, シロザ		220
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, イラクサ		220
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヒメスイバ		221
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アルテルナリア		221
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, カンジダ		221
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アスペルギルス		221
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, クラドスポリウム		221
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ペニシリウム		222
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ムコール		222
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヘルミントスポリウム		222
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マラセチア(ピティロスポリウム)		222
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マラセチア属		222
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, トリコフィトン		222
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンA		223
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 黄色ブドウ球菌・エンテロトキシンB		223
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 猫皮膚		223
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 犬皮膚		223
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, モルモット上皮		223
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ハムスター上皮		224
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, マウス		224
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ラット		224
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 家兎上皮		224
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 馬皮膚		224
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 牛皮膚		224
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 豚上皮		225
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヤギ上皮		225
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 羊上皮		225
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, セキセイインコ羽毛		225
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, セキセイインコのふん		225
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ニワトリ羽毛		226
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アヒル羽毛		226
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ガチョウ羽毛		226
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ゴキブリ		226
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ユスリカ成虫		226
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アシナガバチ		227
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ミツバチ		227
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, スズメバチ		227
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヤブカ		227
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ガ		227
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アニサキス		227
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, カイチュウ		228
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 絹		228
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 綿		228
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ラテックス		228
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, Hev b 6.02		228
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オオバコ種子		229
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, イソシアネート TDI		229
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, イソシアネート MDI		229
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, イソシアネート HDI		229
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 無水フタル酸		229
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, エチレンオキシド		229
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ホルマリン		230
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 牛乳		230
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 卵白		230
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 卵黄		230
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オボムコイド		230
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 米		230
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ソバ		231
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 小麦		231
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ω-5グリアジン		231
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 大麦		231
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, オート麦		231
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ライ麦		231
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 粟(アワ)		232
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 稗(ヒエ)		232
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 黍(キビ)		232
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, トウモロコシ		232
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, 大豆		232
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, Glym 4		232
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, インゲン		233
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, エンドウ		233
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ピーナッツ		233
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, Ara h2		233
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, アーモンド		233
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, クルミ		233
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ココナッツ		234
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ブラジルナッツ		234
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルゲン特異IgE, カシューナッツ		234
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ハシバミの実		234
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, イチゴ		234
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, リンゴ		234
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 桃		235
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, バナナ		235
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, メロン		235
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, オレンジ		235
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, グレープフルーツ		235
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, キウイ		235
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, マンゴ		236
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, アボカド		236
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 洋梨		236
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, トマト		236
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, セロリ		236
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, パセリ		236
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, タマネギ		237
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, スイカ		237
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ニンジン		237
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ヤマイモ		237
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ジャガイモ		237
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, サツマイモ		237
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, カボチャ		238
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ホウレンソウ		238
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, タケノコ		238
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ニンニク		238
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ゴマ		238
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, マスタード		238
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 麦芽		239
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルゲン特異IgE, ビール酵母		239
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, カカオ		239
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, チェダーチーズ		239
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, モールドチーズ		239
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, α-ラクトアルブミン		239
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, β-ラクトグロブリン		240
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, カゼイン		240
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, グルテン		240
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 牛肉		240
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 豚肉		240
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 鶏肉		240
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, 羊肉		241
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, エビ		241
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ロブスター		241
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, カニ		241
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ムラサキガイ		241
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, アサリ		241
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, カキ(貝)		242
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, ホタテ		242
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, イカ		242
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, タコ		242
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, サバ		242
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, アジ		242
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, イワシ		243
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, タラ		243
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, カレイ		243
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, サケ		243
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, マグロ		243
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルゲン特異IgE, イクラ		243
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アレルギー特異IgE, タラコ		244
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ヒトインスリン		244
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, ゼラチン		244
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, View アレルギー 39		245
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マルチアレルゲン・イネ科		247
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マルチアレルゲン・雑草		247
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マルチアレルゲン・動物上皮		247
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マルチアレルゲン・カビ		247
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マルチアレルゲン・食物		247
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
アレルギー特異IgE, マルチアレルゲン・穀物		247
基準範囲	[0.35 UA/mL 未満] ← [0.34 UA/mL 以下]	
CRP(C反応性蛋白)(高感度)		254
受託終了		
α1-マイクログロブリン(α1-m)		251
基準範囲	[9.1 - 18.4 mg/L] ← [9.7 - 19.9 mg/L]	
α1-マイクログロブリン(α1-m)[随時尿]		251
基準範囲	[8.3 mg/L 以下] ← [(M) 0.8 - 14.1,(F) 0.5 - 7.0 mg/L]	
α1-マイクログロブリン(α1-m)[蓄尿]		251
基準範囲	[8.3 mg/L 以下] ← [(M) 0.8 - 14.1,(F) 0.5 - 7.0 mg/L]	
AFP分画-LcA		265
基準範囲(AFP-L1)	[*** %] ← [(報告なし)]	
基準範囲(AFP-L3)	[10.0 % 未満] ← [10.0 % 未満]	
基準範囲(総AFP量)	[*** ng/mL] ← [10.0 ng/mL 以下]	
TPA(組織ポリペプチド抗原)		268
基準範囲	[75 U/L 未満] ← [75.0 U/L 未満]	
抗p53抗体		270
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
ASO		273
基準範囲	[200 IU/mL 以下] ← [239 IU/mL 以下]	
HBウイルス-PreC/CP		287
基準範囲	[検出せず] ← [*** %INH]	
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)遺伝子型		287
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	
サイトメガロウイルス DNA[新生児尿]		293
新規作成		
コクサッキーウイルスA16型抗体[NT]		298
基準範囲	[8 倍 未満] ← [4 倍 未満]	
コクサッキーウイルスB5型抗体[NT]		298
基準範囲	[8 倍 未満] ← [4 倍 未満]	
エコーウイルス11型抗体[NT]		298
基準範囲	[8 倍 未満] ← [4 倍 未満]	
エコーウイルス13型抗体[NT]		299
基準範囲	[8 倍 未満] ← [4 倍 未満]	
抗DNA抗体		317
基準範囲	[6 IU/mL 以下] ← [6.0 IU/mL 以下]	
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体)		321
基準範囲	[16 IU/mL 未満] ← [16.0 IU/mL 未満]	
抗サイログロブリン抗体		321
基準範囲	[28 IU/mL 未満] ← [28.0 IU/mL 未満]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
抗インスリン抗体		323
基準範囲	[125 nU/mL 未満] ← [125.0 nU/mL 未満]	
抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体		325
基準範囲	[3.5 U/mL 以下] ← [3.5 U/mL 未満]	
核酸同定(淋菌)[分泌物]		347
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	
核酸同定(淋菌)[うがい液]		347
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	
核酸同定(淋菌)[随時尿]		346
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[分泌物]		273
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[うがい液]		273
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	
核酸同定(クラミジア・トラコマティス)[随時尿]		273
基準範囲	[検出せず] ← [陰性]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第10版		
IgD		212
受託終了		
ポリオウイルス1型抗体[NT]		297
受託終了		
ポリオウイルス1型抗体[NT][髄液]		297
受託終了		
ポリオウイルス2型抗体[NT]		297
受託終了		
ポリオウイルス2型抗体[NT][髄液]		297
受託終了		
ポリオウイルス3型抗体[NT]		297
受託終了		
ポリオウイルス3型抗体[NT][髄液]		298
受託終了		
アデノウイルス抗原[ELISA]		288
受託終了		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(FSC-SSC)[血液]		334
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(FSC-SSC)[骨髄液]		334
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(FSC-SSC)[リンパ節]		335
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(FSC-SSC)[他材料]		335
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(LLA CD45ゲーティング法)[血液]		335
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(LLA CD45ゲーティング法)[骨髄液]		335
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(LLA CD45ゲーティング法)[リンパ節]		335
新規作成		
細胞性免疫検査(白血病・リンパ腫解析)(LLA CD45ゲーティング法)[他材料]		335
新規作成		
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析)(MLA CD45ゲーティング法)[血液]		336
新規作成		
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析)(MLA CD45ゲーティング法)[骨髄液]		336
新規作成		
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析)(MLA CD45ゲーティング法)[リンパ節]		336
新規作成		
細胞性免疫検査(悪性リンパ腫解析)(MLA CD45ゲーティング法)[他材料]		336
新規作成		
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析)(MMA CD38ゲーティング法)[血液]		336
新規作成		
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析)(MMA CD38ゲーティング法)[骨髄液]		336
新規作成		
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析)(MMA CD38ゲーティング法)[リンパ節]		337
新規作成		
細胞性免疫検査(多発性骨髄腫解析)(MMA CD38ゲーティング法)[他材料]		337
新規作成		
micro BCR::ABL1 mRNA同定[血液]		
受託終了		
micro BCR::ABL1 mRNA同定[骨髄液]		
受託終了		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ゴリムマブ		173
検査方法	[ELISA] ← []	
グルカゴン(膵グルカゴン)[RIA]		204
一時受託中止		
グルカゴン(膵グルカゴン)[ELISA]		204
新規作成		
micro BCR::ABL1 mRNA同定[血液]		
JLAC10コード	[8C128] ← []	
micro BCR::ABL1 mRNA同定[骨髓液]		
JLAC10コード	[8C128] ← []	
NPM1遺伝子変異検査[血液]		
JLAC10コード	[8C565] ← []	
NPM1遺伝子変異検査[他材料]		
JLAC10コード	[8C565] ← []	
NPM1遺伝子変異検査[骨髓液]		
JLAC10コード	[8C565] ← []	
血液ガス[静脈血]		152
新規作成		
神経伝導検査(NCS)		416
基準値追記		

改訂履歴

検体検査基準値一覧 第11版

クロザピン[UPLC-MS/MS]		163
受託終了		
オートタキシン		262
新規作成		
グルカゴン(膵グルカゴン)[RIA]		204
受託終了		
25-ヒドロキシビタミンD(total)		143
検査方法	[CLEIA] ← [CLIA]	
基準値	[ビタミンD欠乏判定のカットオフ: 20 ng/mL] ← [(設定なし)]	
検査所要日数	[3～5日] ← [2～8日]	
アレルゲン特異IgG, ハト		248
新規作成		
アレルゲン特異IgG, セキセイインコ		248
新規作成		
尿一般物質定性半定量検査[随時尿]		74
検査機器	[US-3500] ← [クリニテックアトラスXL]	
沈渣[随時尿]		73
検査機器	[UF-5000] ← [UF-1000i]	
血液像(ICU)		
新規作成		
末梢血液一般検査(ICU)		
新規作成		
白血球数(ICU)		
新規作成		
赤血球数(ICU)		
新規作成		
ヘモグロビン(ICU)		
新規作成		
ヘマトクリット(ICU)		
新規作成		
血小板数(ICU)		
新規作成		
MCV(ICU)		
新規作成		
MCH(ICU)		
新規作成		
MCHC(ICU)		
新規作成		
可溶性フィブリンモノマー複合体(パラコアグレーションテスト)(ICU)		96
新規作成		
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)(ICU)		97
新規作成		
アンチプラスミン(α2-プラスミンインヒビター)(ICU)		97
新規作成		
α2プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC)(ICU)		98
新規作成		
プラスミノゲンアクチベータインヒビター1(PAI-1)(ICU)		98
新規作成		
プロテインC(ICU)		101
新規作成		
トロンボモジュリン(ICU)		101
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
E-XDP(顆粒球エラスターゼによるフィブリン分解産物)(ICU)		96
新規作成		
血液ガス[動脈血](ICU)		
新規作成		
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP)(ICU)		207
新規作成		
プレセプシン(ICU)		262
新規作成		
インフルエンザウイルスA・B型抗原		302
検査キット	[スポットケムFLORA FluAB] ← [クイックナビ-Flu2]	
P/C比(定量)[随時尿]		360
基準範囲	[0.15 g/Cr 未満] ← [150 mg/Cr 未満]	
単位	[g/Cr] ← [mg/Cr]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第12版		
TARC		340
所要日数	[当日報告] ← [2～3日]	
major BCR::ABL1 IS[末梢血]		382
新規作成		
micro BCR::ABL1 mRNA定量[血液]		
新規作成		
micro BCR::ABL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		385
新規作成		
TCF3::HLF mRNA定量[血液]		
新規作成		
TCF3::HLF mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
新規作成		
TCF3::PBX1 mRNA定量[血液]		
新規作成		
TCF3::PBX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
新規作成		
CBFB::MYH11 mRNA定量[血液]		
新規作成		
CBFB::MYH11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		389
新規作成		
RUNX1::MECOM mRNA定量[血液]		
新規作成		
RUNX1::MECOM mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
新規作成		
ETV6::RUNX1 mRNA定量[血液]		
新規作成		
ETV6::RUNX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
新規作成		
KMT2A::AFF1 mRNA定量[血液]		
新規作成		
KMT2A::AFF1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
新規作成		
KMT2A::AFDN mRNA定量[血液]		
新規作成		
KMT2A::AFDN mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
新規作成		
KMT2A::MLLT3 mRNA定量[血液]		
新規作成		
KMT2A::MLLT3 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
新規作成		
KMT2A::MLLT11 mRNA定量[血液]		
新規作成		
KMT2A::MLLT11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
新規作成		
KMT2A::MLLT1 mRNA定量[血液]		
新規作成		
KMT2A::MLLT1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
新規作成		
NUP98::HOXA9 mRNA定量[血液]		
新規作成		
NUP98::HOXA9 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
新規作成		
STIL::TAL1 mRNA定量[血液]		
新規作成		
STIL::TAL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
DEK::NUP214 mRNA定量[血液]		
新規作成		
DEK::NUP214 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		394
新規作成		
T波オルタナンス(TWA) 測定		413
新規作成		
肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)		409
新規作成		
NUDT15(薬理遺伝学的検査: メルカプトプリン)		401
新規作成		
HTLV-1抗体(確認試験)[LIA][髄液]		310
新規作成		
HTLV-1抗体(確認試験)[LIA][血清]		309
新規作成		
HIV-1抗体(確認試験)[WB]		310
新規作成		
HIV-2抗体(確認試験)[WB]		312
新規作成		
血液ガス[動脈血]		150
乳酸の報告成分	[濃度(mg/dL)と体積モル濃度(mmol/L)] ← [濃度(mg/dL)のみ]	
血液ガス[動脈血](救急外来・CCU・ICU・積貞棟5階・NICU・呼吸機能検査室)		
乳酸の報告成分	[濃度(mg/dL)と体積モル濃度(mmol/L)] ← [濃度(mg/dL)のみ]	
血液ガス[静脈血]		152
乳酸の報告成分	[濃度(mg/dL)と体積モル濃度(mmol/L)] ← [濃度(mg/dL)のみ]	
血液ガス[動脈血](ICU)		
乳酸の報告成分	[濃度(mg/dL)と体積モル濃度(mmol/L)] ← [濃度(mg/dL)のみ]	
血液ガス[動脈血](緊急検査室)		
乳酸の報告成分	[濃度(mg/dL)と体積モル濃度(mmol/L)] ← [濃度(mg/dL)のみ]	
HBウイルス DNA定量[TaqMan PCR]		282
所要日数	[3～4日] ← [約1週間]	
報告成分	[定量値(LogIU/mL)・増幅反応シグナル] ← [IU/mL・LogIU/mL・Log copies/mL]	
HCウイルス RNA定量[TaqMan PCR]		301
所要日数	[3～4日] ← [約1週間]	
報告成分	[定量値(LogIU/mL)・増幅反応シグナル] ← [定量値(LogIU/mL)]	
シクロスポリン		171
検査方法	[ECLIA] ← [ACMIA]	
白血病キメラ遺伝子スクリーニング[血液]		
新規作成		
白血病キメラ遺伝子スクリーニング[末梢血][骨髓液]		406
新規作成		
1;19転座(TCF3::PBX1)[血液]		
新規作成		
1;19転座(TCF3::PBX1)[他材料]		
新規作成		
1;19転座(TCF3::PBX1)[骨髓液]		
新規作成		
1q21増幅(CKS1B)[血液]		
新規作成		
1q21増幅(CKS1B)[他材料]		
新規作成		
1q21増幅(CKS1B)[骨髓液]		
新規作成		
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM)[血液]		
新規作成		
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM)[他材料]		
新規作成		
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM)[骨髓液]		
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
5q31欠失(IRF1)(5q-症候群)[血液]		
受託再開		
5q31欠失(IRF1)(5q-症候群)[他材料]		
受託再開		
5q31欠失(IRF1)(5q-症候群)[骨髓液]		
受託再開		
5q33転座(PDGFRB)[血液]		
新規作成		
5q33転座(PDGFRB)[他材料]		
新規作成		
5q33転座(PDGFRB)[骨髓液]		
新規作成		
8q24転座(MYC)[血液]		
新規作成		
8q24転座(MYC)[他材料]		
新規作成		
8q24転座(MYC)[骨髓液]		
新規作成		
8p12転座(FGFR1)[血液]		
新規作成		
8p12転座(FGFR1)[他材料]		
新規作成		
8p12転座(FGFR1)[骨髓液]		
新規作成		
11q22.3欠失(ATM)[血液]		
新規作成		
11q22.3欠失(ATM)[他材料]		
新規作成		
11q22.3欠失(ATM)[骨髓液]		
新規作成		
11q13転座(CCND1)[血液]		
新規作成		
11q13転座(CCND1)[他材料]		
新規作成		
11q13転座(CCND1)[骨髓液]		
新規作成		
12p13転座/欠失(ETV6)[血液]		
新規作成		
12p13転座/欠失(ETV6)[他材料]		
新規作成		
12p13転座/欠失(ETV6)[骨髓液]		
新規作成		
14q32転座(IGH)[血液]		
新規作成		
14q32転座(IGH)[他材料]		
新規作成		
14q32転座(IGH)[骨髓液]		
新規作成		
18q21転座(MALT1)[血液]		
新規作成		
18q21転座(MALT1)[他材料]		
新規作成		
18q21転座(MALT1)[骨髓液]		
新規作成		
18q21転座(BCL2)[血液]		
新規作成		
18q21転座(BCL2)[他材料]		
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
18q21転座(BCL2)[骨髓液]		
新規作成		
21q22転座(RUNX1)[血液]		
新規作成		
21q22転座(RUNX1)[他材料]		
新規作成		
21q22転座(RUNX1)[骨髓液]		
新規作成		
HLAタイピング(レシピエント)		341
新規作成		
HLAタイピング(ドナー)		343
新規作成		
#N/A		
#N/A		
抗HLA抗体(造血幹細胞移植)		326
新規作成		
抗HLA抗体(臓器移植)		326
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第13版		
トロンボテスト		95
受託終了		
PAP(前立腺性酸性ホスファターゼ)		269
受託終了		
クロバザム		160
有効治療域	[クロバザム: trough 30 - 300 ng/mL] ← [(設定なし)]	
有効治療域	[デスメチルクロバザム: trough 300 - 3000 ng/mL] ← [(設定なし)]	
ゾニサミド		161
有効治療域	[trough 10 - 30 ng/mL] ← [10 - 30 ng/mL(文献値)]	
IgG4		212
基準範囲	[11 - 121 mg/dL] ← [4.5 - 117 mg/dL]	
遊離L鎖 κ/λ 比		249
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [免疫比濁法(ネフェロメトリー)]	
所要日数	[2～3日] ← [3～7日]	
サイトメガロウイルス抗体 IgG		291
検査方法	[CLIA] ← [EIA]	
基準範囲	[6.0 AU/mL 未満 陰性] ← [(EIA価) 2.0 未満 陰性]	
所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
サイトメガロウイルス抗体 IgG[髄液]		292
検査方法	[CLIA] ← [EIA]	
基準範囲	[(設定なし)] ← [(EIA価) 0.20 未満 陰性]	
所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
サイトメガロウイルス抗体 IgM		292
検査方法	[CLIA] ← [EIA]	
基準範囲	[0.85 S/CO 未満 陰性] ← [(index) 0.80 未満 陰性]	
所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
サイトメガロウイルス抗体 IgM[髄液]		292
検査方法	[CLIA] ← [EIA]	
基準範囲	[(設定なし)] ← [(index) 0.80 未満 陰性]	
所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
抗MDA5抗体		319
所要日数	[2～5日] ← [2～8日]	
抗Mi-2抗体		319
所要日数	[2～5日] ← [2～8日]	
抗TIF1-γ抗体		319
所要日数	[2～5日] ← [2～8日]	
白血病キメラ遺伝子スクリーニング[血液]		
報告成分名称	[KMT2A] ← [MLL]	
報告成分名称	[AFDN] ← [MLLT4]	
白血病キメラ遺伝子スクリーニング[末梢血][骨髓液]		406
報告成分名称	[KMT2A] ← [MLL]	
報告成分名称	[AFDN] ← [MLLT4]	
アミオダロン		164
子項目追加	[モノデスメチルアミオダロン] ← []	
血液像(白血球分類)[アフエーシス産物]		88
新規作成		
CD3[アフエーシス産物]		333
新規作成		
抗ミトコンドリア抗体(AMA)		320
検査所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)DNA同定		287
検査所要日数	[3～5日] ← [2～5日]	
蛋白定量[他材料]		83
新規作成		
カンジダ抗原		279
受託終了		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
カンジダマンナン抗原		279
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(Ki-CONNECT専用)		398
新規作成		
FLT3-ITD遺伝子変異検査[血液]		
JLAC10コード	[8C071] ← []	
FLT3-ITD遺伝子変異検査[他材料]		
JLAC10コード	[8C071] ← []	
FLT3-ITD遺伝子変異検査[骨髓液]		
JLAC10コード	[8C071] ← []	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[血液]		
JLAC10コード	[8C491・8C493] ← [8C491]	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[他材料]		
JLAC10コード	[8C491・8C493] ← [8C491]	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[骨髓液]		
JLAC10コード	[8C491・8C493] ← [8C491]	
TBG(サイロキシン結合グロブリン)		187
検査方法		[CLEIA] ← [RIA(PEG法)]
基準範囲		[14 - 31 μg/mL] ← [14.0 - 29.4 μg/mL]
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[血液]		
新規作成		
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[末梢血][骨髓液]		381
新規作成		
JAK2 V617F変異相対定量解析[血液]		
新規作成		
JAK2 V617F変異相対定量解析[末梢血][骨髓液]		394
新規作成		
WT1 mRNA定量(外部委託)[血液]		
新規作成		
WT1 mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		395
新規作成		
線維芽細胞増殖因子23(FGF-23)		208
新規作成		
LD(乳酸脱水素酵素)[血清][血漿][臍帯血]		109
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
基準範囲		[124 - 222 U/L] ← [124 - 226 U/L]
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水][胸水][他材料]		110
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[臍帯血]		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水]		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[胸水]		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[髄液]		110
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[血漿](緊急検査室)		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
基準範囲		[124 - 222 U/L] ← [124 - 226 U/L]
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水](緊急検査室)		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[胸水](緊急検査室)		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水][胸水][他材料]		
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
アルカリフォスファターゼ(ALP)[血清][血漿][臍帯血]		110
検査方法		[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]
基準範囲		[38 - 113 U/L] ← [115 - 359 U/L]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水][胸水][他材料]		110
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[臍帯血]		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水]		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[胸水]		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[血漿](緊急検査室)		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
基準範囲	[38 - 113 U/L] ← [115 - 359 U/L]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水](緊急検査室)		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[胸水](緊急検査室)		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水][胸水][他材料]		
検査方法	[IFCC対応法] ← [JSCC標準化対応法]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第14版		
HBコアウイルス関連抗原		284
JLAC10分析物コード	[5F020] ← [5F018]	
抗HLA抗体(造血幹細胞移植)		326
JLAC10分析物コード	[5G536・5G537] ← [5G535]	
抗HLA抗体(臓器移植)		326
JLAC10分析物コード	[5G536・5G537] ← [5G535]	
蛋白分画[随時尿]		106
JLAC10コード	[233] ← [237]	
検査方法	[アガロースゲル電気泳動法] ← [キャピラリー電気泳動法]	
蛋白分画[他材料]		106
JLAC10コード	[233] ← [237]	
検査方法	[アガロースゲル電気泳動法] ← [キャピラリー電気泳動法]	
25-ヒドロキシビタミンD(total)		143
JLAC10測定法コード	[053] ← [052]	
検査方法	[ECLIA] ← [CLEIA]	
所要日数	[2～3日] ← [3～5日]	
ケトン体分画		133
基準値(アセト酢酸)	[13 - 69] ← [55 以下]	
基準値(3-ヒドロキシ酪酸)	[76 以下] ← [85 以下]	
基準値(総ケトン体)	[26 - 122] ← [130 以下]	
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)[血清]		207
新規作成		
PNH型赤血球検査[他材料]		
項目削除		
血液ガス[動脈血](緊急検査室)		
項目削除		
血液ガス[動脈血](救急外来・CCU・ICU・積貞棟5階・NICU・呼吸機能検査室)		
項目削除		
血液ガス[動脈血](ICU)		
項目削除		
血液ガス[動脈血]		150
検査項目名称	[血液ガス [動脈血]] ← [血液ガス [動脈血](検査部)]	
血液ガス[動脈血]		150
報告成分	[総ビリルビン(tBil)] ← [(報告なし)]	
報告成分	[Mg2+] ← [(報告なし)]	
報告成分	[Mg2+, pH補正(7.4)] ← [(報告なし)]	
報告成分	[Ca2+/Mg2+比] ← [(報告なし)]	
報告成分	[浸透圧(Osm)] ← [(報告なし)]	
報告成分	[クレアチニン] ← [(報告なし)]	
血液ガス[静脈血]		152
報告成分	[総ビリルビン(tBil)] ← [(報告なし)]	
報告成分	[Mg2+] ← [(報告なし)]	
報告成分	[Mg2+, pH補正(7.4)] ← [(報告なし)]	
報告成分	[Ca2+/Mg2+比] ← [(報告なし)]	
報告成分	[浸透圧(Osm)] ← [(報告なし)]	
報告成分	[クレアチニン] ← [(報告なし)]	
HCウイルス 遺伝子型(コアジェノタイプ)		300
報告表記	[1a型] ← [1a型(I)]	
報告表記	[1b型] ← [1b型(II)]	
報告表記	[2a型] ← [2a型(III)]	
報告表記	[2b型] ← [2b型(IV)]	
報告表記	[3a型] ← [3a型(V)]	
ホルター型心電図検査(外部委託)		412
新規作成		
血管超音波検査(簡易下肢静脈経過観察用)		462
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
筋電図検査(咬筋筋電図検査)		415
受託終了		
知覚神経検査(電流知覚閾値測定)		415
受託終了		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
検体検査基準値一覧 第15版		
抗リン脂質抗体検査(APLパネル)		325
新規作成		
Ⅳ型コラーゲン・7S		259
検査方法	[CLEIA] ← [RIA(二抗体法)]	
基準値	[4.4 ng/mL 以下] ← [5.0 ng/mL 以下]	
所要日数	[2～4日] ← [3～5日]	
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[血液]		
報告成分	[FLT3 ITD 判定] ← [FLT3 ITD]	
報告成分	[FLT3 ITD SR値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[FLT3 TKD 判定] ← [FLT3 TKD]	
報告成分	[FLT3 TKD SR値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～10日] ← [7～11日]	
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[末梢血][骨髓液]		381
報告成分	[FLT3 ITD 判定] ← [FLT3 ITD]	
報告成分	[FLT3 ITD SR値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[FLT3 TKD 判定] ← [FLT3 TKD]	
報告成分	[FLT3 TKD SR値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～10日] ← [7～11日]	
フレカイニド		166
検査所要日数	[3～4日] ← [3～5日]	
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3)[他材料]		119
新規作成, KINGオーダー開始		
亜鉛(Zn)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
亜鉛(Zn)[他材料]		155
新規作成, KINGオーダー開始		
IgG[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
IgG[他材料]		211
新規作成, KINGオーダー開始		
IgA[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
IgA[他材料]		212
新規作成, KINGオーダー開始		
IgM[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
IgM[他材料]		212
新規作成, KINGオーダー開始		
CH50(血清補体価)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
CH50(血清補体価)[他材料]		
新規作成, KINGオーダー開始		
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン)[他材料]		250
新規作成, KINGオーダー開始		
C4(β 1Eグロブリン)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
C4(β 1Eグロブリン)[他材料]		250
新規作成, KINGオーダー開始		
プレアルブミン[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
プレアルブミン[他材料]		251
新規作成, KINGオーダー開始		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
レチノール結合蛋白(RBP)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
レチノール結合蛋白(RBP)[他材料]		252
新規作成, KINGオーダー開始		
ハプトグロビン(Hp)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
ハプトグロビン(Hp)[他材料]		252
新規作成, KINGオーダー開始		
トランスフェリン(Tf)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
トランスフェリン(Tf)[他材料]		253
新規作成, KINGオーダー開始		
KL-6[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
KL-6[他材料]		261
新規作成, KINGオーダー開始		
梅毒脂質抗体定性[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
梅毒TP抗体定性[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
梅毒脂質抗体定量[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
梅毒TP抗体定量[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
リウマトイド因子(リウマトイド)[臍帯血]		
新規作成, KINGオーダー開始		
リウマトイド因子(リウマトイド)[他材料]		320
新規作成, KINGオーダー開始		
結石分析		176
検査所要日数	[6～7日] ← [5～8日]	
プロテインS		101
検査所要日数	[3～6日] ← [2～5日]	
NMP22(核マトリックスプロテイン22)[随時尿]		270
検査所要日数	[3～6日] ← [2～5日]	
CH50(血清補体価)		250
単位	[CH50/mL] ← [U/mL]	
CH50(血清補体価)[他材料]		
単位	[CH50/mL] ← [U/mL]	
CH50(血清補体価)[臍帯血]		
単位	[CH50/mL] ← [U/mL]	
UGT1A1(UDP-グルクロン酸転移酵素遺伝子)(薬理遺伝学的検査: イリノテカン)		401
採取量	[5 mL] ← [2 mL]	
検査所要日数	[5～9日] ← [3～5日]	
ポリコナゾール		169
所要日数	[3～5日] ← [3～4日]	
有効治療域	[trough 1 - 2 μg/mL 以上] ← [1 - 5 μg/mL]	
検査方法(修正)	[LC/MS/MS] ← [HPLC]	
ガバベンチン		161
所要日数	[3～5日] ← [3～4日]	
検査方法(追記)	[LC/MS/MS] ← [(記載なし)]	
トピラマート		161
保存方法	[凍結] ← [冷蔵]	
有効治療域	[trough 5 - 20 μg/mL] ← [(設定なし)]	
検査方法(追記)	[LC/MS/MS] ← [(記載なし)]	
ラモトリギン		161
有効治療域	[trough 2.5 - 15 μg/mLq] ← [(設定なし)]	
検査方法(追記)	[LC/MS/MS] ← [(記載なし)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
レベチラセタム		162
有効治療域	[trough 12 - 46 μ g/mL] ← [(設定なし)]	
検査方法(追記)	[LC/MS] ← [(記載なし)]	
ペランパネル		162
所要日数	[3～4日] ← [7日]	
肺サーファクタント蛋白A(SP-A)		141
新規作成, KINGオーダー開始		
RAS遺伝子変異(OncoBEAM RAS CRC)(KRAS/NRAS)[血漿]		387
新規作成		
アルドステロン(ALD)[RIA]		192
検査終了		
アルドステロン(ALD)[CLEIA][随時尿]		192
JLAC10 測定法コード	[052] ← [005]	
検査方法	[CLEIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
アルドステロン(ALD)[CLEIA][蓄尿]		193
検査方法	[CLEIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
JLAC10 測定法コード	[052] ← [005]	
アルドステロン(ALD)[RIA][負荷試験]		358
検査終了		
IgG[随時尿]		211
新規作成		
トランスフェリン(Tf)[随時尿]		253
新規作成		

改訂履歴

検体検査基準値一覧 第16版

EBウイルス DNA定量[PCR][血液]		
項目削除		
EBウイルス DNA定量[PCR][腹水]		
項目削除		
EBウイルス DNA定量[PCR][胸水]		
項目削除		
EBウイルス DNA定量[PCR][髄液]		
項目削除		
EBウイルス DNA定量[PCR][他材料]		
項目削除		
EBウイルス DNA定量[PCR][骨髓液]		
項目削除		
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][血液]		
項目削除		
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][腹水]		
項目削除		
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][胸水]		
項目削除		
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][髄液]		
項目削除		
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][他材料]		
項目削除		
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][骨髓液]		
項目削除		
EBウイルス DNA定量[PCR][血液]		294
項目コード	[0832] ← [0832010]	
EBウイルス DNA定量[PCR][腹水]		294
項目コード	[0842] ← [0832100]	
EBウイルス DNA定量[PCR][胸水]		294
項目コード	[0843] ← [0832120]	
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][血液]		293
項目コード	[0844] ← [0833010]	
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][腹水]		293
項目コード	[0845] ← [0833100]	
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][胸水]		294
項目コード	[0846] ← [0833120]	
サイトメガロウイルス DNA定量[PCR][他材料]		294
項目コード	[0847] ← [0833200]	
EBウイルス DNA定量[PCR][他材料]		295
項目コード	[0848] ← [0832200]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アルドステロン(ALD)[CLEIA]		192
項目コード	[1228] ← [1220]	
JLAC10測定法コード	[052] ← [005]	
検査方法	[CLEIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
基準値(随時)	[170 以下] ← [36 - 240]	
基準値(臥位)	[(設定なし)] ← [30 - 159]	
アルドステロン(ALD)[CLEIA]〔負荷試験〕		359
項目コード	[1228000] ← [1220000]	
JLAC10測定法コード	[052] ← [005]	
検査方法	[CLEIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
T3(トリヨードサイロニン)[血清]		185
検査場所	[外部委託(LSIメディエンス)] ← [院内測定]	
所要日数	[2～3日] ← [当日報告]	
基準値	[0.80 - 1.60 ng/mL] ← [0.780 - 1.460 ng/mL]	
T3(トリヨードサイロニン)〔負荷試験〕		357
検査場所	[外部委託(LSIメディエンス)] ← [院内測定]	
T4(サイロキシン)[血清]		185
検査場所	[外部委託(LSIメディエンス)] ← [院内測定]	
所要日数	[2～3日] ← [当日報告]	
基準値	[6.10 - 12.40 μg/dL] ← [5.47 - 9.65 μg/dL]	
T4(サイロキシン)〔負荷試験〕		358
検査場所	[外部委託(LSIメディエンス)] ← [院内測定]	
プロテインS		101
検査所要日数	[3～5日] ← [3～6日]	
結石分析		176
検査所要日数	[5～7日] ← [6～7日]	
NMP22(核マトリックスプロテイン22)[随時尿]		270
検査所要日数	[3～5日] ← [3～6日]	
クレアチン[蓄尿]		120
報告単位	[1日排泄量: mg/day] ← [1日排泄量 : g/day]	
報告成分	[濃度と1日排泄量] ← [1日排泄量のみ]	
基準値(男性)	[180.0 mg/day 以下] ← [0.20 g/day 以下]	
基準値(女性)	[330.0 mg/day 以下] ← [0.43 g/day 以下]	
ポルフォビリノーゲン[蓄尿]		157
所要日数	[7～13日] ← [5～8日]	
ポルフォビリノーゲン[随時尿]		157
所要日数	[7～13日] ← [5～8日]	
LDアイソザイム(乳酸脱水素酵素アイソザイム)		110
基準値(LD1)	[20.0 - 31.0] ← [17.3 - 30.3]	
基準値(LD2)	[28.8 - 37.0] ← [30.0 - 39.7]	
基準値(LD3)	[21.5 - 27.6] ← [19.0 - 25.6]	
基準値(LD4)	[6.3 - 12.4] ← [6.2 - 12.3]	
基準値(LD5)	[5.4 - 13.2] ← [4.9 - 13.9]	
ALPアイソザイム(アルカリフォスファターゼアイソザイム)		112
基準値(ALP1)	[0.0 - 5.3] ← [0.0 - 2.0]	
基準値(ALP2)	[36.6 - 69.2] ← [26.3 - 65.0]	
基準値(ALP3)	[25.2 - 54.2] ← [34.6 - 62.4]	
基準値(ALP5)	[0.0 - 18.1] ← [0.0 - 18.4]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アミノ酸分画(総)		124
JLAC10測定法コード	[205] ← [204]	
検査方法	[液体クロマトグラフィー質量分析法(LC/MS/MS)] ← [高速液体クロマトグラフィー(HPLC)]	
基準値(タウリン)	[34.5 - 80.6] ← [35.2 - 70.0]	
基準値(ホスフォエタノールアミン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(アスパラギン酸)	[5.7 以下] ← [3.2 未満]	
基準値(ヒドロキシプロリン)	[19.7 以下] ← [5.4 - 18.2]	
基準値(トレオニン)	[89.2 - 241.6] ← [89.2 - 205.0]	
基準値(セリン)	[78.4 - 200.1] ← [91.5 - 161.8]	
基準値(アスパラギン)	[37.7 - 78.5] ← [40.8 - 76.5]	
基準値(グルタミン酸)	[13.3 - 86.7] ← [10.8 - 44.4]	
基準値(グルタミン)	[503.4 - 851.4] ← [488.2 - 733.1]	
基準値(サルコシン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(α-アミノアジピン酸)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(プロリン)	[89.8 - 304.7] ← [89.6 - 258.8]	
基準値(グリシン)	[136.8 - 397.7] ← [153.2 - 362.1]	
基準値(アラニン)	[253.6 - 601.9] ← [239.9 - 510.2]	
基準値(シトルリン)	[18.2 - 50.1] ← [20.4 - 44.8]	
基準値(α-アミノ-n-酪酸)	[11.2 - 40.1] ← [11.0 - 25.7]	
基準値(バリン)	[162.9 - 351.4] ← [158.4 - 287.7]	
基準値(シスチン)	[34.9 - 77.7] ← [36.5 - 56.0]	
基準値(メチオニン)	[18.1 - 43.5] ← [19.2 - 32.7]	
基準値(シスタチオニン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(イソロイシン)	[44.9 - 120.3] ← [41.3 - 84.9]	
基準値(ロイシン)	[84.4 - 200.2] ← [80.9 - 154.3]	
基準値(チロシン)	[46.7 - 103.6] ← [50.2 - 82.6]	
基準値(β-アラニン)	[8.0 以下] ← [7.7 未満]	
基準値(フェニルアラニン)	[49.0 - 90.8] ← [45.7 - 76.5]	
基準値(β-アミノイソ酪酸)	[6.7 以下] ← [3.7 未満]	
基準値(ホモシスチン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(γ-アミノ酪酸)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(モノエタノールアミン)	[6.7 - 12.2] ← [6.0 - 10.7]	
基準値(ヒドロキシリジン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(オルニチン)	[50.8 - 137.4] ← [43.2 - 95.7]	
基準値(1-メチルヒスチジン)	[26.5 以下] ← [12.8 未満]	
基準値(ヒスチジン)	[68.0 - 116.6] ← [67.9 - 97.1]	
基準値(リジン)	[138.6 - 294.2] ← [118.7 - 257.0]	
基準値(3-メチルヒスチジン)	[7.2 以下] ← [2.9 - 6.8]	
基準値(トリプトファン)	[46.7 - 92.0] ← [41.4 - 65.5]	
基準値(アンセリン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(カルノシン)	[5.0 以下] ← [6.3 未満]	
基準値(アルギニン)	[44.1 - 115.2] ← [46.0 - 121.7]	
基準値(アロイソロイシン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(グリシルプロリン)	[5.0 以下] ← [(報告なし)]	
基準値(ホモシトルリン)	[5.0 以下] ← [(報告なし)]	
基準値(S-スルホシステイン)	[5.0 以下] ← [(報告なし)]	
基準値(キヌレニン)	[5.0 以下] ← [(報告なし)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
アミノ酸分画(総)[随時尿]		126
JLAC10測定法コード	[205] ← [204]	
検査方法	[液体クロマトグラフィー質量分析法(LC/MS/MD)] ← [高速液体クロマトグラフィー(HPLC)]	
基準値(タウリン)	[23.3 - 2349] ← [132.8 - 2045]	
基準値(ホスフォエタノールアミン)	[65.5 以下] ← [5.9 - 76.6]	
基準値(アスパラギン酸)	[13.8 以下] ← [18.8 未満]	
基準値(ヒドロキシプロリン)	[20.2 以下] ← [11.7 未満]	
基準値(トレオニン)	[28.7 - 788.8] ← [29.5 - 455.8]	
基準値(セリン)	[56.4 - 1062] ← [74.0 - 817.2]	
基準値(アスパラギン)	[20.6 - 361.8] ← [24.2 - 316.9]	
基準値(グルタミン酸)	[33.6 以下] ← [5.1 - 84.6]	
基準値(グルタミン)	[57.8 - 1439] ← [93.7 - 1184]	
基準値(サルコシン)	[12.7 以下] ← [ND]	
基準値(α-アミノアジピン酸)	[117.2 以下] ← [10.1 - 72.4]	
基準値(プロリン)	[42.0 以下] ← [11.5 未満]	
基準値(グリシン)	[277.7 - 4443] ← [263.3 - 3386]	
基準値(アラニン)	[38.4 - 956.7] ← [47.8 - 803.5]	
基準値(シトルリン)	[34.4 以下] ← [21.7 未満]	
基準値(α-アミノ-n-酪酸)	[33.7 以下] ← [2.2 - 27.9]	
基準値(バリン)	[5.1 - 94.4] ← [8.0 - 78.9]	
基準値(シスチン)	[221.8 以下] ← [8.6 - 124.7]	
基準値(メチオニン)	[25.1 以下] ← [2.6 - 37.8]	
基準値(シスタチオン)	[58.4 以下] ← [3.4 - 50.1]	
基準値(イソロイシン)	[30.9 以下] ← [3.0 - 28.8]	
基準値(ロイシン)	[77.5 以下] ← [6.0 - 61.8]	
基準値(チロシン)	[10.0 - 263.6] ← [21.5 - 255.1]	
基準値(β-アラニン)	[84.6 以下] ← [56.9 未満]	
基準値(フェニルアラニン)	[7.9 - 135.5] ← [11.8 - 104.5]	
基準値(β-アミノイソ酪酸)	[7.8 - 3013] ← [18.4 - 1695]	
基準値(ホモシスチン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(γ-アミノ酪酸)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(モノエタノールアミン)	[73.6 - 1076] ← [100.1 - 937.9]	
基準値(ヒドロキシリジン)	[46.0 以下] ← [11.6 未満]	
基準値(オルニチン)	[76.1 以下] ← [3.6 - 29.0]	
基準値(1-メチルヒスチジン)	[23.2 - 1990] ← [24.8 - 1575]	
基準値(ヒスチジン)	[86.1 - 2375] ← [200.6 - 2367]	
基準値(リジン)	[20.2 - 1500] ← [23.6 - 535.2]	
基準値(3-メチルヒスチジン)	[26.2 - 755.8] ← [81.4 - 607.3]	
基準値(トリプトファン)	[8.4 - 186.7] ← [16.9 - 146.8]	
基準値(アンセリン)	[85.4 以下] ← [62.3 未満]	
基準値(カルノシン)	[51.9 以下] ← [2.1 - 33.0]	
基準値(アルギニン)	[77.4 以下] ← [3.4 - 47.8]	
基準値(アロイソロイシン)	[5.0 以下] ← [ND]	
基準値(グリシルプロリン)	[32.8 以下] ← [(報告なし)]	
基準値(ホモシトルリン)	[43.0 以下] ← [(報告なし)]	
基準値(S-スルホシステイン)	[27.0 以下] ← [(報告なし)]	
アミノ酸分画(総)[蓄尿]		128
JLAC10測定法コード	[205] ← [204]	
検査方法	[液体クロマトグラフィー質量分析法(LC/MS/MS)] ← [高速液体クロマトグラフィー(HPLC)]	
報告成分	[グリシルプロリン] ← [(報告なし)]	
報告成分	[ホモシトルリン] ← [(報告なし)]	
報告成分	[S-スルホシステイン] ← [(報告なし)]	
活性型レニン(PRC)		206
検査方法	[CLEIA] ← [IRMA]	
基準値	[1.2 - 35.4 pg/mL(随時)] ← [2.5 - 21.4 pg/mL(安静臥位), 3.6 - 63.7 pg/mL(立位歩行)]	
活性型レニン(PRC)〔負荷試験〕		360
検査方法	[CLEIA] ← [IRMA]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
Ⅰ型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx)[随時尿]		258
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
報告成分	[クレアチニン補正值] ← [クレアチニン補正值]	
報告成分	[NTx濃度] ← [NTx濃度]	
報告成分	[クレアチニン濃度] ← [(報告なし)]	
ループスアンチコアグラント(希釈ラッセル蛇毒時間法)		325
基準値	[Normalized Ratio 1.2 以下] ← [T1/2比 1.3 未満]	
アレルギー特異IgE, マラセチア(ピティロスポリウム)		222
受託終了		
アレルギー特異IgE, 稗(ヒエ)		232
受託終了		
micro BCR::ABL1 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
micro BCR::ABL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		385
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
TCF3::HLF mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
TCF3::HLF mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
TCF3::PBX1 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
TCF3::PBX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
CBFB::MYH11 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
CBFB::MYH11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		389
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
RUNX1::MECOM mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
RUNX1::MECOM mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
ETV6::RUNX1 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
ETV6::RUNX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
KMT2A::AFF1 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::AFF1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::AFDN mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::AFDN mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::MLLT3 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::MLLT3 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::MLLT11 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::MLLT11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::MLLT1 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
KMT2A::MLLT1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
NUP98::HOXA9 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
NUP98::HOXA9 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
STIL::TAL1 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
STIL::TAL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
DEK::NUP214 mRNA定量[血液]		
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
DEK::NUP214 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		394
報告成分	[内部標準実測値] ← [(報告なし)]	
報告成分	[標的遺伝子実測値] ← [(報告なし)]	
所要日数	[4～7日] ← [4～10日]	
抗リン脂質抗体検査(APLパネル)		325
所要日数	[3～5日] ← [3～6日]	
免疫電気泳動(特異抗血清による同定)[免疫固定法]		248
JLAC10 分析物コード	[5A136] ← [5A135]	
ガンシクロビル / イトラコナゾール		169
新規作成		
ベネトクラクス		170
新規作成		
ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法)		325
新規作成		
第ⅩⅢ因子(活性)		100
新規作成		
第ⅩⅢ因子(抗原)		99
検査項目名称	[第ⅩⅢ因子(抗原)] ← [第ⅩⅢ因子]	
多発性骨髄腫マルチカラー10[骨髓液]		337
新規作成		
アダリムマブ		173
項目名	[アダリムマブ] ← [アダリムマブ(ヒュミラ)]	
アダリムマブ[ELISA]		173
項目名称	[アダリムマブ[ELISA]] ← [アダリムマブ]	
PIVKA-Ⅱ [他材料]		270
新規作成		
ヘモグロビン[便]		75
JLAC10測定法コード	[062] ← [195]	
検査方法	[ラテックス凝集免疫比濁法] ← [金コロイド発色法]	
多発性骨髄腫パネル解析(院内測定)[血液]		337
新規追加		
多発性骨髄腫パネル解析(院内測定)[他材料]		337
新規追加		
多発性骨髄腫パネル解析(院内測定)[骨髓液]		337
新規追加		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[血清]		199
検査項目名称	[インタクトHCG($\alpha\beta$)] ← [インタクトHCG($\alpha+\beta$ サブユニット)]	
インタクトHCG($\alpha\beta$)[随時尿]		200
検査項目名称	[インタクトHCG($\alpha\beta$)] ← [インタクトHCG($\alpha+\beta$ サブユニット)]	
インタクトHCG($\alpha\beta$)[蓄尿]		200
検査項目名称	[インタクトHCG($\alpha\beta$)] ← [インタクトHCG($\alpha+\beta$ サブユニット)]	
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β)[血清]		200
検査項目名称	[トータルHCG($\alpha\beta+\beta$)] ← [トータルHCG(インタクトHCG+フリーHCG- β サブユニット)]	
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β)[血漿](時間外検査室)		201
検査項目名称	[トータルHCG($\alpha\beta+\beta$)] ← [トータルHCG(インタクトHCG+フリーHCG- β サブユニット)]	
遊離 β -HCG[血清]		201
検査項目名称	[遊離 β -HCG] ← [HCG β サブユニット(β -HCG) (遊離)]	
遊離 β -HCG[随時尿]		202
検査項目名称	[遊離 β -HCG] ← [HCG β サブユニット(β -HCG) (遊離)]	
遊離 β -HCG[蓄尿]		202
検査項目名称	[遊離 β -HCG] ← [HCG β サブユニット(β -HCG) (遊離)]	
ヘモグロビン[腹水]		82
新規追加		
pH[腹水]		82
新規追加		
ヘモグロビン[胸水]		83
新規追加		
pH[胸水]		83
新規追加		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ヘモグロビン[他材料]		83
新規追加		
pH[他材料]		83
新規追加		
PD-L1蛋白(clone 22C3)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		272
項目コード	[tc13_5d597] ← [tc13_5d597-5d598]	
PD-L1蛋白(clone SP142)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		272
新規作成		
EZH2遺伝子変異解析(タゼメトスタット)[組織](外注)		404
新規作成		
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[血液]		
JLAC10測定法コード	[899] ← [851, 237]	
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[末梢血][骨髓液]		381
JLAC10測定法コード	[899] ← [851, 237]	
抗リン脂質抗体検査(APLパネル)		325
JLAC10分析物コード	[5G519] ← [(設定なし)]	
TTR遺伝子変異解析TTR(家族性アミロイドポリニューロパチー(FAP)遺伝子)		398
JLAC10測定法コード	[848] ← [851, 848]	
マイクロサテライト不安定性検査(MSI)(免疫チェックポイント阻害剤)		404
JLAC10測定法コード	[899] ← [856]	
リポ蛋白分画精密測定		139
受託終了		
アレルゲン特異IgG, ハト		248
受託終了		
アレルゲン特異IgG, セキセイインコ		248
受託終了		
麻疹ウイルス抗体[HI]		305
受託終了		
麻疹ウイルス抗体[HI][髄液]		305
受託終了		
TSHレセプター抗体(TBII)(定性)		322
受託終了		
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)		322
受託終了		
オステオカルシン(BGP)		208
JLAC10測定法コード	[(設定なし)] ← [053]	
検査方法	[FEIA] ← [ECLIA]	
基準範囲(共通)	[8.3 - 32.7 ng/mL] ← [(設定なし)]	
基準範囲(男性)	[(設定なし)] ← [8.4 - 33.1 ng/mL]	
基準範囲(閉経前)	[(設定なし)] ← [7.8 - 30.8 ng/mL]	
基準範囲(閉経後)	[(設定なし)] ← [14.2 - 54.8 ng/mL]	
プラスミノゲン		97
基準値	[71 - 128%] ← [80 - 130%]	
検査場所	[LSIメディエンス(外注)] ← [院内測定]	
所要日数	[2～3日] ← [当日報告]	
肺サーファクタント蛋白D(SP-D)		141
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG		275
所要日数	[1～2日] ← [2～3日]	
トキソプラズマ抗体-IgG[CLIA]		280
項目コード	[6062] ← [6662]	
JLAC10測定法コード	[051] ← [052]	
検査方法	[CLIA] ← [CLEIA]	
基準範囲	[1.6 IU/mL 未満] ← [7.5 IU/mL 未満]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
トキソプラズマ抗体-IgM[CLIA]		281
項目コード	[051] ← [052]	
JLAC10測定法コード	[6063] ← [6663]	
検査方法	[CLIA] ← [CLEIA]	
基準範囲	[0.83 S/CO 未満] ← [0.8 S/CO 未満]	
フェリチン[他材料]		257
新規作成		
プロカルシトニン(PCT)[他材料]		261
新規作成		
CEA[腹水][胸水][他材料]		264
新規作成		
AFP(α -フェトプロテイン)[腹水][胸水][他材料]		264
新規作成		
CA125[腹水][胸水][他材料]		265
新規作成		
CA15-3[腹水][胸水][他材料]		266
新規作成		
CA19-9[腹水][胸水][他材料]		266
新規作成		
前立腺特異抗原(PSA)[腹水][胸水][他材料]		267
新規作成		
PSA F/T比[腹水][胸水][他材料]		268
新規作成		
シフラ(サイトケラチン19フラグメント)[腹水][胸水][他材料]		269
新規作成		
NSE(神経特異エノラーゼ)[腹水][胸水][他材料]		269
新規作成		
プロラクチン[他材料]		182
新規作成		
LH(黄体形成ホルモン)[他材料]		183
新規作成		
FSH(卵胞刺激ホルモン)[他材料]		184
新規作成		
TSH(甲状腺刺激ホルモン)[他材料]		184
新規作成		
FT3(遊離トリヨードサイロニン)[他材料]		185
新規作成		
FT4(遊離サイロキシシン)[他材料]		186
新規作成		
サイログロブリン[他材料]		187
新規作成		
コルチゾール[他材料]		191
新規作成		
エストラジオール(E2)[他材料]		197
新規作成		
プロジェステロン[他材料]		197
新規作成		
テストステロン[他材料]		198
新規作成		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[他材料]		199
新規作成		
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β)[他材料]		201
新規作成		
インスリン(インシュリン)[他材料]		203
新規作成		
C-ペプチド[他材料]		203
新規作成		
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP)[他材料]		207
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP) [他材料]		207
新規作成		
ADAMTS13		100
新規作成		
ADAMTS13インヒビター		100
新規作成		
単純ヘルペスウイルスDNA定量		289
新規作成		
カルプロテクチン [便]		262
新規作成		
インターフェロン-λ3		339
新規作成		
インターロイキン-6 (IL-6)		339
新規作成		
アデノシンデアミナーゼ (ADA) [腹水]		114
新規作成		
ヒアルロン酸 [腹水]		132
新規作成		
アデノシンデアミナーゼ (ADA) [胸水]		114
新規作成		
ヒアルロン酸 [胸水]		132
新規作成		
SCC [胸水]		267
新規作成		
アンギオテンシン1転換酵素 (ACE) [髄液]		118
新規作成		
単純ヘルペスウイルスDNA定量 [髄液]		289
新規作成		
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗甲状腺マイクロソーム抗体) [髄液]		321
新規作成		
抗サイログロブリン抗体 [髄液]		321
新規作成		
抗GAD抗体 (抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体) [髄液]		323
新規作成		
可溶性インターロイキン-2レセプター (可溶性IL-2レセプター) [髄液]		339
新規作成		
インターロイキン-6 (IL-6) [髄液]		339
新規作成		
HTLV-1/ATL HAS-Flow解析TM [血液]		338
新規作成		
HTLV-1/ATL HAS-Flow解析TM [骨髓液]		338
新規作成		
梅毒脂質抗体定性 [他材料]		275
新規作成		
梅毒TP抗体定性 [他材料]		276
新規作成		
梅毒脂質抗体定量 [他材料]		276
新規作成		
梅毒TP抗体定量 [他材料]		277
新規作成		
アレルゲン特異IgE, Asp f1		221
新規追加		
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体-IgG, IgM, IgA (HIT抗体-IgG, IgM, IgA)		326
新規作成		
総蛋白 (TP) [血清] [血漿] [臍帯血]		104
項目コード統合	[0430] ← [0430・4507]	
総蛋白 (TP) [臍帯血]		
項目削除	[0430] ← [4507]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
総蛋白(TP)[腹水]		
項目削除	[3507] ← [4607]	
総蛋白(TP)[胸水]		
項目削除	[3507] ← [4707]	
総蛋白(TP)[腹水][胸水][他材料]		104
項目コード統合	[3507] ← [4607・4707・3507]	
アルブミン[血清][血漿][臍帯血]		104
項目コード統合	[0447] ← [0447・4508]	
アルブミン[臍帯血]		
項目削除	[0447] ← [4508]	
アルブミン[腹水]		
項目削除	[3508] ← [4608]	
アルブミン[胸水]		
項目削除	[3508] ← [4708]	
アルブミン[腹水][胸水][他材料]		105
項目コード統合	[3508] ← [4608・4708・3508]	
クレアチンキナーゼ(CK)[血清][血漿][臍帯血]		107
項目コード統合	[0480] ← [0480・4520]	
クレアチンキナーゼ(CK)[臍帯血]		
項目削除	[0480] ← [4520]	
クレアチンキナーゼ(CK)[腹水]		
項目削除	[3520] ← [4620]	
クレアチンキナーゼ(CK)[胸水]		
項目削除	[3520] ← [4720]	
クレアチンキナーゼ(CK)[腹水][胸水][他材料]		107
項目コード統合	[3520] ← [4620・4720・3520]	
CK-MB[血清][血漿][臍帯血]		107
項目コード統合	[0508] ← [0508・4521]	
CK-MB[臍帯血]		
項目削除	[0508] ← [4521]	
AST(GOT)[血清][血漿][臍帯血]		108
項目コード統合	[0419] ← [0419・4501]	
AST(GOT)[臍帯血]		
項目削除	[0419] ← [4501]	
AST(GOT)[腹水]		
項目削除	[3501] ← [4601]	
AST(GOT)[胸水]		
項目削除	[3501] ← [4701]	
AST(GOT)[腹水][胸水][他材料]		108
項目コード統合	[3501] ← [4601・4701・3501]	
ALT(GPT)[血清][血漿][臍帯血]		108
項目コード統合	[0401] ← [0401・4502]	
ALT(GPT)[臍帯血]		
項目削除	[0401] ← [4502]	
ALT(GPT)[腹水]		
項目削除	[3502] ← [4602]	
ALT(GPT)[胸水]		
項目削除	[3502] ← [4702]	
ALT(GPT)[腹水][胸水][他材料]		108
項目コード統合	[3502] ← [4602・4702・3502]	
LD(乳酸脱水素酵素)[血清][血漿][臍帯血]		109
項目コード統合	[0403] ← [0403・4503]	
LD(乳酸脱水素酵素)[臍帯血]		
項目削除	[0403] ← [4503]	
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水]		
項目削除	[3503] ← [4603]	
LD(乳酸脱水素酵素)[胸水]		
項目削除	[3503] ← [4703]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水][胸水][他材料]		110
項目コード統合	[3503] ← [4603・4703・3503]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[血清][血漿][臍帯血]		110
項目コード統合	[0421] ← [0421・4504]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[臍帯血]		
項目削除	[0421] ← [4504]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水]		
項目削除	[3504] ← [4604]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[胸水]		
項目削除	[3504] ← [4704]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水][胸水][他材料]		110
項目コード統合	[3504] ← [4604・4704・3504]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[血清][血漿][臍帯血]		113
項目コード統合	[0462] ← [0462・4505]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[臍帯血]		
項目削除	[0462] ← [4505]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[腹水]		
項目削除	[3505] ← [4605]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[胸水]		
項目削除	[3505] ← [4705]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[腹水][胸水][他材料]		113
項目コード統合	[3505] ← [4605・4705・3505]	
コリンエステラーゼ(ChE)[血清][血漿][臍帯血]		113
項目コード統合	[0405] ← [0405・4510]	
コリンエステラーゼ(ChE)[臍帯血]		
項目削除	[0405] ← [4510]	
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水]		
項目削除	[3510] ← [4610]	
コリンエステラーゼ(ChE)[胸水]		
項目削除	[3510] ← [4710]	
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水][胸水][他材料]		113
項目コード統合	[3510] ← [4610・4710・3510]	
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)[血清][臍帯血]		114
項目コード統合	[0461] ← [0461・4506]	
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)[臍帯血]		
項目削除	[0461] ← [4506]	
アミラーゼ[血清][血漿][臍帯血]		114
項目コード統合	[0417] ← [0417・4524]	
アミラーゼ[臍帯血]		
項目削除	[0417] ← [4524]	
アミラーゼ[腹水]		
項目削除	[3524] ← [4624]	
アミラーゼ[胸水]		
項目削除	[3524] ← [4724]	
アミラーゼ[腹水][胸水][他材料]		115
項目コード統合	[3524] ← [4624・4724・3524]	
リパーゼ[血清][血漿][臍帯血]		116
項目コード統合	[0418] ← [0418・4525]	
リパーゼ[臍帯血]		
項目削除	[0418] ← [4525]	
リパーゼ[腹水]		
項目削除	[3525] ← [4625]	
リパーゼ[胸水]		
項目削除	[3525] ← [4725]	
リパーゼ[腹水][胸水][他材料]		116
項目コード統合	[3525] ← [4625・4725・3525]	
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3)[血清][臍帯血]		119
項目コード統合	[6673] ← [6673・4813]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
マトリックスメタロプロテアーゼ-3(MMP-3)[臍帯血]		
項目削除	[6673] ← [4813]	
クレアチニン[血清][血漿][臍帯血]		120
項目コード統合	[0452] ← [0452・4513]	
クレアチニン[臍帯血]		
項目削除	[0452] ← [4513]	
クレアチニン[腹水]		
項目削除	[3513] ← [4613]	
クレアチニン[胸水]		
項目削除	[3513] ← [4713]	
クレアチニン[腹水][胸水][他材料]		121
項目コード統合	[3513] ← [4613・4713・3513]	
尿酸(UA)[血清][血漿][臍帯血]		121
項目コード統合	[0410] ← [0410・4514]	
尿酸(UA)[臍帯血]		
項目削除	[0410] ← [4514]	
尿酸(UA)[腹水]		
項目削除	[3514] ← [4614]	
尿酸(UA)[胸水]		
項目削除	[3514] ← [4714]	
尿酸(UA)[腹水][胸水][他材料]		122
項目コード統合	[3514] ← [4614・4714・3514]	
尿素窒素(UN)[血清][血漿][臍帯血]		122
項目コード統合	[0409] ← [0409・4515]	
尿素窒素(UN)[臍帯血]		
項目削除	[0409] ← [4515]	
尿素窒素(UN)[腹水]		
項目削除	[3515] ← [4615]	
尿素窒素(UN)[胸水]		
項目削除	[3515] ← [4715]	
尿素窒素(UN)[腹水][胸水][他材料]		123
項目コード統合	[3515] ← [4615・4715・3515]	
アンモニア[血漿][臍帯血]		123
項目コード統合	[0456] ← [0456・4535]	
アンモニア[臍帯血]		
項目削除	[0456] ← [4535]	
グルコース[血清][血漿][臍帯血]		131
項目コード統合	[0506] ← [0506・4523]	
グルコース[臍帯血]		
項目削除	[0506] ← [4523]	
グルコース[腹水]		
項目削除	[3523] ← [4623]	
グルコース[胸水]		
項目削除	[3523] ← [4723]	
グルコース[腹水][胸水][他材料]		131
項目コード統合	[3523] ← [4623・4723・3523]	
グリコアルブミン[血清][臍帯血]		131
項目コード統合	[6079] ← [6079・4509]	
グリコアルブミン[臍帯血]		
項目削除	[6079] ← [4509]	
トリグリセリド(TG)[血清][血漿][臍帯血]		134
項目コード統合	[0425] ← [0425・4519]	
トリグリセリド(TG)[臍帯血]		
項目削除	[0425] ← [4519]	
トリグリセリド(TG)[腹水]		
項目削除	[3519] ← [4619]	
トリグリセリド(TG)[胸水]		
項目削除	[3519] ← [4719]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
トリグリセリド(TG)[腹水][胸水][他材料]		134
項目コード統合	[3519] ← [4619・4719・3519]	
コレステロール(TC)[血清][血漿][臍帯血]		135
項目コード統合	[0463] ← [0463・4516]	
コレステロール(TC)[臍帯血]		
項目削除	[0463] ← [4516]	
コレステロール(TC)[腹水]		
項目削除	[3516] ← [4616]	
コレステロール(TC)[胸水]		
項目削除	[3516] ← [4716]	
コレステロール(TC)[腹水][胸水][他材料]		135
項目コード統合	[3516] ← [4616・4716・3516]	
HDL-コレステロール(HDL-C)[血清][臍帯血]		136
項目コード統合	[0468] ← [0468・4517]	
HDL-コレステロール(HDL-C)[臍帯血]		
項目削除	[0468] ← [4517]	
LDL-コレステロール[血清][臍帯血]		136
項目コード統合	[0510] ← [0510・4518]	
LDL-コレステロール[臍帯血]		
項目削除	[0510] ← [4518]	
胆汁酸(総胆汁酸)[血清][臍帯血]		136
項目コード統合	[0483] ← [0483・4522]	
胆汁酸(総胆汁酸)[臍帯血]		
項目削除	[0483] ← [4522]	
ナトリウム(Na)[血清][血漿][臍帯血]		144
項目コード統合	[0487] ← [0487・4526]	
ナトリウム(Na)[臍帯血]		
項目削除	[0487] ← [4526]	
ナトリウム(Na)[腹水]		
項目削除	[3526] ← [4626]	
ナトリウム(Na)[胸水]		
項目削除	[3526] ← [4726]	
ナトリウム(Na)[腹水][胸水][他材料]		144
項目コード統合	[3526] ← [4626・4726・3526]	
カリウム(K)[血清][血漿][臍帯血]		145
項目コード統合	[0433] ← [0433・4527]	
カリウム(K)[臍帯血]		
項目削除	[0433] ← [4527]	
カリウム(K)[腹水]		
項目削除	[3527] ← [4627]	
カリウム(K)[胸水]		
項目削除	[3527] ← [4727]	
カリウム(K)[腹水][胸水][他材料]		145
項目コード統合	[3527] ← [4627・4727・3527]	
クロール(Cl)[血清][血漿][臍帯血]		146
項目コード統合	[0434] ← [0434・4528]	
クロール(Cl)[臍帯血]		
項目削除	[0434] ← [4528]	
クロール(Cl)[腹水]		
項目削除	[3528] ← [4628]	
クロール(Cl)[胸水]		
項目削除	[3528] ← [4728]	
クロール(Cl)[腹水][胸水][他材料]		146
項目コード統合	[3528] ← [4628・4728・3528]	
マグネシウム(Mg)[血清][血漿][臍帯血]		147
項目コード統合	[0489] ← [0489・4529]	
マグネシウム(Mg)[臍帯血]		
項目削除	[0489] ← [4529]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
マグネシウム(Mg)〔腹水〕		
項目削除	[3529] ← [4629]	
マグネシウム(Mg)〔胸水〕		
項目削除	[3529] ← [4729]	
マグネシウム(Mg)〔腹水〕〔胸水〕〔他材料〕		147
項目コード統合	[3529] ← [4629・4729・3529]	
カルシウム(Ca)〔血清〕〔血漿〕〔臍帯血〕		147
項目コード統合	[0448] ← [0448・4530]	
カルシウム(Ca)〔臍帯血〕		
項目削除	[0448] ← [4530]	
カルシウム(Ca)〔腹水〕		
項目削除	[3530] ← [4630]	
カルシウム(Ca)〔胸水〕		
項目削除	[3530] ← [4730]	
カルシウム(Ca)〔腹水〕〔胸水〕〔他材料〕		148
項目コード統合	[3530] ← [4630・4730・3530]	
無機リン(IP)〔血清〕〔血漿〕〔臍帯血〕		148
項目コード統合	[0449] ← [0449・4531]	
無機リン(IP)〔臍帯血〕		
項目削除	[0449] ← [4531]	
無機リン(IP)〔腹水〕		
項目削除	[3531] ← [4631]	
無機リン(IP)〔胸水〕		
項目削除	[3531] ← [4731]	
無機リン(IP)〔腹水〕〔胸水〕〔他材料〕		149
項目コード統合	[3531] ← [4631・4731・3531]	
鉄(Fe)〔血清〕〔臍帯血〕		154
項目コード統合	[0438] ← [0438・4532]	
鉄(Fe)〔臍帯血〕		
項目削除	[0438] ← [4532]	
鉄(Fe)〔腹水〕		
項目削除	[3532] ← [4632]	
鉄(Fe)〔胸水〕		
項目削除	[3532] ← [4732]	
鉄(Fe)〔腹水〕〔胸水〕〔他材料〕		154
項目コード統合	[3532] ← [4632・4732・3532]	
不飽和鉄結合能(UIBC)〔血清〕〔臍帯血〕		154
項目コード統合	[0490] ← [0490・4533]	
不飽和鉄結合能(UIBC)〔臍帯血〕		
項目削除	[0490] ← [4533]	
不飽和鉄結合能(UIBC)〔腹水〕		
項目削除	[3533] ← [4633]	
不飽和鉄結合能(UIBC)〔胸水〕		
項目削除	[3533] ← [4733]	
不飽和鉄結合能(UIBC)〔腹水〕〔胸水〕〔他材料〕		154
項目コード統合	[3533] ← [4633・4733・3533]	
亜鉛(Zn)〔血清〕〔臍帯血〕		155
項目コード統合	[0512] ← [0512・4811]	
亜鉛(Zn)〔臍帯血〕		
項目削除	[0512] ← [4811]	
総ビリルビン(TB)〔血清〕〔血漿〕〔臍帯血〕		156
項目コード統合	[0422] ← [0422・4511]	
総ビリルビン(TB)〔臍帯血〕		
項目削除	[0422] ← [4511]	
総ビリルビン(TB)〔腹水〕		
項目削除	[3511] ← [4611]	
総ビリルビン(TB)〔胸水〕		
項目削除	[3511] ← [4711]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
総ビリルビン(TB)[腹水][胸水][他材料]		156
項目コード統合		[3511] ← [4611・4711・3511]
直接ビリルビン(DB)[血清][血漿][臍帯血]		156
項目コード統合		[0423] ← [0423・4512]
直接ビリルビン(DB)[臍帯血]		
項目削除		[0423] ← [4512]
直接ビリルビン(DB)[腹水]		
項目削除		[3512] ← [4612]
直接ビリルビン(DB)[胸水]		
項目削除		[3512] ← [4712]
直接ビリルビン(DB)[腹水][胸水][他材料]		156
項目コード統合		[3512] ← [4612・4712・3512]
IgG[血清][臍帯血]		211
項目コード統合		[0391] ← [0391・4805]
IgG[臍帯血]		
項目削除		[0391] ← [4805]
IgA[血清][臍帯血]		211
項目コード統合		[0392] ← [0392・4806]
IgA[臍帯血]		
項目削除		[0392] ← [4806]
IgM[血清][臍帯血]		212
項目コード統合		[0393] ← [0393・4807]
IgM[臍帯血]		
項目削除		[0393] ← [4807]
CH50(血清補体価)		250
項目コード統合		[0369] ← [0369・4802]
CH50(血清補体価)[臍帯血]		
項目削除		[0369] ← [4802]
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン)[血清][臍帯血]		250
項目コード統合		[0365c3] ← [0365c3・4801c3]
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン)[臍帯血]		
項目削除		[0365c3] ← [4801c3]
C4(β 1Eグロブリン)[血清][臍帯血]		250
項目コード統合		[0365c4] ← [0365c4・4801c4]
C4(β 1Eグロブリン)[臍帯血]		
項目削除		[0365c4] ← [4801c4]
プレアルブミン[血清][臍帯血]		251
項目コード統合		[0373] ← [0373・4809]
プレアルブミン[臍帯血]		
項目削除		[0373] ← [4809]
レチノール結合蛋白(RBP)[血清][臍帯血]		252
項目コード統合		[0374] ← [0374・4810]
レチノール結合蛋白(RBP)[臍帯血]		
項目削除		[0374] ← [4810]
ハプトグロビン(Hp)[血清][臍帯血]		252
項目コード統合		[0371] ← [0371・4804]
ハプトグロビン(Hp)[臍帯血]		
項目削除		[0371] ← [4804]
トランスフェリン(Tf)[血清][臍帯血]		253
項目コード統合		[0372] ← [0372・4808]
トランスフェリン(Tf)[臍帯血]		
項目削除		[0372] ← [4808]
CRP(C反応性蛋白)[血清][血漿][臍帯血]		254
項目コード統合		[0351] ← [0351・4534]
CRP(C反応性蛋白)[臍帯血]		
項目削除		[0351] ← [4534]
CRP(C反応性蛋白)[腹水]		
項目削除		[3534] ← [4634]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
CRP(C反応性蛋白)[胸水]		
項目削除	[3534] ← [4734]	
CRP(C反応性蛋白)[腹水][胸水][他材料]		254
項目コード統合	[3534] ← [4634・4734・3534]	
KL-6[血清][臍帯血]		261
項目コード統合	[6077] ← [6077・4812]	
KL-6[臍帯血]		
項目削除	[6077] ← [4812]	
梅毒脂質抗体定性[血清][臍帯血]		275
項目コード統合	[0354] ← [0354・4814]	
梅毒脂質抗体定性[臍帯血]		
項目削除	[0354] ← [4814]	
梅毒TP抗体定性[血清][臍帯血]		276
項目コード統合	[0356] ← [0356・4815]	
梅毒TP抗体定性[臍帯血]		
項目削除	[0356] ← [4815]	
梅毒脂質抗体定量[血清][臍帯血]		276
項目コード統合	[0357] ← [0357・4816]	
梅毒脂質抗体定量[臍帯血]		
項目削除	[0357] ← [4816]	
梅毒TP抗体定量[血清][臍帯血]		277
項目コード統合	[0359] ← [0359・4817]	
梅毒TP抗体定量[臍帯血]		
項目削除	[0359] ← [4817]	
HCウイルス コア蛋白質		301
JLAC10測定法コード	[051] ← [052]	
検査所要日数	[2～3日] ← [1～2日]	
検査方法	[CLIA] ← [CLEIA]	
基準値(定量値)	[3.0 未満] ← [50 未満]	
基準値(判定)	[(報告なし)] ← [陰性]	
IgA[髄液]		211
JLAC10測定法コード	[063] ← [061]	
検査所要日数	[14～18日] ← [当日報告]	
検査方法	[ネフェロメトリー] ← [TIA]	
基準値	[(設定なし)] ← [0.5 以下]	
IgM[髄液]		212
JLAC10測定法コード	[063] ← [061]	
検査所要日数	[14～18日] ← [当日報告]	
検査方法	[ネフェロメトリー] ← [TIA]	
基準値	[(設定なし)] ← [0.1 以下]	
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)[血清][臍帯血]		114
受託終了		
フェリチン[血清][臍帯血]		256
材料	[血液・臍帯血] ← [血液]	
HBs抗原(定性)[他材料]		283
新規作成		
HBs抗原(精密測定)[他材料]		283
新規作成		
HBs抗体定量[他材料]		284
新規作成		
HBc抗体[他材料]		285
新規作成		
HBc抗体IgM[他材料]		285
新規作成		
HBe抗原[他材料]		286
新規作成		
HBe抗体[他材料]		286
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
HCウイルス抗体(定量)[他材料]		301
新規作成		
HTLV-1+2抗体[他材料]		309
新規作成		
HIV-1+2抗体・p24抗原[他材料]		312
新規作成		
リウマトイド因子(リウマトイド)[血清][臍帯血]		319
項目コード統合	[0370] ← [0370・4803]	
リウマトイド因子(リウマトイド)[臍帯血]		
項目削除	[0370] ← [4803]	
鉄(Fe)[血漿](緊急検査室)		
受託終了		
不飽和鉄結合能(UIBC)[血漿](緊急検査室)		
受託終了		
リウマトイド因子(リウマトイド)[臍帯血]		
項目削除	[0370] ← [4803]	
クラミジア・トラコマティス抗体-IgA		273
結果表記	[C.O.I.と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
クラミジア・トラコマティス抗体-IgG		273
結果表記	[C.O.I.と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
アスペルギルス抗原		279
結果表記	[C.O.I.と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
トキソプラズマ抗体-IgG[CLIA]		280
結果表記	[濃度と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
トキソプラズマ抗体-IgM[CLIA]		281
結果表記	[S/COと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
TPHA法		277
結果表記	[抗体価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
TPHA法[髄液]		277
結果表記	[抗体価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
FTA-ABS法		278
結果表記	[抗体価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
パルボウイルスB19-IgM		282
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA]		288
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		288
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA]		289
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
単純ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		289
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA]		289
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		290
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA]		290
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
水痘、帯状ヘルペスウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		290
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
サイトメガロウイルス抗体 IgG		291
結果表記	[濃度と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
サイトメガロウイルス抗体 IgG[髄液]		292
採取名称	[中検外1] ← [外注1]	
サイトメガロウイルス抗体 IgM		292
結果表記	[S/COと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
サイトメガロウイルス抗体 IgM[髄液]		292
採取名称	[中検外1] ← [外注1]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
風疹ウイルス抗体 IgG[EIA]		301
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
風疹ウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		302
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
風疹ウイルス抗体 IgM[EIA]		302
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
風疹ウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		302
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
麻疹ウイルス抗体 IgG[EIA]		305
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
麻疹ウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		306
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
麻疹ウイルス抗体 IgM[EIA]		306
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
麻疹ウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		306
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
ムンプスウイルス抗体 IgG[EIA]		307
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
ムンプスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		307
結果表記	[EIA価と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
ムンプスウイルス抗体 IgM[EIA]		307
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
ムンプスウイルス抗体 IgM[EIA][髄液]		307
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
HIV-1 RNA定量(高感度法)		311
結果表記	[定量結果と増幅反応シグナルとを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
抗RNAポリメラーゼIII抗体		318
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
リウマトイド因子-IgG		320
結果表記	[C.O.I.と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
抗アセチルコリンレセプター抗体		323
結果表記	[濃度と判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
抗LKM-1抗体(抗肝/腎マイクロゾーム抗体)		327
結果表記	[indexと判定とを分けて報告] ← [単一項目として報告]	
血液像(白血球分類)(自動機械法)		85
新規作成		
血液像(白血球分類)(自動機械法)(緊急検査室)		
項目コード	[em0206800] ← [em0206000]	
血液像(白血球分類)(自動機械法)(ICU)		
項目コード	[icu0206800] ← [icu0206000]	
沈渣[随時尿]		73
基準値(扁平上皮細胞・男性)	[(設定なし)] ← [1未満]	
基準値(扁平上皮細胞・女性)	[(設定なし)] ← [1～4以下]	
基準値(硝子円柱)	[(設定なし)] ← [1>以下]	
基準値(細菌)	[1+未満] ← [1+以下]	
RET-He(網赤血球ヘモグロビン等量)		
新規作成, 報告開始		
血液像(白血球分類)(自動機械法)		85
新規作成		
血液像(白血球分類)(自動機械法)(緊急検査室)		
項目コード	[em0206800] ← [em0206000]	
血液像(白血球分類)(自動機械法)(ICU)		
項目コード	[icu0206800] ← [icu0206000]	
血液像(白血球分類)(鏡検法)		86
検査方法	[鏡検法] ← [フローサイトメトリー法・鏡検法]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
末梢血液一般検査		93
報告成分	[RDW-SD] ← [(報告なし)]	
報告成分	[RDW-CV] ← [(報告なし)]	
報告成分	[PDW] ← [(報告なし)]	
報告成分	[MPV] ← [(報告なし)]	
報告成分	[P-LCR] ← [(報告なし)]	
白血球数		
基準範囲(男性)	[3.30 - 8.60] ← [年齢18段階 2.90 - 13.40]	
基準範囲(女性)	[3.30 - 8.60] ← [年齢18段階 2.60 - 16.10]	
赤血球数		
基準範囲(男性)	[4.35 - 5.55] ← [年齢18段階 3.08 - 5.51]	
基準範囲(女性)	[3.86 - 4.92] ← [年齢18段階 2.84 - 5.27]	
ヘモグロビン		
基準範囲(男性)	[13.7 - 16.8] ← [年齢18段階 9.4 - 16.8]	
基準範囲(女性)	[11.6 - 14.8] ← [年齢18段階 9.0 - 14.9]	
ヘマトクリット		
基準範囲(男性)	[40.7 - 50.1] ← [年齢18段階 27.9 - 49.8]	
基準範囲(女性)	[35.1 - 44.4] ← [年齢18段階 27.3 - 44.1]	
MCV		
基準範囲(男性)	[83.6 - 98.2] ← [年齢18段階 69.1 - 104.6]	
基準範囲(女性)	[83.6 - 98.2] ← [年齢18段階 71.5 - 101.7]	
MCH		
基準範囲(男性)	[27.5 - 33.2] ← [年齢18段階 22.6 - 35.1]	
基準範囲(女性)	[27.5 - 33.2] ← [年齢18段階 23.1 - 34.3]	
MCHC		
基準範囲(男性)	[31.7 - 35.3] ← [年齢18段階 31.7 - 35.1]	
基準範囲(女性)	[31.7 - 35.3] ← [年齢18段階 31.7 - 35.1]	
単位	[g/dL] ← [%]	
血小板数		
基準範囲(男性)	[158 - 348] ← [年齢18段階 96 - 566]	
基準範囲(女性)	[158 - 348] ← [年齢18段階 107 - 542]	
プロトロンビン時間(PT)		95
基準値(被験血漿PT時間(秒))	[(設定なし)] ← [(設定なし)]	
基準値(PT活性(%))	[80 - 100] ← [70 - 120]	
基準値(INR値)	[(設定なし)] ← [0.8 - 1.2]	
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物)		96
所要日数	[当日報告] ← [2～3日]	
基準値	[5 未満] ← [5.0 未満]	
D-Dダイマー(FDP Dダイマー)		96
基準値	[1.00 未満] ← [1.0 未満]	
アンチトロンビン		96
検査方法	[合成基質法(IIa法)] ← [合成基質法(Xa法)]	
基準値	[83.0 - 118.0] ← [80 - 130]	
総蛋白(TP)[血清][血漿][臍帯血]		104
基準範囲	[6.6 - 8.1] ← [6.3 - 8.1]	
アルブミン[血清][血漿][臍帯血]		104
基準範囲	[4.1 - 5.1] ← [3.9 - 5.1]	
クレアチンキナーゼ(CK)[血清][血漿][臍帯血]		107
基準範囲(男性)	[59 - 248] ← [61 - 257]	
基準範囲(女性)	[41 - 153] ← [43 - 157]	
CK-MB[血清][血漿][臍帯血]		107
基準値	[6 以下] ← [5 - 16]	
AST(GOT)[血清][血漿][臍帯血]		108
基準範囲	[13 - 30] ← [12 - 30]	
ALT(GPT)[血清][血漿][臍帯血]		108
基準範囲(男性)	[10 - 42] ← [10 - 42]	
基準範囲(女性)	[7 - 23] ← [7 - 27]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[血清][血漿][臍帯血]		113
基準範囲(男性)	[13 - 64] ← [9 - 54]	
基準範囲(女性)	[9 - 32] ← [7 - 29]	
コリンエステラーゼ(ChE)[血清][血漿][臍帯血]		113
基準範囲(男性)	[240 - 486] ← [201 - 436]	
基準範囲(女性)	[201 - 421] ← [201 - 436]	
アミラーゼ[血清][血漿][臍帯血]		114
基準範囲	[44 - 132] ← [45 - 140]	
リパーゼ[血清][血漿][臍帯血]		116
採取容器	[C5] ← [F・H]	
クレアチニン[血清][血漿][臍帯血]		120
基準範囲(男性)	[0.65 - 1.07] ← [0.65 - 1.06]	
基準範囲(女性)	[0.46 - 0.79] ← [0.46 - 0.78]	
尿酸(UA)[血清][血漿][臍帯血]		121
基準範囲(男性)	[3.7 - 7.0] ← [3.8 - 7.0]	
基準範囲(女性)	[2.6 - 5.5] ← [2.6 - 5.6]	
尿素窒素(UN)[血清][血漿][臍帯血]		122
基準範囲	[8 - 20] ← [8 - 22]	
アンモニア[血漿][臍帯血]		123
検査方法	[酵素法(GLDH・UV系)] ← [酵素法(NADH・G6PDH系)]	
基準値	[12 - 66] ← [20 - 60]	
グルコース[血清][血漿][臍帯血]		131
基準範囲	[73 - 109] ← [78 - 110]	
グリコヘモグロビン分画		131
基準範囲	[4.9 - 6.0] ← [4.6 - 6.2]	
グリコアルブミン[血清][臍帯血]		131
基準値	[11 - 16] ← [12.4 - 16.3]	
トリグリセリド(TG)[血清][血漿][臍帯血]		134
基準範囲(男性)	[40 - 149] ← [40 - 150]	
基準範囲(女性)	[30 - 149] ← [40 - 150]	
コレステロール(TC)[血清][血漿][臍帯血]		135
基準範囲	[142 - 248] ← [140 - 220]	
HDL-コレステロール(HDL-C)[血清][臍帯血]		136
基準範囲(男性)	[40 - 90] ← [40 - 91]	
基準範囲(女性)	[48 - 103] ← [50 - 104]	
LDL-コレステロール[血清][臍帯血]		136
基準範囲	[65 - 139] ← [62 - 140]	
胆汁酸(総胆汁酸)[血清][臍帯血]		136
基準値	[10 以下] ← [2 - 11]	
ナトリウム(Na)[血清][血漿][臍帯血]		144
基準範囲	[138 - 145] ← [137 - 144]	
単位	[mmol/L] ← [mEq/L]	
カリウム(K)[血清][血漿][臍帯血]		145
単位	[mmol/L] ← [mEq/L]	
クロール(Cl)[血清][血漿][臍帯血]		146
単位	[mmol/L] ← [mEq/L]	
マグネシウム(Mg)[血清][血漿][臍帯血]		147
採取容器	[C5] ← [F・H]	
カルシウム(Ca)[血清][血漿][臍帯血]		147
基準範囲	[8.8 - 10.1] ← [8.7 - 10.1]	
無機リン(IP)[血清][血漿][臍帯血]		148
採取容器	[C5] ← [F・H]	
鉄(Fe)[血清][臍帯血]		154
基準範囲	[40 - 188] ← [45 - 175]	
基準範囲	[40 - 188] ← [40 - 148]	
不飽和鉄結合能(UIBC)[血清][臍帯血]		154
基準値(男性)	[170 - 250] ← [129 - 316]	
基準値(女性)	[180 - 270] ← [129 - 316]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
亜鉛(Zn)[血清][臍帯血]		155
基準値	[80 - 130] ← [65 - 110]	
総ビリルビン(TB)[血清][血漿][臍帯血]		156
基準範囲	[0.4 - 1.5] ← [0.3 - 1.3]	
GH(成長ホルモン)[血清]		177
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値(男性)	[4.40 以下] ← [2.10 未満]	
基準値(女性)	[7.65 以下] ← [2.10 未満]	
プロラクチン[血清]		182
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値(男性)	[3.0 - 17.3] ← [3.6 - 16.3]	
基準値(女性)	[1.6 - 21.9] ← [(設定なし)]	
基準値(閉経前非妊婦)	[(設定なし)] ← [4.1 - 28.9]	
LH(黄体形成ホルモン)[血清]		183
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値(男性)	[0.5 - 7.8] ← [1.7 - 8.6]	
基準値(成人卵胞期)	[1.1 - 12.1] ← [2.4 - 12.6]	
基準値(成人排卵期)	[2.0 - 39.7] ← [14.0 - 95.6]	
基準値(成人黄体期)	[0.7 - 21.6] ← [1.0 - 11.4]	
基準値(成人閉経後)	[8.4 - 67.7] ← [7.7 - 58.5]	
FSH(卵胞刺激ホルモン)[血清]		183
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値(男性)	[1.3 - 17.0] ← [1.5 - 12.4]	
基準値(成人卵胞期)	[2.6 - 11.9] ← [3.5 - 12.5]	
基準値(成人排卵期)	[2.8 - 15.6] ← [4.7 - 21.5]	
基準値(成人黄体期)	[1.4 - 9.6] ← [1.7 - 7.7]	
基準値(成人閉経後)	[13.3 - 157.1] ← [25.8 - 134.8]	
TSH(甲状腺刺激ホルモン)[血清]		184
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
FT3(遊離トリヨードサイロニン)[血清]		185
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値	[2.06 - 3.17] ← [2.33 - 4.00]	
FT4(遊離サイロキシン)[血清]		185
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
サイログロブリン[血清]		186
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値	[2.0 - 37.7] ← [33.7 以下]	
コルチゾール[血清]		191
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値	[4.4 - 21.1] ← [5.0 - 15.0]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
エストラジオール(E2)[血清]		197
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値(男性)	[42.0 以下] ← [14.6 - 48.8]	
基準値(卵胞期)	[<20 - 121.6] ← [28.8 - 196.8]	
基準値(排卵期)	[<20 - 231.8] ← [36.4 - 525.9]	
基準値(黄体期)	[<20 - 463.4] ← [44.1 - 491.9]	
基準値(閉経後)	[53.3 以下] ← [47.0 以下]	
基準値(妊娠初期)	[457 - 3866] ← [208.5 - 4289]	
基準値(妊娠中期)	[867 - 35006] ← [2808 - 28700]	
基準値(妊娠後期)	[10317 - 43944] ← [9875 - 31800]	
プロゲステロン[血清]		197
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値(男性)	[0.88 以下] ← [0.20 以下]	
基準値(卵胞期)	[1.00 以下] ← [0.30 以下]	
基準値(排卵期)	[(設定なし)] ← [5.70 以下]	
基準値(黄体期)	[15.5 以下] ← [2.10 - 24.20]	
基準値(閉経後)	[0.73 以下] ← [0.30 以下]	
基準値(妊娠初期)	[2.16 - 54.89] ← [(設定なし)]	
基準値(妊娠中期)	[18.01 - 82.26] ← [(設定なし)]	
基準値(妊娠後期)	[60.00 - 316.52] ← [(設定なし)]	
テストステロン[血清]		198
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
基準値(男性)	[242 - 972] ← [131.0 - 871.0]	
基準値(女性)	[10 - 75] ← [(設定なし)]	
基準値(女性(性周期有))	[(設定なし)] ← [11.0 - 47.0]	
基準値(女性(閉経後))	[(設定なし)] ← [4.0 - 43.0]	
インタクトHCG($\alpha\beta$)[血清]		199
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値(男性)	[0.5 未満] ← [0.50 未満]	
基準値(非妊婦)	[0.5 未満] ← [0.50 未満]	
基準値(妊婦4 - 7週)	[2150 - 167000] ← [612 - 187000]	
基準値(妊婦8 - 11週)	[25600 - 180000] ← [17700 - 315000]	
基準値(妊婦12 - 20週)	[7310 - 136000] ← [5400 - 169000]	
基準値(妊婦21 - 40週)	[1170 - 143000] ← [3440 - 69700]	
インタクトHCG($\alpha\beta$)[随時尿]		200
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値(男性)	[2.5 未満] ← [2.50 未満]	
基準値(非妊婦)	[2.5 未満] ← [2.50 未満]	
基準値(妊婦4 - 7週)	[10.0 - 33400] ← [1210 - 475000]	
基準値(妊婦8 - 11週)	[11700 - 326000] ← [21900 - 709000]	
基準値(妊婦12 - 20週)	[1100 - 81100] ← [2890 - 193000]	
基準値(妊婦21 - 40週)	[927 - 46200] ← [1680 - 74300]	
インタクトHCG($\alpha\beta$)[蓄尿]		200
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
トータルHCG($\alpha\beta$ +free β)[血清]		200
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値(男性)	[0.5 未満] ← [0.50 未満]	
基準値(非妊婦)	[0.5 未満] ← [0.50 未満]	
基準値(妊婦4 - 7週)	[1930 - 167000] ← [590 - 187000]	
基準値(妊婦8 - 11週)	[25200 - 181000] ← [17800 - 328000]	
基準値(妊婦12 - 20週)	[6780 - 142000] ← [5380 - 183000]	
基準値(妊婦21 - 40週)	[1130 - 142000] ← [3460 - 71500]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
インスリン(インシュリン)[血清]		203
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
C-ペプチド[血清]		203
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値	[0.71 - 3.18] ← [0.69 - 2.45]	
C-ペプチド[随時尿]		203
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
C-ペプチド[蓄尿]		203
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値	[24 - 97] ← [50.0 - 100.0]	
ヒト脳性Na利尿ペプチド(BNP)[血漿]		207
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値	[18.4 以下] ← [18.4 未満]	
ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)[血清]		207
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
IgG[血清][臍帯血]		211
基準範囲	[861 - 1747] ← [826 - 1840]	
IgA[血清][臍帯血]		211
基準範囲	[93 - 393] ← [93 - 426]	
IgM[血清][臍帯血]		212
基準範囲(男性)	[33 - 183] ← [27 - 205]	
基準範囲(女性)	[50 - 269] ← [54 - 333]	
CH50(血清補体価)		250
検査方法	[Mayer法相対比濁法] ← [免疫比濁法(TIA)]	
C3(β 1C/ β 1Aグロブリン)[血清][臍帯血]		250
基準範囲	[73 - 138] ← [70.5 - 125.6]	
C4(β 1Eグロブリン)[血清][臍帯血]		250
基準範囲	[11 - 31] ← [10.6 - 33.0]	
レチノール結合蛋白(RBP)[血清][臍帯血]		252
基準値(男性)	[2.7 - 6.0] ← [3.6 - 7.2]	
基準値(女性)	[1.9 - 4.6] ← [2.2 - 5.3]	
ハプトグロビン(Hp)[血清][臍帯血]		252
基準値	[19 - 170] ← [14 - 294]	
BMG(β 2マイクログロブリン)[血清]		253
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値	[0.90 - 1.84] ← [0.85 - 1.62]	
単位	[mg/L] ← [mg/dL]	
BMG(β 2マイクログロブリン)[随時尿]		253
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値	[0.014 - 0.221] ← [0.265 未満]	
単位	[mg/L] ← [mg/dL]	
BMG(β 2マイクログロブリン)[蓄尿]		254
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
単位	[mg/L] ← [mg/dL]	
CRP(C反応性蛋白)[血清][血漿][臍帯血]		254
基準範囲	[0.14 以下] ← [0.2 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
フェリチン[血清][臍帯血]		256
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
基準値(男性)	[50 - 200] ← [280.0 未満]	
基準値(女性)	[12 - 60] ← [150.0 未満]	
KL-6[血清][臍帯血]		261
基準値	[カットオフ 500] ← [500 未満]	
CEA[血清]		264
基準値	[3.4 以下] ← [5.0 未満]	
AFP(α-フェトプロテイン)[血清]		264
基準値	[7.0 以下] ← [15.0 未満]	
CA125[血清]		265
基準値	[35 以下] ← [35.0 未満]	
良性婦人科疾患対象カットオフ	[3.5] ← [(設定なし)]	
CA15-3[血清]		265
基準値	[25 以下] ← [25.0 未満]	
CA19-9[血清]		266
基準値	[37 以下] ← [37.0 未満]	
前立腺特異抗原(PSA)[血清]		267
基準値	[3.53 以下] ← [4.000 未満]	
PSA F/T比[血清]		268
基準値(総PSA)	[3.53 以下] ← [4.000 未満]	
基準値(遊離型PSA)	[(設定なし)] ← [(設定なし)]	
基準値(F/T比)	[25 以上] ← [グレーゾーンにおけるカットオフ 25]	
シフラ(サイトケラチン19フラグメント)[血清]		269
基準値	[2.8 以下] ← [2.2 未満]	
良性肺疾患対象カットオフ	[3.5] ← [2.2 未満]	
NSE(神経特異エノラーゼ)[血清]		269
基準値	[12.0 以下] ← [12.00 未満]	
PIVKA- II [血清]		270
基準値	[33.3 以下] ← [40 以下]	
HBs抗体定量[血清]		284
基準値	[10 未満] ← [10.0 未満]	
HBe抗体[血清]		286
基準値	[60 未満] ← [60.0 未満]	
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代)[血清]		322
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
GH(成長ホルモン)〔負荷試験〕		356
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
プロラクチン〔負荷試験〕		356
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
LH(黄体形成ホルモン)〔負荷試験〕		357
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
FSH(卵胞刺激ホルモン)〔負荷試験〕		357
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
TSH(甲状腺刺激ホルモン)〔負荷試験〕		357
採取容器	[C3] ← [F・H]	
FT3(遊離トリヨードサイロニン)〔負荷試験〕		357
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
FT4(遊離サイロキシシン)〔負荷試験〕		358
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
コルチゾール〔負荷試験〕		358
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
エストラジオール(E2)〔負荷試験〕		359
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
プロジェステロン〔負荷試験〕		359
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
テストステロン〔負荷試験〕		359
JLAC10測定法コード	[052] ← [053]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [電気化学発光免疫測定法(ECLIA)]	
インスリン(インシュリン)〔負荷試験〕		359
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
C-ペプチド〔負荷試験〕		359
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)] ← [蛍光酵素免疫測定法(FEIA)]	
カルプロテクチン〔便〕		262
炎症性腸疾患の診断補助の指標	[50 mg/kg 以下] ← [50 mg/kg 以下]	
潰瘍性大腸炎の病態把握の指標	[300 mg/kg 以下] ← [300 mg/kg 以下]	
クローン病の病態把握の指標	[80 mg/kg 以下] ← [(設定なし)]	
所要日数	[3～6日] ← [4～10日]	
カルバマゼピン		159
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[KIMS法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
フェノバルビタール		160
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[KIMS法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
フェニトイン		160
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[KIMS法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
バルプロ酸		161
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[HEIA法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
リチウム(Li)		163
JLAC10測定法コード	[271] ← [261]	
検査方法	[比色定量法] ← [イオン選択電極]	
単位	[mmol/L] ← [mEq/L]	
テオフィリン		167
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[KIMS法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
バンコマイシン(VCM)		167
JLAC10測定法コード	[062] ← [(設定なし)]	
検査方法	[KIMS法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
トブラマイシン(TOB)		168
JLAC10測定法コード	[025] ← [(設定なし)]	
検査方法	[HEIA法] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
ゲンタマイシン(GM)		168
JLAC10測定法コード	[025] ← [(設定なし)]	
検査方法	[ホモニアスエンザイムイムノアッセイ] ← [ラテックス免疫凝集阻害法(PENTINIA)]	
メトトレキサート(MTX)		170
JLAC10測定法コード	[025] ← [051]	
検査方法	[ホモニアスエンザイムイムノアッセイ] ← [化学発光免疫測定法(CLIA)]	
HDL-コレステロール(HDL-C)[腹水][胸水][他材料]		136
新規作成		
LDL-コレステロール[腹水][胸水][他材料]		136
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
胆汁酸(総胆汁酸)[腹水][胸水][他材料]		137
新規作成		
イトラコナゾール		169
報告成分修正	[イトラコナゾール・ヒドロキシイトラコナゾール] ← [イトラコナゾール]	
染色体検査(先天性) SKY		362
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
1p36欠失(CDK11B)		363
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
4染色体 Wolf-Hirschhorn症候群		363
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
5染色体 Sotos症候群		363
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
7染色体 Williams症候群		363
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
13染色体 Patau症候群		363
カットオフ(モノソミー)	[2.2 以下] ← [(設定なし)]	
カットオフ(トリソミー)	[2.4 以下] ← [(設定なし)]	
13q14.2欠失(RB1)		364
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
15染色体 Prader-Willi症候群(PWS)		364
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
15染色体 Angelman症候群(AS)		364
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
17染色体 Miller-Dieker症候群		364
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
18染色体 Edwards症候群		364
カットオフ(モノソミー)	[4.3 以下] ← [(設定なし)]	
カットオフ(トリソミー)	[2.3 以下] ← [(設定なし)]	
21染色体 Down症候群		365
カットオフ(モノソミー)	[3.1 以下] ← [(設定なし)]	
カットオフ(トリソミー)	[1.6 以下] ← [(設定なし)]	
22染色体 22q11欠失症候群		365
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
X染色体(先天性)		365
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
Xp22.3欠失(STS)		365
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
Y染色体(先天性)		365
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
Yp11.3転座/欠失(SRY)		366
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
Yq11.23欠失(DAZ)		366
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
Xp22.3/Yp11.3欠失(SHOX)		366
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体[末梢血][骨髓液][他材料]		368
項目コード	[1948] ← [0629010・0629240・0629200]	
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
染色体検査(血液疾患) SKY[末梢血][骨髓液][他材料]		368
項目コード	[1989] ← [0647010・0647240・0647200]	
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]	
1;19転座(TCF3::PBX1)[末梢血][骨髓液][他材料]		368
項目コード	[1947] ← [0685010・0685240・0685200]	
カットオフ	[0.4 以下] ← [(設定なし)]	
1q21増幅(CKS1B)[末梢血][骨髓液][他材料]		369
項目コード	[1969] ← [0641010・0641240・0641200]	
カットオフ	[2.2 以下] ← [(設定なし)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
2p23転座(ALK)[末梢血][骨髓液][他材料]	369
項目コード	[1965] ← [0636010・0636240・0636200]
カットオフ	[1.7 以下] ← [(設定なし)]
2p24増幅(MYC)[末梢血][骨髓液][他材料]	369
項目コード	[1988] ← [0646010・0646240・0646200]
カットオフ(0個)	[0.5 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(1個)	[2.0 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(3個)	[4.0 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(4個)	[4.0 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(5～9個)	[1.0 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(10個以上)	[0.5 以下] ← [(設定なし)]
3q27転座(BCL6)[末梢血][骨髓液][他材料]	369
項目コード	[1962] ← [0634010・0634240・0634200]
カットオフ	[0.9 以下] ← [(設定なし)]
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM)[末梢血][骨髓液][他材料]	370
項目コード	[1933] ← [0650010・0650240・0650200]
カットオフ	[1.3 以下] ← [(設定なし)]
4;14転座(IGH::FGFR3)[末梢血][骨髓液][他材料]	370
項目コード	[1970] ← [0611010・0611240・0611200]
カットオフ	[0.8 以下] ← [(設定なし)]
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[末梢血][骨髓液][他材料]	370
項目コード	[1915] ← [0648010・0648240・0648200]
カットオフ(欠失)	[0.3 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(挿入)	[1.1 以下] ← [(設定なし)]
5q31欠失(IRF1)(5q-症候群)[末梢血][骨髓液][他材料]	370
項目コード	[1921] ← [0613010・0613240・0613200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[4.8 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(ホモ欠失)	[0.5 以下] ← [(設定なし)]
5q32欠失(CSF1R)(5q-症候群)[末梢血][骨髓液][他材料]	371
項目コード	[1922] ← [0612010・0612240・0612200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[3.3 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(ホモ欠失)	[0.9 以下] ← [(設定なし)]
5q31欠失(EGR1)[末梢血][骨髓液][他材料]	371
項目コード	[1923] ← [0649010・0649240・0649200]
カットオフ	[**] ← [(設定なし)]
5q33転座(PDGFRB)[末梢血][骨髓液][他材料]	371
項目コード	[1916] ← [0682010・0682240・0682200]
カットオフ	[1.3 以下] ← [(設定なし)]
7q31欠失(FRA7G)(D7S486)[末梢血][骨髓液][他材料]	371
項目コード	[1924] ← [0614010・0614240・0614200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[1.5 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(モノソミー)	[1.1 以下] ← [(設定なし)]
8染色体[末梢血][骨髓液][他材料]	372
項目コード	[1979] ← [0611010・0611240・0611200]
カットオフ(トリソミー)	[2.7 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(テトラソミー)	[0.8 以下] ← [(設定なし)]
8q24転座(MYC)[末梢血][骨髓液][他材料]	372
項目コード	[1956] ← [0626010・0626240・0626200]
カットオフ	[0.9 以下] ← [(設定なし)]
8;14転座(IGH::MYC)[末梢血][骨髓液][他材料]	372
項目コード	[1957] ← [0627010・0627240・0627200]
カットオフ	[0.4 以下] ← [(設定なし)]
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1)[末梢血][骨髓液][他材料]	372
項目コード	[1929] ← [0619010・0619240・0619200]
カットオフ	[0.5 以下] ← [(設定なし)]
8p12転座(FGFR1)[末梢血][骨髓液][他材料]	372
項目コード	[1917] ← [0683010・0683240・0683200]
カットオフ	[1.5 以下] ← [(設定なし)]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
9p21欠失(CDKN2A)[末梢血][骨髓液][他材料]	373
項目コード	[1980] ← [0628010・0628240・0628200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[3.3 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(ホモ欠失)	[0.1 以下] ← [(設定なし)]
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[骨髓液][他材料]	373
項目コード	[1911] ← [0617010・0617240・0617200]
カットオフ	[0.7 以下] ← [(設定なし)]
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[末梢血]	373
項目コード	[1711] ← [0618010・0618240・0618200]
カットオフ(分葉)	[1.0 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(単核)	[0.8 以下] ← [(設定なし)]
11q23転座(KMT2A)[末梢血][骨髓液][他材料]	373
項目コード	[1937] ← [0622010・0622240・0622200]
カットオフ	[1.0 以下] ← [(設定なし)]
11;14転座(IGH::CCND1)[末梢血][骨髓液][他材料]	374
項目コード	[1961] ← [0631010・0631240・0631200]
カットオフ	[0.5 以下] ← [(設定なし)]
11p15転座(NUP98)[末梢血][骨髓液][他材料]	374
項目コード	[1932] ← [0623010・0623240・0623200]
カットオフ	[1.1 以下] ← [(設定なし)]
11;18転座(BIRC3::MALT1)[末梢血][骨髓液][他材料]	374
項目コード	[1964] ← [0635010・0635240・0635200]
カットオフ	[0.6 以下] ← [(設定なし)]
11q22.3欠失(ATM)[末梢血][骨髓液][他材料]	374
項目コード	[1942] ← [0684010・0684240・0684200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[2.6 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(ホモ欠失)	[0.3 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(モノソミー)	[2.3 以下] ← [(設定なし)]
11q13転座(CCND1)[末梢血][骨髓液][他材料]	375
項目コード	[1960] ← [0687010・0687240・0687200]
カットオフ	[1.8 以下] ← [(設定なし)]
12染色体[末梢血][骨髓液][他材料]	375
項目コード	[1941] ← [0630010・0630240・0630200]
カットオフ(トリソミー)	[1.9 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(テトラソミー)	[0.9 以下] ← [(設定なし)]
12p13転座/欠失(ETV6)[末梢血][骨髓液][他材料]	375
項目コード	[1977] ← [0624010・0624240・0624200]
カットオフ	[1.2 以下] ← [(設定なし)]
12;21転座(ETV6::RUNX1)[末梢血][骨髓液][他材料]	375
項目コード	[1946] ← [0625010・0625240・0625200]
カットオフ	[1.3 以下] ← [(設定なし)]
13q14.3欠失(D13S319)[末梢血][骨髓液][他材料]	376
項目コード	[1971] ← [0637010・0637240・0637200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[3.9 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(ホモ欠失)	[0.4 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(モノソミー)	[2.0 以下] ← [(設定なし)]
14;18転座(IGH::BCL2)[末梢血][骨髓液][他材料]	376
項目コード	[1959] ← [0632010・0632240・0632200]
カットオフ	[0.6 以下] ← [(設定なし)]
14q32転座(IGH)[末梢血][骨髓液][他材料]	376
項目コード	[1952] ← [0638010・0638240・0638200]
カットオフ	[2.1 以下] ← [(設定なし)]
14;16転座(IGH::MAF)[末梢血][骨髓液][他材料]	376
項目コード	[1972] ← [0640010・0640240・0640200]
カットオフ	[1.0 以下] ← [(設定なし)]
15;17転座(PML::RARA)[末梢血][骨髓液][他材料]	377
項目コード	[1931] ← [0620010・0620240・0620200]
カットオフ	[0.5 以下] ← [(設定なし)]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital	
改訂履歴	
16;16転座/逆位(CBFB)[末梢血][骨髓液][他材料]	377
項目コード	[1930] ← [0621010・0621240・0621200]
カットオフ	[0.9 以下] ← [(設定なし)]
17p13欠失(TP53)[末梢血][骨髓液][他材料]	377
項目コード	[1978] ← [0615010・0615240・0615200]
カットオフ(ヘテロ欠失)	[2.6 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(ホモ欠失)	[0.5 以下] ← [(設定なし)]
カットオフ(モノソミー)	[3.0 以下] ← [(設定なし)]
18q21転座(MALT1)[末梢血][骨髓液][他材料]	377
項目コード	[1963] ← [0686010・0686240・0686200]
カットオフ	[0.9 以下] ← [(設定なし)]
18q21転座(BCL2)[末梢血][骨髓液][他材料]	377
項目コード	[1958] ← [0633010・0633240・0633200]
カットオフ	[1.0 以下] ← [(設定なし)]
20q12欠失(D20S108)[末梢血][骨髓液][他材料]	378
項目コード	[1925] ← [0616010・0616240・0616200]
カットオフ	[3.4 以下] ← [(設定なし)]
21q22転座(RUNX1)[末梢血][骨髓液][他材料]	378
項目コード	[1976] ← [0688010・0688240・0688200]
カットオフ	[1.1 以下] ← [(設定なし)]
22q12転座(EWSR1)[末梢血][骨髓液][他材料]	378
項目コード	[1987] ← [0645010・0645240・0645200]
カットオフ	[2.5 以下] ← [(設定なし)]
X染色体(血液疾患)[末梢血][骨髓液][他材料]	378
項目コード	[1984] ← [0642010・0642240・0642200]
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]
Y染色体(血液疾患)[末梢血][骨髓液][他材料]	378
項目コード	[1985] ← [0643010・0643240・0643200]
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]
X染色体,Y染色体(異性間骨髓移植(BMT))[末梢血][骨髓液][他材料]	379
項目コード	[1986] ← [0644010・0644240・0644200]
カットオフ	[***] ← [(設定なし)]
FDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物)	96
検査場所	[院内測定] ← [LSIメディエンス(外注)]
所要日数	[当日報告] ← [2～3日]
基準値	[5 未満] ← [5.0 未満]
WT1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]	394
項目コード	[0850] ← [0850010/0850240]
major BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]	383
項目コード	[0853] ← [0853010/0853240]
major BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]	382
項目コード	[0863] ← [0863010/0863240]
minor BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]	383
項目コード	[0864] ← [0864010/0864240]
RUNX1::RUNX1T1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]	390
項目コード	[0865] ← [0865010/0865240]
PML::RARA mRNA同定[末梢血][骨髓液]	388
項目コード	[0866] ← [0866010/0866240]
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]	390
項目コード	[0867] ← [0867010/0867240]
minor BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]	384
項目コード	[0868] ← [0868010/0868240]
キメリズム解析[末梢血][骨髓液][他材料]	404
項目コード	[0872] ← [0872010/0872240]
micro BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]	384
項目コード	[0876] ← [0876010/0876240]
PML::RARA mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]	389
項目コード	[0877] ← [0877010/0877240]

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
FLT3-ITD遺伝子変異検査[末梢血][骨髓液][他材料]		381
項目コード	[0878] ← [0878010/0878200/0878240]	
JAK2 V617F遺伝子変異検査 / CALR遺伝子変異検査[末梢血][骨髓液][他材料]		394
項目コード	[0879] ← [0879010/0879200/0879240]	
NPM1遺伝子変異検査[末梢血][骨髓液][他材料]		395
項目コード	[0880] ← [0880010/0880200/0880240]	
HTLV-1プロウイルス定量[末梢血][骨髓液][他材料]		308
項目コード	[0834] ← [0834010/0834090/0834100/0834120/0834130/0834200/0834240]	
micro BCR::ABL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		385
項目コード	[1534] ← [1504/1534]	
TCF3::HLF mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
項目コード	[1535] ← [1505/1535]	
TCF3::PBX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
項目コード	[1536] ← [1506/1536]	
PML::RARA mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		389
新規作成		
CBFB::MYH11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		389
項目コード	[1538] ← [1508/1538]	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		390
新規作成		
RUNX1::MECOM mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
項目コード	[1540] ← [1510/1540]	
ETV6::RUNX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
項目コード	[1541] ← [1511/1541]	
KMT2A::AFF1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
項目コード	[1542] ← [1512/1542]	
KMT2A::AFDN mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
項目コード	[1543] ← [1513/1543]	
KMT2A::MLLT3 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
項目コード	[1544] ← [1514/1544]	
KMT2A::MLLT11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
項目コード	[1545] ← [1515/1545]	
KMT2A::MLLT1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
項目コード	[1546] ← [1516/1546]	
NUP98::HOXA9 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
項目コード	[1547] ← [1517/1547]	
STIL::TAL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
項目コード	[1548] ← [1518/1548]	
DEK::NUP214 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		394
項目コード	[1549] ← [1519/1549]	
FLT3変異解析(FLT3 ITD/TKD)[末梢血][骨髓液]		381
項目コード	[1550] ← [1520/1550]	
JAK2 V617F変異相対定量解析[末梢血][骨髓液]		394
項目コード	[1551] ← [1521/1551]	
WT1 mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		395
項目コード	[1552] ← [1522/1552]	
白血病キメラ遺伝子スクリーニング[末梢血][骨髓液]		406
項目コード	[1559] ← [1529/1559]	
骨髓微小残存病変量測定[末梢血][骨髓液]		408
新規作成		
骨髓微小残存病変量測定[末梢血][骨髓液]		408
新規作成		
major BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託)[末梢血][骨髓液]		383
新規作成		
minor BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託)[末梢血][骨髓液]		384
新規作成		
PML::RARA mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		389
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		390
新規作成		
アルドステロン / レニン活性(PAC / PRA)		192
新規作成		
アルドステロン / 活性型レニン(PAC / PRC)		192
新規作成		
アルドステロン(ALD)[CLEIA][随時尿]		192
検査方法	[CLEIA(LC-MS/MS法相当値)] ← [CLEIA(RIA法相当値)]	
アルドステロン(ALD)[CLEIA]		192
検査方法	[CLEIA(LC-MS/MS法相当値)] ← [CLEIA(RIA法相当値)]	
基準値	[4.0 - 82.1 pg/mL] ← [170 pg/mL 未満(随時)]	
活性型レニン(PRC)		206
検査方法	[CLEIA(試薬のみ変更)] ← [CLEIA]	
基準値	[2.21 - 39.49] ← [1.2 - 35.4(随時)]	
ポリコナゾール		169
所要日数	[3～5日] ← [3～5日]	
抗カルジオリピン抗体-IgG		325
基準値	[12.3 U/mL 以下] ← [10.0 U/mL 未満]	
免疫複合体-C1q固相法		327
受託終了		
ガストリン		204
受託終了		
アレルゲン特異IgE, 絹		228
受託終了		
マイクロサテライト不安定性検査(MSI)(免疫チェックポイント阻害剤)		404
所要日数	[5～7日] ← [1～2週間]	
コルチゾール[血清]		191
基準値	[5.0 - 18.0] ← [4.4 - 21.1]	
抗体価測定(抗A, 抗B)		329
検査方法	[カラム凝集法] ← [試験管法]	
アデノシンデアミナーゼ(ADA)[髄液]		114
新規作成		
コルチゾール[随時尿]		191
JLAC10測定法コード	[051] ← [005]	
検査方法	[CLIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
コルチゾール[蓄尿]		191
JLAC10測定法コード	[051] ← [005]	
検査方法	[CLIA] ← [RIA(チューブ固相法)]	
基準値	[5.5～66.7] ← [11.2～80.3]	
遊離β-HCG[血清]		201
JLAC10測定法コード	[051] ← [006]	
検査方法	[CLIA] ← [IRMA(ビーズ固相法)]	
基準値	[0.28 未満] ← [0.1 以下]	
所要日数	[2～3日] ← [2～4日]	
遊離β-HCG[随時尿]		202
受託終了		
遊離β-HCG[蓄尿]		202
受託終了		
アミロイドA(SAA)		254
基準値	[3 mg/L 以下] ← [8.0 μg/mL 以下]	
報告単位	[mg/L] ← [μg/mL]	
ミオグロビン		255
JLAC10測定法コード	[051] ← [001]	
検査方法	[CLIA] ← [RIA]	
基準値(M)	[154.9 以下] ← [60 以下]	
基準値(F)	[106.0 以下] ← [60 以下]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ミオグロビン[随時尿]		255
JLAC10測定法コード	[052] ← [001]	
検査方法	[CLEIA] ← [RIA]	
基準値	[2.0 未満] ← [10 以下]	
ミオグロビン[蓄尿]		255
JLAC10測定法コード	[052] ← [001]	
検査方法	[CLEIA] ← [RIA]	
基準値	[2.0 未満] ← [10 以下]	
パピローマウイルス-高リスク型(HPV-高リスク型)DNA同定		287
検査所要日数	[2～4日] ← [3～5日]	
タクロリムス		171
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光免疫測定法(CLIA)]	
NAG(N-アセチル β-D-グルコサミニダーゼ)[蓄尿]		118
報告成分	[1日排泄量] ← [(報告なし)]	
ナトリウム(Na)[蓄尿]		144
報告成分	[1日排泄量(mmol/d)] ← [(報告なし)]	
カリウム(K)[蓄尿]		145
報告成分	[1日排泄量(mmol/d)] ← [(報告なし)]	
クロール(Cl)[蓄尿]		146
報告成分	[1日排泄量(mmol/d)] ← [(報告なし)]	
FEUA[血清][随時尿]		360
新規追加		
FEUN[血清][随時尿]		360
新規追加		
FENa[血清][随時尿]		360
基準値	[1 - 2] ← [(設定なし)]	
FEP[血清][随時尿]		361
新規追加		
24時間クレアチニンクリアランス		355
報告成分	[24時間クレアチニンクリアランス(体表面積補正)] ← [(報告なし)]	
TSHレセプター抗体(TBII)(定量)(第3世代)[他材料]		322
新規作成		
セレン		155
新規作成		
sFlt-1/PlGF比		209
新規追加		
アレルゲン特異IgG, 鳥(セキセイインコ・ハト)		248
新規作成		
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL) [随時尿]		262
新規作成		
HIV-1+2抗体(確認試験)[ICA]		313
新規作成		
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画)[随時尿]		189
検査方法	[GC-MS/MS] ← [GC-MS]	
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画)[蓄尿]		190
検査方法	[GC-MS/MS] ← [GC-MS]	
アルブミン[蓄尿]		104
基準範囲	[3.1 - 8.3] ← [30 未満]	
アミラーゼ[随時尿]		115
基準範囲	[50 - 500] ← [76 - 738]	
アミラーゼ[蓄尿]		115
基準範囲	[50 - 500] ← [76 - 738]	
尿酸(UA)[蓄尿]		122
基準範囲	[0.4 - 0.8] ← [0.4 - 1.2]	
ナトリウム(Na)[蓄尿]		144
基準範囲	[(設定なし)] ← [1.6 - 5.8]	
カリウム(K)[蓄尿]		145
基準範囲	[(設定なし)] ← [1.0 - 3.9]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
マグネシウム(Mg)[蓄尿]		147
基準範囲	[0.02 - 0.16] ← [0.02 - 0.13]	
カルシウム(Ca)[蓄尿]		148
基準範囲	[0.10 - 0.20] ← [0.1 - 0.3]	
無機リン(IP)[蓄尿]		149
基準範囲	[0.40 - 0.80] ← [0.5 - 1.0]	
24時間クレアチニンクリアランス		355
基準範囲	[(設定なし)] ← [91 - 130]	
蛋白定量[髄液]		76
項目コード統合	[5430] ← [5430・9193]	
糖定量[髄液]		76
項目コード統合	[5443] ← [5443・9192]	
細胞数[髄液]		76
項目コード統合	[5191count] ← [5191count・9191count]	
細胞種類[髄液]		77
項目コード統合	[5191diff] ← [5191diff・9191diff]	
網赤血球数(網状赤血球数)		84
項目コード統合	[0207000] ← [0207000・em0207000]	
血液像(白血球分類)(自動機械法)		85
項目コード統合	[0206800] ← [0206800・em0206800・icu0206800]	
末梢血液一般検査		93
項目コード統合	[0270] ← [0270・9101・7621]	
白血球数		
項目コード統合	[0204000] ← [0204000・em0204000・icu0204000]	
赤血球数		
項目コード統合	[0203000] ← [0203000・em0203000・icu0203000]	
ヘモグロビン		
項目コード統合	[0202000] ← [0202000・em0202000・icu0202000]	
ヘマトクリット		
項目コード統合	[0201000] ← [0201000・em0201000・icu0201000]	
MCV		
項目コード統合	[0203010] ← [0203010・em0203010・icu0203010]	
MCH		
項目コード統合	[0203020] ← [0203020・em0203020・icu0203020]	
MCHC		
項目コード統合	[0203030] ← [0203030・em0203030・icu0203030]	
血小板数		
項目コード統合	[0205000] ← [0205000・em0205000・icu0205000]	
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)		95
検査機器	[STACIA CN10] ← [コアプレスタ2000]	
プロトロンビン時間(PT)		95
緊急異常値	[活性 30% 未満] ← [(設定なし)]	
フィブリノゲン		96
電話連絡対応基準	[50 mg/dL 未満] ← [外来初診時 50 mg/dL 未満]	
D-Dダイマー(FDP Dダイマー)		96
電話連絡対応基準	[100.0 μg/mL 超] ← [外来初診時 100.0 μg/mL 超]	
アンチトロンビン		96
緊急異常値	[20% 未満] ← [30% 未満]	
総蛋白(TP)[血清][血漿][臍帯血]		104
項目コード統合	[0430] ← [0430・9131]	
総蛋白(TP)[腹水][胸水][他材料]		104
項目コード統合	[3507] ← [3507・9261]	
アルブミン[血清][血漿][臍帯血]		104
項目コード統合	[0447] ← [0447・9132]	
アルブミン[腹水][胸水][他材料]		105
項目コード統合	[3508] ← [3508・9262]	
クレアチンキナーゼ(CK)[血清][血漿][臍帯血]		107
項目コード統合	[0480] ← [0480・9133]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
クレアチンキナーゼ(CK)[腹水][胸水][他材料]		107
項目コード統合	[3520] ← [3520・9263]	
CK-MB[血清][血漿][臍帯血]		107
項目コード統合	[0508] ← [0508・9134]	
AST(GOT)[血清][血漿][臍帯血]		108
項目コード統合	[0419] ← [0419・9135]	
AST(GOT)[腹水][胸水][他材料]		108
項目コード統合	[3501] ← [3501・9264]	
ALT(GPT)[血清][血漿][臍帯血]		108
項目コード統合	[0401] ← [0401・9136]	
ALT(GPT)[腹水][胸水][他材料]		108
項目コード統合	[3502] ← [3502・9265]	
LD(乳酸脱水素酵素)[血清][血漿][臍帯血]		109
項目コード統合	[0403] ← [0403・9137]	
LD(乳酸脱水素酵素)[腹水][胸水][他材料]		110
項目コード統合	[3503] ← [3503・9266]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[血清][血漿][臍帯血]		110
項目コード統合	[0421] ← [0421・9138]	
アルカリフォスファターゼ(ALP)[腹水][胸水][他材料]		110
項目コード統合	[3504] ← [3504・9267]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[血清][血漿][臍帯血]		113
項目コード統合	[0462] ← [0462・9139]	
γ-GT(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)[腹水][胸水][他材料]		113
項目コード統合	[3505] ← [3505・9268]	
コリンエステラーゼ(ChE)[血清][血漿][臍帯血]		113
項目コード統合	[0405] ← [0405・9158]	
コリンエステラーゼ(ChE)[腹水][胸水][他材料]		113
項目コード統合	[3510] ← [3510・9286]	
アミラーゼ[血清][血漿][臍帯血]		114
項目コード統合	[0417] ← [0417・9140]	
アミラーゼ[腹水][胸水][他材料]		115
項目コード統合	[3524] ← [3524・9269]	
リパーゼ[血清][血漿][臍帯血]		116
項目コード統合	[0418] ← [0418・9156]	
リパーゼ[腹水][胸水][他材料]		116
項目コード統合	[3525] ← [3525・9283]	
クレアチニン[血清][血漿][臍帯血]		120
項目コード統合	[0452] ← [0452・9141]	
クレアチニン[腹水][胸水][他材料]		121
検査機器	[LABOSPECT 008 α] ← [LABOSPECT 008]	
尿酸(UA)[血清][血漿][臍帯血]		121
項目コード統合	[0410] ← [0410・9142]	
尿酸(UA)[腹水][胸水][他材料]		122
項目コード統合	[3514] ← [3514・9271]	
尿素窒素(UN)[血清][血漿][臍帯血]		122
項目コード統合	[0409] ← [0409・9143]	
尿素窒素(UN)[腹水][胸水][他材料]		123
項目コード統合	[3515] ← [3515・9272]	
アンモニア[血漿][臍帯血]		123
項目コード統合	[0456] ← [0456・9153]	
グルコース[血清][血漿][臍帯血]		131
項目コード統合	[0506] ← [0506・9144]	
グルコース[腹水][胸水][他材料]		131
項目コード統合	[3523] ← [3523・9273]	
トリグリセリド(TG)[血清][血漿][臍帯血]		134
項目コード統合	[0425] ← [0425・9157]	
トリグリセリド(TG)[腹水][胸水][他材料]		134
項目コード統合	[3519] ← [3519・9285]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
コレステロール(TC)[血清][血漿][臍帯血]		135
項目コード統合	[0463] ← [0463・9145]	
コレステロール(TC)[腹水][胸水][他材料]		135
項目コード統合	[3516] ← [3516・9274]	
ナトリウム(Na)[血清][血漿][臍帯血]		144
項目コード統合	[0487] ← [0487・9146]	
ナトリウム(Na)[腹水][胸水][他材料]		144
項目コード統合	[3526] ← [3526・9275]	
カリウム(K)[血清][血漿][臍帯血]		145
項目コード統合	[0433] ← [0433・9147]	
カリウム(K)[腹水][胸水][他材料]		145
項目コード統合	[3527] ← [3527・9276]	
クロール(Cl)[血清][血漿][臍帯血]		146
項目コード統合	[0434] ← [0434・9148]	
クロール(Cl)[腹水][胸水][他材料]		146
項目コード統合	[3528] ← [3528・9277]	
マグネシウム(Mg)[血清][血漿][臍帯血]		147
項目コード統合	[0489] ← [0489・9154]	
マグネシウム(Mg)[腹水][胸水][他材料]		147
項目コード統合	[3529] ← [3529・9281]	
カルシウム(Ca)[血清][血漿][臍帯血]		147
項目コード統合	[0448] ← [0448・9149]	
カルシウム(Ca)[腹水][胸水][他材料]		148
項目コード統合	[3530] ← [3530・9278]	
無機リン(IP)[血清][血漿][臍帯血]		148
項目コード統合	[0449] ← [0449・9155]	
無機リン(IP)[腹水][胸水][他材料]		149
項目コード統合	[3531] ← [3531・9282]	
血液ガス[動脈血]		150
項目コード統合	[0961] ← [0961・9171・0981・0983]	
鉄(Fe)[血清][臍帯血]		154
項目コード統合	[0438] ← [0438・9159]	
鉄(Fe)[腹水][胸水][他材料]		154
項目コード統合	[3532] ← [3532・9287]	
不飽和鉄結合能(UIBC)[血清][臍帯血]		154
項目コード統合	[0490] ← [0490・9160]	
不飽和鉄結合能(UIBC)[腹水][胸水][他材料]		154
項目コード統合	[3533] ← [3533・9288]	
総ビリルビン(TB)[血清][血漿][臍帯血]		156
項目コード統合	[0422] ← [0422・9150]	
総ビリルビン(TB)[腹水][胸水][他材料]		156
項目コード統合	[3511] ← [3511・9279]	
直接ビリルビン(DB)[血清][血漿][臍帯血]		156
項目コード統合	[0423] ← [0423・9151]	
直接ビリルビン(DB)[腹水][胸水][他材料]		156
項目コード統合	[3512] ← [3512・9280]	
CRP(C反応性蛋白)[血清][血漿][臍帯血]		254
項目コード統合	[0351] ← [0351・9152]	
CRP(C反応性蛋白)[腹水][胸水][他材料]		254
項目コード統合	[3534] ← [3534・9284]	
推算GFRcreat(eGFR)[血清]		355
項目コード統合	[0452010] ← [0452010・e0452010]	
HIV-1抗体(確認試験)[WB]		310
受託終了		
HIV-2抗体(確認試験)[WB]		312
受託終了		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[髄液]		200
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
トータルHCG(α β +free β)[髄液]		201
新規作成		
AFP(α -フェトプロテイン)[髄液]		264
新規作成		
麻疹ウイルス抗体[PA]		306
受託中止		
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗甲状腺マイクロゾーム抗体)(マイクロゾームテスト)[PA]		321
受託中止		
抗サイログロブリン抗体(サイロイドテスト)[PA]		322
受託中止		
13C尿素呼気試験		350
全面改訂		
項目コード	[6051] ← [tc15_104000]	
検査方法	[赤外吸収スペクトロメトリー(IR)] ← [赤外分光分析法]	
基準値	[2.5 % 未満] ← [(設定なし)]	
推算GFRcreat(eGFR)[血清]		355
基準値	[60 以上] ← [90 以上]	
リンパ球サブセット検査[血液]		333
報告成分	[CD4(絶対数)] ← [(報告なし)]	
(1→3)- β -Dグルカン		280
検査方法	[発色性合成基質法] ← [比濁時間分析法]	
major BCR::ABL1(ABL比)(ALL)[末梢血][骨髓液]		382
新規作成		
ムンプスウイルス抗体 IgG[EIA][髄液]		307
検査方法	[EIA(試薬のみ)] ← [EIA]	
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画)[随時尿]		189
検査中止		
17-KS7分画(17-ケトステロイド7分画)[蓄尿]		190
検査中止		
染色体検査(脆弱X)		362
検査中止		
クロザビン[LC-MS/MS]		163
新規作成		
免疫電気泳動[免疫固定法](ADIRA)ダラツムマブ用		249
新規作成		
遊離 β -HCG[血清]		201
基準値	[1.00 未満] ← [0.28 未満]	
Ⅰ型コラーゲン架橋-N末端テロペプチド(NTx)		258
検査中止		
抗ミュラー管ホルモン(AMH/MIS)		202
新規作成		
レプチン		209
新規作成		
ミエリンベースック蛋白(MBP)[髄液]		324
項目コード	[5801] ← [6435]	
検査試薬	[EIA(試薬のみ変更)] ← [EIA]	
所要日数	[不定期] ← [3～9日]	
基準値	[(参考基準値)] ← [(基準値)]	
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子)(薬理遺伝学的検査: フェニトイン)		398
新規作成		
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子)(薬理遺伝学的検査: ホスフェニトイン)		398
新規作成		
CYP2C9(チトクロームP450 2C9遺伝子)(薬理遺伝学的検査: ワルファリン)		398
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(Ki-CONNECT専用)		398
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: オメプラゾール)		399
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: ランソプラゾール)		399
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: エスシタロプラム)		399
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: セルトラリン)		399
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: クロピドグレル)		399
新規作成		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: ポリコナゾール)		400
新規作成		
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子)(薬理遺伝学的検査: エリグルスタット)		400
新規作成		
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子)(薬理遺伝学的検査: トラマドール)		400
新規作成		
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子)(薬理遺伝学的検査: ベンラファキシン)		400
新規作成		
CYP2D6(チトクロームP450 2D6遺伝子)(薬理遺伝学的検査: コデイン)		400
新規作成		
CYP3A5(チトクロームP450 3A5遺伝子)(薬理遺伝学的検査: アピキサバン)		401
新規作成		
CYP3A5(チトクロームP450 3A5遺伝子)(薬理遺伝学的検査: タクロリムス)		401
新規作成		
UGT1A1(UDP-グルクロン酸転移酵素遺伝子)(薬理遺伝学的検査: イリノテカン)		401
項目コード	[8951] ← [7150]	
VKORC1(薬理遺伝学的検査: ワルファリン)		401
新規作成		
NUDT15(薬理遺伝学的検査: アザチオプリン)		401
項目コード	[8952・8953] ← [1601]	
NUDT15(薬理遺伝学的検査: メルカプトプリン)		401
項目コード	[8952・8953] ← [1601]	
ABCG2(薬理遺伝学的検査: アピキサバン)		402
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: イマチニブ)		402
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: ゲフィチニブ)		402
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: エルロチニブ)		402
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: アキシチニブ)		402
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: スニチニブ)		402
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: ソラフェニブ)		403
新規作成		
ABCG2(薬理遺伝学的検査: ロスバスタチン)		403
新規作成		
SLC01B1(薬理遺伝学的検査: シンバスタチン)		403
新規作成		
SLC01B1(薬理遺伝学的検査: アトルバスタチン)		403
新規作成		
SLC01B1(薬理遺伝学的検査: ロスバスタチン)		403
新規作成		
NAT2(薬理遺伝学的検査: イソニアジド)		403
新規作成		
DPYD(薬理遺伝学的検査: フルオロウラシル)		404
新規作成		
DPYD(薬理遺伝学的検査: カペシタビン)		404
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
DPYD(薬理遺伝学的検査: テガフル)		404
新規作成		
PD-L1蛋白(clone 28-8)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		272
新規作成		
PD-L1蛋白(clone SP263)免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		272
新規作成		
CD30 Ber-H2免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		352
新規作成		
RET CDx遺伝子解析RET融合遺伝子(甲状腺癌)		381
新規作成		
RET CDx遺伝子解析RET変異(甲状腺髄様癌)		381
新規作成		
BRAF遺伝子変異(ダブルフェニブ・エンコラフェニブ) BRAF(B-raf) (MEBGEN TM BRAF 3)		385
新規追加		
BRCA1/2遺伝子検査BRCA1/BRCA2(BRACAnalysis CDx)		395
新規作成		
myChoice CDx(BRCA1/2, HRD) BRCA1/BRCA2(myChoice CDx)		395
新規作成		
がんゲノムプロファイリング検査(OncoGuide NCC オンコパネルシステム)		409
新規作成		
がんゲノムプロファイリング検査(FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル)		410
新規作成		
がんゲノムプロファイリング検査(FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル)		410
新規作成		
がんゲノムプロファイリング検査(AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル)		411
新規作成		
BRAF遺伝子変異(ダブルフェニブ・エンコラフェニブ) BRAF(B-raf) (MEBGEN TM BRAF 3)		385
検査方法		[PCR-rSSO法] ← [リアルタイムPCR]
テイコプラニン(TEIC)		167
有効治療域		[15 - 40] ← [15 - 30]
糖定量[蓄尿]		72
基準値 濃度		[2-20] ← [(設定なし)]
抗GM1抗体-IgG		328
新規作成		
抗GQ1b抗体-IgG		328
新規作成		
HER2遺伝子(ERBB2(erbB-2/neu, HER2))[DISH]		380
項目コード		[tc13_8c053dish] ← [tc13_8c053]
抗ミューラー管ホルモン(AMH/MIS)		202
検査所要日数		[2～5日] ← [3～5日]
検査方法		[ECLIA法] ← [CLEIA法]
基準範囲 女性 20～24歳		[2.00 - 12.5] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 25～29歳		[1.95 - 10.7] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 30～32歳		[0.64 - 14.2] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 33～35歳		[0.89 - 8.31] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 36～38歳		[0.40 - 6.92] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 39～41歳		[0.11 - 7.26] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 42～44歳		[0.07 - 4.13] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 45～49歳		[1.52 以下] ← [(設定なし)]
基準範囲 女性 22～25歳		[(廃止)] ← [0.28 - 8.01]
基準範囲 女性 26～30歳		[(廃止)] ← [0.29 - 12.2]
基準範囲 女性 31～35歳		[(廃止)] ← [0.07 - 10.0]
基準範囲 女性 36～40歳		[(廃止)] ← [9.23 以下]
基準範囲 女性 41～45歳		[(廃止)] ← [4.48 以下]
BRAF V600E変異蛋白免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		271
新規作成		
MMR蛋白免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		272
新規作成		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
ガストリン		204
項目コード	[1203] ← [1200]	
保存方法	[血清を凍結保存] ← [血清を冷蔵保存]	
検査所要日数	[3～9日] ← [設定なし]	
基準範囲	[11.9 - 46.9] ← [37 - 172]	
単位	[pmol/L] ← [pg/mL]	
コクリン-トモプロテイン(CTP)		263
新規作成		
水痘、帯状ヘルペスウイルス DNA定量		290
新規作成		
水痘、帯状ヘルペスウイルス DNA定量[髄液]		290
新規作成		
糖定量[蓄尿]		72
基準値 濃度	[2-20] ← [(設定なし)]	
甲状腺刺激抗体(TSAb)		322
検査方法	[バイオアッセイ法] ← [EIA]	
基準範囲	[110 未満] ← [120 以下]	
クロザピン[LC-MS/MS]		163
検査所要日数	[3～4日] ← [3～6日]	
HBウイルス-PreC/CP		287
検査所要日数	[7～9日] ← [3～6日]	
インフリキシマブ(消化器内科)		172
検査中止		
インフリキシマブ(後続1)(消化器内科)		172
検査中止		
インフリキシマブ(レミケード)		173
検査中止		
インフリキシマブ(後続1)		173
検査中止		
アダリムマブ[ELISA]		173
検査中止		
アダリムマブ		173
検査中止		
ゴリムマブ		173
検査中止		
トシリズマブ		174
検査中止		
エタネルセプト		174
検査中止		
ウステキヌマブ(消化器内科)		174
検査中止		
TSH(甲状腺刺激ホルモン)[血清]		184
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
TSH(甲状腺刺激ホルモン)〔負荷試験〕		357
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
TSH(甲状腺刺激ホルモン)[他材料]		184
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
FT3(遊離トリヨードサイロニン)[血清]		185
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
基準範囲	[2.33 - 4.00] ← [2.06 - 3.17]	
FT3(遊離トリヨードサイロニン)〔負荷試験〕		357
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
FT3(遊離トリヨードサイロニン)[他材料]		185
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
FT4(遊離サイロキシシン)[血清]		185
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
FT4(遊離サイロキシシン)〔負荷試験〕		358
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
FT4(遊離サイロキシン)[他材料]		186
検査方法	[電気化学発光免疫測定法(ECLIA)] ← [化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)]	
HAウイルス抗体 IgG		299
項目名	[HAウイルス抗体 IgG] ← [HAウイルス抗体]	
抗核抗体(ANA)[FA]		315
検査試薬	[IIFT: HEp-20-10 ユーロイミュン(EUROIMMUN Japan)] ← [フルオロHEPANA-2テスト(MBL)]	
抗体価(nuclear)	[倍数報告] ← [倍数報告]	
均質型(homogeneous)	[倍数報告] ← [倍数報告]	
稠密微細斑紋型(dense fine speckled)	[コメント報告] ← [報告なし]	
セントロメア/散在斑点型(centromere/discrete-speckled)	[倍数報告] ← [倍数報告]	
斑紋型(speckled)	[倍数報告] ← [倍数報告]	
散在核内斑点(discrete nuclear dots)	[倍数報告] ← [その他染色型として報告]	
核小体型(nucleolar)	[倍数報告] ← [倍数報告]	
核膜型(nuclear envelope)	[倍数報告] ← [その他染色型として報告]	
多形型(pleomorphic)	[倍数報告] ← [報告なし]	
PCNA様(PCNA-like)	[コメント報告] ← [その他染色型として報告]	
CENP-F様(CENP-F-like)	[コメント報告] ← [その他染色型として報告]	
細胞質型(cytoplasmic)	[倍数報告] ← [報告なし]	
細胞質線維型(cytoplasmic fibrillar)	[コメント報告] ← [報告なし]	
細胞質散在斑紋型(cytoplasmic speckled)	[コメント報告] ← [報告なし]	
細胞質網状型/AMA(cytoplasmic reticular/mitochondria-like)	[コメント報告] ← [報告なし]	
極性型/ゴルジ様(polar/Golgi-like)	[コメント報告] ← [その他染色型として報告]	
桿状および輪状型(rods and rings)	[コメント報告] ← [報告なし]	
有糸分裂型(mitotic)	[倍数報告] ← [報告なし]	
中心体型(centrosome/centrioles)	[コメント報告] ← [その他染色型として報告]	
紡錘糸型(spindle fibers)	[コメント報告] ← [その他染色型として報告]	
NuMA様(NuMA-like)	[コメント報告] ← [その他染色型として報告]	
細胞間架橋型(intercellular bridge)	[コメント報告] ← [報告なし]	
有糸分裂期染色体外膜型(mitotic chromosomal)	[コメント報告] ← [報告なし]	
辺縁型(peripheral)	[倍数報告] ← [倍数報告]	
SARS-CoV-2 抗体		314
新規作成		
SARS-CoV-2核酸検出		314
新規作成		
肺サーファクタント蛋白D(SP-D)		141
検査方法	[LA] ← [CLEIA]	
プロコラーゲン-III-ペプチド(P-III-P)		259
検査所要日数	[3～6日] ← [2～3日]	
デオキシビリジノリン[随時尿]		260
JLAC10測定法コード	[052] ← [(設定なし)]	
検査方法	[CLEIA] ← [EIA]	
報告成分	[DPD濃度・DPD/Cr・Cr濃度] ← [DPD濃度・DPD/Cr濃度]	
検査所要日数	[2～4日] ← [3～5日]	
シアリルTn抗原(STN)		266
検査所要日数	[3～8日] ← [2～3日]	
HBウイルス-PreC/CP		287
検査所要日数	[8～12日] ← [7～9日]	
エストラジオール(E2)[血清]		197
検査試薬		
基準値(男性)	[8.5 - 48.0] ← [42.0 以下]	
基準値(女性 卵胞期)	[15.6 - 186.4] ← [<20.0 - 121.6]	
基準値(女性 排卵期)	[20.9 - 267.7] ← [<20.0 - 231.8]	
基準値(女性 黄体期)	[14.6 - 512.6] ← [<20.0 - 463.4]	
基準値(女性 閉経後)	[< 2.0 - 47.3] ← [53.3 以下]	
基準値(女性 妊娠初期)	[448 - 3,028] ← [457 - 3,866]	
基準値(女性 妊娠中期)	[707 - 26,743] ← [867 - 35,006]	
CH50(血清補体価)		250
検査所要日数	[2 ～ 3日] ← [当日報告]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
PFD試験(腓外分泌機能試験)		355
検査中止		
NMP22(核マトリックスプロテイン22)[随時尿]		270
検査中止		
TPA(組織ポリペプチド抗原)		268
検査中止		
CYP2C19(チトクロームP450 2C19遺伝子)(薬理遺伝学的検査: クロバザム)		400
新規作成		
major BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]		383
項目名称・表記	[major </i>BCR::ABL1</i>] ← [major BCR-ABL1]	
major BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]		382
項目名称・表記	[major </i>BCR::ABL1</i>] ← [major BCR-ABL1]	
minor BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]		383
項目名称・表記	[minor </i>BCR::ABL1</i>] ← [minor BCR-ABL1]	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]		390
項目名称・表記	[</i>RUNX1::RUNX1T1</i>] ← [RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO)]	
PML::RARA mRNA同定[末梢血][骨髓液]		388
項目名称・表記	[</i>PML::RARA</i>] ← [PML-RARA]	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]		390
項目名称・表記	[</i>RUNX1::RUNX1T1</i>] ← [RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO)]	
minor BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]		384
項目名称・表記	[minor </i>BCR::ABL1</i>] ← [minor BCR-ABL1]	
micro BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]		384
項目名称・表記	[micro </i>BCR::ABL1</i>] ← [micro BCR-ABL1]	
PML::RARA mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]		389
項目名称・表記	[</i>PML::RARA</i>] ← [PML-RARA]	
major BCR::ABL1 IS[末梢血]		382
項目名称・表記	[major </i>BCR::ABL1</i>] ← [major BCR-ABL1]	
major BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託)[末梢血][骨髓液]		383
項目名称・表記	[major </i>BCR::ABL1</i>] ← [major BCR-ABL1]	
minor BCR::ABL1 mRNA定量(GAPDH比)(外部委託)[末梢血][骨髓液]		384
項目名称・表記	[minor </i>BCR::ABL1</i>] ← [minor BCR-ABL1]	
micro BCR::ABL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		385
項目名称・表記	[micro </i>BCR::ABL1</i>] ← [micro BCR-ABL1]	
TCF3::HLF mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
項目名称・表記	[</i>TCF3::HLF</i>] ← [TCF3(E2A)-HLF]	
TCF3::PBX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		388
項目名称・表記	[</i>TCF3::PBX1</i>] ← [TCF3(E2A)-PBX1]	
PML::RARA mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		389
項目名称・表記	[</i>PML::RARA</i>] ← [PML-RARA]	
CBFB::MYH11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		389
項目名称・表記	[</i>CBFB::MYH11</i>] ← [CBFB-MYH11]	
RUNX1::RUNX1T1 mRNA定量(外部委託)[末梢血][骨髓液]		390
項目名称・表記	[</i>RUNX1::RUNX1T1</i>] ← [RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO)]	
RUNX1::MECOM mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
項目名称・表記	[</i>RUNX1::MECOM</i>] ← [RUNX1(AML1)-MECOM(EVI1)]	
ETV6::RUNX1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
項目名称・表記	[</i>ETV6::RUNX1</i>] ← [ETV6(TEL)-RUNX1(AML1)]	
KMT2A::AFF1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		391
項目名称・表記	[</i>KMT2A::AFF1</i>] ← [KMT2A(MLL)-AFF1(AF4)]	
KMT2A::AFDN mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
項目名称・表記	[</i>KMT2A::AFDN</i>] ← [KMT2A(MLL)-AFDN(AF6)]	
KMT2A::MLLT3 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
項目名称・表記	[</i>KMT2A::MLLT3</i>] ← [KMT2A(MLL)-MLLT3(AF9)]	
KMT2A::MLLT11 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		392
項目名称・表記	[</i>KMT2A::MLLT11</i>] ← [KMT2A(MLL)-MLLT11(AF1q)]	
KMT2A::MLLT1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
項目名称・表記	[</i>KMT2A::MLLT1</i>] ← [KMT2A(MLL)-MLLT1(ENL)]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
NUP98::HOXA9 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
項目名称・表記	[</i>NUP98:HOXA9</i>] ← [NUP98-HOXA9]	
STIL::TAL1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		393
項目名称・表記	[</i>STIL::TAL1</i>] ← [STIL(SIL)-TAL1]	
DEK::NUP214 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		394
項目名称・表記	[</i>DEK::NUP214</i>] ← [DEK-NUP214(CAN)]	
major BCR::ABL1(ABL比)(ALL)[末梢血][骨髓液]		382
項目名称・表記	[major </i>BCR::ABL1</i>] ← [major BCR-ABL1]	
9;22転座(好中球BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[末梢血]		373
項目名称・表記	[<i>BCR::ABL1</i>] ← [BCR-ABL1]	
9;22転座(BCR::ABL1(Philadelphia染色体))[骨髓液][他材料]		373
項目名称・表記	[<i>BCR::ABL1</i>] ← [BCR-ABL1]	
4q12欠失/挿入(FIP1L1::PDGFRA融合)[末梢血][骨髓液][他材料]		370
項目名称・表記	[<i>FIP1L1::PDGFRA</i>] ← [FIP1L1-PDGFRA]	
8;21転座(RUNX1::RUNX1T1)[末梢血][骨髓液][他材料]		372
項目名称・表記	[<i>RUNX1::RUNX1T1</i>] ← [RUNX1-RUNX1T1(AML1-ETO)]	
15;17転座(PML::RARA)[末梢血][骨髓液][他材料]		377
項目名称・表記	[<i>PML::RARA</i>] ← [PML-RARA]	
3;3転座/逆位(GATA2::MECOM)[末梢血][骨髓液][他材料]		370
項目名称・表記	[<i>GATA2::MECOM</i>] ← [RPN1-MECOM]	
11q23転座(KMT2A)[末梢血][骨髓液][他材料]		373
項目名称・表記	[<i>KMT2A</i>] ← [KMT2A(MLL)]	
12;21転座(ETV6::RUNX1)[末梢血][骨髓液][他材料]		375
項目名称・表記	[<i>ETV6::RUNX1</i>] ← [ETV6-RUNX1(AML1)]	
1;19転座(TCF3::PBX1)[末梢血][骨髓液][他材料]		368
項目名称・表記	[<i>TCF3::PBX1</i>] ← [TCF3-PBX1]	
12;21転座(ETV6::RUNX1) 高二倍体[末梢血][骨髓液][他材料]		368
項目名称・表記	[<i>ETV6::RUNX1</i>] ← [ETV6-RUNX1(AML1)]	
8;14転座(IGH::MYC)[末梢血][骨髓液][他材料]		372
項目名称・表記	[<i>IGH::MYC</i>] ← [MYC-IGH]	
14;18転座(IGH::BCL2)[末梢血][骨髓液][他材料]		376
項目名称・表記	[<i>IGH::BCL2</i>] ← [BCL2-IGH]	
11;14転座(IGH::CCND1)[末梢血][骨髓液][他材料]		374
項目名称・表記	[<i>IGH::CCND1</i>] ← [CCND1-IGH]	
11;18転座(BIRC3::MALT1)[末梢血][骨髓液][他材料]		374
項目名称・表記	[<i>BIRC3::MALT1</i>] ← [BIRC3-MAL1(API2-MALT1)]	
4;14転座(IGH::FGFR3)[末梢血][骨髓液][他材料]		370
項目名称・表記	[<i>IGH::FGFR3</i>] ← [FGFR3-IGH]	
14;16転座(IGH::MAF)[末梢血][骨髓液][他材料]		376
項目名称・表記	[<i>IGH::MAF</i>] ← [MAF-IGH]	
ビタミンB1(チアミン)		142
検査方法	[LC-MS] ← [LC-MS/MS]	
HLAタイピング(レシピエント)		341
報告成分変更		
HLAタイピング(ドナー)		343
報告成分変更		

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
臨床検査基準値一覧 第17版		
HTLV-1+2抗体[血清]		309
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
HTLV-1+2抗体[他材料]		309
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
HIV-1+2抗体・p24抗原[血清]		312
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
HIV-1+2抗体・p24抗原[他材料]		312
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
がんゲノムプロファイリング検査(GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム)		410
新規作成		
がんゲノムプロファイリング検査(Guardant360 CDx がん遺伝子パネル)		410
新規作成		
HTLV-1+2抗体[血清]		309
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
HTLV-1+2抗体[他材料]		309
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
HIV-1+2抗体・p24抗原[血清]		312
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
HIV-1+2抗体・p24抗原[他材料]		312
報告成分	[定量値および判定] ← [判定のみ]	
エドキサバン		174
新規作成		
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP) [随時尿]		257
新規作成		
組織因子経路インヒビター2(TFPI2)tissue factor pathway inhibitor 2		265
新規作成		
CCR4蛋白[FCM][血液]		271
新規追加		
NSE(神経特異エノラーゼ)[髄液]		269
新規作成		
selectivity index(SI)[血清][随時尿]		361
新規作成		
抗RNP抗体[CLEIA]		317
項目コード	[6954] ← [6654]	
オーダーボタン	[抗RNP抗体[CLEIA]] ← [抗RNP抗体[ELISA]]	
検査方法	[CLEIA] ← [ELISA]	
基準値	[10.0 U/mL 未満] ← [15 未満 陰性]	
所要日数	[2～3日] ← [2～6日]	
ソマトメジンC(IGF-1)		178
基準値(男性 78歳)	[45 - 172] ← [(設定なし)]	
基準値(男性 79歳)	[43 - 167] ← [(設定なし)]	
基準値(男性 80歳以上)	[41 - 163] ← [(設定なし)]	
基準値(女性 78歳)	[48 - 155] ← [(設定なし)]	
基準値(女性 79歳)	[44 - 152] ← [(設定なし)]	
基準値(女性 80歳以上)	[43 - 149] ← [(設定なし)]	
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)		208
検査方法	[CLEIA] ← [ECLIA]	
抗ガラクトース欠損IgG抗体		320
検査方法	[CLEIA] ← [ECLIA]	
プロテインS		101
検査所要日数	[3～6日] ← [3～5日]	
タクロリムス		171
有効治療域	[20.0 未満] ← [5.0 - 20.0]	
フェノバルビタール		160
有効治療域	[10.0 - 40.0] ← [10.0 - 30.0]	
リチウム(Li)		163
有効治療域	[0.3 - 1.2] ← [0.6 - 1.2]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
1q21増幅(CKS1B)[末梢血][骨髓液][他材料]		369
カットオフ(gain)	[1.8% 以下] ← [(報告なし)]	
カットオフ(amplification)	[0.3% 以下] ← [(報告なし)]	
コクサッキーウイルスB5型抗体[NT]		298
検査所要日数	[11～23日] ← [7～13日]	
コクサッキーウイルスB5型抗体[NT][髄液]		298
検査所要日数	[11～23日] ← [7～13日]	
エコーウイルス11型抗体[NT]		298
検査所要日数	[11～23日] ← [7～13日]	
エコーウイルス11型抗体[NT][髄液]		299
検査所要日数	[11～23日] ← [7～13日]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
臨床検査基準値一覧 第18版		
肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)		409
報告成分	[RET Fusion] ← [(報告なし)]	
肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)		409
所要日数	[7～11日] ← [10～14日]	
肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)		409
報告成分	[MET Ex 14 Skipping] ← [(報告なし)]	
肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)		409
報告成分	[EGFR Ex20 Insertion] ← [(報告なし)]	
カンビロバクター抗原		279
新規作成		
核酸検出(結核菌群)		347
制定		
SARS-CoV-2 + インフルエンザA・B + RSウイルス		313
新規作成		
核酸検出(一般細菌・ウイルス)(FilmArray呼吸器パネル)		347
新規作成		
核酸検出(一般細菌・ウイルス・真菌)(FilmArray髄膜炎・脳炎パネル)		348
新規作成		
核酸検出(グラム陽性菌・グラム陰性菌・酵母様真菌・薬剤耐性遺伝子)(FilmArray血液培養パネル)		347
新規作成		
核酸検出(抗酸菌群)		347
項目コード	[1630600m] ← [1630600]	
項目名称	[核酸検出(抗酸菌群)] ← [核酸同定(抗酸菌群)]	
甲状腺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx)		410
制定		
がんゲノムプロファイリング検査(OncoGuide NCC オンコパネルシステム)		409
検査項目名	[がんゲノムプロファイリング検査(OncoGuide NCC オンコパネルシステム)] ← [OncoGuide NCC オンコパネルシステム]	
肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)		409
検査項目名	[肺がん関連遺伝子(オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム)] ← [オンコマイン Dx Target Test マルチ CDx システム]	
がんゲノムプロファイリング検査(FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル)		410
検査項目名	[がんゲノムプロファイリング検査(FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル)] ← [FoundationOne CDx がんゲノムプロファイリング]	
がんゲノムプロファイリング検査(FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル)		410
検査項目名	[がんゲノムプロファイリング検査(FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイル)] ← [FoundationOne Liquid CDx がんゲノムプロファイリング]	
がんゲノムプロファイリング検査(GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム)		410
検査項目名	[がんゲノムプロファイリング検査(GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム)] ← [GenMineTOP がんゲノムプロファイリングシステム]	
がんゲノムプロファイリング検査(Guardant360 CDx がん遺伝子パネル)		410
検査項目名	[がんゲノムプロファイリング検査(Guardant360 CDx がん遺伝子パネル)] ← [Guardant360 CDx がん遺伝子パネル]	
がんゲノムプロファイリング検査(AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル)		411
検査項目名	[肺がん関連遺伝子(AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル)] ← [AmoyDx 肺癌マルチ遺伝子PCRパネル]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
臨床検査基準値一覧 第19版		
CLDN18蛋白 胃癌免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製		272
新規作成		
リバーロキサバン		174
新規作成		
ガンシクロビル		175
新規作成		
レテルモビル		175
新規作成		
ベルモスジル		175
新規作成		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[血清]		199
検査中止		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[随時尿]		200
検査中止		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[蓄尿]		200
検査中止		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[髄液]		200
検査中止		
インタクトHCG($\alpha\beta$)[他材料]		199
検査中止		
免疫電気泳動(抗ヒト全血清による同定)		248
検査中止		
von Willebrand因子(フォン・ウィルレブランド因子)		100
検査方法	[ラテックス凝集比濁法] ← [固定血小板凝集法]	
基準範囲	[血液型O型：48.2 - 201.9%, 血液型A・B・AB型：60.8 - 239.8%] ← [50 - 150%]	
JLAC10測定法コード	[062] ← [316]	
ビタミンB12		142
必要量	[0.6 mL] ← [0.4 mL]	
採取検体の保存条件	[冷蔵 14日] ← [凍結 12週]	
検査方法	[CLEIA] ← [CLIA]	
基準範囲	[180 - 914 pg/mL] ← [233 - 914 pg/mL]	
葉酸(FA)		143
必要量	[0.6 mL] ← [0.5 mL]	
採取検体の保存条件	[冷蔵 14日] ← [冷蔵 12週]	
検査方法	[CLEIA] ← [CLIA]	
基準範囲	[4.0 以上] ← [3.6 - 12.9]	
抗カルジオリピン β 2グリコプロテインⅠ複合体抗体		325
基準範囲	[3.5 未満] ← [3.5 以下]	
プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)		259
保存方法	[血清を冷蔵(14日)] ← [血清を冷蔵(12週)]	
検査方法	[CLIA] ← [IRMA(チューブ固相)]	
基準値	[3.62 - 9.52] ← [0.3 - 0.8]	
肝線維化疾患のカットオフ	[6.95] ← [(設定なし)]	
結果単位	[ng/mL] ← [U/mL]	
所要日数	[2～5日] ← [3～6日]	
報告桁数	[小数点以下2桁, 有効数字3桁] ← [小数点以下1桁, 有効数字3桁]	
JLAC10測定法コード	[051] ← [006]	
Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)		259
保存方法	[血清を冷蔵(8日)] ← [血清を冷蔵(4週)]	
基準値	[0.84 AU/mL] ← [C.O.I.: 1.00 未満, 陰性]	
結果単位	[AU/mL] ← [(単位なし)]	
PTH-I(PTH-intact)		188
保存方法	[血清を冷蔵(5日)] ← [血清を凍結(6月)]	
インターフェロン- λ 3		339
検査所要日数	[2～8日] ← [2～3日]	
ROS1融合遺伝子ROS1(ros)		380
検査所要日数	[4～10日] ← [4～7日]	

Department of Clinical Laboratory, Kyoto University Hospital		
改訂履歴		
SLX(シアリルLeX-i抗原)		266
採取検体の保存条件		[[血清を冷蔵(21日)] ← [血清を凍結(12週)]]
トロポニンI		256
採取検体の保存条件		[[血清を凍結(31日)] ← [血清を凍結]]
デングウイルスNS1抗原・IgG+IgM抗体		301
新規作成		
抗GM-CSF抗体		319
新規作成		
PNH型赤血球検査[血液]		334
検査機器		[[削除]] ← [FACSCalibur]
PNH型赤血球検査[骨髓液]		334
検査機器		[[削除]] ← [FACSCalibur]
抗アコアポリン4抗体		328
所要日数		[3～6日] ← [3～9日]
major BCR::ABL1 mRNA同定[末梢血][骨髓液]		382
検査中止		
minor BCR::ABL1 mRNA定量(院内測定)[末梢血][骨髓液]		384
検査中止		
WT1 mRNA定量[末梢血][骨髓液]		394
検査中止		
インフルエンザウイルスA・B型抗原		302
検査中止		
血小板凝集能		102
新規追加		
PTクロスミキシング試験(凝固インヒビター(PT))		100
新規追加		
赤血球抵抗試験(Parpart法)		101
新規作成		
がんゲノムプロファイリング検査(ヘムサイト解析プログラム)		410
新規作成		
タウ蛋白[髄液]		260
項目コード		[5394] ← [sp0012]
リン酸化タウ蛋白[髄液]		260
項目コード		[5395] ← [sp0013]

