

TBG（サイロキシン結合グロブリン） 検査方法変更のお知らせ

20-P016 (2020 Jun.)

[1/1]

サポートライン
2147

このたび、標記の検査項目について、測定試薬の安定供給が困難であるため、販売中止が予定されていることから、別メーカーのCLEIA法試薬に変更させていただきます。診療科のみなさまには、ご理解いただきますようお願いいたします。


2020年 7月 1日（水） 受託分より

- 内容変更となる検査項目：TBG（サイロキシン結合グロブリン）
- 検査場所：LSIメディエンス（外注）
- 変更点の概要


変更内容	新	旧
検査方法	CLEIA	RIA（PEG法）
基準値	14 - 31 $\mu\text{g}/\text{mL}$	14.0 - 29.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
所要日数	2～5日	同左
保存方法	血清を凍結（2週）	血清を冷蔵（12週）

● 新旧の相関

[全域]



[低値域]



LSIメディエンス検討

京都大学医学部附属病院検査部

<http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~kensa/>

kensa@kuhp.kyoto-u.ac.jp



KYOTO UNIVERSITY

一次サンプル
採取マニュアル