

HCV-RNAコアジェノタイプ 検査依頼に際してのご注意

HCVに関する下記検査項目におきまして、検査内容の変更を行いましたので、ご案内申し上げます。

また、今回の検査内容の変更に伴い、オーダー画面の運用も変更させていただきたく、合わせてご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

■実施日 平成20年4月1日（火）ご依頼分より

■変更項目：HCV定量コアジェノタイプ

■変更内容：HCV-RNA定量検査の検査方法を変更させていただきます。
方法変更に伴い、採血管およびオーダー画面の運用が変更されます。

新	旧
【検査方法】 HCV定量コアジェノタイプ ・HCV-RNA定量（TaqManPCR） ・HCV-RNAコアジェノタイプ（RT-PCR）	【検査方法】 HCV定量コアジェノタイプ ・HCV-RNA定量（オリジナル法） ・HCV-RNAコアジェノタイプ（RT-PCR）
【容器】 ・TaqManPCR専用容器：「△」 8ml採血 ・コアジェノタイプ専用容器：「木」 3ml採血 <u>※項目毎にそれぞれ採血が必要となります。</u>	【容器】 ・オリジナル法・コアジェノタイプ用：「木」 5ml採血 1本のみ。
【オーダー画面】 ・新運用のHCV定量コアジェノタイプにつきましては、専用のオーダー画面を作成しております。 <u>外注検査（一般）⇒ HCV定量コアジェノタイプ ⇒ 「HCV-RNA定量」および「HCVコアジェノタイプ」両者のオーダーを外さないようお願いします。</u> （採血管ラベルを2枚出力するため） ・TaqManPCRを単独でオーダーする場合（HCVコアジェノタイプ検査が不要な場合）には、 <u>外注検査（一般）⇒ 「HCV-RNA定量」</u> にてオーダーしてください。	
ご質問・お問い合わせについては下記へご連絡ください。 院内SRL受付：3764 SRL京都営業所：075-323-1880	

■採血管：[木]（HBV、HCV、HIV-1専用容器）

[△]（HCV-RNA、HIV-1 RNA高感度検査専用容器）

非常に高感度な検査なので、キャップを開けないでください。

