

## HBVおよびHCV核酸定量検査[TaqMan PCR] 再開のお知らせ

## 検査部Alert

平成22年6月23日

関係各位

検査部長 一山 智

## HBVおよびHCV核酸定量検査(TaqMan PCR) 再開のお知らせ

平素より検体検査業務に、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。

このたび、一時外部委託検査扱いとしておりましたHBV/HCV核酸定量検査(TaqMan PCR)について、下記のとおりKINGオーダーでの院内受託検査として開始しますのでご案内いたします。

以下の注意事項を遵守いただき、ご利用をお願いいたします。

## ●検査項目

- ・HBV/HCV核酸定量検査 (TaqMan PCR)

## ●オーダー開始日時 ・平成22年7月2日 (金) から

## ●オーダー画面

- ・検体→伝票→感染遺伝子 (HBV/HCV) → HBV-DNA定量 [PCR] , HCV-RNA定量 [PCR]

## ●検査実施場所

- ・検査部 微生物検査室

## ●検体容器および提出方法

- ・血液 (末梢血) ; H容器、6ml
- ・ヘパリン等のPCR反応阻害物質の混入に注意してください。
- ・採血後は氷冷して速やかに微生物検査室まで提出してください。

## ●検出感度

- ・HBV-DNA定量 [PCR] : 2.1~9.0 Log Copy /ml
- ・HCV-RNA定量 [PCR] : 1.2~7.8 Log IU /ml

## ●問い合わせ先

- ・検査部 微生物検査室 (内線3500)
- ・検査部サポートライン PHS 2147

HBVおよびHCV核酸定量検査[TaqMan PCR] 再開のお知らせ

●検査項目の詳細

- ・HBウイルスDNA定量
- ・HBウイルスRNA定量