

採血管「C3」「C9」追加のお知らせ

20-P036 (2020 Dec.)


[1/2]

サポートライン
2147

このたび、外注検査用 血清採取採血管として「C3」「C9」を追加いたします。

診療科の皆様には、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2020年 12月 17日（木）夕方 ラベル出力分より

	C3	C9
内容物	血清分離剤	
キャップ	青色ゴムキャップ	レンガ色ゴムキャップ
管壁の表記	NIPRO SP 3mL	NIPRO SP 8.5mL
容量（必要量）	3 mL	8.5 mL
採取前容器の保管方法	室温保管	
主な使用目的	外注検査 血清採取用	
検体容器保管場所	検査部 検査室1	
容器写真		

採取量が異なりますが、内容物は同じです。

各病棟の出検実績については、次ページをご参照ください。

検査部：増田 (PHS：2144)・西山 (PHS：2141)

検査部サポートライン PHS：2147



採血管「C3」「C9」追加のお知らせ

[2/2]

サポートライン
2147

表. 1ヶ月分の想定本数

	C3	C9		C3	C9
北病棟 1 階	16	0	積貞棟 2 階	24	15
ESICU	8	20	積貞棟 3 階	79	39
中病棟 2 階	5	7	積貞棟 4 階	20	18
NICU	15	5	積貞棟 5 階	43	39
C/HCU	17	7	積貞棟 6 階	14	7
集中治療部	30	16	積貞棟 7 階	44	24
中病棟 5 階	52	42	積貞棟 8 階	21	8
中病棟 6 階	52	32	南病棟 1 階	9	1
中病棟 7 階	98	23	南病棟 2 階	54	21
中病棟 8 階	23	5	南病棟 3 階	45	51
1ヶ月分の想定本数 (過去の出検実績より計算) <u>ピンクラベル+白ラベル</u>			南病棟 4 階	33	18
			南病棟 5 階	15	5
			南病棟 6 階	107	67
			南病棟 7 階	79	53
			南病棟 8 階	8	4
			西病棟	9	12

※ 白ラベルは全本数のうち1～2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは
表に示した本数の1～2割程度と予測されます。

検査部：増田 (PHS：2144)・西山 (PHS：2141)

検査部サポートライン PHS：2147

