

採血管「B2」追加のお知らせ

[1/2]

サポートライン
2147

このたび、凝固検査オーダー時の採血管本数見直しに伴い、
外注検査 凝固検査用の採血管として「**B2**」を追加いたします。
診療科の皆様には、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2021年3月9日（火）夕方 ラベル出力分より

B2	
内容物	3.2% クエン酸Na
キャップ	黒色ゴムキャップ
管壁の表記	NIPRO CW 1.8 mL
容量（必要量）	1.8 mL
採取前容器の保管方法	室温保管・個包装 開封後は1ヶ月以内に使用
主な使用目的	凝固検査（外注）
検体容器保管場所	中央診療棟 2階 検査室1

内容物が液体であるため

線まで採取をお願いします。



採血管の内容物である抗凝固剤が液体であり、

その蒸発を避けるために

なるべく**使用時にアルミ包装を開封**するようにしてください。

各病棟の予測使用本数については、次ページをご参照ください。

検査部サポートライン PHS：2147

検査部：中西 (PHS：6204)・増田 (PHS：2144)・西山 (PHS：2141)



採血管「B2」追加のお知らせ

[2/2]

サポートライン
2147

表. 3ヶ月分の想定本数

	B2		B2
北病棟 1 階		積貞棟 2 階	2
北病棟 4 階		積貞棟 3 階	57
北病棟 5 階	12	積貞棟 4 階	
KCNT		積貞棟 5 階	18
ESICU	4	積貞棟 6 階	6
中病棟 2 階	13	積貞棟 7 階	2
MFICU	2	積貞棟 8 階	3
NICU	4	南病棟 1 階	
GCU		南病棟 2 階	
C/HCU	7	南病棟 3 階	21
集中治療部	14	南病棟 4 階	10
中病棟 5 階	34	南病棟 5 階	1
中病棟 6 階	5	南病棟 6 階	18
中病棟 7 階	20	南病棟 7 階	28
中病棟 8 階	2	南病棟 8 階	1
3ヶ月分の想定本数		西病棟	1
ピンクラベル+白ラベル			

※ 白ラベルは全本数のうち1~2割程度なので、実際に病棟で準備いただくのは

表に示した本数の1~2割程度と予測されます。

