

[6414/5G-397-001]

Ver.15

5.免疫学的検査 &gt;&gt; 5G.自己免疫関連検査&gt;&gt;5G397 抗デスマoglein3抗体

## 抗デスマoglein3抗体

anti-desmoglein 3 antibody

連絡先 3764

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

6414

001

抗デスマoglein3

検査予約

至急オーダー

不可

検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

キョウダイテスト

注 80 外



コウダイ.



血液

中検外1

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_-55008

\*\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

C6 6ml

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

[6414/5G-397-001]

Ver.15


5.免疫学的検査 &gt;&gt; 5G.自己免疫関連検査&gt;&gt;5G397 抗デスマoglein3抗体

## 抗デスマoglein3抗体

anti-desmoglein 3 antibody

連絡先 3764

01	C6	凝固促進剤 + 血清分離剤(ピンク)	
採取材料	血液	採取量	6 mL
遠心分離		遠心	
測定材料	血清	測定必要量	0.4 mL



採取容器について

検体採取について

採取後検体の取扱い

検体搬送について

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	血清	保存条件1	冷蔵	2週				

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体到着日から60日間 (検体量ある場合のみ) &lt;br /&gt;

(分析物の安定性については「採取検体の保存条件」を参照)

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

検査機器

&amp;nbsp;



[6414/5G-397-001]

Ver.15

5.免疫学的検査 &gt;&gt; 5G.自己免疫関連検査&gt;&gt;5G397 抗デスマグレイン3抗体

## 抗デスマグレイン3抗体

anti-desmoglein 3 antibody

連絡先 3764

エスアールエル 検査要項

## JLAC10

分析物	5G397	抗デスマグレイン3抗体
識別	0000	
材料	023	血清
測定法	052	化学・生物発光イムノアッセイ (CLEIA)

## 変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2008/04/01	2008/04/01～	制定
2	2014/01/16	2013/12/06～	検査方法・基準値・単位変更(測定範囲が広く, 定量性が向上された試薬に変更)
3	2015/04/24	2015/04/01～	外部委託先変更(SRL⇒LSIM), 検体保存条件・報告日数変更
4	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
5	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
6	2019/12/16	2019/12/16～	JLAC10更新に伴う検査項目名称変更
7	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定
8	2020/12/16	2020/12/17～	採血容器変更
9	2021/07/02	2021/07/02～	検体保存条件を変更
10	2021/08/02	2021/05/27～	採血容器変更
11	2022/03/09	2021/12/09～	採取名称部分に検体搬送先を印字
12	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
13	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂

[6414/5G-397-001]

Ver.15

5.免疫学的検査 &gt;&gt; 5G.自己免疫関連検査&gt;&gt;5G397 抗デスマoglein3抗体

## 抗デスマoglein3抗体

anti-desmoglein 3 antibody

連絡先 3764

14	2023/12/21	2023/12/21～	必要検体量を追記
15	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定